


Pasta per profilassi - Sondaggio su **393** responder


1 Tra le paste per profilassi, quale gusto è preferito dai suoi pazienti?

Menta	236	60%
Chewing Gum	85	22%
Mela verde	44	11%
Other	28	7%




2 Quale confezionamento preferisce?

Pasta in tubo	178	45%
Coppette monouso	200	51%
Siringhe	15	4%



3 Preferisce i prodotti con presenza di fluoro?

Si	317	80%
No	70	18%
Other	6	2%



➤ PASTA PER PROFILASSI

Denominazione del prodotto	CLEANIC	CLEANPOLISH	NUPRO® SENSODYNE® 	SMART PROPHY
Produttore	Kerrhawe S.A.	Kerrhawe S.A.	Dentsply	Micerium spa
Campi di applicazione	Profilassi e lucidatura dei denti	Profilassi e lucidatura	E' adatta per le procedure di pulizia e lucidatura, quale parte del trattamento profilattico dentale professionale	Pasta per profilassi dentale
Composizione (%)	Silicati, umettanti, emulsionanti, tensioattivi, aromi, coloranti, Methyparaben, fluoruro di sodio 0,1	Acqua, pomice, carbonato di calcio, ossido di alluminio, sorbitolo, glicerina, altri	Ingredienti medicinali (Soltanto per paste contenenti fluoruro): fluoruro di sodio (ioni fluoro 1,23); Ingredienti non medicinali (Per ogni tipo di pasta): glicerina, pomice, fosfosilicato di calcio e sodio (NovaMin®), silicato di sodio, biossido di titanio, metil salicilato, acqua purificata, carbossimetilcellulosa di sodio, saccarina sodica, aroma	Glycerin, pumice, aqua, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, peg, titanium dioxide, cellulose gum, peg-25 hydrogenated castor oil, sodium fluoride, methylparaben, sodium saccharin, aroma, propylparaben, cl 19140, cl 42090
Formato	Pasta	Pasta in tubo	Pasta in grana media e grossa in coppette monouso	Siringhe (3ml) + tips di applicazione
Descrizione prodotto	Pasta per profilassi e lucidatura a base di Perlite. Il comportamento dinamico delle particelle abrasive permette di pulire e lucidare le superfici in un singolo passaggio	Pasta per la pulizia e la lucidatura dei denti naturali e per la pre-lucidatura di restauri in oro, amalgama e composito	Contiene NovaMin®, un fosfosilicato di calcio e sodio disponibile in formulazioni al fluoro o senza fluoro. La granulometria per lucidatura è ideale per i pazienti più giovani e per le procedure profilattiche che richiedono una minima abrasione dentale. La granulometria per la rimozione delle pigmentazioni è indicata nella maggior parte delle procedure di pulizia in cui si desidera una forte azione lucidante per la rimozione delle pigmentazioni	Pasta per profilassi dentale con indice di abrasività variabile. Facile da usare, contiene fluoro
Sostanza abrasiva	Perlite	Pomice	Pomice	•
Grado di abrasione della dentina RDA	27	43,8	25,3 – 30,1	170 - 250
Abrasione dello smalto REA	3,4	5,5	7,58 +/- 0,34 (grana grossa) 6,85 +/- 0,31 (grana media)	•
Rugosità (Ra)	•	•	•	•
Aroma/gusto	Menta/Bubble Gum/Mela Verde	Anice	Arancia	Delicato sapore alla menta
Coloranti e conservanti	Sì	Sì	No	Sì
Contiene mentolo	Sì, ma è disponibile anche una versione senza mentolo (aroma mela verde)	Sì	No	No
Presenza di glutine	No	No	No	No
Rilascio di fluoro	Sì	No	È disponibile sia nella versione senza fluoro che nella versione con rilascio di fluoro	Sì
Granulometrie disponibili	Unica granulometria ad azione dinamica	Singola	Media e grossa	RDA 170 70 micron RDA 250 125 micron
Utilizzabile con qualsiasi coppetta	Sì	Sì	Sì	Sì, si consigliano comunque gli spazzolini a coppetta Smart prophyl Micerium
Confezionamento	Tubetto 100 gr, barattolo 200 gr, coppette monodose da 2 gr	Tubetto da 50 gr.	Scatola contenete 175 coppette monouso (350 gr di pasta)	6 siringhe + 25 tips di applicazione
Altre proprietà	A differenza delle paste a base di pomice, la Cleanic pulisce e lucida le superfici dentali senza abraderle in profondità	Utilizzandola in accoppiamento alla pasta SuperPolish assicura un'elevata lucidatura delle superfici trattate	Grazie alla presenza di NovaMin®, un ingrediente bioattivo che utilizza ioni di fosfato di calcio per occludere i tubuli dentinali e ridurre la sensibilità dentinale del paziente	Alta tollerabilità del paziente, rilascia fluoro durante l'uso
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 67,60	Non fornito

Legenda:  approfondimento  offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> PASTA PER PROFILASSI

Denominazione del prodotto	SUPERPOLISH	ULTRAPRO TX	ULTRAPRO TX PURE
Produttore	Kerrhawe S.A.	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc
Campi di applicazione	Lucidatura	Profilassi	Profilassi
Composizione (%)	Acqua, ossido di alluminio, sorbitolo, glicerina, altri	Glicerolo 30/50, Fluoruro di Sodio 2/6, Nitrato di Potassio 4/6	Glicerolo 30/50
Formato	Pasta in tubo	Pasta in coppette monodose	Pasta in coppette monodose
Descrizione prodotto	Pasta ad alto potere lucidante indicata per denti naturali e restauri in oro, amalgama e composito	Pasta per profilassi e lucidatura dello smalto in 5 gusti e 3 granulometrie	Pasta per profilassi e lucidatura dello smalto
Sostanza abrasiva	Ossido di Alluminio	Pomice	Pomice
Grado di abrasione della dentina RDA	9,8	•	•
Abrasione dello smalto REA	4,5	•	•
Rugosità (Ra)	•	•	•
Aroma/gusto	Anice	Menta, chewing gum, walterberry (gusto fruttato), arancio	Neutro
Coloranti e conservanti	Sì	Sì	No
Contiene mentolo	Sì	Sì	No
Presenza di glutine	No	No	No
Rilascio di fluoro	No	Sì	No
Granulometrie disponibili	Singola	Grossa - media - fine	Media
Utilizzabile con qualsiasi coppetta	Sì	Sì	Sì
Confezionamento	Tubetto da 45 gr	200 coppette da 2 gr cad + anello portacoppetta	200 coppette da 2 gr cad + anello portacoppetta
Altre proprietà	Utilizzandola in accoppiamento alla pasta CleanPolish assicura una lucidatura a specchio delle superfici trattate	Nitrato di potassio	•
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 43,90	Euro 43,90

INFO OPERATORI

Dentsply Italia
800.921107
www.dentsply.it
Kerrhawe S.A
800.165552
www.kerrdental.it
Micerium spa
0185.7887870
www.micerium.it
Ultradent Products Inc
800.830715
www.ultradent.it

AVVERTENZE IMPORTANTI
PER IL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Dentsply International e GlaxoSmithKline: insieme per offrire un portafoglio di prodotti a doppio marchio per l'igiene orale professionale

GlaxoSmithKline (GSK) e DENTSPLY International, leader mondiale nei prodotti dentali professionali, hanno stipulato un accordo per creare un portafoglio di prodotti a doppio marchio per l'igiene orale professionale da utilizzare in studio su pazienti affetti da sensibilità dentinale, un problema che si stima riguardi 1 persona su 3.

La pasta per profilassi NUPRO® Sensodyne® fornisce infatti un immediato sollievo dalla sensibilità dentinale, continuando ad offrire tutti i benefici che ci si aspetta dal marchio numero 1 nella profilassi, comprese le eccellenti proprietà di lucidatura e rimozione delle macchie. Supportata da NovaMin®, un ingrediente bioattivo che uti-



lizza ioni di fosfato di calcio per occludere i tubuli dentali e ridurre la sensibilità dentinale del paziente, NUPRO® Sensodyne® è l'unica ad offrire il triplo beneficio della rimozione delle macchie, della lucidatura e della desensibilizzazione in un solo semplice passaggio. La pasta per profilassi NUPRO® Sensodyne® consente ai medici di integrare senza problemi

un trattamento di desensibilizzazione nella procedura standard di profilassi.

La pasta può essere applicata prima o dopo le procedure di ablazione per alleviare la sensibilità dentinale; è disponibile in due diverse grane: una grana da fine a media per la lucidatura ed una da media a grossa per la rimozione delle macchie. Nupro Sensodyne è disponibile sia nella ver-

sione senza Fluoro (come la tradizionale NUPRO) che con il Fluoro al fine di soddisfare tutte le diverse e specifiche esigenze cliniche dei pazienti.

La pasta per profilassi NUPRO® Sensodyne® non contiene coloranti ed è disponibile nel gradevole sapore al gusto arancia.

- Sollievo immediato dalla sensibilità dentinale
- Esclusiva tecnologia NovaMin® a base di fosfato di calcio
- PIU' la forza nella rimozione delle macchie che già conosci.

PER INFORMAZIONI:

www.dentsply.it

Numero verde 800.921107



L'eccellenza nella chirurgia guidata

Attraverso la progettazione implantare software assistita, la metodologia ModelGuide, realizza per il dentista una guida chirurgica personalizzata che consente di eseguire l'intervento implanto-protetico in modo sicuro, efficiente e rapido.

