


Attacchi ortodontici estetici - Sondaggio su **530** responder


1 Lei ritiene che la terapia sia più lunga con l'uso di attacchi estetici rispetto alla terapia effettuata con attacchi metallici?

Si	231	44%
No	299	56%




2 Oggi gli attacchi estetici hanno ancora problemi di rotture durante la terapia?

Si	269	51%
No	261	49%



3 In quali percentuale i suoi pazienti scelgono terapie realizzate con attacchi estetici, con mascherine invisibili oppure con terapie linguali?

0-1	40	8%
2	51	10%
3	86	16%
4	70	13%
5	86	16%
6	53	10%
7	64	12%
8	53	10%
9	14	3%
10-100	13	2%



> ATTACCHI ORTODONTICI ESTETICI

Denominazione del prodotto	AQUA	ATTACCHI D.B. FIBRA DI VETRO	CLEAR II	CRYSTAL	DIAMANTE	DREAM CLIP
Produttore	Leone spa	Leone spa	SIA Orthodontic Manufacturer Srl	SIA Orthodontic Manufacturer Srl	ODP	Lancer Italia srl
Tipologia di attacco	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Gemellare	Ceramica self ligating
Larghezza dell'attacco (mm)	3 e 4	2,3 e 2,9 / 2,3 e 3,3	•	•	3,3	2,85-3,50
Tecniche disponibili	Roth e Ricketts	Edgewise, standard, Andrews, Roth, Ricketts	Roth, MBT, Edgewise	Roth, MBT, Edgewise	Roth, MBT, Edgewise bidimensionale	Roth
Materiale dell'attacco	Ceramica	Fibra di vetro	Composito copolimero	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Trasparenza dell'attacco	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensione dello slot	.018, .022	.018, .022	.018, .022	.018, .022	.018x.025/.022x.028	.022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	No	No	No	Si
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	No	No	No	No	No	Si
Forma della base	Rettangolare	Rettangolare	Anatomica	Anatomica	Anatomica	•
Forma delle alette	Monotwin	Monotwin	Gemellari	Gemellari	Gemellari	•
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica	Meccanica/chimica	Meccanica con sottosquadro	Meccanica con sottosquadro	Meccanica a "coda di rondine"	Meccanica (micro-particelle) + chimica
Tipi di compositi utilizzabili	Auto, fotopol., bicom.	Auto + F3107 Fotopol. + F3107 Bicom. + F3107	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti i cementi ortodontici
Forza di cementazione (PSI)	Fra 6,5 e 9,5	Fra 6,5 e 9,5	•	•	•	•
Forza necessaria per rimuovere l'attacco (N/mm²)	9,2	7	•	•	•	•
Numero di attacchi per confezione	6-10-12-20	20-200-500-1000	20	20 o 12	1	20 e 1
Prezzo di listino (un attacco)*	A partire da euro 9,50	A partire da euro 3,40	Euro 6,25	Euro 7,00	Euro 14,00	Non fornito

> **ATTACCHI ORTODONTICI ESTETICI**

Denominazione del prodotto	EMPOWER CLEAR	EOMC EXTRACT ORTHODONTIC MAGNETIC CIRCUIT	FLAVION	GLAM®	KRISTAL	LOGIC LINE CERAMICA
Produttore	American Orthodontics	Tocksystem di Tock G.R.	ODP	Forestadent	Lancer Italia srl	Leone spa
Tipologia di attacco	Autolegante interattivo	Magnetico monodirezionale	Gemellare	Tradizionale	Zaffiro	Tradizionale
Larghezza dell'attacco (mm)	Varia	6	3	•	2,85-3,50	2,8 / 4
Tecniche disponibili	Bennet McLaughlin e Roth	Straight wire	Roth, MBT, Edgewise, Ricketts	Roth, MBT	Roth, MBT	Step e Roth
Materiale dell'attacco	Ceramica	InoxTi Iso 5832-1 e 2	Copolimero trasparente	Cer. sinterizzata	Ceramica monocristallina	Ceramica
Trasparenza dell'attacco	No	No	Si	Si	Si	Si
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	No	Si	Si	Si	Si
Dimensione dello slot	.022	0,5 mm	.018x.025/.022x.028	.018 , .022"	.018, .022	.022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	Si	No	No	Si	No	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	Si	No	No	Si	No	No
Forma della base	•	Tonda	Anatomica	Anatomica	•	Rettangolare
Forma delle alette	Ben arcuate	Arrotondate	Gemellari	Tradizionali	•	Monotwin
Tipo di base (ritenzione)	Brevettata quadmatte a ritenzione meccanica	Legature	Meccanica con microsfere	A "coda di rondine"	Meccanica (micro-particelle) + chimica	Meccanica
Tipi di compositi utilizzabili	Auto, foto, bipasta	Autoindurente	Tutti	Tutti	Tutti i cementi ortodontici	Auto, fotopol., bicompos.
Forza di cementazione (PSI)	•	•	•	•	•	Fra 6,5 e 9,5
Forza necessaria per rimuovere l'attacco (N/mm²)	•	5	•	•	•	9,2
Numero di attacchi per confezione	1	1	1	Da 1 a 20	20 e 1	6-10-12-20
Prezzo di listino (un attacco)*	Non fornito	Non fornito	Euro 7,50	Euro 16,00+iva 4%	Euro 18,00	A partire da euro 9,00

Legenda: ⊕ approfondimento ⊖ offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ ATTACCHI ORTODONTICI ESTETICI

Denominazione del prodotto	 LOGIC LINE COPOLIMERO MICRORIEPIITO	LUCENT	MIRAGE	NATURA	POLAR	POLAR II
Produttore	Leone spa	ODP	ODP	Leone spa	SIA Orthodontic Manufacturer srl	SIA Orthodontic Manufacturer srl
Tipologia di attacco	Tradizionale	Gemellare	Gemellare	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Larghezza dell'attacco (mm)	2,8 / 3,6	3,3	3	2,8 / 3,8	•	•
Tecniche disponibili	Step e Roth	Roth, MBT, Edgewi- se, Ricketts	Roth, MBT, Edgewi- se, Ricketts	Edgewise, Ricketts, Roth	Roth, MBT, Edgewise	Roth, MBT, Edgewise
Materiale dell'attacco	Copolimero microriepiito	Acrilico trasparente	Ceramica trasparente	Copolimero siliceo	Ceramica (zaffiro)	Ceramica
Trasparenza dell'attacco	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensione dello slot	.022	.018x.025/.022x.028	.018x.025/.022x.028	.018, .022	.018, .022	.018, .022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	No	No	No	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	No	Si	No	No	No	No
Forma della base	Rettangolare	•	Anatomica	Rettangolare	Anatomica	Anatomica
Forma delle alette	Monotwin	•	Gemellari	Monotwin	Gemellari	Gemellari
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica/biomec- canica	Meccanica a forma di "fungo"	Meccanica con sottosquadri	Meccanica/biomec- canica	Meccanica con sfere	Meccanica con sottosquadro
Tipi di compositi utilizzabili	Auto + F3107 Fotopol. + F3107 Bicomp. + F3107	Tutti	Tutti	Auto + F3107 Fotopol. + F3107 Bicomp. + F3107	Tutti	Tutti
Forza di cementazione (PSI)	Fra 6,5 e 9,5	•	•	Fra 6,5 e 9,5	•	•
Forza necessaria per rimuovere l'attacco (N/mm ²)	8,3	•	•	8,9	•	•
Numero di attacchi per confezione	20-200	1	1	20-200-500-1000	20 o 12	20 o 12
Prezzo di listino (un attacco)*	A partire da euro 4,50	Euro 9,50	Euro 13,00	A partire da euro 4,07	Euro 15,00	Euro 12,50

> **ATTACCHI ORTODONTICI ESTETICI**

Denominazione del prodotto	QUICKLEAR®	RADIANCE	SILKON PLUS	SKATE
Produttore	Forestadent	American Orthodontics	American Orthodontics	SIA Orthodontic Manufacturer srl
Tipologia di attacco	Autolegante	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Larghezza dell'attacco (mm)	•	Varia	Varia	•
Tecniche disponibili	Roth, MBT	Roth, McLaughlin Bennet Trevisi, Gianelly slot verticale, Alexander LTS	Edgewise, Straight Wire	Roth, MBT, Edgewise
Materiale dell'attacco	Cer. sinterizzata	Zaffiro monocristallino	Polycarbonato	Ceramica con slot in metallo
Trasparenza dell'attacco	Si	Si	No	Si
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	Si	Si
Dimensione dello slot	.018, .022	.018, .022	.018, .022	.018, .022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	Si	No	No	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	Si	No	No	No
Forma della base	Anatomica	•	•	Anatomica
Forma delle alette	Tradizionali	•	•	Gemellari
Tipo di base (ritenzione)	Sottosquadri interni alla base	Brevettata quad-matte a ritenzione meccanica	A ritenzione meccanica	Meccanica con sottosquadro
Tipi di compositi utilizzabili	Tutti	Auto, foto, bipasta	Auto, foto, bipasta	Tutti
Forza di cementazione (PSI)	•	•	•	•
Forza necessaria per rimuovere l'attacco (N/mm²)	•	•	•	•
Numero di attacchi per confezione	Da 1 a 20	Ricambi da 1 pz, casi da 3/3 sup/inf/ sup-inf, casi da 5/5 sup/inf/sup-inf	Ricambi da 1 pz, casi da 3/3 sup/inf/ sup-inf, casi da 5/5 sup/inf/sup-inf	20 o 12
Prezzo di listino (un attacco)*	Euro 23,00+iva 4%	Non fornito	Non fornito	Euro 8,00

INFO OPERATORI

American Orthodontics
www.americanortho.com
(Importatore e distributore Micerium spa
0185.7887850
www.micerium.it)

Forestadent
www.forestadent.com

Lancer Italia srl
02.4453401
www.lanceritalia.com

Leone spa
055.30441 - www.leone.it

ODP (Dati forniti da Orthopiu - 0382.23267
www.orthopiu.it)

SIA Orthodontic Manufacturer srl
www.siaorthodontics.com

Tocksystem di Tock G.R.
031.280301
www.tocksystem.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Logic Line

Il bracket estetico anche cosmetico



Velocità di trattamento, massima estetica e comfort sono i requisiti ideali per l'ortodonzia cosmetica. Le caratteristiche uniche dei nuovi brackets estetici LOGIC LINE, nati per essere utilizzati con le legature Low Friction Slide, rispondono appieno a queste esigenze. Attacchi

che consentono di sfruttare le più recenti evidenze scientifiche sulla biomeccanica a bassa frizione con la provata affidabilità e semplicità di utilizzo dei brackets gemellari. Il design delle alette e la specifica incassatura ne fanno gli attacchi ideali per l'applicazione ed il man-

tenimento delle Slide. La particolare morfologia consente il posizionamento della legatura Slide in due semplici e distinte fasi: si colloca la Slide in posizione aperta sull'attacco, si inserisce l'arco nello slot e, senza particolari strumenti, si lega la Slide sulle alette infe-

riori. Durante il trattamento il mantenimento della posizione della Slide sarà assicurato. Le ampie dimensioni mesiodistali e il disegno gemellare dei Logic Line permettono comunque l'utilizzo di legature convenzionali. La possibilità di impiegare sia le legature a bassa frizione Slide sia quelle convenzionali, consente una versatilità terapeutica che altre metodiche non permettono. L'interazione di biomeccanica a frizione bassa, alta e perfino combinata rende possibile l'adozione della terapia più vantaggiosa in relazione alla fase del trattamento, i tempi della cura si riducono ed il paziente sarà maggiormente soddisfatto. Realizzati in copolimero microriempito, hanno una colorazione neutra che consente

un ottimo mimetismo sul dente. Elevate proprietà meccaniche, biocompatibilità ed inerzia ai liquidi orali assicurano la necessaria resistenza durante la terapia.

Il disegno a microcelle altamente ritentive della basetta aumenta la superficie di contatto con gli adesivi e la relativa efficacia clinica.

Disponibili nella tecnica STEP (metodica di trattamento Straight Wire) e tecnica Roth.

PER INFORMAZIONI:

Leone SpA

Via Ponte a Quaracchi, 50

50019 Sesto Fiorentino (FI)


Tel. 055.30441

Fax 055.374808

info@leone.it - www.leone.it



la loro bellezza è nelle tue mani



Affidarsi ad un professionista che sappia ridare loro la fiducia nella propria bellezza: ecco cosa desiderano tante donne e uomini italiani. Diventa tu quel professionista, scegli di fare un progetto di investimento per entrare nel circuito di Dermal Clinic: trasformati in un punto di riferimento nella tua città per fornire, in un'unica struttura, trattamenti di estetica medica non invasiva, medicina e chirurgia estetica. Il tuo futuro e la loro bellezza sono nelle tue mani.

Il progetto Dermal Clinic è rivolto a studi medici, odontoiatrici, chirurghi estetici liberi professionisti, imprenditori interessati a investire nella sanità privata.

Numero Verde
800447799

CHIAMA IL NUMERO VERDE
O VISITA IL SITO PER CONOSCERE
I DETTAGLI E SCOPRIRE COME ADERIRE.



www.dermalclinic.it

DERMAL
CLINIC
CENTRO LASER
CHIRURGIA ESTETICA