


Mini Impianti - Sondaggio su 530 responder


1 Solitamente come utilizza il mini impianto?

Per riabilitazioni fisse	66	12%
Stabilizzazione di protesi mobili	464	88%




2 L'utilizzo dei mini impianti è definitivo oppure temporaneo?

Definitivo	388	73%
Temporaneo	142	27%




3 È importante secondo lei il trattamento superficiale oppure la superficie deve essere lucida?

Trattamento superficiale	447	84%
Trattamento lucido	83	16%



4 Come preferisce il confezionamento dei mini impianti?

Solo impianto	253	48%
Impianto e componentistica protesica	277	52%



> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	AXIOM 2.8	BABY	BIOTEC IMPIANTO MINI	CEAM IMPLANTOLOGIC - IMPIANTO A VITE SOMMERSA	CONELOG®
Produttore	Anthogyr France	TBR Implants Group	Biotec srl	Ceam Implantologic sas	Altatec GmbH
Forma corpo implantare profilo esterno	Conico	Cilindrico	Tronco-conico. Corpo cilindrico, apice appuntito	Conico	A vite, conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Monconi protesici dritti e angolati separati dall'impianto	Pilastro protesico separato	A palla	Nessuno	Cronometria con sistema antirotazionale
Indicazioni	Riabilitazioni fisse delle zone anteriori in caso di distanza mesio-distale ridotta	Overdenture, protesi fissa, totale, parziale, ponti	Stabilizzazione di overdenture	Volumi ossei ridotti, incisivi inferiori, stabilizzazione protesi fissa su impianti	Tutte in presenza di ridotta quantità di osso in senso verticale
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-12-14	6	10-11,5-13-15	10-12-14-16-18	7
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2,8	4-5	1,9-2,5	3,2	3,3-3,8-4,3-5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	3	Sommerso	2 collarino transmucoso + 4 di moncone a palla	•	2-4-6
Materiale del corpo implantare	Ti gr 5 medicale	Ti gr 4	Ti gr 5	Ti gr 4	Ti gr 4
Componenti protesici disponibili	Monconi in titanio 0°-7°-15°-23° con tre altezze transmucose	Provvisori, calcinabili, conici, locator	Cappetta ritentiva (già inclusa con l'impianto), moncone dritto, moncone angolato, calcinabile-transfer, analogo da gesso	Moncone cilindrico, a sfera, calcinabile, magnetico	Provvisori in titanio, definitivi dritti, angolati, calcinabili, locator, per protesi avvitate
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	BCP (Biphasic Calcium Phosphate)	Sabbiatura e morden-zatura	Daes surface - doppia acidificazione controllata	Acidificazione	Sabbiatura e morden-zatura
Rugosità superficiale (Ra)	2	1,25 µm	1,12 ± 0,41 µm	•	1,85
Indicato per carico immediato	Si	No	Si	Si	Si
Certificazione FDA *	No	Si	No	No	Si
Confezionamento	Conf. da 1 impianto. Monconi separati	Doppio sterile (raggi gamma) vite di otturazione inclusa	3 confezioni – una sterile (5 anni di garanzia di sterilità)	Sterile (raggi beta) in doppia ampolla + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw	Doppia confezione con blister, sterile
Prezzo di listino**	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 75,00 (sterile)	Non fornito

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	EASYPOLAR MIDDLESIZE TIIMPLANT	ISY MINI IMPLANT SYSTEM	KONUS	LOGIC SPHERO [⊕]	MIB (MINI IMPLANT BALL)
Produttore	Ghimas spa	Sweden & Martina	IBF/DL Medica	Dental Tech srl	Anthogyr France
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindro-conico	Cilindrico	Tronco-conico	Cilindrico	Lievemente conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Semisferico multifunzio- nale con vite	Testa sferica	Moncone avvitato, cono morse	A palla, o-ring, pilastri cementabili	Maschio: sferico ap- piattito; femmina: cuffia metallica con anello o-ring resiliente
Indicazioni	Stabilizzazione di over- denture, denti singoli, ponti, protesi fissa e avvitata	Stabilizzazione di overdenture, singole e ponti provvisori non funzionalizzati	Protesi fissa e mobile	Stabilizzazione di overdenture, singoli in spazi ristretti	Stabilizzazione immediata della protesi totale o realizzazione di provvisori rimovibili
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-11-13-15	8-9,5-11-13	6-8-10-12	10-11,5-13	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2,7-3,2	2,5	3,5-4-4,5-5-5,5-6	2,7	2,6
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2	2	•	2,5	3
Materiale del corpo implantare	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 5 medicale
Componenti protesici disponibili	Cappette e monconi in titanio o calcinabili	Cappette in teflon e titanio per o-ring, tran- sfer calcinabile multiuso	•	Cuffie titanio con o-ring, pilastri calcinabili, titanio	Cuffia in titanio con anelli o-ring di durezza differente
Filettatura automaschiante	No	•	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Doppia mordenzatura acida	TPS	Sabbiatura, acidifica- zione	Sabbiatura, acidifica- zione	Sabbiatura + mordenza- tura acida
Rugosità superficiale (Ra)	0,8 µm	•	•	1,3-1,8 µm	2
Indicato per carico immediato	Si	•	Si	Si	Si
Certificazione FDA *	No	•	No	No	No
Confezionamento	Blister sterile monouso	Doppio confezionamento sterilizzato con raggi beta	3 confezioni sterili	A doppia sterilità in blister e ampolla plastica	Con e senza cuffia di ritenzione
Prezzo di listino**	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00	Non fornito

Legenda: ⊕ approfondimento ⊖ offerta

*non richiesta in Italia ** I prezzi si intendono al netto di IVA

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	MIDE	MINI ERA	MINI EVOLUTION2000	MINI IMPIANTI SLA	MINIFIX ®
Produttore	I.Dent srl	Zimmer Dental By Stern Gold	Allmed	Tiradix srl	Prodent Italia srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Microspire	Cilindrico	Cilindrico	Conico	Monofasico
Tipologia di attacco protesico integrato	A palla (anelli e cappette)	Moncone cilindrico a doppia ritenzione	Sfera nitruata, resistenza all'abrasione	A palla	A sfera
Indicazioni	Overdenture, stabilizzazione protesi mobile	Stabilizzazione di overdenture in soluzioni standard e con correzione dell'angolazione fino a 20 gradi per impianto	Stabilizzazione di overdenture definitive o provvisorie	Mascellare inferiore	Stabilizzazione protesi mobile Inferiore
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	13-15	10-13-15	10-12-14-16	9-11-13	11,5-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2,7-3,5	2,2	2,7	2,5	2,5
Altezze del tratto trans mucoso disponibili dell'impianto (mm)	2,5	2-4	1,3	2,5	Zona gengivale 2,2
Materiale del corpo implantare	Ti gr 4 e 5	Ti gr 4	Ti gr 5	Titanio	Ti gr 5
Componenti protesici disponibili	Cappette rit. varie, anelli direz.	Cuffie in teflon di varie resistenze con cestello	Cappette in rilsan, cappetta con o-ring, calcinabile	Cuffie in acciaio e in titanio	Cappette ritentive elastiche (800 gr) semirigide (1050 gr)
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Double - Etched con nanoparticelle Ca P++	Acidificazione	Acidificazione	SLA	LIKEos® (sabbatura e mordenzatura)
Rugosità superficiale (Ra)	0,5 µm	•	•	•	0,6-1 µm
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA *	No	Si	•	No	No
Confezionamento	Sterile, doppio, con provetta in vetro	Blister con bugiardino	Triplo confezionamento sterile	Provetta in vetro termosaldato	Ampolla + blister sterili
Prezzo di listino**	Euro 90,00	Non fornito	Euro 62,00	Euro 50,00	Non fornito

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	MINIMAX	MINIOVER	MONOIMPIANTO LEONE [⊕]	MS IMPLANT SYSTEM	PROTEM
Produttore	Plan 1 Health srl	Ceam Implantologic sas	Leone spa	Osstem	Dio Implant
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico con apice conico	Cilindrico	Cilindrico	Conico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	A palla con componenti protesiche intercambiabili	A sfera integrato	Testa sferica per attacco O-ring	O-ring a palla, moncone cilindrico	Post, type, moncone, ball type, palla
Indicazioni	Tutte ad esclusione di osso D4	Post-estrattivo, carico immediato, zone estetiche	Stabilizzazione di overdenture nel mascellare inferiore	Stabilizzazione di overdenture, sostituzione denti singoli regione anteriore della bocca	Stabilizzazione di overdenture, ponti sia sul mascellare inferiore che sul superiore
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11,5-13	12-14-16	10-12-14-16	10-11,5-13-15	10-12-14-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2,6-3	2,7	2,7	2,5-3	2-2,5-3
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2	Altezza unica	3 e 5	2-2,5-4	2-4
Materiale del corpo implantare	Ti6Al4V ELI	Ti gr 5	Ti gr 5	Titanio	Ti gr 4
Componenti protesici disponibili	Analogo, moncone calcinabile, moncone 0° e 15° titanio	Cuffie, contenitori cuffie in titanio	Cuffie in titanio con O-ring	Calcinabile, cuffie in titanio, transfer	Cuffie in titanio, calcinabili, monconi titanio, ecc
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura OsseoGRIP e trattamento red-ox EVO	Acidificazione	Sabbatura e passivazione	Sabbatura e acidificazione	RBM, brushite
Rugosità superficiale (Ra)	•	•	1 µm	2,5-3	1,2-1,5
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA *	No	No	Si	Si	Si (come impianto definitivo)
Confezionamento	Fiala in PMMA + TYVEK termosaldato, sterilizzazione mediante raggi beta garantita per 5 anni, confezionato in H ₂ O bidistillata	Sterile (raggi beta) in doppia ampolla	Con porta impianto sterile in bottiglietta, micro cuffia inclusa	Flacone, blister, scatola	Sterilità 5 anni
Prezzo di listino**	Euro 88,00	Euro 55,00	Euro 95,00	Euro 99,00 monconati, 89 overdenture, 59 provvisori	Non fornito

Legenda: ⊕ approfondimento ⊖ offerta

*non richiesta in Italia ** I prezzi si intendono al netto di IVA

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	SFP-AE/2 ASIMMETRIC SURFACE FIXTURE TOCKSYSTEM [⊕]	SFP SURFACE FIXTURE PLURIFUN- CTION SIMMETRICO TOCKSYSTEM [⊕]	SLIM TOCKSYSTEM [⊕]	TIXOS NANO	TIXOS NANO OVD
Produttore	Tocksystem di Tock G.R.	Tocksystem di Tock G.R.	Tocksystem di Tock G.R.	Leader Italia srl	Leader Italia srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico alato asim- metrico	Cilindrico alato sim- metrico	Cilindrico trilobato pieno	One-piece	One-piece
Tipologia di attacco protesico integrato	Avvitato flat to flat o mo- noposizione obbligatoria	Avvitato flat to flat o monoposizione obbligatoria	Maschio M2	Moncone protesico in titanio integrato conico con esagono e disponibi- le anche con platform switching	A palla nitruata normo disponibile anche con platform switching
Indicazioni	Settoriale masticatorio 14°-17°/24°-27° ; 34°- 37°/44°-47°	Settoriale masticatorio 14°-17°/24°-27° ; 34°- 37°/44°-47°	Singola corona oppure ponticello posizione 12,22,31,41. No over- denture	Protesizzazione immediata	Protesizzazione imme- diata, arcata inferiore nell'area compresa fra i due forami mentonieri, per applicazione multipla
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10	10-16	12-14-16-18	10-11,5-13-16	10-11,5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,5	3,5	2,5	2,7-3,2	2,7-3,2
Altezze del tratto trans mucoso disponibili dell'impianto (mm)	2-7	2-7	3-7	5,65-7,65	4,7-6,7
Materiale del corpo implantare	Ti-5°(ISO5832-3)+TiN	Ti-5°(ISO5832-3)+TiN	Ti-5° (ISO 5832-3)	Ti gr 5	Ti gr 5
Componenti protesici disponibili	Calici trans mucosali Ti-5°+cannolicchi	Calici trans mucosali e cannolicchi	Monconi/transfer Ti-5°	Analogo, transfer/ calcinabile e disponi- bili cappette in teflon e contenitori in acciaio	Analogo, cappette in teflon e contenitori in acciaio
Filettatura automaschiante	No	No	Si	No	No
Tipo di trattamento di superficie	Collo: superbright+TiN; corpo: ruvido 250 µm+TiN	Collo: superbright+TiN; corpo: ruvido 250 µm+TiN	Rugosità 250 µm + TiN PVD	Nessuno, impianto ottenuto tramite tecnica DLMF direct laser metal forming	Nessuno, impianto ottenuto tramite tecnica DLMF direct laser metal forming
Rugosità superficiale (Ra)	250 µm+TiN	250 µm+TiN	250 µm+ TiN PVD	•	•
Indicato per carico immediato	No	No	No	Si	Si
Certificazione FDA *	No	No	No	•	•
Confezionamento	Sterile Y sigillato in 2 buste LDPE, rin- chiusi in contenitore rigido esterno PVC trasparente, chiave di posizionamento, perno di martellamento, tappo d'impianto e istruzioni d'uso ed etichetta	Sterile Y sigillato in 2 buste LDPE, rinchiusi in contenitore rigido esterno PVC trasparente, chiave di posizionamento, perno di martellamento, tappo d'impianto e istruzioni d'uso ed etichetta	Sterile Y sigillato in 2 buste LDPE, rinchiusi in contenitore rigido esterno PVC trasparen- te, istruzioni d'uso ed etichetta	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterile
Prezzo di listino**	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	TRI-SR	TRIX-TP	TZ P5 MINI IMPLANT 
Produttore	Hi-Tec Implants	Hi-Tec Implants	Isomed srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Conico-cilindrico	Conico-cilindrico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Pallina, abutment	Pallina, abutment sostituibile	Fresaggio e avvitamento manuale
Indicazioni	Stabilizzazione di overdenture su protesi rimovibile, denti singoli, ponti e corone	Stabilizzazione di overdenture su protesi rimovibile, denti singoli, ponti e corone	Overdenture mandibolari
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11,5-13	10-13	10-12
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2,4	2,8-3,3	2,5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	•	•	14
Materiale del corpo implantare	Ti gr 4	Ti gr 4	Ti gr 4
Componenti protesici disponibili	Cuffie, calcinabili	Sfera h. 0,5/1,5 mm e cuffia – abutment in titanio / calcinabili	Cappette teflon o titanio
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e acidificazione	Mordenzatura
Rugosità superficiale (Ra)	•	•	Nanotitan rugosità controllata
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si
Certificazione FDA *	Si	Si	•
Confezionamento	Ampolla blisterata sterile	Ampolla blisterata sterile	Doppio blister (raggi gamma) + personal card
Prezzo di listino**	Euro 62,00	Euro 79,00	Euro 100,00

INFO OPERATORI

Allmed – 039.481123 – www.allmed.it
Altatec GmbH – 0444.461311
www.camlog.com/www.alta-tech.it
Anthogyr France – 02.84800772
www.anthogyr.it
Biotech srl – 0444.361251
www.bioteconline.com
Ceam Implantologic sas – 02.311575
www.ceamimplantologic.it
Dental Tech srl – 02.96720174
www.dental-tech.it
Dio Implant – www.dioimplantitalia.it
(Distributore Dental P – 02.9189783)
Ghimas spa – 051.575353
www.ghimas.it
Hi-Tec Implants
(Distributore esclusivo Odontes srl
Tel. 02.38103089 – www.odontes.it)
I.dentsrl – 049.8910613
www.identitalia.net
IBF/DL Medica
www.implantologia.com
www.dlmedica.it
Isomed – 049.8629612 – www.isomed.it
Leader Italia srl – 02.618651
www.leaderitalia.it
Leone spa – 055.30441 – www.leone.it
Osstem – www.osstem.com
(Distributore Micerium spa
0185.7887850 – www.micerium.it)
Plan 1 Health srl – 0433.468383
www.p1h.it
Prodent Italiasrl – 02.3535227
www.prodentitalia.it
Sweden & Martina – 049.9124300
www.sweden-martina.com
TBR Implants Group – 02.72080438
<http://it.tbr-implants.com>
Tiradix srl – 039.6612705 – www.tiradix.it
Tocksystem di Tock G.R. – 031.280301
www.tocksystem.it
Zimmer Dental By Stern Gold
0438.37681 – www.zimmerdental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI
PER IL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.



Per protesi rimovibile per arcata inferiore Leone propone i monoimpianti, impianti di diametro ridotto in cui fixture e abutment sono un unico elemento, avente come estremità emersa una testa di forma approssimativamente sferica. I monoimpianti Leone vanno inseriti nell'osso mandibolare, a livello della sinfisi mentoniera, ossia nella regione compresa tra i due

Monoimpianti Leone

Ridotta invasività per protesi rimovibili

forami. Per il corretto sostegno di una protesi rimovibile devono essere inseriti quattro monoimpianti. I monoimpianti Leone sono stati sviluppati appositamente per fornire un'elevata stabilità protesica in tutti i pazienti che possiedono un ridotto volume osseo, che non consentirebbe l'innesto di impianti di dimensioni maggiori. Permettono, inoltre, di fornire al paziente una protesi stabile, comoda, gradevole esteticamente e funzionale, sin dallo stesso giorno della seduta implantare. Una caratteristica fondamentale dei monoimpianti Leone è la minima invasività chirurgica al momento del posizionamento:

possono infatti essere inseriti con procedura "flapless" (senza lembo). In questo modo, grazie al minimo insulto dei tessuti molli, la guarigione è rapida e rappresenta un fattore favorevole per l'applicazione di un carico immediato. I monoimpianti Leone sono realizzati in titanio medicale grado 5 con diametro esterno di 2,7 mm e sono disponibili in quattro diverse lunghezze della parte endossea. Per un adattamento ottimale ai diversi spessori dei tessuti molli sono disponibili due altezze del tratto transmucoso, 3 e 5 mm. Il corpo del monoimpianto presenta una rugosità ideale per una rapida osteointegrazione.

Il collegamento alla protesi avviene tramite O-ring, contenuto all'interno di una micro cuffia. La micro cuffia è una delle più piccole presenti sul mercato: le sue dimensioni così ridotte consentono quasi sempre di poter riutilizzare le eventuali protesi pre-esistenti.

PER INFORMAZIONI:

Leone spa
Via P. a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.30441
Fax 055.374808
info@leone.it
www.leone.it

Tocksystem: Mini solo per altezza e spessore, l'SFP Tocksystem è un grande impianto.

L'esperienza Tocksystem ovvia alle inconvenienze generate dai "mini-impianti" con prodotti e tecnica chirurgica ad elevato riguardo per la conservazione dell'osso residuo e per la resistenza nel tempo del complesso impianto-protetico

Gli impianti SFP sono stati concepiti con il preciso intento di consentire il recupero funzionale della masticazione in selle atrofiche altrimenti irrecuperabili.

Sono impianti a forma di cilindro alato, non sono lame, l'altezza massima del corpo centrale è 9mm o 5mm secondo il modello, il diametro della connessione protesica è 3,5mm, lo spessore alare è 2mm. Il disegno esclusivo conferisce all'impianto un corpo robusto, altezza e spessore ridotti, superficie estesa - ossia i requisiti essenziali per essere impiantato nello spazio osseo ristretto dei quadranti posteriori mascellari e mandibolari.

Gli impianti SFP Tocksystem sono costruiti in titanio più resistente, con accuratezza dei dettagli geometrici, assenza



La protesi settoriale con gli impianti SFP nei settori masticatori

di spigoli, spazi trasversali stabilizzanti per l'ancoraggio nell'osso, ampiezza di superficie d'adesione impianto-osso imparagonabile a quella del mini-impianto cilindrico, cura nei trattamenti di superficie e attenzione riguardo alla connessione protesica.

Tutto ciò concorre a fornire la base eccellente di un manufatto implantoprotesico di alta

qualità, funzionale e duraturo. Gli impianti SFP in forma simmetrica ed asimmetrica, offrono ampia versatilità clinica che valorizza l'esigenza del risparmio osseo nel rispetto biologico, possono essere impiantati in zone dove l'altezza ossea disponibile è 5mm poiché sfruttano lo spazio osseo mesio-distale e hanno estesa superficie di contatto con l'os-


so. Sono impianti bifasici, predisposti ad una sovrastruttura di protesi modulare, senza monconi e senza avvitamenti occlusali, modificabile da overdenture a protesi fissa, rimovibile e rinnovabile.

La tecnica chirurgica è semplificata ed esclude interventi rischiosi, offrendo la facoltà dell'espansione ossea con grande guadagno funzionale ed estetico.

PER INFORMAZIONI:

TOCKSYSTEM
Via Poggio Belvedere, 2
22030 Lipomo (CO)
Tel./fax 031.280301
info@tocksystem.it
www.tocksystem.it

Logic Sphero



Il sistema **Logic Sphero** risponde all'esigenza clinica, sempre più crescente, di disporre di impianti di diametro ridotto per la stabilizzazione immediata di protesi totali e per la realizzazione di elementi singoli nelle zone anteriori in condizioni di spazio

ristretto.

Logic Sphero è progettato per riabilitazioni a lungo termine e concepito per ottimizzare il risultato clinico sfruttando le caratteristiche adeguate:

- **Massima resistenza;** l'impianto è monocomponente

te realizzato in Titanio gr. 5 (Ti6Al4V) per garantire il massimo della resistenza meccanica.

- **Profilo ridotto;** il diametro di soli 2.7 mm, garantisce la possibilità di posizionare l'impianto in creste ossee sottili evitando onerose procedure di rigenerazione ossea.
- **Massima superficie di contatto osseo;** lo sviluppo della macrotopografia impiantare e la clinicamente testata superficie BWS® (Blast Wrinkled Surface) garantiscono un'ottima stabilità primaria del dispositivo e un elevato BIC (Bone Implant Contact). La superficie viene sabbiata e mordenzata con acidi per ottenere un'estrema pulizia e crateri di dimensione ottimale per un'adeguata adesione cellulare.
- **Chirurgia minimamente invasiva;** possibilità di scegliere

re se posizionare l'impianto con tecnica tradizionale (apertura del lembo) o flapless (transgingivale).

- **Massima semplicità;** le caratteristiche precedentemente descritte rendono estremamente semplice la fase chirurgica e l'ergonomica componetistica in dotazione, facilita le procedure protesiche. È così garantita la possibilità di effettuare l'inserimento degli impianti e la stabilizzazione della protesi in una sola seduta.

PER INFORMAZIONI:

Dental Tech srl

Via Giuseppe di Vittorio 10/12

20826 Misinto (MB)

Tel. 02.96720218

Fax 02.96721269

info@dental-tech.it

www.dental-tech.it

Mini impianto a pallina Isomed

Il mini impianto a pallina Isomed è realizzato in Titanio grado 4 nel diametro 2,5 mm. e nelle lunghezze 10, 11,5, 13 e 14,5 mm. La pallina ha un diametro di 2,2 mm e può essere agganciata sia ad attacchi in teflon intercambiabili nelle varie durezza sia ad attacchi in titanio molto più piccoli e meno ingombranti per le creste alveolari molto sottili, dove la protesi non presenta

quegli spazi che sono necessari per l'utilizzo degli attacchi in teflon.

Questi impianti hanno un profilo cilindrico per sfruttare al massimo la superficie di contatto con il tessuto osseo e sono dotati di un filetto più aggressivo lungo tutto il corpo e di un micro filetto a livello della corticale ossea per meglio armonizzare il passaggio verso i tessuti molli dove l'impianto

presenta una porzione lucida tras mucosa, sormontata dalla pallina.

Questi impianti sono consigliati esclusivamente nelle regioni mandibolari frontali da 34 a 44 e sempre in gruppi di 4 impianti. Se ne sconsiglia l'utilizzo in gruppi di 2 impianti e non sono assolutamente utilizzabili nelle regioni mascellari, dove il tessuto osseo è quasi sempre di scarsa qua-

lità e dotato di una corticale esigua.

PER INFORMAZIONI:

Isomed Srl

Via G. Mameli 50/52

35020 Albignasego (PD)

Tel. 049.8629612

Fax 049.8629816

info@isomed.it

www.isomed.it



Protesi Estetiche Flessibili

Si cercano
Rivenditori

- Poliammide semi rigida
- Anallergica
- Ribasabile
- Estetica
- Funzionale
- Resistente
- Non assorbe odori

A.N.M.A.T.
PM 1664/1001



AVVENIRI
fornitura dentali

Viale Mazzini 128 03100 (FR)
tal. 0775/853862 fax.07751881581

www.avveniri.it

Importatore Italia