


Impianti - Sondaggio su 193 responder


1 Nell'acquisto degli impianti dentali, a parità di qualità?

Prediligo impianti di marchi riconosciuti, anche se il prezzo è maggiore	164	84%
Prediligo impianti anche di marchi sconosciuti ma il cui prezzo è competitivo	25	13%
Bado solo al prezzo senza curarmi del marchio	4	3%




2 La prima caratteristica che mi colpisce di un impianto dentale è:

Morfologia e connessione	130	67%
Trattamento di superficie	24	12%
Rapporto prezzo/qualità	39	21%



3 Un impianto dentale progettato in Italia, prodotto in Italia e distribuito da una Azienda Italiana è sinonimo di:

Grande qualità "a scatola chiusa"	81	42%
Qualità standard, al di sotto degli standard nord-europei o americani	112	58%
Qualità paragonabile al "Made in China"	0	0%



> A CONFRONTO

> IMPIANTI									
Denominazione del prodotto	3IT3/ OSSEOTITE/ NONOTITE	ADIN TOUAREG X,WP,RP, NP,S,SWELL	AESTHY TOCKSYSTEM	ANKYLOS® C/X	AUREA	BICON IMPIANTI DENTALI	BIOCOIN	BIOIMPLANT IMPIANTI	
Produttore	Biomet 3i	Adin dental implants Sys Ltd	Tocksystem di Tock G.R.	Dentsply Implants	Phibo	Bicon LLC	I.Dent srl	Bioimplant	
Morfologia	Cilindrico e conico	Conico	Cilindrico, conico trilobato a mono- posizione	Cilindrico-conico	Conico	Radicolare con design a plateau	Conicità variabile, spire incrementali	Cilindrico-conico	
Indicazioni	Tutte	Postestrativo, carico immediato, zone estetiche	Settoriale estetico e masticatorio, postestrativo, tardivo	Postestrativo, differito e ritardato	Postestrativo, carico immediato, ossa di qualità scarsa	Tutte anche in volumi ossei ridotti	Carico immediato, postestrativo, osso di alta, media e bassa densità	Tutte	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5-6-7-8,5-10- 11,5-13-15-18-20	6,25-8-10-11,5- 13-15-16-18	10-12-14-16-18	8-17	NP: 8,5-10-11,5- 13-14,5 RP: 8,5-10-11,5- 13-14,5-16 WP: 8,5-10-11,5-13	5-5,7-6-8-11	5,5-7-8,5-10- 11,5-13-15	7-8,5-10-12- 13-15	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,25-3,75-4-5-6	3-3,3-3,5-3,55- 3,75-4,2-4,3-5-6	3,8-4	3,5-7	3,5-4,3-4,8-5,5-6	3-3,5-4-4,5-5-6	3,6-4-4,5-5-6	3,25-3,75-4-4,5- 5-5,5-6	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Ti gr 5+TiN	Titanio per l'impianto, titanio, zirconia e titanio nitrurato per il moncone	Titanio	Ti6Al4V	Ti gr 4 e 5, lega aurea, plexiglass	Ti gr 4	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	Ti gr 5	Ti gr 5+TiN o calcinabili	Impianto Ti gr 2, moncone Ti gr 5	Ti gr 4	Ti gr 5	Titanio ad uso medicale	•	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Sla, Osseo Fix™	Tin+polibrilliant	Tissue Care	Titanio lucido	•	Ossidazione Bio- mimetic-covering	Si	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconio, oro, peek	TMA, zirconio con hex titanio, calci- nabile base oro	Ti gr 5+TiN e calcinabili	Ricostruzioni cementate, avvita- te e Overdenture, cad/cam	Fresabile dritto, fresabile angola- to, abutment per protesi avvitate dritti, angolati, strutture avvitate cementate ed abutment cad/cam in: CrCo, Ti, Ti Dorato, zirconio, PMMA	Monconi dritti, angolati, a spalla preformata, brevis, locator tutti con cono morse puro	Dritti, angolati, con spalla, multi	Titanio, zirconio, peek, calcinabili base oro, calci- nabili	

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, sovracrestale, sottocrestale	lutta crestale	In osso espanso, paracrestale lin-guale o palatale	Sottocrestale	Bone level	Sottocrestale	Crestale	Sotto-sopra
Connessione tipo platform switching	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	2	Monoposizione interna a 0 errori	1 conica	Doppia conicità, con esalobato interno	Infinite	3-5	6
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono esterno e connessione interna certain	Conica interna esagonale	Monoposizione interna trilobata	Conica interna	Interna, con doppia battuta conica e posizionamento su esalobato interno	Conometrica pura interna	Esagonale interna ed esterna	Interna-esterna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, doppia mordenzatura + DCD	SLA e Osseo Fix™	Sabbatura + TIN	Friadent plus, sabbatura e mordenzatura	Doppia acidificazione, con trattamento termico	Microsabbatura, passivazione acida, rivestimento CP	Double-Etched con nanoparticelle Ca P++	Doppia acidificazione ASD
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono e dodecagono	Esagono	Posizione obbligata a 0 errori	6 coulisse di riposizionamento	Esalobato	•	Esagono o dodecagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	No	No	Si	Si	•	•
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio confezionamento sterile	Doppia ampollina sterile: vetro interna, plastica esterna. Include Fixture, mount e vite tappo	Sterile raggi gamma + chiave posizionamento + vite tappo	Doppia confezione sterile	Esterno cartaceo e doppio blister sterile	Tripla confezione di cui 2 sterili	Sterile, doppio con provetta in vetro	•
Prezzo di Listino*	Da euro 139,00 a 219,00	Euro 167,00 incluso abutment ST	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 120,00	Euro 120,00–135,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	BRÄNEMARK SYSTEM™ GROOVY	BT NANO	BT SAFE BONE LEVEL	BT-TITE ACTIVE	BT-TITE CV3	CAMLOG SCREW-LINE PROMOTE® PLUS	CEAM IMPLANTOLOGIC IMPIANTO A VITE SOMMERSA	CEAM IMPLANTOLOGIC MINI IMPIANTO A VITE SOMMERSA
Produttore	Nobel Biocare	Biotec srl	Biotec srl	BTLock Internatio- nal srl	BTLock Internatio- nal srl	Altatec GmbH	Ceam Implantologic sas	Ceam Implantologic sas
Morfologia	Cilindrico	Conico	Conico, spirale differenziata, spirale doppio principio	Conico	Conico	Conico a vite	Cilindrico	Conico
Indicazioni	Osso medio/ compatto funzione immediata	Alternativa alle procedure di rige- nerazione ossea nel mascellare atrofico	Carico immediato anche in siti poste- riori	Carico immediato, postestrativo, su mascellare superiore con osso debole	Carico immediato, postestrativo	Tutte	Tutti i casi in cui la stabilità primaria è fondamentale, postestrativo	Volumi ossei ridotti, incisivi inferiori, sta- bilità primaria bilizzante protesi fissa su impianti
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-8,5-10-11,5-13- 15-18	5-6	6-8-10-12-14-16	5,5-6,5-8-10-11,5- 13-16	5,5-6,5-8-10-11,5- 13-16	9-11-13-16	10-12-14-16-18-20	10-12-14-16-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,3-3,75-4-5	4,2-4,8-6	3,3-3,7-4,1-4,8-6	3,3-3,75-4,5-5,5	3,75-4,5-5,5	3,3-3,8-4,3-5-6	3,5-4-5-6	3,2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio c.p.	Impianto: titanio; Monconi: titanio, PEEK, lega aurea, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Impianto: titanio; Monconi: titanio, PEEK, lega aurea, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Titanio	Titanio	Titanio	Ti gr 4	Ti gr 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	C.p. gr 4	Impianto ti gr 4, moncone ti gr 5	Impianto ti gr 4, moncone ti gr 5	Ti gr 2 e 5	Ti gr 2 e 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti Alloy	Ti gr 2 e 5	Ti gr 2, 4 e 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	TiUnite®	Titanio macchinato	Titanio macchinato	Titanio	Titanio	Parte macchinata 1,6 mm	•	•
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconio, lega aurea	Soluzioni protesiche preformate e perso- nalizzate in titanio, lega aurea, materiale calcinabile, PEEK, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Soluzioni protesiche preformate e perso- nalizzate in titanio, lega aurea, materiale calcinabile, PEEK, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Peek, definitivi diritti, angolati, calcinabili, in ceramica, a sfera, a barra, per protesi avvitata, basi in titanio per tecnica cad/cam	Ti gr 2 e 5, PMMA	Ti gr 2 e 5, PMMA

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale, sovracrestale e sottocrestale	Crestale	Livello crestale	Sottocrestale	Sovracrestale	Sottocrestale	Sottocrestale
Connessione tipo platform switching	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2	1	•	Ingaggio a 3 tacche	•	•
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	No	No	No	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale esterna	Conica interna esagonale	Conica interna esagonale, esagono esterno	Trilobata interna su tre livelli	Trilobata interna	Interna Tube-In-Tube™	Quadro Interno+filettatura	Quadro Interno+filettatura
Tipo di trattamento di superficie	TiUnite®	Doppia acidificazione controllata	Doppia acidificazione controllata	Sabbiatura e doppia mordenzatura	Sabbiatura e doppia mordenzatura	Sabbiatura e mordenzatura	Acidificazione	Acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Fit camme/moncone	Quadro e ottagono	Quadro
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppia confezione sterile	Triplo confezionamento, di cui una fiala sterile (5 anni di garanzia di sterilità)	Triplo confezionamento, di cui una fiala sterile (5 anni di garanzia di sterilità)	Doppia confezione: una esterna in petg termosigillata in alluminio e titek, una interna in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	Doppia confezione: una esterna in petg termosigillata in alluminio e titek, una interna in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	Doppia confezione, con blister, sterile	Sterile (raggi beta) in doppia ampolla vetro + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw	Sterile (raggi beta) in doppia ampolla vetro + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw
Prezzo di Listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 155,00	Euro 155,00	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 85,00 (sterile)	Euro 65,00 (non sterile) 75,00 (sterile)

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	CONOLOG	CONO.IN	CYROTH E.I.	DESS IMPIANTI DENTALI	DIO IMPLANT SYSTEM	DIO IMPLANT SYSTEM 2	DURAVIT 3P	DURAVIT-INN WIDE
Produttore	Altatec GmbH	3P Implatfavourite srl	AON Implants srl	Dess	DIO Implant	DIO Implant	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl
Morfologia	Conico a vite	Conico	Cilindrico con punta conica	Cilindrico-conico	Conico	Cilindrico-conico	Conico	Cilindrico-conico
Indicazioni	Tutte	•	Tutte, suggerito in osso d1-d2	Postestrativo per carico immediato e transmucosi	Tutte	Tutte	Carico immediato, postestrativo, osso compatto e spugnoso	Carico immediato, postestrativo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-16	Da 6 a 16	5,5-7-8-10-11,5-13-15-17	6-7-7,5-8-10-11,30-15-18	8-10-12-14	7-8,5-10-11,5-13-15	6,25-8-10-12-14	6,25-8-10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,3-3,8-4,3-5	3,8-4,5-5,2	3,75-4,1-4,5-5-6	3,25-3,30-3,75-4-5-6	3,8-4,1-4,5-5-5,3	3,3-3,75-4-5-5,5-6	3-3,5-4-4,5-5	5,5-6-6,5-7
Materiale dell'impianto e del moncone	Implanto Ti gr 4, abutment Ti Alloy	Implanto Ti gr 4, moncone Ti gr 5	Titanio	Ti gr ¾, protesica gr 5	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	•	Ti gr 4	Titanio	Ti gr 4	Ti gr 4	Implanto Ti gr 4, moncone Ti gr 5	Ti gr 4 e Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Parte cilindrica sabbiata e mordenzata, spalla conica mordenzata	Biotech ad acidi progressivi	Nanopore plus, bone platform switching	Trattamento superficiale, sabbiatura e trattamento in acidi	0,3 mm macchinato (implanto)	Superficie liscia (implanto)	•	•
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Provvisori in titanio, definitivi dritti, angolati, calcinabili, Locator, per protesi avvitate	Monconi, perni conometrici, monconi perni conometrici con vite pasante, calcinabili, HRS	Base aurea-titanio-co.cr, Ti gr 5, peek, PMMA, locator	Ab. dritti, angolati, estetici, pilastri per protesi avvitate, calcinabili	Titanio, UCLA, zirconio, POM	Titanio, UCLA, zirconio	Dritto e angolato in titanio, calcinabili, fibra di vetro e zirconio	Titanio, calcinabili, plastica, fibra di vetro

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Epicrestale	Livello crestale	Livello crestale	Livello crestale	Normale centro cresta	Sottocrestale	Transmucoso	Livello osseo e sottocrestale	Livello osseo e sottocrestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	12	1	2	2	2	3	2	2
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica	Conica interna con dodecagono con e senza vite passante	Esagonale interna su appoggio conico	Esterna, interna, interna conica, trilobata interna, ottagonale	Conica	Esterna	Cono morse interna ed esagono di posizione abutment	Esagonale interna con cono morse	
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura	Biotech ad acidi progressivi	Doppia acidificazione, con trattamento termico	Sabbatura con acidificazione, SLA	RBM, Biotite-H	RBM	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e doppia acidificazione	
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Fit camme/moncone	Dodecagono	Esagono	Esagono, ottagon	Esalobato	Esagono	Esagono	Esagono	
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	No	No	Si	Si	Si	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppia confezione, con blister, sterile	Doppio blister sterile raggi gamma	Nanopore Plus: doppia acidificazione + arricchimento calcio fosforo	Doppio blister inserito in scatola	Sterile 5 anni	Sterile 5 anni	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzato a raggi gamma	Doppio tubetto sterile, blister, vite chiusura pte e titanio	
Prezzo di Listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 126,00	Euro 100,00-120,00	Euro 120,00	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 130,00	

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

> IMPIANTI									
Denominazione del prodotto	DYNA HELIX® IMPLANT SYSTEM	EASY FIX	EASY GRIP® MONOBLOCK	EASY GRIP® SCREW	EASYDIP	EASYNECK	EASYRAPID	+	ELISIR
Produttore	Dyna Dental Engineering BV	NSI	T.F.I. System srl	T.F.I. System srl	Overmed srl	Overmed srl	Overmed srl	FMD srl	
Morfologia	Cilindrico-conico	Cilindrico, collo conico	Cilindrico	Cilindrico, conico e anatomico	Troncoconico	Troncoconico	Cilindrico-conico	Cilindrico o conico	
Indicazioni	Carico immediato, postestrativo, carico differito	Stabilizzazione protesi mobile	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Tutte	Tutte	Tutte	Chirurgia avanzata, grande rialzo del seno, mini rialzo del seno, postestrativo, ecc.	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11,5-13-15	11-13-15	8-10-11,5-13-15	8-10-11,5-13-15	8-10-11,5-13-15	8-10-11,5-13-15	10-11,5-13-15	8-10-11,5-13- 14,5-16	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,2-3,6-4,2-5	2,4	3,75-4,50-5	3,30-3,75-4,50-5	3,5-4-4,75-5,25	3,5-4-4,75-5,25	3,75-4,4-5	2,8-3,4-3,8-4,4-2- 4,8-5-5,5-5,8-6-7-8	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Ti gr 5	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Ti gr 5	Monofasico con pallina Ti gr 5	Ti gr 23	Ti gr 23	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5	Titanio	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	•	•	•	Colletto lucido da 0,8 mm	Colletto lucido 3 e 1,5 mm	Colletto lucido 0,8 mm	Ossidazione anodica	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, POM, POM e lega aurea	Monobasico con pallina	Titanio, lega aurea, calcinabile	Titanio, lega aurea, calcinabile	Titanio-dritti, calci- nabile, base oro	Titanio-dritti, calci- nabile, base oro	Titanio-dritti, calci- nabile, base oro	Dritti, angolati, calcinabili, ecc	

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sottocrestale + modello TM per transmucoso	Spire bone level	Transmucoso e sottocrestale	Transmucoso e sottocrestale	Sommerso	Transmucoso	Sommerso	Sommerso, transmucoso
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	1	1	Ottagono	Ottagono	Ottagono	4
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	Si	No	No	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica Interna con ottagono	Monofasico	Esagono interno senza vite (mono-block)	Esagono interno a vite	Conica interna ottagonale	Conica interna ottagonale	Conica interna ottagonale	Esagonale interna
Tipo di trattamento di superficie	A.R.T.	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	S.A.S. sandblasted and acid etched surface
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Ottagono	Ottagono	Esagono	Esagono	Ottagono	Ottagono	Ottagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Blister sterile a doppio rivestimento	Doppio blister	All-in-One: impianto, tappo di chiusura, mounter/abutment con spinetta	All-in-One: impianto, vite di chiusura, mounter/abutment con vite	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y	Doppia confezione sterile
Prezzo di Listino*	Euro 156,00	Euro 75,00	Euro 109,00	Euro 109,00	Euro 140,00	Euro 140,00	Euro 140,00	Euro 89,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ IMPIANTI									
Denominazione del prodotto	EVOLUTION 2000 MC	EVOLUTION 2000 SP	EXACONE®	EXACONE® 6.5	EXACONE® MAX STABILITY	EXACTA	GLOBAL	HEXCEL EHC	
Produttore	Allmed	Allmed	Leone spa	Leone spa	Leone spa	Biaggini Medical Devices	Sweden & Martina spa	Plan 1 Health srl	
Morfologia	Conico a spirale larga	Cilindrico a spirale stretta e conico all'apice	Cilindrico	Cilindrico con spire incrementali	Root-form con spire incrementali	Conico	Conico	Cilindrico	
Indicazioni	Tutte, in particolare postestrativo, carico immediato e con osso di scarsa qualità (morbido)	Tutte in particolare in situazioni con osso denso (duro)	Tutte	Ridotta disponibilità ossea verticale	Scarsa densità ossea, siti postestrativi	Postestrativo, carico immediato, chirurgia guidata, rigenerativa, protesi avvitata, protesi cementata, spazi ridotti	Carico immediato, postestrativo, mini-rialzo e rialzo del seno mascellare	Postestrativo, carico immediato, tutte le qualità ossee	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16	8-10-12-14	6,5	8-10-12	7-9-11-13-15	8,50-10-11,5-13-15	7-8-5-10-11,5-13-15	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,25-3,75-4,25-5	3,25-3,75-4,25-5	3,3-4,1-4,8	5	3,75-4,5	3,3-3,65-4-4,35-4,7-5,4-6,5	3,80-4,30-4,80-5,50	3,25-3,75-4-5-6	
Materiale dell'impianto e del moncone	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5, lega aurea, peek, calcinabili	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5, lega aurea, peek, calcinabili	Titanio	Titanio	Titanio	Ti gr 4 e 5, calcinabile, oro da soprastruzione, zirconia	Titanio	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5, lega aurea, peek, calcinabili	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 5, lega aurea, peek, calcinabili	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 4 e 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Ti gr 4, moncone Ti6Al4V ELI	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Ti e TiN "gold"	Ti e TiN "gold"	•	•	•	Anodizzazione estetica color oro	Liscio	Titanio macchinato	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Tutti per protesi fissa ed overdenture	Tutti per protesi fissa ed overdenture	Per protesi cementata, per protesi avvitata, per overdenture O-ring, temporanei	Per protesi cementata, per protesi avvitata, per overdenture O-ring, temporanei	Per protesi cementata, per protesi avvitata, per overdenture O-ring, temporanei	Calcinabile, oro da soprastruzione, zirconia, preformati, preangolato, multi unit, attacchi sfera	Preformati (dritti e angolati), fresabili, calcinabili con base in lega, interamente calcinabili, intermedi per protesi avvitata disparallela	Titanio, zirconia, peek, calcinabili, calcinabili base oro, equator, MUA	

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Livello crestale o transmucoso	Livello crestale o transmucoso	A livello crestale e sottocrestale	A livello crestale e sottocrestale	A livello crestale e sottocrestale	Livello dei tessuti molli, livello crestale, sottocrestale	Crestale	luxta crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	6	6	3	1	2	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Interna	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Conica esterna	Doppio ottagono interno	Esterna, piatto su piatto
Tipo di trattamento di superficie	Processo di ossidazione controllato, superficie bioattiva	Processo di ossidazione controllato, superficie bioattiva	Sabbatura e passivazione	Sabbatura e passivazione	Sabbatura e passivazione	Sabbatura e acidificazione, sabbatura e acidificazione con microfilm in CaP	ZrTi (sabbata ed acidata)	Sabbatura OsseoGRIP
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono, esagono orientabile (connessione Exacone® 360°)	Esagono, esagono orientabile (connessione Exacone® 360°)	Esagono, esagono orientabile (connessione Exacone® 360°)	Esagono	Ottagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	Si	Si	No	•	No
Confezionamento e sterilizzazione	Triplo sterile con ampolla di vetro	Triplo sterile con ampolla di vetro	In ampolla di vetro con porta-impianto, sterilità 7 anni	In ampolla di vetro con porta-impianto, sterilità 7 anni	In ampolla di vetro con porta-impianto, sterilità 7 anni	Busta alluminio e capsula interna	Doppio confezionamento: fiala e blister, sterilizzazione mediante raggi beta	Fiala in PMMA + TYVEK termosaldato; sterilizzazione mediante raggi beta garantita per 5 anni
Prezzo di Listino*	Euro 120,00 139,00	Euro 120,00 139,00	Euro 120,00	Euro 132,00	Euro 132,00	Euro 115,00-160,00	Non fornito	Euro 126,00 + iva 4%

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

> IMPIANTI									
Denominazione del prodotto	HEXCEL IHC	HEXCEL IHT	I-FIX	I.D.I. EVOLU- TION IMPIANTO DENTALE	I.T.S.® IMPLANT TECHNOLOGY SYSTEM	ICX TEMLANT	IMPIANTO BS	IMPIANTO M	
Produttore	Plan 1 Health srl	Plan 1 Health srl	FMD srl	I.D.I. Evolution srl	Essemme Componentis srl	Medentis GmbH	Ceam Implantologic sas	TBR Implants Group	
Morfologia	Cilindrico-conico	Conico	Cilindrico o conico	Cilindrico-conico	Cilindrico, conico, troncoconico, anatomico a conicità inversa	Cilindrico-conico	Cilindrico	Cilindrico-conico- sterico	
Indicazioni	Postestrativo, carico immediato, tutte le qualità ossee	Postestrativo, carico immediato, osso spugnoso, radici convergenti, split- crest	Chirurgia avanzata, grande rialzo del seno, mini rialzo del seno, postestrativo, ecc.	Tutte	Tutte	•	Implantologia di base, particolarmente indicato nei casi di rialzo del seno mascellare, carico immediato	Carico immediato, radici convergenti, postestrativo, edentulia unitaria, parziale o totale	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8,5-10-11,5-13-15	8,5-10-11,5-13-15	6-8-10-12-14-16	Da 6 a 17	Da 5 a 15	6,5-8-10-12,5-15	10-12-14-16-18	8-10-11,5-13-15	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,5-4-4,5-5,5	3,5-4-4,5-5,5	3-3,4-3,8-4,2-4,5- 4,8-5,2-5,5-5,8	3,5-3,7-3,75-4-4,3- 5-5,3-6	2,5-3,25-3,50-3,75- 4-4,5-5-5,30-5,50	2,9-3,45-3,75- 4,1-4,8	3,5-4	3,2-3,9-4,7	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Ti gr 4	Titanio	Titanio	Ti gr 4	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Ti6Al4V ELI	Ti6Al4V ELI	Titanio	Ti gr 5, calcinabile, zirconia, personaliz- zati (cad/cam)	Ti gr 4 e 5	Ti gr 4	Ti gr 2 e 5	Ti gr 4	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio macchinato	Titanio macchinato	Ossidazione anodica	Microfilettatura sulla parte corticale, sincrona	Si	Titanio	•	Liscio	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconia, peek, calcinabili, calcinabili base oro, equator, MUA	Titanio, zirconia, peek, calcinabili, calcinabili base oro, equator, MUA	Dritti, angolati, calcinabili, ecc.	Titanio, peek	Titanio, peek, estetici base oro, interamente calci- nabili, semifondibili, preangolati, conici dritti e angolati per il carico immediato, zirconio	Titanio, zirconia, calcinabili, oro	Ti gr 2 e 5, PMMA	Ti gr 4, peek, lega cromo cobalto	

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	lutta crestale o sottocrestale	lutta crestale o sottocrestale	Sommerso	lutta crestale	Crestale, sottocrestale, sovracrestale	Affondato, transmucoso	Sottocrestale	Sommerso
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	4	Cilindro esagonale	4	Con/ES	•	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna con sigillo conico	Interna con sigillo conico	Doppio cono con ottagonone e vite passante	Esagonale interna, cilindro esagonale	Interna ed esterna e ad accoppiamento conico/conometrico	Conica interna esagonale, piatto su piatto	Esagono interno + filettatura	Esagonale interna doppio cono morse
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura OsseoGRIP	Sabbiatura OsseoGRIP + Ti Plasma Spray	S.A.S. sandblasted and acid etched surface	Biacidificazione	Sabbiatura, mordenzatura, doppia acidificazione	SLA	Acidificazione	Sabbiatura e mordenzatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Ottagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	No	No	No	•	No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Fiala in PMMA + TYVEK termosaldato; sterilizzazione mediante raggi beta garantita per 5 anni	Fiala in PMMA + TYVEK termosaldato; sterilizzazione mediante raggi beta garantita per 5 anni	Doppia confezione sterile	Provetta di vetro, blister, scatola, termoretrabile con sterilizzazione raggi beta	Blister + ampolla in vetro, cilindro in plastica con bussola di protezione in titanio	Singolo in blister sterilizzato	Sterile in doppia ampolla vetro + mount + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw	Doppio sterile (raggi gamma) vite di copertura inclusa
Prezzo di Listino*	Euro 130,00 + iva 4%	Euro 142,00 + iva 4%	Euro 99,00	Euro 120,00	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 85,00 (sterile)	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	IMPLUS	INTERNAL	IS TWO	IS-ULTIMATE	ISOMED IMPIANTI	JDEVOLUTION® E JDEVOLUTION S®	KIT IMPLANTARE 2P - DUE PRINCIPI	KIT IMPLANTARE RF ROOT FORM CONICO
Produttore	Leader Italia srl	Biohorizons	AON Implants srl	AON Implants srl	Isomed	JDentalCare srl	Bone System srl	Bone System srl
Morfologia	Cilindrico e conico	Cilindrico apice conico	Conico	Troncoconico con spirale incrementale progressiva in senso apico-coronale	Troncoconico con doppia spirale progressiva	Conico	Troncoconico a morfologia differenziata	Conico
Indicazioni	Tutte	Carico immediato	Suggerito in osso d3-d4 e in casi di radici convergenti	Chirurgia avanzata e postestrattivo	Postestrattivo	Carico immediato, all'on 4, postestrattivo, zone estetiche	Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 8 a 16	9-10,5-12-15	6-8-10-11,5-13-15-17	7-8-10-11,5-13-15-17	8,5-10-11,5-13-14,5	6-8-10-11,5-13-15	8,2-10-12-13,5-15	10-12-13,5-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	Da 3,3 a 6	3,5-4-5-6	3,5-4,1-4,5-5-6	3,75-4,2-5-6	4-4,5-5-6	3,2-3,7-4,3-5-6	3,5-4,1-5	3,5-4,1-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Ti gr 4	Ti gr 5	Titanio	Titanio	Titanio	Ti gr 4	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	•	Ti6AL-4V	Ti gr 4 e 5	Ti gr 5	Ti gr 5	•	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Liscio o TTS (Totally Treated Surface)	Laserlok® liscio	Nanopore plus	Trinanopore plus, bone platform switching	•	Double acid etched	Titanio lucido e zirconia	Titanio lucido e zirconia
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	•	Si	Si	Si	Si	•	No	No
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia	Ti, AuBase, peek, MUA, locator, calc., cad/cam	Base aurea-titanio-co.cr, Ti gr 5, peek, PMMA, locator	Base aurea-titanio-co.cr, Ti gr 5, peek, PMMA, locator	Titanio	Temporary GP, straight, rapid, anatomic, zirconia, gold, conical, wax up, ball, emi, locator	Titanio diritto 0°, preangolato 15/25°	Titanio diritto 0°, preangolato 15/25°

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Crestale e transmucoso	Livello crestale	Livello crestale	Livello crestale	Livello crestale	Bone level	Crestale e sottocrestale	Crestale e sottocrestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	3	1	1	1	•	•	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno e esterno	Interna, conica/esagonale + Spiralok	Esagonale interna su appoggio conico	Esagonale interna su appoggio conico	Esagonale interna su appoggio conico	Interna	Cono ed esagono interno	DRC a doppia ritenzione interna meccanico-chimica	DRC a doppia ritenzione interna meccanico-chimica
Tipo di trattamento di superficie	Acidificazione organica	RBT (Resorbable Blast Texturing)	Nanopore plus: doppia acidificazione + arricchimento calcio fosforo	Trinanopore plus: sabbatura + doppia acidificazione + arricchimento calcio fosforo	Acidificazione	Double acid etched	Esagono	Esagono	Esagono
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	•	•	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio sterile, impianto + mount-transfer + cover screw	Doppia confezione sterile	Doppia boccetta sterile, pulizia con reattore al plasma, sterilizzazione con raggi gamma	Doppia boccetta sterile, pulizia con reattore al plasma, sterilizzazione con raggi gamma	Doppia boccetta sterile, pulizia con reattore al plasma, sterilizzazione con raggi gamma	Doppia sterilizzazione, imbustamento ed inscatolamento	Blister e tubetto	Blister sterile a raggi gamma, componenti per I e II tecnica chir.	Blister sterile a raggi gamma, componenti per I e II tecnica chir.
Prezzo di Listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 126,00	Euro 158,00	Euro 128,00	Non fornito	Euro 155,00	Euro 155,00	Euro 155,00

> A CONFRONTO

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	KIT IMPLANTARE SH - SHORT IMPLANT	LASERLOK 3.0	LEGACY™ 3	LINEA PBRI	MIDE	MONOFASICO MAXIFIX	MULTYSYSTEM BIFASICO	MULTYSYSTEM MONOFASICO
Produttore	Bone system srl	Biohorizons	Implant Direct	Pressing Dental	I.Dent srl	NSI	Multysystem Srl	Multysystem srl
Morfologia	Doppia morfologia differenziata	Cilindrico apice conico	Conico	Radiceforme troncoconico	Microspire	Conico	Conico	Conico
Indicazioni	Ridotta disponibilità ossea in senso verticale	Volumi ossei sfavorevoli, incisivi inferiori, agenesia laterali, Easy Four 3.0	Tutte particolarmente indicato in osso soft ed impianti postestrattivi	Postestrattivo e nei casi di osso d3-d4	Overdenture, stabilizzazione protesi mobile	Trasmucoso e postestrattivo	Tradizionale, carico immediato, postestrattivo e rialzo del seno	Tradizionale, carico immediato e postestrattivo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5,5	10,5-12-15	6-8-10-11,5-13-16	9-11-13-15	11,5-13-15	8-10-12-14	6-7-8-9-10-11-11,5-13-15-17	9-11-13-15-17
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	4,3-5,3	3	3,3-3,7-4,2-4,7-5,2-5,7	3,7-4,2-4,7-5,2-6,2	2,7-3,5	4-4,5-5,5	3,2-3,7-4,2-4,5-4,7-5,5,2-5,5-6-6,5	2,5-3-3,5-4-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Ti gr 5	Ti gr 5	Ti gr 2	Ti gr 4 e 5	Ti gr 4	Ti gr 4	Ti gr 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Implanto Ti gr 4	Ti6AL-4V	Ti gr 5	Ti gr 2	Titanio ad uso medicale	Ti gr 4	Ti gr 5	Ti gr 4
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio lucido	Laserlok®	Ti gr 5	Liscio 1 mm pol con filetto automatico schiante	Microspire + 2 mm parte liscia	Monofasico	Lucido 0,8 mm	Lucido
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	No	Si	•	No	Si	Si	No
Tipologie di abutment disponibili	Titanio diritto 0, preangolato 15/25°	Ti, AuBase, peek, MUA, locator, calc. cad/cam	Titanio, zirconia, calcinabile base oro, calcinabile plastica	Calcinabili, cementabili e con vite passante in titanio in tutte le tipologie: dritti, angolati, per overdenture, per barre	Cappette in teflon + contenitore	Monofasico	Titanio, calcinabili, base oro, multi-unit	Titanio (quadro o sferico)

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso e transmucoso	Crestale e transmucoso	Tutte	Sottocrestale	Transmucoso	Spire bone level	Sottocrestale	Transmucoso
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
Filettatura autofilettante	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	3	6	1	•	Monofasico	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	DRC a doppia ritenzione interna meccanico-chimica	Interna, conica/esagonale + Spiralok	Esagonale interna compatibile con Screw-Vent Zimmer Dental	Piatto su piatto: ottagonale interna da 4,5 mm	Monocomponente	Monofasico	Esagono interno piatto su piatto	Moncone fisso
Tipo di trattamento di superficie	Ecotek-sabbiatura e mordenzatura	RBT (Resorbable Blast Texturing)	SBM (Soluble Blast Media) e rivestimento HA	Sabbiatura	Double-Etched con nanoparticelle Ca P++	Sabbiatura e mordenzatura	Acidificazione	Acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Ottagono	•	•	Esagono	Quadro o sferico
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si	Si	No	•	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Blister sterile a raggi gamma	Doppia confezione sterile	Impianto, cover screw, healing collar, transfer per impronta, abutment definitivo	Montatore impianto, bottiglia in vetro e blister con confezione in cartone plastificato	Sterile, doppio con provetta in vetro	Doppio blister	Supporto a culla inserito in flacone con chiusura ermetica in materiale plastico	Supporto a culla inserito in flacone con chiusura ermetica in materiale plastico
Prezzo di Listino*	Euro 175,00	Non fornito	Euro 145,00	Euro 135,00 (incluso tappo di guarigione)	Euro 90,00	Euro 75,00	Euro 95,00	Euro 45,00

Legenda:  **approfondimento** * I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	NEOSS IMPLANT SYSTEM	NOBELACTIVE®	NOBELREPLACE® CONICAL CONNECTION	NOBELREPLACE® PLATFORM SHIFT	NSI BIFASICO LIGHT	OSSEOSPEED™ TX	OUTLINK ²	OXY IMPLANT EXT IL
Produttore	Neoss ltd	Nobel Biocare	Nobel Biocare	Nobel Biocare	NSI	Dentsply implants	Sweden & Martina spa	Biomec srl
Morfologia	Cilindrico e conico	Conico	Conico	Conico	Troncoconico	Cilindrico-troncoconico	Cilindrico	Conico autoflettante doppio principio
Indicazioni	Tutte	Postestrativo, osso compromesso	Tutte	Tutte	Sommerso, trasmutoso e postestrativo	Edentulie parziali o totali	Overdenture, postestrativi, tecniche rigenerative e di rialzo e mini rialzo del seno mascellare, carico immediato	Arcata sup.e inf., carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-15-17	8,5-10-11,5-13-15-18	8-10-11,5-13-16	8-10-11,5-13-16	8-10-12-14	6-17	5-7-8,5-10-11,5-13-15	8,5-10-11,5-13-15-17
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,25-3,5-4-4,5-5-5,5	3-3,5-4-3,5	3,5-4-3-5	4,3-5-6	3,8-4,2-4,8	3-5	3,30-3,75-4,10-4,10 SP-5	4-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio c.p.	Titanio c.p.	Titanio c.p.	Ti gr 4	Impianto titanio, moncone titanio, zirconia e titanio nitrurato	Titanio	Impianto Ti gr 4, monconi Ti gr 5, plastica calcinabile, lega aurea
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Puro gr 4	C.p. grado 4	C.p. grado 4	C.p. grado 4	Ti gr 5	Ti gr 4	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	A bassa ruvidità	TiUnite®	TiUnite®	TiUnite®	Microspire sabbiato e mordenzato	Connective Contour™	Liscio	Titanio lucidato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, oro, zirconio, peek	Titanio, zirconio, lega aurea	Titanio, zirconio, lega aurea	Titanio, zirconio, lega aurea	Diritti, inclinati, calcinabili, sovra fusione, MUA e a pallina	Ricostruzioni cementate, avvitate e overdenture, cad/cam	Preformati (dritti e angolati), fresabili, calcinabili con base in lega, interamente calcinabili, intermedi per protesi avvitate disparallelle	Diritto, angolato, calcinabile per carico immediato

	Sommerso e non	Crestale	Crestale	Crestale	Bone level	Crestale	Crestale	Bifascio sommerso
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea								
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	1	1	3	2 connessioni, 1 geometria	6
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	No	No	Si	No	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Conica con esagono interno	Conica con esagono interno	Trilobata interna	Esagono più conometrico	Conica	Esagono esterno	Esagonale esterna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, mordenzatura, elettrowetting	TiUnite®	TiUnite®	TiUnite®	Sabbatura e acidificazione	OsseoSpeed™, sabbatura con trattamento al fluoro	ZrTi (sabbata e acidata) oppure in versione 3Surface	Osseonova: sabbatura, doppia acidificazione, plasma argon
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Trilobato	Esagono	Dodecagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	Si	No	Si	•	No
Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla di vetro con 2 piastri di guarnizione e vite di copertura	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterile	Doppio blister	Contenitore con lamina in alluminio sterile	Doppio confezionamento: fiala e blister, sterilizzati a raggi beta	Sistema no-touch in provetta sterile
Prezzo di Listino*	Euro 179,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 135,00	Non fornito	Non fornito	Euro 100,00 solo impianto

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ IMPIANTI

Denominazione del prodotto	OXY IMPLANT INT EVO1	OXY IMPLANT INT EXTRA SHORT	OXY IMPLANT INT PS	PREMIUM KOHNO	PRIME SM	PRIMER S.R.	READY	REPLANT®
Produttore	Biomec srl	Biomec srl	Biomec srl	Sweden & Martina spa	Prodent Italia srl	Edierre Implant System Spa	I.Dent srl	Implant Direct
Morfologia	Cilindrico autoflettante micro thread	Cilindrico autoflettante micro thread	Conico autoflettante doppio principio	Cilindrico-conico	"Root-Form" cilindrico-conico	Cilindrico con apice conico	Spire incrementali	Conico
Indicazioni	Arcata sup.e inf., confezione con impianto, vite chirurgica e di guarigione, transfert plastico, analogo e moncone a scelta	Arcata sup.e inf., situazioni con poca disponibilità ossea	Arcata sup.e inf.	Postestrativi, tecniche rigenerative e di rialzo e minirialzo del seno mascellare, carico immediato	Implantologia di base, avanzata, postestrativi, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato	Riabilitazioni sem-plici e complesse (carico immediato/ split-crest/postestrativi ecc.)	Carico Immediato, postestrativo, osso di alta, media e bassa densità	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-15-17	5-6-7-8	7-8,5-10-11,5-13-15	7-8,5-10-11,5-13-15-18	8,5-10-11,5-13-15	8,5-9,95-11-13-15	10-11,5-13-15	8-10-11,5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,3-3,75-4,25-4,75-5,5	4,75-5,25-5,75	3,5-4-4,5-5	3,3-3,8-4,25-5-6	3,3-3,8-4,2-4,6-5,1-5,9	3,30-3,75-4,2-4,5-5	2,9-3,6-4-4,5-5	3,5-4,3-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Impianto Ti gr 4, monconi Ti gr 5, plastica calcinabile, lega aurea	Impianto Ti gr 4, monconi Ti gr 5, plastica calcinabile, lega aurea	Impianto Ti gr 4, monconi Ti gr 5, plastica calcinabile, lega aurea	Titanio	Impianto Ti gr 2 e 4 puro, protesica Ti gr 5	Impianto titanio, abutment titanio, plexiglass, Au	Ti gr 4	Ti gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Impianto Ti gr 2 e 4, protesica Ti gr 5	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5/4/2	Titanio ad uso medicale	Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio lucidato	Titanio lucidato	Titanio lucidato	Liscio	Platform Switching in titanio non trattato	Titanio	Ossidazione Bio-mimetic-covering	Ti gr 5
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	No	No	Si	Si	No	No	Si
Tipologie di abutment disponibili	Dritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, ucla	Dritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, ucla	Dritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, ucla, carico immediato	Preformati (dritti e angolati), fresabili, calcinabili con base in lega, interamente calcinabili, intermedi per protesi avvitata disparallela	Preformati, sovralfondibili, estetici, locator+linea per carico immediato avvitato	Dritti, acidificazione, per barra, per protesi avvitata, calcinabili, fresabili, provvisori	Dritto conicità	Titanio, zirconia, calcinabile base oro, calcinabile plastica

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bifasico sommerso	Bifasico sommerso	Bifasico sommerso	Crestale	Crestale o ottocrestale	Livello crestale	Crestale, transmu- coso	Tutte
Connessione tipo platform switching	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/ geometrie dell'ingaggio	6	6	6	2 connessioni, 1 geometria	3	3 e 4 camme	•	3 (Tri-Lobe)
Kit e software per chirurgia guidata	No	No	No	Si solo Premium	No	•	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna	Esagonale interna	Doppio cilindro + esagono interno	Esagono interno con collarino esterno	Cilindro-Esagono- Cilindro interna	Interna a camme/ cilindro centrale/ giunto bisellato	Monocomponente	Interna Tri-Lobe con codifica colore 100% compatibile con NobelReplace™
Tipo di trattamento di superficie	Osseonova: sabbia- tura, doppia acidifi- cazione, plasma	Osseonova: sabbia- tura, doppia acidifi- cazione, plasma	Osseonova: sabbia- tura, doppia acidifi- cazione, plasma	ZrTi (sabbiaata e acidata) oppure in versione DES (2/3 apicali in HPRS)	MPS	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma (impianto)	Double-Etched con nanoparticelle Ca P++	SBM (Soluble Blast Media)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Camme adeguate al punto di repere; variante (connessio- ne ruotata di 45°)	•	Trilobo
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	No	•	No	No	•	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Sistema no-touch, cilindro in titanio in provetta sterile	Sistema no-touch, cilindro in titanio in provetta sterile	Sistema no-touch cilindro in titanio in provetta sterile	Doppio confeziona- mento: fiala e blister, sterilizzati a raggi beta	Ampolla + blister sterili	Impianto: doppio vetro-blister; abutment: blister	Sterile, doppio con provetta in vetro	Impianto, dispositivo di montaggio, tran- sfer, per impronta, piastro provvisorio, vite di copertura
Prezzo di Listino*	Da euro 125,00 a 150,00	Euro 100,00	Euro 100,00 solo impianto	Non fornito	Euro 169,00 (compreso abutment diritto + attacco EasyCap)	Euro 145,00	Euro 90,00	Euro 130,00

tema: **approfondimento**

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	S1	SELF THREAD	SFP SURFACE FIXTURE PLURIFUNCTION TOCKSYSTEM	SFP-AE/2 CILINDRO ASIMMETRICO A MONO-ALA TOCKSYSTEM	SHARP - SHINE - OSSEOFIT - OSSEOTHREAD	SHINER	SLIM	STANDARD E FAST
Produttore	Safe & Simple srl	HI-TEC Implants LTD	Tocksystem di Tock G.R.	Tocksystem di Tock G.R.	Impladent srl	FMD srl	Biologitech Srl	Biologitech Srl
Morfologia	Conico	Cilindrico-conico autoflettante	Cilindrico alato simmetrico	Cilindrico a mono-ala	Cilindrico-conico	Cilindrico o conico	Cilindrico	Cilindrico ad anima conica
Indicazioni	Tutte	Tutte	Settoriale masticatorio	Settoriale masticatorio alla sotto ponte	•	Chirurgia avanzata, grande rialzo del seno, mini rialzo del seno, postestrativo, ecc.	Stabilizzazione di protesi amovibili, protesi fissa	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-15	8-10-11,5-13-16	10-16	8-10	6-8-10-12-14-16	6-8-10-12-14-16	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,25-4-5	3,3-3,75-4,2-5-6	3,5	3,5	3,3-3,5-3,7-3,8-4,2-4,3-4,8-5-5,5-5,8-6-6,5	3,4-3,8-4,2-4,8-5,8	2,3-2,6	3,3-3,8-4,5-5,9
Materiale dell'impianto e del moncone	Ti gr 5 e 3	Titanio	Ti gr 5+TiN	Ti gr 5+TiN	Titanio medicale	Titanio	Ti gr 5	Ti gr 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Ti gr 5 e 3	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	Ti gr 5+TiN o calcinabili	Ti gr 5+TiN o calcinabili	Ti gr 5	Titanio	Abutment integrato	Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	•	Titanio	TiN+polibrilliant	TiN+polibrilliant	Titanio macchinato	Ossidazione anodica	Titanio rivestito TiN	Titanio, titanio rivestito TiN
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati	Ti gr 5, Au, zirconia, peek, calcinabili	Calici Ti gr 5+TiN e calcinabili	Calici Ti gr 5+TiN e calcinabili	Titanio, cromocobalto	Dritti, angolati, calcinabili, ecc	Abutment integrato	Titanio, zirconio, sovrafusione

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	•		Sommerso	In osso espanso, paracrestale linguale o palatale	In osso espanso, paracrestale linguale o palatale	Filo cresta ossea	Transmucoso	Transmucoso	Crestale e transmucoso
Connessione tipo platform switching	Si		Si	No	No	Si	No	•	Si
Flettatura autoflettante	Si		Si	No	No	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1		2	Monoposizione interna o Flat to Flat	Monoposizione interna o Flat to Flat	Esterna, interna	2	•	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si		No	No	No	No	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si		Si	No	No	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica		2 piattaforme esagono interno	Monoposizione trilobata interna o Flat to Flat	Monoposizione trilobata interna o Flat to Flat	Interna, esterna, conometrica	Doppio cono e ottagono	•	Safe-connect® ad esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura controllata		Sabbatura e acidificazione	Sabbatura + TIN	Sabbatura + TIN	Sabbatura e acidificazione	S.A.S. sandblasted and acid etched surface	OssPrime® Plus (doppia acidatura)	OssPrime® Plus (doppia acidatura)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Quadro		Esagono	Posizione obbligata a 0 errori	Posizione obbligata a 0 errori	Esagono, ottagono	Ottagono	Abutment integrato	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si		Si	No	No	No	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Sterilizzazione a ETO		Doppio in ampolla sterile, sterilizzazione a raggi gamma	Sterile raggi gamma	Sterile raggi gamma	Tripla barriera alla sterilità, sterilizzazione a raggi gamma	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterilizzata a raggi gamma	Doppia confezione sterilizzata a raggi gamma
Prezzo di Listino*	Non fornito		Euro 118,00	Non fornito	Non fornito	Euro 110,00	Euro 89,00	Euro 72,50	Euro 129,00

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	STRATEGO	SWISHPLUS™	SWISS PLUS	SY 3DSHORT	SYEASY	SYEASVER	TAPERED INTERNAL	TAPERED PLUS
Produttore	Implamed	Implant Direct	Zimmer Dental	OT Medical GmbH	OT Medical GmbH	OT Medical GmbH	Biohorizons	Biohorizons
Morfologia	Conico	Cilindrico	Conico	Troncoconico	Cilindrico	Cilindrico con apice leggermente conico	Troncoconico	Troncoconico
Indicazioni	Tutte	Tutte	Tutte, carico immediato e postestrativo	Largo spettro di indicazioni	Largo spettro di indicazioni	Largo spettro di indicazioni	Postestrativo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea, mascellare	Postestrativo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11,5-13-15	6-8-10-12-14-16	8-10-12-14	5-7-9	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16	7,5-9-10,5-12-15	7,5-9-10,5-12-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,2-3,8-4,9	3,3-4,1-4,8-5,7	3/3,8-3/4,8-3,7/4,8	3,8-4,1-5	3,3-3,8-4,1-4,9	3,4-3,8-4,1-5	3-3,8-4,6-5,8	3-3,8-4,6-5,8
Materiale dell'impianto e del moncone	Ti gr 4	Ti gr 5	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Ti gr 5	Ti gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Abutment Ti gr 5	Ti gr 5	•	Impianto Ti gr 5, abutment Ti gr 4	Ti gr 4	Ti gr 4	Ti6AL-4V	Ti6AL-4V
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Ti gr 5	Macchinato 2,5 mm	Titanio	Titanio	Microfilettatura titanio	Laserlok®/Liscio	Laserlok®
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	•	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Ti gr 5 o calcinabili	Titanio, zirconia, solid abutment, calcinabile base oro, calcinabile plastica	Tutte	Titanio metallo nobile, zirconio	Materiale plastico, titanio, metallo nobile, zirconio	Titanio metallo nobile, zirconio	Titanio, AuBase, peek, MUA, locator, calc., cad/cam	Ti, AuBase, peek, MUA, locator, calc., cad/cam

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	•	Tissue level	Transmucoso	Sottocrestale	Sottocrestale e transmucoso	Sottocrestale e transmucoso	Crestale e transmucoso	Crestale e transmucoso
Connessione tipo platform switching	Si	No	No	Si	No	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	•	8	•	8	6	8	3	3
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interna	Ottagonale compatibile con Straumann Standard e Standard Plus	Ottagono interno ed esagono interno	Interna brevettata fourbyfour® (con poligono ottagonale)	Esagonale interna	Interna brevettata fourbyfour® (con poligono ottagonale)	Conica/esagonale interna + Spiralok	Conica/esagonale interna + Spiralok
Tipo di trattamento di superficie	SLA	SBM (Soluble Blast Media)	MTX sabbiato a 2 µm	Superficie porosa sinterizzata	Acidificazione o V-TPS	Acidificazione	RBT (Resorbable Blast Texturing)	RBT (Resorbable Blast Texturing)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Ottagono	Ottagono, esagono	Quadro	Esagono	Quadro	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	•	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla (doppia) e blister	Impianto, dispositivo di montaggio, vite di copertura, Healing Collar	Tripla sterile raggi gamma	Doppia, sterile (ampolla + blister)	Doppia, sterile (ampolla + blister)	Doppia, sterile (ampolla + blister)	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterile
Prezzo di Listino*	Euro 110,00	Euro 115,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	TAPERED SCREW VENT / SCREW VENT	TEK IMPLANT SYSTEM	TIOLOGIC	TIRADIX IMPIANTI DENTALI SLA	TIXOS	TIXOS MORSE CONNECTION	TMI LINEA STANDARD	TRABECULAR METAL
Produttore	Zimmer Dental	Tek International srl	Dentaurum Implants GmbH	Tiradix srl	Leader Italia srl	Leader Italia srl	Pressing Dental	Zimmer Dental
Morfologia	Cilindrico-conico	Cilindrico e conico	Cilindrico e conico, apice arrotondato	Cilindrico e conico	Cilindrico	Cilindrico	Radiciforme	Conico
Indicazioni	Tutte, carico immediato e postestrativo	Tutte	Tutte	Ossa di densità d1-d2-d3, postestrativo e ossa d4	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte, carico immediato e postestrativo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11,5-13-16	6-8-10-11,5-12-13-15-16	9-11-13-15-17	8-10-11-12-13-14-16-17	Da 8 a 16	Da 8 a 15	9-11-13-15	8-10-11,5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,3-3,7-4,1-4,7-5,7	Dal 2,9 al 6	3,3-3,7-4,2-4,8-5,5	3,3-3,75-4-4,5-5-5,5	Da 3,3 a 5,5	Da 3,75 a 5,5	3,3-3,7-4,2-4,7-5,2-6,2	3,7-4,1-4,7-5,7
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Ti gr 4	Impianto Ti gr 4 e 5, moncone ossido di zirconio e calcinabile	Titanio	Ti64 lasermade	Ti64 lasermade	Ti gr 2	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	•	Ti gr 5	Ti gr 4	Impianto Ti gr 4, abutment Ti gr 5	•	•	Ti gr 2, estetico Ti gr 5	•
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Crestal Grooves e macchinato 0,5 mm	Titanio microlavorato	•	Titanio	Trattato	Trattato e non	Liscio	Crestal Grooves e macchinato 0,5 mm
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	•	Si	Si	Si	•	•	•	•
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	0-10°/15°/25° e su richiesta altre tipologie	Titanio, ossido di zirconio, su base preziosa calcinabile	Titanio, calcinabile	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia	Calcinabili cementabili e con vite passante in titanio in tutte le tipologie: dritti, angolati, per over-denture, per barre	Tutte

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sovracrestale, sottocrestale e crestale	Sommerso e transmucoso	Bone/Eve	Livello crestale	Sommerso	Sommerso	Sovracrestale, sottocrestale e crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	•	Esagonale esterna ed interna, esagonale ed ottagonale	2	1	2	1	•
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	No	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Friction fit con internal hex-lock	Interna, esterna, conica, piatto su piatto	Interna	Interna	Esagono interno e esterno	Morse connection	Friction fit con internal hex-lock
Tipo di trattamento di superficie	MTX sabbiato a 2 µm e con MP-1 HA	Acidificazione, doppia sabbiatura con micropalline in zirconio e plasma freddo	C.B.S.	SLA	•	•	Tantalo trabecolare e MTX sabbiato a 2 µm
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	•	•	Pentalobo	Esagono	Esagono	Ottagono	•
Certificazione ISO 13485	•	Si	Si	Si	Si	Si	•
Certificazione FDA	Si	No	Si	No	Si	No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Tripla sterile raggi gamma	Blister in vetro e plastica e sterilizzato a raggi gamma	Doppia confezione (cellophane e blister) sterilizzata a raggi gamma	Provetta in vetro termosaldata	Doppio sterile, impianto + mount-transfer + cover screw	Doppio sterile, impianto + mount-transfer + cover screw	Tripla sterile raggi gamma
Prezzo di Listino*	Non fornito	Euro 150,00	Euro 148,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA


> A CONFRONTO

> IMPIANTI

Denominazione del prodotto	TS	WAY MILANO	WAY SHORT	XIVE® S PLUS	XIVE® TG PLUS	Z1-CONNECT	Z1-M	ZT
Produttore	Ossstem Implant	Geass srl	Geass srl	Dentsply Implants	Dentsply Implants	TBR Implants Group	TBR Implants Group	Biogitech Srl
Morfologia	Cilindrico e conico	Conica con micro-filetto	Conica con micro-filetto	Cilindrico	Cilindrico	Conico	Conico-cilindrico-sferico	Conico
Indicazioni	Tutte	Zone estetiche, carico postestratrattivo, carico immediato, chirurgia avanzata	Nelle zone distali con altezza ossea ridotta, per evitare interventi di rigenerazione	Postestratrattivo, differito e ritardato, spazi ristretti e ricostruzioni multiple	Postestratrattivo, differito e ritardato, spazi ristretti e ricostruzioni multiple	Carico immediato, radici convergenti, postestratrattivo, edentulia unitaria, parziale o totale	Carico immediato, radici convergenti, postestratrattivo, edentulia unitaria, parziale o totale	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-7-8,5-10-11,5-13-15	8-9-10-11-12-13-15	5-6,5	8-18	8-15	8-10,5-13-15,5	8-10-11,5-13-15	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3,5-4-4,5-5-6-7	3,4-3,8-4,5-5,5	4,5-5,5	3-5,5	3,4-4,5	3,5-4-5	3,2-3,9-4,7	3,8-4,5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Impianto titanio, moncone titanio, zirconia e titanio nitruato	Impianto titanio, moncone titanio, zirconia e titanio nitruato	Ti gr 4, ZrO2 Y-TZP	Ti gr 4, ZrO2 Y-TZP	Ti gr 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	Titanio	Titanio	Impianto Ti gr 2, moncone Ti gr 2 e 5	Impianto Ti gr 4, moncone Ti gr 2 e 5	Ti gr 4	Ti gr 4	Ti gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Titanio	Titanio	No	No	Liscio	Liscio	Titanio, titanio rivestito TiN
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconio	Oltre 15 tipi, in più altezze	Oltre 20 tipi, in più altezze	Ricostruzioni cementate, avvitate e overdenture, cad/cam	Ricostruzioni cementate, avvitate e overdenture	Ti gr 4, peek, zirconio, lega oro palladio	Ti gr 4, peek, lega cromo cobalto	Titanio, zirconio, sovratensione
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, sottocrestale	Livello crestale	Transmucoso	luxta crestale	Transmucoso	Transmucoso	Transmucoso	Crestale e transmucoso
Connessione tipo platform switching	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	3	1	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si



Biologitech® Implant System



La semplicità è alla base del vostro successo

Una sola chiave chirurgica, una sola chiave protesica, 8 frese: easy is possible!

Un sistema implantare che vi consente di affrontare qualsiasi tipo di densità ossea con il massimo del risultato, di effettuare interventi in implantologia tradizionale o implantologia guidata, integrando lo strumentario con pochissimi accessori, di protesizzare a vostra scelta con tecniche tradizionali o platform switching grazie alla connessione Safe-Connect®.

Implantologia tradizionale e guidata con un solo kit

chirurgico

Le frese Biologitech sono progettate per poter essere impiegate in tre modi: chirurgia tradizionale, con stop di profondità, con stop per dime chirurgiche: poco strumentario, massima flessibilità.

Dime chirurgiche senza ingombro e senza frizione

Le esclusive boccole-guida della dima offrono una precisione di accoppiamento con gli stop delle frese senza paragoni, garantendo l'asse di inserzione delle stesse e dell'impianto come da progetto software-assistito.

La versione con apertura late-

rale rende possibile l'intervento con la dima chirurgica nei settori posteriori, anche in caso di scarsa apertura verticale da parte del paziente.

Carico immediato in una seduta

Potete risparmiare tempo, offrendo un comfort eccezionale ai vostri pazienti, facendo produrre oltre alla dima chirurgica, anche la protesi per il carico immediato prima dell'intervento. Sarete seguiti dal nostro staff dalla presa dell'impronta sino al completamento del lavoro. Prevediamo la possibilità, attraverso un percorso formativo, di far realizzare la dima dai

vostri odontotecnici di fiducia, rendendo ancora più immediate le fasi di lavoro.

Lavoriamo con voi

Lavoriamo al vostro fianco. Lavorare con voi rappresenta per noi far parte di un team: il vostro! Vi ascoltiamo, vi assistiamo e progettiamo con voi le soluzioni più utili per il vostro lavoro.

PER INFORMAZIONI:
Biologitech Srl
 Via Nazario Sauro, 9
 20068 Peschiera Borromeo (MI)
 Tel. 02.55300456
 www.biologitech.it

CONO-IN il primo impianto con monconi a connessione conometrica con e senza vite passante

La 3P ImplaFavourite presenta il nuovo impianto Cono-in, l'impianto a forma troncoconica a spire progressive



L'impianto Cono-in è particolarmente indicato per il carico immediato grazie alla sua ottima stabilità primaria. Il particolare trattamento Biotech ad acidi progressivi fornisce all'impianto una superficie assolutamente priva di residui di lavorazione.

Il Cono-in è il primo impianto su cui si possono montare monconi a connessione conometrica con e senza vite passante, con un'unica piattaforma protesica per tutti i diametri.

L'impianto Cono-in ha inoltre i requisiti di gold standard definiti da innumerevoli pubbli-

cazioni scientifiche, in termini di scarico delle forze all'interno dell'impianto (platform switching) e di assoluto sigillo batterico (conometria pura). Grazie alla sua precisione micrometrica e alle lavorazioni altamente innovative può soddisfare tutte le situazioni cliniche.

PER INFORMAZIONI:
3P ImplaFavourite
 Via Martiri del XXI, 110
 Pinerolo (TO)
 Tel. 0121.033263
 Fax 0121.326065
 www.3p-impla.it

Implantologia d'eccellenza: Adin Implant Systems

La moderna implantologia impone protocolli d'eccellenza per l'integrazione implantare ai tessuti duri e molli.

Queste richieste sono in larga parte affidate alla geometria delle fixture.

Gli impianti **ADIN** presentano caratteristiche tali da poter soddisfare le richieste in tutte le condizioni cliniche, grazie ad un corpo implantare che permette un **inserimento facilitato** nei siti sottopreparati, il profilo semicilindrico alla punta presenta un diametro di circa la metà rispetto al collo.

Il passo di spira con ampiezza diversa, progressiva apico-coronale, permette di ricercare la massima stabilità dell'impianto, evitando fenomeni di eccessiva compressione ossea

in tutte le condizioni cliniche.

La rastrematura nella porzione del colletto consente l'inserimento di fixture nei casi di ridotto spazio, permette di preservare una maggiore quota di osso crestale, viene così favorita una maggiore irrorazione, riducendo in questo modo i fenomeni di riassorbimento osseo nella porzione coronale, con **preservazione del volume dei tessuti molli** e maggior resa estetica alle papille.

La connessione interna esagonale conica assicura un perfetto serraggio attraverso le viti alle componentistiche protesiche, le quali consentono **un'ampia scelta di soluzioni**, dalla protesi tradizionale cementata su abutment, anche in zirconia, alla protesi



avvitata con sistema Tma (Trans Mucosal Abutment), grazie al quale è possibile compensare angolazioni di oltre 30 gradi, nei casi di riabilitazioni full arch a carico immediato.

PER INFORMAZIONI:
ADIN Italia: Dental Pr ADIN
Via G. Verdi 10 B
84081 Baronissi (SA)
Tel. 089.954103
info@dentalpradin.com
www.dentalpradin.com
www.adin-implants.com



35

Il sistema più semplice per inserire l'impianto



Inserimento dell'impianto con una sola fresa

- Forma anatomica, tronco conica
- Platform Switching
- Superficie sabbiata e mordenzata (SLA)
- Compatibile con sistemi CAD-CAM e implantologia guidata
- GARANZIA A VITA 100% MADE IN ITALY
- KIT BASE in comodato d'uso gratuito*
Certificato 0476
secondo le nuove normative 2007/47
- Novità MONCONE UNIVERSALE
ANGOLATO fino a 360° ideale per grandi riabilitazioni anche a carico immediato.




KIT completo



1 FRESA



2 IMPIANTO

3 CARICO IMMEDIATO
(PROVVISORIO)

4 DEFINITIVO

NSI www.nsimplant.it
Tel. 0376.671087 o 335360404

LA RAFFINATEZZA
DELL'AUTENTICO
DESIGN SVIZZERO
PER IL METODO ORIGINALE
PIEZON®

→ IL **NUOVO PIEZON® 250**



→ CONTROLLO
INTUITIVO DELLA
POTENZA CON LA
PUNTA DELLE DITA



EMS - SWISSQUALITY.COM

Piezon® è un marchio di EMS Electro Medical Systems SA, Svizzera

➤ APPROFONDIMENTI

Gli impianti di OVERMED



EasyDip®
EasyNeck®
EasyShort®
EasyRapid®
EasyFix®



drasticamente i passaggi della tecnica chirurgica, riducendo i tempi di intervento.

Per un'ottimale e rapida osteointegrazione la superficie degli impianti EasyLine è trattata mediante uno speciale processo di pallinatura, eseguito con corindone bianco specifico per il settore medicale.

Successivamente il tratto filettato dell'impianto è sottoposto ad un passaggio chimico di mordenzatura (etching). Gli studi in vivo e le analisi istologiche hanno confermato che i trattamenti superficiali eseguiti sugli impianti EasyLine, sono in grado di accelerare il processo osteointegrativo e di ridurre pertanto i tempi di neogenesi ossea.

EasyDip, EasyNeck, EasyRapid sono le linee implantari della sistematica EasyLine, prodotta da OVERMED.

Le tre linee implantari soddisfano tutte le diverse esigenze dell'implantologia moderna:

- EasyDip è l'impianto sommerso concepito per ovviare alle problematiche estetiche dovute a scarso spessore gengivale e EasyShort rappresenta la soluzione alla ridotta altezza ossea.

- EasyNeck è consigliato in tutti i casi in cui si debbano realizzare barre e laddove lo spessore della mucosa e il posizionamento dell'impianto consentono di rispettare le esigenze estetiche.

- EasyRapid è la vera innovazione atraumatica in ambito implantologico: la sua particolare e innovativa morfologia consente di diminuire

Per tutte le linee implantari è previsto un unico kit chirurgico. Il codice colore presente sull'impianto e sullo strumentario chirurgico rende estremamente intuitivo il suo utilizzo.

La componentistica protesica comune ai diversi impianti della sistematica EasyLine soddisfa tutte le esigenze cliniche.

PER INFORMAZIONI:
Overmed srl
Tel. 02.45712909 r.a.
info@overmed.eu
www.overmed.eu