


Sbiancanti professionali e domiciliari

Sondaggio su **210** responder


1 Qual è la caratteristica più importante che deve avere un trattamento sbiancante?

Dimostrato che non danneggia lo smalto	101	48%
Alta concentrazione	9	4%
Disponibilità di casi clinici e studi a supporto	46	22%
Garanzia di mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti	54	26%




2 Quanti trattamenti sbiancanti esegue mediamente in un mese?

Uno	131	62%
Da uno a cinque	67	32%
Più di cinque	12	6%



3 Quali tipologie di trattamento sbiancante propone?

Domiciliari	28	13%
Da studio	105	50%
Combinazione di entrambi	77	37%



➤ SBIANCANTI PROFESSIONALI

Denominazione del prodotto	BIO WHITE® ECO KIT	BIO WHITE® PRO KIT	BIO WHITE® TETRA KIT	DOCTOR SMILE LWS – LASER WHITE-NING SYSTEM	ENA WHITE REGULAR PER L'INTERNO DEL CANALE RADICOLARE	NATURAL+ PROFESSIONAL
Produttore	BWI Medical srl	BWI Medical srl	BWI Medical srl	Doctor Smile by Lambda spa	Micerium spa	Meodental
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 27%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 30%	Perossido di idrogeno 12%	Perossido d'idrogeno al 35% stabilizzato
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA, specifico per tetraciline e fluorosi	•	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA, CE 0297
pH	6,5	6,5	6,5	•	7,3	7
Acceleratore chimico	Idrossido di sodio	Idrossido di sodio	Idrossido di sodio	•	•	Idrossido di sodio
Durata del prodotto dall'attivazione	30 min	30 min	30 min	24 ore	Non necessita di attivazione	•
Tecnologia della lampada	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)	•	•	A luce fredda (led)
Attivazione con energia luminosa	Si 36.000 mW/ 1.240 lux	Si 36.000 mW/ 1.240 lux	Si 36.000 mW/ 1.240 lux	Si laser a diodo	No	Si led blu 470 nm e rosso 660 nm
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	Si gel desensibilizzante lws	Si Ena White gel desensibilizzante	Si fluoruro di sodio e nitrato di potassio
Altri componenti	Idrossiapatite ultramicronizzata	Idrossiapatite ultramicronizzata	Idrossiapatite ultramicronizzata	•	Fluoro e nitrato di potassio	Acqua, PEG, silice, ispessente, colorante
Protezione gengivale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento	Kit 3 pazienti	Monopaziente	Monopaziente	1 polvere sbiancante - 9 ml soluzione H ₂ O ₂ - 1 siringa gel desensibilizzante - 1 siringa diga liquida - 1 tip per diga liquida - 1 tip per gel desensibilizzante	1 siringa 2 ml + diga o ricambio 2x2 ml	6 coppie di siringhe confezionate individualmente (ogni coppia: 1 siringa perossido d'idrogeno 35% da 2 ml e 1 siringa di attivatore da 0,5 ml)
Durata della seduta (min)	60	60	60	9	30	30-45
N° di sedute	1 (3 applicazioni per 10 min)	1 (3 applicazioni per 10 min)	2 (3 applicazioni per 10 min)	1	10 gg	1 (2 solo casi difficili, es. tetraciline)
Trattamento domiciliare abbinato	No	No	No	No	Si	No
Prezzo di listino*	Euro 98,00 (conf. 3 pazienti)	Euro 90,00 - 135,00	Euro 162,00	Euro 80,00	Euro 53,00 (kit) euro 59,00 (ricambio)	Euro 460,00 (kit completo 6 pazienti)

> SBIANCANTI PROFESSIONALI

Denominazione del prodotto	 OPALESCENCE BOOST	 OPALESCENCE ENDO	 OPALESCENCE QUICK	PHILIPS DASH	PHILIPS ZOOM CHAIRSIDE WHITENING KIT 6%	PHILIPS ZOOM CHAIRSIDE WHITENING KIT 25%
Produttore	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc	Philips	Philips	Philips
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 40%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di carbammide 45%	Perossido di idrogeno 30%	Perossido di idrogeno 6%	Perossido di idrogeno 25%
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIA, alla poltrona per denti vitali e non, senza lampada	Dispositivo medico di classe IIA, per denti devitalizzati	Dispositivo medico di classe IIA, in sala d'attesa con mascherina personalizzata	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA
pH	7	≤5	7	•	>7 <8,5	>7 <9
Acceleratore chimico	Idrato ferrico	No	•	Si	Si	No
Durata del prodotto dall'attivazione	10 gg	Pronto all'uso	•	•	•	•
Tecnologia della lampada	Lampada non necessaria	Lampada non necessaria	Lampada non necessaria	•	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)
Attivazione con energia luminosa	No	No	No	Si	Si con lampada whitespeed a led	Si con lampada whitespeed a led
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio	No	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Si Relief acp (fosfato di calcio amorfo)	Si Relief acp (fosfato di calcio amorfo) già contenuto nel gel sbiancante	Si Relief acp (fosfato di calcio amorfo)
Altri componenti	Glicerina, acqua, pigmenti	Acqua, glicerina	Glicerina, acqua, pigmenti	•	Nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Nitrato di potassio
Protezione gengivale	Si	No	No	Si	Si	Si
Confezionamento	2/4/20 siringhe (1,2 ml /1,49 gr cad.)	2 siringhe da 1,2 ml	kit da 4 siringhe da 1,2 ml o ricambio da 20 siringhe	1 siringa da 2,9 gr.	6 siringhe da 2,4 ml cad	2 siringhe da 4,6 gr cad e accessori vari
Durata della seduta (min)	40	Tecnica "walking bleach"	30	45	45	45
N° di sedute	1	1	3	1	1	1
Trattamento domiciliare abbinato	No	No	No	No	Si	No
Prezzo di listino*	Euro 62,90 (Single Kit) euro 91,90 (Patient Kit) euro 167,90 (Intro Kit) euro 419,90 (ricambio)	Euro 73,90 Ricambio (2x1,2 ml)	Euro 41,90 (kit) euro 167,00 (ricambio)	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ SBIANCANTI PROFESSIONALI

Denominazione del prodotto	POLA OFFICE+	POLUS	PROFESSIONAL SMILING PLUS	WHITENESS HP BLUE WITH CALCIUM [⊕]	WHITENESS HP MAXX [⊕]	YOTUEL 35%
Produttore	SDI Limited	Beyond	Gidienne Smile srl	FGM	FGM	Molteni Dental srl
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 37,5%	H ₂ O ₂ +SiO ₂	Perossido di idrogeno	Perossido di idrogeno 35 e 20%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 35%
Classificazione	Dispositivo medico	Dispositivo elettromedicale	•	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico
pH	7	•	6	•	7	>8
Acceleratore chimico	•	SiO ₂	•	•	•	Idrossido di sodio
Durata del prodotto dall'attivazione	Fino a scadenza	12 mesi	30 min con lampada led pro-liht-machine	•	•	10-15 min
Tecnologia della lampada	•	A luce fredda (led), a luce calda	A luce fredda (led)	•	•	•
Attivazione con energia luminosa	No	Si	Si può usare con o senza lampada no	No	Si laser, lampada polimerizzatrice, plasma ecc.	•
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio	Si	Si, nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Si Desensibilize KF	Si Desensibilize KF	Si nitrato di potassio
Altri componenti	•	•	•	Calcio gluconato	•	Xilitolo, fluoruro di sodio
Protezione gengivale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento	Kit 3x2,8 ml, gingival barrier 3x1 gr.	5	4 siringhe. totale 12 trattamenti	6 siringhe perossido 1,2 g+6 di addensante+soluz neutral 2g + 1 Top Dam	Perossido 10 g+addensante 5 g+soluz neutral 2 g+1 Top Dam 2 g	Kit 4 siringhe da 5 gr + 2 siringhe diga da 3 ml. Mini kit 2 siringhe da 5 gr + 1 siringa diga da 3 ml
Durata della seduta (min)	30	30	30/40min	50-40	60	30-60
N° di sedute	1	3	1	1	1	A cura del dentista/igienista
Trattamento domiciliare abbinato	Si	•	No	Si	Si	•
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 175,00 (kit da 6 applicazioni)	Euro 165,00 (kit 3 pazienti)	Non fornito

Legenda: ⊕ approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> SBIANCANTI DOMICILIARI

Denominazione del prodotto	DOC DONT WHITE OXYGEN	ENA WHITE LIGHT	NATURAL+ HOME	OPALESCE GO ⁺	OPALESCE PF ⁺	PHILIPS DAYWHITE
Produttore	Hager & Werken	Micerium spa	Meodental	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc.	Philips
Agente chimico sbiancante	Oxorborat complexe	Perossido di idrogeno 6%	Perossido d'idrogeno al 6% stabilizzato	Perossido di idrogeno 6%	Perossido di carbammide 10 e 16%	Perossido di idrogeno 6% con fluoro
Classificazione	Cosmetico	Cosmetico	Cosmetico, CE 1014	Cosmetico, standard, precari- cato e monouso	Cosmetico, personalizzato	Cosmetico
pH	5,7-6,3	7,3	7	7	7	7,5-8,5
Acceleratore chimico	•	•	Idrossido di sodio	No	No	No
Desensibilizzante con agente rimineralizzante	No	•	Si fluoruro di sodio e nitrato di potassio	Si fluoruro di sodio	Si fluoruro di sodio	Si Relief acp (fosfato di calcio amorfo)
Desensibilizzante abbinato	No	Si Ena White gel desensibilizzante	Si balsamo n.5 post trattamento	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	No
Altri componenti	Glicerina, acqua, silicio, perborato di sodio, gluconatodi sodio	Fluoro e nitrato di potassio	Acqua, silice, PE6-8, Glycerin, Carboxymethylcel- lulose, Sali naturali del Mar Morto, Dye (CI 14720)	Glicerina, acqua	Glicerina, acqua 20% del volume totale	Nitrato di potassio e fluoruro di sodio
Mascherine personalizzate	Si	Si	Si	No	Si	Si
Confezionamento	1 pezzo, 15 ml per pezzo	4 siringhe da 3 ml	Siringa di gel da 7 ml con ghiera dosatrice	Mascherine preca- ricate pronte all'uso	8 sir. x 1,2 ml + accessori, oppure ricambio da 40 siringhe x 1,2 ml cad	6 siringhe da 2,4 ml cad (18 arcate) oppure 9 siringhe da 2,4 ml cad (27 arcate)
Durata delle applicazioni (min)	14 gg	6-8 h	60-90	60-90	8 h (10%) 4/6 h (16%)	15-30 due volte al giorno
N° di applicazioni	2 al giorno	10 gg	A discrezione del dentista	5-10	5-10	8-10 gg
Materiale informativo per il paziente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 29,95	Euro 46,20 Kit	Euro 75,80 (kit completo 1 paziente)	Patient Kit euro 64,90 (10 applic.) Mini Kit euro 30,90 (4 applic.)	Euro 60,80 (patient kit) euro 66,10 (doctor kit) euro 219,90 ricambio	Non fornito

Legenda: ⁺ approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ SBIANCANTI DOMICILIARI

Denominazione del prodotto	PHILIPS NITEWHITE	POLA NIGHT	PROFESSIONAL SMILING PERFECT	WHITE CLASS WITH CALCIUM [⊕]	YOTUEL PATIENT 16%
Produttore	Philips	SDI Limited	Gidienne Smile srl	FGM	Biocosmetics Laboratories
Agente chimico sbiancante (specificare tipo e %)	Perossido di carbammide 10% oppure 16% con fluoro	Perossido di carbammide 10 e 16%	Carbammide 22% e altre %	Perossido idrogeno 6% o 7,5%	Perossido di carbammide 16%
Classificazione	Cosmetico	Cosmetico	Sbiancamento domiciliare	Dispositivo medico di classe IIA	Cosmetico
pH	4,75-6 (10%) 5,6 (16%)	7	6.5	7	7
Acceleratore chimico	No	•	•	•	•
Desensibilizzante con agente remineralizzante	Si Relief acp (fosfato di calcio amorfo)	Si nitrato di potassio, fluoro	Si nitrato di potassio-fluoruro di sodio	Si nitrato di potassio-fluoruro di sodio-calcio	Si xilitolo e fluoruro di potassio
Desensibilizzante abbinato	No	Si nitrato di potassio, fluoro	Si	Si Desensibilize KF	Si citrato di potassio, fluoruro di potassio
Altri componenti	Nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Agenti lenitivi ed emollienti	•	•	Carbomero, aroma, saccarina sodica
Mascherine personalizzate	Si	Si	Si	No	Si
Confezionamento	6 siringhe da 2,4 ml cad (18 arcate) oppure 9 siringhe da 2,4 ml cad (27 arcate)	Kit 10x1,2 ml; minikit 4x1,2 ml; bulk 36x3 g	6 siringhe	4 siringhe 3 g	8 siringhe da 2,5 ml
Durata delle applicazioni (min)	Tutta la notte	45	30 cad	60-90	60
N° di applicazioni	8-10 gg	10 gg	Su consiglio del professionista	•	A cura del dentista/igienista
Materiale informativo per il paziente	Si	Si	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 72,00	Non fornito

Legenda: ⊕ approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

INFO OPERATORI

Beyond (Imp. e distr.
DL Medica spa - www.dlmedica.it)
Bwi Medical srl
800.180.754 - www.biowhite.it
Biocosmetics Laboratories
www.moltenidental.it
Doctor Smile by Lambda spa
0444.349165 - 800 690333

www.doctor-smile.com
FGM - Brasil
www.fgm.ind.br
(Distr. da Isasan - 02.96754179
www.isasan.com)
Gidienne Smile srl
(Dati forniti da DTF Technology
www.dtftechnology.it)

Hager & Werken
www.miradent.de
Meodental
www.meodental.com
(Imp. e distr. Dr Riccardo Illic
02.55016500 - www.ilic.it)
Micerium spa
0185.7887870 - www.micerium.it

Molteni Dental srl
www.moltenidental.it
Philips - 0376.267811 - www.philips.it - www.simitdental.it
SDI Limited
800.780635 - www.sdi.com.au
Ultradent Products Inc
800.830715 - www.ultradent.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Isasan e cosmesi dentale

La scelta di un prodotto per lo sbiancamento dentale è spesso in funzione all'utilizzo di protocolli conosciuti ed entrati nella routine clinica.

ISASAN, con i prodotti **Whiteness** di FGM, semplifica la decisione d'acquisto, offrendo flessibilità operativa ed un impiego ad ampio spettro; tre prodotti che consentono di coprire tutte le necessità cliniche e sempre attenti al risultato finale che deve essere il più possibile certo e predicibile.

Denti vitali e non, lievi o gravi discromie, pochi elementi od arcate intere, con o senza uso di sorgenti luminose, in studio o domiciliare, **Whiteness** è sempre la soluzione ideale.

Whiteness è il risultato di ricerche, competenza, dedizione, innovazione nella chimica dei perossidi e di un profondo studio della struttura dentale che hanno dato origine a prodotti per lo sbiancamento con alcune caratteristiche fondamentali tra cui una **consistenza adeguata, bagnabilità, coloranti specifici** (tecnologia sviluppata da FGM), **controllo rigoroso del pH**, compreso in un intervallo di sicurezza

predeterminata, che si completa con l'aggiunta di agenti desensibilizzanti e di calcio per ridurre i rischi di decalcificazione dello smalto e di un neutralizzatore del perossido, da utilizzare in caso di contatto accidentale della soluzione sbiancante con le mucose.

Whiteness HP MAXX è consigliato per denti vitali e non vitali, contiene perossido di idrogeno al 35% con un pH compreso tra 6.0-7.0. Può essere utilizzato con o senza l'ausilio di fonti luminose attivanti.

Un componente inorganico agisce come barriera alle onde di calore quando si utilizzano fonti luminose, ridu-

cendo il rischio di generare ipersensibilità. Il gel vira di colore da rosso a verde indicando il termine della procedura di sbiancamento. Si presenta in due fasi separate, perossido ed addensante, che conferiscono miglior stabilità. L'efficacia sbiancante permette di ottenere risultati in una sola seduta.

Whiteness HP BLUE mantiene la stessa formulazione di base di HP Maxx, modificata con l'obiettivo di aumentare l'attività anche a bassa concentrazione. Pertanto è disponibile in concentrazione al 20% di perossido di idrogeno, efficace sulla maggioranza dei casi

clinici, riservando il gel al 35% solo ai casi più gravi di discromie. Disponibile in due siringhe predosate di perossido ed addensante, che vengono miscelate tra di loro prima dell'utilizzo, ottenendo un quantitativo sufficiente per due arcate. HP Blue non richiede l'uso di fonti luminose.

White Class gel è un trattamento domiciliare disponibile in concentrazione al 6% o 7% di perossido di idrogeno. Il pH neutro e la presenza di Calcio limitano la demineralizzazione dello smalto. La rapidità dell'azione sbiancante permette la riduzione del tempo di applicazione. La formulazione comprende nitrato di potassio e fluoruro di sodio che impediscono o limitano l'insorgenza di sensibilità.



PER INFORMAZIONI

Isasan srl
Via Bellini, 17
22070 Rovello Porro (CO)
Tel. 02.96754179
Fax 02.96754190
info@isasan.com
www.isasan.com

3Dfast
fusione laser selettiva

sottostrutture in cromo cobalto
nichel-free certificato

fast quality



repliche anatomiche autoclavabili
scheletrati calcinabili



www.3dfast.it

fast delivery

modelli step per
l'ortodonzia



tel. 049 86 06 27

via Zabarella, 38 - 35121 Padova



il meglio della tecnologia software
per lo studio dentistico



XDent iPad edition

La **soluzione completa** per la gestione dello studio odontoiatrico con iPad. La versione di XDent pensata per l'interfaccia **touch**, da utilizzare **in studio o fuori studio** per gestire la tua attività **solo con iPad**.



Mac, Windows e Linux

XDent: l'unico software gestionale utilizzabile in forma nativa su **Mac e PC** senza software di virtualizzazione. Lo staff dello studio può utilizzare Mac o PC indifferentemente sulle postazioni di lavoro.

www.xdent.it

commerciale@xdent.it

UFF. COMMERCIALE ITALIA
0932.681600

➤ APPROFONDIMENTI

Perché scegliere i prodotti di sbiancamento Opalescence?

Perché Opalescence è il sistema di sbiancamento più utilizzato al mondo!

Ultradent ha sviluppato i primi gel sbiancanti nel 1990 e da allora con i prodotti Opalescence sono stati trattati innumerevoli pazienti e moltissimi studi continuano a testimoniarne la metodica sicura e l'efficacia. Minimo comune denominatore dell'intera linea è la presenza, oltre al principio attivo (perossidi), di additivi che consentono un trattamento rispettoso della struttura del dente e l'attenzione verso la modalità con cui si effettua lo sbiancamento, per garantire al paziente sicurezza e comodità.

Tutti i gel Opalescence contengono infatti la formula PF (Nitrato di Potassio e Fluoro) per minimizzare la sensibilità e rafforzare lo smalto ed un elevato contenuto d'acqua per ridurre la disidratazione del dente (causa primaria dell'ipersensibilità).

Hanno inoltre una consistenza viscosa e appiccicosa che consente al gel di rimanere dove viene posizionato, assicurando un'applicazione semplice e veloce.

Ultradent è in grado di offrire una soluzione per ogni esigenza.

La linea Opalescence include prodotti sbiancanti cosmetici che il paziente, sotto la supervisione del professionista dentale, può effettuare a domicilio, e prodotti utilizzabili direttamente presso lo studio odontoiatrico per problematiche più severe. Molteplici sono anche le varianti in termini di gusti e tempi di applicazione che consentono sia al professionista che al paziente di



individuare facilmente il prodotto più adeguato alle specifiche esigenze.

Infine Ultradent si dimostra sempre al passo con i tempi, avendo adeguato immediatamente l'intera linea Opalescence alle disposizioni derivanti dalla Direttiva Europea 2011/84/EU sugli Sbiancanti Cosmetici (implementata in Italia a partire dal 26 Gennaio 2013), riconoscendo pienamente il principio in essa contenuto, ossia il fatto che il trattamento sbiancante deve avvenire sotto la supervisione del professionista dentale.

Con l'obiettivo di continuare ad essere punto indiscutibile di riferimento nell'ambito dello sbiancamento dentale, Ultradent ha recentemente lancia-

to la possibilità di aderire gratuitamente al Programma Opalescence.

Scopo di questa iniziativa è di fornire informazioni, aggiornamenti, suggerimenti sui trattamenti sbiancanti e di essere a disposizione per qualsiasi domanda, supporto e curiosità che il professionista dentale possa avere in questo ambito.

PER INFORMAZIONI

Ultradent Italia srl

Via G.L. Bernini, 7

20094 Corsico (MI)

Numero Verde 800 830 715

opalescence@ultradent.it

www.ultradent.it

