

Disinfettanti per Strumenti Sondaggio su **245** responder

Quale principio attivo utilizza per la sterilizzazione chimica a freddo?

Glutaraldeide	80	33%
Acido Peracetico	165	67%



Ritiene necessario ridurre il biofilm nei circuiti di aspirazione?

Si	228	93%
No	17	7%



Quale principio attivo utilizza prevalentemente per pulizia/disinfezione con ultrasuoni?

Glutaraldeide	19	18%
Acido Peracetico	226	82%



➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	ACTIDROX	BIOSANITIZER I 	CIDEX OPA
Produttore	Nuova Farmec srl	Saniswiss	Medos International Sarl
Principio attivo	Percarbonato	PHMB – ammonio quaternario	Ortoftalaldeide – OPA
Formulazione completa %	Acido peracetico 15, 2,4 % N-alchil (C12-14)-N-benzil-N, N-dimetilammonio cloruro 2,4	Clorydrate polyhexamehtylene biguanide, ammonio quaternario, inibitori della corrosione	Ortoftalaldeide 0,55, acqua e sostanze inerti 99,45
Indicazioni d'uso specifiche	•	Acciaio, NiTi, carburo di tungsteno, plastica, vetro, ceramica, gomma e silicone	Metalli, plastiche, elastomeri, adesivi
Incompatibilità chimico-fisiche	Ottone, rame, alluminio e acciaio galvanizzato	Nessuna	•
Efficacia antimicrobica	Battericida, fungicida, virucida, fluorbaccidica, sporicida 2% - 15 min	Gram+ e Gram-, Virus HBV - HCV - HIV, funghi e Mycobacterium (5 - < 15 min)	Azione battericida, fungicida, virucida, tubercolicida in 5 min a 20°C.
Descrizione attività biocida	Non biocida, norme EN 14561, EN 14348, EN 13624, EN 14476	Legame con i fosfolipidi della parete cellulare con irrigidimento, alterazione della polarità, interruzione della membrana citoplasmatica e fuoriuscita del citoplasma	Vedi scheda sicurezza
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	Si	No
Presenza di coloranti	No	Si	No
Fattori interferenti	No	No	No
Modalità di impiego	•	0,5% 60 min – 1% 30 min – 2% 15 min - Diluire in acqua fredda	Non richiede attivazione, immergere completamente il dispositivo nella soluzione per almeno 5 minuti a 20°C o a temperatura più elevate. Rimuovere il dispositivo e sciacquare accuratamente
Stabilità della soluzione diluita	24 ore	7 giorni	Non diluita
Modalità di conservazione	Luogo fresco e asciutto temperatura fra +5 e +30°C	Luogo fresco e asciutto tra 5-35°C	Temperatura ambiente controllata di 15-30°C in un luogo ben ventilato e di scarso passaggio. Shelf life della confezione integra è 24 mesi
Indicazioni per lo smaltimento	Secondo normativa vigente	Vedi scheda di sicurezza	Secondo le disposizioni di legge vigenti
Proprietà tossicologiche	Nocivo, usare abiti protettivi, guanti, protezione viso e occhi	Vedi scheda di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Confezionamento	20 flaconi da 1 lt.	Flacone 750 ml	4 flaconi da 3,78 lt.
Studi sulla carcinogenesi	No	No	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 29,00	Non fornito

Legenda:  approfondimento

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	CIDEZYME	CITROSTERIL ASPIRATORI	CITROSTERIL NEW DETERFERRI
Produttore	Johnson&Johnson Medical Inc.	Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico	Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico
Principio attivo	Detergenti anionici e non ionici, coadiuvati dall'azione del glicole polipropilenico e dall'enzima proteolitico "Protease Alcalase"	Soluzione fenolica da diluire	Didecil-dimetilammonio cloruro
Formulazione completa %	Enzima proteasi subtilisina 0,3-0,38, glicole propilenico <10, tensioattivi anionici 1-10, tensioattivi non anionici 1-10, stabilizzatori <1, colori/profumo <1, acqua fino a 100	O-benzil-p-clorofenolo 5,3 g, o-fenilfenolo 1 g, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g.	10 g. di didecil-dimetil ammonio cloruro, tensioattivi non ionici, coadiuvanti della detergenza, eccipienti, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g.
Indicazioni d'uso specifiche	Rimozione rapida di tutti i residui organici da strumenti medico/chirurgici	Disinfettante ad ampio spettro d'azione, a base di derivati fenolici, per disinfezione, deodorazione, manutenzione e contemporanea pulizia di impianti di aspirazione per l'uso odontoiatrico	Decontaminazione, deterzione e disinfezione di strumenti e ferri chirurgici prima delle operazioni di sterilizzazione, di vetrerie, oggetti, attrezzature
Incompatibilità chimico-fisiche	Il suo uso non presenta particolari pericoli, vedi scheda di sicurezza	Evitare il contatto con acidi forti, basi forti, forti ossidanti, sostanze riducenti	Evitare il contatto con acidi forti, basi forti, forti ossidanti, sostanze riducenti
Efficacia antimicrobica	•	Attivo contro batteri Gram positivi e Gram negativi, micobatteri, funghi e virus lipofili e non, compresi HIV e HBV	Attivo contro batteri Gram positivi e Gram negativi, micobatteri, funghi e virus lipofili
Descrizione attività biocida	•	Testata secondo diversi Metodi e Standard	Testata secondo diversi Metodi e Standard, effettuati in condizioni di sporco (dirty conditions), tra cui EN 14561 EN 14562
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	No	Si
Presenza di coloranti	Si	Si	No
Fattori interferenti	Si non mescolare con altri prodotti	No	No
Modalità di impiego	Diluire in acqua, 8ml/lt, ovvero 2 erogazioni dell'apposito dosatore. Usare acqua a temperatura ambiente, mescolare, immergere lo strumento per 1 minuto quindi risciacquarlo. Non mescolare con altri prodotti	Aggiungere 20 ml/litro di prodotto per ultimo nella quantità d'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto	Utilizzabile a concentrazioni diverse, dallo 0,5% al 2%, a seconda del grado di contaminazione. Tempo di contatto 5-10 min
Stabilità della soluzione diluita	Da cambiare dopo ogni uso	Rinnovare la soluzione ad ogni uso	Rinnovare la soluzione ad ogni uso
Modalità di conservazione	Temperatura ambiente	Luogo fresco e asciutto	Luogo fresco e asciutto
Indicazioni per lo smaltimento	Direttamente nell'impianto fognario dopo ogni utilizzo o quando vi siano tracce visibili	In conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE	Le soluzioni esauste in qualità di refluo possono essere convogliate nella rete fognaria autorizzata secondo le norme di legge (Dec. Lgs 152/2006 e Dec Lgs 205/2010 e succ. modifiche ed integrazioni)
Proprietà tossicologiche	Vedi scheda di sicurezza	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
Confezionamento	Flacone da 1 lt.	Flacone da 1.000 e 5.000 ml	Flacone da 1.000 ml
Studi sulla carcinogenesi	No	No	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 9,52 (flacone da 1 lt.) 37,19 (tanica da 5 lt.)	Euro 9,77

➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	CITROSTERIL STERILFERRI	CITROSTERIL STRUMENTI ALCOLICO	DC1 KOMET CONCENTRATO
Produttore	Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico	Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico	Alpro
Principio attivo	Aldeide Glutarica – soluzione pronta all'uso	Benzalconio in alcool – soluzione pronta all'uso	Sali di ammonio quaternario
Formulazione completa %	Aldeide glutarica purificata 2 g tensioattivi non ionici, eccipienti, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g.	Benzalconio cloruro 0,4 g, alcool isopropilico 70 g, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g.	Ter. bis-amminopropilalcolilamina 11 g, quat. trialcilettossiammoniopropionato 8,5 g. Resto a 100 g: solventi, tensioattivi, materiali ausiliari, acqua deionizzata (per 100 g di prodotto)
Indicazioni d'uso specifiche	Sterilizzazione a freddo di strumenti chirurgici ed endoscopi	Disinfezione dei dispositivi medici non critici, conservazione sterile temporanea di strumenti chirurgici	Strumenti rotanti e manuali
Incompatibilità chimico-fisiche	Evitare il contatto con acidi forti, basi forti, forti ossidanti, sostanze riducenti	Evitare il contatto con acidi forti, basi forti, forti ossidanti, sostanze riducenti	•
Efficacia antimicrobica	Attivo contro batteri Gram positivi e Gram negativi, micobatteri, funghi e virus lipofili e non, compresi HIV e HBV	Attivo contro batteri Gram positivi e Gram negativi, micobatteri, funghi e virus	Bagno per strumenti: soluzione all'1% per 60 min. Ultrasuoni: soluzione al 2% per 5 min
Descrizione attività biocida	Testata secondo diversi Metodi e Standard	Testata secondo diversi Metodi e Standard	Efficacia Microbiologica descritta da Hyggen GmbH, Schwerin 2011: Battericida Fungicida, efficace sulla TBC secondo VAH (incluso EN 14561, 14562 e 14563)
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	No	Si
Presenza di coloranti	Si	Si	Si
Fattori interferenti	No	No	No
Modalità di impiego	A seconda del tempo di contatto utilizzabile per disinfezione di alto livello o sterilizzazione di strumenti chirurgici e laparoscopi, artroscopi e altri strumenti a fibre ottiche utilizzati per scopi terapeutici. Soluzione pronta all'uso	Soluzione pronta all'uso	Immersione per 60 min, diluire con acqua a 60°C (soluzione 1%) oppure immersione per 5 min in ultrasuoni (soluzione 2%)
Stabilità della soluzione diluita	Rinnovare la soluzione ad ogni uso	Rinnovare la soluzione ad ogni uso	7 giorni
Modalità di conservazione	Luogo fresco e asciutto	Luogo fresco e asciutto	Concentrato liquido durata 36 mesi; soluzione integra 4 settimane; soluzione in uso 1 settimana
Indicazioni per lo smaltimento	In conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE	In conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE	Conformemente a quanto stabilito dalla legge nazionale o regionale. Codice Rifiuti Nr. 53507
Proprietà tossicologiche	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle	Non è conosciuta un'azione sensibilizzante. Pericolo danno occhi, ustionante
Confezionamento	Flacone da 1.000 ml	Flacone da 1.000 ml	Flacone dosatore 1 lt.
Studi sulla carcinogenesi	No	No	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 9,92	Euro 7,56	Euro 67,00 Euro (conf. di 1 litro)

> DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	DEI SINERGY FERRI ENZIMATIC	FAST & STERIL 3	GIGASEPT INSTRU AF
Produttore	DEI Italia	Magnolia srl (Cattani Group)	Schülke & Mayr GmbH
Principio attivo	2-fenilfenolo, 4-tert-amilfenolo, 2-benzil-4-clorofenolo, enzimi	Acido peracetico	Guanidina
Formulazione completa %	•	Percarbonato, acetilante, idrotropo, regolatore di pH	Cocospropilendiamine guanidinacetato 14 g, fenossipropanolo 35 g, benzalconio cloruro 2,5 g
Indicazioni d'uso specifiche	Disinfettante detergente per la decontaminazione e detersione di strumenti metallici, in plastica, in gomma prima della sterilizzazione	Disinfettante/Sterilizzante di ferri chirurgici	Acciaio, gomma, vetro
Incompatibilità chimico-fisiche	Ossidanti, acidi forti e sostanze riducenti	Acciai non legati	Parzialmente su policarbonato
Efficacia antimicrobica	Virucida 10 min, battericida diluire 15 min, micobattericida e tuberculocida dil. 45 min, fungicida 30 min, buona prassi x dil 0.1% (decontaminazione) minimo 10 min- diluiz. 1% (disinfezione) minimo 10 min	Battericida/fungicida <10 min, tuberculocida <15 min, virucida <10 min, sporicida <15 min	HIV-HBV- HCV 0,5% per 5 min, batteri, funghi TB 3% per 15 min, Popovavirus e Adenovirus 4% per 60 min
Descrizione attività biocida	Test effettuati secondo le Norme Europee EN 14476 virucida-EN 14561 battericida - EN 14562 fungicida- EN 14348 micobattericida e tuberculocida	Battericida/fungicida secondo norme ufficiali UNI EN 1276 – 1650 – 13697 – Tuberculocida : UNI EN 14563 – Virucida UNI EN 14476 – Sporicida UNI EN 13704	Non biocida – norme EN 13727/EN 146561-EN 13624/EN 14562 – EN 14348/EN 14563
Utilizzabile con ultrasuoni	•	Si	Si
Presenza di coloranti	•	No	Si
Fattori interferenti	•	No	Prodotti detergenti o altri prodotti contenenti aldeidi
Modalità di impiego	Diluire	Versare le tre bustine monodose degli ingredienti in 2,5 lt. di acqua (T < 40°C), disciogliere ed attendere 10 min prima dell'uso	3% 15' – 2% 30' – 1,5% 60'
Stabilità della soluzione diluita	In contenitore chiuso, correttamente conservate a temperatura ambiente, si consiglia di usarle entro sette giorni dalla preparazione	Pronto all'uso / 36 mesi di vita	7 giorni
Modalità di conservazione	Anni 2 in confezione integra correttamente conservata. Conservare i contenitori chiusi al riparo dalla luce e da fonti di calore	In confezione originale (bustine monodose)	5-40°C in luogo asciutto
Indicazioni per lo smaltimento	Diluiti sono smaltibili in qualità di refluo attraverso impianti fognari autorizzati. Concentrato deve essere smaltito in qualità di rifiuto (es. prodotto scaduto) secondo le norme di legge. Dec. Lgs. 152/2006	Non pericoloso per l'ambiente, il flacone vuoto alla raccolta differenziata	Secondo normativa vigente
Proprietà tossicologiche	Il concentrato è corrosivo. Provoca ustioni	Non irritante / non sensibilizzante per cute	Corrosivo, usare guanti e protezione per gli occhi
Confezionamento	•	25 bustine per ognuno dei tre ingredienti necessari a preparare 2,5 lt. di soluzione	Flacone da 2 lt., tanica da 5 lt.
Studi sulla carcinogenesi	•	No	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 75,90/50,60 (1 lt. x 250 lt di soluzione)	Euro 98,00 (confezione da 25 monodosi)	Non fornito

➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	GREEN&CLEAN ID N	MEDISEPT P.M.361 PLUS	S1-SPECIAL ONE
Produttore	Metasys Medizintechnik GmbH	Medisan	Medisan Torino per Odontoiatrica Torino
Principio attivo	Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, inibitori di corrosione	Didecil-dimetil ammonio cloruro	Didecil-dimetil-cloruro d'ammonio
Formulazione completa %	Ethandiol <5, amino-ethanol <15, N,N-Didecyl-N-methylpoly (oxethyl) ammoniumpropionat 10-15, N-(-3-Aminopropyl)-N-docecylpropan-1,3,-diamin 10-15	Didecil-dimetil ammonio cloruro, edta alchilpoliglicoletere, carbonato sodico, potassio metasilicato, coformulanti profumi coloranti e acqua depurata	Didecil-dimetil-cloruro d'ammonio al 4,5
Indicazioni d'uso specifiche	•	Disinfezione e deterzione di oggetti, strumenti e superfici	Tutti i materiali
Incompatibilità chimico-fisiche	Non diluire con altri prodotti detergenti oppure disinfettanti	•	Non combinare con detersivi
Efficacia antimicrobica	Limitatamente virucida, soluzione al 1%-15 min, battericida/fungicida 0,25%-30 min, soluzione al 1%-5 min, tubercolicida soluzione al 1%-1 ora, soluzione al 2%-15 min, soluzione al 7,5%-5 min	Battericida, fungicida e virucida	Battericida, virucida, biocida
Descrizione attività biocida	Distrugge la superficie della membrana dei microorganismi e la superficie dei virus	•	Disponibili letterature efficacia su Virus HIV, Epatite A,B,C, legionellosi, Gram+, Gram-, funghi e alghe
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	Si	Si
Presenza di coloranti	Si	Si	Si
Fattori interferenti	•	No	No
Modalità di impiego	•	Diluizione al 4% per 30 minuti	Disinfettante: diluizione al 4%, detergente: diluizione al 2%
Stabilità della soluzione diluita	7 giorni	•	30 giorni
Modalità di conservazione	Auto-conservante	•	Recipiente chiuso
Indicazioni per lo smaltimento	Secondo le leggi vigenti, 070699	Biodegradabile	Rifiuto speciale
Proprietà tossicologiche	Non tossico	•	Alle diluizioni indicate non irrita la pelle
Confezionamento	4 flaconi da 500 ml + dosatore - 1 tanica da 5 lt.	Flacone da 1 lt.	Flacone da 1 lt. di concentrato
Studi sulla carcinogenesi	No	•	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	•	No
Prezzo di listino*	Euro 48,60 (4 flaconi da 500 ml + dosatore) 78,30 (tanica da 5 lt.)	Non fornito	Euro 0,49/0,98 al litro

> DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	SANIDROX PLUS 	STERICOLD	ZEFIROL SF
Produttore	Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico	DEI italia srl	OCC
Principio attivo	Ossigeno attivo - soluzione da attivare	Sodio perborato, tetraacetiletilendiammina, enzimi	Alchilamina, cloruro di ammonio dimetilico dialchilico
Formulazione completa %	Percarbonato di sodio 48, enzimi, tensioattivi anionici, anticorrosivi e coformulanti q.b. al 100	•	Alchilamina 8,9 g, cloruro di ammonio di metilico di alchilico 3,6 g, agenti tensioattivi (per 100 g)
Indicazioni d'uso specifiche	Sterilizzazione a freddo di strumenti, endoscopi, apparecchi per anestesia	Decontaminazione primaria con contemporanea deterzione, disinfezione di livello intermedio (attività tubercolicida TBC), disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo)	Pulizia e disinfezione strumenti e frese
Incompatibilità chimico-fisiche	Rame e sue leghe	Rame, ottone e loro leghe	•
Efficacia antimicrobica	Disinfezione, sterilizzazione in 10 min	Sporicida, virucida, fungicida da 5 a 10 min	Battericida/Fungicida 0.5% - 15 min, tubercolicida 2% - 60 min, epatite B/HIV 2% - 30 min, epatite C 0,5% - 5 min
Descrizione attività biocida	Testata secondo diversi Metodi e Standard, effettuati in condizioni di sporco (dirty conditions), tra cui EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 14746 EN 14561 EN 14776 e altri	L'acido peracetico (ossigeno attivo), che si forma dalla reazione dell'acqua ossigenata (liberata dal perborato di sodio sciolto in acqua) e tetraacetiletilendiammina (TAED), conferisce una notevole attività biocida	•
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	•	Si
Presenza di coloranti	No	•	No
Fattori interferenti	No	•	•
Modalità di impiego	Per deterzione e disinfezione utilizzare allo 0,5% (attivo contro HIV HCV HBV), tempo di contatto 5-10 min. Per sterilizzazione utilizzare al 2%, tempo di contatto 10 min	Diluire	Diluizione ed immersione seguendo i tempi e le modalità descritte
Stabilità della soluzione diluita	1 giorno	Rinnovare giornalmente	Fino a 5 giorni in dipendenza della carica batterica, si consiglia ricambio quotidiano
Modalità di conservazione	Luogo fresco e asciutto	Al riparo dall'umidità e da fonti di calore	Temperatura ambiente
Indicazioni per lo smaltimento	Le soluzioni esauste, possono essere convogliate nello scarico	Qualora gestito come rifiuto, applicare le normative di legge. Le soluzioni esauste possono essere convogliate, anche per semplice scarico nel lavandino, nella rete fognaria a norma di legge. Non disperdere il contenitore nell'ambiente	Nessuna modalità particolare. Non contiene aldeidi
Proprietà tossicologiche	Irritante per gli occhi e nocivo per ingestione	Non presenta alcuna controindicazione per le persone e l'ambiente	Non ingerire
Confezionamento	Barattolo da 1 kg con misurino	•	Flacone da 2 lt. soluzione concentrata
Studi sulla carcinogenesi	No	•	•
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 50,84	Euro 128,00 (2 kg)	Non fornito

➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Denominazione del prodotto	ZETA 1 ULTRA	ZETA 2 ENZYME
Produttore	Zhermack spa	Zhermack spa
Principio attivo	Ammoni quaternari	Ossigeno Attivo
Formulazione completa %	3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamina 18, alchil-benzil-dimetil ammonio cloruro 15	Sbiancante a base di ossigeno >25, attivatore >18
Indicazioni d'uso specifiche	•	•
Incompatibilità chimico-fisiche	Tensioattivi anionici, altri disinfettanti	Altri disinfettanti
Efficacia antimicrobica	Immersione statica 60 min, ultrasuoni 15 min a 35°C battericida, fungicida, micobattericida incluso tubercolicida, virucida completo	Battericida, fungicida, micobattericida incluso tubercolicida, virucida in 10 min
Descrizione attività biocida	Battericida, fungicida, micobattericida, tubercolicida, virucida completo	Battericida, fungicida, micobattericida, tubercolicida, virucida
Utilizzabile con ultrasuoni	Si	No
Presenza di coloranti	Si	No
Fattori interferenti	Si aldeidi, ossidanti forti	•
Modalità di impiego	1%, immersione per 60 min in bagno statico/immersione per 15 min a 35°C in Ultrasuoni; diluire in acqua a temperatura ambiente (>20°C)	Diluizione: 2% (diluire con acqua a temperatura ambiente t°>20°C) attivazione: almeno 15 min (con t° > 20°C) tempo di contatto: 10 min, risciacquo
Stabilità della soluzione diluita	7 giorni	8 ore
Modalità di conservazione	Ben chiuso, al fresco e all'asciutto	In luogo fresco e asciutto
Indicazioni per lo smaltimento	Vedi scheda di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Proprietà tossicologiche	Vedi scheda di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Confezionamento	Flacone da 1 lt. con dosatore, tanica refill da 5 lt.	Barattolo 1.200 g con misurino
Studi sulla carcinogenesi	No	No
Il prodotto ha marchio CE	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito

➤ INFO OPERATORI

Aseptico INC. USA Alpro
(Dati forniti da Komet
02.67076654 - www.komet.it)
DEI Italia - www.deiitalia.it
Johnson&Johnson Medical Inc. (Distributore ufficiale per l'Italia Simit Dental - 0376.267811 www.simitdental.it)
Magnolia srl (Cattani Group)
0521.607604 - www.cattani.it
Medisan (Dati forniti da Maxi Medical - 02.89124838 www.maximedical.it)
Medisan Torino per Odontoiatria Torino
011.9947415 www.s-uno.it
Medos International Sarl
(Distributore ufficiale per l'Italia Simit Dental 0376.267811 www.simitdental.it)
Metasys Medizintechnik GmbH
0043 512 20 54 20 0
www.metasys.com
Nuova Farmec srl
045.6767672 - www.farmec.it
(Dati forniti da De Marco
02.719065 - www.demarco.biz)
OCC (Dati forniti da Molteni Dental - www.moltenidental.it)
Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico - 0131.822340
www.sanitas1931.it
Saniswiss - www.saniswiss.com
(Distributore Isasan srl
02.96754179 www.isasan.com)
Schülke & Mayr GmbH
www.schuelke.com
(Dati forniti da De Marco
02.719065 - www.demarco.biz)
Zhermack spa - 0425.597611
it.zhermack.com

AVVERTENZE AL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Sanidrox Plus

SANIDROX PLUS è una polvere che, una volta attivata, sviluppa ossigeno in grado di originare soluzioni disinfettanti e detergenti per dispositivi medici quali strumenti chirurgici, inclusi quelli di impiego odontoiatrico, endoscopi, broncoscopi, laparoscopi, tubi respiratori, apparecchi di anestesia. Inoltre SANIDROX PLUS contiene un antiossidante che protegge i dispositivi metallici dalla corrosione. SANIDROX PLUS rappresenta un sistema sicuro per la produzione di soluzioni decontaminanti, disinfettanti virucide e disinfettanti di alto livello (sterilizzanti a freddo). SANIDROX PLUS garantisce un'azione battericida in sinergia con un'azione detergente, potenziata dalla presenza di cariche enzimatiche disgregatrici dei residui organici ed una azione anticorrosiva e antiridipositante. E' attivo contro virus (HIV, HBV, HCV, Poliovirus), spore (Bacillus subtilis), fun-

ghi (Candida albicans), batteri Gram-positivi (Staphylococcus aureus), Gram-negativi (Pseudomonas aeruginosa), bacilli acidoresistenti (Mycobacterium avium-complex). Oltre all'acido peracetico (ossigeno attivo) contiene enzimi che hanno la funzione di disgregare il materiale organico presente sullo strumentario e i tensioattivi anionici-non ionici che ne facilitano la rimozione. La soluzione d'uso, una volta approntata, risulta trasparente, permettendo la visione dei dispositivi immersi. L'efficacia biocida del prodotto è stata testata secondo diversi Metodi e Standard, effettuati in condizioni di sporco (dirty conditions), tra cui EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 14746 EN 14561 EN 14776 e altri. SANIDROX PLUS viene impiegato diluendolo in acqua di rubinetto osservando la seguente procedura:

- versare la dose di SANIDROX PLUS nell'acqua (inizio atti-

vazione)

- agitare finché buona parte della polvere sia disciolta (2-3 minuti minimo)
- attendere 10 minuti (30 minuti alta disinfezione sterilizzante a freddo) perché si consolidi l'attivazione.

A questo punto la soluzione è pronta per essere utilizzata. I tempi di contatto dei dispositivi da disinfettare con la soluzione di SANIDROX PLUS possono variare da 5 a 10 minuti (10 minuti per alta disinfezione sterilizzante a freddo). Prelevare gli strumenti dalla soluzione con tecnica asettica e risciacquarli con acqua distillata sterile. Le soluzioni di impiego non risultano tossiche, non sono irritanti, non liberano gas nell'ambiente. Sono biodegradabili ed il loro smaltimento non crea problemi, in quanto il principio attivo viene degradato ad acido acetico, ossigeno ed acqua.

Il contatto delle soluzioni di SANIDROX PLUS con le super-



fici da disinfettare può essere realizzato manualmente (immersione) o con l'ausilio di apparecchiature (lavastrumenti). Può essere impiegato nelle normali vaschette di disinfezione o anche con ultrasuoni o lavastrumenti.

I prodotti Sanitas sono distribuiti in esclusiva da Henry Schein Krugg.

+ PER INFORMAZIONI
Sanitas Farmaceutici srl
Via Emilia 168 int. A
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131.822340
Fax 0131.890785

Biosanitizer I

Biosanitizer I, marchio registrato di Saniswiss, è un disinfettante concentrato e universale, attivo anche ad elevate diluizioni fino allo 0,5%. Questo rappresenta un doppio vantaggio: minori problemi al momento dello smaltimento e, permettendo di ottenere con un flacone fino a 150 litri di soluzione pronta all'uso, è anche economicamente conveniente.

Ad evitare il fenomeno del danneggiamento agli strumenti anche taglienti, nella formulazione di Biosanitizer I si è posta particolare attenzione utilizzando inibitori elettrolitici a pH neutro: proteggendo i prodotti metallici rende la soluzione particolarmente indicata per deterzione

e decontaminazione di strumenti in acciaio, NiTi, carburo di tungsteno, termostabili o termolabili e comunque dotati di affilatura.

Il suo spettro d'azione è particolarmente ampio comprendendo attività sicura contro Gram+ e Gram-, Virus HBV - HCV - HIV, BVDV, H1N1, HSV1 Funghi e Mycobacterium Tuberculosis.

Il tempo di contatto suggerito è compreso tra 15 e 60 minuti (secondo concentrazione) e la soluzione è chimicamente attiva fino a 40° anche per l'uso in vasche a ultrasuoni. La soluzione è inoltre stabile per 7 giorni e comunque il suo progressivo intorbidimento permette di valutarne il momento di rimozione.

Biosanitizer I rappresenta il

naturale sviluppo di Biosanitizer S già stimato dai migliori professionisti e certificato da studi clinici a livello mondiale. **Biosanitizer I** è distribuito da Isasan ed è disponibile presso i più qualificati depositi dentali. A breve la linea Biosanitizer verrà completata da alcuni prodotti con indicazioni molto specifiche, in accordo con la filosofia generale dell'azienda Saniswiss.

+ PER INFORMAZIONI
Isasan srl
Via Bellini 17
22070 Rovello Porro (CO)
Tel. 02.96754179
Fax 02.96754190
info@isasan.com
www.isasan.com



Come ogni disinfettante Saniswiss, Biosanitizer I è il risultato della ricerca di prodotti a basso impatto sulla salute e sull'ambiente. La sua composizione non prevede COV, alcool, fenoli o aldeidi.