

Impianti Dentali


Sondaggio su **165** responder

Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	7	4%
--------	----------	----

Qualità del prodotto e serietà aziendale	148	90%
--	------------	-----

Fiducia verso chi Le fa conoscere il prodotto	10	6%
---	-----------	----




Quanto è importante il Marchio Aziendale rispetto a quella che potrebbe essere la qualità intrinseca della linea implantare?

Poco	56	33%
------	-----------	-----

Molto	97	59%
-------	-----------	-----

Fondamentale	12	7%
--------------	-----------	----




Quanto ritiene importante visitare di persona i siti produttivi della linea implantare?

Poco	74	45%
------	-----------	-----

Molto	71	43%
-------	-----------	-----

Fondamentale	20	12%
--------------	-----------	-----



» IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	3IT3 IMPLANT CILINDRICO	3IT3 IMPLANT CONICO	3IT3 IMPLANT PLATFORM SWITCHING	ADIN TOUAREG™ S, NP, RP, WP, SWELL	AESTHY & PEF-AESTHY CILINDRICI TOCKSYSTEM	AESTHY & PEF-AESTHY CONICI TOCKSYSTEM	AUREA	AXIOM 2.8	
Produttore	Biomet 3I	Biomet 3I	Biomet 3I	ADIN Dental Implants Systems Ltd	Tocksystem di Tock G.R.	Tocksystem di Tock G.R.	Phibo	Anthogyr	
Morfologia	Cilindrico	Conico	Conico e cilindrico	Conico	Conico trilobato a monoposizione obbligata	Conico trilobato a monoposizione obbligata	Conico	Cilindrico con nocciolo conico	
Indicazioni	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte	Settoriale estetico e masticatorio, postestrativo, tardivo overdenture	Settoriale estetico e masticatorio, postestrativo, tardivo	Postestrativo, carico immediato	Riabilitazioni delle zone anteriori con distanza mesio-distale o linguo-vestibolare ridotta	
Lunghezze dell'implanto disponibili (mm)	6.5-8.5-10-11.5-13-15-18	8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	6.25-8-10-11.5-13-15-16-18	10-12-14-16-18	10-12-14-16-18	8.5-10-11.5-13-14.5-16	10-12-14	
Diametri disponibili dell'implanto (mm)	3.25-4-5-6	3.25-4-5-6	4-5-6	3-3.3-3.5-3.55-3.75-4.2-4.3-5-6	3-8-5	4-5	3.5-4.3-4.8-5.5-6	2.8	
Materiale dell'implanto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Ti-5° (ISO5832-3)+TiN	Ti-5° (ISO5832-3)+TiN	Titanio grado 4	Titanio grado 5 medicale	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'implanto	Titanio commercialmente puro	Titanio commercialmente puro	Titanio commercialmente puro	Titanio grado 5	Ti-5° (ISO5832-3)+TiN	Ti-5° (ISO5832-3)+TiN	Titanio grado 4	Titanio grado 5 medicale	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Titanio	Titanio	Sla, OsseoFix™	Tin+polibrilliant	Tin+polibrilliant	Nessuno	Trattamento di superficie bcp per posizionamento sotto-crestale	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, oro (protesi cementata e avvitata)	Titanio, oro (protesi cementata e avvitata)	Titanio, oro (protesi cementata e avvitata)	Vari per cementata, tina per avvitata, zirconio, overdenture, calcinabili golde Ti	Titanio 5°+TiN e calcinabili	Titanio 5°+TiN e calcinabili	Titanio, CrCo, PMMA, zirconio, Ti dorato	Titanio, peek	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, subcrestale, sopracrestale	Crestale, subcrestale, sopracrestale	Crestale, subcrestale, sopracrestale	lutta crestale	In osso espanso; paracrestale linguale o palatale	In osso espanso; paracrestale linguale o palatale	Bone level	Subcrestale	

* I prezzi si intendono al netto di IVA

focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI									
	AXIOM PX	AXIOM REG	BICON	BIO IMPLANT CORE/K-CORE	BIO IMPLANT PLUS/K-PLUS	BIOCOIN	BNT	BNX EVO	
Denominazione del prodotto									
Produttore	Anthogyr	Anthogyr	Bicon Dental Implants	Bio Implant srl	Bio Implant srl	I.Dent srl	Phibo	Ghimas spa	
Morfologia	Conico con nocciolo conico	Cilindrico con nocciolo conico	Design a plateau e connessione conometrica pura	Conico e cilindrico	Esagono interno conico e cilindrico	Conicità variabile, spire incrementali	Cilindrico con microfiletto nella parte coronale	Conico	
Indicazioni	In presenza di scarsa densità ossea in sedi postestrattive o per carico immediato	Riabilitazione implantologica in generale, anche a bassa invasività	Tutte	Edentulie totali-parziali-frontali-distali	Edentulie totali-parziali-frontali-distali	Carico Immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità	Postestrattivo, digital four concept	Tutti i casi di edentulia	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 6.5 a 18	Da 6.5 a 18	5-5.7-6-8-11	8.5-10-12-13-15	8.5-10-12-13-15	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-14.5-16	8-10-11.5-13-15.5	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.4-4-4.6-5.2	3.4-4-4.6-5.2	3-3.5-4-4.5-5-6	2.9-3.75-4.5-5.5	3.25-3.75-4-5-6	3.6-4-4.5-5-6	3.3-3.75-4-5	3.5-4-5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 5 medicale	Titanio grado 5 medicale	Ti6Al4V	Titanio grado 4 ASTM F67	Titanio grado 4 ASTM F67	Titanio grado 4 - Titanio grado 5, lega aurea, plexiglass	Titanio grado 2	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5 medicale	Titanio grado 5 medicale	Titanio grado 5	Titanio grado 4 ASTM F67	Titanio grado 4 ASTM F67	Titanio uso medicale	Titanio grado 2	Titanio	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Trattamento di superficie bcp per posizionamento sotto-crestale	Trattamento di superficie bcp per posizionamento sotto-crestale				Parte liscia + ossidazione Bio-mimetic-covering	Nessuno	•	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconio, sovrainfonibile base oro	Titanio, zirconio, sovrainfonibile base oro	Tutte	Diritto-inclinato 15° e 25° calcinabile-toronto-attacco a sfera per overdenture-provisorio in titanio e in peek-monconi fresabili-monconi in oro	Diritto-inclinato 15° e 25° calcinabile-toronto-attacco a sfera per overdenture-provisorio in titanio e in peek-monconi fresabili-monconi in oro	Dritti, angolati, con spalla, Multi	Titanio, CrCo, PMMA, zirconio, Ti dorato	Titanio, calcinabile	

	Sottocrestale di minimo 0.5 mm	Subcrestale di minimo 0.5 mm	Subcrestale	Livello crestale, sommerso	Livello crestale	Crestale	Bone level	Crestale
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea								
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	Infinite	4	1	3-5	6	12
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conometrica con indice trilobato	Conometrica con indice trilobato	Conometrica pura	Interna, conica, piatto su piatto	Esagono esterno	Esagono interno e esterno	Esagonale esterna	Interna conica
Tipo di trattamento di superficie	BPC (Biphasic Calcium Phosphate)	BPC (Biphasic Calcium Phosphate)	Tutti sono acidificati e sabbiati, gli "integra CP" hanno anche idrossiapatite	Acidatura (Classic) Ossidazione (NGA)	Acidatura (Classic) Ossidazione (NGA)	Double-Etched con Nanoparticelle Ca P++	Acidificazione	Sabbiatura e doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Trilobo	Trilobo	Cono morse	Esagono	Esagono	Esagono o dodecagono	Esagono	Doppio esagono
Certificazione ISO13485	•	•	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	No	No	•	Si	No
Confezionamento e sterilizzazione	In fiala con vite tappo all'interno di un blister. Sterilizzazione con raggi gamma	In fiala con vite tappo all'interno di un blister. Sterilizzazione con raggi gamma	Tripla confezione di cui 2 sterili	Confezione primaria composta da flacone contenente l'impianto+vite di copertura+moncone diritto. Confezione primaria blister termosaladato con carta medica confezionamento in CB CLASSE 7e sterilizzazione a raggi Gamma/Beta	Confezione primaria composta da Flacone contenente l'impianto+vite di copertura+moncone diritto. Confezione primaria blister termosaladato con carta medica confezionamento in CB CLASSE 7 e sterilizzazione a raggi Gamma/Beta	Sterile, doppio, con provetta in vetro	Cartaceo con blister sterile	Doppia ampolla e blister sterili, con vite tappo
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 120,00 (con tappo di copertura+moncone diritto)	Euro 120,00 (con tappo di copertura+moncone diritto)	Euro 120,00	Non fornito	Non fornito

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI										
Denominazione del prodotto	BNX EVO SLIM FIT	BS	BT NANO	BT SAFE BONE LEVEL	BT-TITE ACTIVE	BT-TITE CV3	CAMLOG SCREW-LINE PROMOTE®PLUS	CEAM IMPLANTOLOGIC IMPIANTO POST ESTRATTIVO		
Produttore	Ghimas spa	Ceam Implantologic sas	Biotech srl	Biotech srl	BTLock International srl	BTLock International srl	Altatec GmbH	Ceam Implantologic sas		
Morfologia	Conico	Cilindrico	Conico	Conico, spirale differenziata e doppio principio, platform shifting integrato	Conico e cilindrico	Conico	A vite, conico	Conico		
Indicazioni	Edentulie in osso hard (d1—d2)	Implantologia di base, particolarmente indicato nei casi di rialzo del seno mascellare, carico immediato	Ideale per le procedure di rigenerazione ossea nel mascellare atrofico	Elettivo per carico immediato anche in siti postestrattivi	Carico immediato, postestrattivo, su mascellare superiore con osso debole	Carico immediato, postestrattivo	Tutte	Siti postestrattivi, aree a bassa densità ossea		
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15.5	10-12-14-16-18	5-6	6-8-10-12-14-16	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	9-11-13-16	12-14-16		
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	4-5	3.5-4	4.2-4.8-6	3.3-3.7-4.1-4.8-6	3.3-3.75-4.5-5.5	3.75-4.5-5.5	3.3-3.8-4.3-5-6	5-6-7-8		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio grado 4 impianto	Impianti: Titanio, Monconi: Titanio, peek, lega aurea, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Impianti: Titanio, Monconi: Titanio, peek, lega aurea, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio grado 2 impianto		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	Impianto: Titanio grado 2, Abutment: Titanio grado 5	Impianti: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 5	Impianti: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 5	Titanio grado 2-5	Titanio grado 2-5	Impianti: Titanio grado 4 ASTM F67, Abutment: Ti6Al4V ELI ASTM F 136	Impianto: Titanio grado 2, abutment: Titanio grado 5		
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	•	•	Titanio macchinato	Titanio macchinato	Titanio	Titanio	Parte macchinata 1.6 mm	•		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabile	Titanio grado 2 - grado 5 - PMMA	Soluzioni protesiche preformate e personalizzate in titanio, lega aurea, materiale calcinabile, peek, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Soluzioni protesiche preformate e personalizzate in titanio, lega aurea, materiale calcinabile, peek, cromo-cobalto, ossido di zirconio	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Provisori in peek; definitivi diritti, angolari, calcinabili, in ceramica, a sfera, a barra, per protesi avvitata, basi in titanio per tecnica cad cam	Titanio grado 2 - grado 5 - PMMA		

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Subcrestale	Posizionamento crestale, subcrestale o sovracrestale di 0.5 mm	Crestale	Livello crestale	Subcrestale	Sovracrestale 0.4 mm	Subcrestale
Connessione tipo platform switching	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No
Filettatura autofilettante	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	12	Esagonale, avvittamento	1	2	1 triangolare	1 triangolare	Ingaggio a tre tacche	Quadro e ottagonono
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	No	No	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica	Esagono interno + filettatura	Interna esagonale conica	Interna esagonale conica, esagono esterno	Interna trilobata su tre livelli	Interna trilobata	Interna Tube-in-Tube™	Quadro interno + filettatura
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e doppia acidificazione	Acidificazione	Doppia acidificazione controllata	Doppia acidificazione controllata	Sabbatura e doppia mordenzatura	Sabbatura e doppia mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Doppio esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Fit camme/moncone	Quadro e Ottagonono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	No	No	Si	Si	Si	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppia ampolla e blister sterili, con vite tappo	Sterile in doppia ampolla di vetro + mount + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw	Triplo confezionamento, di cui una fiala sterile (5 anni di garanzia di sterilità)	Triplo confezionamento, di cui una fiala sterile (5 anni di garanzia di sterilità)	Doppia confezione: una esterna in petg termosigillata in alluminio e tivatek, una interna in cristallo e cappuccio in riblene sterilizzazione ai raggi gamma	Doppia confezione: una esterna in petg termosigillata in alluminio e tivatek, una interna in cristallo e cappuccio in riblene sterilizzazione ai raggi gamma	Doppia confezione, con blister sterile	Sterile in doppia ampolla di vetro + mount + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 85,00 (sterile)	Non fornito	Non fornito	Euro 155,00	Euro 155,00	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 85,00 (sterile)

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

			DIO IMPLANT SYSTEM FSN	DIO IMPLANT SYSTEM SM SOMMERSO	DIO IMPLANT SYSTEM UF (II)	DURAVIT 3P	DURAVIT EV	DURAVIT WIDE
Denominazione del prodotto	CONELOG	CONO-IN	DIO IMPLANT SYSTEM FSN	DIO IMPLANT SYSTEM SM SOMMERSO	DIO IMPLANT SYSTEM UF (II)	DURAVIT 3P	DURAVIT EV	DURAVIT WIDE
Produttore	Altatec GmbH	3P Implants srl	DIO Corporation	DIO Corporation	DIO Corporation	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl
Morfologia	A vite, conico	Conico	Cilindrico	Conico	Troncoconico	Conico con spirale triplo filetto	Conico con spirale doppio filetto	Cilindrico-conico con spirale triplo filetto
Indicazioni	Tutte	Tutte le situazioni cliniche, particolarmente postestrativo e carico immediato	Tutte	Tutte	Tutte	Carico immediato e differito, chirurgia rigenerativa e guidata, tutte le qualità ossee	Carico immediato, postestrativo, ideale in osso spugnoso	Postestrativo, carico immediato, ideale per zona molare
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-16	6-8-10-12-14-16	7-8-10-11-13-15	8-10-12-14	8-10-11-13-15	6-8-10-12-14	6-8-10-12-14	6-8-10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.8-4.3-5	3.8-4.5-5.2-6.2	3.3-3.75-4.5-5.5-6	3.8-4.1-4.5-5.5-6	4-4.5-5.5	3.3-3.5-4-4.5-5	4-4.5-5	5.5-6-6.5-7
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Impianti: Titanio Grado 4 ASTM F67, Abutment: Ti6Al4V ELI /ASTM F-136	•	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Impianti: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 5	Impianti: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 5	Impianti: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettiva	Parte cilindrica sabbiata e mordenzata, spalla conica mordenzata	Microspire tratt. acidi progressivi	Superficie liscia (collare impianto)	Macchinato 0,3 mm (collare impianto)	Macchinato (collare impianto)	Titanio lucidato	Titanio lucidato	Titanio lucidato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipologie di abutment disponibili	Provisori in titanio; definitivi diritti, angolati, calcinabili, Locator, per protesi avvitata	MRS, calcinabili, base titanio o oro	Titanio, UCLA, zirconio	Titanio, UCLA, zirconio, PPM	Titanio, UCLA, zirconio	Ti, calcinabile, peek, base oro, MUA, Flat	Ti, calcinabile, peek, base oro, MUA	Ti, calcinabile, peek, base oro, MUA
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Epicrestale	Livello crestale	Transmucoso	Subcrestale	Subcrestale	Livello osseo e subcrestale	Livello osseo e subcrestale	Livello osseo e subcrestale

Connessione tipo platform switching	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3 scanalature per il posizionamento degli abutment	Dodecagono	3	2	1	2	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica a 7,5°	Interna, conica con o senza vite passante	Esterna	Conica	Conica	Cono morse + esagono interno	Cono morse + esagono interno	Cono morse + esagono interno	Cono morse + esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura	Bioteck, acidi pro-gressivi	RBM	RBM - Biotite H	HSA	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Fit camme/moncone	Dodecagono	Esagono	Esalobato	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppia confezione, con blister sterile	Doppio blister	Sterile 5 anni	Sterile 5 anni	Sterile 5 anni	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 130,00	Euro 120,00	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 130,00

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	DYNA HELIX® IMPLANT SYSTEM	EASY GRIP MONOBLOCK	EASY GRIP SCREW	EASYDIP	EASYNECK	EASYRAPID	EVOLUTION2000 MC	EVOLUTION2000 SP	
Produttore	Dyna Dental Engineering BV	T.F.I. System srl	T.F.I. System srl	Overmed srl	Overmed srl	Overmed srl	Allmed	Allmed	
Morfologia	Cilindrico, conico	Cilindrico	Cilindrico, conico, anatomico	Troncoconico	Troncoconico	Conico, cilindrico	Conico a spira larga	Cilindrico a spira stretta e conico all'apice	
Indicazioni	Carico immediato, postestrativo, rialzo differito	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Tutti i tipi di riabilitazione	Tutti i tipi di riabilitazione	Tutti i tipi di riabilitazione	Tutte, in particolare nei postestrattivi, con carico immediato e con osso di scarsa qualità (morbido)	Tutte le applicazioni cliniche e in particolare in situazioni con osso denso (duro)	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	6.5-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	10-11.5-13-15	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.2-3.6-4.2-5	3.75-4.5-5	3.3-3.75-4.5-5	3.5-4-4.75-5.25	3.5-4-4.75-5.25	3.75-4.40-5	3.25-3.75-4.25-5	3.25-3.75-4.25-5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5, lega aurea, peek, calcinabili	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5, lega aurea, peek, calcinabili	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5	Titanio grado 5 ELI	Titanio grado 5 ELI	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, Moncone: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Abutment in Titanio grado 5, lega aurea, peek, calcinabili e l'impianto in Titanio grado 4	Abutment in Titanio grado 5, lega aurea, peek, calcinabili e l'impianto in Titanio grado 4	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Colorazione anodica	Colorazione anodica	Colletto lucido da 0,8 mm	Colletto lucido 3 mm e 1,5 mm	Colletto lucido 0,8 mm	Ti e TIN "gold"	Ti e TIN "gold"	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, POM, POM e lega aurea, zirconio	Preformati, overdenture mobile e avvitata, cad cam	Preformati, calcinabili, overdenture, All-on-Screw, cad cam, customizzato	Titanio-Dritti, 15°, 25°, calcinabile, base oro	Titanio-Dritti, 15°, 25°, 30°, calcinabile, base oro	Titanio-Dritti, 15°, 25°, calcinabile, base oro	Tutte per protesi fissa ed overdenture	Tutte per protesi fissa ed overdenture	

	Sottocrestale + modello TM per transmucoso	Paricresta e subcre- stale	Paricresta, subcre- stale e transmucoso	Sommerso	Transmucoso	Sommerso	Livello crestale o transmucoso	Livello crestale o transmucoso
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea								
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di con- nessioni/geometrie dell'ingaggio	1 ottagonale	1 esagono interno	1 esagono interno	Ottagono	Ottagono	Ottagono	6	6
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica interna con ottagono	Esagono interno senza vite (connes- sione monoblock)	Esagono interno frizionante con vite passante	Conica, ottagonale interna	Conica, ottagonale interna	Conica, ottagonale interna	Interna	Interna
Tipo di trattamento di superficie	A.R. I.	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Processo di ossi- dazione controllato, superficie bioattiva	Processo di ossi- dazione controllato, superficie bioattiva
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Ottagono	Esagono	Esagono	Ottagono	Ottagono	Ottagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	No	No	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Blister sterile a dop- pio rivestimento	All-in-one (impianto, vite di chiusura, abutment con vite. Ossido di Etilene)	All-in-one (impianto, vite di chiusura, abutment con vite. Ossido di Etilene)	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y	Ampolla e blister, sterilizzazione raggi beta WTY 5Y 24	Triplo sterile con ampolla di vetro	Triplo sterile con ampolla di vetro
Prezzo di listino*	Euro 156,00	Euro 109,00	Euro 109,00	Euro 140,00	Euro 140,00	Euro 140,00	Euro 120,00 – 139,00	Euro 120,00 – 139,00

* I prezzi si intendono al netto di IVA

legenda:  approfondimento  focus prodotto

[illegible]

	Pari cresta e subcre- stale	Pari cresta e subcre- stale	Subcrestale, filocre- sta, transmucoso, a seconda dell'implan- to scelto	Crestale	Livello crestale	Crestale	lutta crestale o subcrestale	lutta crestale
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea								
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	•	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geome- trie dell'ingaggio	3	2	4	2	Connessione tilobe	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Tipo di connesio- ne tra moncone e impianto	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Interna conica, interna conica con esagono	Esterna, Spiralok	Conica tilobe	Doppio ottagonono interno	Conica a 11° con vite di fissaggio per attivazione	Esterna, piatto-su- piatto
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e passi- vazione	Sabbatura e passi- vazione	SLA / Coating calcio fosfato	RBT (Resorbable Blast Texturing)	Biospark+anatite	ZrTi (sabbata ed acidata)	OsseoGRIP sab- biatura mediante particelle di idrossia- patite biomedicale, decontaminazione mediante plasma freddo d'argon	Sabbatura OsseoGRIP
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Conica+tilobe	Ottagono	Ottagonale interna	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	Si	Si	•	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Con porta impianto sterile in bottiglietta	Con porta impianto sterile in bottiglietta	Busta alluminio certificata sala operatoria	Doppia confezione sterile	Fiala sigillata con coperchio Tyvek® - raggi gamma	Doppio confeziona- mento: fiala e blister, sterilizzati a raggi beta	Sterilizzazione mediante raggi beta, doppia barriera di protezione (fiala in PMMA + TYVEK ter- mosaldato), sterilità garantita per 5 anni	Fiala in PMMA + TYVEK termosalda- to; sterilizzazione mediante raggi beta garantita per 5 anni
Prezzo di listino*	Euro 120,00	Euro 132,00	Euro 115,00-160,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 160,00	Euro 126,00+iva 4%

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI								
	I.D.I. EVOLUTION IMPIANTO DENTALE	I.T.S. [®] IMPLANT TECHNOLOGY SYSTEM	ICX TEMLPANT	IEI	I-FIX	IMPIANTI BIFASICI MULTYSYSTEM [®]	IMPIANTI DENTALI SLA	IMPIANTI STRAUMANN ROXOLID [®]
Denominazione del prodotto	I.D.I. Evolution srl	Essemme Compo- nents Srl	Medentis Gmbh	Bio Micron sas	FMD	Multysystem srl	Tiradix srl	Straumann AG
Produttore	Cilindrico con apice conico	Cilindrico, conico, tronco-conico, anatomico a conicità inversa	Cilindrico con apice conico	Cilindrico	Conico o cilindrico	Conico	Cilindrico, conico	Cilindrico, cilindro- conico
Morfologia	Cilindrico con apice conico	Cilindrico, conico, tronco-conico, anatomico a conicità inversa	Cilindrico con apice conico	Cilindrico	Conico o cilindrico	Conico	Cilindrico, conico	Cilindrico, cilindro- conico
Indicazioni	Tutte	Tutte	Postestrattivo, carico immediato	Postestrattivo	Interventi di chirur- gia avanzata, grande rialzo del seno, mini rialzo di seno, poste- strattivo, ecc	Tradizionale, carico immediato, poste- strattivo e rialzo del seno	Ossa di densità d1-d2-d3-d4 e postestrattivo	Regione anteriore, regione posteriore, postestrattivo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 6 a 17	Da 5 a 15	6.5-8-10-12.5-15	6-8-10-12-13-14	6-8-10-12-14-16	6-7-8-9-10-11- 11.5-13-15-17	8-10-11-12-13-14- 16-17	4-6-8-10-12-14-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.5-3.7-3.75-4-4.3- 5-5.3-6	2.5-2.9-3.25-3.5- 3.75-4-4.5-5-5.3- 5.5	3.45-3.75-4.1-4.8	3.75-4.5-5	3-3.4-3.8-4.2-4.5- 4.8-5.2-5.5-5.8	3.2-3.7-4.2-4-4.5- 4.7-5.5-5.2-5.5-6-6.5	3.3-3.75-4-4.5- 5-5.5	3.3-4.1-4.8
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4	Si	Impianti titanio, monconi titanio, zirconia, calcificabili, peek	Titanio	Titanio	Titanio grado 4	Titanio	Impianto: lega titanio-zirconio, moncone: materiali vari (lega titanio TAN, TAV, ceramica, oro, IPS e.max [®])
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5, calcificabile, zirconia, personalizzati (Cad-Cam)	Titanio grado 4 e titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Titanio	Titanio grado 4	Impianto: Titanio grado 4, Abutment: Titanio grado 5	Impianto: lega titanio-zirconio, Abutment: lega titanio TAN, TAV
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettiva	Microflettatura sulla parte corticale. Microflettatura sincrona	Si	Titanio grado 5 platt- form switching	Lucido	Ossidazione anodica	Lucido 0.8 mm, ac- cificato in platform- switching	Titanio	•
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, peek	Titanio, peek, estetici base oro, estetici base cromocobalto, interamente calci- nabili, semifondibili, preangolati 17°-30°, conici diritti e angolati per il carico immediato, zirconio	Titanio, zircor- nia, peek, ucla, calcificabile, titanio e zirconia	Dritti, inclinati, calcificabili, over	Dritti, angolati, calcificabili, ecc	Titanio, calcificabili, base oro, multi-unit	Titanio, calcificabile	Titanio, ceramica, oro, IPS e.max [®]

[illegible]

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI										
Denominazione del prodotto	IMPIANTO MONOFASICO MULTYSYSTEM®	IMPIANTO SOMMERSO SM	IMPIANTO SOMMERSO TPA	IMPIANTO SOMMERSO VSO	IMPIANTO Z1-M	IMPLUS	INTERACTIVE™	ISY BY CAMLOG		
Produttore	Multysystem srl	Cami – Pedrazzini srl	A-Z Implant srl	A-Z Implant srl	TBR Implants Group	Leader Italia srl	Implant Direct	Altatec GmbH		
Morfologia	Conico	Conico	Spira conica con nucleo conico	Spira cilindrica con nucleo conico	Conico-cilindrico -sferico	Cilindrico e conico	Conico	A vite, conico		
Indicazioni	Tradizionale, carico immediato, postestrattivo	Tutte	Tutte le indicazioni per gli impianti Co cilindrici, in prevalenza per osso spongioso	Tutte le indicazioni per gli impianti cilindrici	Carico immediato, radici convergenti, postestrattivo, un tempo chirurgico, gestione estetica	Tutte	Universale	Tutte		
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	9-11-13-15-17	9-11-13-15-17	8.5-10-11.5-13-14.5-16	8.5-10-11.5-13-14.5-16	8-10-11.5-13-15	Da 8 a 16	8-10-11.5-13-16	9-11-13		
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.5-3-3.5-4-5	3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9	4-4.8-6	3.2-3.8-4.4-5-5.5-6.5-7-7.5	3.2-3.9-4.7	Da 3.3 a 6	3.2-3.7-4.3-5	3.8-4.4-5		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio	Titanio	Titanio grado 4, ZrO ₂ Y-TZP	Titanio grado 4	Titanio grado 5	Titanio		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4 (integrato)	Titanio grado 4	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4 ASTM F67, Abutment: Ti6Al4V ELI ASTM F 136		
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Lucido	Colletto lucido da 2,50 mm	Lucido	Lucido	Collare liscio	Collo dell'impianto liscio o TTS (Totally Treated Surface)	Titanio grado 5	Sabbatura e mordenzatura		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	No	Si	Si	Si	•	Si	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Titanio (Quadro o Sferico)	Diritti, inclinati, a palla, avvitabili, calcinabili	Avvitabili, non rotanti, per o-ring, calcinabili	Avvitabili, non rotanti, rotanti, per o-ring, calcinabili	Titanio grado 4, peek, lega cromo cobalto	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia	Titanio, zirconia, calcinabile base oro, calcinabile plastica	Base in titanio cad cam, universale, Locator. Soluzione customizzate mediante centri di fresaggio specializzati		
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Transmucoso	Sommerso	Crestale	Crestale	Transmucoso	Sommerso	Tutte	Epiorestale		

agenda: approfondimento focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI									
									
Denominazione del prodotto	JDEVOLUTION E JDEVOLUTION S	KIT IMPIANTARE 2P - DUE PRINCIPI	KIT IMPIANTARE RE-ROOT FORM	KIT IMPIANTARE SH-SHORT	KRI	LEGACY™ 4	LIGHT	LSI-CON	
Produttore	JDentalCare srl	Bone System srl	Bone System srl	Bone System srl	Futura Implant System	Implant Direct	NSI srl	Futura Implant System	
Morfologia	Conico	Troncoconico a morfologia differenziata	Conico	Doppia morfologia differenziata	Conico con spira cilindrica	Conico	Conico	Conico	
Indicazioni	Postestrativo, carico immediato, all on 4	Universale plus, carico immediato, postestrativo, osso compromesso	Tutte	Ridotta disponibilità ossea in senso verticale	Postestrativi, condizioni ossee D3-D4 carico immediato	Universale	Inserimento con una sola fresa per sommerso, postestrativo, transmucoso e carico immediato	Adatto a diverse situazioni cliniche	
Lunhezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-11.5-13-15	8.2-10-12-13.5-15	10-12-13.5-15	5.5	9-11-13	6-8-10-11.5-13-16	8-10-12-14	9-11-13	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.2-3.7-4.3-5-6	3.5-4.1-5	3.5-4.1-5	4.3-5.3	4-4.5-5	3.2-3.7-4.2-4.7-5.2-5.7-7	3.8-4.2-4.8	3.5-4-4.5-5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4	Titanio	Titanio	Titanio	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, moncone: Titanio grado 5	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Doppia mordenzatura	Titanio lucido, zirconia	Titanio lucido, zirconia	Titanio lucido	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Microflettato sabbiato e mordenzato	Titanio grado 5	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, peek, zirconio, platino-palladio, cromo-cobalto, wax-up	Titanio dritto, 15°, 25°	Titanio dritto, 15°, 25°	Titanio dritto, 15°, 25°	Titanio e calcinabili	Titanio, zirconia, calcinabile base oro, calcinabile plastica	Diritto, angolato, calcinabile, sovra fusione, pallina, M.U.A. (brevettato)	Titanio e calcinabili	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Sommerso, transmucoso	Sommerso, transmucoso	Transmucoso	Sommerso	Tutte	Bone level	Sommerso	

Connessione tipo platform switching	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	2	1	6	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	Si	Si	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	No	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica	Press-fitting, friction locking	Press-fitting, friction locking	Interna	Esagonale interna 100% compatibile con Tapered Screw-Vent® di Zimmer® Dental	Esagono interno + accoppiamento conometrico	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Osseotite, SLA	Ecotek, sabbatura e mordenzatura	Ecotek, sabbatura e mordenzatura	Sabbatura	Superficie SBM (Soluble Blast Media) Rivestimento HA	Sabbatura e mordenzatura (acidatura)	Sabbatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono interno	Esagono interno	Esagono	Un indice sul mondatore indica un lato dell'esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	No	No	Si	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio blister, raggi gamma	Blister sterile a raggi gamma. Componenti per le tecniche chirurgica	Blister sterile a raggi gamma. Componenti per le tecniche chirurgica	Tripla confezione raggi gamma	All-in-One packaging con impianto, dispositivo di montaggio/Transfer, abutment definitivo (con profilo concavo), vite di copertura e estensore	Ampolla con sigillo di garanzia, MAUNT comprensivo di transfer analogo e vite di chiusura primaria. Sterilizzazione raggi gamma	Tripla confezione raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 105,00	Euro 160,00	Non fornito	Euro 105,00

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
	M	MATRIX	MICROPLANT	MONO	MONOFASICO ALV	NEOSS IMPLANT SYSTEM	NSI EASYFIX	NSI MAXIFIX	
Denominazione del prodotto	TBR Implants Group	BioService Srl	Komet –Gebr. Brasseler	I.Dent srl	Cami – Pedrazzini srl	Neoss LTD	NSI srl	NSI srl	
Produttore	Conico-cilindrico -sferico	Conico, cilindrico a spira progressiva	Cilindrico-conico	Monofasico, conicità variabile, microspire	Conico	Conico e cilindrico	Corpo centrale cilindrico, collo conico	Conico	
Morfologia	Carico immediato, radici convergenti, postestrativo, edentulia unitaria, parziale o totale	Postestrativo, carico immediato, implantologia ad elevata valenza estetica	Stabilizzazione protesi totali	Overdenture, stabilizzazione protesi mobile	Tutti i casi in cui la stabilità primaria è fondamentale, postestrativo	Tutte (approvato fda per il carico immediato)	Inserimento con una sola fresa: tras mucoso e carico immediato	Inserimento con una sola fresa per postestrativo, tras mucoso e carico immediato	
Indicazioni									
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	Da 7 a 15	9-12-15	11.5-13-15	4-5-6-8-10-11.5-13-15-18-21	7-9-11-13-15-17	8-10-12	8-10-12-14	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.2-3.9-4.7	3.3-3.8-4.5-5.2-5.9	2.5-3.2	2.7-3.5-4-4.5	3.3-4-5-6	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5	2.4	4-4.5-5.5	
Materiale dell'impianto e del morcone	Titanio	Titanio grado 4	Titanio rivestito di fosfato di calcio	Titanio grado 4 Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio	Impianto Titanio grado 5 monoblocco	Impianto Titanio grado 4 monoblocco	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4	•	Titanio	Titanio fine ad uso medicale	Abutment integrato	Titanio puro grado 4	Titanio grado 5 Monoblocco	Titanio grado 4 Monoblocco	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Collare liscio	Colletto con microspire e trattamento Full Space	•	Microspire + parte liscia + ossidazione BioMimetic Covering	•	Trattamento a bassa ruvidità	Collare cervicale lucido	Collare cervicale lucido	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	•	•	No	No	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio grado 4, peek, lega cromo cobalto	30 tipologie per oltre 250 modelli	•	•	Diritti, inclinati, smussati con chamfer	Titanio, oro, zirconio, peek	Monoblocco con pallina	Monoblocco	

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

> IMPIANTI DENTALI

	Crestale, sopra- cristale, subcristale	Crestale	Crestale, subcristale	Sovracrestale	Crestale, subcristale	Crestale, subcristale	Crestale, subcristale	Crestale o transmu- cosa (nel caso della morfologia TG del Premium Kohno)	Sommerso
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea									
Connessione tipo platform switching	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Numero di connessioni/geome- trie dell'ingaggio	3	2/1	3	1	1	1	1	3	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si (Premium)	No
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna certain, esagono esterno	Esagono esterno	Interna doppio cilin- dro più esagono	Esterna esagonale, sfera diam. 2,2 mm	Esterna esagonale, inserzione con siste- ma Star Fix interno	Interna esagonale	Esagono interno con collarino esterno		Interna
Tipo di trattamento di superficie	Doppia morden- zatura (escluso il colletto)	Disponibile in ver- sione ZrTi (sabbia- ta e acidata) oppure in versione 3SUrfa- ce (collo lucido, sabbia- to fino alla prima spirale, restante lunghezza in HRPS)	Superficie AMS sabbia- ta doppia mordenza- ta doppia plasma d'argon a freddo collarino lucido 0,8 mm	AMS sabbia- ta, doppia mordenza- ta doppia plasma d'argon a freddo, collarino lucido	Superficie AMS sabbia- ta doppia mordenza- ta doppia plasma d'argon a freddo collarino lucido 0,8 mm	AMS sabbia- ta doppia mordenza- ta doppia plasma d'argon a freddo, collarino lucido 0,8 mm	Shelta disponibile in versione ZrTi (sabbia- ta e acidata), Premium disponibile anche in versione DES (2/3 apicali in HRPS), Kohno disponibile solo in versione DES		Sabbia- ta
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono e dodecagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono, dodecagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	•	No	No	No	No	No	•	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio confeziona- mento sterile	Doppio confeziona- mento, fiala e blister sterilizzati a raggi beta	Doppia confezione sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppia confezione sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppia confezione sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppia confezione sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppia confeziona- mento, fiala e blister sterilizzati a raggi beta	Tripla confezione raggi gamma	
Prezzo di listino*	Euro 199,75	Non fornito	Da euro 126,00 a 150,00 (confezione EV01)	Euro 50,00 (Sferico con cappetta) 45,00 (fisso)	Euro 100,00 (impianto più vite chirurgica) 90,00 (caso completo carico immediato su quattro impianti)	Da euro 126,00 a 150,00 (confezione EV01)	Non fornito	Euro 105,00	

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Legenda: approfondimento focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	PRIME TWINNER	PRIMER S.R.	PROGRESSIVE	PROVIDE	PROWITAL	REPLANT®	S1	SELF-THREAD	
Produttore	Prodent Italia	Edierre Implant System spa	Isomed srl	Prodent Italia	Prowital GmbH	Implant Direct	Safe&Simple	Hi-Tec Implants ltd	
Morfologia	Conico root-form, cilindrico tapered	Cilindrico con apice conico	Tronco conico con doppia spirale progressiva	Short cilindrico	Conico	Conico	Conico autoflettente doppia spirale	Cilindrico-conico autoflettente	
Indicazioni	Tutte le attuali indicazioni di impianti protesi	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato/split-crest/postestrattivi ecc.)	Postestrattivo	Tutte le attuali indicazioni di impianti protesi	Postestrattivi, impianti a carico immediato e a due fasi chirurgiche	Universale	Tutte	Tutte	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-15	8.5-9.95-11-13-15	8.5-10-11.5-13-14.5	6	7-9-11-13-15	8-10-11.5-13-16	8.3-10-12-15	6-8-10-11.5-13-16	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.8-4.2-4.6-5.1-5.9/3.5-4-4.5-5	3.3-3.75-4.2-4.5-5	4-4.5-5-6	5-5.5-6-6.5	3.5-4-3-5	3.5-4-3-5-6	3.25-4-5	3.3-3.75-4.2-5-6	
Materiale dell'impianto e del moncone	Impianto: Titanio grado 4, componenti protesiche: Titanio grado 5	Titanio (impianto); Abutment (titanio, Plexiglass, Au)	Titanio	Impianto: Titanio grado 4, componenti protesiche: Titanio grado 5	Titanio	Titanio grado 5	Titanio	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Impianto: Titanio grado 4, componenti protesiche: Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5/4/2	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, componenti protesiche: Titanio grado 5	Titanio grado 4 Titanio grado 5	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, Monconi: Titanio grado 4/3/5 + TiN, moncone calcinabile: plexiglass; moncone in peek	Impianto: Titanio grado 4, Abutment: Titanio grado 5	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Macchinato lucido	Titanio	Titanio	Macchinato lucido	Nessun collare presente	Titanio grado 5	Titanio lucidato	Titanio macchinato	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Diritti e angolati, fresabili, calcinabili e sovratondibili, locator e attacchi a sfera, monconi per barre e per carico immediato avvitato antirrotazionali e rotanti, scan abutment per cad cam, provvisori con base estetica	Diritti, angolati, per barra, per protesi avvitata, calcinabili, fresabili, provvisori	Titanio	Diritti e angolati, fresabili, calcinabili e sovratondibili, locator e attacchi a sfera, monconi per barre e per carico immediato avvitato antirrotazionali e rotanti, scan abutment per cad cam, provvisori con base estetica	Diritti e angolati in titanio Au/pmma, peek	Titanio Zirconia, Calcinabile base Oro, Calcinabile Plastica	Diritti, angolati, a basso profilo, con/ senza spalla, universali, peek, a sfera, calcinabili	Titanio, au, zirconia, peek, calcinabili	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	A livello crestale	Pari cresta	Bone level	Subcrestale	Tutte	Crestale o subcrestale	Sommerso	

Legenda: approfondimento focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI

								
	SEMADOS RS E RSX	SHARP SHINE - PRIME	SHORT IMPLANT	SISTEMA IMPIANTO- PROTESICO DENTAL TECH	SLIM	STANDARD E FAST	STRATEGO	SUPER SHORT 3I
Produttore	Bego Dental	Impladent srl	Isomed srl	Dental Tech	Biologitech Srl	Biologitech Srl	Implanted Immedia- te Loading srl	Biomet 3I
Morfologia	Conico	Conico e cilindrico	Sommerso esagono interno	Conico, cilindrico e mini impianto conico	Cilindrico	Cilindrico ad anima conica	Conico	Cilindrico
Indicazioni	Carico immediato, postestrativo	Postestrativo a carico immediato	•	Tutte	Stabilizzazione di protesi amovibili, protesi fissa	Tutte	Carico immediato e postestrativo	Altezze crestali ridotte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15	6-8-10-12-14	5-6-7	7-8-8.5-10-11.5- 13-14.5-16	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16-18	•	5-6
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3-3.75-4.1-4.5-5.5	3.8-4.3-4.8-5.5	4.25-5-6	2.7-3.25- 3.75-4- 4.25- 4.5-4.75-5.5	2.3-2.6	3.3-3.8-4.5-5.9	3.2-3.8-4.8-5.2	5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Impianto: Titanio grado 2, protesica: Titanio grado 5	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Abutment integrato	Titanio grado 5	•	Titanio commercialmente puro
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio macchinato, bone level	•	Titanio	Titanio macchinato	Titanio rivestito TIN	Titanio – Titanio rivestito TIN	•	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, Cr-Co	Titanio/CrCo	Titanio	Titanio, peek, POM calcinabili	Abutment integrato	Titanio, zirconio, sovraraffusione	•	Titanio, oro (protesi cementata e avvitata)
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Filo cresta	Bone level	Sommersi e transmucosi	Transmucoso	Crestale e transmucoso	Impianto crestale	Crestale, subcrestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	•	Si	No	No
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

	Esagono + cono interno 45°	Esagono esterno	•	3	Privo di connessioni	1	Esagono interno	1
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio		Esagono esterno						
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica	Conico, esagonale interna	Interna	Interna esagonale bisello 45°; esterna esagonale flat to flat, transmutoso conica	Privo di connessioni	Connessione Safe-connect® ad esagono interno	Interna	Esagono esterno
Tipo di trattamento di superficie	Ti pure plus	Sabbiatura e acidificazione	Mordenzatura a microruvinità controllata	Superficie BWS (sabbiata e mordenzata)	OssPrime® Plus (doppia acidatura)	OssPrime® Plus (doppia acidatura)	SLA	Sabbiatura + mordenzatura + DCD
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono, ottagon	Esagono	Esagono interno, esagono esterno, ottagon interno	Abutment integrato	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	No	No	No	No	No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Involucro blister	Tripla barriera raggi gamma	Doppia sterilizzazione, imbustamento ed inscatolamento	Doppio confezionamento sterilizzato a raggi gamma	Doppia confezione sterilizzata a raggi gamma	Doppia confezione sterilizzata a raggi gamma	Sterilizzazione a raggi gamma e doppia ampolla	Doppio confezionamento sterile
Prezzo di listino*	Euro 140,00	Euro 110,00	Euro 128,00	Da euro 67,00 a 129,00 - monconi da euro 36,00 a 100,00	Euro 72,50	Euro 129,00	Euro 130,00	Euro 219,00

Legenda: **approfondimento** **focus prodotto**

INFO OPERATORI

3P Implafavourite srl - 0121.033263
www.3p-impla.it
Adin Dental Implants Systems Ltd
089.954103/089.9845602
www.adin-implants.com
www.dentalpradin.com
Allmed - 039.481123 - www.allmed.it
Altatec GmbH - 0444.461311
www.camlog.com

www.alta-tech.it
Anthogyr - www.anthogyr.it
A-Z Implant srl - 051.453760
www.azimplant.com
B. & B. Dental srl - 051.811375
www.bebdental.it
Bego Dental (Importatore Dentag Italia - 0471.256233)
Biaggini Medical Devices srl
www.biagginimedical.com/
abutmentcompatibili.com

Bicon Dental Implants LLC - 06.9682293
www.bicon.com
Biohorizons - www.biohorizons.com
(Importatore e distributore Class Implant 06.8744031 - www.classimplant.com)
Bio Implant srl - 02.36529225
www.bioimplant.it
Biomec srl - 0341.930166
www.oxyimplant.com
Biomet 3i - 0444.913410
www.biomet3i.com

www.biomax.it
Biologitech srl - 02.55300456
www.biologitech.it
Bio Micron sas - 02.9969769
www.bio-micron.com
BioService srl - 0425.82961
www.bioservicesrl.eu
Biotec srl - 0444.361251
www.bioteconline.com
Bone System srl - 02.2154165
www.bonesystem.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI

	SWISS PLUS	SY 3DSHORT	SYEASY	TAPERED 3.0	TAPERED INTERNAL	TAPERED PLUS	TAPERED SCREW VENT / SCREW VENT	TIXOS			
Denominazione del prodotto											
Produttore	Zimmer Dental - Carlsbad - Ca	OT Medical GmbH	OT Medical GmbH	Biohorizons	Biohorizons	Biohorizons	Zimmer Dental - Carlsbad - Ca	Leader Italia srl			
Morfologia	Conico	Tronco di cono	Cilindro a vite	Troncoconico	Troncoconico	Troncoconico	Conico e cilindrico	Cilindrico			
Indicazioni	Tutte e carico immediato, postestrattivo	Largo spettro di indicazioni	Largo spettro di indicazioni	Postestrattivo, volumi ossei sfavorevoli, incisivi inferiori, agenesia laterali, Easy Four 3.0	Postestrattivo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea, mascellare	Postestrattivo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea	Tutte e carico immediato postestrattivo	Tutte			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-14	5-7-9	8-10-12-14-16	10.5-12-15	7.5-9-10.5-12-15	7.5-9-10.5-12-15	8-10-11.5-13-16	Da 8 a 16			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3-3.8-3-4.8-3.7-4.8	3.8-4.1-5	3.3-3.8-4.1-4-9	3	3-3.8-4.6-5.8	3.0-3.8-4.6-5.8	3.3-3.7-4.1-4.7-5.7	Da 3.3 a 5.5			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio	Impianto in titanio Ti64 lasermade			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	•	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Ti6AL-4V	Ti6AL-4V	Ti6AL-4V	•	•			
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Macchinato 2,5 mm	Titanio	Titanio	Laserlok®	Laserlok® / Liscio	Laserlok®	Crestal grooves e macchinato 0,5 mm	Collo dell'impianto trattato			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	•	Si	Si	Si	Si	Si	•	No			
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	Titanio, metallo nobile, zirconio	Titanio, metallo nobile, materiale calcinabile, zirconio	Ti, AuBase, peek multiUnit, locator, calc, cad/cam	Ti, AuBase, peek, MUA, locator, calc, cad cam	Ti, AuBase, peek, MUA, locator, calc. cad cam	Tutte	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Transmucoso	Subcrestale	Subcrestale	Transmucoso crestale	Transmucoso, crestale	Transmucoso, crestale	Sopracrestale, crestale e subcrestale	Sommerso			
Connessione tipo platform switching	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si			
Flettatura autoflettante	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No			
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	•	8	6	1	3	3	•	2			

Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	No	Si	Si	Si	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	No	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Ottagono interno ed esagono interno	Interna	Interna	Interna, conica/esa-gonale + Spiralok	Interna, conica/esa-gonale + Spiralok	Friction fit con internal hex-lock	Esagono interno e esagono esterno
Tipo di trattamento di superficie	MTX sabbiato a 2 micron	Superficie porosa sinterizzata	Disponibile con superficie TPS e microstrutturata nanoplast	RBT (Resorbable Blast Texturing)	RBT (Resorbable Blast Texturing)	MTX sabbiato a 2 micron e con mp-1 HA	Nessuno
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Ottagono interno ed esagono interno	Polligono ottagonale brevettato fourbyfour	Esagono	Esagono	Esagono	Friction fit connec-tion con hex-lock	Esagono
Certificazione ISO13485	•	Si	Si	Si	Si	•	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Tripla sterile (raggi gamma)	Doppia, sterile (ampolla + blister - sterilizzazione raggi gamma)	Doppia, sterile (ampolla + blister - sterilizzazione raggi gamma)	Doppia confezione sterile	Doppia confezione sterile	Tripla sterile (raggi gamma)	Doppio sterile impianto + mount-transfer + cover screw oppure conf. no-mount
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

* I prezzi si intendono al netto di IVA

BTLock International srl - www.btllock.com Camì-Pedrazzini srl - 02.4598154 www.cami-implants.com Ceam Implantologic sas - 02.311575 www.ceamimplantologic.it Dental Tech - 02.96720174 www.dentaltech.it Dio Corporation - www.dioimplantitalia.it (Importatore e distributore Dental P 02.9189783) Dyna Dental Engineering B V www.dynadental.com (Importatore e distributore Defradental - 045.8182811 - www.defra-dentist.eu/implantologia.html) Edierre Implant System spa 010.8994230/231/247 - www.edierre.net	Esemme Components srl - 049.8642417 www.itsitaly.it FMD - 06.61521415 - www.fmd-dental.com Futura Implant System - 030.9968744 www.futuraimplantsystem.it Ghimas spa - 051.575353 - www.ghimas.it HI-TEC Implants LTD (Importatore e distributore Odontes - 02.38103089 www.odontes.it - www.amiciidnnsbruck.it) I.D.I. Evolution srl - 039.6908176 www.idievolution.it I-Dent - 049.8910613 - www.identitalia.net Impladent srl - 0771.772261 www.impladent.net Implamed Immediate Loading srl www.implamed.it	Esemme Components srl - 049.8642417 www.itsitaly.it FMD - 06.61521415 - www.fmd-dental.com Futura Implant System - 030.9968744 www.futuraimplantsystem.it Ghimas spa - 051.575353 - www.ghimas.it HI-TEC Implants LTD (Importatore e distributore Odontes - 02.38103089 www.odontes.it - www.amiciidnnsbruck.it) I.D.I. Evolution srl - 039.6908176 www.idievolution.it I-Dent - 049.8910613 - www.identitalia.net Impladent srl - 0771.772261 www.impladent.net Implamed Immediate Loading srl www.implamed.it	Implant Direct - 00800 4030 4030 www.implantdirect.it Isomed srl - 049.8629612 - www.isomed.it JDentalCare srl - 059.454255 www.jdentalcare.com Keystone Dental - 045.8230294 Komet Gebr. Brasselet - www.komet.it Leader Italia srl - 02.618651 www.leaderitalia.it Leone spa - 055.30441 - www.leone.it Medentis Gmbh - (Importatore e distributore Silo Implant System srl - 039.9712376 - www.siloimplant.com) Multysystem srl - 039.2302681 www.multysystem.com Neoss Ltd - 02.929521 - www.neossitalia.it	Implant Direct - 00800 4030 4030 www.implantdirect.it Isomed srl - 049.8629612 - www.isomed.it JDentalCare srl - 059.454255 www.jdentalcare.com Keystone Dental - 045.8230294 Komet Gebr. Brasselet - www.komet.it Leader Italia srl - 02.618651 www.leaderitalia.it Leone spa - 055.30441 - www.leone.it Medentis Gmbh - (Importatore e distributore Silo Implant System srl - 039.9712376 - www.siloimplant.com) Multysystem srl - 039.2302681 www.multysystem.com Neoss Ltd - 02.929521 - www.neossitalia.it	NSI srl - 0376.671087 - www.nsiimplant.it Ostern Implant - www.ostern.it OT Medical Gmbh - www.ot-medical.de (Dati forniti da Sympla 0376.265711 www.sympla.it) Overmed srl - 02.45712909 www.overmed.eu Phibo - 02.66594857 - www.phibo.com Plan 1 Health srl - 043.3468376 www.p1h.it Pressing Dental - 0549.909948 www.pressing-dental.com Prodent Italia - 02.3535227 www.prodentitalia.eu Prowital Gmbh - 051.6132625 www.prowital.de - www.prowital.it
---	---	---	--	--	---

> IMPIANTI DENTALI

	TIZ	TMI LINEA STANDARD	TMI-LINEA PBRI	TS III	TWS	VD	VIP
Denominazione del prodotto							
Produttore	Isoned srl	Pressing Dental	Pressing Dental	Ossstem Implant	Bio Micron sas	Futura Implant System	Futura Implant System
Morfologia	Bifasico ad esagono interno	Radiciforme	Radiciforme troncoconico	Conico	Conico	Cilindrico monofasico overdenture	Conico monofasico
Indicazioni	Split crest, agenesie dei laterali, creste alveolari sottili	Tutte	Postestrativo e nei casi di osso d3 e d4	Tutte	Postestrativo	Overdenture	Postestrativo, condizioni ossee D3-D4, carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11.5-13-14.5	9-11-13-15	9-11-13-15	6-7-8.5-10-11.5-13-15	10-11-12-13-14-15	9-11-13	6-8-10-11.5-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.9	3.3-3.7-4.2-4.7-5.2-6.2	3.7-4.2-4.7-5.2-6.2	3.5-4-4.5-5	3.75-4-4.5-5.25	2.5-3-4	2.5-3-4-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio grado 2	Titanio grado 2	Titanio	Titanio	Titanio grado 4	Titanio grado 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5	Titanio grado 2 - solo il tipo estetico è in grado 5	Titanio grado 2	Titanio grado 5	Impianto: Titanio grado 4, abutment: Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio grado 4
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio	Liscio	Per 1 mm liscio poi con filetto automaschiante	Titanio	Lucido	Titanio grado 4	Titanio grado 4
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Sì	•	•	Sì	Sì	No	No
Tipologie di abutment disponibili	Titanio	Calcinabili cementabili e con vite passante in titanio in tutte le tipologie: diritti, angolati, per overdenture, per barre	Calcinabili cementabili e con vite passante in titanio in tutte le tipologie: diritti, angolati, per overdenture, per barre	Titanio, zirconia, peek	Dritti, inclinati, calcinabili, over	Monofasico overdenture	Monofasico one piece
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Indistintamente a seconda dell'esigenza	Nel caso di postestrativo sotto la cresta di 1 mm	Subcrestale	Crestale	Transmucoso	Transmucoso
Connessione tipo platform switching	Sì	No	No	Sì	Sì	No	No
Filettatura autofilettante	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1 ottagonale	Conica 11° con ingaggio esagonale	1	•	•

Kit e software per chirurgia guidata	No	No	No	Si	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Interna ottagonale da 4,5 mm	Interna ottagonale da 4,5 mm	Esagono interno	Esagono interno	•	•
Tipo di trattamento di superficie	Mordenzatura a micro-rugosità controllata	Sabbatura	Sabbatura	Sabbatura e acidificazione	Microgrip, sabbatura, acidificazione	Sabbatura	Sabbatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Ottagono	Ottagono	Esagono	Esagono	•	•
Certificazione ISO13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	No	Si	No	No	No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppia sterilizzazione, imballaggio ed inscatolamento	Montatore impianto, bottiglia in vetro e blister con confezione in cartone plastificato	Montatore impianto, bottiglia in vetro e blister con confezione in cartone plastificato	•	Blister, ampolla, raggi beta	Tripla confezione raggi gamma	Tripla confezione raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 128,00	Euro 115,00 (incluso tappo di guarigione)	Euro 125,00 (incluso tappo di guarigione)	Non fornito	Euro 90,00	Euro 65,00	Euro 65,00

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

- Safe&Simple** - 043.8837231
www.safeandsimple.net - www.flyone-s1.com

Straumann AG - www.straumann.it

Sweden & Martina spa - 043.9124300
www.sweden-martina.com

TBR Implants Group - 02.72080438
http://it.tbr-implants.com/
- T.F.I. System srl** - 06.87201371
www.tfisystem.it

Tiradix srl - 039.6612705 - www.tiradix.it


Tocksystm di Tock G.R. - 031.280301
www.tocksystm.it

Zimmer Dental - Carlsbad - Ca - USA
0438.555573 - www.zimmerdental.it

AVVERTENZE AL LETTORE

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Cono-In: impianto con monconi a connessione conometrica con e senza vite passante



L'impianto Cono-In, tronco-conico a spire progressive, permette con una sola forma di risolvere tutte le situazioni cliniche, particolarmente indicato per il carico immediato e post estrattivo. Inoltre, un'unica piattaforma protesica consente di gestire al meglio i costi implantari dello studio, avendo a disposizione un prodotto di altissima qualità, ad un costo accessibile.

Il particolare trattamento Biotech ad acidi progressivi fornisce all'impianto una superficie assolutamente priva di

residui di lavorazione, con un mix di micro e macro porosità e una bagnabilità (alto assorbimento del primo coagulo) ai massimi livelli.

Cono-In è il primo impianto su cui è possibile montare monconi a connessione conometrica con e senza vite passante, con un'unica piattaforma protesica per tutti i diametri. L'impianto Cono-In possiede, inoltre, i requisiti di gold standard definiti da innumerevoli pubblicazioni scientifiche, in termini di scarico delle forze all'interno dell'impianto (plat-

form switching) e di assoluto sigillo batterico (conometria pura). Grazie alla sua precisione micrometrica e alle lavorazioni altamente innovative può soddisfare tutte le situazioni cliniche.

➤ **PER INFORMAZIONI**
3P ImplaFavourite srl
Via Martiri del XXI, 110
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.033263
info@3p-impla.it
www.3p-impla.it

Icx templant, ad oggi la linea implantare di maggior successo in Germania, finalmente in Italia

BASATI SULLA SEMPLICITÀ

Piattaforma unica, niente più colori o codici diversi per identificare i componenti protesici. Platform Switching, aumenta lo spazio tra impianto e moncone abbattendo i rischi di perimplantiti. Box chirurgico semplice, ergonomico e di ingombro limitato. Frese calibrate sulla densità ossea, da un Grip ottimale nell'inserimento dell'impianto.

Superficie altamente idrofila che favorisce l'osteointegrazione della Fixtur. Tenuta ai carichi masticatori di 800 N, valore più alto mai registrato in una prova certificata!

I NOSTRI SERVIZI:

- cambio dell'impianto senza discussioni nè burocrazia anche in caso di apertura errata della confezione.
- Linea telefonica per presa

ordini operante dalle 8.00 alle 18.30

- Spedizione entro le 24 ore (ordini ricevuti entro le ore 12.00, Calabria e Isole 48 ore).



➤ **PER INFORMAZIONI**
Silo Implant System srl
Via delle industrie, 38
20853 Biassono (MB)
Tel. 039.97.123.76

Fax 039.97.123.77
info@siloiimplant.com
www.siloiimplant.com

PROGETTA...

MODELLA...

DALLA PROGETTAZIONE ALLA PRODUZIONE IN UN SISTEMA

- APERTO
- UNIVERSALE

CREA...

3DIEMME®
 BIOMIMETIC TECHNOLOGIES

INTEGRAZIONE PROTESICA E DATI DA LABORATORIO

SCANSIONI INTRAORALI

GUIDE CHIRURGICHE

PROGETTAZIONE IMPLANTARE

INNESTI OSSEI PERSONALIZZATI

...LIBERAMENTE!

3DIEMME S.r.l. - Via Risorgimento 9 - 22063 Cantù (CO) - Tel. (+39) 031 7073353 - Fax (+39) 031 710284
 www.3diemme.it - biomed@3diemme.it - info@3diemme.it - commerciale@3diemme.it

Follow us:

Implantologia d'eccellenza: ADIN IMPLANT SYSTEMS

La moderna implantologia impone protocolli d'eccellenza per l'integrazione implantare ai tessuti duri e molli. Queste richieste sono in larga parte affidate alla geometria delle fixture. Gli impianti **ADIN** presentano caratteristiche tali da poter soddisfare le richieste in tutte le condizioni cliniche, hanno un corpo implantare che permette un **inserimento facilitato** nei siti sottopreparati, il profilo semicilindrico alla punta presenta un diametro di circa la metà rispetto al collo. Il passo di spira con ampiezza diversa, progressiva apico-coronale permette di ricercare la massima stabilità dell'impianto, evitando fenomeni di eccessiva compressione ossea **in tutte le condizioni cliniche**. La rastrematura nella porzione

del colletto consente l'inserimento di fixture nei casi di ridotto spazio, permettendo di preservare una maggiore quota di osso crestale. Viene così favorita una maggiore irrorazione, riducendo in questo modo i fenomeni di riassorbimento osseo nella porzione coronale con **preservazione del volume dei tessuti molli**, con maggior resa estetica alle papille. La connessione interna esagonale conica assicura un perfetto serraggio attraverso le viti alle componenti protesiche, le quali, consentono un'ampia scelta di soluzioni protesiche.

Recentemente la Adin Implants sys è stata la prima azienda di impianti israeliana a ricevere da Shimon Peres il premio "Best outstanding exporter" in ragio-



ne dell'attività pionieristica nel proprio settore per aver raggiunto una straordinaria crescita a livello mondiale e per il contributo significativo al bene comune globale.

➤ **PER INFORMAZIONI**
ADIN Italia: Dental Pr ADIN
Via G. Verdi 10 B
84081 Baronissi (SA)
Tel. 089.954103
info@dentalpradin.com
www.adin-implants.com
www.dentalpradin.com

Exacone™ Max Stability: l'impianto ideale per osso di scarsa densità e per siti post-estrattivi



L'implantologia è diventata la risposta elettiva per risolvere le edentulie e sempre più elevati sono gli standard qualitativi richiesti dai pazienti, anche in situazioni cliniche complesse. Gli impianti **Exacone™ Max Stability** presentano un innovativo macro-design esterno che è stato appositamente studiato per raggiungere una elevata stabilità primaria nei casi in cui il sito ricevente non sia idoneo a fornire un buon supporto per fixture con design classico. Tali impianti presentano una

geometria "root-form", caratterizzata da un apice conico che ne aumenta la capacità penetrante e da spire apicali ad altezza crescente. L'elevata altezza finale delle spire determina, oltre ad un significativo incremento della stabilità primaria, anche un aumento della superficie di contatto con il tessuto osseo.

Un simile design consente di ottenere un buon ancoraggio anche in caso di rarefazione ossea e rende l'impianto idoneo all'inserimento in alveoli post-estrattivi. Quando il quadro clinico lo consente, in virtù di tali caratteristiche, questa linea di impianti risulta particolarmente indicata anche per procedure di carico immediato. Gli impianti **Exacone™ Max Stability** mantengono, per il resto, le principali caratteristiche del sistema implantare **Exacone™**, validate da dieci anni di impiego clinico. In par-

ticolare l'esclusiva connessione conica autobloccante priva di vite, nota per le sue impareggiabili proprietà di stabilità, robustezza e sigillo batterico, ne assicura un comportamento ottimale anche dal punto di vista protesico. Gli impianti **Exacone™ Max Stability** sono disponibili in due diversi diametri, 3,75 mm e 4,5 mm; per ciascun diametro sono disponibili tre lunghezze, 8 - 10 - 12 mm. Con l'introduzione di questa nuova linea, la gamma implantare **Exacone™ Leone** risulta oggi ancora più completa, con fixture idonee ad ogni caso clinico.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Leone spa
Via Ponte a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.30441 - Fax 055.374808
info@leone.it - www.leone.it

MARIOTTI

IMPLANTOLOGIA - CHIRURGIA

UNIKOC.L

MOTORE LED

Massima affidabilità
Facilità d'uso
Grandi performance

UNIKO PZ

surgery

PIEZOELETTRICO

MOTORE LED

0476

MARIOTTI & C. srl
Via Seganti 73
47121 Forlì - Italy
Tel +39 0543 474105
Fax +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com

The High Quality Made in Italy

Soluzioni implantoprotesiche d'avanguardia



Avvalendosi della competenza di un team di ingegneri e medici esperti nel settore medicale e della collaborazione di istituti scientifici e di ricerca qualificati, OVERMED produce una vasta gamma di soluzioni implantologiche d'eccellenza.

In un momento di profonda trasformazione del mercato odontoiatrico, OVERMED offre soluzioni per terapie implantari sempre più immediate ed evolute, accessibili ad un vasto numero di pazienti grazie ad un costo estremamente competitivo e alla proposta di soluzioni riabilitative poco invasive e snelle.

Tre le linee implantari EasyLine per soddisfare le diverse esigenze dell'implantologia moderna.

- EasyDip è l'impianto sommerso progettato per ovviare alle problematiche estetiche dovute a scarso spessore gengivale. Disponibile anche con lunghezza di mm 6,5 (EasyShort) per risolvere il

problema della ridotta altezza ossea.

- EasyNeck è l'impianto transmucoso consigliato in tutti i casi in cui è necessario realizzare barre; ha un colletto transgengivale di 3 mm che può essere, con apposito protocollo chirurgico, inserito anche parzialmente sotto corticale. Comuni ai due impianti due diversi profili di filettatura: passo fine a doppia spira e passo largo.
- EasyRapid, con la sua particolare e innovativa morfologia, consente di diminuire i passaggi della tecnica chirurgica, riducendo i tempi di intervento.

La connessione protesica conometrica a ottagono interno è standard per tutti i diametri implantari e sfrutta il principio del cono Morse per conferire

al moncone una grande stabilità e garantire l'assenza di micromovimenti tra impianto e sovrastruttura protesica. La componentistica protesica versatile e di alta qualità è comune alle tre linee implantari e soddisfa tutte le esigenze cliniche per ogni tipo di riabilitazione implantare, garantendo la miglior combinazione tra estetica, funzionalità, individualità e semplicità.

➤ PER INFORMAZIONI

OVERMED Srl

Tel. 02.45712909 r.a.

info@overmed.eu

www.overmed.eu

NSI Natural System Implant

Impianto dalla componentistica a Costo e km Zero!



NSI Natural System Implant risulta essere oggi la soluzione più semplice, veloce ed economica per inserire l'impianto in modo pratico sicuro e senza costi occulti. **Studiato per essere inserito con una sola fresa** grazie al suo particolare design, l'impianto Light di NSI viene oggi proposto anche nella versione ALL INCLUSIVE - FULL PACK.

Grazie al suo particolare NEW MAUNT, brevettato, NSI mette a disposizione del clinico in **un'unica fornitura: impianto, transfer, analogo e moncone completo a scelta!**

In un unico prezzo contenuto e senza spese accessorie. I vantaggi per il medico utilizzatore e per i suoi pazienti sono numerosi come ad esempio l'approvvigionamento im-

mediato di tutti i componenti, quindi la possibilità di scelta della soluzione protesica, semplificazione e ottimizzazione dei rapporti con il laboratorio e dei tempi di lavorazione. Inoltre, in questo modo, NSI offre **garanzia di reperibilità e assistenza** completa immediata e nel tempo, sia per il medico sia per il paziente, grazie alla disponibilità, già in

studio, di tutti gli accessori per un eventuale re-intervento o riprotesizzazione futura.

Altro **obiettivo** molto importante per il quale nel suo piccolo Natural System Implant si è impegnata è stato quello di **ottenere il minor impatto ambientale possibile** che un impianto e i suoi accessori possano produrre.

NSI grazie al suo **brevetto costruttivo NEW MAUNT** è in grado di mettere a disposizione **in un'unica confezione impianto-vite chirurgica-transfer-analogo-moncone completo di VITE**, riuscendo ad ottenere un'ottimizzazione del ciclo produttivo, risparmiando energia, oltre a consentire di eliminare imballaggi monouso che solitamente vengono buttati e poi inceneriti.

Altro aspetto molto importante e direttamente constatabile è che tutti gli elementi mo-

nouso e che non servono o potrebbero servire al medico e al suo paziente, compiono **un solo viaggio, dal produttore al consumatore.**

Questo permette di evitare costosi trasporti, e, importantissimo, di ridurre direttamente emissioni di Co2 e i consumi di carburanti.

Pensiamo a quanti impianti, monconi, transfer e analoghi vengono prodotti e trasportati tutti i giorni, in Italia, in Europa e nel Mondo... se tutte le industrie di tutti i settori ragionassero come NSI.... Si respirerebbe un po' meglio?

+ PER INFORMAZIONI

NSI srl
Via Treccani, 49
25013 Carpenedolo (BS)
Tel. 0376.671087
info@nsimplant.it
www.nsimplant.it

L'ultimo arrivato in casa Dental Tech: ImpLassic HX2

E' una linea di impianti nata per agevolare gli utenti nella realizzazione di Toronto Bridge e overdenture, sfruttando le note caratteristiche della connessione esterna, facilita il lavoro dei clinici e dei tecnici anche in caso di fixtures non parallele. Le dimensioni dell'esagono (2.7mm x h 0.7mm) e quelle della piattaforma (Ø 4.1 e 5.0mm), fanno sì che la connessione esterna degli impianti HX2 sia compatibile con la maggior parte degli impianti ad esagono esterno sul mercato. A seconda della tipologia (3.25, 4.00 e 5.00), la lunghezza varia dai 7 ai 16 mm. La componentistica protesica, unica per i tre diametri, facilita le procedure protesiche e riduce i costi di gestione. Gli impianti HX2 vengono confezionati senza dispositivo di montaggio, consentendo di ridurre i costi del prodotto. Inoltre il sistema No



Touch agevola l'utente in fase di inserimento nel cavo orale, in quanto, avendo a disposizione tre diversi dispositivi di montaggio (corto, medio e lungo), sarà in grado di installare facilmente gli impianti in qualsiasi situazione clinica. Infine, quando si parla di connessione di impianti ad esagono esterno, oltre a contenere l'entità del gap verticale, occorre ridurre il più possibile il gap orizzontale tra l'esagono del moncone e quello dell'impianto, così da minimizzare la rotazione tra le componenti. A tal proposito Dental Tech, lavorando con

tolleranze ridotte al minimo ed effettuando controlli serratissimi su tutte le componenti, riesce ad ottenere una rotazione tra le parti in questione che va da 0.18° a 0.93°, garantendo un'ottima stabilità della connessione ed un'ottima tenuta della vite protesica.

+ PER INFORMAZIONI

Dental Tech Srl
Via G. Di Vittorio, 10/12
20826 Monza e Brianza
Tel. 02.96720174
www.dentaltech.it



B&B DENTAL
implant company

Via San Benedetto, 1837
S. Pietro in Casale (Bo) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it

WWW.BEBDENTAL.IT

