


Adesivi Self Etching

Sondaggio su **280** responder


Utilizza adesivi self etching nel tuo studio?

Si	175	63%
No	105	37%



Se sì, maggiormente per quali indicazioni?


Restauri diretti	171	61%
Cementazione di restauri indiretti	24	9%
Altro	85	30%



Quanto reputa affidabile un adesivo self etching, utilizzato nei restauri diretti?

(1 poco, 5 molto)

1 Poco	58	20%
2	38	14%
3	66	24%
4	85	30%
5 Molto	33	12%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

ADESIVI SELF ETCHING							
Denominazione del Prodotto	ACE® ALL-BOND SE®	ADHESE UNIVERSAL	ALL-BOND UNIVERSAL	BOND-1 SF LIGHT CURE	DENTASTIC UNO	ENABOND SE	IBOND SELF ETCH
Produttore	Bisco Inc.	Ivoclar Vivadent	Bisco Inc.	Pentron	Pulpdent Corporation USA	Micerium spa	Heraeus Kulzer GmbH
Generazione	VII	•	VII	VIII	V	VI	•
Mordenzatura con acido ortofosforico dello smalto	Si opzionale	Come si preferisce	Si opzionale	No	Si	Si	No
Composizione %	Parte A: Etanolo 75-85, Benzossifonato di Sodio 1-5 Parte B: 2-Ildrossietil Metacrilato, stabilizzato 30-50, BisGMA fosfato10-30	Metacriliati, etanolo, acqua, biossido di silicio altamente disperso, iniziatori e stabilizzatori	Etanolo <20, BisGMA <20	4 Met, Hema	Primer adesivo PMGDM con sali magnesio, solvente acetone, resine idrofobiche	In soluzione acquosa	UDMA, 4-Meta, monomeri acidi, acetone, acqua
Applicazione raccomandata in più strati	No	No	No	No	No	No	No
Necessità di miscelazione con attivatore Dual-Cure in caso di applicazioni indirette	No	No	No	No	Si	No	No
Indicazioni	Restauri diretti in composito, cementazione adesiva di restauri indiretti per tutte le tipologie di materiale, ricostruzione moncone in composito, desensibilizzazioni	Restauri diretti in composito e comonomero fotoindurenti, ricostruzioni dirette di monconi con composti foto ed autoindurenti e ad indurimento duale, cementazione adesiva di restauri diretti con cementi composti fotoindurenti o ad indurimento duale. Sigillatura di superfici dentali preparate prima della cementazione provvisoria/definitiva di restauri indiretti, desensibilizzazione di colletti dentali sensibili	Per tutti i tipi di restauri diretti e indiretti con ogni tipologia di substrato	Tutte le applicazioni dirette	Adesione su smalto, dentina, ceramica, metallo, resina	Per restauri diretti in composito e comonomero e per cementazioni di restauri indiretti in composito e ceramica	Restauri diretti ed indiretti in composito, bonding per cemento compositi fotopolimerizzabili
Adesione in campo umido	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo solvente	Etanolo	Etanolo	Etanolo	No solventi	Acetone	Acqua	Acetone, acqua

Riempitivo	•	Metacrilati, acqua, biossido di silicio altamente disperso, iniziatori e stabilizzatori	•	Proprietario	•	•	Nano riempito
Descrizione prodotto	Sistema auto mordenzante universale che permette di applicare primer e adesivo in un unico passaggio (dispenser ACE). Può essere utilizzato con il liner idrofobico radio-paco per una maggiore durabilità	Adesivo monocomponente, fotoindurente compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura self etch, total etch, mordenzatura selettiva dello smalto per trattamenti diretti ed indiretti	Sistema adesivo universale che unisce mordenzante primer e adesivo in unica bottiglia, fotopolimerizzabile, compatibile con tutti i materiali auto e fotopolimerizzabili senza la necessità di ulteriori attivatori	Originale agente adesivo auto mordenzante	Adesivo monocomponente smalto-dentinale self-etching	Adesivo self etch con primer con possibilità di mordenzare lo smalto per aumentare l'adesione	Sistema adesivo fotopolimerizzabile All-in One
Forza di adesione alla dentina e allo smalto (MPa)	38.9 dentina	37.7/33.2	31/29	30.4/24	24.1/34.2	24/17-20	38/32
Spessore del film (µm)	Componenti A+B: 5-10, Liner: ~ 30	10	<10	•	•	•	5
Rilascio di fluoro	No	No	No	No	No	No	No
Eliminazione della sensibilità post-operativa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento e stoccaggio	2 cartucce (2 ml.), 1 bott. (4 ml.) Liner, 1 siringa mordenzante Uni-Etch (5 g.). Conservazione a 2-8 °C	Vivapen/Flacone	1 bott. (6 ml.), 1 siringa mordenzante Select HV Etch (5 g.), accessori. Conservazione a temperatura ambiente	2 siringhe + 1 ml da conservare tra 8-18 °C	Flacone da 6 ml	Primer (5 ml) + bonding fotopolimerizzabile (5 ml). Conservare tra 2-10 °C	Boccettino da 4 ml oppure SD (Single Dose) da 0,15 ml (x50 o x100)
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 79,55 (System Pack Vivapen con 2 ml di adesivo, 100 cannule, 20 guaine)	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 69,90 kit CFOT (primer + bonding)	Non fornito
Info azienda	Distributore Sweden & Martina Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	www.ivoclarvivadent.it	Distributore Sweden & Martina Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 06.90400135 www.sigmadentale.it	Novaxa spa n.verde 800.912562 www.novaxa.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	www.heraeus-kulzer.com

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ ADESIVI SELF ETCHING						
Denominazione del Prodotto	NEW TECH BOND DC	OPTIBOND XTR	PEAK UNIVERSAL BOND	PEAK UNIVERSAL BOND SELF ETCH PRIMER	ULTRA ONE BOND	UNIVERSAL PRIMER™
Produttore	First Scientific Dental GmbH	Kerr Corporation	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc	Dental World	Bisco Inc.
Generazione	•	VI	VI	VI	VII	VII
Mordenzatura con acido ortofosforico dello smalto	Si	No	Si	Si	No	Si opzionale
Composizione %	Metacrilati	Primer: acqua, etanolo, acetone, monomeri acrilici idrofili, monomero adesivo GPDm, monomeri acrilici di-funzionali, CQ. Adesivo: etanolo, nanoparticelle di silice e particelle da 0.4 micron di vetro di bario (15%), monomeri metacrilati idrofobi e funzionali ai legami cross-link, esafluorossilicato di sodio, CQ	Alcool etilico, 2idrossietilmetacrilato, acido metacrilico, clorexidina di-acetato	Alcool etilico, 2idrossietilmetacrilato	4 meta, acetone, frammenti di silicio, acqua, UDMA, additivi	2-Idrossietil Metacrilato, stabilizzato 10-30, BisGMA 50-75
Applicazione raccomandata in più strati	No	No	No	No	Si	No
Necessità di miscelazione con attivatore Dual-Cure in caso di applicazioni indirette	No	No	No	No	•	No
Indicazioni	Adesione compositi auto e foto	Universale indicato per ogni tipo di restauro diretto e indiretto	Bonding per restauri adesivi diretti ed indiretti, adesione a metallo, ceramica e zirconia, perni	Primer per sistema adesivo per restauri diretti ed indiretti	Adesione diretta di compositi per tutte le classi di black	Per tutti i tipi di restauri diretti e indiretti. Particolarmente indicato per i restauri indiretti in quanto non necessita di fotopolimerizzazione
Adesione in campo umido	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Tipo solvente	Etanolo	Acqua, etanolo, acetone	Alcool etilico	Alcool etilico	Alcool etilico	Acetone	Etanolo
Riempitivo	•	Nanoparticelle di silice e particelle da 0,4 micron di vetro di bario (15%)	Nanoriempitivo 7,5%			Frammenti di silice (nanofiller)	•
Descrizione prodotto	Dual	Sistema adesivo self-etch Universale per restauri diretti e indiretti, senza l'impiego dell'attivatore duale e senza la necessità di impiego del Silano	Bonding Universale con Clorexidina per prevenire il degrado del collagene			Adesivo monocomponente smalto-dentinale automor- denzante	Sistema adesivo universale "one-bottle" duale. Com- patibile con tutti i materiali auto e foto polimerizzabili
Forza di adesione alla den- tina e allo smalto (MPa)	17/24	56.9/38.7	70.60/45.47			24/22	26.8/25.1
Spessore del film (µm)	•	5	•	•		<10	<5
Rilascio di fluoro	No	Si	No	No		No	No
Eliminazione della sensibi- lità post-operativa	Si	Si	Si	Si		Si	Si
Confezionamento e stoc- caggio	< 25 °C	Flaconi da 5 ml (primer e adesivo) Unidose da 0,18 ml. Conservare tra 2-8 °C	Siringa 1,2 ml da conserva- re tra 2-8 °C	Siringa 1 ml da conservare tra 2-8 °C		5 ml, conservare in am- biente refrigerato	1 bott. (6 ml.) Universal Primer parte A+ 1 bott. (6 ml.) Universal Primer parte B. Conservazione a 2-25 °C
Prezzo di listino	Euro 120,00 +iva 4%	Non fornito	Euro 75,50 (Refill 4 sir x1,2 ml) 57,90 (Peak Universal Bond Ricambio, Flacone da 4 ml)	Euro 75,50 Kit in siringa		Euro 99,00	Non fornito
Info azienda	www.oxford-scientific.de Importatore Isasan srl Tel. 02.96754179 www.isasan.it	Tel. 081.8508327 www.kerndental.it	Tel. 02.45864461 Numero Verde: 800 830 715 www.ultradent.it	Tel. 02.45864461 Numero Verde: 800 830 715 www.ultradent.it		Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Distributore Sweden & Martina Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Pentron Clinical è orgogliosa di presentare BOND-1 SF

BOND-1 SF è un Agente adesivo foto polimerizzabile, auto mordenzante, auto adesivo e privo di solventi. Ciò che è stato definito come "un importante passo in avanti nella tecnologia dell'Adesione" è ormai, dopo numerosi anni di impiego clinico, una indiscutibile realtà basata su tecnologia 4-META. I risultati sono:

- **Una eccezionale e durevole Forza Adesiva (30,4 MPa) alla dentina.**

- **Un bassissimo Distacco Marginale** sia su dentina che su smalto che comporterà una migliore integrità marginale di tutti i vostri restauri diretti per tanti anni a venire.

- **Una sola applicazione di materiale.** È sufficiente un unico e sottile strato di materiale, che va strofinato per almeno 20 sec, per produrre una efficace adesione.

- **La scomparsa di sensibilità post operatoria.**

Le sue caratteristiche di formulazione priva di solventi comportano:

1. **Nessuna asciugatura ad aria** - non dovrete avere più perplessità su quanto asciugare!

2. **Versatilità** - può essere impiegato in combinazione sia con materiali foto polime-

rizzabili che duali.

3. **Originale proprietà di applicazione** - rende possibile una stesura omogenea del materiale garantendo una completa copertura e risultati ottimali.

BOND-1 SF viene commercializzato in confezioni con 2 siringhe da 1 ml. cad. (totale 4 gr. ca.).

Richiedete un campione gratuito a Sigma MD srl, Importatore esclusivo per l'Italia.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Sigma MD srl
Via degli Olmetti 39
00060 Formello (RM)
Numero Verde 800.866.128
info@sigmadentale.it



PROTESICA COMPATIBILE



€ 49,00

Impianti



€ 39,00

Monconi angolati



€ 79,00

Locator
completi di cappette

Visita il nostro sito e-commerce, **www.protesicacompatibile.com** per vedere l'elenco completo dei nostri prodotti e relativi prezzi.



Titanium Component
Via Semeria, 20 • 20128 • Milano • Italy • Ph. (+39) 02 49.75.06.34
commerciale@titaniumcomponent.com - www.protesicacompatibile.com