


Attacchi Ortodontici

Sondaggio su **180** responder


Lei ritiene che la terapia sia più lunga con l'uso di attacchi estetici rispetto alla terapia effettuata con attacchi metallici?

Si	85	47%
No	95	53%




In quale percentuale i suoi pazienti scelgono terapie realizzate con attacchi estetici, con mascherine invisibili oppure con terapie linguali?

Da 0 a 30%	133	74%
Da 30 a 50%	23	13%
Da 50 a 80%	16	9%
Da 80 a 100%	8	4%



Utilizza principalmente attacchi estetici su pazienti

Adulti	176	98%
Bambini	4	2%



➤ ATTACCHI ORTODONTICI

Denominazione del prodotto	CHIC	DISCOVERY PEARL	DISCOVERY SMART	ELEGANCE	EMPOWER CLEAR	EQUILIBRIUM 2
Produttore	GC Orthodontics-Tomy	Dentaurum Germany	Dentaurum Germany	Dentaurum Germany	American Orthodontics	Dentaurum Germany
Tipologia di attacco	Gemellare estetico	Gemellare estetico	Metallo	Gemellare estetico	Autolegante interattivo	Metallo
Larghezza dell'attacco (mm)	•	2,7-3,1	2,6-3,4	3-3,6	Varie	2,4-3,4
Tecniche disponibili	Roth, Mbt, Bidimensionale	Roth, Mcl	Roth, Mcl	Roth, Edgewise	Bennet McLaughlin, Roth	Roth, Mcl, Ricketts
Materiale dell'attacco	Attacco in policristallino di allumina	Ceramica (sistema CIM da ossido di alluminio policristallino puro)	Metallo	Acrilico con slot in metallo	Ceramica	Metallo
Trasparenza dell'attacco	Si	Si	No	Si	No	No
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	No	Si	Si	No
Numero e dimensione degli slots	18x25 e 22x28	.018 e .022	.018 e .022	.018 e .022	.018 o .022	.018 e .022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	Si	No	Si	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	Si	No	No	No	Si	No
Forma della base	Romboidale	Romboidale	Romboidale	Quadrata	•	Quadrata
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica	Strutturata al laser, simbologia FDI	Strutturata al laser, simbologia FDI	Chimica	Base brevettata quad-matte a ritenzione meccanica	Strutturata al laser, simbologia FDI
Forma delle alette	Arrotondate	Gemellare tradizionale	Gemellare tradizionale	Gemellare tradizionale	Ben arcuate	Gemellare tradizionale
Tipi di compositi utilizzabili	Auto e foto indurenti	Tutti. Consigliato Contec LC Dentaurum	Tutti. Consigliato Contec LC Dentaurum	No-Mix Bonding, Contec LC	Auto, foto, bipasta	Tutti. Consigliato Contec LC e NoMix bonding
Numero di attacchi per blister	Disponibile in ricambio da 5 o in kit singolo	20/10/6/12, ricambi da 1	20/200/1.000, ricambi da 10	0/10/6/12, ricambi da 1 o 10	5/5 sup/inf/sup-inf, ricambi da 1	20/200/1.000, ricambi da 10
Prezzo di listino*	Euro 17,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info aziendali	Tel. 055.430351 www.ortospecialized.it	Tel. 051.862580 340.9224752 www.dentaurum.it	Tel. 051.862580 340.9224752 www.dentaurum.it	Tel. 051.862580 340.9224752 www.dentaurum.it	www.americanortho.com, distributore Micerium spa Tel. 0185.7887850 www.micerium.it	Tel. 051.862580 340.9224752 www.dentaurum.it

> ATTACCHI ORTODONTICI

Denominazione del prodotto	EVOLUTION	EXPERIENCE C	EXTREMO	F1000	GHIACCIO	HEXAGON
Produttore	SIA Orthodontic Manufacturer	GC Orthodontics-Tomy	Leone spa	Leone spa	Leone spa	SIA Orthodontic Manufacturer
Tipologia di attacco	Gemellare low profile	Self ligating	Metallo Direct Bonding Monoblocco	Metallo Direct Bonding Self ligating	Estetico Direct Bonding	Gemellare
Larghezza dell'attacco (mm)	3,5	•	2,6-3,6	2,7-3,3	2,6-3,2	3,5
Tecniche disponibili	Roth, Ricketts, Bidi- mensionale V-Slot	Roth, Mbt, Bidimen- sionale, Face e CCO	Edgewise, Roth	Damon, Damon Super Torque	Roth	Roth, Mbt
Materiale dell'attacco	Metallo	Ceramica ad iniezione	Acciaio No Nichel	Acciaio Inossidabile	Zaffiro Monocristallino	Metallo
Trasparenza dell'attacco	No	Si	No	No	Si	No
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	No	No	Si	Si
Numero e dimensione degli slots	1 slot / 0,018" e 0,022"	18x25, 20x28 e 22x28	2 da .018x.030 e .022x.030	1 da .022x.030	2 da .018x.030 e .022x.030	1 slot / 0,018" e 0,022"
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	Si	No	Si	No	No
Presenza di dispositi- vi antistress da attrito con il filo	No	Si	Si (Legature Slide)	No	Si (Legature Slide)	Si
Forma della base	Anatomica	Romboidale	Quadrangolare/ rettangolare	Quadrangolare/ pentagonale	Rettangolare	Anatomica
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica con rete da 80 mesh	Meccanica	Micro celle	80 Mesh	Microperle di zirconia	Meccanica con rete da 80 mesh
Forma delle alette	•	Arrotondate	Gemellari	Gemellari	Gemellari	•
Tipi di compositi utilizzabili	Tutti	Auto e foto indurenti	Auto e fotopolime- rizzanti ortodontici	Auto e fotopolimeriz- zanti ortodontici	Auto e fotopolime- rizzanti ortodontici	Tutti
Numero di attacchi per blister	20	Disponibile in ricambio da 5 o in kit singolo	20	20	6/10/12/20	20
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 24,00	Euro 50,90 (Kit 1 Caso - Edgewise) 56,05 (Kit 1 Caso - Roth)	Euro 207,90 (Kit 1 caso)	Euro 198,00 (Kit 1 caso)	Non fornito
Info aziendali	www.siaorthodon- tics.com	Tel. 055.430351 www.ortospeciali- zed.it	Tel. 055.30441 www.leone.it	Tel. 055.30441 www.leone.it	Tel. 055.30441 www.leone.it	www.siaorthodon- tics.com

> ATTACCHI ORTODONTICI						
						
Denominazione del prodotto	IDEA - L	INTRO	KRISTAL SAPPHIRE	LOGIC LINE	MIMETIC RESIN	MIMETIC ZAFFIRO
Produttore	Leone spa	SIA Orthodontic Manufacturer	Kristal	Leone spa	Dental World	Dental World
Tipologia di attacco	Linguale Direct Bonding	Gemellare (con l'eccezione della prescrizione tweed)	Gemellare	Metallo Direct Bonding	In resina traslucido, trasparente superficie liscia senza porosità	Brackets in micro-cristallo di zaffiro
Larghezza dell'attacco (mm)	1,6	3,5	3,2	3,6-3	•	•
Tecniche disponibili	Linguale 2D	Edgewise, Roth, Mbt, Tweed, Alexander, Bidimensionale (senza V-Slot), Ricketts	Roth, Mbt, Edgewise	Step (Straight Wire), Roth	Edgewise, Roth, Mbt	Edgewise, Roth, Mbt
Materiale dell'attacco	Acciaio inossidabile	Metallo	Ceramica	Acciaio inossidabile	Acrylic con slot metallico	Microcristallo di zaffiro
Trasparenza dell'attacco	No	No	Si	No	Si	Si
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	No	Si	Si	No	Si	Si
Numero e dimensione degli slots	.018x.018	1 slot / 0,018" e 0,022"	.018" e .022"	1 da .022x.030	.018 e .022	.018 e .022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	No	No	No	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	Si (Legature Slide)	No	•	Si (Legature Slide)	Si	No
Forma della base	Quadrangolare	Anatomica	Anatomica	Pentagonale	Arrotondata ritenzione a coda di rondine	Arrotondata, ritenzione a microsfere di Zaffiro
Tipo di base (ritenzione)	80 Mesh	Meccanica con rete da 80 mesh	Meccanica con microsfere	80 mesh	Ritenzione meccanica a coda di rondine	Ritenzione meccanica a microsfere di Zaffiro
Forma delle alette	Singolo	•	Gemellari	Gemellari	Arrotondate ai bordi	Arrotondate ai bordi
Tipi di compositi utilizzabili	Auto e fotopolimerizzanti ortodontici	Tutti	Tutti	Auto e fotopolimerizzanti ortodontici	Tutti	Tutti
Numero di attacchi per blister	8 + Legature Slide	20	20/12/1	20	1 caso	1 caso
Prezzo di listino*	Euro 88,00 (Kit 1 caso)	Non fornito	Euro 18,00 per bracket	Euro 78,25 (Kit 1 caso)	Euro 89,00	Euro 320,00
Info aziendali	Tel. 055.30441 www.leone.it	www.siaorthodontics.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 055.30441 www.leone.it	www.dental-world.it	www.dental-world.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> ATTACCHI ORTODONTICI

Denominazione del prodotto	OPTIC	PRAXIS	PURE	RADIANCE	SILHOUETTE	SILKON PLUS
Produttore	Lancer Orthodontics Inc	Lancer Orthodontics Inc	Henry Schein Orthodontics	American Orthodontics	Masel Orthodontic	American Orthodontics
Tipologia di attacco	Gemellare	Gemellare	Monocristallo di zaffiro	Tradizionale	Policristallo di zaffiro	Tradizionale
Larghezza dell'attacco (mm)	3,5	3,7	•	Varie	•	Varie
Tecniche disponibili	Roth, Mbt	Roth, Mbt, Straight Forward Philosophy, Ricketts Standard, Hilgers	Roth, Mbt, Edg	Roth, McLaughlin Bennet Trevisi, Gianelly slot verticale, Alexander LTS	Roth, Mbt	Edgewise, Straight Wire
Materiale dell'attacco	Ceramica policristallina	Metallico	Zaffiro	Zaffiro monocristallino	Ceramica	Polycarbonato
Trasparenza dell'attacco	Si	•	Si	Si	Si	No
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero e dimensione degli slots	.018" e .022"	.018" e .022"	018x025/022x028	.018 o .022	018x025/022x028	.018 o .022
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	No	No	Si	No
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	•	•	No	No	No	No
Forma della base	Anatomica	Anatomica	Grip Lock	•	Grip Lock	•
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica e chimica	Retina 80 mesh	Microparticelle	Base brevettata quad-matte a ritenzione meccanica	Microparticelle	Base a ritenzione meccanica
Forma delle alette	Gemellari	Gemellari	•	•	•	•
Tipi di compositi utilizzabili	Tutti	Tutti	Tutti	Auto, foto, bipasta	Tutti	Auto, foto, bipasta
Numero di attacchi per blister	20, ricambi da 10	20, ricambi da 10	20	3/3 e 5/5 sup/inf/sup-inf, ricambi da 1	20	3/3 e 5/5 sup/inf/sup-inf, ricambi da 1
Prezzo di listino*	Euro 260,00 (kit)	Euro 80,00 (kit)	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info aziendali	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 02.99020274 www.targetortodontia.it	www.americanortho.com, distributore Micerium spa Tel. 0185.7887850 www.micerium.it	Tel. 02.99020274 www.targetortodontia.it	www.americanortho.com, distributore Micerium spa Tel. 0185.7887850 www.micerium.it


➤ ATTACCHI ORTODONTICI					
Denominazione del prodotto	SINTERLINE PLUS	SUPERTECH	T-LINE	THINO SERIES BRACKETS	ZIP
Produttore	Kristal	SIA Orthodontic Manufacturer	Kristal	Astar Orthodontics Inc.	SIA Orthodontic Manufacturer
Tipologia di attacco	Gemellare	Gemellare con slot fresato	Gemellare	Mim low profile	Self ligating interattivo
Larghezza dell'attacco (mm)	3,8	3,8	3,8	2,6	3,8
Tecniche disponibili	Roth, Roth V-Slot, New Boston, Ricketts Standard, Edgewise Standard	Roth, Mbt	Roth, Roth V-Slot, Andrews, Andrews V-Slot, Ricketts Standard	Edgewise, Roth, Mbt, Ricketts	Roth, Mbt
Materiale dell'attacco	Metallo	Metallo	Metallo	Acciaio inossidabile	Metallo
Trasparenza dell'attacco	•	No	•	No	No
Identificabilità dell'attacco tramite codice colore	Si	Si	Si	Si	Si
Numero e dimensione degli slots	.018" e .022"	1 slot / 0,018" e 0,022"	.018" e .022"	0.18x0.28/0.22x0.28	1 slot / 0,018" e 0,022"
Disponibilità dell'attacco in versione auto legante	No	No	No	Si	Si
Presenza di dispositivi antistress da attrito con il filo	•	Si	•	Si	Si
Forma della base	Anatomica	Anatomica	Anatomica	Concava adattabile al dente	Anatomica
Tipo di base (ritenzione)	Meccanica 80 mesh	Meccanica con rete da 80 mesh	Meccanica 80 mesh	80 mesh	Meccanica senza retina
Forma delle alette	Gemellari	•	Gemellari	Classiche smussate	•
Tipi di compositi utilizzabili	Tutti	Tutti	Tutti	Compositi per ortodonzia Reliance Granittec	Tutti
Numero di attacchi per blister	20, ricambi da 10	20	20, ricambi da 5	5x5 (20 brackets)	20
Prezzo di listino*	Euro 80,00 (kit)	Non fornito	Euro 83,50 (kit) 94,90 (V-Slot)	Euro 25,00, autolegante euro 110,00	Non fornito
Info aziendali	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	www.siaorthodontics.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	www.orthoclinic.it	www.siaorthodontics.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Attacchi Elysium Low-Friction



Gli Attacchi Elysium dalle forme arrotondate e contenute con un profilo bassissimo, restituiscono al paziente un elevato confort, specialmente nei primi momenti del trattamento.

L'innovativo design del brackets permette, per via di uno

studiato sistema, di trarre il massimo vantaggio dal limitato contatto tra arco e slot, poiché sono state eliminate tutte le superfici superflue a contatto con il filo.

Si è riusciti ad ottenere una riduzione dell'80% del contatto tra filo e slot, il restante

20% lavora alla massima efficienza, permettendo un torque precoce.

Inoltre, la smussatura degli slot riduce significativamente la tipica frizione tra filo e Brackets, specialmente in fase iniziale dove le curve dei fili sono più frequenti.

PER INFORMAZIONI
Dental World srl
Via delle Ricamatrici 2
70056 Molfetta (BA)
Tel. 080.338 1004
Fax 080.338 6617
info@dental-world.it
www.dental-world.it


ORTHOPHOS XG 3D. QUALITÀ HD.

La migliore qualità d'immagine con una dose di radiazioni minima e un flusso di lavoro perfetto: questo è il principio di tutti gli apparecchi radiografici sviluppati da Sirona. Sarà una buona giornata. Con Sirona.



SCOPRI DI PIÙ
<http://goo.gl/c6M092>

www.sirona.it
Tel. 045/82.81.811



sirona.
The Dental Company