


## Compositi estetici

Sondaggio su **310** responder


### Utilizza il composito per restauri diretti o anche indiretti?

|                                                                |            |     |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Solo diretti                                                   | <b>164</b> | 53% |
| Anche indiretti, ma solo intarsi                               | <b>87</b>  | 28% |
| Diretti ed indiretti compresi lavori protesici e/o su impianti | <b>59</b>  | 19% |




### Che materiale usa per riabilitazioni funzionali?

|                                                              |            |     |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Solo composito                                               | <b>93</b>  | 30% |
| Solo ceramica                                                | <b>25</b>  | 8%  |
| Composito o ceramica a seconda degli elementi da ricostruire | <b>186</b> | 60% |
| Altri materiali                                              | <b>6</b>   | 2%  |



### Cosa reputa più importante nell'acquisto di un composito per anteriori?

|                           |            |     |
|---------------------------|------------|-----|
| Caratteristiche estetiche | <b>257</b> | 83% |
| Caratteristiche fisiche   | <b>37</b>  | 12% |
| Prezzo                    | <b>16</b>  | 5%  |



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

| COMPOSITI ESTETICI                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                       |                                                            |                                                                 |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominazione del prodotto                                     | ADONIS                                                                                                                                                                                         | AMELOGEN PLUS                                                                                                  | AURA                                                                  | CERAM X                                                    | DEI EXPERIENCE                                                  | DEI REPLY BIO                                                                                       | ENAMEL PLUS HFO                                                             | ENAMEL PLUS HRI                                                                                                             |  |
| Produttore                                                     | Sweden & Martina                                                                                                                                                                               | Ultradent Products Inc.                                                                                        | SDI Dental Limited                                                    | Dentsply DeTrey                                            | Dei Italia srl                                                  | Dei Italia srl                                                                                      | Micerium spa-GDF                                                            | Micerium spa-GDF                                                                                                            |  |
| Categoria                                                      | Estetico nanoriempito                                                                                                                                                                          | Microibrido                                                                                                    | Dentina nanobrida, smalto micro riempito                              | Nanoceramico                                               | Ibrido                                                          | Ibrido con fluora-patite                                                                            | Microibrido, radio-paco, fotopolimerizzabile                                | Nanoibrido con smalto ad alto indice di rifrazione                                                                          |  |
| Indicazioni                                                    | Ricostruzione estetica di anteriori e posteriori: restauri di ogni classe, veneering diretto, correzioni estetiche, restauri di denti decidui, riparazioni di restauri in ceramica o composito | Universale, per restauri diretti ed indiretti, anteriori e posteriori                                          | Anteriori, posteriori, intarsi, faccette, ricostruzione monconi       | Per tutte le classi di restauri diretti                    | Restauri estetici universali, faccette, intarsi, ponti e corone | Restauri estetici universali con azione rigenerante del tessuto dentinale                           | Ricostruzioni estetiche dirette e indirette                                 | Ricostruzioni estetiche dirette e indirette                                                                                 |  |
| Dimensione particelle (µm)                                     | 0,05-0,9                                                                                                                                                                                       | 0,7-76% in peso                                                                                                | Dentina: 0.02-0.4, 81% peso, 65% vol.; smalto: 0.02-0.4, 51% riempito | 0,7-77 vol 55 wt                                           | 0,02-1,5                                                        | 0,02-1                                                                                              | 0,7-0,04-0,012                                                              | 1-0,7-0,04                                                                                                                  |  |
| Tempi di lavorazione alla luce (sec)                           | >2                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                              | •                                                                     | 180                                                        | 60 circa                                                        | > 120                                                                                               | •                                                                           | •                                                                                                                           |  |
| Caratteristiche del prodotto                                   | Suddiviso in 6 masse dentina (alta opacità e croma crescente), 4 masse smalto (opacità e dominante di colore variabili) e 3 masse estreme (opacità estrema per caratterizzazioni)              | Microibrido modellabile, compatto. Alta resa estetica con stratificazioni semplici e alti valori di resistenza | Ampia scala cromatica, singola opacità, scelta colore semplificata    | Appartengono alla categoria dei compositi smalto modulanti | Elevata resistenza ed elasticità                                | Si ricarica di fluoro permettendo la ricostituzione e il rinforzo delle strutture naturali contigue | Estetico fluorescente con dentine universali, smalti generici e opalescenti | Stesso indice di rifrazione dello smalto naturale, dentine sono calibrate con fluorescenza e trasparenza di quelle naturali |  |
| Radiopacità                                                    | >350%                                                                                                                                                                                          | 3 mm Al                                                                                                        | 3 mm Al                                                               | 2 mm Al                                                    | ≥ 200% Al                                                       | 200% Al                                                                                             | •                                                                           | 600% Al                                                                                                                     |  |
| Fluorescente naturale                                          | •                                                                                                                                                                                              | Si                                                                                                             | Si                                                                    | Si                                                         | •                                                               | •                                                                                                   | Si                                                                          | Si                                                                                                                          |  |
| Opalescente                                                    | Si                                                                                                                                                                                             | No                                                                                                             | Si                                                                    | Si                                                         | •                                                               | •                                                                                                   | Si                                                                          | Si                                                                                                                          |  |
| Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec) | 40 colori chiari, 60 colori scuri                                                                                                                                                              | 20                                                                                                             | 20                                                                    | 10-30                                                      | 40 per 2 mm max                                                 | 40 per 2 mm max                                                                                     | 40                                                                          | 20-40                                                                                                                       |  |

|                                                               |                                                           |                                                           |                                     |                                     |                                                      |                                                                |                                           |                                           |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Durezza Vickers                                               | •                                                         | •                                                         | •                                   | 60                                  | •                                                    | •                                                              | •                                         | 660 Mpa                                   | 700 Mpa |
| Contrazione da polimerizzazione lineare (%) e volumetrica (%) | <0,9 lineare                                              | 2,7 volumetrica                                           | 1,5/2,1                             | 2,4 lineare                         | 2 volumetrica                                        | 0,9/2                                                          | •                                         |                                           | •       |
| Colore vira dopo la polimerizzazione                          | No                                                        | •                                                         | No                                  | No                                  | •                                                    | •                                                              | •                                         | •                                         | •       |
| Resistenza alla compressione (MPa)                            | 320                                                       | 445                                                       | 420                                 | 350                                 | 350                                                  | 420                                                            | 450-490                                   | 450                                       |         |
| Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)                  | 10                                                        | 11,1                                                      | 7,5                                 | 9                                   | •                                                    |                                                                | > 10.000 MPa                              | 14.500 MPa                                |         |
| Confezionamento                                               | Kit: 11 sir. da 3,5 gr. e 2 sir. da 1 ml. Ricambi singoli | Siringhe 2,5 gr, singles 0,3 gr                           | Kit smalti 3 g, dentine 4 g         | Siringhe e compule                  | Kit con 11 siringhe e/o refill da 1 siringa da 4,5 g | Kit introduttivo con 4 siringhe e/o conf. da una siringa 4,5 g | Kit e ricambi in siringhe e tips monouso  | Kit e ricambi in siringhe e tips monouso  |         |
| Scala colori                                                  | Vita                                                      | Vita per dentine, scala colori propria per le altre masse | Aura                                | In composito                        | •                                                    | •                                                              | In composito a forma di cuneo             | In composito a forma di cuneo             |         |
| N° di colori disponibili                                      | 13                                                        | 15                                                        | 14                                  | 7                                   | 35                                                   | 4                                                              | 16                                        | 18                                        |         |
| Utilizzabile anche in laboratorio                             | Si                                                        | Si                                                        | Si                                  | No                                  | Si                                                   | •                                                              | Si                                        | Si                                        |         |
| Adesivo consigliato                                           | All-Bond Universal Bisco                                  | Permaquick, Peak Universal Bond                           | Stae                                | Prime & Bond XP                     | DEI Extra Bond, DEI Fillbond                         | DEI Extra Bond, DEI Fillbond                                   | Ena Bond, Ena Bond Se, Rock Bond Micerium | Ena Bond, Ena Bond Se, Rock Bond Micerium |         |
| Prezzo di listino*                                            | Non fornito                                               | Euro 20,50 (siringa ricambio) 27,20 (Singles 10 pz)       | Non fornito                         | Non fornito                         | Euro 49,90/41,58 (1 siringa 4,5 g)                   | Euro 58,00/48,00 (1 siringa 4,5 g)                             | Euro 299,00 (kit)                         | Euro 99,90 (kit)                          |         |
| Info aziendali                                                | Tel. 049.9124300<br>www.sweden-martina.com                | Tel. 02.45864461<br>www.ultradent.it                      | Tel. 342.3986001<br>www.scdi.com.au | Tel. 800.310.333<br>www.dentsply.it | www.deitalia.it                                      | www.deitalia.it                                                | Tel. 0185.7887870<br>www.micerium.it      | Tel. 0185.7887870<br>www.micerium.it      |         |

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

| COMPOSITI ESTETICI                                             |                                                                               |                                                      |                                                      |                                                      |                                             |                                     |                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                                                               |                                                      |                                                      |                                                      |                                             |                                     |                                                                                         |  |
| Denominazione del prodotto                                     | ESTELITE ASTERIA                                                              | ESTELITE FLOW QUICK                                  | ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW                        | ESTELITE POSTERIOR                                   | FILL DENT                                   | FILL DENT FLOW                      | FLOWFILL L.C.                                                                           |  |
| Produttore                                                     | Tokuyama Dental                                                               | Tokuyama Dental                                      | Tokuyama Dental                                      | Tokuyama Dental                                      | Dental World srl                            | Dental World srl                    | Periodent                                                                               |  |
| Categoria                                                      | Supranano                                                                     | Riempitivo sferico supranano                         | Riempitivo sferico supranano                         | Riempitivo sferico supranano con scaglie di zirconia | Microibrido nanocarricato                   | Microibrido nanocarricato           | Fluido tissotropico fotopolimerizzabile                                                 |  |
| Indicazioni                                                    | Estetico universale                                                           | Fluido per piccole I e II classi, III, IV e V classi | Fluido per piccole I e II classi, III, IV e V classi | Restauro nei settori posteriori                      | Anteriori e posteriori                      | Classi III, V, come sottofondo      | Ricostruzioni di III, IV e Va classe; base nei settori posteriori, sigillante occlusale |  |
| Dimensione particelle (µm)                                     | 100-300 nanometri -82% in peso -71% in volume                                 | 100-300 nanometri -71% in peso -53% in volume        | 100-300 nanometri -68% in peso -49% in volume        | 200-400 nanometri 84% in peso 72% in volume          | 0,04-1                                      | 0,01-2,5                            | 0,05-1, carica riempitivi: 61% peso 41% volume                                          |  |
| Tempi di lavorazione alla luce (sec)                           | 90                                                                            | 90                                                   | 90                                                   | 90                                                   | •                                           | 30 min                              | 90                                                                                      |  |
| Caratteristiche del prodotto                                   | Tecnica semplificata, facilità di utilizzo ed estremamente facile da lucidare | Elevata tolleranza cromatica                         | Elevata fluidità                                     | Elevata resistenza alla compressione                 | Bisgma, tegdma, nanofiller e fotoiniziatori | Bisgma, nanofiller e fotoiniziatori | Alta resistenza alla frattura, molto pratico e di uso semplice                          |  |
| Radiopacità                                                    | 190% Al                                                                       | 185% Al                                              | 180% Al                                              | 290% Al                                              | •                                           | •                                   | 200% Al                                                                                 |  |
| Fluorescente naturale                                          | Si                                                                            | Si                                                   | Si                                                   | Si                                                   | Si                                          | Si                                  | Si                                                                                      |  |
| Opalescente                                                    | Si                                                                            | Si                                                   | Si                                                   | Si                                                   | Si                                          | Si                                  | No                                                                                      |  |
| Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec) | 10                                                                            | 10                                                   | 10                                                   | 10                                                   | 20                                          | 20                                  | 20-30                                                                                   |  |
|                                                                |                                                                               |                                                      |                                                      |                                                      |                                             |                                     |                                                                                         |  |

|                                                               |                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                          |                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Durezza Vickers                                               | Hv 44                                                | Hv 38                               | Hv 40                               | Hv 44                               | 620 Mpa                                                  | 580 Mpa                                   | •                                                       |
| Contrazione da polimerizzazione lineare (%) e volumetrica (%) | 1,3/1,8                                              | 2,4 lineare                         | 3 lineare                           | 1,5/1,9                             | 2,4/avg%2,4 sd= 02                                       | 3,4/avg%3,4 sd= 02                        | •                                                       |
| Colore vira dopo la polimerizzazione                          | No                                                   | No                                  | No                                  | No                                  | Si                                                       | No                                        | No                                                      |
| Resistenza alla compressione (MPa)                            | 410                                                  | 391                                 | 458                                 | 443                                 | 380                                                      | 310                                       | 320                                                     |
| Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)                  | 8,7                                                  | 8,5                                 | 9,6                                 | 20,2                                | 9-10                                                     | 7                                         | 5.000 MPa                                               |
| Confezionamento                                               | Kit composto da 7 siringhe oppure in ricambi singoli | Kit oppure in ricambi singoli       | Siringhe da 2 ml 3,6 g              | Ricambi singoli                     | Kit intro: 5 siringhe da 4 gr, bonding da 5 ml Etch 3 ml | Kit intro 4 siringhe da 2 gr              | Kit 2 siringhe da 2 ml (3,4 g x 2), 6 punte applicative |
| Scala colori                                                  | Vita Classical                                       | Vita Classical                      | Vita Classical                      | Vita Classical                      | Vita                                                     | Vita                                      | Vita classical                                          |
| N° di colori disponibili                                      | 13                                                   | 17                                  | 4                                   | 4                                   | 16                                                       | 7                                         | 11                                                      |
| Utilizzabile anche in laboratorio                             | Si                                                   | Si                                  | Si                                  | Si                                  | No                                                       | Si                                        | No                                                      |
| Adesivo consigliato                                           | Tokuyama EE-Bond                                     | Tokuyama Bond Force                 | Tokuyama Bond Force                 | Tokuyama Bond Force                 | Basic Bond, Ultra One Bond                               | Basic Bond, Ultra One Bond                | Tutti i self etch o total etch                          |
| Prezzo di listino*                                            | Euro 50,00 a siringa                                 | Euro 25,00 a siringa                | Euro 35,00 a siringa                | Euro 38,00 a siringa                | Euro 99,00 (kit intro) 35,00 (ricambio siringa)          | Euro 96,00 (kit) 24,00 (ricambio siringa) | Euro 39,50                                              |
| Info aziendali                                                | Tel. 0445.334545<br>www.tokuyama.it                  | Tel. 0445.334545<br>www.tokuyama.it | Tel. 0445.334545<br>www.tokuyama.it | Tel. 0445.334545<br>www.tokuyama.it | Tel. 080.3381004<br>www.dental-world.it                  | Tel. 080.3381004<br>www.dental-world.it   | Tel. 02.55016500<br>www.ilic.it                         |

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

| > COMPOSITI ESTETICI                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                          |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                          |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| Denominazione del prodotto                                     | HERCULITE XRV ULTRA – NEW FORMULA                                                                               | IPS EMPRESS DIRECT                                                                                              | OPALLIS                  | PREMISE NEW FORMULA                                                                       | VENUS DIAMOND                                                                                                                                | VENUS PEARL                                                                                                        |
| Produttore                                                     | Kerr Italia srl                                                                                                 | Ivoclar Vivadent AG                                                                                             | FGM – Joinville          | Kerr Italia srl                                                                           | Heraeus GmbH                                                                                                                                 | Heraeus GmbH                                                                                                       |
| Categoria                                                      | Nanoibrido                                                                                                      | Nanoibrido radiopaco, fotoindurente                                                                             | Microibrido              | Nanoibrido                                                                                | Nanoibrido a bassa contrazione                                                                                                               | Nanoibrido a bassa contrazione                                                                                     |
| Indicazioni                                                    | Restauri diretti di tutte le classi cavitarie                                                                   | Restauri di denti anteriori, latero-posteriori e cervicali, splintaggio e correzioni di forma, faccette dirette | Restauroazioni estetiche | Restauri diretti di tutte le classi cavitarie                                             | Per tutte le classi di restauro                                                                                                              | Per tutte le classi di restauro                                                                                    |
| Dimensione particelle (µm)                                     | Riempitivo 78% (peso) dimensione particelle: 40-0,4-0,05                                                        | 77,5-79 % Gew. % 52- 59 Vol. %                                                                                  | 3 (media 0,5)            | Filler 84% in peso e 70% in vol. Dimensione particelle: 35-0,4-0,02                       | 0,05-20                                                                                                                                      | 5-5 nm vol. 59%                                                                                                    |
| Tempi di lavorazione alla luce (sec)                           | •                                                                                                               | > 250                                                                                                           | Standard ADA             | •                                                                                         | 80                                                                                                                                           | 80                                                                                                                 |
| Caratteristiche del prodotto                                   | Nanoibrido per restauri estetici. Lucidabilità elevata e ottime prestazioni a lungo termine, buona lavorabilità | Radiopaco, fotoindurente                                                                                        | Microibrido              | Nanoibrido per restauri altamente estetici, estetico nei frontali e facilmente lavorabile | Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentritico con bassa contrazione da stress da polimerizzazione, privo di Bis-Gma, 64% riempitivo in volume | Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentritico con bassa contrazione da stress da polimerizzazione, privo di Bis-Gma |
| Radiopacità                                                    | 250% Al                                                                                                         | 360% Al dentina, 200% Al enamel                                                                                 | •                        | 200% Al                                                                                   | 325% Al                                                                                                                                      | 175% Al                                                                                                            |
| Fluorescente naturale                                          | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | Si                       | Si                                                                                        | Si                                                                                                                                           | Si                                                                                                                 |
| Opalescente                                                    | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | Si                       | Si                                                                                        | Si                                                                                                                                           | Si                                                                                                                 |
| Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec) | 10                                                                                                              | 10                                                                                                              | 20-40                    | 10                                                                                        | 20-40                                                                                                                                        | 20-40                                                                                                              |
|                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                          |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |

|                                                               |                                         |                                                                         |                                  |                                         |                                                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durezza Vickers                                               | •                                       | 80 (KNOOP)                                                              | 59,9                             | 578                                     | 462                                                |                                                    |
| Contrazione da polimerizzazione lineare (%) e volumetrica (%) | 2,4 volumetrica                         | 2,06-2,47 volumetrica                                                   | 1,4/3                            | 1,75 volumetrica                        | 1,5 volumetrica                                    | 1,9 volumetrica                                    |
| Colore vira dopo la polimerizzazione                          | No                                      | •                                                                       | No                               | No                                      | No                                                 | No                                                 |
| Resistenza alla compressione (MPa)                            | 462                                     | •                                                                       | 350                              | 394                                     | •                                                  | •                                                  |
| Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)                  | 9,4                                     | •                                                                       | ADA 27                           | 10,2                                    | 12,6                                               | 10,7                                               |
| Confezionamento                                               | Siringhe da 4 g, Unidose 20x0,2 g       | Refill 1x3 siringa, refill 10x0,2 g cavifill, kit siringa, kit cavifill | Siringa singola                  | Siringhe da 4 g, Unidose 20x0,2 g       | Siringhe da 4 g PLT da 0,25 g                      | Siringhe da 3 g PLT da 0,20 g                      |
| Scala colori                                                  | Vita                                    | In ceramica integrale                                                   | Naturale                         | Vita                                    | In materiale composito stratificato                | In materiale composito stratificato                |
| N° di colori disponibili                                      | 28                                      | 32 (opal, 20, 30)                                                       | 33                               | 30                                      | 27                                                 | 27                                                 |
| Utilizzabile anche in laboratorio                             | No                                      | Si                                                                      | Si                               | No                                      | Si                                                 | Si                                                 |
| Adesivo consigliato                                           | Compatibile con tutti i sistemi adesivi | Excite F, Ivoclar vivadent                                              | New Tech Bond DC                 | Compatibile con tutti i sistemi adesivi | iBond Universal, iBond Total Etch, iBond Self Etch | iBond Universal, iBond Total Etch, iBond Self Etch |
| Prezzo di listino*                                            | Non fornito                             | Non fornito                                                             | Euro 24,00 (2 g) 44,00 (4 g)     | Non fornito                             | Euro 63,20                                         | Euro 47,40                                         |
| Info aziendali                                                | Tel. 800165552<br>www.kerrdental.it     | clinical@ivoclarvivadent.it                                             | www.fgm.ind.br<br>www.isasan.com | Tel. 800165552<br>www.kerrdental.it     | Tel. 02.2100941<br>www.heraeus-kulzer.it           | Tel. 02.2100941<br>www.heraeus-kulzer.it           |

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## Tetric EvoFlow Bulk Fill

### Estetica realistica nei settori posteriori - conseguiti con una procedura efficiente

Per un decennio, il composito universale Tetric EvoCeram ha dimostrato il suo valore in uso clinico.

L'ulteriore sviluppo continuo ha dato ancora un'altra innovazione che viene ora lanciata sul mercato: Tetric EvoFlow Bulk Fill.

Il nuovo composito fluido completa idealmente la gamma di Tetric EvoCeram Bulk Fill. In sostanza, Tetric EvoFlow Bulk Fill è basato sulla chimica del suo fratello modellabile. Il nuovo composito fluido viene applicato come base di massa di riempimento nei restauri di classe I e II. Proprio come Tetric EvoCeram Bulk Fill, può essere usato in grandi incrementi fino a 4 mm, pur richiedendo i tempi di esposizione alla luce breve. L'ottima affinità alle pareti della cavità e la capacità autolivelante sono ulteriori vantaggi di questo materiale. La tecnologia utilizzata nel Tetric EvoCeram Bulk Fill, come l'iniziatore di luce Ivocerin, e l'anti contrazione brevettato sono stati anche inseriti nel Tetric EvoFlow Bulk Fill. Grazie alla minor contrazione, il restringimento del Tetric EvoFlow Bulk Fill è inferiore o comparabile con quello dei compositi fluidi convenzionali. Il filtro di sensibilità alla luce assicura un tempo adeguato

di lavoro in condizioni di luce ambientale.

#### Ivocerin iniziatore della luce e la tecnologia Aessencio

La forza decisiva del nuovo composito fluido risiede nella tecnologia Aessencio, uno sviluppo esclusivo per Ivoclar Vivadent. In combinazione con l'iniziatore brevettato Ivocerin, questa tecnologia permette incrementi di composito fino a 4mm. Allo stesso tempo, una bassa traslucenza di tipo dentinale evita lo scolorimento del dente coperto. Il risultato è un restauro estetico particolarmente naturale. Tetric EvoFlow Bulk Fill è quindi il complemento ideale per Tetric EvoCeram Bulk Fill, che dispone di una traslucenza simile allo smalto.

Entrambi i materiali compositi

sono disponibili nelle tonalità universali IVA, IVB e IVW. I restauri con Tetric EvoFlow Bulk Fill di solito sono coperti da uno strato di composito (es. Tetric EvoCeram Bulk Fill). Entrambi i prodotti offrono una miscela ideale di estetica e di efficienza. In media, i dentisti utilizzano il 47% in meno di tempo quando utilizzano la tecnica di riempimento bulk, e allo stesso tempo si raggiungono risultati comparabili.

#### 10 anni di evoluzione in materiali compositi

La performance di successo della linea Tetric Evo di prodotti è ampiamente riconosciuta. Solo di recente, l'azienda ha festeggiato il successo di questi prodotti e il loro ulteriore sviluppo continuo per mezzo di una campagna di 10 anni

di commercializzazione. Una relazione scientifica e un Casebook sono stati pubblicati per documentare i casi di maggior successo.

Tetric®, Ivocerin® e Aessencio® sono marchi registrati di Ivoclar Vivadent AG.

Vuoi ricevere un campione di Tetric EvoFlow Bulk Fill? Invia una mail all'indirizzo marketing.it@ivoclarvivadent.com e indica come oggetto: infodent.

\* Rispetto a Tetric EvoFlow e Tetric EvoCeram. Dati disponibili su richiesta



**PER INFORMAZIONI**  
Ivoclar Vivadent Srl  
Via Isonzo, 69  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. 051.6113555  
Fax 051.611365  
clinical@ivoclarvivadent.it  
www.ivoclarvivadent.com



**ALLINEATORI INVISIBILI**  
+39 338.7248679

**TUTTE LE NOSTRE OFFERTE COMPRENDONO:**

- Ritiro dei modelli/impronte presso il Vs studio/laboratorio
- Setup con tecnologia 3D
- Simulazione 3D
- Preventivo gratuito
- Consegna degli allineatori

**INFO COSTI:**

1- N. 13 allineatori per arcata superiore ed inferiore  
N. 2 posizionatori attacchi template  
N. 2 contenzioni finali  
**€ 550,00 IVA inclusa (€ 18,33 cad)**

2- N. 26 allineatori per arcata superiore ed inferiore  
N. 2 posizionatori attacchi template  
N. 2 contenzioni finali  
**€ 950,00 IVA inclusa (€ 16,96 cad)**

3- N. 40 allineatori per arcata superiore ed inferiore  
N. 2 posizionatori attacchi template  
N. 2 contenzioni finali  
**€ 1200,00 IVA inclusa (€ 14,28 cad)**

OFFERTA LANCIO SUL 1° CASO CONCORDATO **SCONTO 40 %**

**Mascherine trasparenti invisibili per la correzione dei difetti dentali**

info: transparentsmile via xx settembre 49, Bellano (LC) - mail: info.transparentsmile@gmail.com - www.transparentsmile.it