

> IMPIANTI						
						
Prodotto	3IT3 IMPLANT	ACT TECOM IMPLANTOLOGY	ADIN TOUAREG S, UNP, NP RP, WP	ALVIM CM	ANKYLOS	ARIAL CX ARIAL LT
Produttore	Biomet 3i	Titanmed Srl	Adin Dental Implants Systems	Neodent	Dentsply Sirona	AbutmentCompatible.com
Fornitore dati tecnici		•	•		•	Biagini Medical Devices srl
Morfologia	Conica-cilindrica	Conica, apice autoflettante	Troncoconica	Conica con spine compattanti e apice smusso	Cilindrica	Conica, cilindrica
Indicazioni	Tutte	Postestrativo, siti guariti, carico immediato e differito, osso di scarsa consistenza	Tutte, in particolare carico immediato e postestrativo	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno, osso D1 D2 D3 e D4, siti compromessi, edentule	Tutte	Carico immediato, chirurgia guidata, rialzo del seno, rigenerativa, protesi avvitata
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5-6-7-8-5-10-11-5-13-15-18-20	8-5-10-11-5-13	6-25-8-10-11-5-13-15-16-18	8-10-11-5-13-16	6-6-8-9-5-11-14-17	8-10-11-5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3-25-4-5-6	3-5-4-3-5	2-75-3-3-3-3-5-3-55-3-75-4-2-4-3-5-6	3-5-4-3-5	3-5-4-5-5-7	3-3-3-75-4-2-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Impianto titanio, moncone titanio, calcinabile, CrCo	Titanio	Impianto titanio gr 4, moncone peek e titanio gr 5	Titanio commercialmente puro	Titanio gr 4 e gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Titanio commercialmente puro	Titanio, peek, CrCo, calcinabile
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio	Titanio macchinato	SLA/osseofix	Titanio	Acidificazione	Elettrolucidatura
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, oro, zirconia	Titanio dritti, inclinati, MUA, calcinabile, sovrafusione base CrCo	Ampia varietà, avvitata overdenture, ecc.	Titanio, peek, personalizzabili, dritti, angolati, singole, multiple ed overdenture	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata e cementata	Titanio, peek, CrCo, calcinabile

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, sopracrestale	Sub-crestale	lutta	Sub-crestale	Sub-crestale	Filo cresta, sub-crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	No	No	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	2	2	6	2	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	Si	Si	No
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna Certain, esagono esterno	Interna conico esagonale	Interna conico esagonale	Interna di tipo cono morse con indice esagonale di riposizionamento protesico	Conica indicizzata e libera	Conico esagonale
Tipo di trattamento di superficie	Blasting + mordenzatura + DCD	Elettrochimico con ossido di titanio e fosforo	SLA, Osseofix™	Sabbatura e mordenzatura, superficie idrofila	Trimodale: liscia, mordenzata e mordenzata	Sabbatura a mordenzatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono e dodecagono	Esagono	Esagono	Esagono	6 coulisse (esagono)	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Si	Si/No	Si	Si	Si	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio sterile	In ampolla in apposito supporto in titanio, boccetta, scatola, sterilizzazione ai raggi beta	Doppia ampollina sterile raggi gamma	Triplo, sterilizzato ai raggi gamma	In doppio blister sterile	Busta + capsula
Prezzo di listino*	Euro 199,00 (T3) 219,00 (T3 super short)	Euro 96,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 75,00 compreso moncone titanio
Info azienda	Tel. 0444.913410 www.biomax.it	Tel. 0341.363504 www.titanmed.it www.tacomimplantology.com	Tel.089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com	Numero Verde 800975895 www.neodent.it	Tel. 800 310 333 www.dentsply.com	Tel. 0187.509772 www.abutment compatibili.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	AUREA EVO	AXELMED® PARADIGMA®	AXIOM PX	AXIS	BICON IMPIANTI DENTALI SHORT E ULTRA SHORT	BICONICAL ACTIVE
Produttore	Phibo Italy srl	Axelmed®	Anthogyr	TAG Medical Products	Bicon Dental Implants LLC	BTLock International
Fornitore dati tecnici	•	•	Dentalica	Italymed	•	•
Morfologia	Conica	Conica con collare a conicità inversa, bifasico	Cilindrica, nocciolo molto conico, spire espanse	Conica	Design a plateau	Conica
Indicazioni	Postestrativo e radici convergenti	Postestrativo, carico immediato, rigenerazioni ossee, osso D1-D2-D3-D4	Osso D3, D4, alveoli postestrtivi, aumento stabilità primaria	Tutte	Tutte	Postestrativo, tutti i casi
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-14.5	7-9-11-13-15	6.5-8-10-12-14-16-18	6-8-10-11.5-13-16	5-5.7-6-8-11	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	NP/RP/WP	3.4-3.8-4.3-5-5.6	3.4-4-4.6-5.2	3.3-3.75-4.2-5-6	3-3.5-4-4.5-5-6	3.5-4-4.5-5-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio/Titanio	Titanio	Titanio grado 23	Ti6 Al4 V	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4	Titanio gr 5 e gr 4	Titanio gr 5	Titanio grado 23	Ti6 Al4 V	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	•	Titanio macchinato con microfiletto	Titanio trattato, moncone liscio ostabilizzato in riapertura	Sabbatura e doppia mordenzatura (SLA)	•	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio	Estetici, MUA, overdenture, calcinabili	Titanio, zirconia, CrCo, PMMA, IPS	Titanio 23 abutment,estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati – peek dritti e angolati per personalizzazioni	Universali, locator, brevis senza spalla, preformati	Dritti, inclinati, spalla, fresabili, calcinabili, passivi, avvitabili, overdenture, provvisori
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale o sub-crestale	Sub-crestale	Bone level	Sub-crestale	Sub-crestale

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	6	1	Morse + indice 3 lati	1	Infinite	2, trilobata ed esagonale	
Kit e software per chirurgia guidata	No	No	Si	No	Si	Si	
Cappetta di guarigione inclusa	No	1 vite tappo+1 cappetta guarigione	Si	No	No	No	
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna esalobata	Esagonale interna compatibile con sigillo periferico conico	Conica 6° + indice	Esagono interno	Conometrica pura con sigillo batterico	Conica	
Tipo di trattamento di superficie	Doppia mordenzatura acida	SAP (Sabbatura-Tripia Acidificazione-Plasma Argon)	BCP, sabbatura granuli di fosfato di Ca bifasico e acidificazione	Sabbatura seguita da una doppia mordenzatura	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e doppia mordenzatura acida	
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esalobo	Esagono	Triangolare senza spigoli	Esagono interno	Nessuno	Esagono e trilobo	
Certificazione ISO 13485/FDA	No/Si	Si/No	Si/No	Si	Si	Si/No	
Confezionamento e sterilizzazione	•	Box di titanio protetto da doppia ampolla sterile completo di 1 vite tappo+1 cappetta guarigione, sterilizzazione con raggi gamma	Doppio sterile, ampolla elastica a prelievo diretto	Doppio tubo di impaccettamento in camera bianca, sterilizzazione raggi gamma	Triplo confezionamento di cui 2 sterili	Doppia confezione: una esterna in peig termosigillata in alluminio e tivate, una interna in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 115,00	Non fornito	Euro 138,00	Non fornito	Euro 110,00	
Info azienda	Tel. 02.66594857 www.phibo.com	Numero verde 800 144 347 Tel. 02.98282694 www.axelmed.com	Tel.02.84800772 www.anthogyr.it	www.tag-med.com Importatore: Italymed srl Tel. 331.3565647 www.italymed.it	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	www.btlook.com	

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo infodent@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI									
Prodotto	BIFASICI CONNESSIONE CONOMETRICA MULTYSYSTEM	BIO IMPLANT CORE V2 CLASSIC	BIOCOIN	BIOLOGIC GT	BLISTER PACK S1 / BLISTER MINIMAL S1	BNX EVO	BNX EVO SLIM FIT		
Produttore	Multysystem srl	Kristal srl	I.DENT srl	Gemix srl	Safe & Simple srl	Ghimas spa	Ghimas spa		
Fornitore dati tecnici	•		•	•	Yenco	•	•	•	
Morfologia	Conica	Cilindrica	Conicità variabile, spire incrementali	Tronco conica	Conica con ingaggio interno conico a 6°	Conica	Conica		
Indicazioni	Tradizionale, carico immediato, postestrativo e rialzo del seno	Postestrativo	Carico immediato, postestrativo, osso di alta, media e bassa densità	Postestrativo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea, mascellare	Carico immediato, postestrativo a carico immediato/ differito	Tutte	Edentule in osso hard (D1-D2)		
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5- 13-15	8.5-10-12-13-15	5.5-7-8.5-10- 11.5-13-15	7.5-9-10.5-12- 14-16	8.3-10-12-15	8-10-11.5-13-15.5	8-10-11.5-13-15.5		
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.2-3.7-4.2-4.5- 4.7-5.2-5.5	2.9-3.5-3.75-4.2- 4.7-5.2	3.6-4-4.5-5-6	3.4-3.8-4.6-5.8	3.25-4-5	3.5-4-5	4-5		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio	Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass	Titanio	Fixture: titanio monconi: titanio, peek, plexiglass, calcinabile	Titanio	Titanio		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4 e 5	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio uso medicale certificato	Titanio gr 5	Fixture: titanio gr 4, monconi titanio gr 2, 3, 5	Titanio	Titanio		
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucido 0.3 mm	Titanio	Parte liscia, lucidatura, bio- mimetic-covering	0.5 liscio	Lucidatura 0,5 mm	Titanio	Titanio		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili, base CrCo, multi-unit	Titanio, base oro, peek, calcinabile	Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera, calcinabile	Titanio, calcinabile, peek	Dritto, calcinabile, a sfera, a basso profilo, con/senza spalla, angolato, peek	Titanio, calcinabile	Titanio, calcinabile		

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributtrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Filo cresta	Crestale e sub-crestale	Crestale	Crestale, sub-crestale e transmucooso	Crestale	Crestale
Connessione tipo platform switching	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì
Filettatura autofilettante	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No	No
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	1	3-5	2	1	12	12
Kit e software per chirurgia guidata	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì	Sì
Cappetta di guarigione inclusa	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono morse/esagono interno/filetto	Interna	Esagono interno ed esterno, cono MUA	Esagono interno	Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad angoli smussi	Interna conica	Interna conica
Tipo di trattamento di superficie	Acidificazione	Acidificazione	Sanded + Large Grit + Double-Etched	Sabbatura + doppia acidificazione + decontaminazione plasma freddo	Sabbatura con Al ₂ O ₃ a pressione e granulometria costanti	Sabbatura e doppia acidificazione	Sabbatura e doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono interno con connessione conometrica	Esagono interno	Esagono o dodecagono	Esagono	Quadrato ad angoli smussi	Doppio esagono	Doppio esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Supporto a culla inserito in fiasco con chiusura ermetica in materiale plastico	Blister, sterilizzato ai raggi gamma	Doppio blister sterile, provetta in cristallo	Blister, impianto + vite tappo, sterilizzazione raggi gamma	In blister e sterilizzazione ad EtO	Doppia ampolla e blister sterili, con vite tappo, sterilizzazione raggi gamma	Doppia ampolla e blister sterili, con vite a tappo
Prezzo di listino*	Euro 100,00	Euro 130,00	Euro 120,00	Non fornito	Euro 129,00/159,00	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 06.89877576 www.gemixsrl.it	Tel. 0438.837231 www.safeandsimple.net	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	CONO-IN	D22	DIO IMPLANT SYSTEM FTN	DIO IMPLANT SYSTEM UF II	DURAVIT 3P	DURAVIT EV
Produttore	3P Implants	Leader Italia srl	DIO Corporation	DIO Corporation	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl
Fornitore dati tecnici		Novaxa	Dental P	Dental P		
Morfologia	Conica	Cilindrica	Cilindrica	Troncoconica	Conico con spirale a triplo filetto	Cilindroconica con spirale a doppio filetto
Indicazioni	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte	Carico immediato e differito, chirurgia rigenerativa e guidata, tutte le qualità ossee	Carico immediato, postestrativo, ideale in osso spugnoso, sottopreparazione sito implantare
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-12-14-16-18	Da 8 a 16	8.5-10-11.5-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15-18	6.5-8-10-12-14	6.5-8-10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.2-3.8-4.5-5.2-6.2	Da 3.5 a 5	3.3-4-5-5.5	3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.5-4-4.5-5	4-4.5-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio gr 4	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Implanto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 4	Implanto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Implanto titanio gr 4, moncone titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio	Collo liscio	Superficie liscia	Macchinato	Titanio liscio lucidato	Titanio liscio lucidato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì
Tipologie di abutment disponibili	0-15-25°	Titanio, tecapeek, calcinabili, zirconia	Titanio, calcinabile	Titanio, calcinabile	Ti, calcinabile, peek, multiscan, base oro, base cerac, MUA, FLAT	Ti, calcinabile, peek, multiscan, base oro, base cerac, MUA, FLAT
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Filo cresta e sub-crestale	Sommerso	Transmucoso	Sub-crestale, bone level	Crestale e sub-crestale	Crestale e sub-crestale
Connessione tipo platform switching	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	3	2	2	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	No	No	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna, conometrica con esagono	Conica	Esterna	Conica	Cono morse + esagono interno	Cono morse + esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Acidi progressivi Microtek	Acidatura organica	RBM	HSA	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Si/No	Si/No	Si	Si	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio blister, sterilizzazione raggi gamma	Doppio conf. sterile, impianto, mount-transfer, cover screw oppure confezionamento no-mount	Sterile 5 anni	Sterile 5 anni	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 130,00	Euro 130,00
Info azienda	Tel. 0121.377004 www.3p-impla.it	www.leaderitalia.it	Importatore e distributore Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Importatore e distributore Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Tel. 051.811375/ 051.818766 www.bebdental.it	Tel. 051.811375/ 051.818766 www.bebdental.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	EASY GRIP MONOBLOCK	EASY GRIP SCREW	EASYDIP®	EL-ESTHETIC LINE	ESSENTIAL 1.0	EVOLUTIONCONIC EC2
Produttore	T.F.I. System	T.F.I. System	Overmed srl	C-Tech Implant srl	Dentha srl	Allmed
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	•	•
Morfologia	Cilindrica	Cilindrica, conica, anatomica	Troncoconica, sommerso	Conica	Conica	Conica a spirale intermedia
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo, rialzo del seno	Carico immediato, postestrattivo, rialzo del seno	Per tutti i tipi di riabilitazione, indicato in caso di scarso spessore gengivale	Postestrattivo, superiore	•	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	6.5-8-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15	6-8-10-11.5-13-15	8-10-12-14-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.75-4.5-5	3.3-3.75-4.5-5	3.5-4-4.75-5.25	3.1-3.8-4.3-5.1-6-7	3.4-3.8-4.2-4.6	3.25-3.75-4.25-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio medicale gr 5	Titanio gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr. 5 ELI	Titanio gr 5 ELI	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio medicale gr 5	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Colorazione anodica	Colorazione anodica	Lucidatura	Acidificazione	Liscio	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Preformati, overdenture, CAD-CAM	Preformati, calcinabili, overdenture, all-on-screw, CAD-CAM, customizzato	Diritti, angolari, calcinabili, MUA, ottagonali, a sfera	Titanio, calcinabile, PEEK, tibase,obali, MUA, equator	Titanio, calcinabili in PMMA, provvisori in peek e sovratfondibili con base in cromo cobalto e manica in PMMA	Tutte per protesi fissa ed overdenture
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, sub-crestale	Crestale, sub-crestale, transmucoso	Crestale	Parte endossea sotto cresta	luxta ossea	Crestale e sub-crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	2	2	6
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	No	No	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno senza vite, con spinetta (connessione monoblock)	Esagono interno in friction-fit con vite passante	Interna, conico-ottagonale	Conica con indice ad esagono	Esagonale interna	Conica con esagono interno, vite passante
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma slow discharge	Sabbatura e mordenzatura	Acidificazione	Acidificazione e sabbatura	Sabbatura con doppia acidatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Ottagono	Esagono	Esagono interno	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	All-in-one (Impianto, spinetta di chiusura, piastrino in titanio, spinetta di connessione)	All-in-one (Impianto, vite di chiusura, piastrino in titanio, piastrino calcolabile, vite di connessione)	Ampolla, blister e scatola, sterilizzazione raggi beta	Doppia ampolla, mountless, sterilizzazione raggi gamma	L'impianto assemblato a moncone/montatore, vite di connessione e vite di copertura è fornito in blister sterile a raggi gamma	Triplo sterile con ampolla di vetro, no touch
Prezzo di listino*	Euro 109,00	Euro 109,00	Non fornito	Euro 130,00	Non fornito	Euro 139,00
Info azienda	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant.com	Tel. 0461.764886 www.denthaimplants.it	Tel. 039.481123 www.allmed.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	EXACONE®	EXACTA	EXACTIVE	GOLD	GTB	HEXCEL GTB
Produttore	Leone spa	Biaggini Medical Devices srl	Permedica spa	Titanium Component	Plan 1 Health srl	Plan 1 Health
Fornitore dati tecnici	•	•		•		•
Morfologia	Cilindrica	Conica	Cilindrica caratterizzata da connessione conica	Conica, spira larga	Corpo conico filettatura cilindrica	Corpo conico e filettatura cilindrica
Indicazioni	Tutte	Carico immediato, toronto avvitato, protesi CAD CAM	Tutte	Postestrattivo, osso morbido	Postestrattivo, volumi ossei ridotti, minialzo di seno, carico immediato, tutte le qualità ossee	Postestrattivo, carico immediato, mini sinus lift, great sinus lift, split crest, tutte le qualità ossee
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-12-14	7-9-11-13-15	5-6-8-10-11.5-13-16	8-10-12-14-16	6-7.5-9-10.5-12	6-7.5-9-10.5-12-13.5-15-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-4.1-4.8-5	3.3-4-4.35-4.7-5.1	3.3-3.85-4.3-5-6	3.5-3.8-4.2-4.8-5.3	3.3-3.6-4.3-4.4-5.1-6	3.3-3.6-4.3-4.4-5.1
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio gr 4, protesica titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Ti gr. 5 ELI	Titanio grado 5 ELI
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio puro per abutment e titanio puro con un rivestimento in nitruro di titanio-niobio	•	Ti gr. 5 ELI	Titanio grado 5 ELI
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio gr 5	Anodizzato oro antibatterico	Titanio puro con PVD in nitruro di titanio-niobio	Non macchinato	Titanio microstriato (machined)	OsseoGRIP totale su tutta la superficie impiantare
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio grado 5 e peek	Tutte	Abutment normali e anatomici, scan abutment,CAD CAM, PEEK, piastri di guarigione, provvisori, base, transfer <i>(continua nella versione online)</i>	Dritti, angolati, calcinabili, MUA, UCLA	Anatomici, CAD-CAM, MUA, fresabile, equator, one time abutment	EASy Titanio, MUA, equator, Ti-Base, fresabile

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sub-crestale	Sovracrestale, in cresta, sub-crestale	Sub-crestale	Filo d'osso	Juxta-crestale o sub-crestale	Juxta-crestale o sub-crestale
Connessione tipo platform switching	Si	•	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	1	3	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	No	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono Morse + esagono interno, senza vite	Conico esagonale interna	Conica	Compatibile Zimmer Screw Vent	Sterile conica a 11° con vite di fissaggio	Conica
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e passivazione	Sabbiatura a grana grossa + mordenzata + microfilm attivo	Sabbiatura calcio magnesio con PVD in nitrato di titanio-niobio	Doppia sabbiatura e acidificazione	OsseoGRIP sabbiatura mediante particelle di HA biomedicale	OsseoGRIP totale su tutta la superficie implantare
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Interno ottagonale	Ottagonale
Certificazione ISO 13485/FDA	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Con porta impianto sterile in bottiglietta	Blister + capsula	In camera bianca, trattamento al plasma e sterilizzazione raggi beta	Doppia ampolla e blister sterilizzato ai raggi gamma	Decontaminazione finale con plasma freddo d'argon, sterilizzazione raggi beta, doppia barriera di sterilità garantita per 5 anni	Decontaminazione finale con plasma freddo d'argon, sterilizzazione mediante raggi beta, doppia barriera di sterilità garantita per 5 anni
Prezzo di listino*	Euro 132,00	Euro 160,00	Euro 169,00	Euro 61,00	Euro 168,00	Euro 160,00
Info azienda	Tel. 055.30441 www.leone.it	Tel. 0187.509772 www.abutment compatibili.com	Tel. 039.9514811 www.permedica.it	Tel. 02.49750634 www.protesica compatible.com	Tel. 0433468376 www.p1h.it Distributore Sympia tel. 0376.265711 www.sympia.it	Tel. 043.3468376 www.p1h.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	HEXENTIAL	I-TROS	I.D.I. EVOLUTION IMPIANTO DENTALE	IMPIANTO A VITE SOMMERSA TIPO Q	IMPIANTO BONE LEVEL TAPERED	IMPIANTO MONOFASICO SM
Produttore	Biaggini srl	Gimadental	I.D.I. Evolution	A-Z Implant	Institut Straumann AG	Cami-Pedrazzini srl
Fornitore dati tecnici	Odontes	•	•	•	•	•
Morfologia	Conicità variabile, spira larga	Conica	Cilindroconica, macromorfologie dedicate alle differenti qualità ossee	Spira conica a due principi	Cilindroconica	Conica
Indicazioni	Postestrativo, carico immediato, scarsa qualità ossea, tutti i tipi di osso	Implantologia classica, postestrativo, carico immediato, grande stabilità primaria, all-on-four	Tutte	Tutte per impianti a vite conica	Carico tardivo, precoce e immediato, limitazioni anatomiche, osso scarsa qualità	Tutti i casi in cui la stabilità primaria è fondamentale, postestrativo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13	6.5-8.5-10-11.5-13	Da 6 a 17	8.5-10-11.5-13-14.5-16	8-10-12-14-16-18	10-11.5-13-15-17-19
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.5-4.2-5	3.3-3.8-4.2-4.6	3.5-3.75-3.8-4.4-5-5.3-6	4-4.5-5-5.5	2.9-3.3-4.1-4.8	2.5-3-3.5-4-4.5-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanio gr 5 monconi	Titanio gr 4	Titanio	Ti – Roxolid (Lega Ti-Zir), abutment Ti,TAN, Zir, Gold, PMMA	Titanio gr 4
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 5	Titanio gr 4 americana medicale	Titanio gr 5	Titanio gr 4	Abutment Titanio gr 4, lega Titanio TAN (Titanio Alluminio Niobio)	Abutment Integrato
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Levigatura di 0,5 mm e bone switch	Collare tutto trattato	Microfilettatura sulla parte corticale. Microfilettatura sincrona	Lucidatura	Macchinato	•
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	No
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati MUA calcinabili	Tutti dal calcinabile al Locator, CrCo, MUA, dritta, fibra	Titanio, peek, calcinabili	Per protesi cementata, avvitata, overdenture	Cementati, avvitati, overdenture, CAD/CAM	Dritti, inclinati, smussati con chamfer

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	In cresta	lutta crestale	Crestale o sub-crestale	lutta crestale	Transmucoso		
	Connessione tipo platform switching	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		
	Filettatura autofilettante	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		
	Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	1	3	Monofasico, One Piece		
	Kit e software per chirurgia guidata		Sì	Sì			No		
	Cappetta di guarigione inclusa	Sì	No	Sì	No	No	No		
	Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Esagono interno	Interna, cilindro esagonale	Esagono interno	Interna conica con 4 scanalature (crossFit®)	Monofasico, One Piece		
	Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura a grana grossa e mordenzatura acida	Doppia mordenzatura acida	Biacidificazione	Sabbatura e mordenzatura acida	Sabbatura a grana grossa e mordenzatura con acido (SLA e SLActive)	Mordenzatura agli acidi, decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo		
	Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono profondo 2,45 mm, pareti coniche	Esagono	Esagono, cilindro esagonale	Esagono	4 scanalature	Monofasico, One Piece		
	Certificazione ISO 13485/FDA	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì	Sì/No		
	Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla in blister e scatola esterna, sterilizzazione raggi gamma	Doppia ampolla, raggi gamma, decontaminazione reattore al plasma	Provetta di vetro, blister, scatola, termoretraibile, sterilizzazione raggi beta	Ampolla in busta termosaldata, sterilizzazione raggi gamma	Doppia sterilizzazione, blister e fiala, ai raggi gamma	Doppio con provetta in vetro, sterilizzazione raggi gamma		
	Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 129,00	Euro 120,00	Euro 53,00	Non fornito	Euro 53,00		
	Info azienda	Tel. 02.38103089 www.odontes.it	www.gimadental.com	Tel. 039.690817 www.idievolution.it	Tel. 051.453760 www.azimplant.com	Tel. 02.3932831 www.straumann.it/.com	Tel. 02.4598154 www.cam-i-implants.com		

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI									
Prodotto	IMPLASSIC FT2	IMPLOGIC GII	INFINITY	IRASE	IS FOUR	ISOMED MINI IMPIANTO TIZ			
Produttore	Dental Tech srl	Dental Tech srl	Gimadental	Maxillent LTD	AoN Implants srl	Isomed srl			
Fornitore dati tecnici	•	•		Dental PR Adin	•	•			
Morfologia	Cilindrica	Conica	Cilindroconica	Cilindrica	Cilindrica	Conico a spirale progressiva			
Indicazioni	Postestrativo	Postestrativo	Implantologia classica, postestrativo, carico immediato, grande stabilità primaria, all-on-four	Grande rialzo del seno per via transcrestale	Postestrativo, carico immediato	Creste sottili, agenesie del laterale e incisivi inferiori			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-16	8.5-10-11.5-13-14.5	6.5-8.5-10-11.5-13-15-18	13-14.5-16	8-10-11.5-13-15	10-11.5-13-14.5			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.25-3.75-4.25-4.75-5.5	3.75-4.5-5.5	3.3-3.8-4.2-4.6-5.2	4.2-5	3.3-3.75-4.20-5	2.4			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio	Titanio medicale	Titanio			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 4 provenienza americana medicale	Titanio	Impianto titanio gr 4 ASTM F67, moncone titanio gr 5 ASTM F136	Titanio gr 5			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Liscio e trattato	Titanio macchinato	Tutto trattato	Lucidatura	•	Titanio			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	No	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, oro, calceinabili	Titanio, oro, calceinabili	Tutti	Tutte le tecniche	Titanio, plexiglass, peek, CrCo	Titanio			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Bone level	Crestale	Sovracrestale	Crestale	Bone level			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

[illegible]

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	ITS ITALY	JDICON JDICON ULTRA S	KIT IMPIANTARE 2P	KRI	LINEA SHARP	LINEA TS
Produttore	Essemme Components	JDentalCare srl	Bone System srl	Futura Implant System	Impladent srl	Osstem Implant Co. Ltd
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	•	Micerium
Morfologia	Cilindrica, conica, anatomica root-form e transmucoso	Conica	Morfologia differenziata con filettatura a 2 principi	Conica-cilindrica	Conica autofilettante doppio passo	Cilindrica e conica
Indicazioni	Postestrativo, radici convergenti, carico immediato, riabilitazioni multiple in zona estetica	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrativo e ideale in tutti i settori della bocca	Universale plus: carico immediato, postestrativo, osso compromesso	Postestrativo D3 D4	Tutte in particolare osso D4 e postestrativo	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-6-6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15	8.2-10-12-13.5-15	9-11-13	8-10-12-14	Da 5 a 15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5-5.5-5	2.75-3.9-4.3-5	3.5-4.1-5	4-4.5-5	3.3-3.8-4.3-4.8-5.5	Da 3 a 7
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Impianto titanio gr 4, protesica titanio gr 5	Titanio	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, protesica titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Fino alla porzione più coronale	Titanio/anodizzazione	Titanio lucido e zirconia	Titanio	Titanio	•
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	No	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, peek, CrCo, calcinabili	Dritti con spalla e senza spalla, anatomici, inclinati, provvisori, calcinabili, base oro, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Monconi Press-Fitting 0° angolati 15/25° , friction locking, easy on four, tissue Level	Titanio e calcinabili	Titanio, peek, PMMA	Titanio, gold cast, np cast
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Seconda connessione protesica utilizzata	Bone level, tissue level	Crestale e sub-crestale	Sommerso	Sub-crestale	Bone-level e sub-crestale

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	6	2	2	1	3	6
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conometrica, esagonale esterna e interna, trans mucoso	Conica interna più esagono di antrorotazione	Press-fitting, friction locking, esagono interno Easy on four	Interna	Interna, platform switching	interna conica 11° con esagono di riposizionamento
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e doppia acidificazione	SLA	Ecotek sabbiatura e mordenzata	Sabbiatura acidificata	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono, indice di riposizionamento	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Blister e ricopertura tyvek, sterilizzazione raggi gamma	Blister raggi gamma	Blister sterile raggi gamma	Triplice, raggi gamma	Doppio blister termosigillato, sterilizzazione raggi gamma	Blister + sterilizzazione raggi gamma. Scadenza 8 anni
Prezzo di listino*	Euro 149,50	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 195,00
Info azienda	Tel. 049.603310 www.itsitaly.it	Tel. 059.454255 www.identicare.com	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	www.futuraimplantsystem.it	Tel. 0771.772261 www.impladent.net	Micerium Tel. 0185.7887865 www.osstemitaly.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	MASSIF	MODUS – INTUS-K	NATURACTIS	NEOSS IMPLANT SYSTEM	NICON	NOBEL PARALLEL™ CONICAL CONNECTION
Produttore	TAG Medical Products	Errechieffe srl	ETK	Neoss ltd	HDC srl	Nobel Biocare
Fornitore dati tecnici	Italmymed	•	•	•	•	•
Morfologia	Cilindrica	Conica	Cilindroconica	Conica e cilindrica	Conica	Cilindrica
Indicazioni	Tutte	Carico immediato e differito, postestrattivo, chirurgia rigenerativa e guidata, per una tipologia di osso poco compatta	Postestrattivo, carico immediato, zone con scarsa densità ossea tipo D3-D4	Tutte (approvato per il carico immediato)	Endosseo a vite automaschiante	Stabilità primaria in tutti i tipi di osso
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-11.5-13-16	7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-12-14-16-18	7-9-11-13-15-17	9-11-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.75-4.2-5-6	3.75-4.25-5	3-3.5-4-5-5-5	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5	3.1-3.5-3.8-4.2-4.7-5.2	3.75-4.3-5-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 23	Titanio	Impianto titanio gr 4 e 5, moncone titanio gr 5	Titanio	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 23	ASTM F67 - Gr 4	•	Titanio puro gr 4	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio CP gr 4
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	•	Titanio liscio lucidato	Sabbiatura e mordenzatura	A bassa ruvidità	Lucidatura	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio 23 abutment, estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati – peek dritti e angolati per personalizzazioni	Ti, calcinabile, peek, base oro, MUA, CAD CAM	Protesi cementata, protesi avvitata, protesi rimovibile	Titanio, oro, zirconio, peek	Dritti, inclinati, MUA	Titanio, zirconio, lega aurea

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Crestale	Sub-crestale e iuxta crestale	Sommerso e non sommerso	Crestale e sub-crestale	Crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	6	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	No	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno	Esagonale interna	Conica esagonale interna	Interna	Interna	Conica interna con esagono
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura seguita da una doppia mordenzatura	Doppio attacco acido organico	Mordenzatura e sabbatura con acidi nitrici e fluoridrici	Sabbatura, mordenzatura, elettrowetting	Acidificazione	TiUnite®
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Si	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio tubo di impacchettamento in camera bianca, sterilizzazione raggi gamma	Cilindro in titanio+bocchetta+blister+scatola, raggi gamma	Decontaminazione particellare e battericida, imballaggio in sala bianca e sterilizzazione raggi gamma	Ampolla di vetro con 2 pilastri di guarigione e vite di copertura	Doppio contenitore, sterilizzazione raggi gamma	Doppia confezione sterile
Prezzo di listino*	Euro 138,00	Euro 105,00	Non fornito	Euro 179,00	Euro 130,00	Non fornito
Info azienda	www.itag-med.com Importatore: Italymed srl Tel. 331.3565647 www.italymed.it	Tel. 340.5181203 www.erracieffe.com	Tel. +33 (0) 450 914 920 www.etk.dental	Tel. 02.929521 www.neossitalia.it	Tel. 0445.364148 www.hdc-italy.it	Tel. 039.68361 www.nobelbiocare.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI									
Prodotto	ONE STAGE	OSSEOSPEED EV - ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM	OXY IMPLANT ESAGONO INTERNO PS	OXY IMPLANT K1 CONICAL CONNECTION	PRAMA	PRIME SM			
Produttore	Physioplant srl	Dentsply Sirona	Biomec	Biomec	Sweden & Martina spa	Prodent Italia			
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	•	•			
Morfologia	Conica	Conica e cilindrica	Conica doppio filetto micro e normo	Conica	Cilindrica, conica	"Root-Form" cilindrico-conico			
Indicazioni	Postestrativo, carico immediato, transmucooso	Tutte	Carico differito e immediato, postestrativo	Carico differito e immediato, postestrativo	Carico immediato, situazioni postestrativo (Prima), protocolli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare (Prima RF)	Implantologia di base, avanzata, postestrativo, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 7 a 20	6-8-9-11-13-15	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15	6-8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.4-3.75-4-4.7	3-3.6-4.2-4.8-5.4	3.5-4-4.5-5	3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5	3-8-4.25-5	3.3-3.8-4.2-4.6-5-5.1-5.9			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio commercialmente puro	Titanio puro gr 4, alta resistenza	Titanio puro gr 4 alta resistenza	Titanio	Titanio			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4 e gr 5	Titanio commercialmente puro	Monconi titanio gr 5, calcinabile PMMA, lega aurea, CrCo	Monconi titanio gr 5, calcinabile PMMA, lega aurea, CrCo	Impianto titanio gr 4, pilastri e abutment titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, protesica titanio gr 5			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio lucidato	Titanio liscio macchinato	Titanio lucidato	Anodizzato	Macchinato	Titanio gr 5 lucido			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Monconi in titanio dritti	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata e cementata	Dritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, barra, provvisori, monconi carico immediato, Ucla, equator, T-Base CoCr, prelaborati CAD-CAM	Dritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, barra, provvisori, monconi carico immediato, Ucla, equator, T-Base CoCr, prelaborati CAD-CAM	Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, P.A.D., T-Connect	Preformati dritti e angolati, sovrainfondibili, estetici, locator, equator+linea per carico immediato avvitato+multiabutment			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	Filo cresta o sommerso	Crestale	Crestale e sub-crestale	Crestale e sub-crestale	Transmucoso	Crestale o sub-crestale
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea						
Connessione tipo platform switching	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Filettatura autofilettante	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	2	3	3	1	5
Kit e software per chirurgia guidata	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Cappetta di guarigione inclusa	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono e torque esterno	Conica	Interna doppio cilindro più esagono	Conica esagonale avvitata	Esagono interno	Cilindro, esagono, cilindro connessione interna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbitura e irruvidimento superficiale tramite acidi e decontaminazione mediante plasma a freddo	Trimodale: liscia, mordenzata, sabbata e mordenzata	AMS, sabbatura, doppia mordenzata acida, plasma d'argon a freddo, collarino lucido 0.8 mm	AMS, sabbatura, doppia mordenzata acida, plasma d'argon a freddo, collarino lucido 0.8 mm	ZirTi (PRAMA), macchinatura (Prma RF)	MPS Micro Profile Surface® (Double Acid-Etched) e Macchinati
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono, conico, torque	6 coulisse (esagono)	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485/FDA	Sì/No	Sì	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No
Confezionamento e sterilizzazione	In ampolla con blister, sterilizzazione raggi gamma	In blister sterile	Doppio sterile, provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppio sterile, provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppio, fiala e blister, sterilizzati a raggi beta	Ampolla+blister, sterilizzazione raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 110,00	Non fornito	Euro 100,00	Euro 120,00	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 030.2586547 www.physioplant.it	Tel. 800 310 333 www.dentisply.com	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI									
Prodotto	PRIMER SR/SHORT/ EASY TAPPING	PROVIDE	READY	RESISTA IMPLANTOLOGY	SHAPEONE® WIMAX® IMAXMUA® VOLUTION® SHAPEMINI®	SF3 VICKY GREM			
Produttore	Edierre Implant System spa	Prodent Italia	I.DENT srl	Ing. C. A. Issoglio & C.	iRES SAGL	Titanmed srl			
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	•	Vicky Grem			
Morfologia	Cilindrica, porzione apicale leggermente conica	Cilindrica	Monofasico, conicità variabile, microspire	Conica, cilindrica, attiva, cilindroconica	Conica e cilindroconica	Conica			
Indicazioni	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato, split crest, postestrativo ecc)	Short da posizionare in zone a basso spessore verticale osseo	Overdenture, stabilizzazione protesi, tecniche platform switching, transmucoso bio-mimetic covering	Tutte	Postestrativo, radici convergenti, carico immediato e chirurgia rigenerativa. Ideale anche per la chirurgia guidata	Tutte			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.6-8.5-9.95-11-13- 15-18-23	5.5	10-11.5-13	6-7-8.5-10-11.5-13- 15-18	4.5-6.5-8-10-11.5- 13-16	7.5-8.5-10-12-14			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-4.2-4.5-4.8-5	5-5.5-6-6.5	2.7-3.5-4	2.7-3-3.4-3.8-4-4.2- 4.6-5-6-8	3.3-3.7-4.1-4.7-5.2	4-5-5.8			
Materiale dell'impianto e del moncone	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio	Titanio biomedicale gr 4 e 5	Titanio ASTM	Titanio	Titanio			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio	Impianto titanio gr 4, moncone titanio gr 5	Titanio grado fine ad uso medicale certificato	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Abutment titanio grado 5 Impianto titanio grado 4			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato	Platform Switching non trattato	Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic-covering	Titanio macchinato o rivestimento in nitrato di titanio	Macchinato per 1 mm	Titanio			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	No			
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, per barra, per protesi avvitata dritti e d angolati, calcinabili, fresabili e provvisori	Preformati dritti e angolati, estetici, carico immediato	Dritto integrato	Titanio, zirconia, PMMA, peek medicale, fibra/composito, HIPCC, BIOHPP, CrCo	Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabili, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici	Titanio, calcinabili, sovrafusione			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributtrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

> IMPIANTI									
Prodotto	SIMO IMPLANT	SISTEMA IMPIANTARE THOMMEN MEDICAL	SLA	STARFLY-02 / SF2	SUN LINE	TIOLOGIC			
Produttore	AMT Advanced Medical Technology	Thommen Medical	Tiradix	Titanmed srl	Ziveco Group	Dentaurum Implants			
Fornitore dati tecnici	•	Dental Trey	•	•	•	•			
Morfologia	Cilindrica 7°	Cilindrica, conico-cilindrica	Conica-cilindrica	Conica, apice autoflettante	Cilindrica	Cilindrica, conica, apice arrotondato			
Indicazioni	Tutte le situazioni cliniche anatomiche	Tutte	Qualsiasi tipo di osso e postestrativo	Postestrativo, carico immediato, osso di scarsa densità	Postestrativo, regione anteriore e posteriore	Tutte			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15	6.5-8-9.5-11-12.5-14-17	5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17	6-8.5-10-11.5-13-15	8-10-12-14	9-11-13-15-17			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.25-3.75-4.25-4.75	2.7-3.5-4-4.2-5-6	3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75	3.5-4-4.5-5-6	3.3-4-4.8-6.5	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio, zirconio	Titanio	Impianto titanio, moncone titanio, calcinabile, CrCo	Titanio	Impianto titanio gr 4 e 5, moncone ossido di zirconio e calcinabile			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio puro gr 4 medicale	Titanio gr 4	Fixture gr 4, abutment gr 5	Impianto titanio gr 4, abutment titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio gr 4			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato 0.5 mm switch platform	Titanio macchinato	Titanio	Titanio macchinato, lucido	Collare liscio	•			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	No	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Prelavorati fresabili, CAD CAM	Tutti	Tutte	Titanio dritti, inclinati, tipo Friction-Fit™, MUA, OTK, calcinabile, sovrafusione base Ti, CrCo	Dritti, angolati 15°-20°-25°	Titanio, ossido di zinco su base preziosa calcinabile			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

							Sommerso	Sovracrestale				Transmucoso, bone level	Bone level
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sub-crestale	Crestale, sovracrestale	Sommerso	Sovracrestale									
Connessione tipo platform switching	Si	No	Si	Si								Si	Si
Filettatura autoflettante	Si	Si	Si	Si								No	Si
Número di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	2	1	1								2, ottagonale	2
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	No								No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No								No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Esagono Interno	Interna	Esagonale interna								Ottagono interno	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Acidificazione doppia e trattamento per addizione ioni calcio-fosforo	Sabbitura e mordenzatura, condizionata	SLA	Sabbitura e mordenzatura acida								Sabbitura, doppia mordenzatura, plasma freddo ad argon	CBS
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esalobato	Esagono	Esagono	Esagono								Ottagono	Pentalobare
Certificazione ISO 13485/FDA	Si/No	No/Si	Si/No	Si/No								Si/No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Kit chirurgico + kit protesico, sterilizzazione raggi gamma	Doppio blister, 7 anni	Fiala di vetro termosaldata, sterilizzazione raggi beta	Sospeso sul tappino con portatore, ampolla, boccetta, scatola, sterilizzazione raggi beta								Fiala in PMMA, raggi gamma 25 Kgray	Doppio, sterilizzazione raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 195,00	Non fornito	Non fornito	Euro 96,00								Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 3403443623 www.amtmmedical.it	www.thommenmedical.com Distributore Dental Trey Tel. 0543.929911 www.dentaltrey.it	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it	Tel. 0341.363504 www.titanmed.it www.tecomimplantology.com								Tel. 02.25714337 www.ziveco.com	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it/de

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI						
Prodotto	TUFF PRO	UNIQUO	UNIVERSE	VEGA CONTACTI	VIP	WAY MILANO
Produttore	Noris Medical	F.M.D. srl	ImmediateLoad SA	Soadco S.L.	Futura Implant System	Geass srl
Fornitore dati tecnici	•	•	•	Klockner		•
Morfologia	Conica, bifasica	Cilindrica, conica	Conica	Conica	Conica, cilindrica	Conica con microfiletto
Indicazioni	Postestrativo, carico immediato, autoflettante, massima osteointegrazione (BIC)	Semplice, interventi chirurgia avanzata, postestrativo, grande rialzo crestale	Carico immediato	Carico immediato	Postestrativo e carico immediato	Zone estetiche, carico immediato, chirurgia avanzata
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11.5-13-16	6-8-10-12-14-16	6-8-10-11.5-13-15	8-10-12-14	6-8-10-11.5-13-15	8-9-10-11-12-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.75-4.2-5	3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5	3.4-4-5-6	3.5-4-4.5	2.5-3-4-5-6	3.4-3.8-4.5-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 4 Optimum	Titanio gr 4	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Ti6Al4V ELI	Titanio	Titanio gr 5	Impianto titanio gr 4 Optimum, abutment titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio machinato	Ossidazione anodica	Macchinato	•	Titanio	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	No	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio,calcinabile, peek, zirconio, MUA, UCLA	Dritti, angolati, calcinabili, PEEK, MUA	Dritti, angolati , slim	Diritti, angolati, base oro, CrCo, provvisori peek/titanio, per protesi cementata e avvitata	Monofasico	Oltre 15 tipi, in più altezze

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	•	Sommerso	Sub-crestale	Sub-crestale	Con moncone emergente	Filo cresta				
	Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si				
	Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si				
	Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	12		•	2				
	Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si		No	Si				
	Cappetta di guarigione inclusa	No	SI	No		No	Si				
	Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna	Unica piattaforma conico - esagonale	Interna conometrica		Conica con esagono interno	Conica interna a base esagonale				
	Tipo di trattamento di superficie	RBM	S.A.S. sandblasted and acid-etched surface	Sabbiettura a acidificazione	Contacti	Sabbiettura acidificata	Synthegra				
	Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono		•	Esagono				
	Certificazione ISO 13485/FDA	Si/No	No	Si		Si/No	Si/No				
	Confezionamento e sterilizzazione	Doppio blister sterile con il packaging unico per ogni tipo di impianto, sterilizzazione raggi gamma	Doppio sterile	Raggi gamma		Triplice, sterilizzazione raggi gamma	Sterile in blister e dispositivo no touch				
	Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 89,00	Non fornito		Non fornito	Euro 175,00				
	Info azienda	Tel. 066.4764651/ 328.4642057 www.norismedical.com	www.fmd-dental.com	Tel. +41 (0) 916001310 www.immediatelead.com	Tel. 0444.751152 www.klocknerimplantsystem.com www.klockner-italia.it	www.futuraimplantsystem.it	Tel. 0432.669191 www.geass.it				

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA