


DISINFETTANTI STRUMENTI, SUPERFICI E MANI

Sondaggio su **280** responder


Quale principio attivo utilizza prevalentemente per pulizia/disinfezione degli strumenti in ultrasuoni?

Cetrimide	179	64%
Benzalconio cloruro	41	14%
Clorexidina	60	22%




Conosce i principi attivi utilizzati nei disinfettanti per superfici?

Totalmente	140	50%
Poco	129	46%
Affatto	11	4%



Nel caso di presenza di escoriazione della cute che tipo di prodotto utilizza per la disinfezione di mani e/o avambracci?

Presidio medico chirurgico	210	75%
Dispositivo medico	42	15%
Specialità medicinale	28	10%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ A CONFRONTO

DISINFETTANTI SUPERFICI	Alcodis	Bactryl™ Disinfectant Wipes and Spray	CaviCide
Produttore	Cerichem Biopharm Srl	OMNIA - Cantel Medical Italy srl	Spofadental Inc
Fornitore dati tecnici	✱	Hu-Friedy	Kerr
Principio attivo	Alcol + ddq	Ammonio quaternario, clorexidina e Isazone®	Sali quaternari d'ammonio e alcol isopropilico
Applicabile su	Superfici dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici, dispositivi medici invasivi e non invasivi, pareti, riuniti, manipoli	Superfici di dispositivi medici
Concentrazione/tempo di contatto	Pronto all'uso	Pronto all'uso da 30 sec	Pronto all'uso /3 min
PH	6-7	Neutro	11-12,5
Non contiene	Aldeidi, fenolo, coloranti, cloro	Aldeidi, cloro, fenolo	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti
Incompatibilità chimiche	Nessuna	Nessuna. Non mischiare con altri prodotti	Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti
Attività biocida	Battericida, fungicida, micobattericida, virus mantello	Completo spettro d'azione (batteri, gram+, gram-, funghi, micobatteri e envelope virus HIV, HBC, HCV, Coronavirus, influenza)	Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida, lieviticida
Efficacia antimicrobica	Battericida, micobatt., virus 5 min	Battericida, levuricida a partire da 30 sec, fungicida, micobatterica a partire da 2 min Virucida: (enveloped virus, incluso SARS Cov-2) in 1 minuto	Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida, lieviticida da 1 a 3 min, Covid-19 2 min
Copertura spettro d'azione (min)	5 micobattericida	Disinfezione da 30 sec ad 1 min, 5 minuti per attività micobattericida	3
Modalità di impiego	Pronto all'uso	Pronta all'uso	Pronto all'uso. Spruzzare sulle superfici e sul panno da utilizzare per la detersione/ disinfezione
Stabilità della soluzione diluita	✱	2 anni	✱
Temperatura stoccaggio (min- max)	0-30 °C	Ambiente	Ambiente
Formati disponibili	750 ml	Spray 1 lt o tubo da 110 salviette	Spray da 200 ml e 700 ml, tanica da 5 lt
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✓	✓	✓
Risciacquo post-applicazione	✗	Solo se previsto dal tipo di DM disinfettato	✗
Efficacia pulente	✓	✓	✓
Profumazione	✱	✗	✗
Produzione di macchie	✗	✗	✗
Tossicità per inalazione	✗	✗	✗
Altre proprietà tossicologiche	✱	✱	Vedere scheda di sicurezza
Prezzo di listino*	✱	✱	✱
Info azienda	Tel. 0885444490 www.cerichem.com (Distribuito da Dental World Tel 080.3381004 www.dental-world.it)	Tel. 00800 48374339 www.hu-friedy.eu Tel. 0524.527453 www.omniaspa.eu	www.kerrdental.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➤ approfondimento ➤ focus prodotto ✱ non fornito ✓ SI ✗ NO

Caviwipes

DEI 30 Secondi

DEI Total Spray

Eco Jet 1 Tissue

Metrex Research Corp	DEI Italia	DEI Italia	Magnolia srl
Kerr	✖	✖	Cattani
Sali quaternari d'ammonio e alcol isopropilico	Didecil-metil-poli(ossietil)-ammonio propionato, etanolo	Didecil-dimetil-ammonio bromuro	Isopropanolo (<10%), 1 butossipropan2-olo (<1%), didecildimetilammonio cloruro (<1%)
Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici, superfici pulite e resistenti all'alcool	Superfici di dispositivi medici, parti non invasive di strumenti elettromedicali e di laboratorio	Superfici di dispositivi medici, maniglie della lampada, piani porta oggetti
Pronto all'uso /3 min	Spray pronto all'uso o tanica	Spray pronto all'uso/5 min	Salviette imbevute pronte all'uso / 15 min
11-12,5	5,80	Circa 7	5
Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	✖	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, fenolo, coloranti
Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti	✖	Può reagire con ossidanti.	Nessuna nota. Non mescolare con altri prodotti. Prima dell'utilizzo su una superficie testarne la compatibilità. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida, lieviticida	Attivo su hiv-1, prv (virus hbv, epatite c), coronavirus bovino (sars), bvdv (hcv, epatite c), battericida, tubercolocida, lieviticida, herpesvirus, rotavirus, adenovirus, influenza virus h1n1	Battericida, fungicida, virucida (enveloped virus)	Efficacia testata nei confronti di batteri, funghi, virus (hepatitis b virus, hepatitis c virus, hiv), micobatteri
Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida, lieviticida da 1 a 3 min, Covid-19 2 min	30 sec	Virus 3 min, batteri e candida 5 min, Aspergillus N 15 min	Battericida, fungicida, micobattericida e virucida in 15 min
3	✖	5	Tempo di contatto 15 min
Salviette pre-imregnate pronte all'uso	Spray pronto all'uso	Pronto all'uso	Pronta all'uso. Prendere una salvietta dalla confezione e passarla sulla superficie da trattare, lasciar agire per 15 minuti e quindi asciugare con un panno preferibilmente sterile
✖	✖	✖	5 anni
Ambiente	5-25 °C	Ambiente	Ambiente
Busta da 45 salviette, barattolo da 160 salviette	Flacone spray da 1 lt e tanica da 5 lt	Flacone da 750 ml con trigger	Barattolo con 160 salviette in tessuto non tessuto imbevute pre-strappate (confezione da 6 barattoli)
Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
✓	✓	✓	✓
✖	✖	✖	✖
✓	✓	✓	✓
✖	Agrumi	Agrumi	Limone
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Vedere scheda di sicurezza	Nocivo se ingerito, vedi scheda di sicurezza	Vedere scheda di sicurezza	Inflammabile
✖	Euro 138,00 (tanica da 5 lt) 27,00 (1 lt)	Euro 18,00	Euro 73,00 (confezione 6 barattoli da 160 strappi)
www.kerrdental.com	www.deiitalia.it www.deiitaliashop.it	www.deiitalia.it www.deiitaliashop.it	www.cattani.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

A CONFRONTO

DISINFETTANTI SUPERFICI	Eco-Jet 1 Spray	FD 312	FD 366 sensitive
Produttore	Magnolia srl	Orochemie GmbH + Co. KG	Orochemie GmbH + Co. KG
Fornitore dati tecnici	Cattani	Dürr Dental	Dürr Dental
Principio attivo	Isopropanolo (<10%), 1 butossipropan2-olo (<1%), didecildimetilammonio cloruro (<1%)	Composti di ammonio quaternario	Alcoli, composti di ammonio quaternario
Applicabile su	Superfici di dispositivi medici, maniglie della lampada, piani porta oggetti	Pavimenti e/o pareti	Superfici di dispositivi medici, parti in plastica e rivestimenti in similpelle di riuniti, oggetti in vetro acrilico, coperture delle apparecchiature, altro
Concentrazione/tempo di contatto	Soluzione pronta all'uso/ 15 min	1% 15 min, 2% 5 min	Non diluito/1 min
PH	5	9,5±0,5	6,5-7,5
Non contiene	Aldeidi, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti
Incompatibilità chimiche	Nessuna nota. Non mescolare con altri prodotti. Prima dell'utilizzo su una superficie testarne la compatibilità. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso	⊗	Non mischiare con altri prodotti
Attività biocida	Efficacia testata nei confronti di batteri, funghi, virus (hepatitis b virus, hepatitis c virus, hiv), micobatteri	Battericida, levuricida, limitatamente virucida PLUS (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV, nonché virus non capsulati, come adenovirus, norovirus)	Battericida, tubercolicida, levuricida, limitatamente virucida PLUS (virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV, nonché virus non capsulati, come norovirus)
Efficacia antimicrobica	Battericida, fungicida, micobattericida e virucida in 15 min	Battericida e levuricida in 15 min	Battericida 1 min, virus capsulati 30 sec
Copertura spettro d'azione (min)	Tempo di contatto 15 min	15	Tempo di azione in conformità a VAH di solo 1 minuto
Modalità di impiego	Pronta all'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 30 cm sulla superficie da trattare, lasciar agire per 15 minuti e quindi asciugare con un panno preferibilmente sterile	Per la disinfezione per strofinamento di grandi superfici si raccomanda di utilizzare un adeguato metodo di pulizia a umido	Non diluire. Passare accuratamente su tutte le superfici e gli oggetti da disinfettare e lasciare asciugare
Stabilità della soluzione diluita	5 anni	28 giorni, mentre la soluzione usata dopo l'uso	3 anni dopo l'apertura del contenitore
Temperatura stoccaggio (min- max)	Ambiente	Tra 5 °C e al massimo la temperatura ambiente	Tra 5 °C e al massimo la temperatura ambiente
Formati disponibili	Flacone con trigger da 500 ml (confezione da 4 flaconi), tanica da 5 lt per ricarica	Flacone 2,5 lt	Tanica 10 lt, flacone 2,5 lt e 1 lt. Panni in tessuto non tessuto imbevuti
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✓	✓	✓
Risciacquo post-applicazione	✗	✗	✗
Efficacia pulente	✓	✓	✗
Profumazione	Limone	✗	✗
Produzione di macchie	✗	✗	✗
Tossicità per inalazione	✗	✗	✗
Altre proprietà tossicologiche	Liquido e vapori infiammabili	⊗	In condizioni normali di applicazione non esiste il pericolo d'inalazione
Prezzo di listino*	Euro 45,50 (confezione da 4 flaconi da 500 ml)	Euro 52,00 (flacone da 2,5 lt)	Euro 21,00 (flacone da 1 lt)
Info azienda	www.cattani.it	Tel. 039.5970300 www.duerrdental.com/it/home/	Tel. 039.5970300 www.duerrdental.com/it/home/

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Germocid Basic**GREEN&CLEAN SK****PracticeProtect™ Surface
Disinfection Alcohol (60%) Spray****PracticeProtect™ Surface
Disinfection Hydrogen Peroxide**

Germo spa	METASYS Medizintechnik GmbH	Ecolab Deutschland GmbH	Ecolab Deutschland GmbH
✖	✖	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona
Clorexidina, saq, alcoli	Composti d'ammonio quaternario	35 g di 2-propanolo e 25 g di 1-propanolo	Perossido di idrogeno (1.5% spray e 1.0% salviette)
Superfici di dispositivi medici non invasivi	Superfici di dispositivi medici, disinfettante per le superfici delicate e sensibili all'alcool (pe. poltrona, acrilico)	Superfici di dispositivi medici, altre superfici	Superfici di dispositivi medici, altre superfici
60 min per micobatteri, 5 min per altri microorganismi	Pura / battericida/ fungicida/ azione antivirale HBV/HCV/HIV: 1 minuto	✖	✖
5-6	6,5	✖	✖
Aldeidi, fenolo, coloranti, cloro	Aldeidi, cloro, fenolo	✖	✖
Nessuna	Non miscelare il prodotto con altre sostanze	✖	✖
Battericida, fungicida, micobattericida, virucida (adenovirus, hiv - hbv- hcv)	Sostanza attiva in superficie	✖	✖
✖	Battericida/ fungicida/ azione antivirale HBV/HCV/HIV: 1 minuto	✖	Battericida, lieviticida, fungicida 5 min; micobattericida 15 min
✖	Battericida / fungicida / HBV/HIV/HCV: 1 minuto	✖	✖
Pronto all'uso	Spruzzare la schiuma in un panno asciutto e pulito e distribuire sulla superficie da trattare. Lasciare agire per 1 minuto	✖	✖
✖	Soluzione pronta all'uso	✖	✖
Ambiente	5-30 °C	Conservare nella confezione originale sotto i 25 °C	✖
750-1.000-5.000 ml	Flacone 750 ml, tanica 5 lt	Flacone da 1.000 ml	Flacone da 750 ml e pacco da 100 salviette
Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
✖	✓	✓	✓
✖	✖	✖	✖
✓	✖	✓	✓
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Irritante per gli occhi	Tossicità acuta, per via orale >5000 mg/kg dosi efficace, ATEmix calcolato, Specie: ratto	✖	✖
Euro 19,50 lt	Euro 16,40 (1x flacone 750 ml) euro 53,50 (tanica 5 lt)	Euro 32,00 flacone spray	Euro 30,00 (Flacone spray) euro 12,00 (salviette)
Tel. 02.66301938 www.germo.it	Tel. 045.9814477 www.metasys.com	Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

DISINFETTANTI SUPERFICI	Practice Safe	 Rely+On™ Virkon™	Zeta 3 Soft
Produttore	Associated Dental Products	LANXESS GmbH	Zhermack
Fornitore dati tecnici	Imadent	Arco - doctor Williams	
Principio attivo	IPA, Etanolo, phmb	Monopersolfato di potassio	Alcoli
Applicabile su	Superfici rigide resistenti all'alcool	Superfici di dispositivi medici, pavimenti e/o pareti, scrivanie, reception, visiere, calzature, impronte, mobili, porte e maniglie	Superfici di dispositivi medici
Concentrazione/tempo di contatto	60 sec	1% per 60 secondi su Covid-19	Pronto all'uso / 1-5 min
PH	3-5	2,35-2,65	9-11
Non contiene	Aldeidi, fenolo, coloranti, cloro	Aldeidi, cloro, fenolo	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti
Incompatibilità chimiche	Acidi forti, forti agenti ossidanti	Non mescolare con altri prodotti chimici	Non miscelare con altre sostanze; verificare la compatibilità con superfici delicate
Attività biocida	Battericida inclusi mrsa e vre, fungicida, tuberculocida, microbattericida, spettro limitato virucidale	Disinfettante PMC 16765 contro virus, batteri, funghi	EN 13727/14561; EN 13624/14562; EN 14348/14563; EN 14476
Efficacia antimicrobica	Battericida inclusi mrsa e vre, fungicida, tuberculocida, microbattericida, spettro limitato virucidale 60 sec	Oltre 500 ceppi tra virus, batteri gram +/-, funghi	Virucida 1 min, battericida 5 min, lieviticida 5 min, tuberculocida 5 min
Copertura spettro d'azione (min)	Tempo di contatto di 60 sec ma per efficienza lasciarlo per 5 min	1-15	1-5
Modalità di impiego	Pronto all'uso	Aggiungi in acqua 1% (10 g per litro), spray, nebulizzato, straccio, immersione	Spray pronto all'uso: da spruzzare direttamente o attraverso un panno sulla superficie da disinfettare
Stabilità della soluzione diluita		5-7 giorni	
Temperatura stoccaggio (min- max)		Ambiente	<27 °C
Formati disponibili	Tanica 5 lt	500 g, 1 kg	Flacone da 750 ml, 2 taniche da 2,5 lt
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Presidio Medico Chirurgico n. 16765	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?			
Risciacquo post-applicazione		Superfici delicate (rame, ottone, lamiere zincate)	
Efficacia pulente			
Profumazione	Limone	Leggero aroma di limone	Fragranza al limone e classica
Produzione di macchie			
Tossicità per inalazione			
Altre proprietà tossicologiche		A norma GHS non irritante, non sensibilizzante, non genera odori né vapori	Vedere scheda di sicurezza
Prezzo di listino*	Euro 52,83	Euro 2,2 litro	
Info azienda	Tel. 011.7492333 www.imadent.it	LANXESS Deutschland GmbH (Distributore Italia Doctor Williams, brand di Arco srl - Tel. 02.49526045 www.doctorwilliams.it)	Tel. 0425.597611 www.zhermack.com/it/

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

DISINFETTANTI STRUMENTI	DC1 Komet	Dei Stericold	Germocid Peracetico
Produttore	Alpro Medical GmbH	DEI Italia	Germo spa
Fornitore dati tecnici	Komet	✖	✖
Principio attivo	Alchilammina e biguanide	Acido peracetico	Precursore acido peracetico
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido concentrato	In polvere	In polvere
Campo d'impiego	Acciaio inox, carburo di tungsteno, diamantate, gommini	Tutti i dispositivi medici lavabili e disinfettabili	Dispositivi medici invasivi
Incompatibilità chimico-fisiche	✖	✖ dal punto di vista operativo. Può reagire con rame e nichel	✖
Efficacia biocida	Virus inattivante, battericida, fungicida (effetto limitato)	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida, sterilizzante a freddo
Utilizzabile con ultrasuoni	✓	✓	✓
Presenza di coloranti	✓	✓	✓
Fattori interferenti	✖	✖	✖
Modalità di impiego	1% per 60 min, 2% per 30 min, 3% per 15 min	Seguire quanto indicato in etichetta / contatto 10 minuti	Attivazione 15 min in acqua a 35°
Stabilità della soluzione diluita	Concentrato liquido 36 mesi, soluzione integra 4 settimane, soluzione in uso max. 1 settimana	Max 24 ore	24h come sterilizzante, 7 gg come disinfettante
Modalità di conservazione e indicazioni per lo smaltimento	Chiudere ermeticamente con tappo a vite il flacone originale/Biodegradabile. Non contiene né aldeidi né fenoli	Al riparo lontano da fonti di calore/smaltire a norma di legge	Luogo fresco e asciutto/Soluzione non tossica, smaltita come rifiuto non pericoloso
Proprietà tossicologiche	Irritante su pelle e mucose	Accettabili per l'operatore e l'ambiente. Nelle normali condizioni d'uso e utilizzo è privo di tossicità	Polvere: nocivo se ingerito, irritante per gli occhi
Confezionamento	Flacone dosatore da 1 lt	Barattolo da 2 kg	Barattolo 5.000 g, bustina 16 g
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✖	✖	✖
Controllo qualità. Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✓	✓	✓
Prezzo di listino*	Euro 120,4 (1 lt)	Euro 131,00	Euro 85,50 al Kg
Info azienda	Tel. 02.67076654 www.kometacademy.it	www.deiitalia.it www.deiitaliashop.it	Tel. 02.66301938 www.germo.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

A CONFRONTO

DISINFETTANTI STRUMENTI	GREEN&CLEAN ID N	+ ID 212 forte	Oxovir
Produttore	METASYS Medizintechnik GmbH	Orochemie GmbH + Co. KG	Cerichem Biopharm srl
Fornitore dati tecnici	✖	Dürr Dental	Dental World
Principio attivo	Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, inibitore di corrosione.	Alchilamine, composti di ammonio quaternario	Percarbonato e taed
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido concentrato	Liquido concentrato	In polvere
Campo d'impiego	Strumenti flessibili, rigidi, termolabili, termostabili ed endoscopi	Strumentario odontoiatrico, strumenti rotanti, strumenti incollati con resina sintetica, frese in carburo metallico brasate, pietre in corindone prezioso, gommini lucidanti, ecc.	Strumentario in acciaio e strumenti termosensibili
Incompatibilità chimico-fisiche	Evitare il contatto con acidi forti e ossidanti	Non mescolare con derivati aldeidici	Rame e ferro
Efficacia biocida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Virucida, battericida, levuricida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida
Utilizzabile con ultrasuoni	✓	✓	✓
Presenza di coloranti	✓	✖	✖
Fattori interferenti	Evitare il contatto con acidi forti e ossidanti	Non mischiare con disinfettanti contenenti aldeidi	Temperatura elevata usare a freddo
Modalità di impiego	Per es. per la disinfezione tuberculocida 1%, immersione per 1 ora, diluire con acqua, sciacquare gli strumenti dopo l'uso	2%, immersione per 5 minuti, 60 min inclusi i batteri Tbc	Diluire a 1,2% ed immergere per 10 min
Stabilità della soluzione diluita	1 settimana	1 settimana	24 ore
Modalità di conservazione e indicazioni per lo smaltimento	Luogo asciutto e ben areato/Secondo normativa vigente	Temperatura compresa tra 5 °C e ambiente/Facilmente biodegradabile ai sensi della Direttiva OECD 301 D	Condizioni normali
Proprietà tossicologiche	Tossicità orale acuta >1000 mg/kg dosi efficace, ATEmix calcolato, Specie: ratto	Il contatto con la soluzione al 2 % comporta un'irritazione degli occhi	Non tossico
Confezionamento	Flacone 500 ml, tanica 5 lt	Flacone da 2,5 lt	1 Kg
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✖	✖	✖
Controllo qualità. Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✓	✓	✓
Prezzo di listino*	Euro 54,40 (4 flaconi 500 ml + dosatore) Euro 85,20 (1 tanica 5 lt)	Euro 66,00 (flacone da 2,5 lt)	✖
Info azienda	Tel. 045.9814477 www.metasys.com	Tel. 039.5970300 www.duerdental.com/it/home/	Distribuito da Dental World Tel. 080.3381004 www.dental-world.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: + approfondimento ✖ focus prodotto ✖ non fornito ✓ SI ✖ NO

PracticeProtect™

Proteosol Blu

+ Rely+On™ PeraSafe™

Virotech-Virofex

Zeta 1 Ultra

Ecolab Deutschland GmbH	Fresissima	Lanxess GmbH	Topdental LTD	Zhermack
Dentsply Sirona	⊕	Arco Dr. Williams	Imadent	⊕
Glucoprotamina	Composizione evoluta di alchilammine	Acido peracetico prodotto in situ	⊕	Sali d'ammonio quaternario, alchilammina
Liquido concentrato	Liquido concentrato	In polvere	Liquido concentrato	Liquido concentrato
Consigliato per acciaio, acciaio inossidabile, ottone placcato in alluminio, lastre di cromo, ottone e plastica (PE, PP, PVC, PS)	Disinfezione frese, gommini, strumentario, inserti ultrasuoni	Dispositivi e strumenti medici	Acciaio inox, alluminio, rame, gomma siliconica e hdpe	Disinfezione di strumenti chirurgici e rotanti
⊕	Nessuna	Rame, ottone, gomma naturale o nitrilica	⊕	Altri disinfettanti e detergenti, in particolare contenenti tensioattivi anionici o aldeidi, alluminio e PVC
Virucida, battericida, fungicida	Virucida, battericida, fungicida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida	Virucida, battericida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	⊕	✗
1,5% (15ml) immersione per 60 min diluendo con acqua di qualità almeno potabile	Effetto rapido: soluzione al 4% per 15 min /alto rendimento: 1% per 60 min /ultrasuoni: 2% per 5 min	Sciogli 16,2 g per litro di acqua, lascia a contatto per max 10 minuti	20 ml o 40 ml per una soluzione al 2% o 4% da diluire con acqua	Utilizzabile all'1% o 2% in bagno statico o ad ultrasuoni. Tempo di contatto: 15-60 min
Secondo la raccomandazione dell'Istituto RKI la soluzione deve essere rinnovata giornalmente	1 settimana, 4 settimane se non utilizzata	12 ore	Rinnovare la soluzione quotidianamente	1 settimana
Confezione originale sotto i 25°C/ Non svuotare il prodotto concentrato negli scarichi. È possibile smaltire il prodotto diluito negli scarichi	Vedi scheda di sicurezza	Nel contenitore originale a <25°C, la soluzione tra 15-25 °C/attraverso i normali canali di scarico delle acque reflue	Luogo fresco e ben ventilato/ secondo le norme vigenti	Ben chiuso max 27 °C lontano da luce diretta in ambiente fresco e asciutto/Rispetto normativa vigente
⊕	Evitare contatto con mucose	Non è considerata sensibilizzante	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Vedere scheda di sicurezza
Flacone da 2 lt	1 lt con dosatore incorporato	Barattolo 810 g (= 50 l di disinfettante pronto uso)	Tanica 5 lt	Flacone dosatore 1lt
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, ASTM E1052	✓
Euro 95,39	⊕	Euro 1,38 (1 lt)	Euro 81,26	⊕
Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 011.2217760 www.gruppodam.it	LANXESS Deutschland GmbH www.relyondisinfection.com (Distributore Italia: Doctor Williams, brand di Arco srl www.doctorwilliams.it)	Tel. 011.7492333 www.imadent.it	Tel. 0425 597611 www.zhermack.com/it/

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ A CONFRONTO

DISINFETTANTI E DETERGENTI MANI	Alovox Protezioni Mani 500 ml	Germocare disinfettanti mani gel	GREEN&CLEAN HD N
Produttore	Nirial Pharma	Germo spa	METASYS Medizintechnik GmbH
Fornitore dati tecnici	Recordati	✖	✖
Attività	Detergente	Disinfettante	Disinfettante
Principio attivo	Alcool al 70%	Alcol etilico denaturato	57,6 g etanolo 96%, 10 g 1-propanolo
Contiene alcool	✓	✓	✓
PH	7	6-8	Circa 3 con 20 °C
Contiene sostanze emollienti e curative	Aloe vera e pantenolo	Propylene glycol	Glicerolo e Lanolinpoly- (oxyethylen)
Attività biocida	✖	Handrub - en12054, battericida - en1500, fungicida - en1650, micobattericida en14348, virucida en14476	✓
Indicazioni d'uso specifiche	Detergere ed igienizzare le mani	✖	Se necessario prendere una maggiore quantità di disinfettante, minimo 3 ml
Modalità di impiego	Applicare sulle mani	Applicare 3ml di disinfettante	Prima e dopo trattamenti non chirurgici e prima di indossare i guanti sterili
Incompatibilità fisico-chimiche	✖	✖	✖
Caratteristiche tossicologiche	✖	Irritante per gli occhi	Se maneggiata correttamente, l'esposizione per via cutanea e per inalazione non comporta alcun rischio. Devono essere utilizzate le informazioni relative alle sostanze pericolose
Confezionamento	Flacone da 500ml	75-100-500-1.000 ml	Flaconi Eurobottiglia 1000 ml e 500 ml
N° di applicazioni	✖	In base alle necessità	Si consiglia l'utilizzo di minimo 3 ml per dosaggio
Tossicità ambientale	✖	✖	✖
Lattice nel materiale del flacone	✖	✖	✖
UNI EN ISO 9001 13485?	Cosmetico	✖	✖
Presenza di studi di cancerogenesi	✖	✖	✖
Prezzo di listino*	✖	Euro 12,70	Euro 98,50 (6 x Eurobottiglia 1000 ml) euro 63,50 (6 x Eurobottiglia 500 ml)
Info azienda	Distributore Generale: Recordati spa www.recordati.com, Distributore per il settore dentale: Simit srl Tel. 0376 267811 www.simidental.it	Tel. 02.66301938 www.germo.it	Tel. 045.9814477 www.metasys.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➤ approfondimento ➤ focus prodotto ✖ non fornito ✓ SI ✖ NO

+ HD 410**Isomed Defend Gel
igienizzante mani****Ognaderm Gel Wally****Sanigel HG****+ Virkosan™**

Orochemie GmbH + Co. KG	Isomed	Pharmatek PMC	MK srl	Lanxess GmbH
Durr	⊗	Ogna Laboratori	Imadent	Arco - doctor Williams
Disinfettante	Detergente	Disinfettante	Disinfettante	Detergente
Alcoli	⊗	Etanolo	⊗	Etanolo
✓	✓	✓	✓	✓
6,0 ± 1,0	7,5-8	⊗	7.75	⊗
100 g di HD 410 contengono < 0,5 g di sostanze liporestitutive	Glicerina	Glicerolo, tea	⊗	Aloe Vera Barbadiensis
Battericida, tuberculicida, levuricida, virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV e virus non capsulati - EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476	✗	UNI EN 14476:2019	Attivo contro virus, batteri e funghi	In fase di registrazione
Prodotto ad azione rapida per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani da applicare per strofinamento	Uso esterno	PMC secondo guide OMS anti-covid 19	Gel igienizzante mani	Gel igienizzante per le mani con proprietà idratanti
Frizionare le mani per 15 sec. per la disinfezione igienica, 90 sec. per quella chirurgica	Applicare su mani e strofinare	Poche gocce sulle mani	Applicare sulle mani asciutte e strofinare	Applicare 2-3 ml nel palmo della mano e strofinare accuratamente per 30 secondi. Lasciare asciugare
✗	✗	✗	⊗	✗
Test epicutanei: Il prodotto non presenta caratteristiche né irritanti né sensibilizzanti per la pelle. Il prodotto irrita leggermente gli occhi	⊗	⊗	⊗	Adatto per pelli sensibili. Può provocare grave irritazione agli occhi. Non ingerire. Non utilizzare in caso di sensibilità anche a uno solo dei componenti
Tanica da 10 lt, flaconi da 2,5 lt, 1 lt e 500 ml	100-500-1.000-5.000 ml	500 ml	Flacone 1 Lt	200 ml, 5 lt con erogatore
50 al giorno	Al bisogno	⊗	⊗	100-2.500
Ecologicamente sicuro	Non disperdere nell'ambiente	⊗	⊗	✗
✗	✗	✗	⊗	✗
✓	✓	✓	⊗	✗
✗	✗	✗	⊗	✗
Euro 18,00 flacone 500 ml	⊗	Euro 7,80	Euro 9,60	Euro 4,5
Tel. 039.5970300 www.duerrdental.com/it/home/	Tel. 049.8629612 www.isomed.it	Tel. 039.2782954 www.ognalaboratori.it	Tel. 011.7492333 www.imadent.it	LANXESS Deutschland GmbH www.relyondisinfection.com (Distributore Italia: Doctor Williams, brand di Arco srl www.doctorwilliams.it)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Sistema Igiene Dürr Dental: sicurezza, protezione e cura a 360°

Nell'odontoiatria moderna è sempre più forte la necessità di processi di disinfezione pratici, efficienti ed economici. Di pari passo i requisiti di igiene all'interno dello studio sono diventati più complessi ed esigenti. A crescere è anche la varietà degli strumenti, dei dispositivi e dei materiali utilizzati.

Ecco allora che il disinfettante gioca un ruolo chiave nella soddisfazione di tutte queste condizioni. Dal 1964 Dürr Dental si distingue sul mercato come pioniere dell'igiene nello studio dentistico. Il concetto di igiene che Dürr Dental introduce comprende un'ampia gamma di soluzioni pratiche ed efficienti per la disinfezione e la pulizia a 360°. La divisione per colori, presentata da Dürr Dental nel 1986, semplifica l'uso nella pratica quotidiana delle diverse aree di applicazione: blu per gli strumenti, verde per le superfici, rosa per la pelle e le mani e giallo per le aree speciali (come sistemi di aspirazione, sputacchiere, impronte, ecc.).

IL BLU.

ID 212 forte è il concentrato per la disinfezione degli strumenti con eccellente compatibilità dei materiali, anche dei più sensibili, grazie agli speciali agenti anticorrosivi. Si caratterizza per l'ampio spettro d'azione: battericida, tubercolicida, levuricida, limitatamente virucida PLUS (compreso il nuovo coronavirus) in soli 5 minuti



– o in 2 minuti nell'apparecchio a ultrasuoni. La bassa concentrazione d'uso (solo 2%) e la lunga durata della soluzione (fino a 7 giorni) rendono ID 212 forte un disinfettante economico. Il nostro consiglio?

Usalo dopo ID 215 Pulente enzimatico: scioglie lo sporco per garantire la massima sicurezza.

IL VERDE.

Il Sistema Igiene Dürr Dental offre diverse soluzioni per la disinfezione delle superfici: dai concentrati per la disinfezione di grandi superfici, alle salviette per una disinfezione "tra paziente e paziente" e soluzioni pronte all'uso per un'igiene più profonda delle superfici. In questo panorama si distingue il disinfettante pronto all'uso FD 366 sensitive. Combina composti di ammonio quaternario con una bassa percentuale di alcol – solo il 17%. Grazie a questa combinazione FD 366 sensitive è

indicato per la disinfezione di superfici delicate, come la similpelle della poltrona odontoiatrica o le parti in plastica. Al tempo stesso garantisce un ampio spettro d'azione: battericida, tubercolicida, levuricida, limitatamente virucida PLUS (compreso il nuovo coronavirus) in appena 1 minuto di contatto.

IL ROSA.

Nello stress quotidiano dello studio è importante che il disinfettante mani sia rapido e che si prenda cura della pelle. Con HD 410 Disinfezione mani Dürr Dental segna un nuovo record. In soli 15 secondi questa soluzione liquida a base alcolica completa la disinfezione igienica delle mani (disattivando anche il nuovo coronavirus), e in appena 90 secondi quella chirurgica. Inoltre le sostanze liporestitutive si prendono cura della pelle lasciando le mani belle morbide.

IL GIALLO.

Ultima ma non meno importante la disinfezione dell'impianto d'aspirazione. Nel 1966 veniva presentato al mondo il primo disinfettante per impianti d'aspirazione odontoiatrici: l'Orotol®, che stabilisce ancora oggi nuovi ed elevati standard di sicurezza. La concentrazione al 2%, oltre ad essere economica, garantisce da un lato il massimo potere disinfettante e dall'altro aiuta a mantenere nel tempo il valore del sistema d'aspirazione. Il nostro consiglio è di usarlo 1-2 volte al giorno e rafforzarne l'efficacia insieme a MD 555 cleaner, da usare 1-2 volte a settimana al 5%, per pulire a fondo le tubature dell'impianto e prevenirne incrostazioni e blocchi. Tutti i disinfettanti del Sistema Igiene Dürr Dental sono testati e soddisfano i più alti requisiti imposti dalle attuali norme e dalle raccomandazioni del Robert Koch Institut.

Con una squadra come questa puoi dire addio agli sprechi di soluzioni disinfettanti e alle lunghe attese. Benvenuti invece ampio spettro d'azione, rapidità e basse concentrazioni!

➤ PER INFORMAZIONI
www.duerrdental.com/it



BIOCORE DC OGNA®

Composito ibrido duale fluido per la cementazione di perni in fibra e per la ricostruzione di monconi.



OGNA
Laboratori Farmaceutici



In regalo per te il white-paper sulla gestione dei pazienti ai tempi del Covid.

bit.ly/ogna-gadget

Rely+On™, la linea di disinfettanti più efficaci e delicati

Rely+On™ è la linea di disinfettanti prodotta da Lanxess GmbH, multinazionale tedesca della chimica, sinonimo di **massima affidabilità**: disinfettanti di **assoluta efficacia** garantita da centinaia di test e **minimo impatto di rischio e sicurezza** per collaboratori e Clienti dello studio. La linea Rely+On™ comprende 3 prodotti:

1. Rely+On™ Virkon™ per la disinfezione di **superfici dure e indumenti**
2. Rely+On™ PeraSafe™ per la disinfezione di **dispositivi medici invasivi e non**
3. Virkosan™ per l'**igienizzazione delle mani**, ultimo nato in corso di registrazione in vari Paesi UE.

Rely+On™ Virkon™ è considerato tra i migliori disinfettanti di alto livello (disattiva il **99,999%** dei mi-

croorganismi con l'azione combinata di Ossigeno e Cloro) per **superfici, ambienti, oggetti, indumenti**, testato come nessun altro prodotto in **centinaia di ricerche scientifiche pubblicate sui principali database scientifici** internazionali su **oltre 500 ceppi tra virus, batteri Gram+ e Gram-, funghi**. Oggi è forse l'unico disinfettante ad essere stato **testato espressamente contro SARS-CoV-2**: in soli **60 secondi** è in grado di disattivare il virus responsabile di Covid-19, eliminandolo da qualsiasi superficie, **senza diffondere odori sgradevoli o vapori nocivi** e considerato **biodegradabile**. Rely+On™ PeraSafe™ è un **dispositivo medico** di classe IIb per ferri chirurgici e dispositivi medici invasivi (e non) termolabili, che a contatto con acqua **genera acido peracetico** sufficiente a **disattivare virus, batteri, micobatteri, funghi e spore**, senza rischi: in un comodo



flacone da 810 gr ci sono 50 litri di disinfettante **non irritante e non corrosivo**, grazie ad un sofisticato sistema di inibizione della corrosione e al pH neutro. Virkosan™ è un **gel igienizzante per le mani** a base di alcool oltre il 70% e adatto per pelli sensibili, grazie alla funzione emolliente dell'Aloe Vera.

I disinfettanti Rely+On™: la scelta più sicura per proteggere il tuo studio.

PER INFORMAZIONI

Doctor Williams – brand di Arco srl
Corso Sempione 81 - 20149 Milano
www.doctorwilliams.it

IM6

Attacchi Angolari Regolabili

Eccezionale funzionalità

FUTUROPRESENTE

Perfetto controllo statico e dinamico *brevetto Internazionale*

SDF

EASYLOCK

Equatore


IWEL

www.iwelsas.com



SCAN ME

REGOLAZIONE ANGOLARE



IWEL S.a.s.
Piazza Attias n. 37
57125 - Livorno
tel. 0586 - 892085
fax 0586 - 205501
E-Mail: iwel@iwelsas.com