


Fillers

Sondaggio su **180** responder


Pratica la chirurgia estetica nel suo studio?

Sì	58	32%
No	122	68%




In che percentuale utilizza i fillers?

1	110	61%
2	32	18%
3	23	13%
4	9	5%
5	6	3%



Utilizza fillers a riassorbimento

Totale	85	47%
Parziale	25	13%
Non utilizza fillers	70	39%



➤ FILLERS

						
Denominazione del prodotto	ALGENESS	REGENYAL IDEA LIPS	REGENYAL SUPER IDEA	YVOIRE CLASSIC S	YVOIRE CONTOUR	YVOIRE VOLUME S
Produttore	Ghimas spa	Regenyal Laboratories srl	Regenyal Laboratories srl	LG Life Sciences	LG Life Sciences	LG Life Sciences
Composizione	Agarosio e acido ialuronico	Acido ialuronico reticolato	Acido ialuronico reticolato	Acido ialuronico reticolato	Acido ialuronico reticolato	Acido ialuronico reticolato
Riassorbimento	Totale in 6-9 mesi	Totale in 6 mesi	Totale in 12 mesi	Totale in 6-8 mesi	Totale in 8-12 mesi	Totale in 6-8 mesi
Indicazioni	Incremento volumetrico del derma profondo, delle rughe nasolabiali, della regione zigomatica e mentoniera	Aumento volumetrico delle labbra, eversione naturale, correzione asimmetrie, miglioramento della forma	Aumento volumetrico zigomi e mento, correzione cedimenti cutanei profondi del viso	Rughe superficiali, labbra	Atrofia/ipoplasia zigomi-mento-fronte, rimodellamento volumi viso	Cicatrici depresse, solchi, rughe profonde, labbra
Origine e tipologia	Naturale da alghe	Fermentazione batterica	Fermentazione batterica	Batterica	Batterica	Batterica
Tassi di endotossine e proteine residui	Assenti	<0,25 eu/ml prot.=0	<0,25 eu/ml-prot.=0	<0,2 eu/ml	0,2 eu/ml	0,2 eu/ml
Osmolarità	•	300 m.osm	300 m.osm	319 m.osm/Kg	323 m.osm/Kg	311 m.osm/Kg
PH	6,5-7	6,8-7,4	6,8-7,4	7,2	7,1	7,1
Viscoelasticità	•	•	•	1983333 CP	5273333 CP	3956667 CP
Resa	•	•	•	•	A bolo	•
Diluizione	•	25 mg/ml	25 mg/ml	22 mg/ml	22 mg/ml	22 mg/ml
Durata	6-9 mesi	6 mesi	12 mesi	6-8 mesi	8-12 mesi	6-8 mesi
Tecnica di iniezione	Scollamento, lineare profonda	Lineare	Lineare e a boli (singolo o multipli)	Tutte	A bolo	Derma medio/profondo
Effetti indesiderati successivi al trattamento	Raramente fugace edema locale	Rossore	Rossore	0,8% edema	0,8% edema	0,8% edema
Infiltrazione dermica	Intra e sottodermica	Superficiale	Profonda	Superficiale	Profonda	Superficiale e profonda
Necessità di anestetico	No	No	No	No	No	No
Conservazione del prodotto	Temperatura ambiente	2-28 °C	2-28 °C	Max 25 °C	Max 25 °C	Max 25 °C
Data di immissione sul mercato italiano	2013	2010	2013	2014	2014	2014
Confezionamento	Siringa da 1,4 cc	1x1 ml	1x1 ml	1,1 ml	2,1 ml	1,2 ml
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 88,00	Euro 150,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 0735.757947 www.regenyal.eu	Tel. 0735.757947 www.regenyal.eu	Importatore e distributore DL Medica Tel. 02.762751 www.dlmedica.it	Importatore e distributore DL Medica Tel. 02.762751 www.dlmedica.it	Importatore e distributore DL Medica Tel. 02.762751 www.dlmedica.it

Anytime, Anywhere YVOIRE, Filler dermico di nuova generazione



La nuova linea filler Yvoire, creata e prodotta nei laboratori di ricerca di LG Life Sciences, rappresenta la nuova generazione dei filler dermici a base di acido ialuronico.

Yvoire è composto da HA cross-linked di origine non animale, prodotto mediante un processo di fermentazione microbica secondo un rigido protocollo. La particolare attenzione impiegata nei processi produttivi di YVOIRE e i severi controlli di qualità a cui vengono sottoposte le singole siringhe, assicurano l'immissione sul mercato di un Filler di altissima qualità in grado di soddisfare i più restrittivi canoni di sicurezza.

L'innovazione di Yvoire deriva dalla HESH Technology, processo mediante il quale si riesce ad ottenere la miscelazione e la stabilizzazione dell'acido ialuronico ad alta concentrazione e ad alto peso molecolare.

Attraverso l'impiego di questa tecnologia, Yvoire è in grado di offrire, in un unico prodotto, l'elasticità e il potere volumizzante del filler bifasico uniti alla fluidità e plasticità del filler monofasico.

La linea Yvoire si propone sul mercato europeo con tre formulazioni differenti:

- **Classic S**, indicato per impianti superficiali e medi
- **Volume S**, indicato per impianti medi e profondi
- **Contour**, indicato per impianti profondi e sovra-periostei.

Tutte le formulazioni di Yvoire si contraddistinguono per l'eccellente morbidezza in grado di sorprendere anche il medico più esigente.

L'iniettabilità del prodotto è agevolata dall'introduzione della siringa COC, dal design ergonomico e unico, studiata per consentire il massimo controllo e precisione.

L'utilizzo di aghi "Terumo thin Wall" a parete sottile, contribuisce a garantire un'omogenea erogazione di Yvoire anche nelle condizioni più difficili.

La gamma YVOIRE è completa e versatile, studiata per supportare e soddisfare il professionista nelle diverse tipologie di intervento.

La morbidezza, l'elevata integrazione tissutale ed i risultati sorprendentemente naturali, rendono Yvoire un filler assolutamente rivoluzionario.

PER INFORMAZIONI

Distributore esclusivo:

DL Medica spa

Via Pietro Calvi 2

20129 Milano

Tel. 02.762751

Fax 02.76275300

dlmedica@dlmedica.it


www.dlmedica.it

www.yvoire.it

3P IMPLAFAVOURITE
NEW DENTAL TECHNOLOGY

LA SEMPLICITÀ NELL'ECCELLENZA

CONO-IN



Connessione conometrica
con e senza vite passante =
platform switching e sigillo
batterico sempre
con un'unica
piattaforma protesica.



ACTIVE

3P ImplaFavourite S.r.l.

Via Martiri del XXI, 110 • 10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121.377004 • mobile +39 349 59 67 540

info@3p-impla.it • www.3p-impla.it