


Materiali digitali

Sondaggio su **240** responder


Per la realizzazione di protesi fisse (su dente naturale o su impianto) quali materiali richiedi prevalentemente al tuo laboratorio di fiducia?

Disilicato di litio	49	20 %
Vetroceramiche	15	6 %
Metallo-ceramiche	99	41 %
Composito/Ceramiche ibride	3	2 %
Altri materiali	74	31 %



Come gestisci la cementazione di materiali altamente traslucenti (es. composito, disilicato di litio) e la cementazione di materiali a bassa traslucenza (es. ossido di zirconio, metalloceramica)?

Utilizzo lo stesso cemento per tutti i materiali	53	22 %
Cemento composito adesivo per materiali più traslucenti e composito autoadesivo per gli altri	101	42 %
Prediligo i cementi vetro-ionomerici, ma utilizzo cementi compositi per restauri altamente estetici	86	36 %



DISCHI CAD/CAM	88 Vera	ArgenZ HT+	BEGO PMMA Splint E
Produttore	8853	Argen	BEGO GmbH & Co. KG
Fornitore dati	•	Nikodent	•
Materiali	Composito	Zirconia	PMMA
Composizione (%)	>78, PMMA 20, riempitivo inorganico >2 pigmenti inorganici	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ > 99 wt%	PMMA >90, altro <10
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	1,6 µg/mm ³	✖	✖
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	72	1.250	<20 (37°C)
Monomero residuo (%)	<1,0	✖	✖
Intervallo di fusione (°C)	✖	✖	✖
Allungamento (%)	✖	✖	✖
Durezza Vickers	196	✖	✖
CTE 25-500 °C	✖	10,3 µm/m·C°	✖
Densità	✖	≥ 6,08 g/cm ³	1,2 g/cm ³
Diametri disponibili (mm)	98	98 e 95	98
Macchinari per fresaggio compatibili	Tutti	Tutti	✖
Procedura di colorazione	Con stain specifici	✖	✖
Granulometria	✖	✖	✖
Prezzo di listino*	✖	Euro 130,80-201,00	✖
Info azienda	www.88dent.com	Tel. 02.3830 2985 www.argen.com www.nikodent.it	www.bego.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Ceramill Zolid Gen-X	Cercon HT	Cercon xt ml	CopraSupreme Hyperion
Amann Girrbach	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona	Whitepeaks Dental Solutions
•	•	•	Creatrade
Zirconia	Zirconia	Zirconia	Zirconia
ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ ≥ 99.0	Ossido di Ittrio 5, ossido di Affnio 3, ossido di Alluminio+ossido di Silicio 1	Ossido di Ittrio 9, ossido di Affnio 3, ossido di Alluminio+ossido di Silicio 1	ZrO ₂ : balance/Y ² O ² : 6,413-9,155, Al ² O ³ : 0,038- 0,062, Fe ² O ³ : 0,010-0,151, ER ³ O ³ : 0-0,626, CO ³ O ⁴ : 0-0,009, Altri ossidi: 0-0,020
✖	✖	✖	✖
✖	1.200	750	1.008-1.100
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
1.300	✖	✖	✖
10	✖	✖	10,5±0,5 x 106 /K
✖	✖	✖	6,046-6,33 g/cm ³
98,5-71	98-105	98	Tutti i sistemi aperti - Zirkonzahn
Tutti i fresatori Cad/Cam	Tutte le macchine che accettano dischi da 98 mm	Tutte le macchine che accettano dischi da 98 mm	Tutte le fresatrici
Infiltrazione o stain	16 colorazioni Vita + BL2 true color technology	16 colorazioni Vita + BL2 true color tehcnology	Si può variare il croma la tinta ed il valore del manufatto, sia con la tecnica di infiltrazione pre-sinteriz-zazione che colorazione superficiale post-sinterizzazione o le due tecniche integrate
✖	✖	✖	Polveri Tosoh (Japan), pressatura isostatica singola cialda
Euro 179,00 (16 mm)	✖	✖	✖
www.amanngirrbach.com	www.dentsplysirona.com/it-it	www.dentsplysirona.com/it-it	Tel. +49-281206458-0 www.white-peaks-dental.com Tel. 0775.515090 www.creatrade.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISCHI CAD/CAM	Grandio disc	IPS e.max ZirCAD Prime	Ivotion Dent, Ivotion Dent Multi
Produttore	VOCO	Ivoclar Vivadent	Ivoclar Vivadent
Fornitore dati	•	•	•
Materiali	Ceramica nano ibrido	Zirconia	Materiale DCL
Composizione (%)	100% composito con contenuto di riempitivo 86 % in peso	Zirconio 88-95,5, ittrio 4,5 - ≤7,0, afnio ≤5,0, alluminio ≤1,0, altri ossidi ≤1,5	Materiale a base di PMMA altamente reticolato
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	< 0,1 µg/mm³	Insolubile	≤ 7,5 µg/mm³
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	333/18,28	1.200 (Zona dentinale) 650 (Zona incisale)	≥ 80
Monomero residuo (%)	✖	✖	Non significativo
Intervallo di fusione (°C)	✖	✖	✖
Allungamento (%)	✖	✖	✖
Durezza Vickers	154,6	✖	✖
CTE 25-500 °C	✖	10,5 ± 0,5	✖
Densità	✖	✖	✖
Diametri disponibili (mm)	98,4	98,5 con spessori 16 - 20 - 25	98,5
Macchinari per fresaggio compatibili	VHF Impression, lmes icore CORiTEC, Carestream CS 3000, ZirkonZahn Unit M, Roland	Tutte le fresatrici in grado di accogliere dischi con diametro 98,5 (diametro universale)	Tutte le fresatrici in grado di accogliere dischi con diametro 98,5 (diametro universale)
Procedura di colorazione	Final Touch	IPS e.max ZirCAD LT, Colouring Liquid - IPS Ivocolor	✖
Granulometria	✖	✖	✖
Prezzo di listino*	Euro 398,00	✖	✖
Info azienda	Tel +49 4721 719-0 www.voco.dental	www.ivoclarvivadent.it	www.ivoclarvivadent.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributorici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

K2 Geo5 Multilayer	KeyMill™ Denture Base Disc	Magnum Solare	Mediloy M-Co
YETI Dentalprodukte GmbH	Keystone Industries U.S.A.	Mesa Italia	BEGO GmbH & Co. KG
•	•	•	•
Zirconia multilayer 5 strati	Acrylic per protesi totale	Cromo cobalto	Cobalto-Cromo
✖	Polimero acrilico	Co 66, Cr 27, -Mo 6, altri Si, Mn	Co 63,8, Cr 24,8, W 5,3, Mo 5,1, Si 1,0
✖	Basso assorbimento d'acqua	✖	✖
✖	51.8275 j/m	395	375
✖	Basso	✖	✖
✖	✖	1.470	✖
✖	✖	11	27
✖	High impact	255	290 HV
✖	✖	14,3	14,4
6,08 g/cm³	✖	8,4 g/cm³	8,6 g/cm³
98,5	98,4	✖	98
Tutti i fresatori che fresano dischi di diametro 98,5 mm	Tutte le macchine che accettano dischi da 98,4 mm	Imescore, VHF, DentalMachine, Roeders, Yena, WillemínMacodel, DMG, Roland	✖
Già colorati	Colori: original & light reddish pink	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Euro 129,00-175,00	Euro 57,00-63,00	✖	✖
Gianni Debiasi Tel. 335 60 20 882	Tel. 335 60 20 882 +49 7731 91 21 01	Tel. 030.6863251	www.bego.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISCHI CAD/CAM	Mediloy M-Ti4	Multifunctional 3D Pro	Np 7
Produttore	Bego GmbH & Co. KG	Aidite®	8853
Fornitore dati	•	8853	•
Materiali	Titanio	Zirconia	Cr-Co
Composizione (%)	Ti 100	ZrO ₂ 90-95, Y ₂ O ₃ 4-10, Al ₂ O ₃ <0,5	Co 61, Cr 21, W 8,5, Si 1,7, Altri<1,0
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	✖	≤2.000 µg/cm²	✖
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	125	1.050	845/190.000
Monomero residuo (%)	✖	✖	✖
Intervallo di fusione (°C)	1.668	✖	1.390-1.415
Allungamento (%)	✖	✖	10
Durezza Vickers	225	1.250	285
CTE 25-500 °C	9,1	✖	14,1
Densità	4,5 g/cm³	≥6 g/cm³	8,3
Diametri disponibili (mm)	98	98-95	98
Macchinari per fresaggio compatibili	✖	Tutti	Tutti
Procedura di colorazione	✖	Infiltrazione manuale o precolorato dall'azienda	✖
Granulometria	✖	Cubica	Fine
Prezzo di listino*	✖	✖	✖
Info azienda	www.bego.com	www.aidite.com www.88dent.com	www.88dent.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

approfondimento

focus prodotto

non fornito

SI

NO

PMMA ML	Priti multidisc multicolor Extra-Translucency 45%	PU poliuretano calcinabile	Sinergia Disk Tempo Multi
DeGuDent GmbH	Pritidenta GmbH	8853 S.p.A.	Nobil Metal spa
Dentsply Sirona	Zahnform Srl	8853	•
PMMA	Biossido di zirconio pre-sinterizzato	Poliuretano	PMMA
ca. 1,19 g/cm³ (20 °C)	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ + Al ₂ O ₃ >90	4,4 Methylene bis(phenilisocyanate)	PMMA 85, ceramica 15
✖	<40 µg/cm²	✖	<0.8 µg/mm³
> 80 mpa/>2,200	1.150-210	31	600-900
< 0,7%	✖	✖	<0,7
✖	✖	✖	✖
✖	✖	5	>2.200 Mpa
✖	1.250 HV	70	>135
✖	10x10 ⁻⁶ *K ⁻¹	✖	✖
✖	>6,035 g/cm³	1,05 g/cm³	✖
98	98,5-95	98	98,5 step 10 mm
Tutte le macchine che accettano dischi da 98 mm	Fresatori disponibili nel commercio per la fresatura di dischi in ZrO ₂ con diametro di 98,5 e 95 mm	Tutti	CORiTEC imes-icore, Amann Girrbach, Wieland, Zirkonzahn
16 colorazioni Vita	Procedura standard comune a tutte le altre Zirconia	✖	Stratificazione da cervicale a smalto
✖	✖	Fine	✖
✖	✖	✖	✖
www.dentsplysirona.com/it-it	Tel. +49 (0)711.320.656.0 www.pritidenta.com	www.88dent.com	Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISCHI CAD/CAM	Sinergia Disk Ti	Structur CAD Disc	Trilor
Produttore	Nobil Metal spa	VOCO	Bioloren srl
Fornitore dati	•	•	•
Materiali	Titanio Ti6Al4V-ELI	Composito	Fibra di vetro e resina
Composizione (%)	Ti 90, Al 6, V4, Altri < 0,4	Sostanze riempitive inorganiche con percentuale in massa pari a 27	Fibra di vetro 70, resina 30
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	✖	< 0,1 µg/mm³	✖
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	115.000 Gpa	180	540
Monomero residuo (%)	✖	✖	✖
Intervallo di fusione (°C)	1.605-1.660	✖	✖
Allungamento (%)	>8	✖	✖
Durezza Vickers	350 HV	✖	✖
CTE 25-500 °C	9,6	✖	✖
Densità	4,4 g/cm³	✖	1,8 g/cm³
Diametri disponibili (mm)	98,5	98,4	98,5-71-95
Macchinari per fresaggio compatibili	Tutti i CNC presenti sul mercato	VHF, imes-icore, Roland DG	Tutti
Procedura di colorazione	✖	Final Touch	✖
Granulometria	✖	✖	✖
Prezzo di listino*	✖	Euro 119,00	✖
Info azienda	Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it	Tel. +49 4721 719-0 www.voco.dental	Tel. 02.96703261 www.bioloren.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

White Peaks	Zircodent® Eos	Zirkonart Leonardo Performance	Zpro dischi di zirconia
White Peaks Dental	Orodent	Aurodent Srl Di Pecciarelli Simone	Zpro
Dewa	•	•	•
Zirconio, PMMA, CroCo	Zirconia	Zirconia	Zirconia
✖	ZrO ₂ 88-96; Y ₂ O ₃ 9.3; Al ₂ O ₃ 0.05; Hf ₂ O ₃ <1.8-2	Zirconia stabilizzata con ittrio	ZrO ₂ 94-95, Y ₂ O ₃ 4,5-5,5, Al ₂ O ₃ 0,2-0,3, altri ossidi meno di 0,5
✖	≤5	Insolubile	≤ 2.000 µg/cm²
✖	800-1.100	20 Gpa	1.200-600 > 200
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
✖	1.250	1.200	> 12 Gpa
✖	10,50 E ⁻⁶ /K	10,7	10 ⁻⁶ K ⁻¹
✖	6,045	6,05 g/cm²	≥ 6 g/cm³
98 e 95	98-95	98 e 95	98-95
Univ. 98 diam. + Zirkonzahn	Sistemi CAM aperti	Compatibili 98 e 95	Sistemi aperti, Zirkozahn System, AG System e Sirona
✖	Multigrade 4 sfumature	Infiltrazione	✖
✖	0,44 µm	✖	✖
✖	✖	Euro 162,00-300,00	Euro 81,00-264,00
Tel. 0471.052530	Tel. 045.6450635 r.a. www.oroindent.com	Tel. 057740454 zirkonart.com	Tel. 331.4330873 www.zpro.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

LUCIDATURA E GLASATURA	Enamelite	Gommini per lucidatura ceramiche integrali	IPS Ivocolor
Produttore	Keystone Industries	D+Z	Ivoclar Vivadent
Fornitore dati	•	Ravelli	•
Composizione (%)	✖	Matrice siliconica impregnata di grani di diamante	Vetro di alcalialumosilicati / solventi / pigmenti
Indicazioni	Per la glasatura di ceramica zirconia e disilicato di litio	Lucidatura di ponti e corone in ZrO ₂ e disilicato di litio	Pittura, rispettivamente caratterizzazione e glasura di materiali ceramici
Tempo di polimerizzazione (min)	Preasciugatura: da 3 a 5 minuti Tempo di Mantenimento: 1 minuto	✖	✖
Tempo di lavorabilità (min)	✖	✖	✖
N. di fasi di lavorazione	Applicare il getto spray da una distanza da 10 a 15 cm con brevi spruzzi, tutto attorno al restauro	2 passaggi	2
Ricambi	Bomboletta spray da 56 g	Confezioni da 2 pezzi	Essence, Shade Dentin, Shade Incisal e varie, oltre 37 masse
Compatibilità con apparecchi polimerizzatori	Forno per ceramica	✖	Forni da cottura ceramica
Colori disponibili	Fluorescente	Blu (1° passaggio) e Grigio (2° passaggio)	✖
Tonalità di colori disponibili	Fluorescente	✖	✖
Composizione kit	Bomboletta spray da 56 g + 1 puntale	✖	✖
Accessori	1 puntale	✖	✖
Conservazione	Da 0 °C a max 50 °C	✖	✖
Prezzo di listino*	Euro 68,30	✖	✖
Info azienda	Tel. 335 60 20 882 +49 7731 91 21 01	Tel. 02.3357261 www.ravellispa.it	www.ivoclarvivadent.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

MAC	Renfert Polish LiSi2	Zircontech Diamond	Zircontech Finish
Tressis Italia	Renfert GmbH	LASER TECH di Giorgio Lusuardi	LASER TECH di Giorgio Lusuardi
Aurodent	•	•	•
Ceramica	Pasta per lucidare con polvere di diamante	Pasta Diamantata con Mix di polveri di diamante a granulometria extra-fine	Pasta Diamantata con Mix di polveri di diamante a granulometria fine
Lucidatura e adesione alla zirconia	Lucidatura extraorale specifica di disilicato di litio con granulometria adatta	Post glasure (elimina l'effetto lacca) su ceramica, zirconia e disilicato di litio	Per lucidatura di altissimo livello di ceramica, zirconia e disilicato di litio
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
2	2	1	1
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
A/B/C/D + Neutro	✖	1 diamante naturale	1 grigio ghiaccio
A/B/C/D + Neutro	✖	1 diamante naturale	1 grigio ghiaccio
Mac 1-mac a/b/c/d-liner-pasta diamantata	✖	1 barattolo da 50 g	1 barattolo da 50 g
Liquido	✖	Spazzolini hp dakota: ø 190 mm e ø 220 mm	Nessuno
Tenere lontano da umidità	✖	Ambiente asciutto	Ambiente asciutto
Euro 498,00	✖	Euro 62,00	Euro 62,00
Tel. 0577270850 tressis.it zirkonart.com	Renfert GmbH www.renfert.com/int-it/	Tel. 02 92 400 40 Cell. 335 60 20 882 www.lasertechwire.it	Tel. 02 92 400 40 Cell. 335 60 20 882 www.lasertechwire.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

3DPro la nuova zirconia 88dent®

La zirconia **3D Pro** è una vera rivoluzione nell'ambito della realizzazione di corone, ponti e grandi riabilitazioni monolitiche. Il suo rendimento estetico supera di gran lunga le aspettative, dando la possibilità all'odontotecnico di finalizzare il suo lavoro in tutta tranquillità con protocolli semplici ed efficaci, senza dover ricorrere a complesse tecniche di infiltrazione e caratterizzazione superficiale.

3D Pro, rivoluzionaria zirconia stratificata Multicolor a saturazione decrescente del croma, è caratterizzata da un ottimo gradiente estetico. Grazie alla **scala colori 3D Pro** che potrete fornire al vostro odontoiatra, realizzata con la stessa zirconia che andrete a fresare, garantirete un'alta fedeltà del vostro manufatto rendendo il vostro cliente odontoiatra e il suo paziente sicuramente

soddisfatti del risultato estetico. Questo risultato lo potrete costantemente realizzare in maniera semplice grazie al **protocollo 3DPro**. 3DPro è composta

da una granulometria estremamente fine con un processo di produzione all'avanguardia con pressatura isostatica, presinterizzazione controllata e con tec-

nologie e protocolli riservati. 3DPro è caratterizzata da un'elevata resistenza alla flessione (1050 MPa) garantendo qualsiasi tipo di lavorazione.

Visita il nostro sito www.88dent.com per scoprire tutta la nostra gamma di prodotti o per ricevere maggiori informazioni scrivere a info@88dent.com.



+ PER INFORMAZIONI

8853

info@88dent.com

www.88dent.com

Catturiamo immagini senza lasciare impronte



Scopri come evitare i rischi e i pericoli nella scelta di uno scanner intraorale.

**CHIAMA ORA L' 800 134 359
E RICHIEDI GRATIS
IL REPORT CARTACEO
AL CUI INTERNO SCOPRIRAI:**

Il processo per lavorare più velocemente, offre più tempo da dedicare al paziente e tempo per la sanificazione della struttura

Come evitare gli errori inerenti all'impronta ottica che molte aziende produttrici non si premurano di comunicarti

Perché tutto questo ti consentirà di essere scelto con maggiore facilità dai pazienti che temono il contagio

Come ridurre del 50% i tempi del paziente alla poltrona grazie all'impronta ottica

In che modo sfruttare l'impronta ottica come strumento di comunicazione e differenziazione rispetto ai colleghi della sua zona

Molte altre cose potrai scoprirle all'interno del nostro Report