


Impianti zigomatici

Sondaggio su **340** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Qualità del prodotto e serietà aziendale	289	85 %
Fiducia nei confronti di chi le fa conoscere il prodotto, rappresentante, agente, distributore, collega	41	12 %
Prezzo	10	3 %



Utilizza impianti zigomatici nel suo studio?

Si	323	95 %
No	17	5 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it



BEAUTY PLUS

DISCHI DI ZIRCONIA ZPRO LINEA MULTILAYER

4D BEAUTY PLUS - Precolorata Sfumata e Stratificata
LA PRIMA ZIRCONIA al MONDO con il **57% DI TRANSLUCENZA**

ZPRO BEAUTY PLUS rivoluziona l'estetica dentale
efficienza dei restauri a livelli ancora più alti!
Translucenza da 43% zona cervicale a 57% zona incisale
900-600 Mpa

L'ideale della Bellezza a più dimensioni!

NOVITA' 2020





per i professionisti del settore dentale

Scopri tutte le Dimensioni della Bellezza!

www.zpro.it - +393314330873 - info@zpro.it



IMPIANTI ZIGOMATICI	BT Zygomax	⊕ Isomed Impianto Zigomatico	NobelZygoma
Produttore	Biotec srl	Isomed srl	Nobel Biocare AB
Connessione impianto-componenti protesiche	Interna regolare	Esagono interno	Esagono interno
Tipo indice riposizionamento moncone	⊗	⊗	Doppio esagono
Morfologia	Corpo cilindrico	Doppia spira con apice autofilettante	Cilindrica, filettatura nella porzione apicale, collo inclinato 45°
Indicazioni	Extrasinusale e non prevede la perforazione della membrana sinusale	Per atrofia mascellare	Riassorbimento estremo mascellare superiore, esiti maxillectomia
Diametri disponibili (mm)	3,75	4	4
Lunghezze disponibili (mm)	Da 35 a 60	35-40-45-50-55	30-32.5-35-37.5-40-42.5-45-47.5-50-52.5
Trattamento di superficie	SL Surface	Doppia acidificazione	TiUnite® (anodizzazione)
Abutment per soluzioni CAD/CAM	✓	✓	✓
Presenza pilastri multi unit	✓	✓	✓
Materiale	Titanio grado 4	Titanio ELI Ti6 Al-4V (grado 5)	Titanio c.p. grado 4
Angolazioni Multi-Unit disponibili	45 e 55	17-30-45	17
Altezze Multi-Unit disponibili (mm)	3,5	2-3-4	2-3-5
Vite di copertura inclusa	✗	✓	✓
Kit/Software per chirurgia guidata	✗	✗	✗/✓
Tecnica di inserimento	Extrasinusale	Extrasinusale, intrasinusale	Extrasinusale, intrasinusale
Connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Cresta alveolare	⊗	⊗
Certificazione FDA	✗	✗	✓
Info azienda	Tel. 0444.361251 www.btk.dental	Tel. 049.8629612 www.isomed.it	www.nobelbiocare.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo

Legenda: ⊕ approfondimento ⊕ focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

⊕ Zygomatic	Zygoplus
Noris Medical	IDC Implant & Dental Company
Esagono interno	Conica
Esagonale	Esagonale
Parte apicale conica e corpo cilindrico liscio	Presenta una parte macchinata con testa maggiorata Ø4.5 e un apice con trattamento SLA Ø3.5
Riabilitazione del mascellare atrofico, estesi deficit ossei mascellari esiti di resezioni post-oncologiche, traumi e difetti congeniti non adeguatamente trattati, senza ricorso a rigenerazione o innesti ossei	Estreme atrofie del mascellare superiore
4,2	3,5
Da 30 a 60 con incrementi di 2,5	35-37.5-40-42.5-45-47.5-50-52.5-55-57.5-60
Parte filettata trattata con tecnica RBM (12,5 mm) + collo macchinato	Apice SLA + corpo macchinato
✓	✓
✓	✓
Titanio Ti6Al4V	Titanio grado 5
Dritti, 17-30-45-52-60	Disponibili MUA 45 e 55
Da 1 a 5	4-6
✓	✗
✓	✓
Extrasinusale	Extrasinusale
1	1
Livello osseo sulla cresta mascellare	⊗
✓	✗
Tel. 06.64764651 www.norismedical.com/it	www.idcimplant.com

per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.



FATTI FURBO!

Per i tuoi annunci economici scegli infodent.it

Infodent.it è il più grande contenitore di annunci del dentale italiano sul web. Oltre 20.000 nuove inserzioni all'anno, ogni giorno annunci per chi cerca e offre lavoro, prodotti, attrezzature, attività e dalle aziende annunci di prodotti nuovi a prezzi vantaggiosi.

Inserisci ora il tuo annuncio!




infodent.it



Impianti Zygomatic & chirurgia guidata EZgoma®

Soluzioni d'eccellenza per il trattamento del mascellare atrofico

L'implantologia zgomatrica rappresenta un'opzione terapeutica sempre più diffusa e accettata a livello globale, grazie anche alle numerose pubblicazioni sul tema e all'elevato tasso di successo a lungo termine degli impianti inseriti. L'uso di impianti zgomatrici evita il ricorso a complesse procedure di rigenerazione ossea e permette di effettuare efficaci trattamenti a carico immediato su pazienti con estesi deficit ossei e atrofie mascellari. **Noris Medical**, leader mondiale per l'implantologia zgomatrica, ha sviluppato **Zygomatic**, l'innovativa fixture che rende semplici anche le riabilitazioni più complesse. L'impianto, in lega di titanio Ti6Al4V ELI, presenta un corpo liscio e macchinato trattato con **tecniche RBM** per ridurre l'adesione di agenti patogeni, e una parte lavorante con una spira incrementale che assicura un solido ancoraggio nell'osso zgomatrico e un elevato torque. La connessione esagonale interna di 2,42 mm si combina con vari componenti dedicati e Multi-Unit angolati fino a 60°. Disponibili in lunghezze da 30 a 60 mm, gli impianti Zygomatic vengono inseriti con un kit dedicato secondo la **tecniche extrasinusale**, che prevede un bypass del seno mascellare per evitare di danneggiare la membrana invadendo lo spazio respiratorio, e permette il posizionamento della connessione protesica sulla cresta



alveolare per una riabilitazione più agevole e corretta. Nel 2019, l'azienda ha inoltre lanciato **EZgoma®**, il primo sistema al mondo brevettato di **chirurgia guidata** per impianti zgomatrici e pterigoidei, che permette di pianificare attentamente l'intervento con il software **EZplan®** e realizzare poi dime in titanio dedicate partendo dalla CBCT del paziente. Le dime, della massima accuratezza e dal minimo ingombro operatorio, vengono fissate prima dell'atto chirurgico e rimosse solo al termine dello stesso, secondo un **approccio full guided**. **Noris Medical**, con queste innovazioni e protocolli all'avanguardia, uniti alle numerose attività didattiche svolte dalla sua **Academy**, vuole permettere a sempre più professionisti del dentale di avvicinarsi all'implantologia zgomatrica, garantendo ai pazienti trattamenti in piena sicurezza e dall'esito altamente predicibile.

➤ PER INFORMAZIONI

Noris Medical srl | Via Tuscolana 1120, Roma, 00174 | Tel. 06.64764651
italia@norismedical.com | www.norismedical.com

La tecnica implantare Isomed nelle grandi atrofie mascellari con l'utilizzo dell'impianto zgomatrico e pterigoideo



IMPIANTO NASALE

pianti Pterigoidei e due soli impianti Zgomatrici nei pilastri di resistenza del Mascellare è una procedura dall'esito predicibile e dà al chirurgo Implantare la possibilità di risoluzione con successo nelle atrofie Mascellari Estreme.

Si aggiunge a completamento della linea implantare da atrofie, l'impianto Nasale (vedi foto).
Dottor Roberto Conte
(Tutor Isomed)

Le atrofie del mascellare presentano un residuo osseo basale insufficiente per una chirurgia implantare convenzionale, la presenza delle cavità nasali e dei seni mascellari più pneumatizzati sono un limite anatomico;

necessita, dunque, una chirurgia preimplantare di innesti ossei per l'aumento delle dimensioni verticali ed orizzontali, per il conseguimento di una implanto-protesi predicibile nel tempo. La Tecnica Isomed indica l'uti-

lizzo dell'impianto Zgomatrico e Pterigoideo è per tutte quelle procedure fallimentari di innesto osseo e quando ci sono patologie sinusali limitanti la tecnica di innesto osseo endosinusali. Il posizionamento di due soli im-

➤ PER INFORMAZIONI

Isomed Implant Sistem
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it



Rely+On™ Virkon™

elimina Covid-19 in 1 minuto* (60 secondi)
dai tuoi DPI.

* testato su SARS-CoV-2 a giugno 2020

A spray o per immersione su:

- visiere
- tute in qualsiasi fibra
- calzature
- tutte le superfici dure (pavimenti, poltrona, reception)



Rely+On™PeraSafe™
per sterilizzare a freddo gli strumenti.
È DISPONIBILE!



www.doctorwilliams.it/coronavirus



IL FUTURO È QUI

ALLINEATORI DENTALI INVISIBILI

ESPANSIONE REALE? DA OGGI SI PUÒ...

Grazie al nostro kit expander!

Contattaci e lasciati trasportare dall'evoluzione...



www.smartevolution.it