


IMPIANTI DENTALI

Sondaggio su **285** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	11	4%
Qualità del prodotto e serietà aziendale	251	88%
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega	23	8%




Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	108	38%
Abbastanza	148	52%
Fondamentale	29	10%



La prima caratteristica che mi colpisce in un impianto dentale è:

Morfologia e connessione	199	70%
Trattamento di superficie	14	5%
Rapporto qualità prezzo	72	25%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

IMPIANTI DENTALI	3SF3 Vicky Grem	AB Dental Implant I55	Adin Touareg S, UNP, NP RP, WP
Produttore	Titanmed	AB Dental Devices	Adin Dental Implants Systems
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Conica	Conica	Troncoconica
Indicazioni	Tutte	Postestrattivo	Tutte, in particolare carico immediato e postestrattivo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-7.5-8.5-10-11.5-12-14	6-8-10-11.5-13-16	6.25-8-10-11.5-13-15-16-18
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.5-4-4.5-5-5.8	3-3.3-3.5-3.75-4.2-4.5-5-6	2.75-3-3.3-3.5-3.55-3.75-4.2-4.3-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5, calcinabile, cromo cobalto, PEEK	Titanio gr 5	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio lucido	Titanio	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, calcinabili, fresabili, provvisori, MUA, otk, base Co Cr, per saldatura	Titanio, calcinabili, PEEK	Ampia varietà, avvitata overdenture, multi unit
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Bone level	Iuxta crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	2
Kit e software per chirurgia guidata	✗	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✔	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna	Esagonale interna	Interna conica
Tipo di trattamento di superficie	Doppia mordenzatura acida	Trifosfato di calcio per sottrazione	SLA, Osseofix™
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 95,00	Euro 130,00	✗
Info azienda	Tel. 031.879344 www.vickygrem.com	www.odontoiatricarv5.com	Tel.089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✗ NO

Astra Tech Implant EV	Axis	Bicon Short e Ultra Short Implant	Bifasici connessione classica Multysystem
Dentsply Sirona	TAG Medical Products	Bicon LLC	Multysystem srl
Conica e cilindrica	Conica	Design a plateau con spalla convergente e connessione conometrica pura tra fixture e abutment	Conica
Tutte	In tutti i casi e procedure: convenzionale, ritardato, precoce, carico immediato, procedure con rigenerazione ossea, rialzo del seno	Tutte	Tradizionale, carico Immediato, poste-strattivo e rialzo del seno
6-8-9-11-13-15	6-8-10-11.5-13-16	5-6-8-11	5-6-7-8-9-10-11-11.5-13-15.5-13-15
3-3.6-4.2-4.8-5.4	3.3-3.75-4.2-5-6	3-3.5-4-4.5-5-6	3.2-3.7-4-4.2-4.5-4.7-5-5.2-5.5-5.7
Titanio commercialmente puro	Titanio grado 23 Ti6AL4V Eli	Ti6 AL4 V Eli grado 23	Titanio gr 4 e 5
Liscio macchinato in Titanio	Sabbiatura e doppia mordenzatura (SLA)	Ti6 AL4 V Eli grado 23	Titanio lucido 0,8 mm - acidificato in tipologie platform – switching
✔	✔	✔	✔
Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata e cementata.	Titanio 23 abutment, estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati – PEEK dritti e angolati per personalizzazioni	Universali, senza spalla, locator, brevis, monconi, protesi avvitata	Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit, temporary, premilled, t – base
Crestale	Bone level	Sub-crestale	Sub-crestale
✔	✔	✔	✔
2	1	Tutte su 360°	✖
✔	✔	✔	✔
✗	✗	✗	✗
Conica	Esagono interno	Conica pura	Esagono interno piatto su piatto
Titanio chimicamente modificata con una topografia nanometrica esclusiva	Sabbiatura e doppia mordenzatura	Sabbiatura e acidificazione	Acidificazione
6 coulisse (esagono)	Esagono interno	Nessuno	Esagono
✖	Euro 138,00	✖	Euro 95,00
Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	www.tag-med.com (Importatore: Italymed srl Tel. 331.3565647 www.italymed-tagdental.it)	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Biocoin	BT-Tite Active	CONELOG® Progressive Line
Produttore	Ident H.C. srl	BTLock International srl	Altatec GmbH
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Conicità variabile, spire incrementali	Conico-cilindrica	Cilindrico-conica
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità	Postestrattivo, creste stabili, carico immediato	Particolarmente adatto a situazioni cliniche che richiedono carico immediato e stabilità primaria elevata
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	7-9-11-13-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.6-4-4.5-5-6	3.3-3.75-4.5-5.5	3.3-3.8-4.3-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass	Ttanio grado 4 e 5	Titanio gr 4 e/o 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic-covering	Micro filettature crestali e parte finale del collare machine-cut	Superficie Promote® sabbiata e mor-denzata con acido
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera, calcinabile	Titanio, calcinabile, oro	Titanio dritti e angolati, Oro-resina personalizzabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sub-crestale	Crestale	Epicrestale o leggermente sottocrestale
Connessione tipo platform switching	✓	✗	✓
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	3-5	1	4
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✗	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interno ed esterna, cono MUA, cono-metrica	Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici	Conica 7.5° con indice di posizione e Platform Switching integrato
Tipo di trattamento di superficie	Sanded Large Grit + Double-Etched	Sabbiatura e doppia mordenzatura acida	Superficie Promote® sabbiata e mor-denzata con acido
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono o dodecagono	Trilobo	3 camme interne
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 120,00	Euro 142,00	✗
Info azienda	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 0444.492609 www.btlock.com	Tel. 800.063.040 www.biohorizonscamlog.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✓ SI ✗ NO

DIO Implant System UF II	Duravit 3P	Esthetic Line Implant	EvolutionConic EC2
DIO Corporation	B. & B. Dental	C-tech implant	Allmed
Troncoconica	Conico-cilindrica	3 differenti tipi di filettatura, apice arrotondato ma aggressivo	Conica a spira intermedia
Tutte	Adatto a tutti i tipi di osso, ideale per osso d1, d2	Postestrattivo e carico immediato	Tutte, in particolare con osso di scarsa qualità (morbido)
7-8.5-10-11.5-13-15-16-18	6.5-8-10-12-14	7-8-9-11-13-15	8-10-12-14-16
3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.5-4-4.5-5	3.5-4.3-5.1-6-7	3.25-3.75-4.25-5
Titanio	Titanio gr 4	Titanio grado 4 e 5	Titanio gr 5, lega aurea, PEEK, calcinabili
Macchinato	Doppia acidificazione	Nessuno	Titanio
✓	✓	✓	✓
Titanio, calcinabile	PEEK, titanio, plexiglass, mua, ti link, ball	Titanio, PEEK	Tutte per protesi fissa ed overdenture
Sub-crestale, bone level	Sub-crestale o crestale	Sub-crestale	Crestale e sub-crestale
✓	✓	✓	✓
2	6	2	2
✓	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✓
Conica	Esagonale conica (cono morse con estrattore)	Interna conometrica cono-morse	Conica con esagono interno e vite passante
HSA	Doppia acidificazione, decontaminazio-ne argon	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura con doppia acidificazione
Esagono	Esagono	Esagono interno	Esagono
✗	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 139,00
Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	www.bebdental.it	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant.com/it	Tel. 039.481123 www.allmed.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Exa	Gold Evolution	Hexential
Produttore	Physioplant srl	Titanium Component sas	Biaggini srl
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Conica	Conica	Conicità variabile, spira larga
Indicazioni	Postestrattivo, carico immediato, trans mucoso	Carico immediato, mascellare superiore e inferiore	Postestrattivo, carico immediato, scarsa qualità ossea, tutti i tipi di osso
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 7 a 20	7-8-10-12-14	8-10-11.5-13
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.4-4-4.7	3.5-3.8-4.2-4.8-5.3	3.3-3.5-4.2-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5 eli	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio lucidato	Macchinato	Levigato di 0,5 mm e bone switch
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Monconi in titanio dritti e inclinati, t-base	Dritti, angolati, provvisori, ucla, mua	Diritti, angolati, MUA, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sommerso	Sub-crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✘	✔	✘
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono e torque esterno	Conica con esagono a vite, unica per tutti i diametri	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiato, decontaminato e acidificato	Doppia sabbiatura e mordenzatura acida	Sabbiatura a grana grossa e mordenzatura acida
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono, conico, torque	Esagono	Esagono profondo 2,45 mm, pareti coniche
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 139,00	Euro 61,00	✘
Info azienda	Tel. 030.2586547 www.physioplant.it	Tel. 024140 www.titaniumcomponent.com	Tel. 02.38103089 www.odontes.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✘ NO

Impianto a vite sommersa tipo TPA	Implassic FTP	Infinity	ISY+
A-Z Implant srl	Dental Tech	Igimax	Biotec srl
Conica con spira conica	Root form	Cilindrica-conica	Conica
Tutte, in particolare osso spongioso	Tutte le implantari	Postestrattivo, carico immediato e differito	Carico immediato, per osso di scarsa qualità o rigenerato
7-8.5-10-11.5-13-14.5-16-18-20-22	8-10-11.5-13-16	6-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-12-14-16
4-4.8-6	3.75-4.25-4.75	3.3-3.8-4.2-4.6-5.2	3.3-3.7-4.0-4.8-6
Titanio gr 4	Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 4
Macchinato	Macchinato	Titanio trattato	Full-treated in titanio
✔	✔	✔	✔
Non rotanti, MUA, t-base, cromo-cobalto, per overdenture	Tutte	Tutte le tecniche	Titanio, cromo/cobalto, oro
Crestale e sovra crestale	Bone level e sub-crestale	Crestale	Sub crestale
✔	✔	✔	✔
2	1	1	1
✔	✔	✔	✔
✘	✔	✘	✘
Esagono interno	Conometrica con indice di posizione esagonale e vite passante	Esagono interno	Conica dodecagonale
Sabbiatura e mordenzatura acida	Sabbiatura e mordenzatura	Sabbiatura e mordenzatura, decontaminazione, reattore plasma	Doppia acidificazione
Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Da euro 48,50 a 54,70	Euro 129,00	✘	Euro 149,00
Tel. 051.453760 www.azimplant.com	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com	Tel. 011.4546197 www.igimax.com	Tel. 0444.361251 www.btk.dental

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	ITS Italy	JDEvolution Plus+	Kontakt
Produttore	Esemme Components	JDentalCare srl	Biotech Dental Groupe Upperside
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Cilindrica. conica, anatomica root-form	Conico con connessione a esagono interno con bisello interno	Cilindro conica
Indicazioni	Dove consentito da volumetria ossea	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 7 a 15	6-8-10-11.5-13-15-18	6-8-10-12-14-16-20-22-24
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	2.5-2.9-3.5-4-4.5-5-5.5	3.7-4.3- 5.0- 6.0	3-3.6-4.2-4.8-5.4
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Fino alla porzione più coronale	Titanio, anodizzazione	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, ucla, protesi conometrica, com-ponentistica per carico immediato	Dritti con spalla e senza spalla, inclinati, provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Titanio, Co Cr, PEEK
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sub-crestale	Bone level	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	✖	2	6
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica interna, esterna, monofasico	Conica con esagono interno Screw-Vent®	Interna conometrica cono morse
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e doppia acidificazione	SLA	Sabbatura e doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Cono libero e sistema indicizzato	Esagono	Trilobo su esalobo, sistema six Three System
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 154,50	✖	Euro 165,00
Info azienda	www.itsitaly.it/it/	Tel. 059.454255 www.jdentalcare.com	Tel. 089.9712629 www.biotech-dental.it www.biotech-dental.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Multysystem TC (Tapered Connection)	Neoss ProActive	One-Stage	Osstem TS
Multysystem srl	Neoss LTD	Bone System srl	Osstem Implant
Conica	Conica e cilindrica	Conica	Conica
Tradizionale, carico Immediato, poste-strattivo e rialzo del seno	Tutte (approvato FDA per il carico immediato)	Tecnica chirurgica transmucosa, carico immediato	Tutte
7-8.5-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15-17	8.2-10-12-13.5	Da 6 a 18
3.2-3.7-4.2-4.5-4.7-5.2-5.5	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6	4.1	Da 3.2 a 7
Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio	Titanio gr 4
Titanio lucido macchinato	Bassa ruvidità	Specifico transmucoso in Nitruro di Titanio	Titanio
✔	✔	✔	✔
Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit, temporary, premilled, t – base	Titanio, oro, zirconio, PEEK, cocr, calcinabili, per protesi avvitata, pilastri a pallina, pilastri equator, cad/cam	Monconi da 0° a 25° avvitati cementati, premilled, link	Titanio, Zr
Sub-crestale, bone level	Crestale e sub-crestale	Bone level, tissue level	Sub-crestale
✔	✔	✔	✔
2	1	2	2
✔	✔	✔	✔
✖	✔	✔	✖
Cono morse, esagono interno, filetto	Interna ibrida NeoLoc	Interna, Friction Locking	Conica
Acidificazione SLA (RAF)	Sabbatura, mordenzatura, elettrowet-ting, doppia ruvidità	Procedura Ecotek sabbata e termo-acidificata	Sabbatura e acidificazione
Esagono Interno con connessione conometrica	Esagono	Esagono	Esagono
Euro 100,00	✖	Euro 140,00	Euro 215,00
Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 02.929521 www.neoss.com/it	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	en.osstem.com (Dati forniti da Micerium Tel. 0185.7887860 www.micerium.it)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Oxy Implant FIXO - FIXO Mini	Paradigma®	PHI EVO TPS GOLD
Produttore	Biomec srl	Axelmed	Kristal srl
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Conica in zona apicale	Conica	Cilindrico conica
Indicazioni	One-Piece con moncone integrato per carico immediato	Universale	Postestrattivo con carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15-17	7-9-11-13-15	5.3-8-10-13
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3-3.5-4-4.5	3.4-3.8-4.3-5	3.5-4-4.5-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio puro gr 4 alta resistenza	Titanio gr 4 Klein GmbH	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato anodizzato rosa	Superficie liscia corticale	Titanio rivestito TiN
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Temporary, calcinabile, cuffie incollaggio, oxy loc, moncone antirotatorio	Titanio, PMMA	Titanio, PEEK, calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	One-Piece extramucoso	Bone level	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✗	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✗	✗
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✗	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	One-Piece con Multi-Unit Abutment integrato, filetto M1.8	Interna esagonale Zimmer	Conometrica 6°
Tipo di trattamento di superficie	Superficie AMS, doppia mordenzatura acida, plasma d'argon a freddo	SAP (Sabbatura-Tripla Acidificazione-Plasma Argon)	Sabbatura + Titanium Plasma Spray (TPS) + TiN
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Rotatorio ed antirotatorio	Esagono	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	✖	Euro 75,60 con vite di chiusura e cappetta di guarigione	✖
Info azienda	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 02.98282694 www.myaxelmed.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✗ NO

Prama	Primer SR/Short/Easy Tapping	Proshape	RESISTA Implantology
Sweden & Martina	Edierre Implant System spa	Prodent Italia Srl	Ing. C. A. Issoglio & C.
Cilindrica, conica	Cilindrica, porzione apicale conica	Corpo conico – Spire cilindriche	Conica, cilindrica, active
Carico immediato, situazioni post-estrattive, protocolli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato, split crest, postestrattivo ecc)	Tutte	Tutte
6-8.5-10-11.5-13-15	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18-23	7-8.5-10-11.5-13-15	6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20-22-25
3.3-3.80-4.25-5	3.3-4.2-4.5-4.8-5	3.8-4.2-4.6-5.0-5.5	2.7-3-3.4-3.8-4-4.2-4.6-5-6-8
Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
UTM (Ultrathin Threaded Microsurface): superficie con microrigatura regolare, anodizzata	Macchinato	Trattamento superficiale totale (Integral) e parziale (Hybrid)	Titanio macchinato spazzolato
✔	✔	✔	✔
Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, P.A.D., T-Connect, Dynamic Abutment, Locator abutment, attacchi sferici, prote-si conometrica, abutment conico	Dritti, angolati, per barra, per protesi avvitata dritti e d angolati, calcinabili, fresabili e provvisori, link e premilled per digitale	Diritti, angolati, per barre, tipo MUA, attacchi per overdenture e cad cam	Titanio, zirconia, calcinabili, PEEK, cromo cobalto
Intramucoso	Crestale	Sub-crestale	Crestale, sub-crestale
✔	✔	✔	✔
1	2	1	7
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
Collex: esagono interno e collarino esterno	Interna a camme, cilindro centrale, giunto bisellato	Cono, esagono cilindro	Interna, esterna, conica, conometrica, piatto-su-piatto, trilobata interna
ZirTi (sabbatura e mordenzatura)	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma	Doppia mordenzatura acida	Doppia acidificazione
Esagono	Camme adeguate a punto di repere, variante (connessione ruotata di 45°)	Esagono	Esagono, trilobato
✖	Euro 160,00	✖	Euro 129,00
Tel. 049.9124300 www.prama.sweden-martina.com	Tel. 010.8994230 www.edierre.net	www.prodentitalia.eu	Tel. 0323.828004 www.resista.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Rex PiezoImplant TL1.8	RTeasy Implants	Shard
Produttore	Rex Implants	Jet Implant	Mech & Human
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Cuneiforme	Conica e cilindrica, punta conica	Root Form con porzione coronale convergente
Indicazioni	Creste sottili e per ottenere una corretta emergenza protesica	A giudizio del clinico	Postestrattivo con carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	9-11-13-15	10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	✖	3.65-4 cilindr. 4.65 conico	3.4-3.8-4.3-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Lega di titanio Ti6Al4VELI di grado 23	Titanio gr 5	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio macchinato	Liscio	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✖	✔
Tipologie di abutment disponibili	Per protesi avvitata e cementata, dritti e angolati, rotanti e non per protesizzazioni digitali	MUA h. 1-2 -3 -4	Pilastri dritti e angolati, calcinabili, MUA dritti e angolati, MH Link per protesi CAD/CAM, attacchi sferici
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Tissue level	Crestale	Bone level
Connessione tipo platform switching	✖	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✖	✖
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono esterno – piattaforma 4.1 mm	Interna parzialmente conica	Conica con esagono interno di riposizionamento protesico
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura con idrossiapatite e acidificazione	Sabbatura SLA	Doppia acidificazione DAE (Double Acid Etching)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	✖	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 0185.35361 www.mectron.it	rteasy.com	www.mech-human.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Simply	Smart Implant System	Stone Aries, Tiger, B1ONE	STR BL Tecom Implantology™
Isomed	Biologitech srl	IDI Evolution	Titanmed Srl
Conico-cilindrica	Conica	Flat to flat/connessione conometrica brevettata	Cilindrica
Tutte	Adatto a qualsiasi densità ossea con carico immediato o differito	Tutte	Carico tardivo, precoce e immediato, limitazioni anatomiche, osso scarsa qualità
8.5-10-11.5-13-14-15	6-8-10-12-14	Da 4.5 a 17	8-10-12-14
3.5-4-4.5-5	3-3.8-4.5-5.2	2.7-3.2-3.5-3.7-3.8-4-4.2-5-5.3-5.5-6	3.3 nc – 4.1 rc– 4.8 rc
Titanio gr 4 e 5	Titanio grado 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
Lucidato a specchio	Collarino non trattato per 0,5mm	Microfilettatura sincrona, Soft tissue stabilizer	Titanio trattato superficialmente
✔	✔	✔	✔
Titanio, dritti, angolati con spalla multi sfera, calcinabile	Gamma completa di abutment	Titanio, PEEK, zirconia personalizzata	In titanio: provvisori, dritti, inclinati
Sommerso	Crestale	luxtacrestale, intracoronale	luxtacrestale
✔	✔	✔	✔
1	1	✖	2
✔	✔	✔	✖
✔	✔	✔	✖
Interna	Esagono interno Safe-Connect®	Cilindro-esagonale, connessione esterna intracoronale	Interna conica con 4 scanalature (crossfit®)
Acidificazione e decontaminazione plasma freddo	Doppio attacco acido OssPrime® Plus	Biacidificazione, sabbatura e biacidificazione	Sabbatura e acidificazione
Esagono	Esagono	Cilindro esagonale, tipo torx cono morse, conica	4 scanalature
✖	✖	Euro 120,00	Euro 96,00
Tel.049.8629612 www.isomed.it	Tel.02.55300456 www.biologitech.it	Tel. 039.6908176 www.idievolution.it	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Tiologic Twin fit	Tiradix SLA Implant	Tuff
Produttore	Dentaurum	Tiradix srl	Noris Medical
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Conica	Cilindrica, conica	Conica, bifasica
Indicazioni	Postestrattivo	Tutte le indicazioni chirurgiche	Adatto per ogni tipo di osso, soprattutto per il carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-15	5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17	6-8-10-11.5-13-16-18-20-22-25
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75	3.3-3.75-4.2-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanio	Ti-6Al-4V ELI (Grado 23)
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio macchinato	Lucidato a specchio per 0.8 mm	Titanio trattato RBM (disponibile versione con collo in titanio macchinato)
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio	Tutte	Titanio, calcinabili, PEEK, MUA, Ti-Base
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Sommerso	Bone level
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✖
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica/platform	Cono + esagono interno	Esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura acidificata	Doppia acidificazione	RBM (superficie sabbiata riassorbibile). Disponibile versione con collo macchinato
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Pentagono	Esagono	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 156,00	✖	✖
Info azienda	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it	Tel. 06.64764651 www.norismedical.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Unicca	UniQo	Universe 2.9	VEGA + / ContacTi®
BTI Biotechnology Institute	F.M.D. srl	IML SA	Soadco S.L.
Conica cilindrica	Cilindrica e conica	Conica	Conica autofilettante
Tutte	Impianto semplice, chirurgia avanzata, postestrattivo, radici convergenti, grande rialzo di seno	Posizione estetica, cresta ossea sottile, osso d1-d3, spazio limitato tra i denti anteriori	Tutte, ideale per siti post-estrattivi
4.5-5.5-6.5-7.5-8.5-10-11.5-13-15	Da 6 a 16	8-10-11.5-13-15-18	8-10-12-14
2.5-3-3.3-3.5-3.75-4-4.25-4.5-5-5.5-6-6.25	Da 3 a 6	2.9	3.1-3.6-4.1-4.6
Impianto titaniom monconi titanio, PEEK, ti golden, calcinabili	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5, cr/co, PEEK	Titanio gr 4
Titanio con rugosità attenuata	Ossidazione anodica (collare del moncone)	Titanio macchinato lucido	Superficie ContacTi®
✔	✔	✔	✔
Monconi titanio, PEEK, ti golden, calcinabili	Dritti, angolati, calcinabili, a sfera, PEEK, Multi Unit Abutment, ti-base.	Titanio: provvisori, dritti, inclinati, slim, shift, tbase, mua dritti. Provvisori PEEK. Sovrafusione cr/co	Dritti, angolati, base oro, cr-co, provvisori PEEK/titanio, per protesi cementata e avvitata, Ti-base
luxtacrestale e sovracrestale	Sommerso	Sub-crestale	Crestale e Sub-crestale
✔	✔	✔	✔
6	1	1	6
✖	✔	✔	✔
✖	✔	✖	✔
Interna - esterna piatto su piatto	Interna conico-esagonale e vite passante	Interna conometrica	Conica con esagono interno
Acidificazione con unione chimica Ioni di calcio	S.A.S. Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e acidificazione	Superficie bioattiva ContacTi®
Tetralobo, esalobo e esagono	Esagono	Doppio esagono sfalsato, esagono nel moncone	Esagono
Euro 190,00-210,00	Euro 119,00	✖	✖
Tel. 02.70605067 www.bti-biotechnologyinstitute.com/it/	Tel. 06.61521415 www.fmd-dental.com	Tel. 0341.363504 www.iml-ch.com	Tel. 0444.751152 www.klockner.es/en - www.klockner-italia.it/cms/ http://contacti.info/

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Vertical Neck	Way Mix	Zibone
Produttore	Biotype Implant System-Dei Italia	Geass Srl	Coho Biomedical Technology
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Morfologia	Troncoconica	Conica con microfiletto	Zr-I Standard monoblocco con corpo cilindrico e apice conico
Indicazioni	Carico differito, postestrattivo, carico immediato	Zone estetiche, carico immediato, chirurgia avanzata	Implantologia a carico immediato o differita
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	Da 6 a 18	6.5-8-9-10-11-12-13-15	8-10-11.5-13-14.5
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3-3.3-3.7-4.1-4.8	3.4-3.8-4.5	3.6-4-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio biomedicale	Zirconia (Y-TZP)
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Argon	Titanio	Macchinato e sabbato
Presenza di abutment per soluzioni CAD/CAM	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili, calcinabile base CrCo	Oltre 15 tipi, in più altezze	Zirconia (Y-TZP)
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Linguo/palatale	Crestale o sub-crestale	Transmucoso
Connessione tipo platform switching	✗	✓	✗
Numero connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	1	✗
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✗
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✓	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esterna con preabutment, a pareti convergenti, protesizzabile	Conica interna a base esagonale	Monoblocco
Tipo di trattamento di superficie	SLA sandblasted, large-grit, acid etched	Synthegra: trattamento laser brevettato	Sabbatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono e quadrato	Esagono	✗
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 160,00-200,00	✗	Euro 390,00 (iva incl.)
Info azienda	www.biotypeimplantsystem.com	Tel. 0432.669191 www.geass.it	Importatore/distributore Sanafarma MED srl Tel. 085.7932204 www.zirconiamedical.eu

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✓ SI ✗ NO

IsoGuide, al di sopra di ogni confronto

La novità del 2021 è il perfezionamento di un kit chirurgico che permetterà anche l'inserimento dell'Impianto Pterigoideo con la tecnica software assistita




Fig. 1-3. Impianto pterigoideo in guidata con il sistema IsoGuide di ISOMED

Il sistema IsoGuide rappresenta ancora oggi un riferimento assoluto per qualità e affidabilità in Chirurgia Software Assistita. Il Clinico utilizzatore, una volta compresi i vantaggi pratici, difficilmente si affida ad altre tecniche. I punti di forza sono:

1. Impiego di un "Evobite" come primo controllo per la valutazione dell'affidabilità degli esami TC prima di procedere alla pianificazione con il Software.
2. L'impiego di guide radiologiche per una pianificazione implanto-protesica eccellente.
3. Scansione laser di positivi e negativi di altissima precisione con Optimet DSI6000.
4. Impiego di una stampante 3D per la realizzazione di modelli di alta qualità, con l'utilizzo di materiali e metodi esclusivi ISOMED.

Lo sviluppo continuo della tecnica con il Team di ricerca ISOMED, ha permesso di mettere a disposizione tutto il necessario per il Clinico utilizzatore ISOMED: Kit chirurgico, componenti meccaniche e componenti protesiche. A tutto questo oggi si affianca anche il nuovo kit per Sinus-Lift realizzato con la collaborazione del Prof. Dott. Ferdinando Cosci, ideatore della tecnica. Dal Gennaio 2018 sono stati avviati i primi centri autorizzati IsoGuide che sono collocati strategicamente al Nord al Centro e al Sud, iniziativa che dimostra come la tecnica IsoGuide sia facilmente fruibile a tutti, per mezzo di un accurato sistema di controlli e le conseguenti autorizzazioni rilasciate dall'azienda ISOMED al momento della fabbricazione della guida chirurgica. La stessa risulterà sempre perfettamente congrua e resistente, evitando così al Clinico di incorrere in spiacevoli imprevisti.

La cultura del servizio ISOMED ben si sposa con la tecnica IsoGuide che è proposta dall'azienda come una prestazione d'eccellenza. Tra i molti vantaggi organizzativi e merceologici è anche assicurata un'assistenza al progetto qualificata e puntuale, oltre a potersi avvalere di tutor clinici di alto livello consultabili a richiesta.

➕ **PER INFORMAZIONI**
Isomed srl
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it

Prova il nostro nuovo pennello Kolinsky
Ergonomia, design, leggerezza... in una sola parola:

iBrush

3S Dental di Lasaracina Maria - C.da Sisto 52/A - 72014 Cisternino (BR) email: info@3sdental.it - ordini@3sdental.it Tel: 080 3847621

Importazione diretta dalle fabbriche e vendita senza intermediari con **prezzi imbattibili!**

PRODOTTI DI QUALITÀ PER ODONTOTECNICI

Visualizza il catalogo su **www.3sdental.it**

Spedizioni in tutta Italia