


Impianti Dentali

Sondaggio su **230** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	18	8%
Qualità del prodotto e serietà aziendale	195	85%
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega, ecc.	17	7%




La prima caratteristica che mi colpisce di un impianto dentale è:

Morfologia e connessione	122	53%
Trattamento di superficie	28	12%
Rapporto prezzo/qualità	80	35%



Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	180	78%
Molto	40	17%
Fondamentale	10	5%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it



Le nuove linee implantari ad esagono interno



- 3 superfici: Classic, TDE e Simple
- 2 nuovi diametri
- prelievo e inserimento semplificato
- nuovo packaging
- componenti protesiche intercambiabili con 3 diversi profili e codifica colore:
 - Narrow (bronzo)
 - Regular (giallo)
 - Wide (verde)



KRISTAL
IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

Kristal S.r.l. via Fratelli Rosselli, 64 - 20090 Trezzano S/Naviglio (MI) Tel. 02 4453401 - Fax 02 48408305
info@kristalsrl.net - www.kristalsrl.net

> IMPIANTI DENTALI

					Ⓟ	Ⓟ	
Denominazione del prodotto	2P	3IT3/OSSEOTITE	ABIDING FIXTURE	ADIN TOUAREG S-NP WP-RP	AESTHY TOCKSYSTEM	BICON	BIFASICO MULTYSYSTEM®
Produttore	Bone System	Biomet 3i	Snucone	Adin Dental Implants Systems	Tocksystem di Tock G.R.	Bicon Dental Implants LLC	Multysystem Srl
Morfologia	Troncoconico a morfologia differenziata 2 principi	Conico e cilindrico	Cilindrico-conico	Troncoconico	Cilindrico o conico trilobato a monoposizione	Design a plateau e connessione conometrica pura	Conico
Indicazioni	Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso	Tutte	Postestrattivo, differito e immediato per osso di alta, media e bassa densità	Postestrattivo, carico immediato	Settoriale estetico e masticatorio, postestrattivo, tardivo	Tutte	Tradizionale, carico immediato, postestrattivo e rialzo del seno
Lunghezze disponibili (mm)	8.2-10-12-13.5	5-6-7-8.5-10-11.5-13-15-18	7-8-10-12-14	6.25-8-10-11.5-13-16-18	10-12-14 -16-18	5-5.7-6-8-11	6-7-8-9-10-11-11.5-13-15-17
Diametri disponibili (mm)	3.5-4.1-5	3.25-3.45-4-5-6	3.5-3.8-4-4.3-4.8-5.3-5.8-6.3	3-3.3-3.5-3.75-4.2-4.3-5-6	3.8 o 4	3.5-4-4.5-5-6	3.2-3.7-4.2-4-4.5-4.7-5-5.2-5.5-6-6.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio gr 5 (ISO5832-3)+TiN	Titanio 6Al4V	Titanio gr 4 e 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 e nitruro di titanio abutment	Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 5	Titanio gr 5 (ISO5832-3)+TiN o calcinabili	Titanio gr 5	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Collari e monconi in nitruro di titanio	Titanio	Titanio lucido	Lucido	TiN+polibrilliant	Titanio gr 5	Lucido 0,8 mm, acidificato in tipologie platform-switching
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Diritti e angolati a 15-25	Titanio, oro, PEEK	Cementati, witati e overdenture, CAD-CAM	Angolati, zirconio, protesi avvitata, overdenture, calcinabile	Titanio gr 5+TiN e calcinabili	Tutte	Titanio, calcinabili, base oro, multi-unit
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sottocrestale	Crestale, sopracrestale, sottocrestale	Sottocrestale	luxta	In osso espanso: para-cresta linguale o palatale	Sottocrestale	Sottocrestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si

Filettatura autoflettante	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	Esagono più press-fitting	3	2, conica e esagono	2	Monoposizione interna a zero errori	Infinite	
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	No	Si	No	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Press-fitting, Friction Loking, esagono interno Easy on four	Esagono esterno, connessione interna Certain	Conica ed esagonale interna	Interna conico esagonale/Flat	Monoposizione interna trilobata	Conometrica pura	Esagono interno piatto su piatto
Tipo di trattamento di superficie	Ecotek	Blasting+ mordenzatura+ DCD	SLA	SLA, Osseofix	Sabbiatura+TiN	Acidificazione e sabbiatura, gli "Integra CP" hanno anche idrossiapatite	Acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono e dodecagono	Esagono	Esagono	Monoposizione interna a zero errori	Nessuno, cono morse	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si	No	No	No	Si	No
Confezionamento e sterilizzazione	Blister a doppia fiala, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio confezionamento sterile	Doppia confezione sterile	Vetro, sterilizzazione a raggi gamma	Impianto + chiave di posizionamento e vite tappo sigillati in 2 buste LDPE, rinchiusi in contenitore rigido esterno PVC trasparente insieme l'istruzioni d'uso ed etichetta, sterile ai raggi gamma	Tripla confezione sterile	Supporto a culla inserito in flacone con chiusura ermetica in materiale plastico
Prezzo di listino*	Non fornito	Da euro 129,00 a euro 219,00	Euro 138,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 95,00
Info azienda	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	Tel. 0444.913410 www.biome13i.com/ www.biome13i.com/	Tel. 081.5745885 snucone-italia.com	Tel. 089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com	Tel. 031.280301 www.tocksystm.it	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	BIOCOIN	BIOMED GHI	BNX EVO	BT-TITE ACTIVE	CONO-IN	CORE, K-CORE, PLUS, K-PLUS, CORE V2, K-CORE V2	DFC		
Produttore	I.Dent srl	IHDE Dental Ag	Ghimas spa	BTLock International srl	3P Implants	Bio Implant srl	Ceam Implantologic sas		
Morfologia	Conicità variabile, spire incrementali	Conico	Conico	Cilindrico e conico	Conico a spire progressive	Cilindrico e conico	Cilindrico		
Indicazioni	Carico immediato, postestrativo, osso di alta, media e bassa densità	Tutte le situazioni cliniche	Tutti i casi di edentulia	Carico immediato, postestrativo, su mascellare superiore con osso debole	Tutte le situazioni cliniche	Carico immediato, postestrativo	Tutti i casi in cui la stabilità primaria è fondamentale, postestrativo		
Lunghezze disponibili (mm)	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	6-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15.5	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	Da 6 a 18	8.5-10-12-13-15	10-12-14-16-18-20		
Diametri disponibili (mm)	3.6-4-4.5-5-6	2.9-3.3-3.7-4.5-5.5 short implant	3.5-4-5	3.3-3.75-4.5-5.5	3.8-4.5-5.2-6.2	2.9-3.25-3.5-3.75-3.8-4-4.2-4.5-4.6-4.7-5-5.2-5.3-5.5-6	4-5-6		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5, lega aurea, plexiglass	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 monconi	Titanio gr 4	Titanio gr 4 impianto		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado fine ad uso medicale	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 abutment	Titanio	Titanio gr 2 e 5	•	Titanio gr 4	Titanio gr 2 e 5 abutment		
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Parte liscia + Ossidazione Bio-mimetic-covering	Microspire con trattamento S.A.O.	Titanio	Titanio	Anodizzazione rosa	•	•		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, con spalla, multi	Titanio, UCLA titanio cromo cobalto, MUA	Titanio, calcinabile	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Titanio, PEEK	Titanio, PEEK, calcinabili, base oro	Titanio gr 2 e 5, PMMA		
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Sommerso	Crestale	Crestale	Crestale o sottocrestale	Sotto-sopra crestale	Sottocrestale		
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si	Si	No		

Filettatura autofilettante	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3-5	Esagonale	12	1, triangolare	Esagono	6	Quadrato, ottagonone, avvvitamento		
Kit e software per chirurgia guidata	•	No	Si	Si	Si	No	No		
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	No	No	No	Si	Si		
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno ed esterno	Interna, conica con e senza vite passante	Conica interna	Interna trilobata su tre livelli	Interna conometrica	Esagonale interna ed esterna	Quadro + filettatura interni		
Tipo di trattamento di superficie	Double-Etched con nanoparticelle Ca P++	Sabbatura, acidificazione, osmoactive	Sabbatura e doppia acidificazione	Sabbatura e doppia mordenzatura	Biotech ad acidi progressivi	Doppia acidificazione ed ASD	Acidificazione		
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono o dodecagono	•	Doppio esagono	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Esagono	Esagono	Quadro e ottagonone		
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Certificazione FDA	•	No	No	Si	No	No	No		
Confezionamento e sterilizzazione	Sterile doppio, provetta in cristallo borosilicato	Ampolla e blister, sterilizzazione a raggi gamma	Doppia ampolla e blister sterili, con vite tappo	Doppia confezione: una esterna in petg termoisigliata in alluminio e livek, una interna in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio blister	Flacone sterile contenuto in blister sterile, sterilizzazione a raggi gamma	Doppia ampolla vetro + mount + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw, sterilizzazione a raggi beta		
Prezzo di listino*	Euro 120,00	Non fornito	Non fornito	Euro 155,00	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00 (non sterile) 85,00 (sterile)		
Info azienda	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	www.biomedimplant.com	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	www.btlook.com	Tel. 0121.377004 www.3p-impla.it	Tel. 02.36529225 www.kristalsrl.com	Tel. 02.311575 www.ceamimplantologic.it		

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	DIO IMPLANT SYSTEM UF II	DURAVIT 3P	DURAVIT EV	EASY GRIP MONOBLOCK	EASY GRIP SCREW	EASYDIP		EASYFOR IMPLANTS	
Produttore	Dio Corporation	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl	T.F.I. System srl	T.F.I. System srl	Overmed		Easyfor Medical Device	
Morfologia	Troncoconico	Conico con spira a triplo filetto	Cilindro conico con spira a doppio filetto	Cilindrico	Cilindrico, conico, anatomico	Troncoconico		Cilindrico, conico, D3-D4 per soft Bone zigoma fixture e monofasci-short-implant	
Indicazioni	Tutte	Carico immediato e differito, chirurgia rigenerativa e guidata, tutte le qualità ossee	Carico immediato, postestrativo, ideale in osso spugnoso, sottoprepazione sito implantare	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Tutti i tipi di riabilitazione		Tutte	
Lunghezze disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-12-14	6-8-10-12-14	8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	6.5-8-10-11.5-13-15		6-7-8-18	
Diametri disponibili (mm)	3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5	3-3.5-4-4.5-5	4-4.50-5	3.75-4.5-5	3.3-3.75-4.5-5	3.5-4-4.75-5.25		2.35/6-7/3.5 4-4.5-5-5.5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio		Titanio gr 4 Fixture, titanio gr 5 abutment	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 moncone	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 moncone	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 moncone		Ti6AL-4V	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Macchinato impianto	Titanio liscio lucidato	Titanio liscio lucidato	Colorazione anodica	Colorazione anodica	Titanio		Titanio gr 5 platform switching	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, UCLA, zirconio	Ti, calcinabile, PEEK, multiscan, base oro, base cerec, MUA, Flat	Ti, calcinabile, PEEK, multiscan, base oro, base cerec, MUA, Flat	Preformati, overenture mobile e avvitata, CAD-CAM	Preformati, calcinabili, overenture, all-on-screw, CAD-CAM, customizzato	Diritti, angolati, MUA, calcinabili, fresabili, attacchi a sfera, all-on-four		Ponte, dente singolo, fresabile angolato, bull	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sottocrestale e bone level	Crestale e sottocrestale	Crestale e sottocrestale	Crestale e sottocrestale	Crestale, sottocrestale e transmucoso	Crestale		Crestale	
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Si	

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/ geometrie dell'ingaggio	1	2	1	1 esagono interno	1 esagono interno con angoli smussati	Ottagono	1	
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica	Cono morse + esagono interno	Cono morse + esagono interno	Esagono interno senza vite (connessione morbida)	Esagono interno in friction-fit con vite passante	Conica ottagonale interna	Conica con antirrotazione esagonale	
Tipo di trattamento di superficie	HSA	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione	Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbiatura e mordenzatura	Sabbiatura con doppia acidificazione	
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Ottagono	Esagono	
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Certificazione FDA	Si	No	No	No	No	No	•	
Confezionamento e sterilizzazione	Sterile 5 anni	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione a raggi gamma	All-in-one (impianto, vite di chiusura, pilastro in titanio e calcinabile, vite di connessione). Ossido di etilene	All-in-one (impianto, vite di chiusura, pilastro in titanio e calcinabile, vite di connessione). Ossido di etilene	Ampolla e blister, sterilizzazione a raggi beta	Doppia ampolla in blister sigillato con carta medicale, sterilizzazione a raggi gamma	
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 130,00	Euro 130,00	Euro 109,00	Euro 109,00	Euro 140,00	Euro 120,00	
Info azienda	Tel. 02.9189783 www.dioimplantitalia.it	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 331.4553235 www.easyfor.it	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI

	EASYNECK	EL-ESTHETIC LINE	EVOLUTION2000 MC	EXACTA	GTB	HEXCEL IHC	I.T.S. [®] IMPLANT TECHNOLOGY SYSTEM	IMPIANTI DENTALI SLA
Denominazione del prodotto	Overmed	C-Tech Implant srl	Allmed	Biaggini Medical Devices srl	Plan 1 Health srl	Plan 1 Health srl	Essemme Components srl	Tiradix srl
Produttore	Troncoconico	Cilindro conico con spirale doppia filetto	Corpo conico a spirale larga	Conico	Conico filettatura cilindrica	Cilindrico-conico	Cilindrico, conico, troncoconico, anatomico a conicità inversa	Cilindrico, conico
Indicazioni	Tutti i tipi di riabilitazione	Carico immediato, postestrattivo, ideale in osso spugnoso, sottopreparazione sito implantare	Tutte, postestrattivo, carico immediato e con osso di scarsa qualità (morbido)	Postestrattivo, rigenerative, carico immediato, chirurgia guidata	Postestrattivo, volumi ossei ridotti, mini rialzo di seno, carico immediato, tutte le qualità ossee	Postestrattivo, carico immediato, tutte le qualità ossee	Tutte	Qualsiasi tipo di osso e postestrattivo
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15	8-10-12-14-16	7-9-11-13-15	6-7.5-9-10.5-12	8.5-10-11.5-13-15	Da 5 a 15	8-10-11-12-13-14-16-17
Diametri disponibili (mm)	3.5-4-4.75-5.25	3.8-4.3-5.1	3.25-3.75-4.25-5	3.3-3.75-4-4.35-4.7-5.4	3.3-3.6-4.3-4.4-5.1-6	3.5-4-4.5-5.5	2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5.3-5.5	3.3-3.75-4-4.5-5-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Ti gr 4 impianto e Ti gr 5 monconi, lega aurea, PEEK, calcinabili	Titanio gr 4/5, calcinabile, oro da sopra fusione	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 5 ELI	Titanio	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4 impianto, titano gr 5 moncone	Titanio gr 4 impianto, titano gr 5 moncone	Abutment in Ti gr 5, lega aurea, PEEK, calcinabili, titano gr 4 impianto	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 im-pianto, titano gr 5 abutment
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettiva	Titanio	Collo con microfiletto e spalla inclinata acidificati	Ti e TIN "gold"	Elettrolucidatura	Titanio microstriato (macchinato)	Titanio microstria-to (macchinato)	Sì	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, MUA, calcinabili, fresabili, attacchi a sfera, all-on-four	Titanio, calcinabile, PEEK, multifcan, base oro, base cerec, MUA, Oball, Equator	Tutte per protesi fissa ed overdenture	Titanio gr 4/5, calcinabile, oro da sopra fusione	Anatomici, CAD-CAM, MUA, fresabile, equator, One Time Abutment	Titanio, zirconia, PEEK, calcinabili, base oro, equator, MUA, CAD-CAM	Titanio, PEEK, estetici base oro, estetici base cromocobalto, calcinabili, semi-fondibili, preangola-ti, coni diretti e angolari, zirconoio, basette prefornate, basette semifondibili in cromo cobalto	Titanio, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Sottocrastale	Crestale o ransmucofo	Transmucofo, crestale, sottocrastale	Juxta crestale o sottocrastale	Juxta-crestale	Crestale, sottocrastale, sovracrestale	Sommerso

Connessione tipo plat- form switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/ geometrie dell'ingaggio	Ottagono	1	6	Esagonale	1 interna	1	4	1, cono-esagono interno	
Kit e software per chirurgia guidata	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica ottagonale interna	Cono morse-esagono interno	Interna	Conica interna con esagono	Conica a 11° con vite di fissaggio	Interna con sigillo conico	Interna ed esterna e ad accoppiamento conico/conometrico	Interna	
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mor- denzatura	Acidificazione	Processo di ossi- dazione controllato, superficie bioattiva	Sabbatura e mordenzatura, calciofosfato	Osseogrip sab- biatura mediante particelle di HA biomedicale	Osseogrip sab- biatura mediante particelle di HA biomedicale	Sabbatura, mor- denzatura, doppia acidificazione	SLA ottenuta con sabbatura a grana grossa e successiva mordenzatura con passaggi in diversi acidi	
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Ottagono	Esagono	Esagono	Esagono	Ottagono	Esagono	Esagonale e rotante	Esagono	
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Certificazione FDA	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla e blister, sterilizzazione a raggi beta	Tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione a raggi gamma	Triplo sterile con ampolla di vetro	Doppio blister	Decontaminazione finale con plasma freddo d'argon, sterilizzazione a raggi beta, doppia barriera di sterilità garantita per 5 anni	Decontaminazione finale con plasma freddo d'argon, sterilizzazione a raggi BETA, doppia barriera di sterilità, sterilità garantita per 5 anni	Blister + ampolla in vetro, cilindro in plastica con bussola di protezione in titanio	Fiala di vetro termo- saldata, sterilizza- zione a raggi beta	
Prezzo di listino*	Euro 140,00	Euro 130,00	Euro 120,00 139,00	Da euro 70,00/115,00 /160,00	Non fornito	Euro 130,00	Euro 149,50	Non fornito	
Info azienda	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant. com	Tel. 039.481123 www.allimed.it	Tel. 0187.509772 www.biaggiomedical. com	Tel. 043.3468376 www.p1h.it Dati forniti da Sympla Tel. 0376.265711 www.sympla.it	Tel. 0433.468376 www.p1h.it	Tel. 049.8642417 www.itsitaly.it	Tel. 0396612705 www.tradix.it	

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Legenda: approfondimento focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI										
Denominazione del prodotto	IMPIANTO A VITE SOMMERSA TIPO Q	IMPIANTO DENTALE I.D.I. EVOLUTION	INDEX BLOSSOM	INTERACTIVE™	ISY BY CAMLOG	JDEVOLUTION E JDEVOLUTION S	K1 CONICAL CONNECTION	KONO-S		
Produttore	A-Z Implant srl	I.D.I. Evolution srl	Intra-Lock International	Implant Direct	Altatech GmbH	JDentalCare srl	Oxy Implant	Isomed srl		
Morfologia	Vite conica autofilettante a doppio principio	Cilindro, conico macromorfologie dedicate alle differenti qualità ossee	Conico, troncoconico	Conico	A vite, conico	Conico	Conico auto-maschiante	Conico sommerso		
Indicazioni	Tutte le indicazioni per impianti a vite	Tutte	Tutte, postestrattivo, osso D3 e D4 e tecnica split crest	Universale	Tutte	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca	Tutte	Postestrattivo		
Lunghezze disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-14.5-16	Da 6 a 17	6-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-16	9-11-13	6-8-10-11.5-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-14.5		
Diametri disponibili (mm)	4-4.5-5-5.5	3.5-3.7-3.75-4-4.3-5-5.3-6	3.4-3.75-4-4.3-4.75-5-6	3.2-3.7-4-3-5	3.8-4-4-5	3.2-3.7-4-3-5-6	3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5	3.5-4-4.5-5		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio gr 4	Titanio	Titanio gr 5	Titanio	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 materiale compositiva protesica	Titanio gr 4 alta resistenza	Titanio		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4	Titanio gr 5, calcinabile, zirconia, personalizzati (CAD-CAM)	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 4 ASTM F67 impianto, Ti6Al4V ELI ASTM F136 abutment	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 materiale compositiva protesica	Titanio gr 5 moncone, vite di chiusura rivestita Black Diamond	Titanio gr 5		
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Titanio lucido	Microfilettatura sulla parte corticale. Microfilettatura sincrona	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Sabbiaio e mordenzato	Doppia acidificazione	Ossido di titanio anodizzato	Titanio		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	sl	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Titanio grado 4; avvitabili, antirrotazione, conici, conici angolati, per o-ring, per provvisori armati	Titanio, PEEK	Dritto, angolato, overdenture e flat	Titanio, zirconia, calcinabile base oro, calcinabile plastica	Base in titanio CAD/CAM, universale, Locator. Soluzioni customizzate mediante Centri di Fresaggio specializzati	Dritti con spalla e senza spalla, anatomici, inclinati, provvisori, calcinabili, cromo-cobalto, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Titanio, calcinabile, cromo cobalto, lega aurea	Titanio		
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestali o sottocrestali	Juxta crestale	Crestale e sottocrestale	Tutte	Epicrestale	Bone level	Sottocrestale	Bone level		

Legenda:

- approfondimento
- focus prodotto

▶ IMPIANTI DENTALI									
									
Denominazione del prodotto	LIGHT	LINEA SHARP	MONOFASICO ALV	NEOSS IMPLANT SYSTEM	NSI MAXIFIX	PHYSIOPLANT IMPIANTO BIFASICO	PHYSIOPLANT IMPIANTO MONOFASICO	PRAMA PRAMA RF	
Produttore	NSI srl	Impladent srl	Cami-Pedrazzini srl	Neoss ltd	NSI srl	Physioplant	Physioplant	Sweden & Martina spa	
Morfologia	Conico	Conico autofilettante doppio passo	Conico	Conico e cilindrico	Conico	•	•	Cilindrico e conico con collo transmucoso a geometria iperbolica	
Indicazioni	Inserimento con una sola fresa per sommerso, postestrativo, transmucoso e carico immediato	Tutte in particolare osso D4 e postestrativo	Tutti i casi in cui la stabilità primaria è fondamentale, postestrativo	Tutte (approvato FDA per il cario immediato)	Inserimento con una sola fresa per postestrativo, transmucoso e carico immediato	Implantologia sommersa e chirurgia rigenerativa	Postestrativo, carico immediato, transmucoso	Carico immediato, postestrativo, protocelli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare, necessità di aumentare volumi e spessori dei tessuti molli	
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-12-14	8-10-12-14	4-5-6-8-10-11.5-13-15-18-21	7-9-11-13-15-17	8-10-12-14	Da 8.5 a 15	Da 7 a 20	8.5-10-11.5-13-15	
Diametri disponibili (mm)	3.8-4.2-4.8	3.3-3.8-4.3-4.8-5.5	3.3-4-5-6	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5	4-4.5-5.5	3.3-3.75-4-5	3.4-3.75-4-4.7	3.8-4.25-5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 abutment	Titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio	Titanio gr 4 monoblocco	Titanio	Titanio	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Abutment integrato	Titanio puro gr 4	Titanio gr 4 monoblocco	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 moncone	Titanio gr 4	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 abutment	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Microfilettato sabbiato e mordenzato	Titanio	•	Trattamento a bassa ruvidità	Collare cervicale lucido	Titanio lucidato	Titanio lucidato	Titanio Macchinato	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	No	Si	Si	•	•	No	
Tipologie di abutment disponibili	Diritto, angolato, calcinabile, sovra fusione, pallina, MUA (brevettato)	Titanio, PEEK, PMMA	Diritti, inclinati, smussati con Chamfer	Titanio, oro, zirconio, PEEK	Monoblocco	•	•	Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, intermedi con connessioni flat	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Sottocrestale	Transmucoso	Sommerso e non sommerso	Spira-superficie trattata bone level	Sommerso	A filo o sommerso	Transmucoso	

* I prezzi si intendono al netto di IVA

legenda:  approfondimento  focus prodotto

> IMPIANTI DENTALI

								
Denominazione del prodotto	PRI	PRIMA CONNEX	PRIME SM	PRIMER S.R./ SHORT/EASY TAPPING	SELF-THREAD	SFP - SURFACE FIXTURE PLURIFUNCTION TOCKSYSTEM	STARFLY 0.2	TAPERED PLUS
Produttore	Futura Implant System	Keystone Dental	Prodent Italia srl	Edierre Implant System spa	HI-TEC Implants LTD	Tocksystem di Tock G.R.	Titanmed srl	BioHorizons
Morfologia	Cilindrico con apice conico	Conico e cilindrico	"Root-Form" cilindrico-conico	Cilindrico, porzione apicale leggermente conica	Cilindrico-conico autofilettante	Cilindro alato simmetrico o asimmetrico	Conico, collarino cilindrico	Troncoconico
Indicazioni	Adatto a diverse situazioni cliniche	Tutte	Implantologia di base, avanzata, postestrativo, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato/ split-crest/postestrativi, ecc.)	Tutte	Settore masticatorio 14°-17°/24°-27°, 34°-37°/44°-47°	Postestrativo, carico immediato con elettro-saldatura	Postestrativo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-11-13-15	8-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15	8-10-16	6-8.5-10-11.5-13-15	7.5-9-10.5-12-15
Diametri disponibili (mm)	3.5-4-4.5-5	3.3/3.5-4/4.1-5	3.3-3.8-4.2-4.6-5.1-5.9	3.3-4.2-4.5-4.8-5	3.3-3.75-4.2-5-6	3.5	3.5-4-4.5-5-6	3-3.8-4.6-5.8
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 impianto	Lega di titanio, titanio	Titanio gr 4 Impianti, titanio gr 5 protesica	Titanio gr 4 impiantato, titanio di gr 5 monconi	Titanio	Titanio gr 5 (ISO5832-3)+ TiN	Titanio medicale provenienza USA	Titanio gr 5
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 5 moncone	Titanio gr 5	Titanio gr 4 Impianti, titanio gr 5 protesica	Titanio impiantato, titanio, plexiglass abutment	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 abutment	Titanio gr 5 (ISO5832-3)+ TiN o calcinabili	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 moncone	Ti6AL-4V
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettiva	Titanio gr 4	Titanio macchinato	2 versioni: micro filettato trattato, senza micro filetto e lucido	Titanio macchinato	Titanio macchinato	TiN+ polibrilliant	Titanio (collarino lucidato)	Laser-Lok®
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Titanio gr 5 e calcinabili	Titanio/acrilico, titanio	Preformati, sovrafondibili, estetici, iocatore+linea per carico immediato avvitato	Dritti, angolati, per barra, per protesi avvitata, calcinabili, fresabili, provvisori	Titanio, oro, zirconia, PEEK, calcinabili	Calici titanio gr 5+ TiN e/o calcinabili	Dritto, incl., calcinabile, MUA CAM	Titanio, base oro, PEEK MUA, locatore, calcinabile, CAD-CAM
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Crestale	Crestale o sottocrestale	Crestale	Sommerso	In osso espanso: paracrestal linguale o palatale	Bone level + platform switching	Crestale e transmucoso

Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Filettatura autofilettante	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	Ti lobe	3	3 e 4 camme	2	Fiat to Fiat o monoposizione interna	1	3
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	No	No	No	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno	Conica + Ti lobe	Cilindro-esagono-cilindro connessione interna	Interna a camme, cilindro centrale, giunto bisellato	2 piattaforme esagono interno	Fiat to Fiat o monoposizione interna	Esagono interno	Conica /esagonale interna + Spira-Lok
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura	Arcitexture macro micro	2 versioni: MPS Micro Profile Surface® (Double Acid-Etched), macchinati	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma (impianto)	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura+ TiN	SL titanmed, comparabile SLA™	Resorbable Blast Texturing (RBT)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Conica + Ti lobe	Esagono	Camme adeguate al punto di repere, variante (connessione ruotata di 45°)	Esagono	Posizione a zero errori	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si	No	No	Si	No	No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Triplice confezionamento a raggi gamma	Fiala sigillata con coperchio Tyvek®, sterilizzazione a raggi gamma	Ampolla + blister sterili	Doppio vetro+blister	Doppio in ampolla sterile, sterilizzazione a raggi gamma	Impianto connesso al perno di martellamento e chiave di posizionamento e vite tappo sigillati in 2 buste LDPE, in contenitore rigido PVC trasparente+ l'istruzioni d'uso ed etichetta, sterile ai raggi gamma	Con port. sosp. su tappino, sterilizzazione a raggi beta	Doppia confezione sterile
Prezzo di listino*	Euro 105,00	Non fornito	Non fornito	Euro 160,00	Euro 118,00	Non fornito	Euro 85,00	Non fornito
Info azienda	www.futuraimplantsystem.it	Tel. 045.8230294	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu	Tel. 010.8994230/231 www.edierre.net	Tel. 02.38103089 www.odontes.it www.amici-dinnsbruck.it	Tel. 031.280301 www.tocksystm.it	Tel. 0341.363504 www.titanmed.it www.tecomimplantology.com	www.biohorizons.com (importatore e distributore Class Implant srl Tel. 06.877900 www.classimplant.com)

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

➤ IMPIANTI DENTALI									
Denominazione del prodotto	TIOLOGIC® ST	TIXOS	TS IMPLANT SYSTEM	TUFF	UNIQO	WAY MILANO	ZITAN	ZT	
Produttore	Dentaurum Implants GmbH	Leader Italia srl	Osstem Implant	Noris Medical	F.M.D. srl	Geass srl	Ziveco Group srl	Biologitech Srl	
Morfologia	Cilindro-conico	Cilindrico	Conico, cilindrico, wide	Conico, bifasico	Cilindrico, conico	Conico con micro-filetto	Conico e cilindrico	Conico	
Indicazioni	Tutte	Tutte	Postestrativo, osso D1-D2-D3-D4, rigenerativa split crest pterigoidei	Adatto a tutti i tipi di osso, carico immediato	Chirurgia avanzata, grande rialzo, mini rialzo, postestrativo ecc.	Zone estetiche, carico immediato, chirurgia avanzata	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno mascellare	Tutte	
Lunghezze disponibili (mm)	7-9-11-13-15	Da 8 a 16	6-7-8,5-10-11,5-13-15	6-8-10-11,5-13-16-18-20-22-25	6-8-10-12-14-16	8-9-10-11-12-13-15	8-10-11,5-13-15	10-12-14	
Diametri disponibili (mm)	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	Da 3.3 a 5.5	3.5-4-4.5-5-6-7	3.3-3.75-4.2-5-6	3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5	3.4-3.8-4.5-5.5	3.3-3.8-4.25-5-6	3.8-4.5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio Ti64 Laser-made	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio gr 4	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio gr 4 e 5 (Ti6AL-4V)	•	Titanio gr 4 impianto, titanio gr 5 abutment	Ti6Al4V ELI, titanio gr 5	Titanio	Titanio	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5	
Trattamento del collare dell'abutment per integrazione connettivo	Lucidato	Collo dell'impianto trattato	Nitruro di titanio	Titanio macchinato	Ossidazione anodica	Titanio	Titanio macchinato	Titanio, titanio rivestito TIN	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, ZrO ₂ , lega preziosa, plastica	Titanio, calcinabili, tecapeak, zirconia	Titanio, ucla oro, cromo cobalto	Titanio, calcinabile, PEEK, zirconio, MUA, UCLA	Dritti, angolati, calcinabili, ecc.	Oltre 15 tipi, in più altezze	Anatomici, fresabili, calcinabili, calcinabili base titanio, MUA	Titanio, zirconio, sovrafusione	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Sommerso	Crestale e sottocrestale	Bone level	Sommerso	Crestale	Crestale	Crestale e transmucoso	
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

Filettatura autofilettante	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	2	1	1	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna a doppio cilindro, sistema antirotazione Penta-Stop®	Esagono interno e esterno	Conica 11°	Esagono interno	Doppio cono, esagono e vite passante, unica per tutti i diametri	Conica interna a base esagonale	Esagono interno con vite	Safe-connect® ad esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura	Nessuno impianto ottenuto tramite tecnica DLMF: Direct Laser Metal Forming	Sabbatura e acidificazione	RBM e SLA	Sabbatura e acidificazione	Synthegra strutturata al laser	Sabbatura e acidificazione, decontaminazione al plasma freddo Argon	OssPrime® Plus (doppia acidificazione)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	A 5 lobi	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	Si	No	Si	•	No
Confezionamento e sterilizzazione	Blister+capsule, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio sterile impianto + mount-transfer + cover screw oppure conf. no-mount	Blister con fiala in plexiglass sterile scadenza 8 anni	Doppio blister sterile con il packaging unico per ogni tipo di impianto, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio sterile	Blister sterile + dispositivo no touch in titanio	Con porta impianto in doppia fiala in PMMA + pellicola termosaldata, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio, sterilizzazione a raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 195,00	Euro 98,00	Euro 99,00	Euro 172,00	Non fornito	Euro 129,00
Info azienda	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it www.dentaurum.de	Tel. 02.618651 www.leaderitalia.it	Dati forniti da Micerium Tel. 0185.7887865 www.osstem.it	Tel. 06.64764651 www.norismedical.com	Tel. 06.61521415 www.fmd-dental.com	Tel. 0432.669191 www.geass.it	Tel. 02.25714337 www.ziveco.com	Tel. 02.55300456 www.biologitech.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

Adin Dental Implants Systems premiata come migliore Exporter del settore medico

Storica Azienda Israeliana nella produzione di impianti dentali, premiata da Shimon Peres come migliore Exporter del settore medico. Essa vanta una rete di distribuzione in gran parte del mondo, avendo certificazioni internazionali tra cui FDA. In Italia l'importatore e distributore unico ed esclusivo, autorizzato dal Ministero della Salute, è la Dental Pr Adin, con sede in Baronissi (SA).

Il Sistema ADIN, risulta essere molto interessante grazie alle sue FIXTURE, con particolare riferimento al "TOUAREG".

Il sistema infatti soddisfa le attuali esigenze di carico immediato e postestrattivo, grazie alla peculiare spira e disegno geometrico, che dopo il posizionamento gli donano una importante stabilità.

L'impianto è prodotto in TIT°5, superficie SLA/Osseofix, connessione interna conico esagonale standardizzata, oppure

Close Fit, con una maggiore lunghezza ed angolazione del cono, in piattaforma NP RP WP. Relativamente all'osteointegrazione, è stato completato uno studio indipendente alla New York University, dove la

ADIN è risultata eccellente, al pari di marchi più noti.

Anche un test di carico, sempre alla New York University pone Adin ai massimi livelli. Oltre all'impianto, secondo i Professionisti, anche la

componente protesica rende il sistema molto valido. Infatti vanta soluzioni protesiche varie, utili per qualsiasi esigenza riabilitativa, a partire dalla protesi cementata che include monconi in zirconia ed estetici, proseguendo con l'avvitata, grazie al sistema TMA oppure FLAT, fino all'O-verdenture, rendendo l'utilizzo del calcinabile una ipotesi trascurabile e la possibilità di praticare la chirurgia guidata. Infine, seppur non rilevante, il costo al quale viene offerto, lo rende ulteriormente vantaggioso, grazie all'ottimo rapporto costo/beneficio.



➤ **PER INFORMAZIONI**
Dental Pr Adin
Via Carpineta 9
Baronissi (SA)
Tel. 08.9954103
Tel.fax 08.99845602
info@dentalpradin.com
www.dentalpradin.com

Noi lo facciamo in Italia



Italian manufacturer





tutto dipende da cosa c'è sotto

pmi20.it - advertising

UF II IMPLANT
Hybrid Sand Blast & Acid etched



DENTAL P. s.r.l.
distributore esclusivo
per l'Italia

DIO IMPLANT
Ranvier dental implant in over 70 countries
<http://www.dioimplant.com>

Dental P. s.r.l. Tel. 02.91.89.783 - Fax 02.99.04.44.39 - e-mail: commerciale@dentalsp.eu
www.dioimplantitalia.it / www.dioimplantcorsi.it

Impianti Physioplant con sealant connection

Physioplant dispone di due distinte linee implantari: la linea two-stage e la linea one-stage.

Entrambe utilizzano una speciale connessione protesica brevettata che viene definita "connessione elastica" ad opera di un resiliente in POM prodotto con un procedimento segreto.

La linea two-stage è indicata per tutti coloro che prediligono l'implantologia sommersa (appunto two-stage) ed è costituita da due componenti. L'impianto viene generalmente infisso in posizione sottocrestale e, al momento della seconda chirurgia, viene inserito l'abutment a connessione conica: sono disponibili abutment di altezza diversa, da 1 a 4 mm, a seconda dello spessore della fibromucosa gengivale.

Tutte le operazioni protesiche si eseguiranno sulla testa protesica dell'abutment, dopo il posizionamento del resiliente.

E' possibile scegliere tra due diverse configurazioni di resiliente (il sealant connector!), esagonale o conico, a seconda che si voglia eseguire una protesi cementata o avvitata. La connessione conica fixture-abutment impedisce le in-

filtrazioni batteriche, causa prima della formazione del tristemente noto cono di riassorbimento perimplantare; contemporaneamente il resiliente garantisce un drastico abbattimento delle tensioni intra-abutment e inter-abutment, anch'essi concausa di perdita ossea e/o di frattura delle componenti implantari.

Il resiliente, oltre a fungere da "shock-absorber", garantisce anch'esso un perfetto sigillo verso le infiltrazioni batteriche (sealant-connection) e


quindi la salute dei tessuti molli e duri perimplantari. A completare la nuova filosofia protesica, la vite di serraggio finale della linea Physioplant presenta dentellature del sottotesta e viene utilizzata con l'interposizione di un o-ring che, oltre a impedirne lo svitamento, rende possibile il serraggio di manufatti in zirconia integrale senza rischi di fratture (serraggio elastico).

La linea one-stage è indicata per la chirurgia transmucosa diretta, postestrattiva

e a carico immediato ed è prodotta in un unico pezzo. La sua forma a doppio cono garantisce stabilità primaria elevatissima. La parte coronale svasata presenta un collarino lucido di 1 mm di altezza in corrispondenza della piattaforma protesica e sostituisce a tutti gli effetti la funzione dell'abutment trans mucoso.

La piattaforma protesica viene utilizzata esattamente nello stesso modo descritto per la formulazione "two-stage" ed ha quindi tutti i vantaggi della connessione elastica mediata dal resiliente.

Gli impianti Physioplant vantano un follow-up di 15 anni che ha dimostrato un drastico abbattimento dei problemi implanto-protesici più comuni: svitamento, frattura, cono di riassorbimento osseo, perimplantiti, senza che vi sia stata la necessità di sostituire i resilienti stessi.



➤ **PER INFORMAZIONI**
Physioplant srl
Via Enzo Ferrari 16
25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030.2586547
info@physioplant.it
www.physioplant.it



Think different!

Oggi avete la possibilità di provare qualcosa di diverso. ICX templant® ... l'impianto di successo in Germania!

- Unica connessione protesica
- Box ergonomico e di facile utilizzo
- Componentistica completa
- Chirurgia guidata alla portata di tutti
- Corsi di approfondimento anche in loco

Provacì .. Sapremo convincerti

Silo Implant System S.r.l.
 Via delle Industrie, 38 20853 Biassono (MB)




ASSISTENZA DIRETTA NEI PRIMI INTERVENTI

Ogni inizio è difficile? Non con noi!
 Sebbene semplice ed intuitiva nei primi interventi Potrete avere il supporto diretto di un nostro responsabile che vi farà passare alla nuova sistemazione senza problematiche dando supporto a Voi e al Vostro Staff di collaboratori e tecnici.

CONTATTI: Tel. 039 97 123 76 | Fax 039 97 123 77
 Mail info@siloiimplant.com Web: www.siloiimplant.com

Tocksystem: l'impianto SFP Tocksystem è un grande impianto pressfit

Masticare bene è la chiave del sorriso. Questa è l'esperienza della Tocksystem



1. Impianti SFP Tocksystem – esempi dei modelli

2. Martelletto chirurgico automatico Tocksystem con sgorbia.

Gli impianti SFP sono stati concepiti con il preciso intento di consentire il recupero funzionale della masticazione in selle atrofiche altrimenti irrecuperabili. Sono impianti a forma di cilindro alato, non sono lame, l'altezza del corpo centrale è 5 o 9mm secondo il modello, le ali stabilizzanti sono più basse e sono spesse 2mm. Il disegno esclusivo conferisce all'impianto un corpo robusto, altezza e spessore ridotti, superficie estesa - ossia i requisiti essenziali per essere impiantato nello spazio osseo ristretto dei quadranti posteriori mascellari e mandibolari. Gli impianti SFP Tocksystem sono costruiti in titanio il più resistente, accurati nei dettagli geometrici e nei trattamenti di superficie. Progettati per stabilizzare l'ancoraggio nell'osso, aumentare la superficie d'adesione impianto-osso, ridurre l'annidamento della placca batterica, la formazione del microdebries e dei correnti galvanici. Speciale attenzione è rivolta alla connessione e agli aspetti protesici. Gli impianti SFP in forma simmetrica ed asimmetrica, offrono ampia versatilità clinica che valorizza l'esigenza del risparmio osseo nel rispetto biologico, posso-


no essere impiantati in zone atrofiche 3D poiché sfruttano lo spazio osseo mesio-distale. Sono impianti bifasici, predisposti ad una sovrastruttura di protesi modulare, senza monconi, avvitabile ma senza interferenza di viti occlusali, modificabile da overdenture a protesi fissa, rimovibile e con occlusione rinnovabile. La preparazione chirurgica consiste in solco sottodimensionato realizzato con strumenti dedicati Tocksystem. Le tecniche preparatorie sono 2: con frese o con gli scalpelli motorizzati. L'inserimento dell'impianto è a "pressfit", percussione con il martelletto chirurgico automatico Tocksystem. La tecnica chirurgica è semplificata ed esclude interventi rischiosi, offrendo la facoltà dell'espansione ossea con grande guadagno funzionale ed estetico. Tutto ciò concorre a fornire la base eccellente di un manufatto implanto protesico di alta qualità, funzionale e duraturo.

✚ **PER INFORMAZIONI**
Tocksystem
Via Poggio Belvedere 2
22030 Lipomo (CO)
Tel./fax 031.280301
info@tocksystem.it
www.tocksystem.it

3P IMPLAFAVOURITE
 NEW DENTAL TECHNOLOGY

**LA SEMPLICITÀ
 NELL'ECCELLENZA**

CONO-IN



Connessione conometrica
 con e senza vite passante =
 platform switching e sigillo
 batterico sempre
 con un'unica
 piattaforma protesica.



ACTIVE


3P Implafavourite S.r.l.

Via Martiri del XXI, 110 • 10064 PINEROLO (TO)
 Tel. 0121.377004 • mobile +39 349 59 67 540
 info@3p-impla.it • www.3p-impla.it

Le principali linee implantari B. & B. Dental

B. & B. Dental è una società italiana leader nel campo dell'implantologia orale, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di impianti dentali. Le principali linee implantari sono le seguenti.

DURAVIT EV. Impianto di ultima generazione che garantisce una stabilità primaria più elevata. E' ideale in condizioni di osso spugnoso e permette il **carico immediato**, il posizionamento in siti sottopreparati e post-estrattivi e di modificare la direzione durante l'inserimento. La sua **spira a doppio filetto** molto tagliente e di profondità aumentata, concede una penetrazione ancora più semplice e atraumatica. Essa rende l'impianto **auto-maschiante, autoperforante e autofilettante**. Svolge una funzione simile e garantisce un ancoraggio ideale **l'apice penetrante**. Infine il **collare con conicità inversa e micro**



scanalatura anulare risulta funzionale per l'ottenimento del massimo volume dell'osso alveolare, favorisce il supporto dei tessuti molli, permette la riduzione del riassorbimento creale e una migliore distribuzione dei carichi.

DURAVIT 3P. Impianto adatto a tutte le procedure chirurgiche ed eccellente in tutti i tipi di osso, garantendo sempre l'ottenimento di un'elevata

stabilità primaria.

La sua **spira a triplo filetto** facilita e riduce l'inserimento completo del corpo implantare. La retrazione dell'osso corticale viene evitata dalla micro-filettatura del colletto perché migliora la distribuzione dei carichi e promuove la guarigione dei tessuti molli. Esso è dotato di **sistema auto maschiante**, creato dalla triplice scanalatura apicale


progettata con una sezione tagliente a direzionamento obliquo che previene qualsiasi trauma di origine pressoria, e dall'**apice "bone friendly"**, il quale evita il rischio di perforazioni della membrana.

Entrambe le linee condividono la **medesima connessione**, la **stessa strumentazione chirurgica** e gli **stessi componenti protesici** e garantiscono un ottimale processo di osteointegrazione.

In particolare, la **connessione CONEXA** nasce dalla combinazione di un esagono interno e un cono morse a 5° totali e dall'adozione della tecnologia **platform switching**.

➤ **PER INFORMAZIONI**
B&B Dental Implant Company
Via San Benedetto 1837
40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.811375
Fax 051.6669400
www.bebdental.it

FONA XPan 3D La soluzione 2 in 1 più vantaggiosa per te



- Eccellente qualità dell'immagine 3D
- Volumi 8,5 x 8,5 in soli 10 secondi
- Unità 2D-3D dal design compatto, ora anche con pianificazione d'impianti



FONA
CLOSER TO YOU

**VIENI A TROVARCI
AD AMICI DI BRUGG
IN OMAGGIO PER TE
TANTI UTILI GADGET**
FONA SRL padiglione C7,
stand 074-087, corsia 2-3

FONA S.r.l. - 20090 Assago (MI) Italia - Tel.: 02.45712171 - info@fonadental.it - www.fonadental.it