


Perni endodontici

Sondaggio su **240** responder


In percentuale quanti perni in metallo usa rispetto a quelli in fibra (compresi i perni fusi)?

Oltre il 10%	151	63 %
Oltre il 30%	58	24 %
Oltre il 50%	31	13 %




I perni in fibra hanno migliorato secondo Lei la qualità e la durata dei restauri?

Sì	156	65 %
No	36	15 %
Qualche volta	48	20 %



Come giudica in generale la qualità dei perni presenti sul mercato?

Scarsa	17	7 %
Buona	204	85 %
Ottima	19	8 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

► A CONFRONTO

PERNI ENDODONTICI	Anatomic Glass	Avant Translucent	Avant White
Produttore	Dei Italia srl	Bioloren srl	Bioloren srl
Tipo di fibre	Vetro	Vetro	Vetro
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica traslucida	Epossidica
Lunghezza perni e diametri disponibili (mm)	20/1-1.4	20/0.8-1-1.2-1.4-1.65-1.8-2	20/0.8-1-1.2-1.4-1.65-1.8-2
Conicità %	Variabile	2/2-4/4-6	2/2-4/4-6
Ritentività (MPa)	1.550	✖	✖
Resistenza alla flessione (MPa)	1.500	1.400	1.400
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	>46	29	54
Fibre unidirezionali	✓	✓	✓
Traslucida	✓	✓	✖
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	✓ fresa calibrata in acciaio inox per ogni diametro del perno	✓ per ogni tipo di perno	✓ per ogni tipo di perno
Cemento consigliato	Si DEI Poker cem automix Dual	Si URC Bioloren	Si URC Bioloren
Radiopacità	✓	✓ 300%	✓ 250%
Sterilità dei perni	✓	✖	✖
Possibilità di sterilizzazione	✖	✓ a vapore	✓ a vapore
Necessità di silanizzazione/adeseivo sul perno	✓	✖	✖
Fibre pre-tensionate	✓	✖	✖
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	✓	✖	✖
Numero riutilizzi fresa	30	30	30
Altre caratteristiche	Ha una forma allungata e contenuta in zona apicale che permette di posizionare il perno con facilità anche in radici strette e rastremate	✖	✖
Confezioni in commercio	Kit da 15 perni assortiti e 3 frese /ricambi	✖	✖
Prezzo di listino*	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 0331.969270 www.deiitalia.it	Tel. 02.96703261 www.bioloren.com	Tel. 02.96703261 www.bioloren.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

CabonPost Anatomic	CabonPost Endoplus	D.T. Light-Post® X-RO™ Illusion™	Dabliu endo post/Conix post/Crown post
Anitech srl	Anitech srl	R.T.D	Dental World srl
Vetro-Carbonio	Vetro e carbonio	Quarzo termo-mimetico radiopaco	Carbonio e vetro
Epossidica	Epossidica	Epossidica	Epossidica traslucida
18/0.90-1.00-1.20	20/1.00-1.20-1.40	20/0.80-0.90-1.10-1.20	20/0.8 -1.0-1.2-1.4-1.6-0.50-0.60-0.70-0.8-0.9 -1.00-1.20
Doppia conicità	Cilindrico a punta conica	Variabile	2-4-6-8
✕	✕	41,1	1.600±100
15 GPa a 30° (Vetro), 21 GPa a 30° (Carbonio)	15 a 30° (Vetro) 21 a 30° (Carbonio)	2.000	1.550±100
48 (fibra di vetro)	48 (fibra di vetro)	40/45	113±3 (carbonio) 49,5±1,5 (vetro)
✓	✓	✓	✓
✕	✕	✓	✓
✓ frese corrispondenti alla forma del perno	✓ frese corrispondenti alla forma del perno	✓ 2 frese calibrate per ogni perno	✓ frese in acciaio calibrate
✓ Embrace WetBond Resin Cement	✓ Embrace WetBond Resin Cement	✓ core-X™ flow	✓ cemento resinoso universale autoadesivo
✕	✓	✓ 340% AI	✓
✕	✕	✓ a freddo	✕
✓ in autoclave	✓ in autoclave	✓ con soluzioni alcoliche medicali	✓
✕	✕	✓ / ✕	✕
✓	✓	✓	✓
✕	✕	✓	✕
30	30	Multipli	✕
Perno a doppia conicità con forma molto simile ai canali radicolari naturali	Punta conica accentuata per adattarsi ai canali più profondi	Perno a doppia conicità nel terzo medio e nel terzo apicale con fibre di quarzo pre-tensionate, che si adatta a canali preparati con strumenti in Ni-Ti e garantisce una preparazione conservativa	✕
10 pezzi	10 pezzi	Blister da 10 e 20 pezzi	10 pz, kit 40 pz. +frese calibrate
✕	✕	✕	Euro 44,00 Dabliu endo post Euro 215,00 kit Dabliu endo post Euro 48,00 Dabliu conix post e crown post
Tel. 0541.389312 (Distributore Ravelli - Tel. 02.3357261 www.ravellispa.it)	Anitech srl Tel. 0541.389312 (Distributore Ravelli - Tel. 02.3357261 www.ravellispa.it)	www.dentsplysirona.com	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

PERNI ENDODONTICI	DEI Ready Core	Dentin Post X Coated	Flexi-Post
Produttore	Dei Italia srl	Komet	EDS- Essential Dental System
Tipo di fibre	Vetro	Vetro	Titanio
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica	✗
Lunghezza perni e diametri disponibili (mm)	13.2-17.7/2.6-4.1	6 fusto + testina ritentiva/070 090 110	10.5-20.00/0.95-1.90
Conicità %	Variabile	3	Cilindrici
Ritentività (MPa)	1.550	✗	✗
Resistenza alla flessione (MPa)	1.550±100	550 (valore sperimentale)/1.500 valore da norma ISO 14125	✗
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	49,5±1,5	30	✗
Fibre unidirezionali	✓	✓	✗
Traslucente	✗	✓	✗
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	✓ 5 frese diamantate	✓ 1 fresa calibrata + 1 strumento irruviditore (opzionale)	✓ 1 reamer e 1 drill per ogni misura
Cemento consigliato	✓ DEI Poker cem automix Dual	✗	✓ Flexi-Flow EDS
Radiopacità	✓	✓	✓
Sterilità dei perni	✗	✗	✗
Possibilità di sterilizzazione	✓ in autoclave	✗	✓
Necessità di silanizzazione/adessivo sul perno	✓	✗	✗
Fibre pre-tensionate	✓	✗	✗
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	✓	✗	✗
Numero riutilizzi fresa	✗	30	✗
Altre caratteristiche	Il sistema è composto da 8 perni di differente forma a seconda di dove si deve intervenire. Per ogni perno sono disponibili tre dimensioni piccola, media e grande, per un totale quindi di 24 perni. Cinque frese specifiche per la preparazione della sede.	Perno rivestito con strato di silicato, silano e polimero	✗
Confezioni in commercio	Kit introduttivo 24 perni e 5 frese / ricambi confezione da 5 pz.	DPXCL6 070, DPXCL6 090, DPXCL6 110	✗
Prezzo di listino*	✗	Euro 166,20 (10 pezzi)	✗
Info azienda	Tel. 0331.969270 www.deiitalia.it	Tel. 02.67076654 www.komet.it	Tel. 02.89124838 www.maximedical.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Flexi-Post Fiber	Hi-Rem+	Micro Core	MTWO Post
EDS- Essential Dental System	Overfibers srl	Micro Medica srl	Sweden & Martina spa
Vetro rinforzato con resina epossidica	Vetro	Quarzo	Carbonio o vetro
✗	Epossidica	Epossidica	Epossidica
11.25-16.40/1.17-1.65	19/0.7/1.2-0.8/1.4-0.8/1.6-0.9/1.8	14/2-2.4	13-18 /055-065-075-085-100-120
Cilindrici	4-5-6-8	✗	4/6
✗	28.6 al Push Out	✗	1.600±100
✗	1.650	> 1.600	1.550±100
41	70	> 15	113±3 (carbonio)/≥49.5±1.5 (vetro)
✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ 1 maschiatore 1 reamer e 1 drill per ogni misura	✓ Prosthetic Drill alesatori calibrati per ogni diam.	✓ 6 frese speciali	✓ 27 perni + 6 frese
✓ Flexi-Flow EDS	✓ tutti i cementi auto e duali	✓ Duale Resinoso	✓ virage dual
✓	✓ Al 215%	✓	✓ 3 ÷ 4
✗	✗	✗	✗
✓	✓ in autoclave	✓ in autoclave	✗
✗	✗	✗	✓
✗	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	1
✗	L'Active Adhesion System integrato aumenta l'adesione con i Cementi SA e SE. L'asse centrale è costituito da una morbida macro-fibra viola immediatamente identificabile. La ruvidità superficiale incrementa la forza di adesione (testata) con tutti i cementi adesivi usati	100% trasparente	✗
✗	Starter Kit (9 perni) ricambi in blister 10 perni per ogni misura, alesatori	Refill da 10 perni - Kit 45 perni + frese	Kit 30 pezzi. I ricambi sono in confezioni da 10 pezzi
✗	Euro 109,00 starter kit, euro 72,00 ricambio 10 perni in blister	✗	✗
Tel. 02.89124838 www.maximedical.it	Tel. 0542.52153 www.overfibers.com	Tel. 0384.672867 www.micromedica srl.it	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

PERNI ENDODONTICI	Nautilus	Over Post+	Parapost® Taper Lux
Produttore	Fresissima	Overfibers srl	Coltène Whaledent Inc.
Tipo di fibre	Carbonio e vetro	Vetro	Vetro
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica	✗
Lunghezza perni e diametri disponibili (mm)	21/8-10-12-14	19/0.7-1.2-0.8-1.4/0.8-1.6/0.9-1.8	4/1.14-1.25-1.40-1.50
Conicità %	Cilindrici e conici	4/5/6/8	4
Ritentività (MPa)	✗	28,6 al Push Out	✗
Resistenza alla flessione (MPa)	✗	1.650	1.600
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	150	70	45
Fibre unidirezionali	✓	✓	✓
Traslucente	✓	✓	✓
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	✓ diametro calibrato	✓ Prosthetic Drill alesatori calibrati per ogni diam.	✓ 4 frese coniche con banda identificativa nera
Cemento consigliato	✓ Nautilus Pastamix auto/foto	✓ tutti auto e duali	✓ Paracore+One Coat Univ.+ Act.
Radiopacità	✓	✓ Al 215%	✗
Sterilità dei perni	✗	✗	✗
Possibilità di sterilizzazione	✓	✓ in autoclave	✓ autoclave a 132°C 2 min.
Necessità di silanizzazione/adesivo sul perno	✗	✗	✗
Fibre pre-tensionate	✓	✓	✗
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	✓	✗	✗
Numero riutilizzi fresa	✗	✗	✗
Altre caratteristiche	✗	L'Active Adhesion System integrato, aumenta l'adesione con i Cementi SA e SE. La ruvidità superficiale incrementa la forza di adesione (testata) con tutti i cementi adesivi usati	✗
Confezioni in commercio	10+fresa calibrata oppure ricambi da 30	Starter Kit (9 pezzi + 3 Alesatori 1 per misura), ricambi in blister 10 perni per ogni misura, alesatori	Kit e ricambi
Prezzo di listino*	✗	Euro 99,00,(starter kit) euro 66,00 (ricambio 10 perni in blister) euro 15,90 (alesatore)	✗
Info azienda	Tel. 011.2217760 www.gruppodam.it	Tel. 0542.52153 www.overfibers.com	Tel. 0362.626732 www.coltene.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Red Point Post	Tech2000 Xop	Tech21 Xop	Vallpost™
Micro Medica srl	AbrasiveTechnology INC.	AbrasiveTechnology INC.	VALL-CER d.o.o.
Quarzo	Carbonio	Silicio	Ossido di zirconio
Epossidica	dpp + MOR	Dpp + MOR	✗
14-22/tutti i diametri	20/0.8-1.0-1.2-1.4-1.6	20/0.8-1.0-1.2-1.4-1.6	12-19/1.2-1.4-1.6-1.8
✗	✗	✗	Parallelo con apice conico
✗	✗	✗	> 25
> 1.600	1.600	1.600	1.000
> 15	Longit. 450-80 - trasv. 14.000	Longit. 450-80 - trasv. 14.000	210
✓	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✓
✓ 6 frese speciali	✓ 5 misure	✓ 5 misure	✓ ogni tipo di perno ha fresa calibrata
✓ Duale Resinoso	✓ New TechCem - Isasan o New TechCore A - Isasan	✓ New TechCem - Isasan o New TechCore A - Isasan	✓ compositi auto-polimerizzabili
✓	✓	✓	✓ 100%
✗	✓ raggi gamma	✓ raggi gamma	✗
✓ in autoclave	✓ in autoclave	✓ in autoclave	✓ autoclave, ≥ 96% etanolo
✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	60
100% trasparente	✗	✗	La forma della parte coronale di perno e ritenzione eccellente di restauro coronale
Refill da 5 perni - Kit da 45 perni + frese	Blister da 10 pezzi per diametro e sterili	Blister da 10 pezzi per diametro e sterili	Kit 6 perni e una fresa, set 6 perni
✗	Euro 80,05	Euro 80,05	✗
Tel. 0384.672867 www.micromedicasrl.it	Tel. 001 740 5484100 www.abrasive-tech.com (Isasan srl Tel. 02.96754179 www.isasan.com)	Tel. 001 740 5484100 www.abrasive-tech.com (Isasan srl Tel. 02.96754179 www.isasan.com)	Tel. +386 31 74 41 88 www.vall-cer.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Red Point il perno intelligente



La moderna odontoiatria ha compiuto oggi passi da gigante grazie alle metodiche avanzate, all'ampia scelta di materiali e ai nuovi macchinari sofisticati ed altamente tecnologici.

La cura e la conservazione dell'elemento dentale, anche fortemente compromesso, è oggi la sfida che ogni odontoiatra vuole vincere. Ci dedichiamo ogni giorno con grande passione alla creazione di prodotti sempre più avanzati e tecnologici per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo ed in continua evoluzione. Tecnologia, Ricerca e un Team di professionisti sono gli ingredienti giusti per fabbricare prodotti perfetti. **Red Point fiber post**, è il nuovo perno in

fibra di quarzo trasparente di Micro Medica. Questo perno è il risultato di molti anni di ricerca e sperimentazione, l'uso di materie prime purissime ed una tecnologia produttiva all'avanguardia hanno permesso di ottenere un prodotto con caratteristiche uniche.

La trasparenza perfetta ed una resistenza meccanica decisamente elevata contraddistinguono questo nuovo prodotto. La luce attraversa il perno senza incontrare ostacoli e permette la perfetta fotopolimerizzazione dei cementi direttamente nel canale radicolare, in questo modo si ottengono cementazioni altamente performanti.

Il problema dei perni tradizionali in fibra di vetro o in fibra di quarzo è evidente nel

caso si dovesse intervenire per rimuoverli dal canale radicolare, il loro colore si fonde con quello della ricostruzione e con quello del dente, non rendendo possibile distinguere perfettamente il perno. Dovendo intervenire per la rimozione con l'utilizzo di una fresa, si rischia di non seguire perfettamente il perno nel canale radicolare, questo potrebbe danneggiare in modo irreversibile il dente.

I perni Red Point contengono al centro un'anima colorata che diventa un elemento veramente utile nel caso dovesse essere necessario riaprire il canale radicolare, seguendo la linea rossa saremo in grado di arrivare fino in fondo al canale radicolare senza nessun rischio. L'anima colorata dei nuovi perni Red Point è realizzata utilizzando la stessa fibra di quarzo con cui sono realizzati i perni, in questo modo non essendo un elemento di natura diversa il perno mantiene inalterate le sue caratteristiche meccaniche.

Anche i nuovi perni sono trattati superficialmente con il nuovo sistema Brushing Water Treatment, un sistema innovativo che permette di ren-

dere estremamente ruvida la superficie del perno senza danneggiarlo, un leggerissimo massaggio prepara la superficie in modo omogeneo e ne aumenta il potere ritentivo fino al 40% in più rispetto ai perni tradizionali. Il sistema inoltre effettua un'accurata pulizia eliminando dalla fibra qualsiasi purezza. Micro Medica è da sempre attenta all'evoluzione dei materiali e dei mercati, il nostro obbiettivo è aiutare i nostri clienti nel mondo a vincere la sfida con il mercato del futuro con prodotti nuovi, competitivi e tecnologicamente avanzati. La nuova linea di perni in fibra Crystal è la conferma che lavorare con passione ed impegno può solo dare grandi risultati.

➤ PER INFORMAZIONI

Micro Medica srl
Via Cavour 6
27030 Palestro (PV)
Tel. 0384672867
Fax 0384682912
info@micromedicasrl.it
www.micromedicasrl.it







Unica al mondo


Senza Monomero


Ribasabile


Resistente


Estetica


Legame Chimico


Leggera

Via della Dogana 30, 03100 Frosinone (FR) - 0775 202311 - info@1flex.it

**La tua protesi esteticamente irresistibile
E SORRIDI SERENAMENTE!**

