


Impianti

Sondaggio su **450** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	18	4 %
Qualità del prodotto e serietà aziendale	427	95 %
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega	5	1 %




Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	180	40 %
Abbastanza	180	40 %
Fondamentale	90	20 %



La prima caratteristica che mi colpisce in un impianto dentale è:

Morfologia e connessione	306	68 %
Trattamento di superficie	67	15 %
Rapporto qualità prezzo	77	17 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

IMPIANTI	2P	3SF3 Vicky Grem	ACT Tecom Implantology™
Produttore	Normadent	Titanmed	Titanmed
Morfologia	Conica, doppio principio	Conica	Conica, apice autofilettante
Indicazioni	Tutte	Tutte	Postestrattivo, siti guariti, carico immediato e differito, osso di scarsa consistenza
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-12-14	7.5-8.5-10-11.5-12-14	8.5-10-11.5-13
Diametri disponibili (mm)	3.75-4.25-5	3.5-4-5-5.8	3.5-4.3-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5, calcinabile	Titanio/Titanio Cr/Co, calcinabile
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Irruvimento superficiale mediante tratta-mento con acidi	Titanio lucido	Titanio trattato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✘	✔
Tipologie di abutment disponibili	Dritto, inclinato, sferico e sistematica MUA	Cilindrico, inclinato, fresabile, MUA, otk, provvisorio, calcinabile	In titanio: provvisori, dritti, inclinati, TBase, a pallina, MUA dritti e inclinati. Sovrafusione Cr/Co, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Sub-crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✘	✘	✘
Cappetta di guarigione inclusa	✘	✘	✘
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna con sigillo conico	Esagonale interna	Interna conico esagonale
Tipo di trattamento di superficie	Irruvimento mediante acidi	Doppia mordenzatura acida	Elettrochimico con ossido di titanio e fosforo
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	Euro 90,00	Euro 92,00	Euro 96,00
Info azienda	Tel. 0362.551411 www.normadent.com	Tel. 031.879344 www.vickygrem.com	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✘ NO

Adin Touareg S, UNP,NP RP,WP	Ankylos	Axelmed® Paradigma®	Axis
Adin Dental Implants Systems	Dentsply Sirona	Axelmed®	TAG Medical Products
Troncoconica	Cilindrica	Conica con collare a conicità inversa, bifasico	Conica
Tutte, in particolare carico immediato e postestrattivo	Tutte	Postestrattivo, carico immediato, rigenera-zioni ossee, osso D1-D2-D3-D4	In tutti i casi e procedure: convenzionale, ritardato, precoce, carico immediato, proce-dure con rigenerazione ossea, rialzo del seno
6.25-8-10-11.5-13-15-16-18	6.6-8-9.5-11-14-17	7-9-11-13-15	6-8-10-11.5-13-16
2.75-3-3.3-3.5-3.55-3.75-4.2-4.3-5-6	3.5-4.5-5.5-7	3.4-3.8-4.3-5-5.6	3.3-3.75-4.2-5-6
Titanio	Titanio commercialmente puro	Titanio	Titanio grado 23 Ti6AL4V Eli
Titanio	Superficie acidificata	Titanio macchinato con microfiletto	Sabbatura e doppia mordenzatura (SLA)
✔	✔	✔	✔
Ampia varietà, avvitata overdenture, multi unit	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata e cementata	Estetici, MUA, overdenture, calcinabili	Titanio 23 abutment, estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati – peek dritti e angolati per personalizzazioni
luxta crestale	Sub-crestale	Crestale o sub-crestale	Bone level
✔	✔	✔	✔
2	2	1	1
✔	✔	✘	✔
✔	✔	✔	✘
Interna conica	Conica indicizzata e libera	Esagonale interna compatibile con sigillo periferico conico	Esagono
SLA, Osseofix™	Microstruttura Friadent Plus sabbiata e mordenzata	SAP (Sabbatura-Tripla Acidificazione-Plasma Argon)	Sabbatura e doppia mordenzatura
Esagono	6 coulisse (esagono)	Esagono	Esagono interno
⚡	⚡	⚡	Euro 138,00
Tel. 089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com	Num. Verde 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 02.98282694 www.axelmed.com	www.tag-med.com Importatore: Italymed srl Tel. 331.3565647 www.italymed.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	Betwice	Bicon Short e Ultra Short Implant	Bio Implant Core V2 Classic
Produttore	Mech & Human	Bicon LLC	Kristal srl
Morfologia	Cilindrica	Design a plateau con spalla convergente e connessione conometrica pura tra fixture e abutment	Cilindrica
Indicazioni	Per le regioni inferiori nei casi clinici che presentano osso di densità D1 – D2	Tutte	Postestrattivo
Lunghezze disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-15	5-5.7-6-8-11	7-8.5-10-12-13-15
Diametri disponibili (mm)	3.25-3.75-4-5	3-3.5-4-4.5-5-6	2.9-3.5-3.75-4.2-4.7-5.2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio medicale gr 4	Ti6 al4 V	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio medicale gr 4	Ti6 al4 V	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✘
Tipologie di abutment disponibili	Pilastri dritti, angolati, provvisori, calcinabili, mua. Disponibili in titanio e peek	Universali con spalla preformata, locator, brevis, senza spalla preformata	Titanio, peek, calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	⊗	Sub-crestale	Filo cresta
Connessione tipo platform switching	✘	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	⊗	Infinite	1
Kit e software per chirurgia guidata	✘	✔	✘
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✘	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno ed esterno	Conometrica pura con sigillo batterico	Interna
Tipo di trattamento di superficie	D.A.E.S. (double acid etched surface)	Sabbiatura e acidificazione	Acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Nessuno	Esagono interno
Prezzo di listino*	⊗	⊗	Euro 130,00 (impianto + dispositivo di montaggio transfer/moncone)
Info azienda	Tel. 049.8806594 www.mech-human.com	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✘ NO

BioCoin	BioLogic GT	Biotype	Blister minimal SPE
I.DENT H.C. srl	Gemix srl	Avenir	Safe & Simple srl
Conicità variabile, spire incremental	Tronco conica	Cilindrica	Conica con ingaggio interno conico a 6°
Carico immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità	Postestrattivo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea, mascellare	Transgengivale ad alto risultato estetico	Postestrattivo a carico immediato
5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	7.5-9-10.5-12-14	da 6 a 18	10-12-14
3.6-4-4.5-5-6	3.4-3.8-4.6-5.8	da 3.0 a 4.8	4-4.5-5
Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass	Titanio gr 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio, peek, plexiglass, calcinabile
Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic-covering	0.5 liscio o microfilettato	Transmucoso lucido anodizzato giallo	Completamente sabbiato/bone switching
✔	✔	✔	✔
Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera, calcinabile	Titanio, calcinabile, peek	Tutte le soluzioni protesiche	Dritto, calcinabile, a sfera, a basso profilo, con/senza spalla, angolato, peek, preformato
Crestale e sub-crestale	Crestale	Transmucoso	Sub-crestale
✔	✘	✘	✔
3-5	2	2	1
✔	✘	✔	✔
✔	✔	✘	✔
Interna ed esterna, cono MUA, conometrica	Esagono interno	Esterna+preabutment	Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad angoli smussi
Sabbiatura e doppia acidificazione	Sabbiatura + doppia acidificazione + decontaminazione plasma freddo	Sabbiatura+doppia acidificazione	Sabbiatura e acidificazione
Esagono o dodecagono	Esagono	Esagonale	Quadrato/ottagonale
Euro 120,00	⊗	⊗	Euro 139,00
Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 06.89877576 www.gemixsrl.it	www.biotypeimplantsystem.com	Tel. 0438.837231 www.safeandsimple.net

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	BLX	BNX evo	BT Safe
Produttore	Straumann®	Ghimas spa	Biotec - BTK
Morfologia	Conica	Conica	Conica, apice arrotondato
Indicazioni	Postestrattivo, generico	Tutti i casi di edentulia	Postestrattivo, carico immediato data la eccellente stabilità primaria
Lunghezze disponibili (mm)	6-8-10-12-14-16-18	8-10-11.5-13-15.5	6-8-10-12-14-16
Diametri disponibili (mm)	3.5-3.75-4-4.5-5-55-6.5	3.5-4-5	3.3-3.7-4.1-4.8-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Roxolid®/TAN	Titanio	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Endosseo	Titanio	Liscio 0.7 mm, microsolchi crestali
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	TAN, TAV, CoCr, ZrO ₂	Titanio, calcinabile	Protesi cementata ed avvitata
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o leggermente sub-crestale	Crestale	Crestale, bone level
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	12	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✘	✘	✘
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica, opzione esterna	Interna conica	Interna, conico-esagonale
Tipo di trattamento di superficie	SLActive®: sabbiata, acidificata, idrofila	Sabbiatura e doppia acidificazione	Doppia acidatura DAE (Dual Acid Etched)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Doppio esagono	Esagono
Prezzo di listino*	⊗	⊗	Euro 149,00
Info azienda	Tel. 02.3932831 www.straumann.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 0444.361251 www.btk.dental

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✘ NO

BT-Tite Active	Conical Active	D22	Dinamix Prime
BTLock International srl	MaCo International sas	Leader Italia	Cortex Dental Implant
Conico-cilindrica	Conica	Cilindrica	Conica
Postestrattivo, creste stabili, carico immediato	Carico immediato	Tutte	Postestrattivo su tutti i tipi di osso, carico immediato, riabilitazioni multiple in zone estetiche
5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	6-8.5-10-11.5-13-16	Da 8 a 16	6-8-10-11.5-13-16
3.3-3.75-4.5-5.5	3.5-3.9-4.4-5.5	Da 3.5 a 5	3.3-3.8-4.2-5-6
Ttanio grado 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio Ti6I-4V Eli
Microfilettature crestali e parte finale machine-cut	Nessuno	Macchinato collo liscio	Titanio
✔	✔	✘	✔
Titanio, calcinabile, oro	Dritti, angolati, mua, t-base, provvisori, a sfera, emisferici	Titanio, tecapeek, calcinabili, zirconia	Ti, calcinabile, MUA
Crestale	Sub-crestale	Sommerso	Sub crestale
✘	✔	✔	✔
1	1	1	2
✔	✔	✔	✔
✘	✔	✔	✘
Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici	Conometrica autobloccante con vite di fissaggio ed esagono interno	Conica	Interna
Sabbiatura e doppia mordenzatura acida	Sabbiatura, acidificazione	Boat acidatura organica	Sabbiatura e mordenzatura
Trilobo	Esagono	Esagono	Esagono
Euro 142,00	Euro 135,00	⊗	Euro 127,00
Tel. 0444.492609 www.btlock.com	Tel. 0828.958044 www.macodentalcare.com	www.leaderitalia.it	Tel. 06.69425641 www.cortex-dental.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	DIO Implant System UF II	Duravit 3P	EASY GRIP Screw
Produttore	DIO Corporation	B. & B. Dental srl	T.F.I. System
Morfologia	Troncoconica	Conica/cilindrica	Cilindrica, conica, anatomica
Indicazioni	Tutte	Adatto a tutti i tipi di osso, ideale per osso D1, D2 .	Carico immediato, postestrattivo, rialzo del seno
Lunghezze disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15-16-18	6.5-8-10-12-14	5-8-10-11.5-13-15
Diametri disponibili (mm)	3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.5-4-4.5-5	3,3-3.75-4.5-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio gr 4	Titanio grado 5 ELI
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato	Doppia acidificazione	Liscio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabile	Peek, titanio, plexiglass, mua, ti link, ball	Preformati, calcinabili, overdenture, all-on-screw, CAD-CAM, customizzato
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale, bone level	Sub-crestale o crestale	Crestale, sub-crestale, transmucoso
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	6	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✖	✔	✖
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica	Esagonale conica (cono morse con estrattore)	Esagono interno in friction-fit con vite passante
Tipo di trattamento di superficie	HSA	Doppia acidificazione, decontaminazione argon	Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	✖	Euro 130,00	Euro 119,00
Info azienda	Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	www.bebdental.it	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

EasyDip®	Essential	Esthetic Line Implant	EvolutionConic EC2
Overmed srl	Dentha srl	C-tech implant	Allmed
Troncoconica	Conico cilindrico	3 differenti tipi di filettatura, apice arrotondato ma aggressivo	Conica a spirale intermedia
Per tutti i tipi di riabilitazione, indicato in caso di scarso spessore gengivale	✖	Postestrattivo e carico immediato	Tutte, in particolare con osso di scarsa qualità (morbido)
6.5-8-10-11.5-13-15	6-8-10-11.5-13-15	7-8-9-11-13-15	8-10-12-14-16
3.5-4-4.75-5-25	3.4-3.8-4.2-4.6	3.5-4.3-5.1-6-7	3.25-3.75-4.25-5
Titanio gr 4 e 5	Titanio grado medicale di gradi differenti	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5, lega aurea, peek, calcinabili
Bone level	Lucido	Nessuno	Titanio
✔	✔	✔	✔
Diritti, angolari, calcinabili, MUA, ottago-nali, a sfera	Titanio, PMMA, peek	Titanio, peek	Tutte per protesi fissa ed overdenture
Crestale	luxta ossea	Sub-crestale	Crestale e sub-crestale
✔	✔	✔	✔
1	2	2	2
✔	✖	✔	✔
✔	✖	✖	✔
Interna, conico-ottagonale	Interno esagonale e interno conico esagonale	Interna conometrica cone-morse	Conica con esagono interno, vite passante
Sabbiatura e mordenzatura	Mordenzatura e sabbiatura	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura con doppia acidificazione
Ottagono	✖	Esagono interno	Esagono
✖	✖	Euro 130,00	Euro 139,00
Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 0461.764886 www.denthaimplants.it	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant.com/it	Tel. 039.481123 www.allmed.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	Gold	Hexential	I5 impianto conico
Produttore	Titanium Component	Biaggini srl	Ab Dental
Morfologia	Conica, apice piatto, spira aggressiva	Cilindrica	Conica
Indicazioni	Postestrattivo e carico immediato, osso mascellare	Postestrattivo, carico immediato e differito	✖
Lunghezze disponibili (mm)	6-8-10-12-14-16	8-10-11.5-13	6-8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili (mm)	3.5-3.8-4.2-4.8-5.3	3.3-3.5-4.2-5	3-3.2-3.3-3.5-3.75-4.2-4.5-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio	Lega di titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Trattato fino alla connessione	Titanio	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	MUA, UCLA, preformati in titanio, provvisori	Titanio	Viti di guarigione, monconi dritti ed angolati e a pallina, monconi provvisori, monconi scan, analoghi, transfer, multi unit abutment per protesi avvitata
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Sub-crestale	Centrale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✖	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✖
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno con vite	Interna	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Doppia sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura biologica con fosfato di calcio per l'irruvidimento della superficie
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	Euro 61,00	Euro 99,00 + iva 4%	Euro 139,00
Info azienda	Tel. 02.49750634 www.protesicacompatibile.com	Tel. 02.38103089 www.odontes.it	Tel. 0372.439957 www.ab-dent.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

ICX	IDI Evolution impianto	Impianti dentali SLA	Impianto Short
Medentis Medical	I.D.I. Evolution	Tiradix	Isomed srl
Conica/cilindrica	Cilindrica/Conica	Conica, cilindrica	Cilindrica
Postestrattivo, radici convergenti	Tutte	Tutti i tipi di osso, postestrattivo	Creste atrofiche
6.5-8-10-12.5-15	Da 6 a 17	5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17	5-6-7
3.45-3.75-4.1-4.8-3.2-3.4-2.9	3.5-3.8-3.75-4-4.3-5-5.3-6	3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75	4.25-5-6
Titanio gr 4	Titanio gr 4	Titanio	Titanio gr 4 e 5
Titanio	Microfilettatura sulla parte corticale. Microfilettatura sincrona	Lucidato a specchio	Macchinato
✔	✔	✔	✔
Titanio, calcinabile, oro, CrCo, peek	Titanio, Peek, Calcinabili	Tutte	Tutti
Crestale, sub-crestale	luxta-crestale	Sommerso	Bone level
✔	✔	✔	✔
1	1	1	1
✔	✔	✔	✔
✖	✔	✔	✔
Conica esagono interno	Connessione interna - Cilindro esagonale	Cono+esagono interno	Interna
SLA	Biacidificazione	SLA, RA 1,2 µm	Acidificazione
Esagono / 360° slim boy	Esagono - Cilindro Esagonale	Esagono	Esagono interno
✖	Euro 120,00	✖	✖
Tel. 039.9712376 www.siloimplant.com	Tel. 039.6908176 www.idievolution.it	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it	Tel. 049.8629612 www.isomed.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	Implassic FTP	Infinity	 Iraise
Produttore	Dental Tech	Igimax 4.0	Maxillent Ltd
Morfologia	Root form	Cilindrica-conica	Cilindrica
Indicazioni	Tutte	Tutte	Grande rialzo del seno per via trans crestale
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-11.5-13-16	6.5-8.5-10-11.5-13-15-18	13-14.5-16
Diametri disponibili (mm)	3.75-4.25-4.75	3.3-3.8-4.2-4.6-5.2	4.2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio gr 4 e 5	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato	Trattato fino al colletto	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	Titanio, calcinabile, CoCr	Varie
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Crestale	Sopracrestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✖
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✖
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conometrica con indice di posizione esagonale e vite passante	Esagono interno	Interna conico esagonale
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e mordenzatura	Doppia acidificazione	Fosfato di calcio
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagonale	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	Euro 129,00	Euro 129,00	✖
Info azienda	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com	Tel. 011.4546197 www.igimax.com	Tel.089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com www.maxillent.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito ✔ SI ✖ NO

ITS Italy	JDEvolution Plus+	Kit implantare 2P	Modus
Esemme Components	JDentalCare srl	Bone System srl	Errecieffe srl
Cilindrica, conica, anatomica root-form e transmucoso	Conica con connessione a esagono interno con bisello interno	Differenziata con filettatura a 2 principi	Conica
Postestrattivo, radici convergenti, carico immediato, riabilitazioni multiple in zona estetica	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca	Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso	Carico immediato e differito, postestrattivo, chirurgia rigenerativa e guidata, per qualità ossee compatte e morbide
5.5-6-6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15-18	8.2-10-12-13.5-15	6-8.5-10-11.5-13-15-18
2.4-2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5-5.3-5.5	3.7-4.3- 5.0- 6.0	3.5-4.1-5	3.30-3.75-4.25-5-5.5
Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4
Fino alla porzione più coronale	Titanio, anodizzazione	Lucido	Lucido
✔	✔	✔	✔
Titanio, peek, Co-Cr, calcinabili	Dritti con spalla e senza spalla, inclinati, provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Monconi Press-Fitting 0° angolati 15/25°, friction locking, easy on four, tissue Level	Ti, calcinabile, PEEK, base oro, MUA, CAD CAM, scan abutment
Seconda connessione protesica utilizzata	Bone level	Crestale e sub-crestale	Crestale e sub-crestale
✔	✔	✔	✔
6	1	2	2
✖	✔	✔	✔
✖	✔	✔	✔
Conometrica, esagonale esterna e interna, transmucoso	Conica con esagono interno 100% compatibile Zimmer® Screw-Vent®	Press-fitting, friction Loking, esagono interno Easy on four	Conica interna 12 gradi
Sabbiatura e doppia acidificazione	SLA	Procedura Ecotek sabbiata e mordenzata	Doppio attacco acido organico
Esagono, indice di riposizionamento	Esagono	Esagono	Esagono
Euro 149,50/154,50	✖	✖	Euro 109,00/118,00
Tel. 049.603310 www.itsitaly.it	Tel. 059.454255 www.jdentalcare.com	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	Tel. 035.0932016 www.errecieffe.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	Multysystem TC (Tapered Connection)	Neoss ProActive	Omny
Produttore	Multysystem srl	Neoss LTD	Geass srl
Morfologia	Conica	Conica e cilindrica	Cilindro/conica
Indicazioni	Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo e rialzo del seno	Tutte (approvato FDA per il carico immediato)	Tutti i tipi di riabilitazione; disponibile anche versione XL con spire esplose
Lunghezze disponibili (mm)	7-8.5-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15-17	7-8.5-10-11.5-13-15
Diametri disponibili (mm)	3.2-3.7-4.2-4.5-4.7-5.2-5.5	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6	3.5-4.1-4.6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4	Titanio gr 4 e 5	Titanio biomedicale
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucido macchinato	Bassa ruvidità (Sa 0.4 µm)	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit	Titanio, oro, zirconio, peek, CoCr, calcinabili, per protesi avvitata, pilastri a pallina, pilastri equator, cad/cam	Oltre 10 tipi, in più altezze
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale, bone level	Crestale e sub-crestale	Crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✓	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono morse, esagono interno, filetto	Interna ibrida NeoLoc	Interna a base esagonale
Tipo di trattamento di superficie	Acidificazione SLA (RAF)	Sabbatura, mordenzatura, elettrowetting, doppia ruvidità	Synthegra: riduce rischi perimplantite
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono Interno	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	Euro 100,00	Euro 179,00 (kit: impianto + monconi di guarigione + vite di copertura e vite da laboratorio)	Euro 148,00 (componente multifunzione incluso)
Info azienda	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 02.929521 www.neoss.com/it	Tel. 0432.669191 www.geass.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

ONE Q SLA	One Stage	Oxy Implant Fixo	Prama
Dentis Co.kr	Physioplant srl	Biomec srl	Sweden & Martina
Conica con doppia conicità all'apice e al collo dell'impianto	Conica	Conica in zona apicale	Cilindrica, conica
Postestrattivo	Postestrattivo, carico immediato, transmu-coso	One-Piece con moncone integrato per carico immediato	Carico immediato, situazioni postestrattive, protocolli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare
7-8-10-12-14	Da 7 a 20	10-11.5-13-15-17	6-8.5-10-11.5-13-15
3-3.3-3.7-3.9-4.2-4.7-5.2	3.4-3.75-4-4.7	3.5-4-4.5	3.8-4.25-5
Titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio puro gr 4 alta resistenza	Titanio gr 4 e 5
Superficie liscia solo sulla base del collo	Lucidatura	Macchinato anodizzato rosa	UTM - Ultrathin Threaded Microsurface, superficie con microrigatura regolare, anodizzata
✓	✓	✓	✓
Titanio, cromo-cobalto, oro (dritti-inclinati-calcinabili)	Titanio dritti e angolati	Temporary, calcinabile, cuffie incollaggio, oxy loc	Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, P.A.D., T-Connect, Dynamic Abutment, Locator abutment, attacchi sferici
Sub-crestale	Crestale oppure sommerso	One-Piece extramucoso	Transmucoso
✓	✓	✗	✓
6	3	1	1
✓	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✓
Conica interna	Esagonale, conica, torque esterna	Moncone integrato con cono 30°, filetto M1.8	Esagono interno
Sabbatura e SLA	Sabbatura, irruvidimento superficiale tramite acidi e decontaminazione mediante plasma a freddo	Superficie AMS, doppia mordenzatura acida, plasma d'argon a freddo	ZirTi
Esagono	Esagono, conico, torque	Rotatorio ed antirotatorio	Esagono
Euro 175,00	Euro 110,00	Euro 180,00 - 220,00	⊗
Tel. 090.364686 www.dentisitalia.it	Tel. 030.2586547 www.physioplant.it	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	PRI	Prime Conomet	Primer SR/Short/Easy Tapping
Produttore	Futura Implant System	Prodent Italia	Edierre Implant System spa
Morfologia	Root form	Conica “Root-Form”	Cilindrica, porzione apicale leggermente conica
Indicazioni	Diverse situazioni cliniche	Implantologia di base, avanzata, postestratti-vi, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato, split crest, posterstrattivo ecc)
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-11-13-15-18	8.5-10-11.5-13-15	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18-23
Diametri disponibili (mm)	3.5-4-4.5-5-6	3.8-4.2-4.6-5.1	3.3-3.75-4.2-4.5-4.8-5
Materiale dell’impianto e del moncone	Titanio gr 4	Impianto titanio gr 4, componenti protesiche gr 5 6 al 4V	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell’impianto per integrazione connettivo	Titanio gr 4	Microfiletto, doppia acidificazione	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✗	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Titanio e calcinabili	Tutte	Dritti, angolati, per barra, dritti e angolati per protesi avvitata, calcinabili, fresabili e provvisori, link e premilled per digitale
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale	Crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell’ingaggio	1	1	3 camme e 4 camme
Kit e software per chirurgia guidata	✗	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✓	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Unica, conica, esagonale, interna	Interna a camme, cilindro interno, giunto bisellato
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e acidificazione	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Camme adeguate a punto di repere (variante del moncone angolato con connessione ruotata di 45°)
Prezzo di listino*	Euro 105,00	⊗	Euro 160,00
Info azienda	www.futuraimplantsystem.it	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu	Tel. 010.8994230/231 www.edierre.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

Resista Impianti	ShapeOne®, iMAX®, Volution®	Smart Implant System	Smile+
Ing. C. A. Issoglio & C.	iRES	Biologitech srl	Vitzani
Tapered, cilindrico, active, large, short	Conica e cilindroconica	Conica/cilindrica	Conica
Tutte	Postestrattivo, radici convergenti, carico immediato e chirurgia rigenerativa. Ideale anche per la chirurgia guidata	Tutte	BQI 2; 3, postestrattivo, carico immediato
6-7-8.5-10-11.5-13-15-18	4.5-6.5-8-10-11.5-13-16	6-8-10-12-14	7-8.5-10-11-12-13-14
2.7-3-3.4-3.8-4.2-4.6-5-6-8	3.3-3.7-4.1-4.7-5.2	3-3.8-4.5-5.2	3.5-4-4.5-5-6
Titanio ASTM Gr. 4 e 5 solo la protesi	Titanio gr 4 e 5	Ttanio grado 4 e 5	Titanio grado 4 medicale ASTM F67
DAE graduale + Micro tread + 0.5mm Machined Spazzolato	Macchinato	Lucidatura	Sabbiato con platform switching lucido
✓	✓	✓	✓
Titanio, zirconia, PMMA, peek , au, CoCr	Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabili, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici con diverse altezze per profilo intramucoso	Titanio, calcinabile, sovrafusione	Titanio, MUA, angolati, anatomici, dritti con piattino di ritenzione, calcinabili, per aver-denture (attacco sferico oppure ot equator)
Crestale, sub-crestale	Sub-crestale, bone level, tissue level	Crestale (transmucoso per l'altezza 6.0 mm)	Sub-crestale o crestale
✓	✓	✓	✓
6	4	1	1
✓	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✗
Interna, esterna 3i, esterna nobel, conica, trilobata, flat-to-flat	Esagonale interna e esterna, ottagonale interna, one piece, conica	Esagono interno Safe-Connect®	Esagono interno con sigillo conico
DAE graduale, Full Treatment, Half Tre-atment, Machined	Macchinato, Hybrid (Hy), collo macchinato	Doppia acidificazione Oss-Prime®	Sabbiatura e passivazione
Esagono, trilobato	Sfaccettature esagonali	Esagonno	Esagono interno
Euro 99,00	Euro 130,00-225,00	Euro 132,00	⊗
Tel. 0323.828004 www.resista.it	www.ires.dental	Tel 02.55300456 www.biologitech.it	Tel. 043.571236 www.vitanium.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI	Superline III	T3 Implant	Tiologic
Produttore	Dentium	Biomet 3i	Dentaurum Implants
Morfologia	Conica	Conica-cilindrica	Cilindrica, conica, apice arrotondato
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo	Tutte	Tutte
Lunghezze disponibili (mm)	7-8-10-12-14	5-6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20	9-11-13-15-17
Diametri disponibili (mm)	3.6-4-4.5-5-5.8	3.25-4-5-6	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Lega di Ti-6Al-4V ELI	Titanio	Titanio grado 4 e 5/ ossido di zirconio e calcinabile
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio non trattato	Titanio	⊗
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio	Titanio, oro, CrCo	Titanio, ossido di zinco su base preziosa calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Crestale, sopracrestale, sub-crestale	Bone level
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	3	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✗	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica interna	Interna Certain, esagono esterno	Interna
Tipo di trattamento di superficie	SLA	Blasting+mordenzatura+DCD	C.B.S.
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono e dodecagono	Pentalobare
Prezzo di listino*	Euro 208,00 + iva al 4%	⊗	⊗
Info azienda	www.dentium.com (Dati forniti da Implantium Italia srl Tel. 02.33601153 www.implantium.it)	Tel. 0444.913413 www.biomax.it	Tel. 051.862580 www.dentaurum.de www.dentaurum.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

TS/SS	Unicca	UniQo	Universe
Osstem Implant	BTI Biotechnology Institute	F.M.D. srl	IML SA
Conica	Cilindrica	Cilindrica conica	Conica
Tutte	Tutte	Chirurgia avanzata, postestrattivo, radici convergenti, grande rialzo crestale	Carico immediato, differito, postestrattivo
Da 4 a 13	5.5-6.5-7.5-8.5-10-11.5-13-15	6-8-10-12-14-16	6-8-10-11.5-13-15
Da 3 a 7	2.5-3-3.3-3.5-3.75-4-4.25-4.5-5-5.5-6-6.25	3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5	3.4-4-4.5-5
Titanio gr 4	Titanio, peek, ti golden, calcinabili	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4/5, Calcinabile, Cr/Co, Peek
⊗	Titanio con rugosità attenuata	Ossidazione anodica (collare del moncone)	Titanio macchinato lucido
✔	✔	✔	✔
Titanio, zirconio, gold cast, np cast, calcinabili	Titanio, peek, ti golden, calcinabili	Dritti, angolati, calcinabili, PEEK, MUA, Multi Unit Abutment	In titanio: provvisori, dritti, inclinati, slim, shift, TBase, a pallina, MUA dritti e inclinati. Provvisori peek. Sovrafusione Cr/Co. Calcinabili
Sub-crestale	luxtacrestale e sopracrestale	Sommerso	Sub-crestale
✔	✔	✔	✔
2	5	1	1
✔	✗	✔	✗
✗	✗	✔	✗
Conicam Com-Octa	Interna-esterna piatto su piatto	Interna conico-esagonale e vite passante	Interna, conometrica
Sabbiatura e acidificazione	Acidificazione con unione chimica ioni di calcio	S.A.S. sandblasted and acid-etched surface	Sabbiatura e acidificazione
Esagono	Tetralobo e esagono	Esagono	Doppio esagono nell'impianto, esagono nel moncone
⊗	Euro 190,00-210,00	Euro 119,00	⊗
Tel. 0185.7887850 www.micerium.it	Tel. 02.70605067 www.bti-biotechnologyinstitute.com/it/	Tel. 06.61521415 www.fmd-dental.com	Tel. +41 0916001310/0341.363504 www.immediateload.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA



The Future of Dental Implants



Scopri l'innovativa
Filettatura Cortex
I principali **vantaggi** sono:

- ✓ Anello passivo
- ✓ Quattro lame
- ✓ Ancoraggio osseo extracorticale
- ✓ Alta stabilità iniziale
- ✓ Taglio
- ✓ Filettatura

Ottimo Ancoraggio e Compressione Ossei

- ✓ Compressione ossea verticale e orizzontale

Elementi di Serraggio

- ✓ Resistenza superiore a forze rotazionali contrarie
- ✓ Extra resistenza a forze protesiche rotazionali contrarie
- ✓ Consente il carico immediato



Odontoiatrica RV5

RICERCA DISTRIBUTORI E AGENTI

Contattaci per offrire il meglio ai tuoi clienti

Odontoiatrica RV5 s.r.l.
via Fosso del Tornino 19/65
cap 00144 - Roma

e-mail: info.cortex@gmail.com
odontoiatricarv5@gmail.com

Telefono sede: 06/69425641
Cellulare Event Manager: +39 333/4722202

IMPIANTI	VEGA ContactTi	Zygomatic
Produttore	Soadco S.L.	Noris Medical
Morfologia	Conica	Conica, bifasico
Indicazioni	Carico immediato	Riabilitazione del mascellare atrofico senza necessità di ricostruzione ossea
Lunghezze disponibili (mm)	8-10-12-14	da 30 a 60 con incrementi di 2,5
Diametri disponibili (mm)	3.5-4-4.5	4.2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 Optimum	Titanio Ti6Al4V
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Shot-blasting e trattamento termochimico	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, base oro, CrCo, provvisori peek/titanio, per protesi cementata e avvitata	MUA 17°, 30°, 45°, 52°, 60°
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e Sub-crestale	Extra-luxta crestale-livello osseo
Connessione tipo platform switching	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	6	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica con esagono interno	Esagonale interna
Tipo di trattamento di superficie	Superficie bioattiva ContactTi®	RBM + collo macchinato
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	✗	✗
Info azienda	Tel. 0444.751152 www.klockner.es/en www.klockner-italia.it/cms/ http://contacti.info/	Tel. 06.64764651 www.norismedical.com


AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Impianti IK Tapered Resista

Ampliamente dimostrati in letteratura sono i fattori in grado di influenzare negativamente l'osteointegrazione e poiché l'osso ha la capacità di modificare le sue caratteristiche (deposizione e riassorbimento) e di adattarsi in seguito a stimoli meccanici, la geometria dell'impianto e le sue condizioni di carico durante la funzione, possono essere considerati fattori fondamentali per il successo implantare a medio e lungo termine. La stabilità primaria è influenzata da differenti fattori biomeccanici ed il suo raggiungimento rappresenta tuttora una condizione pressoché indispensabile per garantire il successo. La geometria e le caratteristiche di superficie degli impianti migliorano il contatto osso-impianto e la stabilità primaria,



così come il diametro, la lunghezza, le spire e la forma del collo sono considerati fattori determinanti nel ridurre il valore di stress nell'osso perimplantare (Szucs A, Divinyi T, Lorincz A. Budapest - Fogorv Sz. 2006 Aug;99(4):141-7). Gli impianti a geometria Tapered (affusolata) si distinguono per un profilo curvilineo con la porzione coronale e il diametro apicale ridot-

ti rispetto al corpo impianto. Minimizzando l'ingombro apicale si riducono le probabilità di fenestrazione nelle forme anatomiche ossee a clessidra e nel mono-impianto, tra denti contigui, si riduce la probabilità di contatto radicolare. L'impianto Tapered, in osso di qualità scarsa D3/D4, aumenta le probabilità di stabilizzazione primaria permettendo varianti di foratura

del tunnel implantare in sotto-preparazione. Gli impianti a geometria Tapered sono tra i più studiati ed applicati (Khayat PG, Milliez SN. J Oral Implantol 2007;34:225-231) e risultano i più utilizzati del mercato globale, circa il 65% contro un 35% di impianti cilindrici. Truhlar RS, Morris HF, Ochi S. Implant surface coating and bone quality-related survival outcomes through 36 months post-placement of root-form endosseous dental implants. Ann Periodontol 2000; 5:109-118.

PER INFORMAZIONI
Resista
Via F.lli Di Dio, 68
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
www.resista.it

La fixture più usata al mondo: la troncoconica

L'implantologia moderna vede oggi come fixture più utilizzata, la vite troncoconica. Prodotta da diverse case implantari del mondo, tale fixture è la più adeguata a rispondere alle attuali esigenze cliniche e del paziente: carico immediato, post estrattivo, estetica, posizionamento anche in osso di tipo IV, scarsa consistenza ossea, durata nel tempo. L'impianto "TOUAREG" della ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM, ci garantisce tutto questo. Tale impianto, è prodotto dalla ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM, dal 2002 ad oggi, quindi un follow-up di ben 17 anni. Questo ultimo dettaglio, è determinante per i Chirurghi implantologi, di ogni parte del mondo, per la decisione finale nella scelta del sistema implantare da adoperare per i propri pazienti. Infatti, non è solo il disegno dell'impianto che guida alla scelta, in quanto

obiettivo facile da raggiungere, ma la garanzia di precisione dell'ingaggio, il trattamento di superficie, la pulizia della vite, poi la sterilizzazione, il controllo di qualità, le misure disponibili nel sistema, la panoramica protesica, l'esperienza di produzione, casistica, evidenze scientifiche. Il sistema implantare ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM, ha come impianto top, proprio il "TOUAREG". Esso è previsto con una **connessione interna conico esagonale standard**, ossia stesso ingaggio a prescindere dalla misura, quindi praticità, ed economia di magazzino in quanto la componentistica è uguale per tutti i diametri. Oppure con una **connessione interna conico esagonale "close fit"**, con piattaforme variabili. I diametri partono dal 2.75 al 6 e le altezze da 6.25 a 18, quindi ampia scelta ed una vasta panoramica



di soluzioni protesiche. Infatti oltre ad avere monconi di ogni genere, che limitano al minimo l'uso dei calcinabili, include il sistema per protesi avvitata "TMA", già dalla fixture diametro 3, nonché overdenture. Tutti questi dettagli, associati ad un costo molto competitivo, fanno sì che il sistema "ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM", sia molto vantaggioso sotto ogni aspetto.

Contattaci per la visita di un nostro informatore e la prova di un impianto.

PER INFORMAZIONI
Dental Pr Adin - Distributore Italia
Via Carpineta 9, Baronissi (SA)
Tel./Fax 089.954103-338.9742274
www.dentalpradin.com
www.adin-implants.com