


Impianti

Sondaggio su **240** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	31	13 %
Qualità del prodotto e serietà aziendale	187	78 %
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega	22	9 %




Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	130	54 %
Abbastanza	98	41 %
Fondamentale	12	5 %



La prima caratteristica che mi colpisce in un impianto dentale è:

Morfologia e connessione	116	48 %
Trattamento di superficie	62	26 %
Rapporto qualità prezzo	62	26 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> A CONFRONTO

IMPIANTI		Adin Touareg S, UNP, NP RP, WP Arial CX	
Produttore	2P	Adin Dental Implants Systems	AbutmentCompatibili.com
	Normadent		
Morfologia	Conica, doppio principio	Troncoconica	Conica a spira larga
Indicazioni	Tutte	Tutte, in particolar modo per carico immediato e postestrattivo	Postestrattivo, carico immediato, rigenerative ossee, osso morbido, osso D2-3-4
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-14	6.25-8-10-11.5-13-15-16-18	8-10-11.5-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.75-4.25-5	2.75-3-3.3-3.5-3.55-3.75-4.2-4.3-5-6	3.5-4.2-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio	Titanio medicale gr 4
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Irruvidimento superficiale mediante trattamento con acidi e decontaminazione mediante plasma a freddo	Titanio	Elettro lucidatura
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Dritto, inclinato, sferico e sistematica MUA	Ampia varietà; avvitata overdenture	Tutte
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	luxta	Filo cresta, sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	1
Kit e software per chirurgia guidata	✗	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✓	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna con sigillo conico	Interna conica	Conico esagonale
Tipo di trattamento di superficie	✗	SLA, Osseofix™	Sabbatura a grana grossa e mordenzatura acida
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono interno
Prezzo di listino*	Euro 90,00	✗	Euro 75,00
Info azienda	Tel. 0362.551411 www.normadent.com	Tel. 089.954103 www.dentalpradin.com www.adin-implants.com	www.abutmentcompatibili.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Avior	Axis	Axiom REG - B.L./T.L	Bicon Short e Ultra Short Implant
Mech & Human	TAG Medical Products	Anthogyr	Bicon Ilc.
Conica	Conica	Cilindrica con nocciolo conico	Design a plateau con spalla convergente e connessione conometrica pura tra fixture e abutment
Particolarmente indicato per la zona mascellare superiore e più specificatamente per casi post estrattivi che presentano osso di densità D2-D3	In tutti i casi e procedure: convenzionale, ritardato, precoce, carico immediato, procedure con rigenerazione ossea, rialzo del seno	Universale con posizione subcrestale B.L. (Bone Level), Trans-mucosa T.L. (Tissue Level)	Tutte
8.50-10-11.50-13-15	6-8-10-11.5-13-16	6.5-8-10-12-14-16-18	5.0-5.7-6.0-8.0-11.0
3.25-4-5	3.3-3.75-4.2-5-6	3.4-4-4.6-5.2	3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0
Titanio medicale grado 4	Titanio grado 23	Titanio gr 5 ad alta resistenza meccanica	Ti6 al4 v
Collare in titanio, parzialmente liscio	✗	Impianti T.L. con collare liscio (altezza 1.5-2.5-3.5)	Ti6 al4 v
✓	✓	✓	✓
Provvisori, dritti, angolati, calcinabili, CAD-CAM	Titanio 23 abutment, estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati – peek dritti e angolati per personalizzazioni	Titanio, zirconia, CrCo, peek	Universali con spalla preformata-locator-breis-senza spalla preformata
Crestale	Bone level	Sub-crestale, transmucoso	Sub-crestale
✗	✓	✓	✓
2	1	Cono 6° + indice	Infinite
✗	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✗
Esagono interno ed esterno	Esagono interno	Conometria+indice/Piatto su piatto+indice	Conometrica pura con sigillo batterico certificato
D.A.E.S. Trattamento di doppia acidatura	Sabbatura seguita da una doppia mordenatura	Sabbatura con granuli di Fosfato di Calcio bifasico e acidificazione	Sabbatura e acidificazione
Esagono	Esagono interno	Triangolare senza spigoli	✗
Euro 108,00 (vite tappo inclusa)	Euro 138,00	✗	✗
www.mech-human.com	www.tag-med.com Importatore: Italymed srl Tel. 331.3565647 www.italymed.it	Tel. 02.84800772 www.anthogyr.it	Tel. 06.9682293 www.bicon.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Biocoin	Bio Implant Core V2 Classic	Blister minimal SPE
Produttore	I.DENT HC srl	Kristal srl	Safe & Simple srl
Morfologia	Conicità variabile, spire incrementali	Cilindrica	Conica con ingaggio interno conico a 6°
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità	Postestrattivo	Postestrattivo a carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	7-8.5-10-12-13-15	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.6-4-4.5-5-6	2.9-3.5-3.75-4.2-4.7-5.2	4-4.5-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass	Titanio gr 4 e 5	Titanio, peek, plexiglass, calcinabile
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic covering	Titanio	Completamente sabbiato/bone switching
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera, calcinabile	Titanio, peek, calcinabile	Dritto, calcinabile, a sfera, a basso profilo, con/senza spalla, angolato, peek, preformato
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sub-crestale	Filo cresta	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3-5	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✗	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✓	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna, esterna, conometrica, cono MUA	Interna	Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad angoli smussi
Tipo di trattamento di superficie	Sanded Large Grit + Double-Etched	Acidificazione	Sabbatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono o dodecagono	Esagono interno	Quadrato/ottagonale
Prezzo di listino*	Euro 120,00	Euro 130,00	Euro 139,00
Info azienda	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 0438.837231 www.safeandsimple.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

BNX evo	Bone Level Tapered	BT-Tite Active	CAMI - Impianto Monofasico SM
Ghimas spa	Institut Straumann AG	BTLock International	CAMI
Conica	Cilindrica-Conica sommersa	Conico-cilindrica	Monofasico SM conico
Tutti i casi di edentulia	Carico tardivo, precoce e immediato, limitazioni anatomiche, osso scarsa qualità	Postestrattivo, creste stabili, carico immediato	Postestrattivo, carico immediato
8-10-11.5-13-15.5	8-10-12-14-16-18	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	9-11.5-13-15
3.5-4-5	2.9-3.3-4.1-4.8	3.3-3.75-4.5-5.5	2.5-3-3.5-4
Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 medicale
Titanio	Titanio macchinato	Micro filettature crestali e parte finale del collare machine-cut	⊗
✓	✓	✓	Monofasico
Titanio, calcinabile	Cementate, avvitate, overdenture, CAD/CAM	Titanio, calcinabile, zirconio, oro	Monofasico
Crestale	luxta Crestale	Crestale	⊗
✓	✓	⊗	✓
12	3	1	Monofasico
✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗
Interna conica	Interna conica con 4 scanalature (crossFit®)	Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici	Monofasico
Sabbatura e doppia acidificazione	⊗	Sabbatura e doppia mordenzatura acida	Mordenzatura agli acidi e plasma Argon
Doppio esagono	4 scanalature	Trilobo	Monofasico
⊗	Euro 264,00/329,00	Euro 142,00	Euro 56,00
Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. +41 (0)61 965 11 11 www.straumann.com Tel. 02.3932831 www.straumann.it	Tel. 0444.492609 www.btlack.com	www.cami-implants.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Camlog Screw Line	Cyroth E/I	D22
Produttore	Altatec	AoN Implants srl	Leader Italia
Morfologia	Conica	Cilindrica	Conica
Indicazioni	Tutte	Tutte	Universale
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	9-11-13-16	5.5-7-8-10-11.5-13-15-17	8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.8-4.3-5-6	3.3-3.75-4-4.5-5-6	3.5-4-4.5-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato	Bone platform switching npore plus 030, mm collare lucido	Liscio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, peek, lega aurea, POM	Titanio gr 5, CoCr, peek, PMMA	Per protesi cementata, avvitata, carico immediato
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o transmucoso	Crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	5	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✓	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Esagono	Cono morse
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e acidificazione	Nano pore plus doppia acidificazione con aggiunta cap	BOAT
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Tre camme	Esagono	Esagonale
Prezzo di listino*	Euro 179,00	Euro 126,00	✗
Info azienda	Tel. 800.166522 www.henryschein.it www.camlog.com	Tel. 0444.614994 www.aonimplants.it	www.leaderitalia.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

DIO Implant System UF II	Duravit Slim Ø 3,4	Easy Grip Screw	EasyDip®
DIO Corporation	B. & B. Dental srl	T.F.I. System	Overmed srl
Troncoconica	Cilindro conico apice penetrante filetto autocondensante	Cilindrica, conica, anatomica	Troncoconico, sommerso
Tutte	Osso spugnoso, poco denso (D3-D4)	Carico immediato, postestrattivo, rialzo del seno	Per tutti i tipi di riabilitazione, indicato in caso di scarso spessore gengivale
7-8.5-10-11.5-13-15-18	8-10-12-14	5-8-10-11.5-13-15	6.5-8-10-11.5-13-15
3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.4	3.3-3.75-4.5-5-6	3.5-4-4.75-5.25
Titanio	Titanio gr 5	Titanio grado 5 ELI	Titanio gr 4 e 5
Macchinato	✕	Colorazione anodica	Lucidatura
✓	✓	✓	✓
Titanio, calcinabile	Ti, calcinabile, peek, CoCr	Preformati, calcinabili, overdenture, all-on-screw, CAD-CAM, customizzato	Diritti, angolati, calcinabili, MUA, ottagonali, a sfera
Sub-crestale, bone level	Sub-crestale	Crestale, sub-crestale, transmucoso	Crestale
✓	✓	✓	✓
2	6	1	1
✓	✓	✓	✓
✕	✓	✓	✕
Conica	Esagonale conica	Esagono interno in friction-fit con vite passante	Interna, conico-ottagonale
HSA	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma slow discharge	Sabbatura e mordenzatura
Esagono	Esagono	Esagono	Ottagono
✕	Euro 130,00	Euro 109,00	✕
Importatore e distributore Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Essential 1.0	EvolutionConic EC2	ExActive®
Produttore	Dentha srl	Allmed	Permedica spa
Morfologia	✖	Conica a spira intermedia	Cilindrica, parte apicale conica
Indicazioni	✖	Tutte, in particolare con osso di scarsa qualità (morbido)	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-11.5-13-15	8-10-12-14-16	5-6-8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.4-3.8-4.2-4.6	3.25-3.75-4.25-5	3.3-3.85-4.3-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado medicale	Titanio gr 5, lega aurea, peek, calcinabili	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Liscio	Titanio	Liscio, microfiletto
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili in PMMA, provvisori in peek e sovralfondibili con base in cromo cobalto e manica in PMMA	Tutte per protesi fissa ed overdenture	Anatomici dritti, scan abutment, peek estetici, calcinabili, fresabili, personalizzabili, angolati, overdenture
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	luxta ossea	Crestale e sub-crestale	Crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	2	2
Kit e software per chirurgia guidata	✗	✓	✗
Cappetta di guarigione inclusa	✗	✓	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna	Conica con esagono interno, vite passante	Conica interna con esagono
Tipo di trattamento di superficie	Acidificazione e sabbiatura	Sabbiatura con doppia acidificazione	Bioly® surface (Titanio puro rugoso rivestito TiNbN), plasma argon a freddo
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono interno	Esagono	Esagono
Prezzo di listino*	✖	Euro 139,00	Euro 160,00
Info azienda	Tel. 0461.764886 www.denthaimplants.it	Tel. 039.481123 www.allmed.it	Tel. 039.9514811 www.permedicadental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

FR1A.2 / FR2 Tecom Implantology GTB

Hexential

I.D.I. Evolution impianto dentale

Titanmed Srl	Advan srl	Biaggini srl	I.D.I. Evolution
Tronco-conica	Corpo conico e filettatura cilindrica	Conicità variabile, spira larga	Cilindrica, conica
Sostituzione del dente singolo, fissaggio di ponti e protesi, carico immediato	Postestrattivo, carico immediato, mini sinus lift, great sinus lift, split crest, tutte le qualità ossee	Postestrattivo, carico immediato, scarsa qualità ossea, tutti i tipi di osso	Tutte
8-9.5-11-13-15	6-7.5-9-10.5-12-13.5-15-18	8-10-11.5-13	Da 6 a 17
3.4-3.8-4.5-5.5	3.3-3.6-4.3-4.4-5.1	3.5-4.2-5	3.5-3.8-3.75-4-4.3-5-5.3-6
Titanio gr 4 e 5, calcinabile, CoCr	Lega di Titanio Ti6Al4V ELI	Titanio gr 5	Titanio gr 4
Titanio macchinato lucido	OsseoGRIP totale su tutta la superficie implantare e profili transmucosi micro striati	Levigatura di 0,5 mm e bone switch	Microfilettatura sulla parte corticale e sincrona
✓	✓	✓	✓
Titanio tras mucoso, inclinato, fresabile, tbase, tipo mp™, otk, calcinabile, sovrapposizione base CoCr	EASy Titanio, MUA, GFA, OT Equator, Ti-Base, Fresabile, Premilled	Dritti, angolati MUA calcinabili	Titanio, peek, calcinabili
Sovracrestale	lutta-crestale o sub-crestale	Sub-crestale	lutta crestale
✓	✓	✓	✓
4	1	1	1
✗	✓	✗	✓
✗	✓	✓	✓
Interna cilindrica piatto su piatto	Conica	Interna	Connessione interna, cilindro esagonale
Sabbatura e acidificazione	OsseoGRIP totale su tutta la superficie implantare	Sabbatura a grana grossa e mordenzatura acida	Biacidificazione
Esagono	Ottagono	Esagono profondo 2,45 mm, pareti coniche	Esagono, cilindro esagonale
Euro 86,00/76,00	Euro 160,00	✗	Euro 120,00
Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com	Tel. 0433.096245 www.advanimplantology.com	Tel. 02.38103089 www.odontes.it	Tel. 039.6908176 www.idievolution.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Impianti dentali SLA	Impianto vite sommersa tipo VC	Implassic FT3
Produttore	Tiradix	A-Z Implant	Dental Tech
Morfologia	Conica, cilindrica	Cilindrica a doppio principio	Cilindrica
Indicazioni	Tutti i tipi di osso, postestrattivo	Tutte per impianti a vite	Postestrattivo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17	7-8.5-10-11.5-13-14.5	8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75	3.5-4-4.5	3.25-3.75-4.25-4.75-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone (specificare tipologia di titanio)	Titanio	Titanio gr 4	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucidato a specchio	Titanio interamente trattato	Liscio e trattato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	Titanio grado 4 : avvitabili, antirotazione, conici dritti, conici angolati (MUA), per o-ring, per provvisori armati	Titanio, oro, calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	Sub-crestale	Bone level
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✗	✓
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono+esagono interno	Conica con esagono interno	Interna
Tipo di trattamento di superficie	SLA, RA 1,2 µm	Sabbiatura, mordenzatura acida	Sabbiatura, mordenzatura (BWS)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Doppio esagono interno	Esagono
Prezzo di listino*	✗	Euro 58,50	Euro 110,00
Info azienda	www.tiradix.it	Tel. 051.453760 www.azimplant.it	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

 Imploglic GII	 Isomed Mini Impianto Tiz	ITS Italy	JDEvolution Plus+
Dental Tech	Isomed	Essemme Components srl	JDentalCare srl
Conica	Conica a spira progressiva	Cilindrica, conica, anatomica root-form e transmucosa	Conica con connessione a esagono interno con bisello interno
Postestrativo	Creste sottili agenesie dei laterali e incisivi inferiori	Postestrativo, radici convergenti, carico immediato, riabilitazioni multiple in zona estetica	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrativo e ideale in tutti i settori della bocca
8.5-10-11.5-13-14.5	10-11.5-13-14.5	5.5-6-6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15-18
3.75-4.5-5.5	2.9	2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5-5.3-5.5	3.7-4.3-5.0-6.0
Titanio gr 5	Titanio	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
Macchinato	Titanio gr 5	Fino alla porzione più coronale	Titanio, anodizzazione
✓	✓	✓	✓
Titanio, oro, calcinabile	Titanio	Titanio, peek, CoCr, calcinabili	Dritti con spalla e senza spalla, inclinati, provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator
Sub-crestale	Bone level	Secondo connessione protesica utilizzata	Bone level
✓	✓	✓	✓
1	1	6	Conico ed esagono interno
✓	✓	✗	✓
✓	✓	✗	✓
Interna	Interno	Conometrica, esagonale esterna e interna, transmucoso	Conica con esagono interno 100% compatibile Zimmer® Screw-Vent®
Sabbatura, mordanatura (BWS)	Mordanatura a microruvinità controllata	Sabbatura e doppia acidificazione	SLA
Esagono	Esagono	Esagono, indice di riposizionamento	Esagono
Euro 110,00	✗	Euro 149.50	✗
Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com	www.isomed.it	Tel. 049.603310 www.itsitaly.it	Tel. 059.454255 www.jdentalcare.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Kit implantare 2P	Modus	Multysystem TC (Tapered Connection)
Produttore	Bone System srl	Errecieffe srl	Multysystem srl
Morfologia	Morfologia differenziata con filettatura a 2 principi	Conica	✕
Indicazioni	Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso	Carico immediato e differito, postestrattivo, chirurgia rigenerativa e guidata, per qualità ossee compatte e morbide	Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo e rialzo del seno
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.2-10-12-13.5-15	6-8.5-10-11.5-13-15-18	7-8.5-10-11.5-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.5-4.1-5	3.30-3.75-4.25-5-5.5	3.2-3.7-4.2-4.5-4.7-5.2-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone (specificare tipologia di titanio)	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio lucido	Titanio lucido	Lucido macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Monconi Press-Fitting 0° angolati 15/25°, friction locking, easy on four, tissue Level	Ti, calcinabile, peek, base oro, MUA, CAD CAM, scan abutment	Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sub-crestale	Crestale, sub-crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	2	2
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✓
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✓	✕
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Press-fitting, friction Loking, esagono interno Easy on four	Conica interna 12 gradi	Cono morse, esagono interno, filetto
Tipo di trattamento di superficie	Procedura Ecotek sabbiata e mordenzata	Doppio attacco acido organico	Acidificazione SLA (RAF)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono Interno
Prezzo di listino*	✕	Euro 109,00/118,00	Euro 100,00
Info azienda	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	Tel. 035.0932016 www.errecieffe.com	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

One Stage	OsseoSpeed EV	Prama	PRI
Physioplant srl	DentsplySirona/Astra Tech Implant System	Sweden & Martina spa	Futura Implant System
Conica	Conica e cilindrica	Cilindrica, conica	Root form
Postestrativo, carico immediato, transmu- coso	Tutte	Carico immediato, situazioni postestrativo, protocolli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare	Molte situazioni cliniche
Da 7 a 20	6-8-9-11-13-15	6-8.5-10-11.5-13-15	8-10-11-13-15-18
3.4-3.75-4-4.7	3.0-3.6-4.2-4.8-5.4	3.8-4.25-5	3.5-4-4.5-5-6
Titanio gr 4 e 5	Titanio commercialmente puro	Titanio	Titanio gr 4 e 5
Lucidatura	Liscio macchinato in Titanio	UTM - Ultrathin Threaded Microsurface	Titanio gr 4
✓	✓	✓	✓
Titanio dritti	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata e cementata	Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, P.A.D., T-Connect	Titanio gr 5 e calcinabili
Crestale oppure sommerso	Crestale	Transmucoso	Sommerso
✓	✓	✗	✓
3	2	1	1
✓	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✓
Esagono e torque esterno	Conica	Esagono interno	Esagono interno
Sabbiatura, irruvidimento superficiale tramite acidi e decontaminazione mediante plasma a freddo	Superficie trimodale: liscia, mordenzata, sabbata e mordenzata	ZirTi	Sabbiatura acidificazione
Esagono, conico, torque	Esagono 6 coulisse	Esagono	Esagono
Euro 110,00	✗	✗	✗
Tel. 030.2586547 www.physioplant.it	Num. Verde 800 310 333 www.dentsply.com	www.sweden-martina.com	www.futuraimplantsystem.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Prime Conomet	Primer SR/Short/Easy Tapping	 PteryFit
Produttore	Prodent Italia srl	Edierre Implant System spa	Noris Medical
Morfologia	Conica "Root-Form"	Cilindrica, porzione apicale leggermente conica	Conica, bifasica
Indicazioni	Implantologia di base, avanzata, posterstrattivi, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato, split crest, posterstrattivo ecc)	Posizionati nella regione pterigomascellare, carico immediato, la particolare forma a V, superficie liscia in zona coronale, massima osteointegrazione (BIC)
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-15	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18-23	18-20-22.5-25
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.8-4.2-4.6-5.1	3.3-3.75-4.2-4.5-4.8-5	4.2
Materiale dell'impianto e del moncone (specificare tipologia di titanio)	Implanto titanio gr 4, componenti protesiche gr 5 6 al 4v	Titanio gr 4 e 5	Titanio Ti6Al4V
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Microfiletto, doppia acidificazione	Macchinato	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	Dritti, angolati, per barra, per protesi avvitata dritti e d angolati, calcinabili, fresabili e provvisori, link e premilled per digitale	Titanio,calcinabile, peek, zirconio, MUA, UCLA, ti-base
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale	✗
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	3 camme e 4 camme	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✗
Cappetta di guarigione inclusa	✓	✓	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Unica, conica, esagonale, interna	Interna a camme, cilindro centrale, giunto bisellato	Esagonale interna
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma	RBM + collo macchinato
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Camme adeguate a punto di repere	Esagono
Prezzo di listino*	✗	Euro 160,00	✗
Info azienda	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu	Tel. 010.8994230/231 www.edierre.net	Tel. 066.4764651/328.4642057 www.norismedical.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto ✗ non fornito ✓ SI ✗ NO

 RESISTA Implantology	SF3	ShapeOne®, iMAX®, Volution®	T3 Implant
Ing. C. A. Issoglio & C. srl	Titanmed	iRES SAGL	Biomet 3i
Conica, cilindrica, attiva, cilindroconica	Conica	Conica e cilindroconica	Conica-cilindrica
Tutte	Tutte	Postestrattivo, radici convergenti, carico immediato e chirurgia rigenerativa, chirurgia guidata	Tutte
6-7-8.5-10-11.5-13-15-18	7.5-8.5-10-12-14	4.5-6.5-8-10-11.5-13-16	5-6-7-8.5-10-11.5-13-15-18
2.7-3-3.4-3.8-4-4.2-4.6-5-6-8	4-5-5.8	3.3-3.7-4.1-4.7-5.2	3.25-4-5-6
Titanio ASTM	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio
Titanio macchinato o rivestimento in nitruro di titanio	Titanio	Macchinato per 1 mm	Titanio
✓	✗	✓	✓
Titanio, zirconia, PMMA, peek medicale, fibra/composito, HIPCC, BIOHPP, CoCr	Titanio, calcinabili, sovrafusione	Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabili, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici con diverse altezze per profilo intramucoso	Titanio, oro, CrCo
Crestale, sub-crestale	Sub-crestale	Sub-crestale, bone level, tissue level	Crestale, sopracrestale, sub-crestale
✓	✓	✓	✓
10	1	4	3
✓	✗	✓	✓
✓	✗	✗	✗
Interna, esterna, conica, piatto-su-piatto	Esagonale interna	Esagonale interna e esterna, ottagonale interna, one piece, conica	Interna Certain, esagono esterno
Doppia acidificazione	Doppia mordenzatura acida	Macchinato, Hybrid (Hy), collo macchinato	Blasting+mordenzatura+DCD
Esagono	Esagono	Sfaccettature esagonali	Esagono e dodecagono
Euro 99,00	Euro 92,00	Euro 130,00-155,00	✗
Tel. 0323.828004 www.resista.it	www.vickygrem.com	www.ires.dental	Tel. 0444.913413 www.biomax.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

IMPIANTI	Tapered Internal Plus Implant, Laser-Lok® Tiologic		Universe
Produttore	BioHorizons, Inc	Dentaurum Implants	IML SA
Morfologia	Cilindro-conica con apice rastremato	Cilindrica, conica, apice arrotondato	Conica
Indicazioni	Tutte, particolarmente indicato in spazi protesici ristretti e biotipi sottili	Tutte	Carico immediato, differito, postestrattivo
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7.5-9-10.5-12-15	9-11-13-15-17	6-8-10-11.5-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.8-4.6-5.8	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	3.4-4.5-5
Materiale dell'impianto e del moncone (specificare tipologia di titanio)	Lega di titanio Ti6Al4V ELI	Titanio grado 4 e 5, ossido di zirconio e calcinabile	Titanio gr 4 e 5, calcinabile, CrCo, peek
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Laser-Lok (microgrooves 8 µm uniformi)	✕	Titanio macchinato lucido
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✓	✓	✓
Tipologie di abutment disponibili	Fresabili in titanio, estetici in nitrato di titanio, Tibase, UCLA, Mua, attacchi overdenture	Titanio, ossido di zinco su base preziosa calcinabile	Dritti, angolati, slim, sovrapposizione, tbase, provvisori, MUA, OTK
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Bone level	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✓	✓	✓
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	2	1
Kit e software per chirurgia guidata	✓	✓	✕
Cappetta di guarigione inclusa	✕	✓	✕
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna a sigillo conico ed ingaggio esagonale	Interna	Interna, conometrica
Tipo di trattamento di superficie	Laser-Lok e sabbiatura RBT	C.B.S.	Sabbiatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Pentalobare	Doppio esagono nell'impianto, esagono nel moncone
Prezzo di listino*	✕	✕	✕
Info azienda	Tel. 800.063.040 www.biohorizons.it	Tel. 051.862580 www.dentaurum.de www.dentaurum.it	Tel. 0341.363504 www.immediateload.com. Sede Svizzera tel: +41 (0)91 6001310

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

VEGA ContacTi®	Vertical Neck Regular/Narrow Zirkolith®	Zitan Linea	Zygomatic	
Soadco S.L.	Biotype Implant System	Z-Systems®	Ziveco Group	Noris Medical
Conica	Tronco conica	Cilindrica	Cilindrica, conica, short, versioni std & wide platform	Conica, bifasico
Carico immediato	Estetica, carichi differiti e immediati, postestrattivo, chirurgia guidata	Tutte	Post estrazionale, sinus, tutte le posizioni	Riabilitazione del mascellare atrofico senza necessità di ricostruzione ossea
8-10-12-14	Da 6 a 18	8-10-12	5-6-8-10-11.5-13-15	30-32.5-35-37.5-40-42.5-45-47.5-50-52.5-55-57.5-60
3.5-4-4.5	3.0-3.3-3.7-4.1-4.8	4.0-5.0	3.3-3.8-4.25-5-6	4.2
Titanio gr 4 Optimum	Titanio gr 4 e 5	Zirconia	Titanio gr 4	Titanio Ti6Al4V
Shot-blasting e trattamento termochimico	Titanio gr 4 trattato con argon	Zirconia naturale	Macchinato	Macchinato
✓	✓	✗	✓	✓
Diritti, angolati, base oro, CrCo, provvisori peek/titanio, per protesi cementata e avvitata	Titanio, CoCr calcinabile, peek per provvisori	Dritto o angolato 15°	Std: dritto, angolo 15°- angolo 25°, monconi a palla-multi unit abutment	Titanio, calcinabile, peek, zirconio, MUA, UCLA, Ti-Base
Crestale e sub-crestale	Transmucoso	Tissue level	Crestale, sommerso	✗
✓	✗	✗	✓ / ✗	✓
6	2	1	3	1
✓	✓	✗	✗	✓
✓	✗	✓	✗	✗
Conica con esagono interno	Esagono esterno con cono pareti convergenti dritte protesizzabile	Conica interna	Esagono interno	Esagonale interna
Superficie bioattiva ContacTi®	SLA	Al laser brevettato SLM®	Sabbiatura, doppia acidificazione, plasma freddo ad argon	RBM + collo macchinato
Esagono	Esagono e quadrato	Rotazione libera	Esagono	Esagono
✗	Euro 145,00 – 198,00	Euro 390,00	✗	✗
Tel. 0444.751152 www.klockner.es/en www.klockner-italia.it/cms/	Tel. 0331.969270 www.biotypeimplantsystem.com	Tel. +41 77 411 20 10 www.zsystems.com	Tel. 02.25714337 www.ziveco.com	Tel. 066.4764651/328.4642057 www.norismedical.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Impianto PteryFit Noris Medical

Ideato per la riabilitazione del mascellare posteriore

Una soluzione, tanti vantaggi

Noris Medical, azienda leader del settore implantologico, ha lanciato nel 2017 la sua proposta implantare pterigoidea con le linee **PteryFit** e **PteryCore**. Gli **impianti pterigoidei** sono pensati per un inserimento nel mascellare posteriore, più precisamente nella regione pterigomascellare, e rappresentano una valida e meno invasiva alternativa al rialzo del seno mascellare. Per quanto costituiscano una soluzione complessa dal punto di vista chirurgico, questi impianti garantiscono tuttavia considerevoli vantaggi per il paziente, quali tempi più brevi di guarigione e un'elevata percentuale di osteointegrazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, non richiedono un innesto osseo.

Massima espressione ingegneristica

Gli impianti pterigoidei Noris Medical, in titanio Ti6Al4V ELI, con diametro di 4,2 mm e lunghezze da 18 a 25 mm, presentano una superficie liscia del collo che previene l'aderenza di agenti peripatogeni e ri-

duce le possibilità di un processo infiammatorio nei pressi della zona del collo, mentre la superficie trattata con tecnica RBM aumenta l'osteointegrazione.

Gli impianti PteryFit sono **progettati sulla base dell'anatomia della struttura ossea**.

La particolare forma a V in

zona apicale ne esalta la qualità autofilettante, mentre la zona centrale con filettatura più spessa di tipo quadrato favorisce la compressione dell'osso spongioso permettendo il raggiungimento del massimo BIC.

Per far conoscere meglio questo prodotto di eccellenza, particolarmente apprezzato dai professionisti e rispondente ai bisogni dei pazienti, l'azienda – attraverso la sua **Noris Academy** – organizza numerosi corsi di formazione su tutto il territorio nazionale.

➤ PER INFORMAZIONI

Noris Medical srl
Via Tuscolana, 1120 - 00174 Roma
Tel. 06.64764651
www.norismedical.com/it/



FONA
CLOSER TO YOU

Stellaris 3D

La nuova soluzione multi-FOV perfetta per ogni applicazione

Multi FOV
Luce ambiente
Panoramica in 8 secondi
Programmi standard, HD ed ECO low-dose
Bitewing Extraorale, Seni Mascellari e ATM



Scopri di più su www.fonadental.it • assagoita-info@fonadental.com

Isomed...eccellenti per tradizione

Da 20 anni agevolare il lavoro dell'Odontoiatra è l'obiettivo assoluto della Isomed. Alta qualità, precisione ed affidabilità sono il risultato dell'applicazione delle più avanzate tecniche di fabbricazione e di un accurato Controllo di Qualità, sia della materia prima in fase di accettazione che del prodotto finito, in conformità agli Standard Europei e alle Norme UNI EN ISO 9001 e ISO 13485. Con questa premessa, tutta la produzione si basa sulla semplicità d'inserimento degli impianti riducendo al minimo lo strumentario, le fasi chirurgiche e dunque i tempi d'inserimento degli impianti. L'ampia scelta di impianti Isomed permette al Clinico di selezionare accuratamente la giusta macrostruttura per risolvere un'ampia casistica riguardante le arcate superiori o inferiori; la componentistica protesica di elevata qualità permette l'agevole e sicura riabilitazione dei



casi. Oggi alle soluzioni analogiche si affianca anche una soluzione digitale, scansionando le posizioni implantari tramite speciali ed esclusivi Scan-Body. Il team di Ricerca e Sviluppo della Isomed è da sempre attivamente impegnato nel processo di innovazione tecnologica, sviluppando i propri prodotti in collaborazione

con referenti scientifici di Università e di studi medici privati. Grazie a questo impegno, sono oggi disponibili anche impianti Zigomatici e Pterigoidei made in ISOMED. Da circa due anni i clinici utilizzatori Isomed possono anche accedere ad un sistema esclusivo di Chirurgia Software Assistita che ha messo in ulteriore evidenza la


grande qualità degli impianti. Un punto di forza della ISOMED è la formazione; vengono organizzati costantemente corsi ed eventi in tutta Italia, su argomenti a tema, inerenti le più moderne tecniche chirurgiche e protesiche in riferimento alle tecnologie adottate di più recente applicazione. Sono inoltre programmate dimostrazioni pratiche standard ed a richiesta sui prodotti venduti. Il personale di vendita è costantemente aggiornato attraverso corsi di formazione dedicati garantendo in tal modo una formazione idonea ed una preparazione adeguata al servizio di clinici e tecnici.

+ PER INFORMAZIONI

Isomed
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it

ImpLassic FT3

Il nuovo impianto cilindrico a connessione interna **ImpLassic FT3**, evoluzione del precedente **ImpLassic FT2**, arricchisce la vasta gamma di prodotti Dental Tech a disposizione dei professionisti per qualunque esigenza clinica. La nuova morfologia esterna degli Impianti **ImpLassic FT3** offre una **miglior sensibilità** durante la fase di posizionamento nel sito implantare, raggiungendo un'ottima stabilità primaria in qualsiasi tipologia di tessuto osseo. L'Impianto permette una **maggiore penetrazione** anche nei siti chirurgici sotto preparati maggiormente presenti nel mascellare superiore, per la presenza di tessuto osseo



di scarsa qualità, o nei siti rigenerati dove tendenzialmente si percepisce un tessuto osseo meno persistente.

Un'ulteriore caratteristica di apprezzamento di questa nuova morfologia, è la possibilità per il clinico di **variare l'asse d'avvitamento implantare** anche dopo l'inserimento iniziale, senza incorrere in traumi del tessuto osseo; caratteristica data dalla presenza delle fresature di scarico a **forma elicoidale**.

La sua **superficie BWS®**, realizzata da Dental Tech mediante un processo di sabbia-tura e mordenzatura, in commercio da oltre **20 anni**, consente di ottenere una superficie estremamente pulita e con una rugosità ottimale che favorisce l'adesione cellulare. La nuova morfologia **ImpLassic FT3** andrà gradualmente a

sostituire la precedente morfologia in tutte le sue misure (diametro da Ø3.25 a Ø5.5 e lunghezze da 8 a 16mm) e rimarrà **completamente compatibile** con tutto l'attuale strumentario chirurgico e le piattaforme protesiche ImpLassic FT2.

+ PER INFORMAZIONI

Dental Tech srl
Via G. Di Vittorio, 10/12
20826 Misinto
Tel. 02.96720174
info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com


Adin Dental Implants SYS

Storica Azienda Israeliana, unica a vantare il premio del suo Governo come migliore Exporter del suo ambito.

La ADIN è presente, in oltre 68 paesi del mondo. In Italia l'importatore e distributore esclusivo, autorizzato dal Ministero della Salute, è la Dental Pr Adin.

La fixture top del sistema, è il "TOUAREG", che soddisfa le attuali esigenze di carico immediato e post estrattivo con una spira aggressiva e un design peculiare che ne determina una elevata stabilità dopo il posizionamento. L'impianto è prodotto sia con ingaggio Standard unica piattaforma a prescindere dal diametro, che con ingaggio Close Fit 4 piattaforme (maggiore lunghezza ed angola-

zione a 6° del cono, con diametro piattaforma a partire da 2.75 mm). Circa l'osteointegrazione, in uno studio indipendente della NY University P.g Coehlo "Histomorphometry and bone mechanical property evolution around different implants", ADIN è risultata eccellente, al pari di noti e blasonati marchi, e in un test di carico ha avuto risultati addirittura superiori. Oltre l'impianto, la variegata componente protesica, rende il sistema valido sotto innumerevoli aspetti, offrendo soluzioni protesiche utili per ogni esigenza riabilitativa, dalla protesi cementata ai monconi in zirconia, estetici, fino all'avvitata, grazie al sistema TMA/ FLAT, overdenture, cad cam bases, scan body




ab, per l'uso di scanner intraorale e chirurgia guidata. In conclusione, si rivela una scelta proficua, per il rapporto costo/beneficio e per l'elevato standard qualitativo, determinante per la tranquillità del clinico e del paziente.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Dental PR Adin
Tel. 089.954103
info@dentalpradin.com
www.dentalpradin.com
www.maxillent.com

Chirurgia implantare computer guidata Resista

La chirurgia implantare computer guidata è in continua affermazione a livello globale nel campo dei medical devices e rappresenta l'ultima evoluzione tecnologica capace di offrire ai clinici e ai pazienti benefici unici. Per mezzo di software sempre più precisi e di facile interpretazione, l'elaborazione interattiva al computer dei dati digitali DICOM, forniti dall'indagine TAC, diventa sempre più accessibile anche all'utenza meno esperta nel panorama digitale. Comprendere e conoscere l'anatomia del proprio paziente, rapportandola alla finalizzazione protesica, fino alla realizzazione di una vera e propria guida chirurgica, avvia il processo di trasformazione del proprio studio odontoiatrico verso la sicurezza procedurale, la semplificazione metodologica e il supporto legale, in un rivo-



luzionato nuovo mondo medicale. Il piano di trattamento inizia raccogliendo il materiale necessario per l'acquisizione dei dati di progetto (modelli, reperti radiologici e DICOM) e viene realizzato pianificando la posizione degli impianti sulle immagini TC tridimensionali. Il software, la mascherina chirurgica e lo strumentario neces-

sario vengono forniti da RESISTA nella loro completezza e semplicità con tutto il sostegno professionale necessario. RESISTA, da sempre all'avanguardia nelle soluzioni implantari e vicina alle necessità del professionista, continua a crescere nelle competenze chirurgiche implementando le varianti chirurgico/protesiche costru-

te intorno alle tecnologie più moderne. Le opinioni più autorevoli in implantologia considerano la chirurgia computer guidata particolarmente utile nella pianificazione degli impianti inclinati senza l'utilizzo di tecniche di rigenerazione (graftless), nel posizionamento di impianti senza la realizzazione del lembo (flapless) e nel carico immediato (immediate smile) ed è per questo che viene utilizzata in un numero sempre maggiore di situazioni cliniche, nella sicurezza di applicare le terapie in modo prevedibile. D.M.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Resista
Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. srl
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
info@resista.it
www.resista.it