


Cementi canalari

Sondaggio su **310** responder


Quando deve scegliere un cemento cosa prende in esame maggiormente?

L'applicazione specifica e/o il tipo di materiale	192	62 %
Caratteristiche fisico-chimiche	108	35 %
Disponibilità di materiale per un test personale	10	3 %




Cosa desidera ottenere da un cemento canalare?

Forte legame con i tessuti duri	90	29 %
Un legame duraturo	102	33 %
Bassa contrazione	118	38 %



Cosa le interessa ottenere dal punto di vista fisiologico con il suo cemento?

Un buon effetto analgesico battericida	56	18 %
Una buona capacità di riempimento del canale	108	35 %
Una ottima biocompatibilità	146	47 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> A CONFRONTO

CEMENTI CANALARI	Ah Plus	Ah Temp	Calxyl Blu
Produttore	DENTSPLY DeTrey GmbH	DENTSPLY DeTrey GmbH	OCO Praeparate GmbH
Distributore/Importatore	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona	Dentaurum
Utilizzo			
Compatibile con i sistemi adesivi	✓	✗	✗
Indicazioni	Endodontico per sigillo canalare	Temporaneo per medicazione canalare	Trattamento dentina, incappucciamento polpa
Proprietà del prodotto			
Contiene iodoformio	✗	✗	✗
Composizione (%)	Epoxide pasteDiepoxide, Calcium tungstate Zirconium oxide, Aerosil, Pigment, Amine paste 1-adamantane amine N,N'-dibenzyl-5-oxa-nonandiamine-1,9, TCD-Diamine, Calcium tungstate, Zirconium oxide, Aerosil, Silicone oil	Idrossido di calcio, Polietileneeglicolo, Tungstato di calcio, Ossido di zirconio	Idrossido di calcio radiopaco
Tipo	Base epossidica inerte, senza eugenolo	Idrossido di calcio	Idrossido di calcio
Se a base di resina	Autopolimerizzabile	Autopolimerizzabile	✗
Attività batteriostatica	✓	✓	✓
Descrizione prodotto	Senza cessione bisfenolo A, a fase amminica	Medicazione canalare a base di idrossido di calcio a base acquosa, 12,0 pH per applicazione diretta nel canale radicolare	Per sottofondi, conservazione vitale
Forma	Pasta, pasta	Pasta in siringa 0,75 ml	Pasta
Radiopaco	✓	✓	✓
Riassorbibile	✗	✓	✗
Tempo di lavorazione e indurimento (min)	14 ore a 23°C/8 ore a 37°C	Lungo	✗
Solubilità in acqua (%)	✗	Poco	1,7 g/l a 20°C
Altre proprietà	✗	✗	Azione batteriostatica grazie all'elevato valore pH (>12,6)
Informazioni commerciali			
Prezzo di listino*	✗	✗	Euro 27,00
Info azienda	Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	www.oco-praeparate.de www.dentaurum.it

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Ena Cem Hf	Ena Cem Low Viscosity	Endo N2
Micerium spa	Micerium spa	Ghimas spa
•	•	•
✓	✓	✓
Perni-moncone, composito, metallo-ceramica	Perni endocanalari, intarsi in composito, intarsi, faccette e corone in ceramica	Cementazioni canalari definitive di denti anche se presentano canali radicolari e procedure di pulpectomia particolarmente complesse
✗	✗	✓
Resina BisGMA, riempitivo vetroso (77)	Resina BisGMA, riempitivo vetroso (63)	Zinco ossido 40, eugenolo 29, bismuto 15, paraformaldeide 3
Altamente caricato, ma scorrevole	Duale bassa viscosità	Ossido di zinco con eugenolo e paraformaldeide
Duale	Duale	✗
✗	✗	✓
Alta resistenza e spessore <30 micron	✗	Endodontico per l'otturazione definitiva dei canali di denti vitali e gangrenosi
Pasta + catalizzatore	Pasta siringa da 8 g.	Polvere + liquido
✓	✓	✓
✗	✗	✗
3-4/5-6	4/7-9	6/6-8
0,7 µg/mm³	✗	1,1
Vickers 670 MPa, Flexural 116 MPa, Compressive 342 MPa, Mod. elasticità 12850 Mpa	Vickers 270 MPa, Flexural 88 MPa, Compressive 216 MPa, Young Modulus 5471MPa	Efficace su eventuali resti pulpari poco accessibili
Euro 98,00 (1 siringa 8 g)	Euro 98,00 (1 siringa 8 g)	✗
Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it

**Anna,
26 anni,
Assistente
di Studio
Odontoiatrico,
il suo lavoro
le piace.**



**L'ha trovato su
INFODENT.IT!**

Infodent.it con oltre 20.000 inserzioni all'anno, offre alle Assistenti Dentali l'opportunità di cercare e trovare lavoro negli studi odontoiatrici in tutta Italia. Centinaia di annunci sempre nuovi per ottenere subito quello che stai cercando!

**Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !**

INFODENT®
www.infodent.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ A CONFRONTO

CEMENTI CANALARI	Medicanal	Medica-Seal	Sicura-Seal
Produttore	Dentalica	Dentalica	Dentalica
Distributore/Importatore	•	•	•
Utilizzo			
Compatibile con i sistemi adesivi	✓	✓	✓
Indicazioni	Per terapia pulpale adatto nei casi di apici immaturi, per stimolare la formazione di dentina, incappucciamenti della polpa e pulpotomie	Definitivo per otturazioni canalari in combinazione con punte di gutta-perca	Otturazioni permanenti di canali radicolari in combinazione con punte di gutta-perca per otturazione
Proprietà del prodotto			
Contiene iodoformio	✗	✗	✗
Composizione (%)	Idrossido di calcio con solfato di bario	Pasta 1: Bisfenolo A resina epossidica 47,5, ossido di zirconio 25,0, silice 2,0, pigmenti di ossido di ferro 0,5. Pasta 2: Poliammine 47,5, ossido di zirconio 25, agente antibatterico 6	Base: Resina epossidica oligomera, Glicol etilenico salicilato, Fosfato di calcio, Bismuto carbonato, Ossido di zirconio. Catalizzatore: Poliamminobenzoato, Triethanolamine, Fosfato di calcio, Bismuto carbonato, Ossido di zirconio, Ossido di calcio
Tipo	✗	Resine amminiche ed epossidiche	Sigillante a base di resina epossidica
Se a base di resina	Autopolimerizzabile	Autopolimerizzabile	Autopolimerizzabile
Attività batteriostatica	✓	✓	✗
Descrizione prodotto	Per stimolare la formazione di dentina apicale, in casi di apici immaturi. L'applicazione è facilitata dall'utilizzo di puntali a calibro fine e flessibile presenti nella confezione	Resistente alla deformazione e dotato di bassa retrazione lineare (2.1%). Combina un'elevata adesione alle pareti del canale con una efficace azione disinfettante antibiofilm	In doppia siringa base-catalizzatore
Forma	Pasta	Pasta pasta	Resina amminica ed epossidica
Radiopaco	✓	✓	✓
Riassorbibile	✓	✗	✗
Tempo di lavorazione e indurimento (min)	✗	Tempo indurimento 48 ore ad una temperatura di 37 °C	Tempo di lavorazione di 35 min. a 23°C. Tempo di presa di 45 min. a 37°C. /C. Tempo di presa di 45 min. a 37°C
Solubilità in acqua (%)	✓	✗	✗
Altre proprietà	Pulizia e rimozione facili, effetto antibatterico e radiopacità, pasta pre miscelata in siringa, prevenzione di contaminazione incrociata, idrosolubile	Prolungata lavorabilità, applicabile con le principali tecniche di cementazione canalare. Elevata radiopacità che lo rende facilmente diagnosticabile. Efficace azione disinfettante antibiofilm, elevate proprietà di resistenza meccanica rimangono inalterate anche a due anni dall'applicazione	In combinazione con le punte di gutta-perca facile miscelazione delle due paste, capacità di sigillatura ermetica, non macchia i denti, insolubile nei fluidi
Informazioni commerciali			
Prezzo di listino*	✗	✗	✗
Info azienda	Tel. 800707172 www.dentalica.com	Tel. 800707172 www.dentalica.com	Tel. 800707172 www.dentalica.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA