

GLI UNICI IMPIANTI diam. 3 mm.
CON ESAGONO INTERNO CON
POSSIBILITÀ DI PROTESI AVVITATA

I GEMELLI
DIVERSI

PIATTAFORMA
CONICA ESAGONALE



I5
Ø3



I55
Ø3



I55
3.75



I22
3.75



I10C

CHIAMACI PER USUFRUIRE DEI MEGA SCONTI DI FINE ANNO
0372 439957 - info@abitaly.it

INTRAORAL WELDING®

CAMPAGNA ROTTAMAZIONE 2018

La tua vecchia saldatrice
vale fino a € 1700




Per tutte le info contattaci
0372 439957 - 347 2340983

Mini impianti

Sondaggio su **310** responder


Solitamente come utilizza il mini impianto?

Per riabilitazioni fisse	65	21 %
Stabilizzazioni di protesi mobili	245	79 %




L'utilizzo dei mini impianti è definitivo oppure temporaneo?

Definitivo	226	73 %
Temporaneo	84	27 %



È importante secondo lei il trattamento superficiale oppure la superficie deve essere lucida?

Trattamento superficiale	273	88 %
Trattamento lucido	37	12 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

MINI IMPIANTI	Axiom 2.8	Bendable Mono (Pieghevole)	Bicon Short e Ultra Short Implant
Produttore	Anthogyr	Noris Medical	Bicon LLC
Forma corpo implantare profilo esterno	Esterno cilindro, con nocciolo interno conico	Conico, monofasico	Design a plateau con spalla convergente e connessione conometrica pura tra fixture e abutment
Tipologia di attacco protesico integrato	Monconi non integrati a impattazione conometrica	Pilastro cilindrico	Brevis, Locator, moncone per protesi avvitata
Indicazioni	Restauri singoli, agenesie laterali, incisivi inferiori, spazi mesio-distali ridotti	Agenesia dei laterali e protesizzazione non occlusale immediata in impianti su dente singolo	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-14-16	10-11.5-13-16	5.0-6.0-8.0-11.0
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.8	3-3.3-3.75-4.2	3.0-4.0-4.5-5.0-6.0
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1-2.5-4-5.5 transmucose	3	Subcrestale
Materiale del corpo implantare	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Ti6 al4 v
Componenti protesici disponibili	Monconi 0-7-15-23°	⊗	Analoghi da impronta e da gesso, monconi con intramucoso variabile, coping ritentivi e passivi
Filettatura automaschiante	✔	✔	✗
Tipo di trattamento di superficie	BCP (sabbatura Fosfatica + acidificazione)	RBM (superficie sabbata riassorbibile)	Sabbatura e acidificazione
Confezionamento	Doppio sterile con plot di chiusura	Sterile, raggi gamma, in doppio blister	Triplo sterile
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	✔	✔	✔
Indicato per carico immediato	✗	✔	✔
Certificazione FDA	✔	✔	✔
Prezzo di listino*	⊗	⊗	⊗
Info azienda	Tel. 02.84800772 www.anthogyr.it	Tel. 06.64764651 www.norismedical.com/it/	Tel. 06.9682293 www.bicon.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

BTLock Mini impianto	Cito	Duravit mini implant (sferico)	Duravit mini implant (quadrato)
BTLock International srl	Dentaurum	B&B Dental	B&B Dental
Conico	Conico	Cilindro-conica	Cilindro-conica
Cappetta con O-Ring, ghiera con O-Ring, cappetta attivabile	A palla	Testa sferica	Testa quadrata
Stabilizzazione immediata e a lungo termine delle protesi mobili e per i piccoli restauri	Poca disponibilità d'osso	Carico immediato per stabilizzazione protesi rimovibili	Carico immediato per siti anteriori per sostituire denti singoli - laterali, canini e premolari
11.5-13-16	11-13	10-13-15	10-13-15
2-2.5-3	1.8-2.2-2.5	2-2.4-2.5	2.4-2.5
2.5	5	2.5	2.5
Titanio	Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 5
Moncone in titanio e calcinabile, moncone angolato 10° o 18°, transfer, analogo	Cuffie in titanio o-ring	Cappetta metallica e o-ring, moncone in titanio, transfer in plastica e cappetta di guarigione	Moncone calcinabile a base quadrata
✔	✔	✔	✔
Sabbatura, mordenzatura	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e acidificazione
Doppia confezione: una esterna in petg termosigillata in alluminio e tivec, una interna in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	Singolo, in una doppia confezine sterilizzata ai raggi gamma	Singolo con cappetta metallica e o-ring a ritenzione media inclusi	Singolo
✔	✔	✔	✔
✗	✔	✔	✔
✔	✗	✗	✗
Euro 63,00 compresa cappetta	⊗	Euro 62,00	Euro 58,00
Tel. 0444.492609 www.btlock.com	www.dentaurum.it	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 051.811375 www.bebdental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

MINI IMPIANTI	EasyFix	EasyPiece	i55 conico con esagono interno
Produttore	Overmed srl	Overmed srl	AB Dental Devices
Forma corpo implantare profilo esterno	Tronco conico	Tronco conico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	A pallina	Moncone MUA	Nessuno
Indicazioni	Utilizzo su creste sottili e adatto per protesi provvisorie con supporto mediante o-ring	Sistema indicato per l'utilizzo con tecnica all-on-four e all-on-six con chirurgia tradizionale o guidata	⊗
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	11-13-15	10-11.5-13-15	10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.4	3.5-4	3-3.3
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1-2-3	1.5-2-2.5-3-4	⊗
Materiale del corpo implantare	Titanio gr 4	Titanio gr 4	Lega di titanio gr 5
Componenti protesici disponibili	Ghiera porta o-ring e compatibilità con cappette normo Rhein83	Cappette titanio, peek, calcinabili, adattatore gengivale	Viti di guarigione, monconi dritti e angolati e a pallina, monconi provvisori, monconi scan, analoghi, transfer, multi unit abutment per protesi avvitata
Filettatura automaschiante	✔	✗	✔
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura biologica con fosfato di calcio per l'irruvidimento della superficie
Confezionamento	Ampolla, blister e scatola. Sterilizzazione a raggi beta	Ampolla, blister e scatola. Sterilizzazione a raggi Beta	Venduti singolarmente
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	✔	✔	✔
Indicato per carico immediato	✗	✔	✔
Certificazione FDA	✗	✗	✔
Prezzo di listino*	⊗	⊗	Euro 139,00
Info azienda	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 0372.439957 www.ab-dent.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

I6B	JDIcon Ultra S	Lodi	Logic Sphero
AB Dental Devices	JDentalCare srl	Zest Anchors	Dental tech srl
Conico	Conico	Conico	Cilindrico-conico
Moncone a pallina	Bone level	Pilastro Locator	A sfera + abutment titanio / calcinabile
⊗	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca	Crete atrofiche sottili	Stabilizzazione immediata di protesi totali
11.5/13/16	8-10-11.5-13-15	10-12-14	10-11.5-13
2.4	2.75	2.4.2.9	2.7
6	⊗	2.5-4	2.5
Lega di titanio gr 5	Titanio gr 5 materiale impianto e componentistica protesica	Titanio	Titanio
Moncone a pallina	Dritti con spalla e senza spalla, anatomici, inclinati, provvisori, calcinabili, base oro, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Pilastro Locator 2.5 o 4 mm	Attacco a sfera + abutment titanio / calcinabile
✔	✔	✔	✔
Sabbatura biologica con fosfato di calcio per l'irruvidimento della superficie	SLA	Sabbatura (RBM)	Sabbatura e mordenzatura (BWS®)
Venduti singolarmente	Blister raggi gamma	Doppio sterile	Doppio sterile ai raggi gamma
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✗	✔	✔	✗
Euro 99,00	⊗	Euro 152,00	Euro 65,00
Tel. 0372.439957 www.ab-dent.com	Tel. 059.454255 www.jdentalcare.com	Biomax Tel. 0444.913410 www.zestanchors.com www.biomax.it	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

MINI IMPIANTI	Mikros (linea Modus)	Mini Evolution2000	Mini impianti SLA
Produttore	Errecieffe srl - Modus	Allmed	Tiradix srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico	Cilindrico con apice rastremato	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Moncone a sfera e conico	Sferico con sfera nitrurata	A palla
Indicazioni	Per creste sottili e per la stabilizzazione di protesi mobile	Stabilizzazione immediata di protesi mobili o fisse in attesa della definitiva protesizzazione	Overdenture sui mascellari inferiori
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-15	10-12-14-16	9-11-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.7-3.20	2.7	2.5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1.5	1.3	2.5
Materiale del corpo implantare	Ti 6al4v eli	Titanio gr 5	Titanio
Componenti protesici disponibili	Analoghi, transfer, monconi in ti, monconi in pom	Cappette ritentive, calcinabile, analogo	Cuffie in acciaio e titanio
Filettatura automaschiante	✔	✔	✔
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione organica	Sabbiatura con doppia acidificazione	SLA
Confezionamento	Flacone vetro + blister + scatoletta	Triplo sterile	Fiala di vetro termosaldata
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/ CEE e Marcatura CE	✔	✔	✔
Indicato per carico immediato	✔	✔	✔
Certificazione FDA	✘	✘	✘
Prezzo di listino*	Euro 63,00	Euro 62,00	Euro 50,00
Info azienda	www.errecieffe.com	Tel. 039.481123 www.allmed.it	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collega- ta, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributtrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✘ NO

Mini-Implanto Tecom Implantology™	Mini impianto Ti2	Mini implant	Mide
Titanmed srl	Isomed srl	Essemme Components srl	Ident H.C. srl
Cilindrico con apice conico	Conico a spira progressiva	Cilindrico	Mini Implanto Palla, conicità variabile
A palla	A palla, moncone	O-ring	Monocomponente a Palla Standad 2,5mm
Implanto permanente per protesi fisse e mobili	Agenesie e creste sottili	Stabilizzazione implantare per overdenture ad esclusivo supporto mucoso	Overdenture, Stabilizzazione protesi mobile, transmucoso Bio-metic Covering
9-11-13-15	10-11.5-13-14.5	10-11.5-13	10-11.5-13-15
2-2.5-3	2.9	2.4	2.7-3.5
⚡	10-11.5-13-14.5	1.5	1.5-2 scalabile
Titanio gr 5	Titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio biomedicale gr 4 e 5
Cappette ammortizzo in titanio, monconi dritti e inclinati in titanio, monconi calci- nabili	Calcinabili, monconi, attacchi a palla	Cappetta ritentiva teflon, ghiera in titanio	Cappette teflon+contenitore acc.
✔	✔	✔	✔
Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e doppia acidificazione	Sanded Large Grit+Double-Etched
Sospeso sul tappino, in ampolla, boccetta, scatola	Doppio blister con sterilizzazione in autocla- ve e raggi gamma	Boccetta nel blister, chiuso in foglio Tyvet dentro ad un astuccio in cartoncino	Sterile doppio, Provetta in Cristallo Borosi- licato
✔	✔	✔	✔
✔	✘	✔	✘
✘	✘	✘	⚡
Euro 45,00	⚡	Euro 118,50	Euro 90,00
Tel. 0341 363504 www.tecomimplantology.com	Tel. 049.8629612 www.isomed.it	Dati forniti da ITS Italy Tel. 049.603310 www.itsitaly.it	Tel. 049.8910613 www.identitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collega- ta, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributtrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

MINI IMPIANTI	MiniMAX	Multysystem® monofasici	Nano Slim
Produttore	Advan srl	Multysystem srl	Leader Italia srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico e filettatura cilindrica autofilettante	Conico	One piece OVD
Tipologia di attacco protesico integrato	Ball attachment tipo MICRO	Moncone sferico (o-ring) e moncone quadro diritto	OVD
Indicazioni	Creste atrofiche per la riabilitazione di edentule singole in presenza di deficit della matrice ossea oppure per la stabilizzazione di protesi totali removibili	Ancoraggio protesi mobili, per protesi fisse cementate o su barra e come mini impianti provvisori	Per protesizzazione immediata, per arcata inferiore nell'area compresa fra i due forami mentonieri, per applicazione multipla
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11.5-13	9-11-13-15-17	10-11.5-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.6-3	2.5-3	2.3-2.7
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2	3	⊗
Materiale del corpo implantare	Titanio gr 5 ELI	Titanio gr 4	Titanio gr 5
Componenti protesici disponibili	Ritenzioni per ball attachment Micro, monconi calcinabili, monconi in titanio dritti e angolati 15°	Cappette in titanio diritte e angolate, cappette calcinabili	Monconi in titanio dritti e angolati e moncone calcinabile
Filettatura automaschiante	✔	✔	✔
Tipo di trattamento di superficie	OsseoGRIP	Acidificazione SLA (RAF)	Acidificazione
Confezionamento	Scatola esterna, blister interno con tyvek termosaldato e fiala interna sterile	Supporto a culla inserito in flacone con chiusura ermetica in materiale plastico	Doppia confezione sterile
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/ CEE e Marcatura CE	✔	✔	✔
Indicato per carico immediato	✗	✔	✔
Certificazione FDA	✗	✗	✗
Prezzo di listino*	Euro 80,00	Euro 45,00	⊗
Info azienda	www.advanimplantology.com	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 02.618651 www.leaderitalia.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collega- ta, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔑 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

Nano-Fix	Oxy Implant Micro Fix	Oxy Implant Micro Fix Sphere	Paradigma - Mini Implant
FMD Srl	Biomec Srl	Biomec Srl	Axelmed
Cilindrico e AdaptA (conico)	Cilindrico	Cilindrico	Troncoconico (corpo cilindrico con terzo apicale conico)
Connessione interna conico-ottagonale e vite passante	Moncone diritto, quadro 2x2	Sferico	O-Ball Normo, micro
Marcate atrofie ossee orizzontali	Zone a bassa sollecitazione	Zone a bassa sollecitazione	Stabilizzazione di overdenture definitive o provvisorie, totali e parziali, carico immediato o differito in tutti i tipi di osso
6-8-10-12-14-16	9-11-13-15-17	9-11-13-15-17	11-13-15
3	2.7-3.2	2.7-3.2-3.7	2.8
Sommerso	3.5	2	2
Titanio gr 5	Titanio gr 4	Titanio gr 4	Titanio gr 4
Dritto, angolato, calcinabile, pek, a sfera	Analogo, Calcinabile	Cuffie in titanio e acciaio inox, cappette ritenitive, analogo, calcinabile	Analogo, cappette, contenitore in titanio per cappette, transfer
✔	✔	✔	✔
Sabbiatura e acidificazione	Superficie AMS, sabbiatura, doppia acidifi- cazione, plasma Argon a freddo	Superficie AMS, sabbiatura, doppia acidifica- zione, plasma Argon a freddo	Ibrida, macchinata e SAP (Sabbiatura con ossido di alluminio puro, Acidificazione, decon- taminazione in Plasma di Argon)
Doppio sterile	Sterile: provetta in plastica con tappo a vite con all'interno culla porta-impianto, sistema No Touch	Sterile: provetta in plastica con tappo a vite con all'interno culla porta-impianto, sistema No Touch	Doppio in fiala di plastica e di vetro, a raggi gamma
✔	✔	✔	✔
✔	✗	✗	✔
✗	✗	✗	✗
Euro 119.00 (impianto + vite tappo + moncone/transfer con vite)	Euro 45,00	Euro 50,00	Euro 92,00
Tel. 06.61521415 http://fmd-dental.com/	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 02.98282694 www.axelmed.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collega- ta, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

MINI IMPIANTI	Primer Short	Protem	RD3 a palla
Produttore	Edierre Implant System spa	Dio Corporation	Vitzani srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico con porzione apicale leggermente conica	Conico	Conico a spirale larga collo trans mucoso lucido
Tipologia di attacco protesico integrato	Connessione quadrilobata	A palla, moncone cilindrico	A palla
Indicazioni	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato/split-crest/post-estrattivi ecc)	Stabilizzazione overdenture, ponti sia sul superiore che sull'inferiore	Tutti icasi in cui  richiede ancoraggio di una protesi mobile
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.6	10-12-14-16	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	4.8	2-2.5-3	3-4
Altezze del tratto trans mucoso disponibili dell'impianto (mm)		2	2
Materiale del corpo implantare	Titanio gr 4	Titanio gr 4	Titanio gr 4
Componenti protesici disponibili	Elementi da laboratorio: analoghi, transfer, monconi protesici, monconi per protesi avvitata diritti ed angolati.	Cuffie in metallo, calcinabili	Cuffia in titanio e attacchi in varie mescole
Filettatura automaschiante			
Tipo di trattamento di superficie	Etched - mordenzatura superficiale	RBM	Sabbiatura
Confezionamento	Sterile, ampolla + blister sigillato + scatola con etichetta sigillante	Sterile 5 anni	Sospeso sul mounter trasportatore
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE			
Indicato per carico immediato			
Certificazione FDA			
Prezzo di listino*	Euro 160,00 Cad.		
Info azienda	Tel. 010.8994230/231 www.edierre.net	Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Tel. 043.571236 www.vitanium.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Ready	 Resista Implantology	SD-Small Diameter	Slim
Ident H.C. srl	Ing. C. A. Issoglio & C. srl	C-tech Impant srl	Biologitech srl
Monofasico, conicità variabile, microspire	Cilindro-conico	Conico	Cilindrico
Monocomponente, emergenza conica 5mm	Sfera normo, sfera micro, moncone diritto	A palla e quadrato	Sferico trasformabile
Overdenture, stabilizzazione protesi, tecniche Platform Switching, trans mucoso Bio-mimetic Covering	Overdenture e protesi fissa cementata	Overdentures	Stabilizzazione protesi, impiego in creste sottili, utilizzo in protesi fissa
10-11.5-13	10-11.5-13-15	10-11.5-13-15-18	10-12-14-16
2.7-3.5-4	2.7	1.8-2.1-2.4-2.5	2.3-2.6
1.5-3	1.5-2.5	2.5	1-3
Titanio biomedicale gr 4 e 5	Titanio ASTM Gr 5	Titanio	Titanio gr 5
	Cuffie in 8 durezza, calcinabili	Matrici in titanio, moncone in titanio e calcinabile	Attacchi e vari componenti
			
Sanded Large Grit + Double-Etched	DAE Doppia Acidificazione	Sabbiatura	OssPrime® (acidatura)
Doppio sterile, provetta in cristallo borosilicato	Sterile doppia	Ampolla singola	Sterile in ampolla di vetro in blister con mounter
			
			
			
Euro 70,00	Euro 55,00	Da euro 44,00 a 50,00	Euro 72,50
Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 0323.828004 www.resista.it	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant.com/it/	Tel. 02.55300456 www.biologitech.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

MINI IMPIANTI	Straumann® Mini implants	TFI Mini Impianto per Overdenture Titanium Minimpianto	
Produttore	Institut Straumann AG	T.F.I. System srl	Titanium Component sas
Forma corpo implantare profilo esterno	Apicalmente conico	Cilindrico	Conico con apice conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Sistema Optiloc® (ADLC)	A palla	Sferico con diam. 1,8mm (Micro)
Indicazioni	Protesi parziali rimovibili o overdenture complete, carico immediato.	Stabilizzazione di overdenture	Arcate complete, ma anche per elementi singoli
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-12-14	7-9-11-13	9-11-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.4	2.7	2.5-3
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2.8	0-4	1.7
Materiale del corpo implantare	Roxolid®	Titanio gr 5 eli	Titanio gr 5 eli
Componenti protesici disponibili	6 involucri di ritenzione, cuffie in titanio	Cappette ritenitive a varie mescole	Monconi cementabili in titanio, calcinabili, analoghi, transfer
Filettatura automaschiante	✓	✓	✓
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura a grana grossa, acidificazione	Sabbatura e mordenzatura acida	Doppia sabbatura e mordenzatura acida
Confezionamento	Blister doppiamente sterile	Doppio blister con portaimpianto e coppetta ritenitiva	Doppia ampolla con blister in plastica ritenitiva
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/ CEE e Marcatura CE	✓	✓	✓
Indicato per carico immediato	✓	✓	✓
Certificazione FDA	✗	✗	✗
Prezzo di listino*	⊗	Euro 75,00	Euro 39,00
Info azienda	Tel. 02.3932831 www.straumann.it/com	Tel. 06.87201371 www.tfisystem.it	Tel. 02.49750634 www.protesicacompatibile.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collega- ta, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

VD	Yalos Mini	Zinic®Shorty
Futura Implant System	Ziveco Group srl	Ziacom
Cilindrico	Cilindrico, con e senza collo transmucoso	Cilindrico
A palla con o-ring	O-ring, a palla, moncone	Conessione esagonale interna
Mascellare inferiore	Ortodonzia, stabilizzazione immediata di protesi mobili, in presenza di creste atrofi- che e nei casi di carenza di sostegno osseo	Riabilitazioni in aree posteriori del cavo orale, tanto in mascella come in mandibola
9-11-13	10-11.5-13-15	6-7
2.5-3.0-4.0	1.8-2-2.4-3	4.75-5.25
6.5	2-2.3	0.4
Titanio gr 4	Titanio gr 5	Titanio
Cuffie in titanio in confezione con impianto e analoghi da gesso	Moncone dritto e angolato, cappette in titanio e calcinabili	Monconi di cicatrizzazione anatomico e personalizzabile, monconi da impronta, provvisori in titanio e PEEK
✓	✓	✗
Sabbatura e acidificazione	Sabbatura, doppia acidificazione, tratta- mento al plasma di argon	Sabbatura e doppia acidificazione con acido fluoridrico e una combinazione di acido solforico e fosforico
Tripla	Doppio in tubetti, il secondo con porta impianto	Blister sigillato all'interno di una scatola
✓	✓	✓
✓	✓	✗
✗	✓	✗
⊗	⊗	⊗
www.futuraimplantsystem.it	Tel. 02.25714337 www.ziveco.com	Tel. 0034 91 723 33 06 ziacom.es

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA



3Dfast



FUSIONE LASER SELETTIVA

Piazza Salvemini, 4/7
35131 Padova
Tel. 049.660627
www.3dfast.it
info@3dfast.it

Short Implants Resista

L'introduzione degli impianti corti ha segnato un progresso notevole in implantologia, fornendo un'alternativa nei casi di atrofia più complessa nelle regioni mascellari e mandibolari posteriori di solito caratterizzate da difficoltà di accesso, visibilità limitata, dimensione verticale ridotta, scarsa qualità ossea e prossimità alle parti anatomiche sensibili come il nervo alveolare e il seno mascellare. I primi articoli di letteratura tra il 1998 e 2004 mostravano una sopravvivenza media degli impianti corti leggermente inferiore rispetto a quelli di lunghezza e diametro standard, mentre le revisioni sistematiche più recenti riportano ormai un livello di predicibilità del tutto simile.

META ANALISI

Short dental implants versus standard dental implants placed in the posterior jaws: A systematic review and meta-analysis.

Lemos CA, Ferro-Alves ML, Okamoto R, Mendonça MR, Pellizzer EP.

Il successo immediato e a lungo termine degli impianti short non è una chimera ed in realtà segue le stesse regole di protocollo utilizzate per gli impianti standard,



con qualche attenzione in più. Sembrerà scontato ma tra le considerazioni da fare per assicurarsi il successo troviamo:

Volumi ossei perimetrali adeguati

Perdere 2 mm d'osso in una deiscenza vestibolare su soli 6 mm vuol dire esporre l'impianto per 1/3 all'invasione dei tessuti molli.

Stabilità primaria adeguata

Le case creano forme short in grado di stabilizzarsi in pochi millimetri ma la preparazione del tunnel non deve essere sottovalutata ma deve essere controllata sia nella profondità (sempre meglio 0,5/1 mm più lunga) che nella larghezza (sovra/sotto preparazione).

Guarigione di prima intenzione

Un lembo adeguato permette un riposizionamento passivo al di sopra della testa dell'impianto come miglior garanzia di nutrimento ematico, mentre la sutura deve mantenere uniti i lembi chiudendo gli spazi che permetterebbero l'infiltrazione batterica.

Tempi di guarigione

Nulla guarisce correttamente se i tempi e le modalità fisiologiche vengono corrotte.

Rispetto dei protocolli

In questo naturalmente c'è tutto quello che bisognerebbe conoscere ed applicare per qualsiasi intervento di chirurgia implantare.

Carico protesico solidarizzato

È il progetto protesico che cambia le sorti del successo a lungo termine degli impianti short. La regola più importante da rispettare è che gli impianti short non dovrebbero essere protesizzati singolarmente ma sempre solidarizzati con altri impianti anche della stessa tipologia. Ritroviamo innumerevoli articoli di bibliografia sugli impianti short e tra tutti ne citiamo uno tra i migliori, tutto italiano, che testimonia retrospettivamente successo e predicibilità a lungo termine.

Splinted and unsplinted short implants in mandibles: a retrospective evaluation with 5 to 16 years of follow-up.

Sivolella S, Stellini E, Testori T, Di Fiore A, Berengo M, Lops D. J Periodontol. 2013 Apr;84(4):502-12. doi: 10.1902/jop.2012.110691.

PER INFORMAZIONI

Resista
Via F.lli Di Dio, 68
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
www.resista.it

RES

SOLUZIONI
COMPLETE
PER LA CHIRURGIA
ORALE



ACIDO IALURONICO

il nuovo trattamento di superficie che non altera la rugosità dei materiali e accelera il processo di osteointegrazione

Biochemical modifications of Ti implant surfaces (BMTIS)



| HYHA |



Parziale trattamento di superficie sul corpo dell'impianto con acido ialuronico. Decontaminati con plasma a freddo

altezze / mm

6.5 8 10
11.5 13 16

3.3 3.7 4.1


4.7 5.2

diametri / mm

iRaise

SISTEMA PER IL RIALZO CRESTALE DEL SENO MASCELLARE

Il grande rialzo del seno in 25 minuti



1
Raggiungi il seno in sicurezza con la fresa corticale



2
Solleva la membrana con la soluzione salina



3
Inietta il bone graft



Dental PR Distributore esclusivo per l'Italia di ADIN dental implants Israel & Iraise system di Maxillent - V. Carpineto, 9 84081 Baronissi Tel. 089954103 0899845602
info@dentalpradin.com www.dentalpradin.com www.maxillent.com

RES

scientific

PROGRAM

www.ires.dental // info@ires.dental // eshop.ires.dental

