

➤ LUCIDATURA E GLASATURA A CONFRONTO

LUCIDATURA E GLASATURA	 	
NOME PRODOTTO PRODUTTORE	ICE ZIRKON MALFARBEN/ 3D BY ENRICO STEGER/PRETTAU® ZIRKONZAHN SRL	SIGNUM CRE-ACTIVE HERAEUS KULZER
COMPOSIZIONE (%)	Polvere di ceramica e pigmenti 60-80, glicol 20-40	Estere di acido metacrilato multifunzionale, biossido di silicio ad alta dispersione, pigmenti privi di cadmio. Masse trasparenti T1 & T2 Dimetacrilati, biossido di silicio
INDICAZIONI	Colorazione esterna	Caratterizzazione di corone e ponti in composito, personalizzazione di rivestimenti fotoindurenti, denti artificiali, protesi parziali e totali, impianti crack line dello smalto, riproduzione di macchie di decalcificazione, altro
TEMPO DI COTTURA (MIN)	Tecnica di pittura "All-in-one": temperatura 800°C, mantenimento 5", senza vuoto. Pittura con più cotture: 800°C, mantenimento 5", senza vuoto; cottura dei colori 800°C, mantenimento 2", senza vuoto; cottura di glasura finale 780-800°C mantenimento 1-2", senza vuoto	90 sec
TEMPO DI LAVORABILITÀ (MIN)	Se miscelati con liquido Refreshing 3D, la lavorabilità aumenta fino a 1-2 ore	•
N. DI FASI DI LAVORAZIONE	Pulire accuratamente la struttura di zirconia sinterizzata, stendere con un pennello i colori da pittura, prima della cottura lasciare asciugare completamente la massa stesa per 6-12"	Può essere applicato solo a strati sottili sul materiale di rivestimento indurito, le masse miscelate solo con altri Signum colorfluids o Signum transpafluid, gli strati induriti devono essere ricoperti a strati con materiale di rivestimento
RICAMBI	Ogni ricambio si può acquistare singolarmente	•
COMPATIBILITÀ CON APPARECCHI POLIMERIZZATORI	Tutti i forni per ceramica	Unixs, Heraflash, Hi Lite Power
COLORI E TONALITÀ DISPONIBILI	18	White, polar, umbra, corn, mango, caramel, pink, maroon, black, T1 alta viscosità, chiara T2 bassa viscosità, chiara
COMPOSIZIONE KIT	1 set da 18 colori	Tutti i 10 colori disponibili, scala colori dedicata, un pennello Cre-active
ACCESSORI	18x colori da pittura, 1x massa di glasatura, 1x refreshing liquid 3d, 1x pennello 0, 1x pennello 2, 1x lastra di vetro	Liquido Signum Liquid, Tool Kit con tutto il materiale rotante per la rifinitura e la lucidatura e due paste per la lucidatura una policristallina e l'altra diamantata, liquido Signum Connector
CONSERVAZIONE	12-30 °C	Non superiore ai 25°
PREZZO DI LISTINO*	Non fornito	Euro 273,00 (Kit Cre-Active) 29,60 cad (Refill Cre-active)
INFO AZIENDA	Tel. 0474.066680 www.zirkonzahn.com	Tel. 02.2100941 www.heraeus-kulzer.it

Legenda: + approfondimento ✦ focus prodotto