

➤ SPRAY E POLVERI A CONFRONTO

SPRAY E POLVERI	 	
	CERAFUSION KOMET	CHEMIOPAX CHEMIDENT SRL
NOME PRODOTTO PRODUTTORE		
COMPOSIZIONE (%)	Ceramica micronizzata al silicato di litio	•
INDICAZIONI	Lucidatura delle superfici in ZrO_2	Opacizzante per rendere i modelli visibili al CAD
TECNICA	Spruzzatura su monconi in ZrO_2	Per studio e laboratorio
FORMA	Spray	Sospensione
TEMPERATURA DI COTTURA (°C)	910	•
LUCIDATURA NECESSARIA	No	No
GLASATURA NECESSARIA	No	No
N° DI UTILIZZI PER BOMBOLETTA/ CONFEZIONE	30 ca.	> 150
CONFEZIONAMENTO	BomboleTTa 75 ml	Flacone da 100 ml
PRESENZA DI CFC	No	No
MACCHINARI CON CUI PUÒ ESSERE UTILIZZATO	•	Lettori CAD
CONSENTE SCANSIONE DI QUALI MATERIALI	•	Tutti
TESTINA NEBULIZZATRICE RUOTABILE A 360°	No	No
PREZZO DI LISTINO*	Euro 180,00	Euro 12,00
INFO AZIENDA	www.komet.it	Tel. 0564.456730 www.chemident.com

Legenda: + approfondimento focus prodotto



IP SCAN SPRAY DIVISION TECHNISCHE PRODUKTE	MASTERMILL CAD/CAM SPRAY TALLADIUM INC.	TELESCAN SPRAY APEX DENTAL SRL
Butane 50-100, propane 10-25, ethanol 2.5-10, isobutane 2.5-10	Dimethyl Carbinol 200 ppm, Halogenated Hydrocarbon/ether blend	Tetra fluoro etano 93-97, diossido di titanio 1-2, idrossido di alluminio 2-4
Spray professionale opacizzante per migliorare le proprietà ottiche dei modelli dentali durante la scansione 3D	Per ogni gesso spray atomizzato per ottima qualità immagini e rendering accurati del modello	Spray con micro pigmenti per la scansione ottica CAD CAM
•	Modelli di gesso IV	Labside
Spray	Spray non infiammabile	Spray
•	•	•
No	No	No
No	No	No
A seconda dell'applicazione	•	•
200 ml	Flacone 473 ml	Bomboletta spray 75 ml
Si	No	No
Tutti i tipi di scanner 3D	Tutti	Scanner CAD
Applicabile su tutti i tipi di materiali: ceramiche, gesso, cera, resine, siliconi ecc	Si	Gesso, resina
Si	Si	No
Euro 19,90	Euro 45,00	Euro 19,90
Tel. +49 (0) 8133.9179480 www.ipdent.de	Talladium Tel. 800.2216449 talladium.com Distributore Illic Tel. 02.55016500 www.illic.it	Tel. 02.33668800 www.apexdental.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA