




Allineatori ortodontici

Sondaggio su **380** responder


Quale può essere oggi l'indicazione ideale per un trattamento con allineatori?

Malocclusioni di I classe	270	71 %
Malocclusioni di II e III classe	80	21 %
Casi estrattivi	30	8 %




Il risultato finale dopo il trattamento secondo lei è frutto:

Del tipo di allineatore scelto	38	10 %
Della pianificazione del trattamento	212	56 %
Dell'esperienza del clinico che lo ha condotto	130	34 %



Quale ritiene possa essere il futuro dell'ortodonzia con allineatori?

Minori costi	182	48 %
Scomparsa completa attachment	99	26 %
Tempi più brevi fra un cambio mascherina e l'altro	99	26 %



bello e... inwisible



Esperienza **decennale**.
Oltre **15.000** casi e **300.000**
Allineatori realizzati




Tecnologia e materiali
"Top Quality"



Supporto specialistico
Inwisible
Assistance Service



Allineatori
di contenzione inclusi
nel trattamento



Allineatori di
rifinitura inclusi
nel trattamento



Kit di sbiancamento
con mascherine
"personalizzate"
in omaggio



ALLINEATORI ORTODONTICI	Airnivol	Allineatore Invisibile	Arc Angel
Produttore	Airnivol	Scheu Dental	Network Gruppo Dextra
Materiale	Poliuretano o PET-G	Termoplastico	PET-G
Antiallergico	✓	✓	✓
Esistenza di software 3d che visualizza tutti i passaggi del piano di trattamento	✓	✓	✓
Removibili	✓	✓	✓
Consente trattamento di una sola arcata	✓	✓	✓
Completamente invisibili	✓	✓	✓
Per quanto tempo vanno indossate le mascherine	22 ore/giorno per 14 giorni	18-22 ore al giorno	14 giorni e 22 ore/giorno
Problematiche che si possono trattare con gli allineatori	Diastemi, affollamenti, classi II e III, crossbite, morso coperto, morso aperto, ortodonzia preprotetica, ortodonzia prechirurgica	✗	Affollamenti, rotazioni, diastemi, recidive post trattamento ortodontico, estrusioni/intrusioni
È possibile controllare in maniera ottimale sia lo spostamento dei denti sia delle radici?	✓	✓	✓ solo denti
Tempo di esistenza sul mercato (anni)	9	5	8
L'applicazione degli allineatori per il tempo indicato può essere considerata risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?	✗ affollamento, diastemi, classi II e III, crossbite, morso coperto, morso aperto. Talvolta possono essere necessari ausiliari come i TAD	✗	✗ I classi con affollamento, lievi II classi, cross bite di livello medio, chiusura spazi, espansione arcate
Casi in cui è sconsigliata terapia con allineatori	Pazienti poco o non collaboranti	Controindicato nei casi di patologia parodontale, riassorbimenti radicolari e di terapie farmacologiche che alterano il movimento dentale	II e III classi chirurgiche, importanti torque vestibolo-linguali, cross bite severi
La raccolta dei records, in particolare le impronte, possono essere spedite anche in formato digitale mediante l'utilizzo di scanner intraorali?	✓ STL via 3Shape	✓	✓ tramite scanner intraorale e cloud proprietario DextraLink
Può essere usato da	Ortodontisti, anche dentisti generici	Anche da dentisti generici	Anche da dentisti generici
Piattaforma su cui gira programma	Windows, Mac Os, Web	Windows	Windows, MacOS
Controindicazioni	Nessuna, salvo verifica e approvazione del medico prescrivente	✗	Seconde e terze classi chirurgiche, importanti torque vestibololinguali, cross bite severi
Elementi distintivi rispetto a quelli dei competitors	AirCheck con simulazione del movimento radicolare, allineatori singolarmente rifiniti, confortevoli, facili da indossare ed estrarre, totalmente invisibili	Elementi di vantaggio sia per medico che per paziente; non è necessario che il clinico debba ottenere una certificazione, seguire dei corsi, avere un account particolari; senza utilizzo di attachment e qualora occorresse la formazione di Divot possono essere realizzati direttamente dal produttore agevolando quindi il clinico	Alte qualità progettuali e di materiali, massima personalizzazione, monitoraggio del caso, conferma del CheckAlign, piattaforma cloud proprietaria DextraLink
Si possono utilizzare anche su pazienti con dentatura mista	✓	✗	✓
Info azienda	Tel. 050.754322 airnivol.com	Tel. 0375.336166 www.dentek-ita.com	Tel. 059.7111422 www.allineatoriarcangel.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Clear Aligner	Dair	Dental Stealth®	Effect Aligners
Scheu Dental	Orthovit Devices	Function Research srl	Orthofan
PET-G biocompatibile	PET-G o poliuretano	Poliuretano o PET-G	PET-G - PE
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Almeno 17 ore al giorno	23 ore/giorno per 14 giorni	22 ore al giorno per 15 giorni	2 settimane
Disarmonia dentoalveare (affollamento, rotazioni, diastemi) problematiche di torque/espansione e recidive ortodontiche	Affollamenti, rotazioni, diastemi	Affollamenti, diastemi, deep e open bite, rotazioni, intrusioni, estrusioni	I, II e III classi dentali, affollamenti, morsi aperti e coperti, diastemi, alcune asimmetrie
✓	✓	✓	✓
14 (2D) 6 (3D)	9	11	21
✓	✗ movimenti corporei, rotazioni eccessive, distalizzazioni eccessive, correzioni, classi scheletriche	✗ I, II, III clasi non chirurgiche	✓
Rotazioni di elementi posteriori, casi chirurgici, recupero di elementi inclusi, espansione ortopedica	Correzioni di un vasto range di problematiche che vanno dalle malocclusioni di lieve entità a quelle di media difficoltà	III classi chirurgiche, gravi parodontiti	Problemi scheletrici, funzionali, grandi espansioni o distalizzazioni
✗	✓	✓ STL, OBJ	✓ qualunque formato di impronta digitale
Ortodontisti, anche da dentisti generici	Ortodontisti, anche da dentisti generici	Anche dentisti generici	Anche da dentisti generici
Windows	Windows	Windows, Mac Os	Windows
Mancanza di compliance	Malocclusioni severe e pazienti parodontopatici	✗	Solo su scarsa collaborazione e igiene del paziente
Controllo terapia con metodo sequenziale, set up più estesi e meno passaggi, forze progressive, software condiviso clinico/laboratorio, possibilità di applicare ausiliari e di progettare attachment	Massima trasparenza e fitting perfetto, consegna a step, check up intermedio di valutazione	Trasparenza, preventivo gratis, attachments forniti, disinserimento snap	Esperienza tecnica con 25.000 allineatori/anno
✓	✓	✓	✓
www.clearsystemitalia.it	Tel. 081.8591976/393.4553272 www.dairallineatori.it	Tel. 348.6425389 www.dentalstealth.com	Tel. 0861.917421 www.orthofaneffect.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

ALLINEATORI ORTODONTICI	Instaligner®	Invisible	Nuvola®
Produttore	CP Laboratorio Ortodontico Srl	Wilocs srl	G.E.O. Srl Gruppo Europeo di Ortodonzia
Materiale	PET-G	PET-G	Nuvola® Essential
Antiallergico	✓	✓	✓
Esistenza di software 3d che visualizza tutti i passaggi del piano di trattamento	✓	✓	✓
Removibili	✓	✓	✓
Consente trattamento di una sola arcata	✓	✓	✓
Completamente invisibili	✓	✓	✓
Per quanto tempo vanno indossate le mascherine	Circa 20 giorni ad allineatore per 20/22 ore al giorno	10/14 giorni	20 ore al giorno, cambio da 10 a 15 giorni di media
Problematiche che si possono trattare con gli allineatori	Affollamenti superiori ed inferiori, diastemi, estrusioni/intrusioni	Affollamenti, rotazioni, intrusioni/estrusioni, chiusuraspazi, distalizzazioni lievi	Affollamenti, II classi, cross bite, deep bite, dastemi
È possibile controllare in maniera ottimale sia lo spostamento dei denti sia delle radici?	✓	✗	✗
Tempo di esistenza sul mercato (anni)	10 circa	9	13
L'applicazione degli allineatori per il tempo indicato può essere considerata risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?	✗	✗ contrazione arcate, allineamento dei denti, chiusura spazi	All'80%
Casi in cui è sconsigliata terapia con allineatori	Problematiche scheletriche gravi	Cross bite scheletrici, casi estrattivi	Correzioni Trasv/Sagit gravi, cross Bite scheletrici
La raccolta dei records, in particolare le impronte, possono essere spedite anche in formato digitale mediante l'utilizzo di scanner intraorali?	✓	✓ STL	✓ possono essere spedite o caricate, in formato STL, sul portale NuvolaWEB
Può essere usato da	Anche da dentisti generici	Anche dentisti generici	⊗
Piattaforma su cui gira programma	Windows, MacOS	Windows, Mac Os	Su tutte le piattaforme, compresi Smartphone e Tablet, IOS e Android
Controindicazioni	Disturbi A.T.M. (nel caso di una non corretta diagnosi e programmazione terapeutica)	✗	Cross bite scheletrici
Elementi distintivi rispetto a quelli dei competitors	La possibilità di poter produrre a step gli allineatori. Tecnici altamente specializzati. Consulenza clinica. Rapidità di consegna	Produzione del prodotto in sede, materiali top quality, personale specializzato	Materiale Nuvola® Essential, portale Nuvo-laWEB®, visualizzazione 3D, servizio diretto con un tecnico dedicato
Si possono utilizzare anche su pazienti con dentatura mista	✗	✓	✓
Info azienda	Tel. 081.5462107 www.ciropisano.com	Tel. 06.52310442 www.wilocs.it	Tel. 06.72671754 www.nuvolaortodonzia.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Orthocaps Made in Germany	Smart Evolution	Smile Clear	SmileLine Allineatori Invisibili
Ortho Caps GmbH	Ortho Evolution srl	Orthodontics High Design	SmileLine
Diisponibili materiali doppio strato e mono-strato in 4 differenti spessori a scelta del dottore e secondo le necessità del paziente	Poliestere	PET-G	PET-G biocompatibile
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
10 ore diurno+10 notturno	Dipende dal piano terapeutico	15 giorni	10/15 giorni
Qualsiasi tipo di malocclusione grazie al nuovo sistema H.A.T. (Hybrid Aligner Treatment)	Tutti i casi ortodontici, comprese espansioni trasversali	Recidive ortodontiche, preprotastica, affollamenti, morso inverso, morso profondo, morso aperto	80% delle malocclusioni dentali anche con l'utilizzo di dispositivi ausiliari
✓	✓	✓	✓
13	10	7	10
✓	✓	✗ I e II classi	✗ correzioni di malocclusioni di lieve e media difficoltà.
Pazienti non o poco collaboranti	Non ci sono casi specifici	III classe	Pazienti poco collaborativi
✓ qualsiasi scanner che consenta di salvare file STL aperti	✓ file aperti e non dedicati	✓ STL o OBJ	✓ STL e DICOM
Anche da dentisti generici	Ortodontisti, dentisti generici	Ortodontisti, dentisti generici	Ortodontisti, anche dentisti generici
Windows, MacOS	Windows, Mac Os	Windows	Windows, Mac Os
Pazienti non collaboranti	Non esistono se non specifiche legate al paziente	Nessuna	Malocclusioni molto severe e mancanza di collaborazione
L'unico sistema con due allineatori differenti per il giorno e per la notte ad ogni stadio di trattamento per combinare la massima estetica e la massima efficacia oltre ad un consumo ridotto e ad una migliore igiene	Proprietaria di vari brevetti sempre alla ricerca di sviluppo nel settore	Fitting ideale, massima trasparenza, facile gestione, puoi intervenire in corso di trattamento	Ritiro impronte gratis, setup gratuito, protocollo clinico validato, divisione del caso in più step, assistenza pre e post consegna
✓	✓	✗	✓
Tel. +49 (0) 2385 92190 Tel. 331.9056176 www.orthocaps.com www.orthocaps.it	Tel. 0341.322000 www.smartevolution.it	Tel. 051.6231626 www.orthodonticshd.com	Tel. 080.4713060/328.9175538 www.smilelineallineatori.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

A CONFRONTO

ALLINEATORI ORTODONTICI	Smilers	Smiletech	Sorridi
Produttore	Biotech Dental	Ortodontica Italia Srl Stefano Pandolfi	Tecnologia Dentale
Materiale	PET-G	PU/PET-G	PET-G
Antiallergico	✓	✓	✓
Esistenza di software 3d che visualizza tutti i passaggi del piano di trattamento	✓	✓	✓
Removibili	✓	✓	✓
Consente trattamento di una sola arcata	✓	✓	✓
Completamente invisibili	✓	✓	✓
Per quanto tempo vanno indossate le mascherine	22 ore al giorno	22 ore al giorno per due settimane	22 ore al giorno, cambio tra soft ed hard settimanale
Problematiche che si possono trattare con gli allineatori	Diastemi, affollamento, problemi occlusali, disfunzione atm	Affollamento dentoalveolare, diastemi, II, III classe, morso aperto o profondo se non severo, preparazione o finalizzazione chirurgia maxillo facciale	Affollamenti semplici e complessi e tutte le malocclusioni di classe anche con approccio ortodontico-chirurgico
È possibile controllare in maniera ottimale sia lo spostamento dei denti sia delle radici?	✓	✓ con limiti	✓
Tempo di esistenza sul mercato (anni)	5	20	4
L'applicazione degli allineatori per il tempo indicato può essere considerata risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?	✓	✗ in alcuni casi ✓ consiglia di associarla ad altre tecniche	✗ tutti i problemi di affollamento semplice e complesso
Casi in cui è sconsigliata terapia con allineatori	Problemi parodontali	Casi che richiedono un lungo periodo, potrebbero comportare perdita di collaborazione	✗
La raccolta dei records, in particolare le impronte, possono essere spedite anche in formato digitale mediante l'utilizzo di scanner intraorali?	✓ con tutti gli scanner intraorali	✓ STL	✓ azienda certificata per il flusso digitale 3shape ed organizzata anche per tutti gli altri sistemi
Può essere usato da	Ortodontisti, anche dentisti generici	Anche dentisti generici	Ortodontisti, anche da dentisti generici
Piattaforma su cui gira programma	Windows, MacOS	✗	Windows
Controindicazioni	Nessuna	✗	Poca motivazione del paziente
Elementi distintivi rispetto a quelli dei competitors	Materiale invisibile, spessore inferiore, molto confortevoli	Made in Italy, esperienza, assistenza tecnico ortodontico, indicazione dei casi non idonei	È il primo protocollo italiano senza attachments composto da allineatore soft ed hard per ogni movimento e con biomeccanica divot integrata nell'allineatore hard
Si possono utilizzare anche su pazienti con dentatura mista	✓	✓	✓
Info azienda	Tel. 089.9712629 www.smilers.biotech-dental.com www.biotech-dental.it	Tel. 06.5750327 www.smiletech.info	Tel. 800 031 630 www.allineatorisorridi.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO


* I prezzi si intendono al netto di IVA



IL PROFESSIONISTA
SEMPRE AL CENTRO
DELLE NOSTRE ATTENZIONI

Pensi che gli allineatori siano tutti uguali? Ti presentiamo Sorridi®.

Il primo trattamento con doppio allineatore sequenziale a spessore variabile con biomeccanica divot già inserita e senza attachments.



- ✓ Biomeccanica implementata per trattamenti più efficaci.
- ✓ Trattamenti senza Attachments.
- ✓ Elevata trasparenza.
- ✓ Linea diretta con ortodontista.
- ✓ Prevalutazioni fotografiche.
- ✓ Controllo impronte con paziente in studio.
- ✓ Sconti esclusivi sui materiali per IPR.

Registrati all'area riservata sul nostro sito e insieme al tuo nome scrivi **INFODENT 2019**.
Scoprirai come ottenere un trattamento gratuito.

WWW.ALLINEATORISORRIDI.COM
*Promozione valida solo per i nuovi clienti.

SERVIZI OPZIONALI erogati in collaborazione con il Prof. Vincenzo Quinzi, scuola di specializzazione UNIV. dell'Aquila.

- ✓ Analisi Cefalometrica
- ✓ Validazione Setup
- ✓ Chat andamento terapia

ARC ANGEL: una storia di successi "certificati"

Nel 2018, secondo un'indagine condotta da una società specializzata indipendente, Arc Angel, prodotto all'avanguardia progettato e realizzato da GRUPPO DEXTRA, ha conquistato il primato di allineatore italiano più venduto nel nostro Paese. Nello stesso anno la sua efficacia nelle terapie ortodontiche è stata validata clinicamente da un prestigioso Ateneo, l'Università degli Studi di Brescia. Siamo di fronte a due risultati che, insieme, sottolineano in modo oggettivo l'elevato standard qualitativo di Arc Angel, un sistema di allineamento ortodontico basato su una tecnologia full digital, frutto di approfondita ricerca, continuo aggiornamento professionale, confronto costante con i clinici e cura artigianale del dettaglio. Si tratta di traguardi solidi, costruiti nel tempo, mettendo in rete in modo in-



novativo ben trenta laboratori specializzati che, sull'intero territorio nazionale, offrono sempre il meglio al paziente e al dentista. GRUPPO DEXTRA assicura il controllo totale della filiera produttiva. Tutto è curato nel minimo dettaglio: dall'uti-

lizzo delle più moderne tecnologie digitali nella progettazione dell'allineatore, all'impiego di una piattaforma cloud esclusiva, denominata DEXTRALink, sviluppata su misura per agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni con i medici,

alla scelta dei materiali più sicuri e performanti. Innovativo è anche il packaging, arricchito di un'esclusiva confezione di APPFresh, il detergente antibatterico che assicura sempre un'igiene perfetta degli allineatori. Vi sono inoltre le istruzioni d'uso degli allineatori Arc Angel, visionabili in qualsiasi momento dal paziente anche attraverso intuitivi video tutorial. GRUPPO DEXTRA, per far conoscere l'intera gamma di soluzioni realizzate e alcune delle ultime novità, organizza una giornata di presentazione che si terrà venerdì 5 luglio 2019 a Rimini presso il Savoia Hotel (Lungomare A. Murri, 13).

➤ PER INFORMAZIONI
Gruppo Dextra
Tel. 059.7111422
segreteria@gruppodextra.it

SORRIDI un nuovo protocollo di allineatori senza attachments



SORRIDI ha sviluppato e brevettato un nuovo protocollo operativo senza attachments per tutti i movimenti, utilizzando una sequenza di allineatori a forze crescenti per ogni step (soft-hard), con biomeccanica Divot integrata negli allineatori hard, ottenendo così un trattamento più predicibile ed efficace e non ultimo, allineatori più trasparenti e lisci per una migliore estetica ed igiene orale. Dagli studi di Retain, una forza leggera applicata sul

dente ostruisce parzialmente i vasi sanguigni e la tensione di ossigeno varia, facilitandone il riassorbimento diretto. Nel sistema SORRIDI, con l'utilizzo del primo allineatore (soft) più sottile ed elastico, abbiamo la compressione dei vasi sanguigni, mentre l'utilizzo del secondo allineatore (hard) più spesso e meno elastico, attiva i processi di riassorbimento, stabilizzandoli. All'inizio del movimento del protocollo SORRIDI si sposta

prima la corona e poi la radice, come nel trattamento ortodontico tradizionale. Gli allineatori SORRIDI, essendo più estesi ed in appoggio sulla mucosa, hanno un ancoraggio maggiore, reagendo così più efficacemente alle forze di contrapposizione che genera il dente. Inoltre, la stessa estensione è utilissima nei movimenti di rotazione, mantenendo la zona del momento proprio all'interno degli allineatori. Il materiale utilizzato attualmente è il PETG, ed è in corso una ricerca universitaria tra dipartimenti di chimica, ingegneria ed ortodonzia per realizzare il miglior materiale proprietario che risponda alle caratteristiche legate agli studi di Retain. Per accedere ai servizi SORRIDI si deve creare un proprio account ed entrare nella zona riservata del sito (www.allineatorisorridi.com).

Tra i servizi proposti ci sono:

- consulenza ortodontica con Prof. Vincenzo Quinzi Univaq dell'Aquila
- prevalutazione fotografica del caso
- linea diretta per controllo impronte con paziente ancora in studio
- set up personalizzato in 3D con SORRIDI Viewer, con visualizzazione anche dei singoli movimenti
- controllo fotografico dell'andamento della terapia ogni due mesi
- ritiro e consegna compresi nel prezzo
- sconti esclusivi sugli strumenti per IPR
- setup gratuiti.

➤ PER INFORMAZIONI
Sorridi
Tel. 800.031630
www.allineatorisorridi.com



Fai crescere il tuo studio con Daring White !



I vantaggi clinici e per lo studio :

- Sistema facile, pratico ed alla portata di tutti per aumentare la clientela
- La tecnologia Comfort-Fit consente di adattarsi perfettamente ai denti, eliminando macchie di anni, garantendo una sensibilità davvero minima.
- Strisce praticamente invisibili che consentono di parlare e persino bere, nessuno le noterà.
- Risparmio di tempo alla poltrona rispetto ai sistemi di sbiancamento tradizionali con mascherine

Il sistema di strisce sbiancanti professionale che i pazienti possono usare a casa.

Codice	Descrizione	Prezzo
DWK03	Intro kit "completo" - 10 giorni - 3 pazienti	€ 210,00*
DWK01	Intro kit "ritocco" - 5 giorni - 6 pazienti	€ 210,00*

L'ideale per i tuoi pazienti indaffarati e per sviluppare lo studio.

Daring WHITE™

Professional Teeth Whitening

Disponibile presso i migliori depositi dentali. Chiedi al tuo deposito dentale o chiama **800-986225** per maggiori info e ordini info@garrisondental.net

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

* I prezzi si intendono IVA esclusa

ADITDW319

Il nuovo 3Shape E4

Massima produttività con lo scanner più veloce di sempre!

Raddoppia la velocità

Lo scanner E4 scansiona l'intera arcata in 11 secondi, 2 volte più veloce dell'E2 (22 secondi)

Raddoppia la precisione

L'E4 presenta una precisione di 4 micron, paragonato alla precisione di 7 micron dell'E3.

Raddoppiano le telecamere

4 telecamere da SMP permettono la scansione dei monconi sul modello, senza necessità di più passaggi per la scansione individuale dei monconi.



Per saperne di più, go.3shape.com/e4

*Lo scanner E4 sarà disponibile a partire dall'estate 2019

