


Compositi da studio

Sondaggio su **220** responder


Utilizza il composito per restauri diretti o anche indiretti?

Solo diretti	57	26 %
Anche indiretti, ma solo intarsi	40	18 %
Diretti e indiretti, compresi lavori protesici e/o su impianti	123	56 %




Cosa reputa più importante nell'acquisto di un composito?

Caratteristiche estetiche	75	34 %
Caratteristiche fisiche	136	62 %
Prezzo	9	4 %



Che materiale usa per riabilitazioni funzionali?

Solo composito	73	33 %
Solo ceramica	11	5 %
Composito o ceramica a seconda degli elementi da ricostruire	134	61 %
Altri materiali	2	1 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> A CONFRONTO

COMPOSITI DA STUDIO	Activa Bioactive-Restorative	Admira Fusion	Adonis
Produttore	Pulpdent Corporation	Voco GmbH	Sweden & Martina spa
Categoria	Resina Ionica Bioattiva	Ormocer®	Estetico nanoriempito
Indicazioni	Bulk filling fino a 4 mm, per tutti i tipi di restauro	Restauri estetici universali classi I-V	Ricostruzione estetica adesiva di anteriori e posteriori
Dimensione particelle (µm)	56% in peso	84% w/w	0,05-0,9
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	120	✕	40
Caratteristiche del prodotto	Rilascia ioni calcio, fosfato e fluoruro permettendo la formazione di apatite e il sigillo da microinfiltrazioni	Materiale basato puramente sulla ceramica, contrazione da polimerizzazione più bassa, applicabile universalmente, alta biocompatibilità	Estetico universale nanoriempito, fotopolimerizzabile. A base di resina Bis-GMA e particelle inorganiche di riempitivo, con dimensioni variabili
Radiopacità	1,5 mm Al	300 %	>350%
Fluorescente naturale	✕	✓	✓
Opalescente	✕	✓	✓
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	3 min. auto/20 sec. foto	Dipende della tinta	40
Durezza Vickers	✕	141,3 MHV (durezza di superficie)	Durezza in Barcol 85
Contrazione da polimerizzazione lineare e volumetrica (%)	1,7 Vol.	1,25 Vol.	<0,9 Lin.
Colore vira dopo la polimerizzazione	✕	✕	✕
Resistenza alla compressione (MPa)	280	307	320
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	4,3	9.800 MPa	✕
Confezionamento	Siringhe duali da 5 ml / 8 gr	Kit composto da 5 siringhe (5x3 g) e adesivo oppure in ricambi singoli (3 g)	Kit con 6 dentine, 4 smalti e 3 masse extreme, scala colori, aghi, cd rom, istruzioni e folder introduttivo
Scala colori e N° di colori disponibili	Vita A1, A2, A3, A3,5	Vita 18	Cunei composti dello stesso materiale composito delle siringhe contenuti in un folder pieghevole, 13 colori
Utilizzabile anche in laboratorio	✕	✕	✓
Adesivo consigliato	✕	Adesivo universale	Tutti
Prezzo di listino*	✕	Euro 62,70 (siringa 3 gr) Euro 336,90 (Kit)	✕
Info azienda	Tel. 02.3357261 www.pulpdent.com www.ravellispa.it	Tel. 04721.719-0 www.voco.it	www.sweden-martina.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Axia Fluid

 Brilliant EverGlow

Camaleon Tech GOLD

Ceram X Duo

Precision	Coltene Whaledent	Precision	DENTSPLY DeTrey
Fluido fotopolimerizzabile radiopaco	Sub-microibrido	Estetico nanoibrido	Submicronico a cluster sferici prepolimerizzati
Restauri Classi III, IV e V o come sotto-fondo in cavità di Classi I e II	Tutte le classi cavitare, cementaz/riparaz., composito/ceramica, correz. estetiche	Restauri diretti/indiretti con effetto estetico naturale	Ricostruzioni estetiche di tutte le classi
3	0,02-1,5	0,7	0,6 / 77-79 weight-%
30	✗	40	120
Fluido a bassa viscosità fotopolimerizzabile con fluoruro	Lucidabilità, brillantezza nel tempo, restauri estetici con una sola tinta	Nanoriempito radiopaco e lucidabile a specchio con ceramica vetrosa	Smalto modulante semplificato in masse smalto e dentina polivalenti ad alta fluorescenza ed opalescenza con tecnologia SphereTec™
✓	2 mm Al	220% Al	2,3 mm Al
✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓, sì con fluoro
30	10	40	20
✗	55 Kgmm ²	1.088	60
3	2,8/2,3	1,83	2,3 Vol.
✓	✗	✗	✗
≥ 200	390	462	400
5	✗	1,8	8,5
1 siringa da 3 gr, 15 punte per applicazione	Kit e Ricambi siringhe 3 gr e tips 20x0,2 gr	1 siringa da 4 gr	Siringhe e compules
Vita 7	Duo-Shade, 7 univ., 3 opachi, 2 trasl.	Vita 14	Vita, 5 masse per riprodurre 16 tinte
✓	✗	✓	✓
✓	One Coat 7 Universal	✓	Prime&Bond Active
✗	✗	✗	✗
Dentalica Spa Tel. 02.89598.1 www.dentalica.com	Tel. 0362.626732 www.coltene.com	Dentalica Spa Tel. 02.89598.1 www.dentalica.com	www.dentsplysirona.com

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

COMPOSITI DA STUDIO	Ceram X Universal	DEI Experience	DEI Reply Bio
Produttore	DENTSPLY DeTrey	Dei Italia srl	Dei Italia srl
Categoria	Submicronico a cluster sferici prepolymerizzati	Ibrido	Ibrido con fluorapatite
Indicazioni	Ricostruzioni estetiche di tutte le classi	Restauro estetico universale, faccette, intarsi, ponti e corone	Restauro estetico universale con azione rigenerante del tessuto dentinale
Dimensione particelle (µm)	0,6/77-79 weight-%	0,02-1	0,02-1
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	120	60 max	> 120
Caratteristiche del prodotto	Semplificato in monomasse polivalenti ad alta fluorescenza ed opalescenza con tecnologia SphereTec™	Elevata resistenza ed elasticità	Si ricarica di fluoro permettendo la ricostituzione e il rinforzo delle strutture naturali contigue
Radiopacità	2,3 mm Al	200% Al	200% Al
Fluorescente naturale	✓	✓	✗
Opalescente	✓, sì con fluoro	✓	✗
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	20	40 per 2 mm max	40
Durezza Vickers	60	✗	✗
Contrazione da polimerizzazione lineare e volumetrica (%)	2,3 Vol.	2 Vol.	0,9 Lin.
Colore vira dopo la polimerizzazione	✗	✗	✗
Resistenza alla compressione (MPa)	400	350	420
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	8,5	✗	✗
Confezionamento	Siringhe e compules	Kit con 11 siringhe e/o refill da 1 siringa da 4,5 g	Kit o ricambi singoli
Scala colori e N° di colori disponibili	Vita, 4 dentine, 3 smalti	Vita 5 cervicali, 15 dentine, 3 smalti, 1 impact, 4 rosa, 5 incisali, 2 opachi	Vita 4+5 masse speciali abbinabili
Utilizzabile anche in laboratorio	✓	✓	✗
Adesivo consigliato	Prime&Bond Active	DEI New Extra bond DEI Italia	New extra bond DEI Italia
Prezzo di listino*	✗	Euro 49,90-41,58 (1 siringa)	Euro 58,00-48,33 (1 siringa)
Info azienda	www.dentsplysirona.com	www.deiitalia.it	www.deiitalia.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Enamel Plus HF0	Enamel Plus HRI	Fill Dent	GrandioSO
Micerium / GDF	Micerium / GDF	Dental World srl	VOCO GmbH
Micro ibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile	Nanoibrido con smalto ad alto indice di rifrazione (1,62)	Microibrido	Nanoibrido
Ricostruzioni estetiche dirette e indirette	Ricostruzioni estetiche dirette e indirette	Restauri di I, II classe o posteriori, III, IV, V classe o anteriori e per cavità cervicali che coinvolgono superfici radicolari	Restauri estetici universali classi I-V
Smalti e dentine: 0,7- 0,04; glass connector, flow: 0,012	Smalti: 1,0 µm-20 nm dimensione media/ dentine: 0,7-0,04	0,04	89% w/w
✗	✗	30 min	✗
Estetico fluorescente con dentine universali, smalti generici e opalescenti	Stesso indice di rifrazione dello smalto naturale e consente restauri invisibili utilizzando gli spessori anatomici. Le dentine sono calibrate con fluorescenza e trasparenza di quelle naturali	Fotopolimerizzabile, radiopaco, microibrido, nanocaricato	Simile al dente naturale, molto estetico, applicabile universalmente
✓	600% AI	✓	320 %
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
40	20-40	20-30	Dipende della tinta
660 Mpa	700 Mpa	63,08 HV	100,8 HV
✗	✗	2,4	1,6 Vol.
✗	✗	✗	✗
450-490	450	310	439
> 10.000 Mpa	14.500 Mpa	11,5	16.650 MPa
Kit e ricambi in siringhe e tips monouso	Kit e ricambi in siringhe e tips monouso	1 sir. x 4 gr	Kit composto da 5 siringhe (5x3 g) oppure in ricambi singoli (3 g)
In composito a forma di cuneo, 7 dentine, 3 smalti generici, 4 smalti opalescenti, 2 bianchi intensivi	In composito a forma di cuneo, 9 dentine, 3 smalti universali, 3 smalti bianchi intensivi, 3 smalti function	13 colori	VITA e due colori propri (GA3.25, GA5), 17 colori
✓	✓	✓	✗
Ena Bond, Ena Bond se, Rock Bond Micerium	Ena bond, Ena bond se, Rock Bond Micerium	Basic bond/Ultra One Bond	Adesivo universale
Euro 247,00 Kit	Euro 109,00 kit	Euro 51,00-99,00	Euro 73,60 (siringa) Euro 290,10 (kit)
Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Tel. 04721.719-0 www.voco.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ A CONFRONTO

COMPOSITI DA STUDIO	Harmonize	Mosaic	SDR Flow Plus
Produttore	Kerr Corporation – Orange	Ultradent Products Inc	DENTSPLY DeTrey
Categoria	Nanoibrido universale	Nanoibrido universale	Nanofiller
Indicazioni	Restauri diretti estetici nei settori anteriori e posteriori	Ricostruzioni dirette ed indirette per anteriori e posteriori, inlays, onlays, veneers	Ricostruzioni di I-II-III-V classe
Dimensione particelle (µm)	0,005/0,05/0,4 Filler in peso 81,5% - vol. 64,5%	Contiene riempitivi di vetroceramica a base di zirconia/silicio e particelle di silice di 20 nanometri 68% volume per dentina, 56% volume per smalto	Nanofiller con rare macroparticelle, 70.5 wt%
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	✕	4 min	✕
Caratteristiche del prodotto	La tecnologia ART (Adaptive Response technology), riflette e diffonde la luce nello stesso modo del dente naturale. Il modificatore reologico presente nella resina garantisce un'elevata tissotropia.	Controllo totale in lavorazione. Non aderisce agli strumenti, non cola, mantiene la forma. Ampio tempo di lavorazione alla luce ambientale	Rinforzato sostitutivo della dentina per I e II classi o per ricostruzioni estetiche di III e V classi
Radiopacità	250% Al	≥2 mm Al (200%)	2,6 mm Al
Fluorescente naturale	✓	✕	✓
Opalescente	✓	✕	✓, si con fluoro
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	10	✕	20
Durezza Vickers	✕	Knoop 66,9 HK x Dentina; 65,4 HK x Smalto	60
Contrazione da polimerizzazione lineare e volumetrica (%)	1,9 Vol.	2,6-3,7 Vol.	3,3 Vol.
Colore vira dopo la polimerizzazione	✕	✕	✕
Resistenza alla compressione (MPa)	366	486,4/447,6	✕
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	13,1 GPa	17,3/11,7	✕
Confezionamento	Siringhe da 4 g, Capsule Unidose da 0,25 g	Refill in siringa da 4 g, Refill in capsule da 0,2 g, Kit 5 siringhe + scala colori	Siringhe e compules
Scala colori e N° di colori disponibili	VITA + Colori extra 8 dentine, 17 smalti, 5 traslucenti	In composito, 20 masse, con stratificazione, 20 colori (13 dentine, 6 smalti, 1 Opaco)	Vita, 4 masse
Utilizzabile anche in laboratorio	✕	✓	✕
Adesivo consigliato	Tutti gli adesivi OptiBond (compatibile anche con tutti gli altri adesivi in commercio)	PEAK Universal Bond	Prime&Bond Active
Prezzo di listino*	✕	Euro 64,90 (siringa 4 gr) Euro 34,30 (single da 0,2 gr)	✕
Info azienda	Tel. 800165552 www.kerrdental.com	Tel. 02.45864461 www.ultradent.it	www.dentsplysirona.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Specchio

Venus Diamond

Venus Pearl

Ing. C.A. Issoglio & C. srl	Kulzer GmbH	Kulzer GmbH
Microibrido e microibrido nanoriempito	Nanoibrido a bassa contrazione	Nanoibrido a bassa contrazione
Ricostruzioni estetiche intraorali	Per tutte le classi di restauro	Per tutte le classi di restauro
✕	0,05-20	5 µm -5 nm vol. 59%
20-30	80	80
Resistente, radiopaco, altamente lucidabile, mantiene inalterato il colore nel tempo	Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentrítico con bassa contrazione e stress da polimerizzazione, privo di BIS-GMA – 64% riempitivo il volume	Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentrítico con bassa contrazione e stress da polimerizzazione, privo di BIS-GMA
Alta	325 % Al	175 % Al
✓	✓	✓
✓, si con fluoro	✓	✓
30	20-40	20-40
90,225	578	462
<0,2 Lin.	1,5 Vol.	1,9 Vol.
No	✕	✕
400	✕	✕
✕	12,6	10,7
4,5 gr	Siringhe da 4 g - PLT da 0,25 g	Siringhe da 3 g - PLT da 0,20 g
Vita 10	Composito stratificato, 27	Composito stratificato, 27
✓	✓	✓
✕	iBond Universal, iBond Total Etch, iBond Self Etch	iBond Universal, iBond Total Etch, iBond Self Etch.
Euro 22,00	Euro 66,50 (1 siringa da 4 gr)	Euro 66,50 (1 siringa da 4 gr)
Tel. 0323.828.914 www.resista.it	Tel. 02.2100941 www.kulzer-dental.it	Tel. 02.2100941 www.kulzer-dental.it

la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IVORY
Mechanikkonzept

Silk Line

**Rivoluziona
il concetto
di semplicità**



**Scopri
la nostra
Community**



www.ivory-dent.com

BRILLIANT EverGlow è un composito sub-microibrido universale



Si distingue per la **facile lucidabilità** e **mantenimento** della stessa nel tempo, per l'**ideale lavorabilità** e per l'**eccezionale integrazione cromatica**. Risultati estetici elevati si ot-

tengono con solo 7 tinte universali, grazie al sistema Duo-Shade di COLTENE, ottenuto dalla combinazione delle tinte della scala Vita (es: A1/B1, A2/B2) due a due. Comprende inoltre due smalti (Traspa-

rente, BL Trans), e tre opachi opzionali (BLO, A10, A20) per finalizzare casi specifici.

Tutte le tinte **BRILLIANT EverGlow** universali, traslucanti e opachi sono disponibili in ricambi siringhe da 3 g o tip da 0.2 g oppure in kit. Il Kit introduttivo economico contiene un assortimento di quattro tinte universali tra le più utilizzate in conservativa.

BRILLIANT EverGlow è stato sviluppato per offrire una perfetta combinazione di estetica di lunga durata, praticità d'uso e resistenza meccanica. Soddisfa pienamente i requisiti per restauri anteriori e posteriori. La consistenza liscia e la stabilità dimensionale rendono BRILLIANT EverGlow, un materiale d'otturazione allo stato dell'arte, agevole e pratico da applica-

re nelle cavità.

La sua eccellente bagnabilità lo rende ideale anche per la cementazione di restauri indiretti.

La tecnologia dei riempitivi di BRILLIANT EverGlow® è progettata per offrire un'ideale di estetica di lunga durata, praticità d'uso e resistenza meccanica. I riempitivi di vetro submicronici favoriscono un'eccellente lucidabilità e mantenimento della plasmabilità della pasta.

+ PER INFORMAZIONI

Coltene Italia Srl
Via A. Volta, 94 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362.626732
www.coltene.com

36.9°C

LA SICUREZZA DEI PAZIENTI SI MISURA IN CELSIUS.

Grazie al sistema antifrizzamento brevettato Bien-Air CoolTouch™, EVO.15 è l'unico contrangolo in grado di non superare mai la temperatura del corpo umano*. Conquistati la fiducia dei pazienti.

SWISS  MADE

FINO A 3 ANNI DI GARANZIA**
www.bienair.com

TRY
FOR FREE

PROVA EVO.15 GRATUITAMENTE IN TUTTA COMODITA' NEL TUO STUDIO!

Chiamaci al numero +39 02 58 32 12 51 o visita www.bienair-evo15.com e scopri di più sul nostro programma di prova per 7 giorni.

Bien-Air Italia s.r.l. Via Vaina 3 20122 Milano, Italy Tel. +39 02 58 32 12 51 Fax +39 02 58 32 12 53 ba-i@bienair.com www.bienair.com

Bien-Air
Dental



EVO.15
CONTRANGOLO

*a 200.000 rpm con forza di 8 N applicata sul pulsante per 10 secondi.

** Garanzia standard di 2 anni e 1 anno di garanzia opzionale attivabile con il programma di estensione della garanzia Bien-Air PlanCare.