


Strumenti Rotanti

Sondaggio su **220** responder


Quanto ti interesserebbe un "Servizio assistenza dedicato" con dei vantaggi esclusivi?

Molto	84	38 %
Abbastanza	110	50 %
Affatto	26	12 %




Quanto è importante l'estensione della garanzia?

Molto	143	65 %
Abbastanza	64	29 %
Affatto	13	6 %



Qual è il fattore che maggiormente influenza la scelta di uno strumento rotante?

Affidabilità	167	76 %
Silenziosità	20	9 %
Fibre ottiche	20	9 %
Potenza	9	4 %
Raffreddamento veloce	4	2 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> A CONFRONTO

STRUMENTI ROTANTI MANIPOLI/CONTRANGOLI	Eagle Advance Lux (contrangolo)	EVO.15 1:1 L 1600938-001	EVO.15 1:5 L 1600941-001
Produttore	Fona	Bien-Air Dental SA	Bien-Air Dental SA
Tipo	Standard anello blu, riduttore anello verde, moltiplicatore anello rosso	Standard 1:1 blu	Moltiplicatore 1:5 rosso
Indicazioni	✕	Restauro, profilassi, endodonzia	Restauro e odontoiatria in generale
Tipo illuminazione	Led	Led	Led
Fibre ottiche (lux)	25.000	Fino a 38.000 lux	Fino a 38.000 lux
Bloccaggio a pulsante	✓	✓	✓
Spray integrato (n. getti)	1 o 3 getti	4 spray asimmetrici aria/acqua miscelate	4 spray asimmetrici aria/acqua miscelate
Rapporto	1:1, 6:1, 1:5	1:1	1:5
Diametro frese (mm)	1,6-2,35	2,35	1,60
Massimo numero di giri (rpm)	200.000	40.000	200.000
Angolazione testina	90°	90°	90°
Testine intercambiabili e estraibili	✕	✕	✕
Cuscinetti in ceramica	✓	✓	✓
Materiale corpo	Acciaio titanizzato	Testina in acciaio	Testina in acciaio
Diametro e altezza testina (mm)	8,7/12,4-146	9,4 diam/14,1 H	9,4 diam/14,1 H
Finitura antiusura	✓	✓	✓
Valvola antiritorno	✓	✓	✓
Altre caratteristiche	✕	Sistema bloccaggio fresa e di azionamento accu-chuck preciplus, testina antiurto, accu-spray quattro mix con illuminazione dualook.	Sistema bloccaggio fresa e di azionamento accu-chuck preciplus, testina antiurto, accu-spray quattromix con illuminazione dualook, sistema antifrizionamento cooltouch+
Prezzo di listino*	✕	✕	✕
Info azienda	Tel. 02.45712171 www.fonadental.it	www.bienair.com www.bienair-evo15.com	www.bienair.com www.bienair-evo15.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

MASTERmatic Lux M25L**MC01 RL** **QUARK® STL** **QUARK® CAL**

KaVo Dental	Faro spa	Tekne Dental srl	Tekne Dental srl
Moltiplicatore anello Rosso	Moltiplicatore anello rosso	Standard Anello Blu	Standard Anello Blu
Preparazione/Rifinitura	Escavazione della carie e preparazioni cavitare	✗	✗

Led	Led	Dipende dal motore	Dipende dal motore
25.000	25.000	25.000	25.000
✓	✓	✓	✓
3 getti con filtro intercambiabile	3 getti	1 getto	1 getto
1:5	1:5	1:1	1:1
1,6	1,6	2,35	2,35
200.000	200.000	40.000	40.000
19°	90°	✗	20°
✗	✗	✗	✓
✓	✓	✓	✓

Plasmatec (Brevetto KaVo)	Lega di metallo + trattamento antiscivolo	Ottone cromato	Ottone cromato
10,3 Diam/13,5 H	10,2x14,2	✗	9,6 diam/14 H
✓	✓	✓	✓
No (non necessaria nei manipoli contrangoli)	✗	✗	✗
Silenzioso, microfiltro spray, triplo sistema ingranaggi, assenza vibrazioni, cuscinetti ceramici	Testina in acciaio inox e microfiltro intercambiabile	Forma ergonomica – peso: 89 gr.	Testina con dimensioni ridotte, forma ergonomica – peso: 61 gr.

✗	✗	Euro 450,00	Euro 690,00
Tel. 010 8332.1 www.kavo.com	Tel. 039.6878.1 www.faro.it	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

STRUMENTI ROTANTI MANIPOLI/CONTRANGOLI	 SL 411L 1:1 Ivory Silk Line	 SL415L 1:5 Ivory Silk Line	 SL4201C 20:1 Ivory Silk Line
Produttore	Ivory srl	Ivory srl	ivory srl
Tipo	Standard anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Riduttore anello verde
Indicazioni	Profilassi	Restaurativa	Implantologia

Tipo illuminazione	Led	Tradizionale	
Fibre ottiche (lux)	40.000	40.000	
Bloccaggio a pulsante			
Spray integrato (n. getti)	2 getti	4 getti	
Rapporto	1:1	1:5	20:1
Diametro frese (mm)	2,334-2,350	1,59-1,60	2,334-2,350
Massimo numero di giri (rpm)	40.000	200.000	2.000
Angolazione testina	19°	19°	19°
Testine intercambiabili e estraibili			
Cuscinetti in ceramica			

Materiale corpo	Metallo nobile	Metallo nobile	Metallo nobile
Diametro e altezza testina (mm)	4,5-11,6	9,9-14,5	9,5-13,5
Finitura antiusura			
Valvola antiritorno			
Altre caratteristiche			

Prezzo di listino*			
Info azienda	Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it	Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it	Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Synea Fusion WG-99 LT

Synea Fusion WG-56 LT

T1 Line

T2 S-Line

W&H Dentalwerk Burmoos GMBH	W&H Dentalwerk Burmoos GMBH	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona
Moltiplicatore anello rosso	Standard anello blu	Anello Blu, rosso, verde, diritto	Standard Anello Blu/Rosso Corto
Preparazione di monconi e cavità, fresatura finitura	Preparazione di cavità, fresatura, resezione	La maggior parte delle applicazioni	Preparazione di cavità e corone, rifinitura a seconda dei modelli

Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
25.000	25.000	25.000	25.000
✓	✓	✓	✓
4 getti	1 getto	1-4 getti / ✗	1 getto
1:5	1:1	Vari (1:1, 1:5)	1:1, 1:5
1,6	2,35	1,6-2,35	1,6-2,35
200.000	40.000	200.000	40.000-200.000
✗	✗	90°	90°
✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✓

Acciaio cromato	Acciaio cromato	Titanio termoformato	Titanio termoformato
9,50-14,50	9,50-13,50	8,7 diam., 12,4 o 14,6	8,7 diam.
✗	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓
24 mesi di garanzia	24 mesi di garanzia	Trattamento meccanica al carburo di tungsteno, 3 anni di garanzia	Trattamento meccanica al carburo di tungsteno, 2 anni di garanzia

Euro 1.114,00	Euro 772,00	✗	✗
wh.com/it_italy	wh.com/it_italy	Dati forniti da Simit Dental www.dentsplysirona.com www.simitdental.it	Dati forniti da Simit Dental www.dentsplysirona.com www.simitdental.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

STRUMENTI ROTANTI TURBINE	 Bravia L / LN / LS / LB	 Bravia XL / XLN / XLS / XLB	KaVo MASTERtorque M9000L
Produttore	TeKne Dental srl	TeKne Dental srl	KaVo Dental
Tipo di testina	Standard	Standard	Standard
Fibre ottiche	✓	✓	✓
Intensità luminosa (lux)	> 25.000	> 25.000	25.000
Tipo illuminazione	Tradizionale, led	Tradizionale, led	Led
Luce autogenerata	✗	✗	✗
Tipo di bloccaggio	Push button	Push button	FG (32 N tenuta mandrino)
Campo visivo privo di ombre	✗	✗	✓
Tipo spray	3 getti	4 getti	4 getti con filtro
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramica	Ceramici, di alta precisione	Ceramica
Velocità di rotazione (giri/min)	365.000	365.000	340.000-400.000
Pressione aria compressa (bar)	2,8 ± 0,2	2,8 ± 0,2	2,1-4,2
Altezza e diametro testina (mm)	13,5/12,6	13,5/12,6	13,1/12,5
Angolazione testina/fresa	17°	17°	110°/19°
Finitura antiusura	✓	✓	✓
Filtro acqua removibile	✗	✗	✓
Materiale corpo e Peso turbina (g)	Ottone cromato/43	Titanio e Ottone cromato/43	Plasmatec (brevetto KaVo)/65
Misura della fresa (mm)	1,6/25 max	1,6/25 max	19
Tipo di attacco	Compatibile Kavo, NSK, Sirona, Bien-Air	Compatibile Kavo, NSK, Sirona, Bien-Air	MULTiflex - Sirona - NSK
Tipo di lubrificazione	Grasso, olio	Grasso, olio	Olio
Sistema antirisucchio	✓	✓	✓
Potenza (W)	22	22	23
Prezzo di listino*	Euro 610,00	Euro 770,00	✗
Info azienda	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 010.8332.1 www.kavo.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito ✓ SI ✗ NO

Micra L	MT02 L	MT02 Mini L	Silent Power 4L
TeKne Dental srl	Faro spa	Faro spa	Cefla S.C.
Mini	Standard	Mini	Standard
✓	✓	✓	✓
> 25.000	25.000	25.000	22.000
Tradizionale, led	Led	Led	Led
✗	✗	✗	✗
Push button	Push button	Push button	Push button
✗	✓	✓	✓
1 getto	4 getti	1 getto	4 ugelli in posizione coronale
Ceramici	Ceramica	Ceramica	Ceramica
380.000	350.000-400.000	350.000-450.000	350.000
2,8 ± 0,2	2,8	2,8	2,7-2,9
13,2/10,3	14,5/12,5	12,3/10,8	13,8/12,5
17°	18°	18°	90°
✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗
Ottone cromato/44	Rivestimento in nichel e cromo	Rivestimento in nichel e cromo	Acciaio inox/65
1,6/21 max	1,6/11	1,6/9	2/26
Compatibile Kavo	QC02 Led	QC02 Led	Rapido compatibile con Ceramic Freedom Castellini
Grasso, olio	Olio	Olio	Olio
✓	✓	✓	✗
17	16	13	22
Euro 548,00	✗	✗	✗
Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 039/6878.1 www.faro.it	Tel. 039.6878.1 www.faro.it	www.castellini.com/it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

STRUMENTI ROTANTI TURBINE	Synea Fusion Turbina TG-97 L	Synea Fusion TurbinaTG-98 L	T1 Control
Produttore	W&H Dentalwerk Burmoos GMBH	W&H Dentalwerk Burmoos GMBH	Dentsply Sirona
Tipo di testina	Compatta	Standard	Standard ad alta potenza
Fibre ottiche	✓	✓	✓
Intensità luminosa (lux)	25.000	25.000	25.000
Tipo illuminazione	Led+	Led+	Tradizionale
Luce autogenerata	✗	✗	✗
Tipo di bloccaggio	Push button	Push button	Push button
Campo visivo privo di ombre	✗	✗	✓
Tipo spray	4 getti	4 getti	4 fori
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Velocità di rotazione (giri/min)	390.000	360.000	250.000
Pressione aria compressa (bar)	3	3	3
Altezza e diametro testina (mm)	13,10-10,00	14,60-11,50	13,8/12,4
Angolazione testina/fresa	✗	✗	90°
Finitura antiusura	✗	✗	✓
Filtro acqua removibile	✗	✗	✗
Materiale corpo e Peso turbina (g)	Acciaio cromato/40	Acciaio cromato/40	Titanio termoformato /56
Misura della fresa (mm)	21	25	1,6
Tipo di attacco	Roto quick W&H/Multiflex/NSK Mach	Roto quick W&H/Multiflex/NSK Mach	NSK, Kavo, W&H, Sirona
Tipo di lubrificazione	Olio	Olio	Olio
Sistema antirisucchio	✓	✓	✓
Potenza (W)	18	21	22
Prezzo di listino*	Euro 873,00	Euro 873,00	✗
Info azienda	wh.com/it_italy	wh.com/it_italy	Dati forniti da Simit Dental www.dentsplysirona.com www.simitdental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO


**T501LK Turbina F.O.
attacco Kavo Silk Line**
Tern Advance Lux
Tornado Ik 1600907-001
Tornado° Lk 1600932-001

Ivory srl	Fona	Bien-Air Dental sa	Bien-Air Dental sa
Standard	Mini, standard	Ridotta	Ridotta

✓	✓	✓	✓
40.000	25.000	20.000	20.000
Tradizionale	Led	Led	Led
✗	✗	✗	✗
Pulsante	Push button	Fresa e antivibrazioni accu-chuck preciplus	Accu-chuck preciplus sistema bloccaggio fresa antivibrazioni
✓	✗	✓	✓
3 getti	3 getti	4 spray asimmetrici, aria acqua miscelate	4 spray asimmetrici, aria acqua miscelate
Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica

345.000	400.000	410.000	420.000
2,9	2,7	2,5-3,2 bar	2,5-3,2
13,1/12,5	12,68-12,78/10,07-12,3	13/12,2	12,1/10,8
17°	90°-18°	90°	90°
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗
Acciaio titanizzato/44	Acciaio titanizzato/57	Testina in acciaio/58	Testina in acciaio/58
10-25/1,59-1,60	1,59-1,6	1,60	1,60
Kavo	Rapido Click 8 gr	Multiflex	Multiflex
Grasso, olio	Olio	Grasso, olio	Grasso, olio
✗	✓	✓	✓
23	21-18	30	24

✗	✗	✗	✗
Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it	Tel. 02.45712171 www.fonadental.it	www.bienair.com	www.bienair.com

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

QUARK® CAL & QUARK® STL

Nuovi manipoli contrangolo e diritti di forma elegante e compatta, disponibili con e senza fibre ottiche.

Nel manipolo contrangolo, il peso ridotto e la forma perfettamente bilanciata, permettono una sicura presa, mentre la testa, di dimensioni ridotte, permette un facile accesso all'area molare.

I manipoli hanno una pregevole finitura cromata e sono

equipaggiati con cuscinetti a sfere e ingranaggi di alta precisione che conferiscono agli strumenti alta affidabilità e resistenza all'usura. I manipoli devono essere usati con frese da Ø 2,35 mm e, essendo la connessione standard, possono essere accoppiati a qualsiasi micromotore con spray interno.

In particolare, l'accoppiamento con i micromo-



tori DEFINITIVE®LED e NUCLEUS®LED è molto elegante.

➤ PER INFORMAZIONI

TeKne Dental srl

info@teknedental.com

www.teknedental.com

IVORY: rivoluziona il concetto di semplicità!



Tecnomed Italia è orgogliosa di rappresentare l'azienda Ivory con la distribuzione dell'innovativa linea di manipoli odontoiatrici della linea Silk Line. Ivory è un'azienda specializzata unicamente nella produzione di manipoli odontoiatrici MADE IN EUROPE: nasce dalla sinergia di

tre società europee, che contano un'esperienza trentennale nel settore della manipoleria. Ivory introduce sul mercato manipoli odontoiatrici di alta gamma che presentano grandi innovazioni. Il sistema di lubrificazione Fast-Oil rappresenta una delle più importanti caratteristiche dei

manipoli Ivory: grazie a questa tecnologia, è possibile lubrificare le turbine della linea Silk Line con diversi attacchi, solo dalla parte anteriore, liberandosi definitivamente dal vincolo degli adattatori. Minimizzando la possibilità di errori di manutenzione da parte dell'operatore, il risultato è un'oggettiva ottimizzazione del tempo di lavoro nella gestione degli strumenti e una riduzione dei costi di riparazione. La linea Silk Line è composta da una gamma completa di manipoli: è possibile scegliere la soluzione ideale per ogni esigenza, adattando la versatilità degli strumenti alle caratteristiche specifiche dell'intervento. La qualità dei materiali, solidi, ma allo stesso tempo leggeri, permette un bilanciamento ottimale dello strumento; l'impatto acustico emesso viene inoltre minimizzato. Ogni dentista può arricchire la propria professionalità con un design comodo ed ergonomico che permette di apportare la massima efficienza tecnica ai più elevati standard qualitativi. Non solo prodotti, ma anche servizi unici. Ivory è un'azienda a tutti gli effetti smart, struttu-

rata per gestire le vendite sia online che tramite il deposito di zona. Inoltre, l'azienda si è focalizzata anche sulla formazione: la mission di Ivory è aiutare i clienti a far crescere il proprio business attraverso una specifica formazione online; l'azienda ha infatti creato un canale online per il servizio di assistenza e formazione, con video training per tutti gli "addetti ai lavori". Entrando a far parte della community, l'utente scoprirà come evitare gli errori durante la lubrificazione dei manipoli, come aumentare il numero dei pazienti, come migliorare l'immagine dello studio, come non rompere un manipolo, quali sono i prezzi di mercato per le riparazioni e tanto altro.

Se vuoi sapere di più sui prodotti e unirti anche tu alla community gratuitamente, registrati su www.ivory-dent.com/web/signup

➤ PER INFORMAZIONI

I prodotti Ivory sono venduti in esclusiva per l'Italia da

Tecnomed Italia srl

Tel. 0721.955125

www.dentalastec.it