


Impianti dentali

Sondaggio su **320** responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	64	20 %
Qualità del prodotto e serietà aziendale	227	71 %
Fiducia nei confronti di chi le fa conoscere il prodotto, rappresentante, agente, distributore, collega	29	9 %




La prima caratteristica che mi colpisce in un impianto dentale?

Morfologia e connessione	243	76 %
Trattamento di superficie	26	8 %
Rapporto qualità prezzo	51	16 %



Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	198	62 %
Abbastanza	54	17 %
Fondamentale	68	21 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

IMPIANTI DENTALI			
Produttore	B&B Dental	Titanmed	Dentsply Sirona
Fornitore dati tecnici	✖	Vicky Grem	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Cilindro conica	Conica	Cilindrica
Indicazioni	Ideale in osso duro e rialzi di seno	Tutte	Per tutti i siti
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-12-14	6-7.5-8.5-10-11.5-12-14	6.6-8-9.5-11-14-17
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3-3.5-4-4.5-5	3.5-4-4.5-5-5.8	3.5-4.5-5.5-7
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4	Titanio gr 4 e 5, calcinabile, cromo cobalto	Titanio commercialmente puro
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio gr 4	Titanio lucido	Superficie acidificata
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Peek, calcinabili, titanio	Dritti, angolati, calcinabili, fresabili, provvisori, MUA, otk, base Co Cr	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitate e cementata
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Sub-crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✖	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✖	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conico esagonale interna	Esagonale interna	Conica indicizzata e libera
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidifazione e trattamento con plasma di Argon	Doppia mordenzatura acida	Microstruttura Friadent Plus sabbiata e mordenzata
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	6 coulisse (esagono)
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 130,00	Euro 95,00	✖
Info azienda	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 031.879344 www.vickygrem.com	Num. Verde 800 310 333 www.dentsplysirona.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Ariel CX-Arial LT			
Biaggini Medical Devices Srl	Dentsply Sirona	Axelmed® Paradigma®	Axis
✖	✖	✖	Italymed
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conica, cilindrica	Conica e cilindrica	Conica con collare a conicità inversa, bifasico
Indicazioni	Postestrattivo, carico immediato, rigenerative ossee	Tutte	Postestrattivo, carico immediato, rigenerazioni ossee, osso D1-D2-D3-D4
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13	6-8-9-11-13-15	7-9-11-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.3-3.75-4.2-5	3-3.6-4.2-4.8-5.4	3.4-3.8-4.3-5-5.6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanio commercialmente puro	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio levigato	Liscio macchinato in Titanio	Titanio macchinato con microfiletto
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabile	Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitate e cementata	Estetici, MUA, overdenture, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale	Crestale o sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	1
Kit e software per chirurgia guidata	✖	✔	✖
Cappetta di guarigione inclusa	✖	✖	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna	Conica	Conica
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura grana grossa e morden-zatura	Titanio chimicamente modificata con una topografia nanometrica esclusiva	SAP (Sabbiatura-Tripla Acidificazione-Plasma Argon)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	6 coulisse (esagono)	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 75,00	✖	Euro 126,00
Info azienda	Tel. 0187509575 - 0187509772 www.abutmentcompatibili.com	Tel. 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 02.98282694 www.axelmed.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Bicon Short e Ultra Short Implant	Bifasici connes. classica Multysytem	BioCoin
Produttore	Bicon LLC	Multysystem srl	IDENT H.C. srl
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Design a plateau con spalla convergente e connessione conometrica pura tra fixture e abutment	Conica	Conicità variabile, spire incrementali
Indicazioni	Tutte	Tradizionale, carico immediato, poste-strattivo e rialzo del seno	Carico immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5-5.7-6-8-11	5-6-7-8-9-10-11-11.5-13	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3-3.5-4-4.5-5-6	3.2-3.7-4-4.2-4.5-4.7-5-5.2-5.5-5.7	3.6-4-4.5-5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Ti6 al4 v	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Ti6 al4 v	Lucido 0,8 mm / acidificato in tipologie platform – switching	Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic-covering
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Universali con spalla preformata-locator-brevis-senza spalla preformata	Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit	Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera, calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Sub-crestale	Crestale e sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	Infinite	✖	3-5
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✖	✖	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conometrica pura con sigillo batterico certificato	Esagono interno piatto su piatto	Interno ed esterna, cono MUA, cono-metrica
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e acidificazione	Acidificazione	Sanded Large Grit + Double-Etched
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Nessuno	Esagono	Esagono o dodecagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	✖	Euro 95,00	Euro 120,00
Info azienda	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Blister minimal SPE	BNX evo	BNX evo slim fit	BT Safe
Safe & Simple srl	Ghimas spa	Ghimas spa	BTK
✖	✖	✖	✖
Conica con ingaggio interno conico a 6°	Conica	Conica	Conica, apice arrotondato
Postestrattivo a carico immediato	Tutti i casi di edentulia	Edentulie in osso hard (D1 – D2)	Postestrattivo, carico immediato, su densità ossee di tipo 2-3-4.
10-12-14	8-10-11.5-13-15.5	8-10-11.5-13-15.5	6-8-10-12-14-16
4-4.5-5	3.5-4-5	4-5	3.3-3.7-4.1-4.8-6
Titanio, peek, plexiglass, calcinabile	Titanio	Titanio	Titanio gr 4 e 5
Completamente sabbiato/bone switching	Titanio	Titanio	Liscio 0.7 mm, microsolchi crestali
✔	✔	✔	✔
Dritto, calcinabile, a sfera, a basso profilo, con/senza spalla, angolato, peek, preformato	Titanio, calcinabile	Titanio, calcinabile	Dritti, angolati, mua, t-base, multi-altezza, provvisori, a sfera
Sub-crestale	Crestale	Crestale	Crestale, bone level
✔	✔	✔	✔
1	12	12	2
✔	✔	✔	✔
✔	✖	✖	✖
Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad angoli smussi	Interna conica	Interna conica	Interna conico-esagonale a 11°
Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e doppia acidificazione	Sabbiatura e doppia acidificazione	Doppia acidatura DAE (Dual Acid Etched)
Quadrato/ottagonale	Doppio esagono	Doppio esagono	Esagono
Euro 139,00	✖	✖	✖
Tel. 0438.837231 www.safeandsimple.net	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 0444.361251 www.btk.dental

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	BT-Tite Active	CF InthEx	Conical Active
Produttore	BTLock International srl	Bioservice srl	MaCo International sas
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conico-cilindrica	Troncoconica	Tronco-conica
Indicazioni	Postestrattivo, creste stabili, carico immediato	Stabilità primaria, carico immediato, post-estrattivo, autocentrante, radici convergenti	Carico immediato, postestrattivi
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-6.5-8-10-11,5-13-16	9-11-13	8-10-11.5-13-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.3-3.75-4.5-5.5	3.3-3.8-4.5	3.5-3.9-4.4-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4 e 5	Titanio gr 4	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Micro filettature crestali e parte finale del collare machine-cut	Macchinato	Nessuno
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabile, oro	Standard, base CoCr, Flat, Link, Mua	Titanio, base titanio con corpo calci-nabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Crestale e sub crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✖	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✖	✖	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici	Doppia con esagono interno	Conometrica 8° con esagono profondo antirotazionale
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e doppia mordenzatura acida	SLA	Sabbiatura, decontaminazione, acidi-ficazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Trilobo	Esagono	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 142,00	✖	Euro 135,00
Info azienda	Tel. 0444.492609 www.btlock.com	Tel. 042.582961 www.bioservicesrl.it	Tel. 0828.958044 www.macodentalcare.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Cortical	DIO Implant System FTN	DIO Implant System UF II	EASY GRIP
Noris Medical	DIO Corporation	DIO Corporation	T.F.I. System
✖	Dental P	Dental P	✖
Conica, bifasica	Cilindirca	Troncoconica	Cilindrica, conica, anatomica
Carico immediato in siti post-estrattivi e creste sottili. Favorisce ancoraggio bicorticale. Adatto per tecnica "Socket Shield"	Per tutte le metodiche	Tutte	Carico immediato, postestrattivo, rialzo del seno
8-10-11.5-13-16-18-20	8.5-10-11.5-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15-16-18	5-8-10-11.5-13-15
4-5-6	3.3-4-4.5-5-5.5	3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.3-3.75-4.5-5-6
Titanio Ti6Al4V	Titanio	Titanio	Titanio grado 5 ELI
Titanio macchinato	Superficie liscia	Macchinato	Liscio
✔	✔	✔	✔
Titanio, calcinabile, PEEK Zirconio, MUA, UCLA, Ti Base	Titanio	Titanio, calcinabile	Preformati, calcinabili, overdenture, all-on-screw, CAD-CAM, customizzato
Bone level	Transmucoso	Sub-crestale, bone level	Crestale, sub-crestale, transmucoso
✔	✖	✔	✔
1	3	2	1
✖	✖	✔	✔
✖	✖	✖	✖
Esagono interno 2,42 mm	Esterna	Conica	Esagono interno in friction-fit con vite passante
RBM con collo macchinato	RBM	HSA	Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma slow discharge
Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
✖	✖	✖	Euro 119,00
Tel. 066.4764651 www.norismedical.com	Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Tel. 06.45444930 www.tfisystem.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI			
Produttore	Easyfor Medical	Dentha srl	Overmed srl
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖

INFORMAZIONI TECNICHE

Morfologia	Conica, cilindrica D3-D4 Short Zigoma Minimplants in forma bifasica e monofasica	Conico cilindrico	Cilindrico-conica, sommerso
Indicazioni	Postestrattivo, creste atrofiche osso tipo D3-D4	Gravi atrofie dei mascellari in condizioni di scarsa qualità e quantità ossea	Scarso spessore osseo e gengivale, per i settori anteriori
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-18	6-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	2.8-3.5-4-4.5-5-6	3.4-3.8-4.2-4.6	3.3
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 5	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Microfiletto con superficie SLA	✖	SLA, sabbiato/acidificato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Ponte, dente singolo, angolati fresabili, waxup	Titanio gr 5, PMMA, peek	Diritti, angolati, calcinabili, MUA diritti, basette Ti
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	luxta ossea	Crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	✖	2 N e S	1
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✖	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conica con antiratazione esagonale	Interna conico esagonale	Interna, esagono-torx
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura con doppia acidificazione	Mordenzatura e sabbiatura	Sabbiatura e mordenzatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Prezzo di listino*	Euro 70,00	Euro 160,00	✖
Info azienda	Tel. 335.7680460 www.easyfor.it	Tel. 0461.764886 www.denthaimplants.it	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

EvolutionConic EC2	Exa	Gold Evolution	Hexential
Allmed	Physioplant srl	Titanium Component sas	Biaggini srl
✖	✖	✖	Odontes

Conica a spira intermedia	Conica	Nocciolo cilindrico, spira conica auto-maschiante	Conicità variabile, spira larga
Tutte, in particolare con osso di scarsa qualità (morbido)	Postestrattivo, carico immediato, transmucoso	Carico immediato, osso con poca stabilità primaria, postestrattivo	Postestrattivo, carico immediato, scarsa qualità ossea, tutti i tipi di osso
8-10-12-14-16	Da 7 a 20	7-8-10-12-14	8-10-11.5-13
3.25-3.75-4.25-5	3.4-4-4.7	3.5-3.8-4.2-4.8-5.3	3.3-3.5-4.2-5
Titanio gr 5, lega aurea, peek, calci-nabili	Titanio	Titanio gr 5 eli e gr 5	Titanio gr 5
Titanio	Titanio lucidato	Lucidato meccanicamente	Levigato di 0,5 mm e bone switch
✔	✔	✔	✔
Tutte per protesi fissa ed overdenture	Monconi in titanio dritti e angolati, t-base, calcinabili	Monconi dritti, angolati, calcinabili, provvisori, ucla, mua	Diritti, angolati, MUA, calcinabili
Crestale e sub-crestale	Crestale o sommerso	Sub-crestale	Sub-crestale
✔	✔	✔	✔
2	3	1	1
✔	✔	✔	✖
✔	✔	✔	✔
Conica con esagono interno e vite passante	Esagono e torque esterno	Cono più esagono con effetto cono morse	Interna
Sabbiatura con doppia acidificazione	Sabbiatura e irruvidimento superficiale tramite acidi e decontaminazione mediante plasma a freddo	Doppia sabbiatura e mordenzatura acida, analoga SLA di Straumann	Sabbiatura a grana grossa e morden-zatura acida
Esagono	Esagono, conico, torque	Esagono	Esagono profondo 2,45 mm, pareti coniche

Euro 139,00	Euro 139,00	Euro 61,00	✖
Tel. 039.481123 www.allmed.it	Tel. 030.2586547 www.physioplant.it	Tel. 02.49750634 www.protesicacompatibile.com	Tel. 02.38103089 www.odontes.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Impianti Dentali SLA	Impianto IDI Evolution	Implassic FT3
Produttore	Tiradix srl	IDI Evolution	Dental Tech
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conica, cilindrica	Cilindrico conica	Cilindrica
Indicazioni	Tutte	Tutte	Tutte
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17	Da 6 a 17	8-10-11.5-13-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75	3.5-3.8-3.75-4-4.3-5-5.3-6	3.25-3.75-4.25-4.75-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio gr 4	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucidato a specchio	Microfilettatura sulla parte corticale. Microfilettatura sincrona	Come trattamento implantare
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Tutte	Titanio, peek, calcinabili	Tutte
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sommerso	luxta crestale.	Bone level
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	2 piattaforme protesiche / interna
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✔	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono + esagono interno	Connessione interna, cilindro esagonale	Interna
Tipo di trattamento di superficie	SLA RA 1,2 µm	Biacidificazione	Sabbatura e mordenzatura
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono, cilindro esagonale	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	✖	Euro 120,00	Euro 110,00
Info azienda	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it	Tel. 039.6908176 www.idievolution.it	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Implassic FTP	Infinity	ITS Italy	JDEvolution Plus+
Dental Tech	Igimax 4.0	Esemme Components	JDentalCare srl
✖	✖	✖	✖
Root form	Cilindrica-conica root form	Cilindrica, conica, anatomica root-form e transmucoso	Conica con connessione a esagono interno con bisello interno
Tutte le implantari	Postestrattivo, minirialzo, rialzo del seno mascellare, carico immediat	Postestrattivo, radici convergenti, carico immediato, riabilitazioni multiple in zona estetica	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca
8-10-11.5-13-16	6.5-8.5-10-11.5-13-15-18	5.5-6-6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15-18
3.75-4.25-4.75	3.3-3.8-4.2-4.6-5.2	2.4-2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5-5.3-5.5	3.7-4.3- 5.0- 6.0
Titanio	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5
Macchinato	Titanio trattato	Fino alla porzione più coronale	Titanio, anodizzazione
✔	✔	✔	✔
Tutte	Preformati dritti e angolati, locator, linea per carico immediato avvitato	Titanio, peek, Co-Cr, calcinabili	Dritti con spalla e senza spalla, inclinati, provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator
Bone level e sub-crestale	Crestale	Secondo connessione protesica utilizzata	Bone level
✔	✔	✔	✔
1	1	6	2
✔	✔	✖	✔
✔	✖	✖	✔
Conometrica con indice di posizione esagonale e vite passante	Interna	Conometrica, esagonale esterna, transmucoso	Conica con esagono interno 100% compatibile Zimmer® Screw-Vent®
Sabbatura e mordenzatura	Doppia modenzatura acida	Sabbatura e doppia acidificazione	SLA
Esagono	Esagono interno	Esagono, indice di riposizionamento	Esagono
Euro 129,00	Euro 129,00	Euro 149,50 (esagonale) Euro 154,50 (conometrico)	✖
Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com	Tel.011.4546197 www.igimax.com	Tel. 049.603310 www.itsitaly.it	Tel. 059.454255 www.jdentalcare.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Kontakt®	Massif	Multysystem TC (Tapered Connection)
Produttore	Biotech Dental	TAG Medical Products	Multysystem srl
Fornitore dati tecnici	✖	Italymed	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Tronco conica	Cilindrica ad esagono interno	Conica
Indicazioni	Tutte	Tutte	Tradizionale, carico Immediato, poste-strattivo e rialzo del seno
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-12-14-16	6-8-10-11.5-13-16	7-8.5-10-11.5-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3-3.6-4.2-4.8-5.4	3.75-4.2-5-6	3.2-3.7-4.2-4.5-4.7-5.2-5.5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 5	Titanium Grade 23 - Ti6AL4V Eli	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Sabbiatura e doppia acidificazione	Sabbiatura e doppia mordenatura (SLA)	Titanio lucido macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✖	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, Co Cr, Peek	Titanio 23 abutment, estetici e anatomici, multi unit: dritti, angolati, peek dritti e angolati per personalizzazioni	Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sub-crestale	Bone level	Sub-crestale, bone level
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	6	1	2
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✖	✖
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conometrica cono morse	Esagonale interna	Cono morse, esagono interno, filetto
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e doppia acidificazione	Sabbiatura e doppia mordenatura	Acidificazione SLA (RAF)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Trilobo sistema six Three six	Esagono interno	Esagono Interno con connessione conometrica
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 165,00	Euro 138,00	Euro 100,00
Info azienda	Tel. 089.9712629 www.biotech-dental.it www.biotech-dental.com	www.tagmed.com Importatore: ItalyMed s.r.l. Tel. 331.3565647 www.italymed.it	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Neoss ProActive	NobelParallel Conical Connect. TiUltra®	Oxy Implant FIXO - FIXO Mini	P-I
Neoss LTD	Nobel Biocare AB	Biomec srl	SIC Invent Sweden
✖	✖	✖	Direct Dental
Conica e cilindrica	Cilindrica	Conica in zona apicale	Troncoconica
Tutte (approvato FDA per il carico immediato)	Stabilità primaria in tutti i tipi di osso	One-Piece con moncone integrato per carico immediato	Postestrattivo, carico immediato, rialzo del seno, GBR
7-9-11-13-15-17	7-8.5-10-1.5-13-15-18	8.5-10-11.5-13-15-17	6-7-8.5-10-11.5-13-15
3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5	3.75-4.3-5-5.5	3-3.5-4-4.5	3.3-3.7-4.8
Titanio gr 4 e 5	Titanio	Titanio puro gr 4 alta resistenza	Titanio gr 4
Bassa ruvidità (Sa 0.4 µm)	Anodizzazione	Macchinato anodizzato rosa	Ospol - sviluppato dall'Università di Gothenburg
✔	✔	✔	✔
Titanio, oro, zirconio, peek, CoCr, calcinabili, per protesi avvitata, pilastri a pallina, pilastri equator, cad/cam	Titanio, zirconio, lega aurea	Temporary, calcinabile, cuffie incollaggio, oxy loc	Tutte
Crestale e sub-crestale	Crestale	One-Piece extramucoso	Da 0 us 1.5 mm
✔	✔	✖	✔
1	1	1	2
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✖	✔
Interna ibrida NeoLoc	Conica interna con esagono	Multi-Unit Abutment integrato, filetto M1.8	Interna conica con spillo, esagono esterno
Sabbiatura, mordenatura, elettrowetting, doppia ruvidità	Anodizzazione (TiUltra®)	Superficie AMS, doppia mordenatura acida, plasma d'argon a freddo	Ospol ossidata con incorporazione di ioni/ bioattiva
Esagono	Esagono	Rotatorio ed antirrotatorio	Esagono
✖	✖	Euro 180,00 - 220,00 Temporary incluso	Euro 124,00 (esagono esterno)
Tel. 02.929521 www.neoss.com/it	Tel. 039.68361 www.nobelbiocare.com	Tel. 0341.930166 www.oxyimplant.com	Tel. 334.7289571 www.directdental.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	Par CC	PHI EVO TPS GOLD	Platinum Act
Produttore	Titanmed srl	Kristal srl	Giese Technology
Fornitore dati tecnici	✖	✖	Henry Schein Krugg
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Tronco-conica	Cilindrico conica	Conica
Indicazioni	Sostituzione del dente singolo, fissaggio di ponti e protesi, carico immediato	Postestrattivo con carico immediato	Postestrattivo, osso spugnoso
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10 -11.5 (7-8.5-13-15)	8-10-13	8.5-10-11.5-13-15
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.75-4.3	3.5-4-4.5-5	3.5-4.3-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4 e 5, calcinabile, Cr/Co	Titanio gr 5	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio macchinato lucido	Titanio rivestito TiN	Titanio sabbiato e acidificato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✖	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Titanio tras mucoso, inclinato, provvisori, tbase, mua, otk, calcinabile, sovrafu-sione cr/co	Titanio, Peek, calcinabile	Titanio, materiale calcinabile
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Livello osseo	Sub-crestale	Sub-crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✔	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	✖	✖	✖
Cappetta di guarigione inclusa	✖	✖	✔
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna conometrica	Conometrica 6°	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Trattamento elettrochimico Tip	Sabbiatura + Titanium Plasma Spray (TPS) + TiN	Sabbiatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	✖	✖	Euro 140,00
Info azienda	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com www.titanmed.it	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 010.9189127 www.giesstechnology.it (Distributore Henry Schein Krugg Tel. 800 821010 www.henryschein.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Prama	Prime Conomet	Primer SR/Short/Easy Tapping	 PteryFit
Sweden & Martina	Prodent Italia	Edierre Implant System spa	Noris Medical
✖	✖	✖	✖
INFORMAZIONI TECNICHE			
Cilindrica, conica	Conico-Root Form	Cilindrica, porzione apicale conica	Conica, bifasica
Carico immediato, situazioni post-estrattive, protocolli di mini rialzo e rialzo del seno mascellare	Implantologia di Base, avanzata, post-estrattivi, grande rialzo del seno mascellare, carico Immediato	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato, split crest, poste-strattivo ecc)	Posizionamento nella regione pteri-gomascellare per la riabilitazione del mascellare posteriore. Elevata qualità autofilettante e massima osteointe-grazione
6-8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18-23	18-20-22-25
3.8-4.25-5	3.8-4.2-4.6-5.1	3.3-4.2-4.5-4.8-5	4.2
Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio Ti6Al4V
UTM - Ultrathin Threaded Microsurface superficie con microrigatura regolare, anodizzata	Microfiletto, doppia acidificazione	Macchinato	Titanio macchinato
✔	✔	✔	✔
Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, P.A.D., T-Connect, Dynamic Abutment, Locator abutment, attacchi sferici, protesi conometrica	Tutte	Dritti, angolati, per barra, per protesi avvitata dritti ed angolati, calcinabili per digitale	Titanio, calcinabile, peek Zirconio, MUA, Ti-Base
Intramucoso	Crestale	Crestale	Bone level sulla cresta mascellare posteriore
✔	✔	✔	✔
1	1	2	1
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✖
Collex: esagono interno e collarino esterno	Connessione unica, conica, esagonale, interna	Interna a camme, cilindro centrale, giunto bisellato	Esagono interno 2,42 mm
Sabbiatura e mordenzatura	Doppia acidificazione	Doppia acidificazione e decontaminazio-ne al plasma	RBM con collo macchinato
Esagono	Esagono	Camme adeguate a punto di reperi, variante (connessione ruotata di 45°)	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
✖	✖	Euro 160,00	✖
Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu	Tel. 010.8994230 www.edierre.net	Tel. 06.64764651 www.norismedical.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	RESISTA Implantology	 Rex Piezol Implant TL1.8	ShapeOne® iMAX®, iMAXMUA®, Volution®, ShapeMini®
Produttore	Ing. C. A. Issoglio & C.	Rex Implants	iRES SAGL
Fornitore dati tecnici		Mectron	
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conica, cilindrica, attiva, cilindroconica	Cuneiforme	Conica e cilindroconica
Indicazioni	Tutte	Creste sottili e per ottenere una corretta emergenza protesica	Postestrattivo, radici convergenti, carico immediato e chirurgia rigenerativa. Ideale anche per la chirurgia guidata
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6-7-8.5-10-11.5-13-15-18	9-11-13-15	4.5-6.5-8-10-11.5-13-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	2.7-3-3.4-3.8-4-4.2-4.6-5-6-8	Di sezione rettangolare, spessore max. 1.8	3.3-3.7-4.1-4.7-5.2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio ASTM gr 4	Lega di titanio Ti6Al4VELI di grado 23	Titanio gr 4 e 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Brushed machined, nitruro di titanio	Titanio macchinato	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam			
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconia, pmma, peek medicale, fibra/composito, hipcc, biohpp, cocr	Per protesi avvitata e cementata, dritti e angolati, rotanti e non	Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabili, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici con diverse altezze per profilo intramucoso
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale, sub-crestale, trans-gengivale	Tissue level	Sub-crestale, bone level, tissue level
Connessione tipo platform switching			
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	10	1	4
Kit e software per chirurgia guidata			
Cappetta di guarigione inclusa			
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna, esterna, conica, flat-to-flat	Esagono esterno 4.1	Esagonale interna e esterna, ottagonale interna, one piece, conica
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione	Sabbatura con idrossiapatite e acidificazione	Macchinato, Hybrid (Hy), collo macchinato
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono, trilobato	Esagono	Sfaccettature esagonali
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 129,00		Euro 130,00-225,00
Info azienda	Tel. 0323.828004 www.resista.it	Tel. 0185.35361 www.mectron.it	www.ires.dental

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Simply	Smart Implant System	T3 Implant	TAG
Isomed	Biologitech srl	Biomet 3i	METÈ Srl
			
Conico-cilindrica	Conico-cilindrica	Conico-cilindrica	Conica con spira autofilettante
Tutte	Tutte le indicazioni cliniche con carico immediato o differito	Tutte	Tutte, particolarmente indicato per carichi immediati
8.5-10-11.5-13-14-15	6-14	5-6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20	6-8.5-10-11.5-13-15
3.5-4-4.5-5	3-3.8-4.5-5.2	3.25-4-5-6	3-3.5-4-4.5-5-6
Titanio gr 4 e 5	Titanio grado 4 e 5	Titanio	Titanio gr 4 e 5
Lucidato a specchio	Porzione del collare liscia		Nessuno
			
Titanio, dritti, angolati con spalla multi sfera, calcinabile	Soluzioni protesiche complete ed innovative	Titanio, oro, CrCo	Titanio, CoCr, metacrilato
Sommerso	Crestale o sub-crestale	Crestale, sopracrestale, sub-crestale	Sommerso
			
1	1	3	1
			
			
Interna	Esagono interno Safe-Connect	Interna Certain, esagono esterno	Interna con platform switching
Acidificazione e decontaminazione plasma freddo	Doppia acidificazione Oss-Prime	Blasting+mordenzatura+DCD	"SAE" (Sandblasted Acid Etched)
Esagono	Esagonno	Esagono e dodecagono	Esagono
	Euro 132,00		Euro 110,00
Tel.049.8629612 www.isomed.it	Tel 02.55300456 www.biologitech.it	Tel. 0444.913410 www.biomax.it	Tel. 0331.796417 www.dentalmete.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	TBR Impianto	Tiologic Twinfit	 Touareg ISPS UNP NP RP WP SWELL
Produttore	TBR Implants Group	Dentaurum Implants	Adin Dental Implants Sys
Fornitore dati tecnici			
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conica, cilindrica, sferica	Cilindrica, conica	Troncoconica
Indicazioni	Carico immediato, radici convergenti, postestrattivo, un tempo chirurgico, gestione estetica	Tutte	Postestrattivo, carico immediato
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15	6.25-8-10-11.5-13-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.2-3.9-4.7	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	2.75-3-3.5-3.75-4.2-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4, ZrO ₂ Y-TZP	Impianto titanio gr 4 e 5/ moncone titanio gr 5, lega preziosa	Titanio gr 5
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio gr 4	Lucido	SLA/osseofix
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam			
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, peek, cromo cobalto	Dritti, angolati, mua, locator, cad cam, convertibili per incollaggio	Cementata, avvitata, mobile, cad cam
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Transmucoso		luxta ossea
Connessione tipo platform switching			
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	1
Kit e software per chirurgia guidata			
Cappetta di guarigione inclusa			
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagonale interna doppio cono morse	Interna	Interna conico esagonale standard, interna conico esagona close fit
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura e mordenzatura	Sabbiatura e mordenzatura	Sabbiato e acidificato sla, osseo fix fosfato di calcio
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Pentalobare	Esagono
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*		Euro 156,00	Euro 124,00
Info azienda	Tel. 089.9331021	Tel. 051.862580 www.dentaurum.com www.dentaurum.it /com	Tel. 089.954103 www.adin-implants.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

TS SA	TWS	UniQo	Universe Ø2.9
Osstem Implant Co	Bio Micron Sas di Agostinelli Cesa- rina & C.	F.M.D. srl	IML SA
Micerium			Titanmed
Cilindrica, conica, wide, short	Conica	Cilindrica e AdaptA (Conica)	Tronco-conica
Standard, postestrattivo, altezza ridotta, carico immediato	Carico immediato, radici convergenti, postestrattivo, edentulia unitaria, parziale o totale	Interventi chirurgia avanzata, postestrat- tivo, radici convergenti, grande rialzo crestale	Creste ossee fini, limitato spazio interdentale, posizione estetica, carico immediato e differito
Da 4 a 15	10-12-14 oppure 11-13-14	6-8-10-12-14-16	10-11.5-13-15-18
Da 3 a 7	3.75-4-4.5-5.25	3-3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5	2.9
Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5 alta resistenza
Titanio superficie SA o acidificata	Sabbiato fino a mezzo millimetro dal colletto	Ossidazione anodica (collare del moncone)	Titanio macchinato
			
Titanio, NP cast, T-base	Monconi dritti e inclinati, sferici e calcinabili	Dritti, angolati, calcinabili, a sfera, Peek, Multi Unit Abutment	Dritti, angolati, sovrafusione, t-base, provvisori, mua, flexator
Sub-crestale	Crestale, sovracrestale, sottocrestale	Sommerso	Livello osseo e sub-crestale
			
1	1	1	1
			
			
Interna conica	Esagono interno	Interna conico-esagonale e vite passante	Interna conometrica
Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura, mordenzatura te acidificazione	S.A.S. sandblasted and acid-etched surface	Sabbiatura e mordenzatura acida
Esagono	Esagono interno	Esagono	Esagono doppio sfalsato di 30°
Euro 195,00	Euro 75,00	Euro 119,00	
www.osstem.com (Dati forniti da Micerium Tel. 0185.7887860 www.micerium.it)	Tel. 02.9969796 www.biomicron.com	Tel. 06.61521415 www.fmd-dental.com	Tel. 0041 091.6001310 www.iml-ch.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-
dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

IMPIANTI DENTALI	VEGA + / ContacTi®	Vertical Neck	Vite sommerse tipo T (TPA)
Produttore	Soadco S.L.	Biotype Implant System	A-Z Implant srl
Fornitore dati tecnici	Klockner	Dei Italia	⊗
INFORMAZIONI TECNICHE			
Morfologia	Conica, tapered, doppia spira	Tronco conica	Conica con spire aggressive
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo	Carico differito, postestrattivo, carico immediato	Tutte, elettivo per osso spongioso
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-12-14	Da 6 a 18	5-6 -7-8.5-10-11.5-13-14.5-16
Diametri dell'impianto disponibili (mm)	3.1-3.6-4.1-4.6	3-3.3-3.7-4.1-4.8	4-4.3-4.8-5.5-6
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio gr 4	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Shot-blasting e trattamento termochi-mico	Argon	Macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	✔	✔	✔
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, base oro, cr-co, provvi-sori peek/titanio, ti-base sabbiato	Titanio, calcinabili, calcinabile base CoCr	Titanio, cobaltocromo, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e Sub-crestale	Linguo palatale	Crestale e sovra crestale
Connessione tipo platform switching	✔	✗	✔
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	2	3
Kit e software per chirurgia guidata	✔	✔	✔
Cappetta di guarigione inclusa	✔	✗	✗
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno, conica 10°	Esterna con preabutment, a pareti convergenti, protesizzabile	Esagonale interna, conometrico - esa-gonale interna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiata-mordenzata/ Superficie bioatti-va ContacTi®	SLA	Sabbiatura e mordenzatura acida
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono e quadrato	Esagono interno Cono ed esagono interno
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	⊗	Euro 160,00-200,00	Da euro 48,50 a 58,50
Info azienda	Tel. 0444.751152 www.klockner.es/en www.klockner-italia.it/cms/ http://contacti.info/	www.biotypeimplantsystem.com	Tel. 051.453760 www.azimplant.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Way Mix	Whitek Implant	X-Space	Zibone
Geass Srl	Whitek srl	Bone System srl	Coho Biomedical Technology Co. LTD
⊗	⊗	⊗	Sanafarma Med
Conica con microfiletto	Troncoconica	Conica con spire differenziate	Zr-I Standard monoblocco con corpo cilindrico e apice conico
Zone estetiche, carico immediato, chirurgia avanzata	Tutte in particolare carico immediato e postestrattivo	Post-estrattivo, mini rialzo del seno mascellare, osso D4-D5 e carico immediato	Carico immediato o differita
6.5-8-9-10-11-12-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15	8.2-10-12-13-13.5	8-10-11.5-13-14.5
3.4-3.8-4.5	3.3-3.7-4.1-5	4.1-3.5	3.6-4-5
Titanio biomedicale	Titanio gr 4 e 5	Titanio gr 4 e 5	Zirconia (Y-TZP)
Titanio	Macchinato	Irruvimento e mordenzatura esclusivi	Macchinato e sabbiato
✔	✔	✔	✔
Oltre 15 tipi, in più altezze	Titanio, Co Cr, peek	Monconi Press-Fitting, Friction Locking, Easy on four, Tissue Level, monconi conometrici	Zirconia (Y-TZP)
Crestale o sub-crestale	Crestale e sub-crestale	Crestale e sub-crestale	Transmucoso
✔	✔	✔	⊗
1	1	3	⊗
✔	✔	✔	⊗
✔	✔	✗	✔
Conica interna a base esagonale	Interna conica esagonale	Interna, tipo Press-fitting o Friction Loking o conometrica	Monoblocco
Synthegra: trattamento laser brevettato	Pristine	Procedura Ecotek sabbiata e morden-zata	Sabbiatura
Esagono	Esagono	Esagono	⊗
⊗	⊗	⊗	Euro 390,00
Tel. 0432.669191 www.geass.it	Tel. 0371.1921040 www.whitek.it	Tel. 02.2154165 www.bonesystem.it	Importatore/distributore SANAFARMA MED srl Tel. 085.7932204


prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozionanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

La fixture più usata al mondo: la troncoconica

L'implantologia moderna, vede oggi come fixture più utilizzata, la vite troncoconica. Prodotta da diverse case implantari del mondo, tale fixture è la più adeguata a rispondere alle attuali esigenze cliniche e del paziente: carico immediato, post estrattivo, estetica, posizionamento anche in osso di tipo IV, scarsa consistenza ossea, durata nel tempo. L'impianto "TOUAREG" della Adin Dental Implants System, ci garantisce tutto questo. Tale impianto, è prodotto dalla Adin Dental Implants System, dal 2002 ad oggi, quindi un follow-up di ben 18 anni. Questo ultimo dettaglio, è determinante per i Chirurghi implantologi, di ogni parte del mondo, per la decisione finale nella scelta del sistema implantare da adoperare per i propri pazienti. Infatti, non è solo il disegno dell'impianto



che guida alla scelta, in quanto obiettivo facile da raggiungere, ma la garanzia di precisione dell'ingaggio, il trattamento di superficie, la pulizia della vite, poi la sterilizzazione, il controllo di qualità, le misure disponibili nel sistema, la panoramica protesica, l'esperienza di produzione, casistica, evidenze scientifiche. Il sistema implantare Adin Dental Implants System, ha come im-

pianto top, proprio il "TOUAREG". Esso è previsto con una **connessione interna conico esagonale standard**, ossia stesso ingaggio a prescindere dalla misura, quindi praticità ed economia di magazzino in quanto la componentistica è uguale per tutti i diametri. Oppure con una **connessione interna conico esagonale "Close Fit"**, con piattaforme variabili. I diametri partono dal 2.75 al 6,

e le altezze da 6.25 a 18, quindi ampia scelta ed una vasta panoramica di soluzioni protesiche. Infatti, oltre ad avere monconi di ogni genere che limitano al minimo l'uso dei calcinabili, include il sistema per protesi avvitata "TMA", già dalla fixture diametro 3, nonché overdenture. Tutti questi dettagli, associati ad un costo molto competitivo, fanno sì che il sistema "Adin Dental Implants System", sia molto vantaggioso sotto ogni aspetto. Contattaci per la visita di un nostro informatore e la prova di un impianto.


➤ PER INFORMAZIONI

Distributore Italia
Dental Pr Adin
Via Carpineta 9 - Baronissi (SA)
Tel./Fax 089.954103-338.9742274
www.dentalpradin.com
www.adin-implants.com

Cortical, l'innovativo impianto per il carico immediato che previene il riassorbimento osseo

Sempre più negli ultimi anni, il **carico immediato** si è diffuso nella pratica clinica quotidiana con gli innegabili vantaggi a esso connessi: determinazione più agevole della posizione implantare, riduzione nei tempi e costi del trattamento, preservazione ossea nel sito dell'impianto, estetica ottimale dei tessuti molli e, non da ultimo, maggior accettazione del trattamento da parte dei pazienti. Per attuare con successo tale metodica, è necessario inoltre che la **stabilità primaria** dell'impianto inserito in una cavità post-estrattiva sia adeguata, in quanto fattore strettamente correlato al tasso di sopravvivenza dello stesso. Per rispondere alla crescente richiesta del mercato e trovare una soluzione ai bisogni dei pazienti, Noris Medical ha

creato **Cortical**, la fixture dalla filettatura aggressiva con spire ortogonali alla direzione del carico occlusale, pensata per il carico immediato. L'impianto Cortical, con connessione esagonale interna di 2,42 mm, realizza un **ancoraggio bicorticale** che va a incrementare la stabilità primaria necessaria per il carico immediato e risulta particolarmente indicato in **siti post-estrattivi o creste sottili**. Numerosi test scientifici hanno inoltre mostrato come il particolare design implantare con la superficie macchinata del colletto, seguita da una parte non filettata trattata con tecnica RBM, permetta di ridurre drasticamente problematiche di sempre maggior diffusione quali adesione batterica e processi infiammatori (mucositi o pe-



rimplantiti) attorno a tale area, incrementando al contempo il BIC. Gli impianti Cortical permettono inoltre ai clinici di trattare con successo casi che presentano cavità alveolari con meno di quattro pareti e ben si combinano dunque con la **tecnica "Socket Shield"**, che prevede il mantenimento della lamina vestibolare del dente, assicurando importan-

ti vantaggi per i pazienti in termini estetici, economici (non sono necessari innesti ossei o di tessuto connettivo) e di dolore post-operatorio.

➤ PER INFORMAZIONI

Noris Medical srl
Via Tuscolana, 1120-00174 - Roma (RM)
Tel./Fax 06.64764651
www.norismedical.com/it



IN COPERTINA

IsoGuide

Al di sopra di ogni confronto

Il sistema IsoGuide rappresenta ancora oggi un riferimento assoluto per qualità e affidabilità in Chirurgia Software Assistita. Il Clinico utilizzatore, una volta compresi i vantaggi pratici, difficilmente si affida ad altre tecniche. I punti di forza sono: 1) Impiego di un "Evobite" come primo controllo per la valutazione dell'affidabilità degli esami TC prima di procedere alla pianificazione con il Software. 2) L'impiego di guide radiologiche per una pianificazione impianto-protesica eccellente. 3) Scansione laser di positivi e negativi di altissima precisione con Optimet DSi6000. 4) Impiego di una stampante 3D per la realizzazione di modelli di alta qualità, con l'utilizzo di materiali e metodi esclusivi ISOMED. Lo sviluppo continuo della tecnica con il Team di ricerca ISOMED, ha permesso di mettere a disposizione tutto il necessario per il Clinico utilizzatore ISOMED: Kit chirurgico, componenti meccaniche e componenti protesiche. A tutto questo oggi si affianca anche il



nuovo kit per Sinus-Lift realizzato con la collaborazione del Prof. Dott. Ferdinando Cosci, ideatore della tecnica. Dal Gennaio 2018 sono stati avviati i primi centri autorizzati IsoGuide che sono collocati strategicamente al Nord al Centro e al Sud, iniziativa che dimostra come la tecnica IsoGuide sia facilmente fruibile a tutti, per mezzo di un accurato sistema di controlli e le conseguenti au-

torizzazioni rilasciate dall'azienda ISOMED al momento della fabbricazione della guida chirurgica. La stessa risulterà sempre perfettamente congrua e resistente, evitando così al Clinico di incorrere in spiacevoli imprevisti. La cultura del servizio ISOMED ben si sposa con la tecnica IsoGuide che è proposta dall'azienda come una prestazione d'eccellenza. Tra i molti vantaggi organizzativi e merceologici è anche assicurata un'assistenza al progetto qualificata e puntuale, oltre a potersi avvalere di tutor clinici di alto livello consultabili a richiesta.

Isomed Implant Sistem | Via G. Mameli, 50/52 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612 | Fax 049.8629816 | info@isomed.it | www.isomed.it

XO FLEX 2020 EDITION

Con il nuovo supporto per tubo di aspirazione XO Ambidex, supporto per il collo riprogettato e altri nuovi miglioramenti.


Visita **ExpoDental 2020**. Puoi trovarci nello **padiglione A1, stand 13**. Ti aspettiamo!



REX PiezoImplant, l'innovativa risposta al problema delle creste atrofiche sottili



Le aspettative dei pazienti vengono raramente soddisfatte dalla scelta di una protesi mobile o rimovibile e le riabilitazioni implantari in presenza di creste edentule sottili, vedono l'Odontoiatra sempre più spesso di fronte alla necessità di dover ripristinare la funzio-



ne masticatoria ed estetica in situazioni piuttosto complesse. La gestione implantoprotesica di una cresta sottile con impianti tradizionali, costringe spesso ad affrontare delle procedure chirurgiche invasive e complesse che risultano talvolta poco predicibili e

normalmente associate a costi biologici ed economici piuttosto elevati. Il profilo anatomico di una cresta sottile infatti non è il sito ideale per l'inserimento di un impianto dalla tradizionale sezione cilindro/conica; pertanto, alla ricerca di una soluzione anatomicamente compatibile, il Prof. Tomaso Vercellotti e il Dr. Alberto Rebaudi hanno realizzato PiezoImplant, un inedito impianto dalla forma a cuneo, per una più semplice e precisa gestione delle creste con limitato spessore trasversale. Questo innovativo impianto, realizzato da Rex Implants LLC Columbus Ohio, possiede un trattamento superficiale RBM

(sabbatura con Idrossiapatite e acidificazione) ed è dotato di una connessione protesica standard ad esagono esterno, per una facile protesizzazione. Grazie alla sua esclusiva forma a cuneo REX PiezoImplant offre una superficie di contatto BIC ed una resistenza meccanica estremamente elevata, paragonabili soltanto a quelle di impianti tradizionali di maggiori dimensioni.

➤ **PER INFORMAZIONI**
REX Piezoimplant
è distribuito da **Mectron spa**
Via Loreto 15A - Carasco GE
mectron@mectron.com
www.mectron.it

Impianto BNX EVO

Impianto switch-platform con innovativa connessione G-CONE (conica con doppio esagono) e superficie G-OSS (osteococonduttiva ad alta capillarità) per un sigillo biologico, una stabilità protesica ed un rispetto del tessuto perimplantare senza eguali. L'impianto è di forma conica e ha microspire che aumentano del 30% la superficie osteointegrabile. Le microspire presenti nel modulo crestale si prolungano nel corpo dell'impianto agevolandone la verticalità di

avvitamento e migliorandone la stabilità. Le microspire del modulo crestale bloccano perfettamente l'impianto, consentendo un aumento del 30% della stabilità corticale. L'impianto ha l'apice di forma arrotondata che consente un migliore inserimento nel sito implantare e la massima delicatezza nei confronti dei tessuti. Sono inoltre presenti quattro fresature apicali (scarichi) che facilitano l'avvitamento e raccolgono possibili frustoli di osso rimasto in situ.



L'impianto è dotato di SWITCH PLATFORM al colletto che permette il fisiologico attacco

connettivale. La connessione CONICA G-CONE con 12 posizioni consente la più armonica distribuzione dei carichi, il miglior sigillo e facilita il posizionamento dei monconi angolati.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Ghimas
Via Cimarosa Domenico, 85
40033 Casalecchio Di Reno BO
www.ghimas.it
comunicazione@ghimas.com



Nuovi Kit chirurgia guidata

Richiedi informazione a Dental Pr Adin V. Carpineto,9 Baronissi e-mail Info@dentalpradin.com tel.089954103