


Ablatori e pulitori ad aria

Sondaggio su **260** responder


Che tipo di ablatore utilizza?

Piezoelettrico	91	35%
Magnetocostruttivo	0	0%
Subsonico	169	65%




Cosa valuta principalmente nella scelta di un ablatore?

Che si possa utilizzare collutorio come irrigante	10	4%
Che sia previsto un sistema di detersione dei circuiti	55	21%
Che abbia inserti per la pulizia degli impianti	39	15%
Rapporto qualità/prezzo	156	60%



Cosa valuta principalmente nella scelta di un pulitore ad aria?

Che abbia un sistema che eviti ostruzione dei condotti	99	38%
Che ci siano serbatoi dedicati alle diverse polveri	8	3%
Quantità di polveri utilizzabili	8	3%
Quantità di campi di applicazione	46	18%
Rapporto qualità/prezzo	99	38%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

ABLATORI DENTALI	Micropiezo	PM700 - PM 250	Proxeo Ultra
Produttore	Mectron	EMS Swiss SA	W&H Dentalwerk
Fornitore dati tecnici	-	-	-

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di ablatore	Piezoelettrico	Piezoelettrico	Piezoelettrico
Range di frequenza (Khz)	24-36	24-32	22-35
Regolazione per le potenze e il flusso dell'irrigante	✔ entrambe	✔ entrambe	✔ potenza
Regolazioni preimpostate a secondo dell'utilizzo	✔	✔	✘
Dotazione	Serbatoi per i liquidi	Serbatoi per i liquidi	Serbatoi per i liquidi
Si possono usare dei collutori come irrigante?	✔	✔	✔
Sistema di detersione per i circuiti previsto	✔	✔	✔
Sistema di riconoscimento dell'uscita degli inserti	✔	✘	✘
Inserti per la pulizia degli impianti	✔	✔	✔
Gamma di inserti che si possono usare sul dispositivo	Oltre 45 inserti per scaling, perio, endo, protesi	✘	Universali, paro, endo, implant e restauro
Manipolo dotato di luce	✔	✔	✔

STERILIZZAZIONE

Cicli di sterilizzazione che può sostenere il manipolo	Oltre 500	Autoclave 134°	B, S, N
--	-----------	----------------	---------

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Prezzo di listino*	Euro 1.290,00	Euro 2.990,00 (PM 700) Euro 1.990,00 (PM 250)	Euro 1.484,00
Info azienda	Tel. 0185.35361 www.mectron.it	Tel. 02.34538111 www.ems-italia.it	Tel. 035.6663911 wh.com/it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

SCR602FO	SONICflex 2008L Dental Higiene set	Titanus E	Vector® Scaler
GI woodpecker	KaVo Dental	Tekne Dental srl	Dürr Dental
Tecnomed	-	-	-

Piezoelettrico	Subsonico	Piezoelettrico	Piezoelettrico
28 ± 3	6	27-32	0,05-0,06
✔ entrambe	✔ entrambe, la 2° su attacco rapido	✔ potenza	✔ entrambe
✔	✔	✔	✔
Serbatoi per i liquidi	Utilizza l'acqua di rete del riunito	Utilizza l'acqua di rete	Serbatoi per i liquidi
✘	✘	✔	✔
✔	✘	✔	✔
✔	✘	✘	✔
✔	✔	✔	✔
Scaling, perio, endo compatibili EMS	60 inserti per profil., cons., endo, perio, chirurgia	Profilassi, parodontologia, endodonzia, protesica	P1, P2 e P3 per sottogengiva, P4 scaler universale
✔	✔	✘	✔

Oltre 1.000	✘	> 250	250
-------------	---	-------	-----

✘	Euro 2.073,00	Euro 310,00	Euro 2.650,00
Tel. 072.1955125 www.tecnomeditalia.com	Tel. 010.83321 www.kavo.com	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 039.5970300 www.duerrendental.com/it/home/

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

PULITORI AD ARIA			
Produttore	EMS Swiss SA	Mectron	Dürr Dental
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖
APPLICAZIONE			
Applicazioni	Prophy, perio	Prophy, perio	Prophy, perio
Campi di applicazione	Igiene e profilassi, per tutte le specializzazioni odontoiatriche	Ablatore+airpolishing sopra e sotto-gengivale	Smalto, dentina, denti da latte, protesi, impianti
Quali polveri può utilizzarle il dispositivo	Eritritolo, bicarbonato, glicina	Bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, glicina	Bicarbonato, glicina, trealosio, eritritolo
INFORMAZIONI TECNICHE			
Pressione di esercizio dell'acqua e dell'aria	Fino a 1,5 bar acqua, 6 bar aria	Acqua 1-6 bar; aria 4-8 bar	Acqua: 0.7-2 bar / Aria: 2.5-4 bar
Peso (gr)	✖	4.800	200
Numero di testine	✖	3	2
Modalità di ricarica delle polveri	Tramite flacone	Flaconi estraibili	Serbatoi 16 ml intercambiabili
Rotazione testina	✗	✓	✓
Regolazione della pressione sul manipolo	✗	✗	✗
Dispositivi dedicati alla detersione subgengivale	✓	✓	✓
Regolazione della temperatura dell'acqua	✓	✗	✗
Esiste un sistema che eviti l'ostruzione dei condotti della polvere	✓	✓	✓
Serbatoi dedicati alle diverse polveri	✓	✓	✓
Si può usare come sabbiatrice intraorale	✗	✗	✓
Controllo periodico del dispositivo presso l'assistenza	✓	✓	✓
Come si regolano aria/polvere e acqua	Manopola 0-10 per regolazione acque e pannello touch 0-10 per regolazione aria/polvere	Acqua: tramite manopola o tasto dedicato (flacone esterno); aria: tramite tasti prophy e perio	Regolazione da riunito
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino*	Euro 6.290,00 (solo air flow)	✖	Euro 1.995,00
Info azienda	Tel. 02.34538111 www.ems-company.com	Tel. 0185.35361 www.mectron.it	Tel. 039.5970300 www.duerrendental.com/it/home/

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Prophy Silk		Prophy Flex 4		Proxeo Aura	
Ivory-Dent	KaVo Dental	W&H Dentalwerk			
Tecnomed	✖	✖		✖	
Prophy		Prophy, perio		Prophy, perio	
Pulizia e sbiancamento		Profilassi, parodontologia, lucidatura, rimozione delle macchie		Rimozione depositi subgengivali, tartaro e debridement	
Polvere bicarbonato 40/60 um		Carbonato di calcio, bicarbonato di sodio e glicina		Soft, Smooth (Prophy) e Sensitive (Perio)	
Aria 2,8/3 bar, acqua 0,8/2,5 bar		1,5-2,8/3,5		2.2-3.0/1.0-3.0	
140		✖		155	
1		2		3 in due lunghezze	
Superiore a vite		Serbatoio post.		Serbatoio	
✓		✓		✓	
✗		✓		✓	
✗		✓		✓	
✗		✓		✗	
✓		✓		✗	
✗		✓		✗	
✗		✗		✗	
✗		✗		✗	
✖		Regolazione della polvere sul manipolo (3 livelli), dell'acqua tramite l'attacco rapido		Anello di regolazione potenza direttamente sul manipolo (Prophy/Perio)	
✖		Euro 1.224,00		A partire da euro 1.089,00	
Tel. 072.1955125 www.tecnomeditalia.com		Tel. 010.83321 www.kavo.com		Tel. 035.6663911 wh.com/it	

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

*I prezzi si intendono al netto di IVA



ILMIODENTISTA.IT

Il motore di ricerca pensato per il paziente e la valorizzazione professionale del dentista

CERCATI

