


GLI ORIGINALI DALLA SVIZZERA – IL PIACERE DI UNA CORRETTA IGIENE ORALE!

Gli spazzolini originali CURAPROX, grazie alle loro setole ultrasottili, sono estremamente delicati e permettono di pulire efficacemente non solo la parte visibile del dente, ma anche il solco gengivale. I filamenti in CUREN® formano una superficie pulente straordinariamente fitta, in grado di disgregare anche la placca più ostile. Disponibili in vari colori e per ogni tipo di esigenza, i prodotti CURAPROX trasformano il lavarsi i denti in un vero piacere.
www.curaprox.it

Disinfezione Strumenti Sondaggio su **320** responder


Quale principio attivo utilizza prevalentemente per pulizia/disinfezione in ultrasuoni?

Cetrimide	10	3 %
Benzalconio cloruro	144	45 %
Clorexidina	22	7 %
Altro	144	45 %




Ritiene necessario ridurre il biofilm nei circuiti di aspirazione?

Si	288	90 %
No	32	10 %



Ritiene sia necessario utilizzare test di stabilità dei prodotti che utilizza nel suo studio?

Assolutamente si	131	41 %
Solo in alcuni casi	166	52 %
Mai	23	7 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

DISINFEZIONE STRUMENTI	Aspiratek	Bact STR Extra	Benzimax
Produttore	Cerichem Biopharm Srl (a marchio 4Tek)	Alpro Medical	Cerichem Biopharm Srl
Importatore/Distributore	4Tek	Quattrotri	Gerhò
Principio attivo	Miscela fenolica	Alchilammina terziaria, trialchiletoxylammo-nio propionato	Sali d’ammonio quaternario + o-fenilfenolo
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido concentrato	In polvere	Liquido concentrato
Campo d’impiego	Disinfezione circuiti di aspirazione	Frese e strumenti di precisione, strumenti canalari, contrangoli e manipoli per chirurgia ecc., strumentario ad uso universale, stru-menti diagnostici e di preparazione	Disinfezione e disgregazione del biofilm dello strumentario ed ospedaliero critico e semicritico
Incompatibilità chimico-fisiche	Acidi forti, mnateriali comburenti	Nessuna	Nessuna
Efficacia biocida	Virucida, battericida, fungicida, micobatteri-cida, sporicida	Virucida, battericida, fungicida	Virucida, battericida, fungicida, micobat-tericida
Utilizzabile con ultrasuoni	✗	✔	✔
Presenza di coloranti	✗	✔	✔
Fattori interferenti	✔ riscaldamento, luce solare	✗	✔ eccessiva durezza dell’acqua
Modalità di impiego	Diluire al 2% (20 ml/litro H ₂ O) e lasciare agire 5 min ed immergere gli strumenti per un tempo di 15 min	Bagno per strumenti: soluzione all’1% Tem-po di contatto: 60 min, Ultrasuoni: soluzione al 2% per 5 min	Diluire al 2% ed immergere gli strumenti per un tempo di 15 min
Stabilità della soluzione diluita	✗	Concentrato liquido 36 mesi, soluzione in uso 1 settimana, soluzione pronta per l'uso (inutilizzata) 4 settimane	48 ore
Modalità di conservazione e indica-zioni per lo smaltimento	Temperatura ambiente lontano da fonti di calore/altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	5-30°C/non disperdere nelle fognature o nelle acque	Conservare in luogo asciutto ed a tem-peratura ambiente/diluito smaltire in rete fognaria
Proprietà tossicologiche	Nocivo se ingerito e in contatto con la pelle, irritante per occhi	Nocivo in caso di ingestione, corrosivo, proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico	✗
Confezionamento	Flacone 1 L, tanica 5 L	Flacone da 1 L	1 L con dosatore
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✗	✗	✗
Controllo qualità secondo norme UNI EN ISO 9001 13485	✔	✔	✔
Prezzo di listino*	✗	✗	Euro 29,90
Info azienda	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com d4Tek Tel. 02.91082211 www.4-tek.it	www.alpro-medical.de in esclusiva per 4t quattrotri srl Tel. 02.96409029 www.quattrotri.com	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Scheda fornita da Intermedical Tel. 0471.066088 www.intermedical.dental)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Bib Forte Eco	Biosanitizer I	DC1 Komet	G Peracetico
Alpro Medical Gmbh	Saniswiss	Alpro Medical GmbH	Golmar
Dentalica	Isasan	Komet	✗
Alchilammine e biguanidi	PHMB ammonio quaternario	Alchilammina e biguanide	Acido peracetico
Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido pronto all'uso	In polvere
Strumenti dentali in metallo, strumenti rotanti, frese diamantate	Acciaio, NiTi, carburo di tungsteno, plasti-ca, vetro, ceramica, gomma e silicone	Acciaio inox, carburo di tungsteno, diaman-tate, gommini	Metalli, polimeri, adesivi, gomme
Non note	Nessuna	✗	Strumenti in lega di alluminio e nichel
Virucida, battericida, fungicida	Virucida, battericida, fungicida, micobatte-ricida, sporicida	Virucida, battericida, fungicida (effetto limitato)	Virucida, battericida, fungicida, micobatte-ricida, sporicida
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✗	✗	✗	✗
Diluzione con acqua; bagno a immersione: 0,5% - 60'; 2% - 30'; 3% - 10'; ultrasuo-ni: 3% - 10'; 4% - 5'.	0,5% 60', 1% 30', 2% 15'. Diluire in acqua fredda	1% per 60', 2% per 30', 3% per 15'	Distrugge virus, batteri, funghi e spore. Disinfetta e sterilizza in 10 min
7 giorni	7 giorni	Max. 1 settimana soluzione in uso	24 ore
Temperatura ambiente/rifiuto chimico, eccetto che per le soluzioni più diluita (0.5% e 1%) che possono essere eliminate nel lavandino	Luogo fresco e asciutto tra 5-35°C/Vedi scheda di sicurezza	Chiudere ermeticamente con tappo a vite il flacone originale/biodegradabile	In luogo fresco ed asciutto/le soluzioni non richiedono trattamenti per essere smaltite
Vedi scheda di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza	Irritante su pelle e mucose	✗
Flacone dosatore 1 L, tanica 5 L	Flacone da 1 L	Flacone dosatore da 1 L	Barattolo da 500 gr.
✗	✗	✗	✗
✔	✔	✔	✔
✗	Euro 38,50	Euro 118,03	✗
Tel. 02.895981 www.dentalica.com	www.saniswiss.com (Dati forniti da Isasan srl Tel 02.96754179 www.isasan.com)	Tel. 02.67076654 www.kometdental.de www.komet.it	Tel. 011.3583310 www.golmar.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✗ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISINFEZIONE STRUMENTI	Gigasept Instru AF	Green&Clean ID N	Helizyme
Produttore	Schülke	METASYS Medizintechnik	BBraun
Importatore/Distributore	De Marco	✖	✖
Principio attivo	Guanidine, quaternari, alcoli, tensioattivi e anticorrosivi	Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, inibitore di corrosione	Surfattanti, enzimi, inibitori della corrosione
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato
Campo d'impiego	Disinfezione strumenti e frese	Disinfezione e pulizia di strumenti, frese ed accessori medici e dentali	Strumentario chirurgico odontoiatrico
Incompatibilità chimico-fisiche	In misura limitata con il policarbonato	Evitare il contatto con acidi forti e ossidanti	Nessuna
Efficacia biocida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, tubercolicida	✖
Utilizzabile con ultrasuoni	✔	✔	✔
Presenza di coloranti	✔	✔	✖
Fattori interferenti	Non miscelare con aldeidi o altri prodotti	✔	✖
Modalità di impiego	Diluire con acqua a 40 °C all'1,5%, Tempo contatto 1 ora-3% per 15', in vasca a ultrasuoni 5'	Per la disinfezione tubercolicida 1%, immersione per 1 ora, diluire con acqua, sciacquare gli strumenti dopo l'uso	1% per 5 min
Stabilità della soluzione diluita	7 giorni	7 giorni	1 giorno
Modalità di conservazione e indicazioni per lo smaltimento	Proteggere dal gelo, calore e luce/la soluzione esausta è biodegradabile. I recipienti vuoti vengono smaltiti presso i centri riciclaggio	Conservare in luogo asciutto e ben areato/smaltire rispettando la normativa vigente	Non conservare a temperatura ≥ 25°
Proprietà tossicologiche	Tossicità acuta per via orale, per inalazione e per via cutanea, come riportato su scheda di sicurezza	Tossicità orale acuta >1000 mg/kg dosi efficace, ATEmix calcolato, specie: ratto	✖
Confezionamento	Flacone da 2 L, dosatore da 20 ml	Flacone 500 ml, tanica 5 L	Flacone 1 L
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✖	✖	✖
Controllo qualità secondo norme UNI EN ISO 9001 13485	✔	✔	✔
Prezzo di listino*	✖	Euro 54,40 (4 flaconi 500 ml + dosatore) 85,20 (1 tanica 5 L)	Euro 19,50 al litro
Info azienda	www.schuelke.com (Dati forniti da De Marco Tel. 02.70100417 www.demarco.biz)	Tel. 045.9814477 www.metasys.com (Dati forniti da Tecnomed Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it)	www.bbraun.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

Instrumentsafe	Lysoform Medical Instruments	Proteazone® OD	Proteosol
Associated Dental Products	Giochemica per Miromed srl	OMNIA - Cantel Medical	Fresissima
Imadent	✖	✖	✖
DDAC, BAC, PHMB	BAC, diamantina α	Adazone®, ammonio quaternario, tensioattivi, 4 enzimi	Composizione evoluta di Alchilammine
Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato
Frese e strumenti in metallo e plastica	Disinfezione, detersione di DM prima della sterilizzazione	Lavaggio, detersione e disinfezione di strumenti, attrezzature e dispositivi medici in ambulatori odontoiatrici	Disinfezione frese, gommini, strumentario, inserti ultrasuoni
Leghe, ferro malleabile e parti di alluminio	✖	Non mischiare con altri prodotti	Nessuna
Virucida, battericida	Battericida, fungicida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Battericida, virucida, fungicida
✔	✔	✔	✔
✖	✔	✔	✔
✖	✖	✖	✖
2% immersione per 15 min	Disinfezione-2,5% (25 ml per litro d'acqua) immersione per 10'. Lavaggio – 0,5% (5 ml per litro d'acqua) immersione 5'	Diluito 1,0 % per tempo di contatto di 10' o al 2% per tempo di contatto di 5'. Attivo a temperatura ambiente	Effetto rapido: soluzione al 4% per 15' / Alto rendimento: 1% per 60' / Ultrasuoni: 2% per 5'
7 giorni	✖	36 mesi a confezione integra	1 settimana, 4 settimane se non utilizzata
Conservare in luogo fresco e ventilato/seguire le disposizioni locali	Conservare il prodotto a temperatura ambiente/smaltire tramite rete fognaria	Temperatura ambiente, lontano da fonti di calore/rifiuti speciali o rete fognaria secondo normativa vigente	Vedi scheda di sicurezza
✖	✖	Non è tossico	Evitare contatto con mucose
Flacone dosatore 1 L,tanica 5 L	Flacone 1 L	1.000 ml con annesso dosatore	1 L con dosatore incorporato
✖	✖	✖	✖
✔	✔	✔	✔
Euro 26,75 (flacone 1 L) 72,87 (flacone 5 L)	Euro 104,00 (confezione 2 flaconi da 1 L)	Euro 87,00 (1 L di prodotto concentrato - 0,87 soluzione diluita)	⚡
Tel. 011.7492333 www.imadent.it www.kemdent.co.uk	www.giochemica.it www.miromed.it	OMNIA Cantel Medical Italy Tel. 0524.527453 www.omniaspa.eu	Tel. 011.2217760 www.gruppodam.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISINFEZIONE STRUMENTI	 Rely+On Perasafe	Stericold	Superperacetic 10 Enzimatico
Produttore	Lanxess	Dei Italia	Giovanni Ogna e Figli
Importatore/Distributore	Doctor Williams	✖	✖
Principio attivo	Acido peracetico in situ	Acido peracetico	Sodio percarbonato, tetracetiletillediammina
Tipo di formulato prima della preparazione	In polvere	In polvere	In polvere
Campo d'impiego	Strumentazione medica invasiva e non	Tutti i dispositivi Medici lavabili e disinfettabili	Strumentario chirurgico odontoiatrico
Incompatibilità chimico-fisiche	✖	Può reagire con rame e nichel	Nessuna
Efficacia biocida	Battericida, virucida, fungicida, micobattericida, sporicida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida
Utilizzabile con ultrasuoni	✖	✔	✔
Presenza di coloranti	✔	✔	✖
Fattori interferenti	✖	✖	✖
Modalità di impiego	16,2 g/l in acqua tiepida (30°-35°C), mescolare e attendere 15'	Seguire quanto indicato in etichetta, contatto 10 min	✖
Stabilità della soluzione diluita	24 ore	Max 24 ore	1 giorno
Modalità di conservazione e indicazioni per lo smaltimento	Temperatura ambiente (5-25°C)/Normali canali di scarico delle acque reflue	Al riparo lontano da fonti di calore/a norma di legge	Recipiente ben chiuso a temperatura ambiente/comune rete fognaria
Proprietà tossicologiche	Nocivo se ingerito, provoca gravi lesioni oculari	Accettabili per l'operatore e l'ambiente. Nelle normali condizioni d'uso e utilizzo è privo di tossicità	Nessuna
Confezionamento	Flacone 810 gr (= 50 l di acido peracetico) con dosatore	2 Kg con misurino	Barattolo 1 kg polvere con misurino 15 g
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✖	✖	✖
Controllo qualità secondo norme UNI EN ISO 9001 13485	✔	✔	✔
Prezzo di listino*	Euro 0,98 al litro	Euro 131,00	Euro 66,40
Info azienda	Doctor Williams, brand di Arco srl, distributore autorizzato Lanxess GMBH in Italia Tel. 338.4406994 www.doctorwilliams.it	www.deitalia.it	Tel. 039.2782954 www.ognalaboratori.it

Zefirol SF	Zero#100	Zeta 1 Ultra	Zimavir
OCC	Cerichem Biopharm Srl	Zhermack	Cerichem Biopharm Srl
Molteni Dental	Tryart	✖	Dental World
Alchilamina, cloruro di ammonio, dimetilico diacchilico	Sali d'ammonio quaternario + miscela plurienzimatica	Sali d'ammonio quaternario, alchilamina	Sali d'ammonio quaternario + miscela plurienzimatica
Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato
Strumenti e frese	Disinfezione e disgregazione del biofilm dello strumentario ed ospedaliero critico e semicritico	Disinfezione di strumenti chirurgici e rotanti	Disinfezione e disgregazione del biofilm dello strumentario ed ospedaliero critico e semicritico
✖	Nessuna	Altri disinfettanti e detergenti, in particolare contenenti tensioattivi anionici o aldeidi, alluminio e PVC	Nessuna
Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida
✔	✔	✔	✔
✖	✔	✔	✔
✖	✖ tensioattivi anionici, eccessiva durezza dell'acqua	✖	✖ tensioattivi anionici, eccessiva durezza dell'acqua
Diluizione ed immersione seguendo tempi e modalità descritte	Diluire al 2% ed immergere gli strumenti per un tempo di 15 min	Utilizzabile all'1% o 2% in bagno statico o ad ultrasuoni. Tempo di contatto 15-60 min	Diluire al 2% ed immergere gli strumenti per un tempo di 15 min
Fino a 5 giorni in dipendenza della carica batterica, si consiglia ricambio quotidiano	24 ore	7 giorni	24 ore
Ambiente/nessuna modalità particolare	Conservare in luogo asciutto ed a temperatura ambiente/prodotto diluito smaltire in rete fognaria	Ben chiuso a una temp. max di 27 °C lontano da luce diretta in ambiente fresco e asciutto/Nel rispetto delle normative nazionali ed eventualmente locali	Conservare in luogo asciutto ed a temperatura ambiente/diluito smaltire in rete fognaria
Non ingerire	✖	Vedere scheda sicurezza	✖
Flacone da 2 L	1 L con dosatore	Flacone dosatore 1 L	1 L con dosatore
✖	✖	✖	✖
✔	✔	✔	✔
✖	✖	✖	✖
www.moltenidental.it	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Tryart Tel. 042.5546515 www.trayart.it)	Tel. 0425.597611 www.zhermack.com/it/	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Dental World Tel. 080.3381004 www.dental-world.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO


* I prezzi si intendono al netto di IVA

Disinfezione superfici

Sondaggio su **320** responder


Ritiene sia necessario disinfettare tutti i giorni le grandi superfici (pavimenti/pareti lavabili)?

Si	230	72 %
No	90	28 %




Conosce i principi attivi utilizzati nei disinfettanti per superfici?

Totalmente	166	52 %
Poco	131	41 %
Affatto	23	7 %



Conosce il concetto di rotazione dei principi attivi legati alle resistenze batteriche?

Totalmente	154	48 %
Poco	154	48 %
Affatto	12	4 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Pronto per un nuovo

SORRISO?

LABORATORIO D'ECCELLENZA
STAMPA 3D

INVISIBILI
EFFICACI
REMOVIBILI
INDIVIDUALI
PERSONALIZZATI

Tecnica Ortodontica
Lufrani S.r.l.

Lovely Smile
ALLINEATORI DENTALI

Via Petritoli, 15 - 00138 Roma
Tel: 06.87137439 - 06.87137057

DISINFEZIONE SUPERFICI	Alcodis	Aquamax	Bact Sup 30 Sec Spray / Wipes
Produttore	Cerichem Biopharm Srl	Cerichem Biopharm Srl	Alpro Medical
Importatore/Distributore	Dental World	Intermedical	Quattrotri
Principio attivo	Alcohol + DDQ	PHMB + DDQ	Etanolo, isopropanolo, clorexidina-digluconato, trialchiletioxiammonio propionato, derivati di alchilammina
Applicabile su	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici
Concentrazione/tempo di contatto	Pronto all'uso	RTU	Pronto all'uso, da 30 sec a 2 min
PH	6-7	6-7	7,5-8,5
Non contiene	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti
Incompatibilità chimiche	Nessuna	Nessuna	Non mescolare con altri detergenti o disinfettanti. Non utilizzare su superfici sensibili all'alcool
Attività biocida	Battericida, fungicida, micobattericida, virus mantello	Battericida, fungicida, micobattericida, virus mantello	Battericida, fungicida, virucida
Efficacia antimicrobica	Battericida 5', micobattericida 5', virucida 5'	Battericida 2', micobattericida 5', virucida 5'	
Tempo copertura spettro d'azione (min)	5' micobattericida	5' micobattericida	Battericida, fungicida e virucida contro i virus con envelope 30'', battericida incl. tbc e fungicida 1', virucida contro adeno 2'
Modalità di impiego	Pronto all'uso	RTU	Bagnare le superfici da una distanza di circa 30 cm e lasciare agire. Pulire con un panno monouso sup wipes
Stabilità della soluzione diluita			Pronto all'uso
Temperatura di stoccaggio	0-30 °C	0-30 °C	5-30°C
Formati disponibili	750 ml	750 ml	Spray: flacone 500 ml - tanica 5 L, salviette: barattolo da 120 salviette imbevute con sup 30 sec
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Contiene lattice			
Rispetta norme UNI EN ISO 9001 13485			
Risciacquo dopo l'applicazione del prodotto?			
Efficacia pulente			
Profumazione			leggermente al limone
Produzione di macchie			
Tossicità per inalazione			
Altre proprietà tossicologiche			Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore. Tenere il recipiente ben chiuso
Prezzo di listino*		Euro 17,50	
Info azienda	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Dental World Tel. 080.3381004 - www.dental-world.it)	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Intermedical Tel. 0471.066088 - www.intermedical.dental)	www.alpro-medical.de in esclusiva per 4t quattrotri srl Tel. 02.96409029 www.quattrotri.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Bactryl™ Spray e Salviette	Biosanitizer S	CaviCide™	CaviWipes™ fazzoletti disinfettanti
OMNIA - Cantel Medical srl	Saniswiss	SpofaDental	Metrex Research Corporation
	Isasan	KavoKerr	KavoKerr
Ammonio quaternario, clorexidina e Isazone™	H ₂ O ₂ potenziato	Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Isopropanol	Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Isopropanol
Dispositivi medici invasivi e non invasivi, banconi, pareti, lavelli, lampade, manipoli, riuniti. Testato in condizioni di pulito e di sporco	Superfici di Dispositivi Medici, tutte non porose	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici
Pronta all'uso da 30 sec	Pronto all'uso – H ₂ O ₂ Boosted_2%	Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0.28%) – Isopropanol (17.2%)/1-3 min	Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0.28%)-Isopropanol (17.2%)/1-3 min
Neutro	2,1	11-12,5	11-12,49
Aldeidi, cloro, fenoli	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti
Non mischiare con altri prodotti	Nessuna	Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti	Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti
Completo spettro d'azione (batteri, gram+, gram-, funghi, micobatteri e envelope virus HIV, HBV, HCV, influenza)	HBV/HCV/HIV/SARS/H5N1/H1N1 battericida, fungicida, sporicida, tuberculocida	Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida	Battericida, virucida, fungicida, tubercolocida
Battericida, levuricida a partire da 30", fungicida, micobatterica a partire da 2'	Riduzione Log6: Battericida < 30", Virucida < 30", Fungicida < 5'	Funghi e TB 1'/virus e batteri 1-3'	Funghi e TB 1 min/virus e batteri 1-3 min
Da 30 sec a 10 min	5 min		
Pronto all'uso	Pronto all'uso, spruzzare, lasciare agire e asciugare con panno monouso	Pronto all'uso	Salvietta pre-imbevuta pronta all'uso
2 anni	Pronto all'uso	2 anni (pronto all'uso)	2 anni (pronto all'uso)
Temperatura ambiente	5-35 ° C	5-25 °C. Conservare in luogo fresco	< 50 °C
Spray 1.000 ml o tubo con 110 salviette	Flacone da 750 ml e ricarica da 5 L	Spray 200 e 700 ml, flacone 5 L	Barattolo da 160 salviette preimpregnate / busta da 45 salviette preimpregnate
Dispositivo Medico classe IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Solo su dispositivi medici invasivi			
leggero di agrumi			
	Non dannoso per l'ambiente, non rilascia T-VOC		
Euro 65,00 (4x1.000 ml con nebulizzatore)	Euro 19,50 (750 ml) 96,00 (5 L)	A partire da euro 10,90	A partire da euro 0,06 a salvietta
OMNIA - Cantel Medical Italy Tel. 0524.527453 www.omniaspa.eu	www.saniswiss.com (Dati forniti da Isasan srl Tel 02.96754179 www.isasan.com)	www.spofadental.com	www.metrex.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISINFEZIONE SUPERFICI	Clovidis	DEI 30”	Eco Jet 1 spray
Produttore	Cerichem Biopharm Srl	Dei Italia	Magnolia srl – Cattani Group
Importatore/Distributore	Dental World	⊗	⊗
Principio attivo	PHMB + DDQ	Etanolo	Cloruro di didecildimetilammonio (<1%)
Applicabile su	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici, manipoli, maniglie, poggia strumenti, poltrona, piani di mobili, ecc
Concentrazione/tempo di contatto	Pronto all'uso	Spray pronto all'uso/30 sec	Tal Quale / 15 minuti
PH	6-7	5,80	5 ± 1
Non contiene	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti	⊗	Aldeidi, fenoli, coloranti
Incompatibilità chimiche	Nessuna	⊗	Nessuna specifica del prodotto ma non mescolare con altre miscele
Attività biocida	Battericida, fungicida, micobattericida, virus mantello	Battericida, tubercolicida, fungicida	Battericida e fungicida di superficie (EN13697), tubercolicida / micobattericida (EN14348), virucida (EN14476)
Efficacia antimicrobica	Battericida 2', micobattericida 5', virucida 5'	30 sec	Battericida, fungicida, virucida e tubercolicida in 15 min
Tempo copertura spettro d'azione (min)	5 min micobattericida	⊗	⊗
Modalità di impiego	Pronto all'uso	Pronto all'uso, spray	Spruzzare il prodotto tal quale da circa 30 cm di distanza sulla superficie da trattare, lasciar agire 15 minuti, asciugare con un panno possibilmente sterile
Stabilità della soluzione diluita	⊗	⊗	⊗
Temperatura di stoccaggio	0-30 °C	5-25 °C	Conservare in luogo fresco e asciutto (5-45 °C)
Formati disponibili	750 ml	Flacone da 1 L, tanica da 5 L	Flacone da 500 ml con nebulizzatore + Eco-Jet 1 spray. Ricarica tanica da 5 L
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/II b (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
Contiene lattice	✗	✗	✗
Rispetta norme UNI EN ISO 9001 13485	✔	✔	✔
Risciacquo dopo l'applicazione del prodotto?	✗	✗	✗
Efficacia pulente	✗	✔	✔
Profumazione	⊗	✔ agrumi	✔
Produzione di macchie	✗	✗	✗
Tossicità per inalazione	✗	✗	✗
Altre proprietà tossicologiche	⊗	Nocivo se ingerito, vedere scheda di sicurezza	⊗
Prezzo di listino*	⊗	Euro 26,50 (1 L) 138,00 (2 taniche da 5 L)	Euro 45,50 (confezione da 4 flaconi da 500 ml)
Info azienda	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Dental World Tel. 080.3381004 - www.dental-world.it)	www.deiitalia.it	www.cattani.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

G Neosterixidina	Green&Clean SK	Lysoform Medical Spray Foam	Mikrozid AF Liquid
Golmar	METASYS Medizintechnik GmbH	Giochemica per Miromed	Schülke
⊗	⊗	⊗	De Marco
Clorexidina digluconato, benzalconio cloruro, alcool etilico, alcool isopropilico	Composti d'ammonio quaternario	BAC1010, CHX	Etanolo-propan-1-olo
Superfici di Dispositivi Medici, tutte le superfici non sensibili all'alcool	Superfici di dispositivi medici, disinfettante per le superfici delicate e sensibili all'alcool (pe. poltrona, acrilico)	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici, turbine e manipoli
Pronto all'uso, 1-5 minuti di contatto	Pura / battericida/ fungicida/ azione antivira-le HBV/HCV/HIV: 1 min	5-15 min	Pronto all'uso - 30" / 5'
4-7	6,5	6-8	6,2
Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, fosfati	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti
Metiletilchetone: forti ossidanti, acidi inorga-nici, ammoniacca, rame e cloroformio	Non miscelare il prodotto con altre sostanze	⊗	Acidi forti e agenti ossidanti
Batteri gram+ e gram-, virus compresi HIV,HBV,HCV (Epatite B e C), Micobatteri, TBC e funghi	Sostanza attiva in superficie	Battericida ,fungicida, tubercolicida, virucida	Battericida, fungicida, virucida (inclusi HIV, HBV e HCV), micobattericida, Tbc
Batteri gram+ e gram- ,virus compresi HIV,HBV,HCV (Epatite B e C), Micobatteri, TBC e funghi	Battericida, fungicida, azione antivirale HBV/ HCV/HIV: 1 min	Battericida 5', fungicida 5', tubercolicida 15', virucida 5'- 15'	Batteri e Tbc 1', HIV, HBV e HCV 30", funghi 2'
⊗	Battericida, fungicida, azione antivirale HBV/ HCV/HIV: 1 min	⊗	⊗
Pronto all'uso	Spruzzare in un panno asciutto e distribuire sulla superficie. Lasciare agire per 1min	Pronto all'uso e pertanto non richiede alcuna diluizione	Spray pronto all'uso – Nebulizzare sulle superfici (50ml/m²), su turbine e manipoli
Scadenza 3 anni	Pronta all'uso	⊗	5 anni-3 mesi da apertura flacone
Conservare la confezione integra, in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore	5-30 °C	Temperatura ambiente possibilmente tra 5 e 35°C	-5 /+ 30 °C – Tenere lontano da fonti di calore
Flacone con testina da 750 ml	Flacone 750 ml, tanica 5 L	Flacone da 750 ml	Flacone 1 L, tanica 5 L
Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
✗	✗	✗	✗
✔	✔	✔	✔
✗	✗	Per alcune superfici delicate	✗
✔	✗	✔	✗
✔ delicata al pino	✗	✗	✔ leggermente alcolica, ma gradevole
✗	✗	✗	✗
⊗	✗	✗	✗
⊗	Tossicità acuta, per via orale >5000 mg/kg dosi efficace, ATEmix calcolato, specie: ratto	⊗	Tossicità per via orale, oculare o inalazione spinta, come riportato sulla scheda di sicurezza
⊗	Euro 13,80-63,20-44,20	Euro 77,40 confezione 6 flaconi	⊗
Tel. 011.3583310 www.golmar.com	Tel. 045.9814477 www.metasys.com (Dati forniti anche da Tecnomed Tel. 0721.955125 - www.dentalastec.it)	www.giochemica.it www.miromed.it	www.schuelke.com (Dati forniti da De Marco Tel. 02.70100417 - www.demarco.biz)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISINFEZIONE SUPERFICI	Minuten Wipes/ Minuten Spray	Practice Safe	 Relay+On™ Virkon™
Produttore	Alpro Medical Gmbh	Associated Dental Products	Lanxess
Importatore/Distributore	Dentalica	Imadent	Doctor Williams
Principio attivo	Combinazioni di alcoli, alchilammine e cristalli di ammonio quaternario	IPA, Etanolo, PHMB	Monopersolfato di potassio
Applicabile su	Superfici di Dispositivi Medici, pavimenti e/o pareti	Superfici rigide resistenti all'alcool	Superfici di Dispositivi Medici, pavimenti e/o pareti, tutte le superfici dure e in lavatrice
Concentrazione/tempo di contatto	batteri/lieviti 1', virus ematici 30'', virus non ematici 2'	60 sec	15 min al 1%
PH	7,5-8,5	3-5	2,6
Non contiene	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenoli
Incompatibilità chimiche	Evitare il contatto su superfici sensibili all'alcool	Acidi forti, forti agenti ossidanti	Combustibili, alogenuri, acidi, ossidanti, ottone, rame, cianuri
Attività biocida	Battericida, lievicide, virucida	Battericida inclusi mrsa e vre, fungicida, tubercolicida, microbattericida, spettro limitato virucidale	Oltre 500 ceppi tra virus, batteri gram+/-, funghi, spore
Efficacia antimicrobica	Batteri/lieviti 1', virus ematici 30'', virus non ematici 2'	Battericida inclusi mrsa e vre, fungicida, tubercolicida, microbattericida, spettro limitato virucidale 60 sec	Battericida, virucida, fungicida in 15 min
Tempo copertura spettro d'azione (min)		Tempo di contatto di 60 sec ma per efficienza lasciarlo per 5 min	15 min
Modalità di impiego	Pronto all'uso	Soluzione e salviette pronte per l'uso	Aggiungi in acqua (10 g in 1 L di acqua di rete)
Stabilità della soluzione diluita			5-7 giorni
Temperatura di stoccaggio	Ambiente		Ambiente
Formati disponibili	Spray: 1 L; tanica 5 L; wipes: box 200 salviette; cartone 12 ricariche	Flacone da 500 ml, tanica da 5 L, salviette da 100 pz	Barattolo 1 kg e bustine monodose 10 g
Classificazione	Dispositivo Medico classe IIa/II b (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Presidio Medico Chirurgico
Contiene lattice			
Rispetta norme UNI EN ISO 9001 13485			
Risciacquo dopo l'applicazione del prodotto?			
Efficacia pulente			
Profumazione			 leggero aroma di limone
Produzione di macchie			 solo su superfici lucide si consiglia panno di microfibra quando asciutto
Tossicità per inalazione			 quando in soluzione
Altre proprietà tossicologiche	Vedere scheda di sicurezza		In polvere, può provocare irritazione cutanea, lesioni oculari, può irritare le vie respiratorie
Prezzo di listino*		Euro 9,37 (flacone 500 ml) 5.28 (salviette 100 pezzi)	Euro 1,9 al litro
Info azienda	Tel. 02.895981 www.dentalica.com	Tel. 011.7492333 www.imadent.it	Doctor Williams, brand di Arco srl, distributore autorizzato Lanxess GMBH in Italia Tel. 338.4406994 - www.doctorwilliams.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Surface Spray	Zefirol Quick	Zero#300	Zeta 3 Soft
Giovanni Ogna e Figli	OCC	Cerichem Biopharm Srl	Zhermack
	Molteni Dental	Tryart	
Sali d'ammonio quaternari	Alcoli, ammonio quaternario	PHMB + DDQ	Alcoli
Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici, compatibili con alcool	Superfici di Dispositivi Medici	Superfici di Dispositivi Medici
Pronto all'uso	Pronto all'uso, 30" 2'	Pronto all'uso	Pronto all'uso / 1-5 min
6	Neutro	6-7	9-11
Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenolo, coloranti	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti	Aldeidi, cloro, fenoli, coloranti
		Nessuna	Non miscelare con altre sostanze; verificare la compatibilità con superfici delicate
Disinfettante battericida, virucida, micobattericida		Battericida, fungicida, micobattericida, virus mantello	EN 13727/14561; EN 13624/14562; EN 14348/14563; EN 14476
Virucida a contatto	Battericida, fungicida, tubercolicida 30'', HVB, HIV, HCV 2'	Battericida 2', micobattericida 5', virucida 5'	Virucida 1', Battericida 5', Lieviticida 5', Tubercolicida 5'
Virucida a contatto		5 min micobattericida	1-5 min
Spray pronto all'uso	Pronto all'uso, spruzzare sulle superfici da trattare	Pronto all'uso	Spray pronto all'uso: da spruzzare direttamente o attraverso un panno sulla superficie da disinfettare
	3 anni		
Ambiente	Ambiente	0-30 °C	Minore di 27 °C
Flacone da 1.000 ml con nebulizzatore	Flacone 1 L, anche con nebulizzatore	750 ml	Flacone da 750 ml, 2 taniche da 2,5 L
Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIa/IIb (marchio CE)
			
			
			
			
			 fragranza al limone e classica
			
			
	Evitare contatto con pelle e occhi		Vedere scheda di sicurezza
Euro 18,20			
Tel. 039.2782954 www.ognalaboratori.it	www.moltenidental.it	Tel. 0425.597611 www.zhermack.com/it/	Tel. 0425.597611 www.zhermack.com/it/

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

3M™ Impregum™ Super Quick
Materiale per impronte in polietere

Svelare tutti i dettagli in 2 minuti? Si può fare!



ideale per impronte di elementi
singoli con un tempo di indurimento
super veloce.




Una nuova chimica unita alla
precisione del polietere con la velocità
del VPS.



Un sapore migliore e minor
permanenza nel cavo orale migliorano
il comfort del paziente.

3M.com/Impregum

I prodotti 3M™ Impregum™ sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3M Science. Applied to Life., 3M e Impregum sono marchi di fabbrica di 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada.




Detergenti e disinfettanti per le mani

Sondaggio su **320** responder


**Nel caso di presenza di escoriazione della cute che
tipo di prodotto utilizza per la disinfezione di mani e/o
avambracci?**

Presidio medico chirurgico	230	72 %
Dispositivo medico	45	14 %
Specialità medicinale	45	14 %




**Conosce i principi attivi utilizzati nei disinfettanti per le
mani?**

Li conosco bene	122	38 %
Li conosco pochi	166	52 %
Non li conosco affatto	32	10 %



**Utilizza prodotti differenti per il lavaggio frequente
ed il lavaggio chirurgico delle mani?**

Si	189	59 %
No	131	41 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

DISINFEZIONE MANI	AlproSept HDE gel	Amugen	Bact Cream Wash
Produttore	Alpro Medical Gmbh	Cerichem Biopharm Srl	Alpro Medical
Importatore/Distributore	Dentalica	Dental World	Quattrotti
Attività	Disinfettante, detergente	Detergente	Detergente

Composizione

Principio attivo	Cristalli di ammonio quaternario + alchi-lammine	⊗	⊗
Contiene alcoli	✔	✔	✔
PH	6,5-7,5	5-6	6,4-6,8 (20°C)
Contiene sostanze emollienti e curative	✔ glicerina, 1-tetradecanol	✔ glicerina	✔
Attività biocida	✔ EN 1500, EN 144476, EN 1040, EN 1275	✗	✗

Utilizzo

Indicazioni d'uso specifiche	Detersione e disinfezione delle mani	⊗	Sapone in crema per mani
Modalità di impiego	Applicare 3-5 ml di prodotto	⊗	Detersione con acqua. Per lavaggi frequenti. Produce una leggera schiuma e ha un profu-mo fresco e piacevole
Incompatibilità fisico-chimiche	✗	✗	✗
Caratteristiche tossicologiche	Assenti	⊗	⊗

Distribuzione e vendita

Confezionamento	Flacone 1 L	500 ml	Flacone da 1.000 ml
N° di applicazioni	Circa 300	⊗	Ad ogni cambio guanti
Tossicità ambientale	⊗	⊗	Nessuna
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✗	✗	⊗
Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✔	✔	⊗
Presenza di studi di cancerogenesi e esistenza di riferimenti bibliografici	✗/✔	✗/✔	✗/✔
Prezzo di listino*	⊗	⊗	⊗
Info azienda	Tel. 02.895981 www.dentalica.com	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Dental World Tel. 080.3381004-www.dental-world.it)	www.alpro-medical.de in esclusiva per 4t quattrotti srl Tel. 02.96409029 www.quattrotti.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

Green & Clean HI	Lysoform Medical Gel	Lysoform Medical Soap	Oasis Medical PMC
METASYS Medizintechnik GmbH	Giochemica per Miromed	Giochemica per Miromed	Golmar
⊗	⊗	⊗	⊗
Detergente, antisettico	Disinfettante	Disinfettante	Disinfettante

Clorexidina digluconati	Alcol etilico denat	BAC	Alchilbenzildimetil ammonio cloruro, O-fenilfenolo
✗	✔	✗	✗
5,5-5,7	⊗	5-7	5,3-5,8
✔ allantoina	✔ betaine	✔	✔ olii essenziali solubilizzati e glicerina
✗	✔ EN 1500–EN 12791	✔ EN1040,12054,1499	✔ attivo contro i patogeni della cute e garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri Gram + e Gram -, funghi

Lozione detergente curativa per le mani con ampia azione antisettica	Disinfettante per le mani	Disinfettante per le mani	Antisettico liquido che garantisce un'azione disinfettante, elimina e controlla la carica batterica presente sulla cute, principale veicolo di infezioni. Ha attività battericida e fungicida ad ampio spettro
Versare nelle mani e insaponarle con essa. Lavare le mani sotto l'acqua corrente	Versare e frizionare	Versare e frizionare	Applicare sulle mani preventivamente bagnate circa 5 ml e dopo un accurato lavaggio risciacquare
✔ non miscelare il prodotto con altre sostanze	✗	✗	✔ ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto
Tossicità orale acuta >5000 mg/kg, dosi efficace LD50, specie: ratto, tempo d'azione 48 h	⊗	⊗	⊗

750 ml, 1000 ml, 5 L	Flacone 500 ml	Flacone 500 ml	6 flaconi da 1 L o 12 flaconi da ½ L
Dipende dal confezionamento	1	1	200 (circa) a flacone da 1 L
⊗	⊗	⊗	Non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%
✗	✗	✗	✗
✔	✔	✔	✔
✗	✗	✗	✗
Euro 60,80 HL kit introduttivo (5 x 750 ml + dispenser da tavola)	Euro 55,90 (confezione da 4 flaconi da 500 ml)	Euro 44,90 (confezione da 4 flaconi da 500 ml)	⊗
Tel. 045.9814477 www.metasys.com (Dati forniti anche da Tecnomed Tel. 0721.955125 - www.dentalastec.it)	www.giochemica.it www.miromed.it	www.giochemica.it www.miromed.it	Tel. 011.3583310 www.golmar.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozionze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

A CONFRONTO

DISINFEZIONE MANI		
Produttore	Septomax	Zeta 6 Hydra
Importatore/Distributore	Cerichem Biopharm Srl	Zhermack
Attività	Intermedical	✖
	Detergente	Detergente
Composizione		
Principio attivo	✖	✖
Contiene alcoli	✔	✖
PH	5-6	5,5
Contiene sostanze emollienti e curative	✔ glicerina	✔ proteina del riso idrolizzata, glicerina, gliceril oleato
Attività biocida	✖	✖
Utilizzo		
Indicazioni d'uso specifiche	✖	Detersione mani di personale medico dei reparti di chirurgia, pratica ambulatoriale di odontoiatri
Modalità di impiego	✖	Versare e diluire direttamente nel corso del lavaggio
Incompatibilità fisico-chimiche	✖	✖
Caratteristiche tossicologiche	✖	✖
Distribuzione e vendita		
Confezionamento	500 ml	Flacone da 1 L, tanica da 5 L
N° di applicazioni	✖	✖
Tossicità ambientale	✖	✖
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	✖	✖
Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	✔	✔
Presenza di studi di cancerogenesi e esistenza di riferimenti bibliografici	✖/✔	✖
Prezzo di listino	Euro 7,00	✖
Info azienda	Tel. 0885.444490 www.cerichem.com (Dati forniti da Intermedical Tel. 0471.066088 www.intermedical.dental)	Tel. 0425.597611 www.zhermack.com/it/

Legenda: 🔍 approfondimento 🎯 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Consulta online
tutte le categorie di
prodotti "A Confronto"

Visita il sito
infodent.it/confronti

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

PERIMPLANTITI ? NO, GRAZIE !
Con Impianti Gen.HT IBRIDI

RESISTA - Ing. Carlo Alberto ISSOGLIO & C. S.r.l.
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - +39.0323.828.004 - info@resista.it - www.resista.it

CLOVIDIS, disinfettante detergente

CLOVIDIS è un disinfettante spray a formulazione chimica avanzata, molto efficace, pronto all'uso, a base di poliesametilbiguanide e dimetildidecylammoniocloruro in soluzione acquosa. Aspetto limpido, inodore, non contiene coloranti ed asciuga rapidamente. Non macchia, non corrode i metalli, i tessuti sintetici ed i materiali plastici. CLOVIDIS è un disinfettante micobattericida, fungicida, battericida, efficace sui virus con mantello (HIV, HBV, HCV). Grazie all'associazione dei suoi principi attivi, presenta una eccellente attività biocida che si evidenzia dopo appena due minuti dal contatto con la superficie o presidio da trattare. L'efficacia biocida è documentata e confermata dai test condotti in conformità ai metodi ufficiali Europei. CLOVIDIS è un dispositivo medico indica-



CLOVIDIS va maneggiato da personale specializzato e si usa tal quale senza diluizione. Nebulizzare il prodotto abbondantemente e diffusamente su superfici e dispositivi da trattare. Lasciare agire per 5 minuti, se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per garantire e conservare l'effetto biocida. CLOVIDIS è un dispositivo medico prodotto da CERICHEM BIOFARM srl e distribuito da DENTAL WORLD srl.

to in ambito odontoiatrico per ricondizionare rapidamente lo studio tra un paziente e l'altro. Rapido ed efficace su dispositivi medici, compresi manipo-

li, piani d'appoggio, lampade e, grazie alla formulazione in soluzione acquosa, deterge e disinfetta gli skai dei riuniti preservandoli nel tempo.

➤ PER INFORMAZIONI
Cerichem
info@cerichem.com
www.cerichem.com
Dental World
info@dental-world.it
www.dental-world.it

La massima igiene in studio, in stile green



Rely+On™ Virkon™ è un disinfettante di alto livello per tutte le superfici e i materiali, in grado di provocare la distruzione fisica di microrganismi patogeni grazie all'azione dell'ossigeno. La sua effica-

cia è stata verificata da centinaia di test internazionali (dettagli al link in calce) su oltre 500 ceppi tra batteri Gram+ e Gram-, virus, funghi, spore, tra cui Campylobacter, Chlamydia, Clostridium, Ente-

rococcus, Escherichia, Klebsiella, Legionella, Listeria, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus; Aspergillus, Candida, Saccharomyces, Tricophyton; HIV, HBVHCN, H1N1, Hepatitis B e C, Parvovirus, Herpes. Basta distribuire la soluzione all'1% di Rely+On™ Virkon™ su qualsiasi superficie dello studio - banco di lavoro, riuniti, arredi, pavimenti - e in 2 minuti di contatto è efficace sulla maggior parte dei patogeni.

La scelta green tra i disinfettanti

Scegliere Rely+On™ Virkon™ significa fare la scelta più sostenibile per il tuo studio:
- Riduci CO₂ e consumi di trasporto - 1 solo barattolo da 1 kg equivale a 100 litri di soluzione.

- **Riduci lo spazio** necessario alla conservazione in studio.
- **Riduci odori** sgradevoli e aggressivi con collaboratori e Clienti.
- **Riusa** - con la solida bottiglia in vetro doctor Williams smetti di generare rifiuti di plastica.
- **Ricicla** - al termine della vita utile il prodotto è biodegradabile e non genera rifiuti nocivi per il pianeta; la bottiglia in vetro può essere riciclata al 100%.

Tutti i dettagli su www.doctorwilliams.it/demo.

➤ PER INFORMAZIONI
Doctor Williams
Corso Sempione, 65
20149 Milano
www.doctorwilliams.it



250ml

CB12

I pazienti cercano un collutorio che elimini anche l'alitosi di origine orale.

CB12 è la soluzione che neutralizza attivamente l'alitosi per 12 ore

Scopri CB12 e richiedi i **CAMPIONI IN OMAGGIO** su: bit.ly/CB12collutorio

Mylan
Better Health for a Better World



doctor Williams

Hai garantito la massima igiene ai tuoi Clienti e collaboratori anche oggi?

Hai evitato odori sgradevoli e composti volatili nocivi provocati dalla disinfezione di banchi di lavoro, arredi e locali?

Hai già provato il disinfettante «green» a basso impatto su ambiente e operatori?

Rely+On™ Virkon™ è il disinfettante più completo ed efficace e meno nocivo per l'ambiente e gli operatori, riconosciuto in tutto il mondo da centinaia di test pubblicati, non genera odori molesti per i tuoi collaboratori e Clienti. Con una sola applicazione garantisce la massima igiene sui tuoi piani di lavoro, riuniti, pavimenti, sale d'attesa, sanitari.



Prova l'efficacia di Rely+On™ Virkon™ e verifica gratuitamente il livello di biosicurezza del tuo studio

www.doctorwilliams.it/demo

