

Siamo DESS®

DESS® offre una varietà di soluzioni protesiche dentali per quasi tutte le connessioni disponibili sul mercato. La qualità dei prodotti DESS® è altrettanto buona o migliore della qualità di marchi noti. Il "Pure Switch Concept", su cui sono concepiti i nostri prodotti, assicura la piena compatibilità con il marchio di impianto scelto.



AURUMBase®
Soluzione con canale a vite per un angolo di entrata fino a 25°



Scanbody intraorale in titanio per un'immagine più precisa



Analogo in titanio anodizzato, codice colore del sistema originale

Motivi per passare a DESS®

- **Tutto da un unico fornitore**
28 compatibilità con le connessioni implantari più diffuse.
- **Consegna veloce**
Consegna in 24 ore.
- **Prezzi competitivi**
Fino al 65% al di sotto delle marche di impianti.
- **Qualità europea**
ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA, Health Canada.
- **Garanzia a vita**
Tutti i prodotti DESS® sono coperti da garanzia a vita..
- **Sul mercato da 10 anni**



Visita il nostro Webshop.

**10% di sconto
sul primo ordine**
Inserire il codice **INFDT19**

I marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che non hanno alcun rapporto commerciale con DESS Dental Smart Solutions GmbH. La loro menzione è fatta esclusivamente allo scopo di corretta identificazione dell'impianto dentale con il quale possono essere utilizzati gli abutment DESS. Si prega di leggere i nostri termini e condizioni su questa pagina.


	OCTAGON Compatibile con STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & synOCTA®
	CONICAL BL Compatibile con STRAUMANN® BONE LEVEL
	INTERNAL CAM Compatibile con CAMLOG®
	ACTIVE HEX Compatibile con NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC
	TRI-LOBE Compatibile con NOBEL REPLACE SELECT™
	EXT HEX UNIVERSAL Compatibile con NOBELBRANEMARK®
	EXTERNAL HEX USA Compatibile con 3i OSSEOTITE®
	INTERNAL HEX "CLICK" Compatibile con 3i CERTAIN®
	INTERNAL HEX USA Compatibile con ZIMMER SCREW-VENT®
	CONIC EVO Compatibile con ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV
	INTERNAL HEX CONIC Compatibile con ASTRA TECH OSSEOSPEED™
	INTERNAL HEX FD Compatibile con DENTSPLY FRIADENT XIVE®
	INTERNAL ANK Compatibile con DENTSPLY ANKYLOS® C/X
	Conic OSS Compatibile con OSSTEM® TS
	INTERNAL CON Compatibile con CONELOG®
	INTERNAL HEX BH Compatibile con BIOHORIZONS® INTERNAL
	EXTERNAL HEX BH Compatibile con BIOHORIZONS® EXTERNAL
	INTERNAL HEX MI Compatibile con MIS® SEVEN
	CONIC MC Compatibile con MIS® C1
	CONIC MV Compatibile con MIS® V3
	CONIC ANYR Compatibile con MEGAGEN AnyRidge®
	CONIC AXIO Compatibile con ANTHOGRY AXIOM®
	CONIC IC Compatibile con MEDENTIS ICK®
	CONIC INK Compatibile con GLOBALD IN-KONE®
	CONIC DENT Compatibile con DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTUM®
	INTERNAL SEM Compatibile con BEGO Semados®
	CONIC BIO Compatibile con BIOTECH KONTACT®
	INTERNAL BT Compatibile con BTI®

Materiali Digitali

Sondaggio su **250** responder


Per la realizzazione di protesi fisse (su dente naturale o su impianto) quali materiali richiedi prevalentemente al tuo laboratorio di fiducia?

Disilicato di litio	78	31%
Vetroceramiche	16	6%
Metallo-ceramiche	93	37%
Composito/Ceramiche ibride	13	5%
Altri materiali	50	21%



Come gestisci la cementazione di materiali altamente traslucenti (es. composito, disilicato di litio) e la cementazione di materiali a bassa traslucenza (es. ossido di zirconio, metalloceramica)?

Utilizzo lo stesso cemento per tutti i materiali	57	23%
Cemento composito adesivo per materiali più traslucenti e composito autoadesivo per gli altri	115	46%
Prediligo i cementi vetro-ionomerici, ma utilizzo cementi compositi per restauri altamente estetici	78	31%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

DISCHI CAD-CAM	CopraSupreme Hyperion	DD CubeONE ML	Grandio Disc
Produttore	Whitepeaks Dental Solutions	Dental Direkt GmbH	Voco
Fornitore dati tecnici	Creatrade	Horus	✖

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiali	Zirconia	Zirconia Multilayer 4Y-TZP	Ceramica nano ibrida
Composizione (%)	ZrO ₂ : balance // Y ₂ O ₃ : 6,413–9,155, Al ₂ O ₃ : 0,038–0,062, Fe ₂ O ₃ : 0,010–0,151, ER ₂ O ₂ : 0–0,626, CO ₂ O : 0–0,009	ZrO ₂ +HfO ₂ +Y ₂ O ₃ ≥ 99; Y ₂ O ₃ < 8; Al ₂ O ₃ >0,15; Altri ossidi < 1	100 composito con contenuto di riempitivo 86 in peso
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	✖	✖	< 0,1 µg/mm³
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	1.008-1.100	1.250 (3 point test)	333
Monomero residuo (%)	✖	✖	✖
Intervallo di fusione (°C)	✖	✖	✖
Allungamento (%)	✖	✖	✖
Durezza Vickers	✖	>1.200	154,6 HV
CTE 25-500 (°C)	✖	~ 10,5×10 ⁻⁶ K ⁻¹	✖
Densità	6,046-6,33 g/cm³	✖	✖
Diametri disponibili (mm)	✖	18-22	98,4
Procedura di colorazione	✖	Dischi precolorati a 9 strati	Con composito di caratterizzazione FinalTouch
Granulometria	Polveri tosoh, pressatura isostatica singola cialda	✖	✖

COMPATIBILITÀ

Macchinari per fresaggio compatibili	Tutti i sistemi aperti, Amann Girrbach, Zirkonzahn	Tutti i sistemi con portacialda chiuso o aperto da 98,5 mm	VHF Impression, Imes icore CORITEC, Carestream CS 3000, ZirkonZahn Unit M, Roland DWX, Sirona CEREC, Amann Girrbach Ceramill
--------------------------------------	--	--	--

Prezzo di listino*	✖	A partire da euro 179,00	Euro 398,00
Info azienda	www.white-peaks-dental.com (Dati forniti da Creatrade Tel. 0775.515090 www.creatrade.it)	www.dental-direkt.de (Dati forniti da Horus Tel. 0331.322516 www.horus-dentale.it)	Tel. +49 4721 719-0 voco.dental

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Magnum Solare	Opera system VS	Priti multidisc MC ExtraTrans. 45%	Sinergia Disk Keramit NP
Mesa di Sala Giacomo & C snc	Opera System	Pritidenta	Nobil Metal spa
✖	Euromax	Zahnform Srl	✖

Cromo cobalto	Zirconia	Biossido di zirconio pre-sinterizzato	Lega Co-Cr
Cobalto 66, Cromo 27, Molibdeno 6	ZrO ₂ +HfO ₂ : 86,3 94,2, Y ₂ O ₃ : 5,8 9,7, Fe ₂ O ₃ : <0,5, Al ₂ O ₃ : <0,5	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ + Al ₂ O ₃ >90	Co 63, Cr 24, W 8, Mo 3, Si 1, Nb 1
✖	< 100 ng/cm³	<40 g/cm²	✖
395	Progressiva da 1.100 a 800	1.150-210	210.000
✖	✖	✖	✖
✖	✖	✖	1.305-1.370
11	✖	✖	> 2.200
255 HV10	✖	1.250 HV	285 HV 10/30
14.3×10 ⁻⁶ K ⁻¹	10.5±0.5×10 ⁻⁶ K ⁻¹	10×10 ⁻⁶ ×K ⁻¹	13,9 - 14,0 10 ⁻⁶ K ⁻¹
8,4 g/cm³	6,07±0,01 g/cm³	> 6.035 g/cm³	8,3 g/cm³
98,5-100	98,5	98,5-95	98,5
✖	Non necessaria, colorata nella massa (multistrato progressivo 5 zone)	Procedura standard comune a tutte le altre Zirconia	✖
✖	✖	✖	✖

Yena, Dyamach, Dental Machine, Roeders, Imes Icore, Datron, VHF, DMG, Agie Charmilles	Tutte le fresatrici con supporto dischi adeguato	Fresatori disponibili nel commercio per la fresatura di dischi in ZrO ₂ con diametro di 98,5 mm e per dischi da 95 mm	Tutti presenti sul mercato
---	--	--	----------------------------

✖	Euro 120,00 disco 14 mm	✖	✖
Tel. 030.6863251 www.mesaitalia.it	Tel. +377 97 97 42 30 https://opera-system.com/en/home/	Tel. +49 (0)711.320.656.0 www.pritidenta.com	Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DISCHI CAD-CAM	Trilor	Vita Cad-Temp	Vita YZ Solutions
Produttore	Bioloren srl	Vita Zahnfabrik	Vita Zahnfabrik
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiali	Fibra di vetro	Composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione	Blanks in ossido di zirconio per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo
Composizione (%)	75 vetro, 25 resina	✖	Ossido di zirconio tra 88 e 95 a seconda della traslucenza
Solubilità in acqua /Assorbimento acqua	0,01	✖	✖
Resistenza alla flessione e modulo elastico (Mpa)	522,5	✖	210.000
Monomero residuo (%)	✖	✖	✖
Intervallo di fusione (°C)	✖	✖	✖
Allungamento (%)	< 2	✖	✖
Durezza Vickers	✖	✖	✖
CTE 25-500 (°C)	✖	✖	10.3 / 10.5
Densità	1,8 g/cm³	✖	6.03/6.08 [g/cm³]
Diametri disponibili (mm)	98-95	18-20	12,14,16,18,20,22,25
Procedura di colorazione	Con compositi colorati	✖	VITA VM9 + supercolori VITA Akzent Plus
Granulometria	✖	✖	✖

COMPATIBILITÀ

Macchinari per fresaggio compatibili	Tutti sia a secco che umido	Tutti quelli che accettano dischi di diametro 98,4 mm	Inlab Mc XI Family, Cerec Mc XI Family*** (Dentsply Sirona), Serie Coritec (Imes-Icore GmbH), Serie Dmg Ultrasonic (Dmg Mori Ag), Serie Röders Rxd (Röders GmbH), N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (Vhf Camfacture Ag), Inlab Mc X5 (Dentsply Sirona), Ceramill Mikro 4x/Ceramill Mikro 5x/Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach Ag), Kavo Everest (Kavo Dental GmbH)
--------------------------------------	-----------------------------	---	--

Prezzo di listino*	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 02.96703261 www.bioloren.com	www.vita-zahnfabrik.com	www.vita-zahnfabrik.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Zircodent Multilayer 1.200 mpa	Zolid FX ML	Zolid SHT/Zolid SHT Preshade	Zyttria Z
Orodent srl	Amanngirrbach AG	Amanngirrbach AG	CO.N.CE.P.T. srl
✖	✖	Straumann	✖

Zirconia dentale	Zirconia SHT	Zirconia	Zirconia 3D Multilayers precolorata
88/96; Y ₂ O ₃ 5,2; Al ₂ O ₃ 0,05	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ ≥ 99,0; Y ₂ O ₃ 9,15 - 9,55%; HfO ₂ ≤ 5; Al ₂ O ₃ ≤ 0,5; altri ossidi ≤ 1	ZrO ₂ +Y ₂ O ₃ +HfO ₂ ≥ 99
≤5	<100 um/cm²	✖	Non assorbe
1.200	700	700±150 (3 punti) 600±150 (4 punti)	900-600/1.000/1.200-900
✖	✖	✖	0
✖	✖	✖	2.680
✖	✖	✖	✖
1.250	1.300 HV 10	1300±200	≥ 12,5 GPa
10,50 E ⁻⁶ /K	10,1x10 ⁻⁶	10,1±0,5	20-800
6.045 gr/cm³	✖	✖	≥ 6.0 g/cm³
98x2÷25	14-16-20	12-14-16-18-20	95-98-99 Spess. da 10 a 30
Precolorati in 4 strati	Per infiltrazione a pennello o immersione. Post sinterizzazione con stain	✖	Per infiltrazione se richiesto
0,44 µm	✖	✖	✖

Tutti i sistemi CAM aperti con supporto dischi da 98 mm	Fresatori cam a secco o umido 4 o 5 assi	✖	Kavo, Sirona, VHF, Roland, Zirkonzahn, Amann
---	--	---	--

A partire da euro 167,00	Euro 184,00 (14 mm)	Euro 159,00-219,00 (Zolid SHT)	Euro 100,00-200,00
Tel. 045.6450635 www.ordent.com	www.amanngirrbach.com	www.amanngirrbach.com www.straumann.it	Tel. 0373.277346 www.zirconiaconcept.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

BLOCCHETTI CAD-CAM	Grandio Blocs	n!ce®	Sinergia Block Tempo Multi
Produttore	Voco	Institut Straumann AG	Nobil Metal spa
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖

COMPATIBILITÀ

Materiale	Ceramica nano ibrido	Ceramica di litio-alluminosilicati rinforzata con disilicato di litio	PMMA
Tecnica di lavorazione	Per fresatori	Fresatura per disilicato di litio	✖
Gradazione di traslucenza	LT, HT	Disponibile in basse ed elevata traslucenza (LT,HT)	Multistrato in varie tinte
Resistenza flessione biassiale (MPa)	333	350±5	> 100
Tenacia alla rottura	✖	≥1,5	> 75
E-Modul (GPa)	18,28	✖	> 2,2
Durezza Vickers (MPa)	154,6 HV	✖	> 135
Solubilità chimica (µg/cm²)	✖	✖	< 0,8 µg/mm³
Temperatura di sinterizzazione (°C)	✖	770-800	✖

COMPATIBILITÀ

Macchinari per fresaggio compatibili	VHF Impression, Imes icore CORITEC, Carestream CS 3000, ZirkonZahn Unit M, Roland DWX, Sirona CEREC, Amann Girrbach Ceramill	✖	CORITEC imes-icore e Sirona
Colori disponibili	LT: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, BL; HT: A1, A2, A3, A3.5	Bleach, A1, A2, A3, B2, B4	A1, A2, A3, A3.5, B2

Prezzo di listino*	Euro 266,00 (Set 5 blocchetti, adesivo, cemento, lucidatrice)	Euro 100,00-178,00 per confezione (5 blocchetti)	✖
Info azienda	Tel. +49 4721 719-0 voco.dental	Tel. 02.3932 831 www.straumann.com	Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Trilor	Vita Enamic	Vitablocs® Triluxe Forte	 Zolid FX ML C20/B40
Bioloren srl	Vita Zahnfabrik	Vita Zahnfabrik	AmannGirrbach AG
✖	✖	✖	✖

Fibra di vetro	Monocromatici in ceramica ibrida di colore naturale	Ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con andamento cromatico integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali	Zirconia ad altissima traslucenza multistrato a gradiente
✖	Tutte	Tutte	Fresatura a secco o a umido
✖	3 gradi di traslucenza T, HT, ST	Monocromatico	SHT
522,5	150-160	154	700
380	1,5 Mpa√m	✖	✖
26	30	45	≥200
✖	2.500	✖	1.300 HV 10
Insolubile	0	✖	<100 ug/cm²
✖	✖	✖	1.450

Cerc, Kavo e simili	Cerec/Inlab (Dentsply Sirona), Mycrown Mill (Fona Dental S.R.O.), Planmill 40/Planmill 40s (Planmeca), Ceramill Mikro Ic/Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach Ag), Ts150 (Gidewell Laboratories), Kavo Arctica/Everest (Kavo Dental Gmbh), Serie Coritec (Imes-Icore Gmbh), Dgshape Dwx-4w(Dgshape Corporation), Cs 3000 (Carestream Dental, Inc.), N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (Vhf Camfacture Ag), Zfx Inhouse5x (Zfx Gmbh),Serie Organical Desktop (R+K Cad/Cam Technologie Gmbh & Co. Kg	Vita offre Vitablocs con supporti specifici per i sistemi CAD/CAM: Cerec/Inlab (Dentsply Sirona), Mycrown Mill (Fona Dental S.r.o.), Planmill 40/Planmill 40s (Planmeca), Ceramill Mikro Ic/Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach Ag),Ts150 (Gidewell Laboratories), Kavo Arctica/Everest (Kavo Dental Gmbh), Serie Coritec (Imes-Icore Gmbh), Dgshape Dwx-4w, (Dgshape Corporation), Cs 3000 (Carestream Dental, Inc.), N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (Vhf Camfacture Ag), Zfx Inhouse5x (Zfx Gmbh),Serie Organical Desktop (R+K Cad/Cam Technologie Gmbh & Co. Kg)	Fresatori cam a secco o umido 4 o 5 assi
A2	Vita System 3d master®, traslucnte (t)* 0m1, 1m1, 1m2, 2m1, 2m2, 2m3, 3m1, 3m2, 3m3, 4m2 - Vita system 3d master®, altamente traslucnte (ht)** 0m1, 1m1, 1m2*, 2m1, 2m2, 2m3, 3m1, 3m2, 3m3, 4m2 vita system 3d master®, supertraslucnte (st)*** 1m1, 1m2, 2m2, 3m2, 4m2	Vita system 3d master® 1m2c, 2m2c, 3m2c/Vita classical a1-d4® a1c, a2c, a3c, a3.5c	10 colori su base Vita, 2 per disco

✖	✖	✖	Euro 69,00 (3x)
Tel. 02.96703261 www.bioloren.com	www.vita-zahnfabrik.com	www.vita-zahnfabrik.com	www.amanngirrbach.com



All'indirizzo [infodent.it/confronti](https://www.infodent.it/confronti) potrete trovare altre comparazioni sui materiali digitali.



Sieco: la nuova sede proietta l'azienda nel futuro.



Entrare nel mondo delle tecnologie Dentsply Sirona non è mai stato così semplice



Per conoscerci meglio visita:
www.siecosironapoint.it
Per ulteriori informazioni: T. 02.366.975.69
storemilano@siecosironapoint.it

Rivenditore Specializzato

Dentsply Sirona

Pronto in un batter d'occhio!

Ossido di zirconio SHT con diffusione graduale del colore e della trasparenza



Ceramill Zolid FX Multilayer con diffusione graduale del colore e della trasparenza

Ceramill Zolid FX Multilayer è un ossido di zirconio policromo super altamente tran-

slucente, con diffusione del colore e della trasparenza integrate. Morbide transizio-

ni di colore simulano i colori dello smalto, della dentina e del colletto in una diffusione naturale senza bruschi e visibili cambi di colore. Per una elevata sicurezza del colore, il sistema CAD/CAM Ceramill dispone di un intelligente concetto di Nesting, che permette il posizionamento del restauro nel grezzo secondo la scala colori VITA classica. Ciò significa che, secondo la posizione del restauro nel grezzo, è possibile ottenere il colore A2 (posizione in alto) oppure il colore A3 (posizione in basso). I grezzi di ossido di zirconio del marchio Ceramill Zolid FX presentano una trasparenza vista fino a ora solo nel disilicato di litio, ma dispongono, allo stesso tempo, di valori di resistenza che permettono la realizzazione

di ponti fino a 3 elementi anche nella zona dei denti molari. Paziente, tecnico e odontoiatra approfittano, in questo modo, di una sicurezza molto più elevata rispetto ai materiali completamente anatomici utilizzati fino a ora, come, per esempio, il disilicato di litio.

Ceramill Zolid FX Multilayer è disponibile in tutte le colorazioni VITA!

PER INFORMAZIONI
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach/Austria
Tel. 43 5523 62333-0
austria@amanngirrbach.com



NO IMPLANTOLOGY
WITHOUT PERIODONTOLOGY

Ora nelle
tue mani!



Richiedi online la **DEMO gratuita** nel tuo Studio. Per te un omaggio esclusivo!

Collegati su bit.ly/weh-niwop



W&H Italia S.r.l. | Via Bolgara, 2 - 24060 Brusaporto, Bergamo - Italia | T. 035 6663 911 - F. 035 0662 504 | office.it@wh.com | wh.com