


Mini Impianti

Sondaggio su **185** responder


Solitamente come utilizza il mini impianto?

Per riabilitazioni fisse	39	21%
Stabilizzazione di protesi mobili	146	79%




L'utilizzo dei mini impianti è definitivo oppure temporaneo?

Definitivo	137	74%
Temporaneo	48	26%




È importante secondo lei il trattamento superficiale oppure la superficie deve essere lucida?

Trattamento superficiale	144	78%
Trattamento lucido	41	22%



Come preferisce il confezionamento dei mini impianti?

Solo impianto	60	32%
Impianto e componentistica protesica	125	68%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	AXIOM 2.8	BICON IMPIANTI DENTALI	BTLOCK MINI IMPIANTI	CEAM IMPLANTOLOGIC MINI IMPIANTI A VITA SOMMERSA
Produttore	Anthogyr	Bicon Dental Implants LLC	BTLock International srl	Ceam Implantologic sas
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico con connessione conica	Radicolare con design a plateau	Conico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	Monconi connessione conica non integrati	Brevis a pallina, locator, monconi universali e per protesi avvitata	Cappetta in plastica e in metallo con o-ring, ghiera in metallo con o-ring, cappetta attivabile	Bifasico, moncone non integrato
Indicazioni	Implantologia in spazi mesio distali ridotti	Tutte	Stabilizzazione immediata e a lungo termine delle protesi mobili e per i piccoli restauri	Volumi ossei ridotti, incisivi inferiori, stabilizzazione protesi fissa/mobile su impianti
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-12-14	5.0-5.7-6.0-8.0-11.0	11.5-13-16	10-12-14-16-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.8	3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0	2-2.5-3	3.2
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1-2.5-4-5.5 transmucoso	1.0-3.0-5.0	2.5	Sottocrestale
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 5	Titanio di tipo medicale (ti6 al4 v)	Titanio	Titanio grado 4
Componenti protesici disponibili	Monconi cono morse ad impatto	Cuffie per impronte, per provvisori, per cera, cappette di guarigione	Moncone in titanio e calcinabile dritto, in titanio angolato, transfer e analogo calcinabile e in titanio	Moncone cilindrico titanio, attacchi a sfera, calcinabili, calcinabili per barre Hakermann
Filettatura automaschiante	Si	No	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	BCP, sabbiatura con fosfato di calcio bifasico	Microsabbiatura, passivazione acida, rivestimento cp	Sabbiatura, mordenzatura	Acidificazione
Confezionamento	Impianti singoli e monconi separati	Triplo di cui 2 sterili (raggi gamma)	Doppio: esterno in petg termosigillata in alluminio e tivec, interno in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	Sterile (raggi beta) in doppia ampolla vetro + cover screw, non sterile in doppia busta + cover screw
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	No	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	No
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 63,00	Non sterile euro 65,00 sterile euro 75,00
Info azienda	Tel. 02.84800772 www.anthogyr.it	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 0444.492609 www.btlock.com	Tel. 02.311575 www.ceamimplantologic.it

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	EASYFIX	HDC MINI IMPIANTI	IMPIANTO MONOFASICO CON TESTA A SFERA	LODI
Produttore	Overmed srl	HDC	Cami Pedrazzini srl	Zest Anchors
Forma corpo implantare profilo esterno	Profilo cilindrico e collo liscio transmucoso	Cilindrico-conico	Cilindrico e conico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	A sfera	•	Moncone a sfera	Pilastro locator
Indicazioni	Utilizzo su creste sottili e adatto per protesi provvisorie	•	Stabilizzazione a lungo termine di protesi su paziente con edentulismo totale inferiore	Crestre atrofiche sottili
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	11-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15	10-13-15	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.4	3.4-3.75-4-4.5-5-6	2.3	2.4-2.9
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1-2-3	•	2.5	2.5-4
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio
Componenti protesici disponibili	Ghiera porta o-ring e compatibilità con cappette normo Rhein83	Monconi dritti, angolati, calcinabili, o-ring, MUA	Cuffie in calcinabile e titanio	Pilastro locator
Filettatura automaschiante	Filetto ortopedico con intagli autofilettanti e apice conico	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Pallinatura e micro mordenzatura (SLA)	Mordenzatura acida	Mordenzatura acida, decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo	Sabbatura
Confezionamento	Ampolla, sigillata poi in un blister su cui viene applicata l'etichetta. Il tutto sterilizzato e inserito all'interno di una scatola	Doppio sterile	Doppio con provetta in vetro, sterilizzazione a raggi gamma	Doppio sterile (impianto+pilastro locator+attacco)
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si solo per le spider Screw	No	Si
Prezzo di listino*	Euro 75,00	Non fornito	Euro 42,00	Euro 149,00
Info azienda	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 0445.364148 www.hdc-italy.com	Tel. 02.4598154 www.cami-implants.com	Tel. 0444.913410 www.zestanchors.com www.biomax.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MINI IMPIANTI				
Denominazione del prodotto	LOGICSPHERO	MBI	MEDENTIS MINI IMPIANTO	MIB
Produttore	Dental Tech srl	Noris Medical	Medentis Gmbh	Anthogyr
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico	Conico monofasico	Cilindrico apice conico	Leggermente conico
Tipologia di attacco protesico integrato	O-Ring, a palla	A sfera	A palla + moncone cementabile	Sfera compressa
Indicazioni	Overdenture inferiori e spazi stretti zone anteriori sup e inf.	Posizionamento in creste molto strette. Adatto a tutti i tipi ossei e a carico immediato	•	Stabilizzazione protesi mobile a bassa invasività
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10.0-11.5-13	10-13-16-18	8-10-12.5	10-12-14
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.7	2.4-2.9	2.9	2.6
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2.5	2.5	Con pallina 6.7	3
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 4 (Ti 6Al 4V)	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio grado 5
Componenti protesici disponibili	Pilastrini in titanio e calcinabili	Cappetta metallica, morbida ed extra morbida in silicone	Moncone, ritentore, ricambio pallina	Cuffia titanio con o-ring
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Blasted Wrinkled Surface BWS	RBM superficie sabbiata riassorbibile	Sabbiata mordenzata	SLA
Confezionamento	Doppio sterile, ampolla e blister	Doppio blister sterile con il packaging unico per ogni tipo di impianto, sterilizzazione raggi gamma	Sterile	Singolo o con cuffia
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	•
Prezzo di listino*	Euro 65,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 02.96720174 www.dentaltech.it	Tel. 06.64764651 328.4642057 www.norismedical.com	Tel. 039.9712376 www.siloiimplant.com	Tel. 02.84800772 www.anthogyr.it

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	MIDE	MIKROS (LINEA MODUS)	MINI DURAVIT IMPLANT	MINI DURAVIT IMPLANT
Produttore	I.Dent srl	Errecieffe srl - Modus	B. & B. Dental srl	B. & B. Dental srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Conicità variabile	Cilindrico	Conico a testa quadra a spirale larga e fine	Conico a testa tonda a spirale larga e fine
Tipologia di attacco protesico integrato	A palla standard	Moncone a palla e conico	Transfert/calcinabile a testa quadra	Testa sferica per attacco o-ring
Indicazioni	Overdenture, stabilizzazione protesi mobile, transmucoso	Per creste sottili e per la sta- bilizzazione di protesi mobile	Stabilizzazione di overdenture definitive o provvisorie, carico immediato, zone estetiche	Stabilizzazione di overdenture definitive o provvisorie, totali e parziali, carico immediato in tutti i tipi di osso
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	10-13-15	10-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.7-3.5	2.7	2.4-2.5	2.0-2.4-2.5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2-2.5	1.5	2.35	2.35
Materiale del corpo implantare	Titanio biomedicale grado 4 o 5	Ti 6al4v eli	Titanio grado 5	Titanio grado 5
Componenti protesici disponibili	Cappette teflon + contenitore acc.	Analoghi, transfer, monconi in Ti, monconi in pom	Analogo e transfert/calcinabi- le a testa quadra	Analogo
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Sanded Large Grit + Double-Etched	Doppia acidificazione organica	Sabbiatura	Sabbiatura
Confezionamento	Doppio, sterile provetta in cristallo borosilicato	Flacone vetro + blister + scatoletta	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma	Doppio tubetto sigillato nel blister. Sterilizzazione a raggi gamma
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	•	No	No	No
Prezzo di listino*	Euro 90,00	Euro 60,00	Euro 58,00	Euro 62,00
Info azienda	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	www.errecieffe.com	Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 051.811375 www.bebdental.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MINI IMPIANTI				
Denominazione del prodotto	MINI EVOLUTION2000	MINI IMPIANTI MONOFASICI MULTYSYSTEM®	MINI IMPIANTI SLA	MINI IMPIANTO ISY
Produttore	Allmed	Multysystem srl	Tiradix srl	Sweden & Martina spa
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico con apice rastremato	Conico	Conico	Cilindrico con apice rastremato e spira con morfologia concava
Tipologia di attacco protesico integrato	Sferico con sfera nitruata	Moncone sferico o-ring e moncone quadro diritto	A palla	Connessione con testa sferica
Indicazioni	Stabilizzazione immediata di protesi mobili o fisse in attesa della definitiva protesi	Ancoraggio protesi mobili, per protesi fisse cementate o su barra e come mini impianti provvisori	Overdenture sui mascellari inferiori	Stabilizzazione della ritenzione delle protesi rimovibili
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	12-14-16	9-11-13-15-17	9-11-13	10-11.5-13-15
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.7	2.5-3	2.5	2.5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1.30	3	2.5	2
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio	Titanio grado 5
Componenti protesici disponibili	Cappette ritentive, calcinabile	Cappette in titanio diritte e angolate, cappette calcinabili	Cuffie in acciaio e titanio	Transfer in POM, analogo, cappette (in titanio, poliammide, teflon) anellino in silicone
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione	•	SLA	Sabbatura (microrugosità per sottrazione)
Confezionamento	Triplo sterile	•	Fiala di vetro termosaldato	Blister sterile con doppia fiala. La piccola con mini impianto
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	•	No	No	•
Prezzo di listino*	Euro 62,00	Euro 45,00	Euro 50,00	Non fornito
Info azienda	Tel. 039.481123 www.allmed.it	Tel.039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 039.6612705 www.tiradix.it	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	MINIMAX	MINIOVER	MONO	MONOIMPIANTO LEONE
Produttore	Plan 1 Health srl	Ceam Implantologic sas	Noris Medical	Leone spa
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico con apice conico	Cilindrico	Conico monofasico	Cilindrico
Tipologia di attacco protesico integrato	A palla con componenti protesiche intercambiabili	A sfera per overdenture	Moncone integrato	Testa sferica per attacco o-ring
Indicazioni	Tutte ad esclusione di osso D4	Provvisori, spazi stretti, casi con priorità estetiche	Sostituzione degli incisivi lateral mandibolari e lateral e centrali. Ideale per la protesizzazione provvisoria non occlusale immediata in impianti su denti singolo	Stabilizzazione di overdentures nel mascellare inferiore edentulo e atrofico
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11.5-13	12-14-16	10-13-16	10-12-14-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.6-3	2.7	3	2.7
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2	Standard	3	3 e 5
Materiale del corpo implantare	Ti6Al4V eli	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 5
Componenti protesici disponibili	Analogo, moncone calcinabile, moncone 0° e 15° titanio	Moncone a sfera integrato	•	Cuffie in titanio con O-ring
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura OsseoGRIP	Acidificazione	RBM superficie sabbata riassorbibile	Sabbatura e passivazione
Confezionamento	Ampolla chiusa con tappo (barriera primaria sterile) e blister chiuso con foglio in tyvek termosaldato (barriera secondaria sterile)	Doppia ampolla sterile a raggi beta	Doppio blister sterile con il packaging unico per ogni tipo di impianto, sterilizzazione raggi gamma	Con porta impianto sterile in bottiglietta, micro cuffia con O-ring inclusa
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 55,00	Non fornito	Euro 79,00
Info azienda	Tel. 043.3468383 www.p1h.it Tel. 0376.265711 www.sympla.it	Tel. 02.311575 www.ceamimplantologic.it	Tel. 06.64764651 328.4642057 www.norismedical.com	Tel. 055.30441 www.leone.it

➤ MINI IMPIANTI				
Denominazione del prodotto	MS IMPLANT SYSTEM	OPTI-IMPLANT	PROTEM	READY
Produttore	Osstem Implant	IDS	DIO Corporation	I.Dent srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico	Conico	Conico	Monofasico, conicità variabile, microspire
Tipologia di attacco protesico integrato	Moncone cilindrico, o-ring a palla	O-ball-spianato in testa per eliminare il carico masticatorio	A palla, moncone cilindrico	Monocomponente, emergenza conica 5 mm
Indicazioni	Sostituzione di incisivi in caso di spazio ristretto, stabilizzazione di protesi in pazienti edentuli	Stabilizzazione di protesi mobile	Stabilizzazione overdenture, ponti sia sull'inferiore che sul superiore	Overdenture, stabilizzazione protesi, tecniche Platform Switching, transmucoso Bio-mimetic Covering
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	10-11.5-13-15	11.5-13-16	10-12-14-16	10-11.5-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	1.8-2.5-3	2-2.5-3	2-2.5-3	2.7-3.5
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2-2.5-4	3.7	2	1.5-3 scalabile
Materiale del corpo implantare	Titanio	Titanio medicale grado 4	Titanio grado 4	Titanio biomedicale grado 4 o 5
Componenti protesici disponibili	Impression cap, temporary cap, provisional cap, o-ring retainer cap	Cappette in teflon e titanio	Cuffie in titanio, calcinabili	•
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	RBM, SA	Trattamento BT-Tite sabbatura e mordenzatura	RBM	Sanded Large Grit + Double-Etched
Confezionamento	Flacone in blister	Comprensivo di cappetta	Sterile 5 anni	Sterile doppio, provetta in cristallo borosilicato
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	No	Si	•
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 80,00	Non fornito	Euro 90,00
Info azienda	Tel. 0185.7887860 www.osstem.com www.osstem.it	www.ids dental.it	Tel. 02.9189783 www.dioimplantitalia.it	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net

Legenda: 🔍 approfondimento 🔑 focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> MINI IMPIANTI

				
Denominazione del prodotto	RESISTA MINI IMPLANTS	S1	SHAPE 1	SLIM
Produttore	Ing. C. A. Issoglio & C. srl	Safe & Simple srl	iRES	Biologitech srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Profilo cilindro-conico	Conico	Conico monospira	Cilindrico
Tipologia di attacco protesico integrato	Sfera normo e micro, moncone conico	Monoblocco a sfera, conico	A palla ed esagonale esterna	Cappetta o moncone dritto
Indicazioni	Overdenture, protesi fissa cementata	Protesi provvisoria, fissaggio dima, ortodonzia, overdenture	Fissaggio per protesi mobile o dente singolo a basso carico	Stabilizzazione protesi mobile, protesi fissa
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-15	10	10-11.5-13-16	10-12-14-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.3-2.7	3	2.7	2.6-2.3
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1.8	Altezza unica	1 e 2	1-3
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 5	Titanio grado 4	Titanio grado 5	Titanio grado 5
Componenti protesici disponibili	Cuffie teflon 6 durezze, calcinabile	Cuffie ritentive d. 1,8 mm	Cuffie titanio, monconi calcinabili, cappette in plastica, analoghi, moncone dritto	Cappette, monconi per fissa
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione DE	Macchinata, sabbiata con biossido di alluminio con sfere controllate	Sabbiatura, doppia acidificazione, decontaminazione al plasma	Ossprime®
Confezionamento	Triplo sterile	Blister sterile, sterilizzazione EtO	Mounter in plastica con tappo cilindro anch'esso in materiale plastico, blister e scatola fustellata esterna	Ampolla vetro in blister
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	Si	No	No
Prezzo di listino*	Euro 55,00	Euro 79,00/99,00	Euro 62,5 inclusa cuffia e cappetta	Euro 72,50
Info azienda	www.resista.it	Tel. 043.8837231 www.safeandsimple.it	www.ires.dental	Tel. 02.55300456 www.biologitech.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MINI IMPIANTI				
				
Denominazione del prodotto	SLIM TOCKSYSTEM	T1Z	TECOM IMPLANTOLOGY MINI IMPIANTI	TFI MINI IMPIANTO PER OVERDENTURE
Produttore	Tocksystem di Tock G.R.	Isomed srl	Titanmed srl	T.F.I. System srl
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindrico trilobato pieno	Conico	Cilindrico con apice conico	Cilindrico
Tipologia di attacco protesico integrato	Filetto maschio esterno M2	A palla, monconi	A palla	A palla
Indicazioni	Settoriale 12°, 22°, 31°, 41°	Split crest, agenesie dei laterali, creste alveolari sottili	Permanente per protesi fisse e mobili	Stabilizzazione di overdenture
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	12-14-16-18	10-11.5-13-14.5	9-11-13-15	7-9-11-13
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	2.5	2.9	2-2.5-3	2.7
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	2-8	1	•	0-4
Materiale del corpo implantare	Ti-5°(ISO5832-3)+TiN	Titanio	Titanio grado 5	Titanio grado 5 eli
Componenti protesici disponibili	Monconi e calici Ti-5°(ISO5832-3) o 316L(ISO5832-1)	Calcinabili, monconi, ucla oro	Cappette, monc. dritti e incl.	Cappette ritentive varie mescole
Filettatura automaschiante	Si	Si	Si	Si
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e Tin/PVD	Mordenzatura a microruvinità controllata	Doppia mordenzatura acida, no sabbatura	Sabbatura e mordenzatura
Confezionamento	Sterile ai raggi gamma, impianto e dado tappo sigillati in 2 buste LDPE, rinchiusi in contenitore rigido esterno PVC trasparente	Provetta + busta+scatola	Sospeso sul tappino, in ampolla, boccetta, scatola	Doppio blister con portaimpianto e cappetta ritentiva
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	No	Si	Si	Si
Certificazione FDA	No	No	No	No
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 128,00	Euro 35,00	Euro 75,00
Info azienda	•	•	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com www.titanmed.it	Tel. 06.87201371 www.tfsystem.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> MINI IMPIANTI

Denominazione del prodotto	TIOLOGIC ST	TOUAREG NP TOUAREG UNP	TRI-N ONE PIECE	VD	WAN
Produttore	Dentaurum Implants	Adin Dental Implants Systems Ltd	Hi-Tec Implants	Futura Implant System	Biaggini Medical
Forma corpo implantare profilo esterno	Cilindro-conico	Conico	Cilindrico apice conico	Cilindrico	Conico
Tipologia di attacco protesico integrato	A barra locator	•	A palla	A palla	Moncone fisso
Indicazioni	Tutte	Tutte	Per stabilizzazione protesi, applicabile in casi di creste sottili	Protesizzazione over- denture arcata inferiore	Carico immediato, spazi ristretti
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	7-9-11-13-15	10-11.5-13-16-18	11.5-13	9-11-13	8-10-11.5-13-16
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	2.75-3	2.4	2.5-3-4	3-3.3
Altezze del tratto transmucoso disponibili dell'impianto (mm)	1-2.5-4-5.5	•	4.8	4	2
Materiale del corpo implantare	Titanio grado 5 e grado 4	Titanio grado 5	Titanio	Titanio grado 4	Titanio
Componenti protesici disponibili	•	Monconi vari, transmu- cosal, Ball, calcinabili, temporary, cadcam bases	Cuffie per impronta e fabbricazione corona	Cuffie in titanio	Analogo da laboratorio
Filettatura automa- schiantante	Si	Si	Si	Si	•
Tipo di trattamento di superficie	Sabbiatura, mordenzatura	OsseoFix™	Sabbiatura e acidificazione	Sabbiatura e acidificazione	SLA
Confezionamento	Blister + carpule, sterilizzazione raggi gamma	Doppia ampollina sterile, include fixture, mount e vite tappo	Ampolla, blister, scatola esterna	Triplo 2 ampolle + blister	Capsula sterile
Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS) richiesti dalla direttiva europea 93/42/CEE e Marcatura CE	Si	Si	Si	Si	Si
Indicato per carico immediato	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazione FDA	Si	Si	Si	No	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00 compresa cuffia in titanio	Euro 75,00
Info azienda	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it www.dentaurum.de	Tel. 089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com	www.odontes.it	www.futuraimplantsystem.it	www.abutmentcompatibili.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto


* I prezzi si intendono al netto di IVA

Mini Impianti One-Piece Ms Resista

Parlare di mini impianti argomentandone vantaggi e svantaggi, in un'epoca dove l'implantologia muove verso una nuova cultura digitale, sembra scontato e fuori dal tempo. Abbiamo pensato di argomentare e proporre un articolo del 2011, tra i più autorevoli, che ne dimostra almeno l'efficacia in campi di applicazione ben specifici, là dove nessun impianto di diametro normale può essere applicato con successo.

Retrospective Multicenter Analysis of Immediate Provisionalization Using One-Piece Narrow-Diameter Implants. - *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2011 Jan-Feb;26(1):163-8.

Lo scopo di questa analisi retrospettiva è stato quello di riferire i risultati clinici, chirurgici e protesici, di mini impianti monofasici a carico immediato con collare transgengivale



e moncone protesico. Tutti i mini impianti sono stati utilizzati per sostenere restauri di incisivi centrali e laterali inferiori, agenesie di piccoli laterali superiori, collocati in una sola fase chirurgica secondo il protocollo raccomandato dal produttore e protesizzati con provvisori immediati. Dopo un periodo medio di guarigione

di 3 mesi nella mandibola e 5 mesi nella mascella, sono state fabbricate le protesi definitive. Il tasso di sopravvivenza degli impianti è stato analizzato contestualmente alla valutazione radiografica. Trentasei pazienti (20 uomini e 16 donne), di età compresa tra i 42 e i 72 anni, sono stati trattati con 62 mini impianti. Il tasso di successo

del 100% è stato osservato per un periodo medio fino a 33 mesi. Nello specifico 8 impianti sono stati collocati in posizione 12/22 del mascellare e 54 impianti sono stati collocati nelle aree degli incisivi mandibolari con 44 impianti fissi supportati da protesi parziali e 18 impianti supportati da corone singole. La lunghezza media variabile degli impianti era 13/15 mm e la perdita di osso marginale riscontrata a 12 mesi di follow-up è stata $0,53 \pm 0,37$ millimetri (range 0-1,4 mm). In conclusione, i risultati ottenuti suggeriscono che i mini impianti monofasici hanno un comportamento prevedibile e comparabile agli impianti standard, risultando particolarmente utili nei casi di atrofie ossee e minimali spazi interdentali.

➤ **PER INFORMAZIONI**
info@resista.it - www.resista.it

B-CURE® LASER

Laser therapy with the dual effect

Stop the pain & Heal its source

Manipolo wireless per biostimolazione

B-CureLaser DentalPro è un dispositivo medico e un'innovazione globale nella tecnologia soft laser. Unico ad avere un'ampiezza di lavoro di 4,5 cm².

In che modo funziona B-Cure Laser DentalPro?

Il soft laser (detto anche "cold laser" o laser a freddo) è un fascio laser che agisce sulla superficie delle pelle penetrando in profondità nei tessuti senza effetto riscaldante o danni alla pelle. Il trattamento soft laser stimola l'attività cellulare, rafforza i segnali delle cellule e aumenta l'efficacia del sistema immunitario naturale biostimolando la produzione di enzimi antinfiammatori, rilasciando endorfine (ormoni per la riduzione del dolore) e aumentando la formazione di collagene ed elastina per agevolare la cicatrizzazione delle ferite e la riabilitazione dell'area interessata dagli interventi chirurgici.



Risultato:

trattamento efficace e rapido di sintomi e cause del problema, ovvero le infiammazioni.

- Favorisce la riduzione del dolore e dei rigonfiamenti
- Riduce il tempo di recupero dopo gli interventi dentali
- Efficace per il trattamento delle infiammazioni acute e croniche
- Riduce il dolore articolare a livello di bocca e mandibola

Vantaggi:

- Efficacia dimostrata clinicamente per la riduzione del dolore e la guarigione di infiammazioni e ferite
- Trattamento naturale e non invasivo
- Semplice e sicuro da utilizzare quotidianamente in clinica o a domicilio
- Leggero, portatile e ricaricabile
- Nessun effetto negativo conosciuto
- Adatto a ogni età



- 1 Posizione orizzontale: parodontiti, gengiviti, estrazioni, infiammazione, ipersensibilità, ortodonzia, afte
- 2 Posizione verticale: impianti, trattamento del canale radicolare
- 3 ATM/TMD / dolore oro-facciale
- 4 Herpes, ferite e infezioni
- 5 Punto periferico per tutte le indicazioni



250-808...
Prodotto rivoluzionario
Brevetto israeliano + IP
-45 cm² di
terapia
coerente



Riduce i tempi
di guarigione



Riduce il
rischio di
infiammazione



Riduce dolore e
rigonfiamenti



Emissione
laser a elevata
potenza



dm
DenMat Italia

DenMat Italia srl
Via S. Andrea, 73 • 84081 • Baronissi (SA)
Tel. +39 089 9331021
Fax +39 089 9331022
www.denmatitalia.it • info@denmatitalia.it

Non solo trilobo. Nasce REP connessione conica



In casa Tecom Implantology nasce la linea REP Connessione Conica, rivisitazione del classico impianto REP Tapered a connessione trilobata.

Soddisfare le più svariate esigenze cliniche dell'implantologo con una gamma di prodotti qualitativamente eccellenti è la vocazione di Titanmed, che si esprime attraverso il proprio marchio Tecom Implantology. Per questo, da novembre 2015 è disponibile anche REP CC, la nuova linea implantare che affianca la storica REP a connessione trilobata. Il disegno dell'impianto REP CC, a corpo conico ispirato alla radice naturale del dente, vanta decenni di successi, grazie alla sua elevata stabilità primaria in tutti i protocolli di carico, compreso l'immediato. Il trattamento superficiale scelto per l'impianto REP in entrambe le connesio-

ni, è il TU, comparabile al rinomato trattamento TUnite™ come dimostrato dai test eseguiti da prestigiosi laboratori indipendenti specializzati in implantologia e dall'Università degli Studi di Torino, i cui report sono disponibili su richiesta. Al trattamento TUnite™, in uso dal 2000, è riconosciuta la capacità di favorire il processo iniziale di osteointegrazione e, a lungo termine, il mantenimento dei livelli di osso marginali e dei tessuti molli, grazie alla superficie mediamente ruvida creata dall'ossido di Titanio ed all'elevata presenza di fosforo. La connessione conica permette un miglior sigillo dell'accoppiamento moncone-impianto ed un'elevata resistenza meccanica, a tutto vantaggio della stabilità della

protesi, fattore chiave per la longevità del lavoro. Prevedibile quindi il successo di questo impianto che, grazie alla combinazione di eccellenti caratteristiche tecniche ed un rapporto qualità-prezzo imbattibile, può rappresentare la soluzione ottimale per la maggior parte dei casi clinici.

PER INFORMAZIONI

Titanmed srl
Via E. Monti 23, Fraz. Visconti
23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341.363504
Fax 0341.504407
marketing@tecomimplantology.com
www.tecomimplantology.com
www.titanmed.it

isolite[®] SYSTEMS

Better Isolation = Better Dentistry[®]



Controllo Totale del cavo orale

Isolite[®] Systems mantiene il campo di lavoro asciutto come una diga, ma in maniera molto più semplice, veloce, sicura e più confortevole per il paziente. I vantaggi in termini di sicurezza e facilità d'uso incrementano l'efficienza nella pratica quotidiana, i risultati e la soddisfazione dei pazienti.

- **Retrazione e protezione della lingua e delle guance:** il boccaglio Isolite[®] Systems è realizzato con un materiale elastomero più morbido del tessuto gengivale, che funge da scudo per la lingua e le guance, fornendo una maggior protezione dalle ferite causate dai manipoli e da tutti gli altri strumenti.
- **Protezione del campo di lavoro:** previene aspirazioni impreviste durante l'operatività (es. residui di lavorazioni).
- **Migliore visibilità:** garantisce ampia visibilità del campo e permette di monitorare meglio il paziente.
- **Comfort per i pazienti:** mantiene la bocca del paziente aperta senza alcuno sforzo.
- **Libertà per l'assistente:** grazie all'aspirazione integrata nel boccaglio, il dentista lavora a mani libere, lasciando libertà all'assistente per altre attività.

Distributore Esclusivo

HENRY SCHEIN[®]
Krugg

Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)



Attrezzature
800 011423

www.henryschein.it