

➤ PERNI ENDODONTICI

Prodotto	ANATOMIC GLASS	AVANT BLACK	AVANT TRANSLUCENT	AVANT WHITE
Produttore	DEI Italia srl	Bioloren srl	Bioloren srl	Bioloren srl
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•
Tipo di fibre	Vetro	Carbonio	Vetro traslucente	Vetro triglass
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica no bisfenolo	Epossidica no bisfenolo	Epossidica no bisfenolo
Lunghezza dei perni (mm)	20	20	20	20
Diametri disponibili (mm)	1-1,4	0,8-1-1,2-1,4-1,6	0,8-1-1,2-1,4-1,7	0,8-1-1,2-1,4-1,6
Conicità %	Variabile	2 e 2-4	Troncoconico	2 e 2-4
Ritentività (MPa)	1.550	30	32	30
Resistenza alla flessione (MPa)	1.500	1.900	2.200	1.900
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	>46	19-22	19/25	19/22
Fibre unidirezionali	Si	Si	Si	Si
Traslucente	Si	No	Si	Si
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	Si fresa calibrata in acciaio inox per ogni diametro del perno	Si per ogni perno inox	Si per ogni perno inox	Si per ogni perno inox
Cemento consigliato	Poker Cem automix dual	URC Bioloren	URC Bioloren	URC Bioloren
Radiopacità	Si	No	Si	Si
Sterilità dei perni	No	No	No	No
Possibilità di sterilizzazione	Si in autoclave	Si a vapore	Si a vapore	Si a vapore
Necessità di silanizzazione/adesivo sul perno	Si	No	No	No
Fibre pre-tensionate	Si	No	No	No
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	Si	No	No	No
Numero riutilizzi fresa	Max 30	30	30	30
Altre caratteristiche	Ha una forma allungata e contenuta in zona apicale che permette di posizionare il perno con facilità anche in radici strette e rastremate	•	•	•
Confezioni in commercio	Kit da 15 perni assortiti e 3 frese/ricambi	Kit da 40 e refill da 10	Kit da 40 e refill da 10	Kit da 30 e refill da 10
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 0331.969270 www.deiitalia.it	Tel. 02.96703261 bioloren.com	Tel. 02.96703261 bioloren.com	Tel. 02.96703261 bioloren.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza.

Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

			
COBRA CONICO	CONIC 6% POST BLACK	CONIC 6% POST WHITE	CONICAL OVER POST
Micro Medica srl	Ghimas spa	Ghimas spa	Overfibers srl
•	•	•	•
Quarzo	Carbonio	Vetro	Vetro
Epossidica	Epossidica	Epossidica	Epossidica
16	21	21	20
0,50-0,70-0,90-1,10	1-1,2-1,4-1,6-1,8	1-1,2-1,4-1,6-1,8	0,5-0,6-0,7
2-4-6	6	6	4/6-6-6/8
•	30	31	28,6 al Push Out
> 1.600	2.000	1.900	1.500
> 0,015	150	54	60
Si	Si	Si	Si
Si	No	No	Si
Si 4 frese calibrate	Si 5 frese acciaio inox	Si 5 frese acciaio inox	Si frese/alesatori calibrati per ogni diam.
Duale resinoso	Dual Cement	Dual Cement	Tutti i cementi auto e duali
Si	Si	Si	Si 215% Al
No	No	No	No
Si in autoclave	Si a vapore	Si a vapore	Si in autoclave
No	No	No	No
Si	No	No	Si
No	No	No	No
•	30-40	> 30	•
100% trasparente	•	•	Elevata resistenza, la ruvidità superficiale incrementa la forza di adesione, (testata) con tutti i cementi adesivi usati
Refill da 10 perni, Kit 20 perni+frese	10 pezzi	10 pezzi	10 in blister per ogni misura, Conical Drill alesatori calibrati per ogni misura
Non fornito	Euro 38,00	Euro 38,00	Euro 44,90 (10 perni in blister) 13,00 (alesatore)
Tel. 0384.672867 www.micromedicasrl.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 051.575353 www.ghimas.it	Tel. 0542.52153 www.overfibers.com

tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni.

Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigé. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigé.

La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ PERNI ENDODONTICI

Prodotto	CYLINDRICAL OVER POST	D.T. LIGHT POST®	D.T. LIGHT POST® ILLUSION
Produttore	Overfibers srl	R.T.D	R.T.D
Importatore/Distributore	•	Dentsply	Dentsply
Tipo di fibre	Vetro	Quarzo traslucanti	Quarzo traslucanti
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica	Epossidica
Lunghezza dei perni (mm)	19	20	20
Diametri disponibili (mm)	0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	0,80- 0,90-1,1-1,2	0,80- 0,90-1,1-1,2
Conicità %	Cilindrico a punta conica	Doppia per ogni perno da 2 a 10	Doppia per ogni perno da 2 a 10
Ritentività (MPa)	28,6 al Push Out	•	41,1
Resistenza alla flessione (MPa)	1.500	1.600	2.000
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	60	15	40-45
Fibre unidirezionali	Si	Si	Si
Traslucante	Si	Si	Si
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	Si frese/alesatori calibrati per ogni diam.	Si 2 frese calibrate per ogni perno	Si 2 frese calibrate per ogni perno
Cemento consigliato	Tutti i cementi auto e duali	Core x Flow cemento composito	Core x Flow cemento composito
Radiopacità	Si 215% Al	Si 1,25-1,50 mm Al equivalente	Si 340% Al
Sterilità dei perni	No	No	No
Possibilità di sterilizzazione	Si in autoclave	Si con soluzioni alcoliche medicali	Si con soluzioni alcoliche medicali
Necessità di silanizzazione/adesivo sul perno	No	Si adesione/No non necessita di silanizzazione	Si adesione/No non necessita di silanizzazione
Fibre pre-tensionate	Si	Si	Si
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	No	Si	Si
Numero riutilizzi fresa	•	Multipli	Multipli
Altre caratteristiche	Elevata resistenza, la ruvidità superficiale incrementa la forza di adesione, (testata) con tutti i cementi adesivi usati	Perno a doppia conicità nel terzo medio e nel terzo apicale con fibre di quarzo pre-tensionate, che si adatta a canali preparati con strumenti in Ni-Ti e garantisce una preparazione conservativa	Perno a doppia conicità nel terzo medio e nel terzo apicale con fibre di quarzo pre-tensionate, che si adatta a canali preparati con strumenti in Ni-Ti e garantisce una preparazione conservativa
Confezioni in commercio	10 perni in blister per ogni misura, Cylindrical Drill alesatori calibrati per ogni misura	Blister da 10	Blister da 10 e 20 perni
Prezzo di listino*	Euro 36,50 (10 perni in blister) 13,00 (alesatore)	Non fornito	Non fornito
Info azienda	T. 0542.52153 www.overfibers.com	www.dentsply.it	www.dentsply.it

Legenda: 🔍 approfondimento 🔑 focus prodotto

DEI READY CORE	DENTINPOST X COATED	RADIX® FIBERPOST	ENAPOST CONICITÀ 2%
DEI Italia srl	Komet	Dentsply Maillefer	Micerium spa
•	•	Simit Dental	•
Vetro	Vetro	Vetro traslucenti	Vetro
Epossidica	Epossidica	Epossidica	Matrice resino composita da restauro
13,2-17,7	6	20	2
2,6-4,1	070 e 090	0,8-1-1,3	0,8-1,0-1,2-1,4
Variabile	3	Cilindrico-conica	2
1.550	•	30	1.700-1.800
1.550 ± 100	1.500 valore da norma ISO 14125	•	•
49,5 ± 1,5	30	45	22
Si	Si	Si	Si
No	Si	Si	No
Si 5 frese diamantate	Si 1 fresa calibrata + 1 strumento irruviditore (opzionale)	Si frese calibrate easy post tm precision drill e largo tm peeso reamer	Si 4 frese di diametro diverse
DEI Poker Cem Automix Dual	No	Cementi duali auto e fotopolimerizzanti	Enacem HF altamente caricato ma a basso spessore
Si	Si	Si (1.2-1.3)	Si
No	No	Si	No
Si in autoclave	No	Si in autoclave	•
Si	No	No	No
Si	No	Si	No
Si	No	Si	No
•	30	•	•
Il sistema è composto da 8 perni di differente forma a seconda si debba intervenire su di un incisivo centrale, laterale, canino, premolare superiore o inferiore	Perno rivestito con strato di silicato, di silano e polimero	Elevata densità delle fibre di vetro	Stessa elasticità della dentina, perfetta coesione fibre-composito, estetico: color dentina e fluorescente
Kit intro 24 perni e 5 frese/ricambi conf da 5 pz	DPXCL6 070 e DPXCL6 090	Basic kit (24 perni+3 frese), trial kit (2 perni+3 frese)	Kit completo composto da 20 perni in quattro misure diverse, 4 frese (1 per misura). Ricambi da 10 e 30 pz
Non fornito	Euro 162,90 (10 pezzi)	Non fornito	Euro 53,00
Tel. 0331.969270 www.deiitalia.it	Tel. 02.67076654 www.komet.it	www.dentsplymaillefer.com Distributore Simit Dental srl Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ PERNI ENDODONTICI

Prodotto	ENAPOST CONICITÀ 10%	EZ-FIT	FLEXI-POST
Produttore	Micerium spa	EDS – Essential Dental System	EDS – Essential Dental System
Importatore/Distributore	•	Maxi Medical	Maxi Medical
Tipo di fibre	Vetro	Vetro rinforzate con resina epossidica	Titanio
Tipo di matrice resinosa	Matrice resino composita da restauro	Epossidica	•
Lunghezza dei perni (mm)	2	11,56-14,36-16,49	10,5-20
Diametri disponibili (mm)	0,5-0,7-0,9-1,1	0,85-1,14-1,40	0,95-1,90
Conicità %	10	•	Cilindrici
Ritentività (MPa)	1.700-1.800	•	•
Resistenza alla flessione (MPa)	•	•	•
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	22	41	•
Fibre unidirezionali	Si	•	•
Traslucente	No	Si	Si
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	Si 4 frese di diametro diverse	Si	Si 1 reamer e 1 drill per ogni misura
Cemento consigliato	Enacem HF altamente caricato ma a basso spessore	Flexi-Flow EDS	Flexi-Flow EDS
Radiopacità	Si	Si	Si
Sterilità dei perni	No	No	No
Possibilità di sterilizzazione	No	Si	Si
Necessità di silanizzazione/adesivo sul perno	No	No	No
Fibre pre-tensionate	Si	•	•
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	No	•	•
Numero riutilizzi fresa	•	•	•
Altre caratteristiche	Stessa elasticità della dentina, perfetta coesione fibre-composito, estetico: color dentina e fluorescente	Sottosquadri e scanalature sulla testa e sul gambo consentono ottima ritenzione del materiale per ricostruzione. Bloccano il perno con il cemento garantendo un'elevata ritenzione	•
Confezioni in commercio	Kit completo composto da 20 perni in quattro misure diverse, 4 frese (1 per misura). Ricambi da 10 e 30 pz	10 pezzi	•
Prezzo di listino*	Euro 63,00	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 02.89124838 www.maximedical.it	Tel. 02.89124838 www.maximedical.it

Legenda: 🔍 approfondimento 🔑 focus prodotto

			
FLEXI-POST FIBER	HI-REM PROSTHETIC POST	HS	MICRO CORE
EDS – Essential Dental System	Overfibers srl	Micro Medica srl	Micro Medica srl
Maxi Medical	•	•	•
Vetro rinforzate con resina epossidica	Vetro	Quarzo	Quarzo
Epossidica	Epossidica	Epossidica	Epossidica
11,25-16,40	19	16	14
1,17-1,65	0,7/1,2-0,8/1,4-0,8/1,6-0,9/1,8	0,50-0,70-0,90-1,10	2-2,4
Cilindrici	4-5-6-8	2-4-6	•
•	28.6 al Push Out	•	•
•	1.650	> 1.600	> 1.600
41	60	> 0,015	> 0,015
•	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si 1 maschiatore 1 reamer e 1 drill per ogni misura	Si frese/alesatori calibrati per ogni diam.	Si 4 frese calibrate	Si 6 frese speciali
Flexi-Flow EDS	Tutti i cementi auto e duali	Duale resinoso	Duale resinoso
Si	Si 215% Al	Si	Si
No	No	No	No
Si	Si in autoclave	Si autoclave	Si in autoclave
No	No	No	No
•	Si	Si	Si
•	No	No	No
•	•	•	•
•	Facilmente removibile, l'asse centrale è costituito da una morbida macro-fibra blu immediatamente identificabile. La ruvidità superficiale incrementa la forza di adesione, (testata) con tutti i cementi adesivi usati	100% trasparente	100% trasparente
•	Starter Kit (9, 3 per misura +3 Alesatori 1 per misura) ricambi in blister 10 per ogni misura, alesatori	Refill da 10 perni, Kit 20 perni+frese	Refill da 5 perni, Kit da 45 perni+frese
Non fornito	Euro 85,00 (Starter Kit) 55,00 (ricambio 10 perni in blister) 13,00 (alesatore)	Non fornito	Non fornito
Tel. 02.89124838 www.maximedical.it	Tel. 0542.52153 www.overfibers.com	Tel. 0384.672867 www.micromedicasrl.it	Tel. 0384.672867 www.micromedicasrl.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ PERNI ENDODONTICI


Prodotto	MTWO KOR	MTWO POST	OPTICORE POST
Produttore	Sweden & Martina spa	Sweden & Martina spa	IDS Spa
Importatore/Distributore	•	•	•
Tipo di fibre	Vetro con moncone integrato	Carbonio e vetro	Vetro traslucido
Tipo di matrice resinosa	Epossidica	Epossidica	Epossidica no bisfenolo
Lunghezza dei perni (mm)	13,4 -13,7	18	20
Diametri disponibili (mm)	0,70-0,90-1,10	0,55-0,65-0,45-0,85-1,0-1,2	0,8-1,0-1,2-1,4
Conicità %	Varie nei primi 7,7 mm	.04-.06 (conici nei primi 12 mm. poi cilindrici)	2/4-6
Ritentività (MPa)	•	•	32
Resistenza alla flessione (MPa)	1.600	1.550 ± 100	1.200
Modulo elastico bilanciato in flessione (GPa)	45	140±5 (carbonio), ≥ 49.5±1.5 (vetro)	26
Fibre unidirezionali	•	•	Si
Traslucido	Si	Si	Si
Possibilità di kit di frese calibrate apposite per la preparazione del canale radicolare	Si 6 diverse frese calibrate sui diametri	Si MTWO post file in niti 55/.06	Si per ogni misura - inox
Cemento consigliato	Virage dual (Sweden & Martina), Biscem®, Duo-link universal (Bisco)	Virage dual (Sweden & Martina), Biscem®, Duo-link universal (Bisco)	Opticore n3 (duale per cementazione e ricostruzione)
Radiopacità	Si	Si	Si 200%
Sterilità dei perni	No	No	No
Possibilità di sterilizzazione	•	•	Si a vapore
Necessità di silanizzazione/adesivo sul perno	No	No silanizzazione	No
Fibre pre-tensionate	Si	Si	No
Fresa dedicata a rimozione perno e/o otturazione canalare	No	No	No
Numero riutilizzi fresa	•	•	30
Altre caratteristiche	Moncone integrato, testa perno colorata per un facile riconoscimento	Modulo elastico molto simile a quello della dentina	Superficie microsabbata
Confezioni in commercio	Kit di 27 perni misure assortite + 6 frese calibrate/ricambi da 5 pz	Kit assortiti da 30 pz/ricambi da 10 pz	Kit assortiti e refill 12 perni
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 60,00
Info azienda	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 019.862080 www.ids dental.it

			
READY CORE MICRO	SIMPLEX	UNICORE	VALLPOST™
DEI Italia srl	Micro Medica srl	Ultradent Products Inc	VALL-CER d.o.o
•	•	•	•
Miscela speciale di fibra di vetro traslucida con resina epossidica	Quarzo	Vetro	Ossido di zirconio
Epossidica	Epossidica	Epossidica	•
13,2	16	19	12-19
2,1-2,6	0,80-1-1,20-1,40-1,60	0,6-0,8-1-1,2-1,5	1,2-1,4-1,6-1,8
Variabile	Cilindrico	3 ca.	Perno parallelo con apice conico
1.550	•	1.200	>25
1.550	> 1.600	1.600	>1.000
52 (modulo elastico)	> 0,015	13	210
Si	Si	Si	No
Si	Si	Si	Si
Si 4 frese calibrate in acciaio inox	Si 6 frese calibrate	Si calibrate per diametro; in acciaio e diamante	Si ogni tipo di perno (16) ha fresa calibrata
Poker Cem Automix Dual	Duale resinoso	Permaflo DC, cemento composito duale	Cementi auto-polimerizzabili
Si	Si	Si standard ISO	Si 100%
No	No	No	No
Si in autoclave	Si in autoclave	Si in autoclave	Si in autoclave
Si	No	No	No
Si	Si	Si	No
Si	No	No	No
30	•	15 alesature in dentina, e/o 10 rimozioni di otturazioni (anche Thermafil), e/o 5 perni in fibra	>40
Indicati per la costruzione di monconi resistenti con caratteristiche che possano garantire un valido supporto ai lavori protesici che dovranno sostenere	100% trasparente	Fibre coassiali, pre-tensionate, superficie micro ritentiva. Codifica colore ISO. Kit autoclavabile e riutilizzabile. Uso specifico mis. 0,6 a coppie, anche nei monoradicoli, per evitare torsioni	Forma speciale della parte coronale con anello di ritenzione
Kit 50 perni e 4 frese/ricambi conf da10 perni	Refill da10 perni, Kit 20 perni+ frese	Starter kit UP 7132 (5 pz. mis. 0,8 e 1,0+2 frese), System kit UP 7120 (5pz x mis.+4 frese), altro	Kit 6 perni e una fresa; Set 6 perni
Non fornito	Non fornito	Euro 131,70 (UP 7132) 266,80 (UP 71209) 48,90 (Refill 5 pz) 66,80 (UP 7133)	Non fornito
Tel. 0331.969270 www.deiitalia.it	Tel. 0384.672867 www.micromedicasrl.it	Numero Verde 800.830715 www.ultradent.it	Tel. +386 1 320 7328 www.vall-cer.com

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Nuovo perno in fibra di quarzo Crystal Quartz Fiber Post

La moderna odontoiatria ha compiuto oggi passi da gigante grazie alle metodiche avanzate, all'ampia scelta di materiali e ai nuovi macchinari sofisticati ed altamente tecnologici. La cura e la conservazione dell'elemento dentale, anche fortemente compromesso, rappresenta oggi la sfida che ogni odontoiatra vuole vincere. Crystal Quartz Fiber Post, è il nuovo perno in fibra di quarzo 100% trasparente di Micro Medica. Crystal è il risultato di molti anni di ricerca e sperimentazione, l'uso di materie prime purissime ed una tecnologia produttiva all'avanguardia hanno permesso di ottenere un prodotto con caratteristiche uniche. Utilizzando un mix perfetto di fibra di quarzo e resina epossidica abbiamo creato un perno dalla trasparenza perfetta e dalle caratteristiche meccaniche eccezionali. La luce finalmente non incontra ostacoli e può attraversare senza



problemi il perno, il cemento foto polimerizzato ha caratteristiche meccaniche e di adesione decisamente superiori al cemento auto indurito, per questa ragione utilizzare un perno perfettamente trasparente può garantire al professionista cementazioni perfette. Le fibre longitudinali pretensionate ed un modulo elastico molto simile a quello della dentina, fanno dei perni Crystal lo strumento adatto per ricostruzioni resistenti e performanti. Ogni singola forma dei nuovi perni è stata studiata per soddisfa-

re le esigenze della moderna endodonzia nel rispetto dell'anatomia radicolare. I perni Crystal, come tutti i perni in fibra Micro Medica, sono trattati superficialmente con il nuovo esclusivo BWT Brushing Water Treatment, un sistema innovativo che permette di rendere estremamente ruvida la superficie dei perni senza danneggiarli, un leggerissimo massaggio prepara la superficie in modo omogeneo e ne aumenta il potere ritentivo fino al 40% in più rispetto ai perni tradizionali. Il sistema inoltre

effettua una accurata pulizia eliminando dalla fibra qualsiasi impurità. BWT garantisce una perfetta adesione con qualsiasi cemento favorendo un legame cemento - fibra incredibilmente resistente. Micro Medica è da sempre attenta all'evoluzione dei materiali e dei mercati, il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti nel mondo a vincere la sfida con il mercato del futuro con prodotti nuovi, competitivi e tecnologicamente avanzati. La nuova linea di perni in fibra Crystal è la conferma che lavorare con passione ed impegno può solo far ottenere grandi risultati.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Micro Medica srl
Via Mortara 57
27038 Robbio (PV)
Tel. 0384.672867
Fax 0384.682912
Info@micromedicasrl.it
www.micromedicasrl.it

EasyOil

La manutenzione a portata di mano



OFFERTA

€69,90*

+IVA

spese spedizione € 9,00

prezzo di listino € 134,80+iva

L'offerta comprende: 1 EasyAdapter per contrangoli e manipoli con attacco ISO/E-Type (INTRAmatic®), 1 EasyAdapter per la manutenzione della pinza, 1 EasyAdapter per turbina a scelta e 1 Bomboletta EasySpray (500ml). EasyAdapter addizionali sono acquistabili separatamente.



Fotografa il QRCode per ordinare online

Per ordini telefonici: 0761.393.327

*Offerta valida fino al 30 settembre 2016



Meno riparazioni
meno costi!

Una promozione infodent

INFODENT