


Sbiancanti domiciliari e professionali

Sondaggio su **230** responder


Qual è la caratteristica più importante che deve avere un trattamento sbiancante?

Dimostrato che non danneggia lo smalto	110	48%
Alta concentrazione	0	0%
Disponibilità di casi clinici e studi a supporto	53	23%
Garanzia di mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti	67	29%




Quanti trattamenti sbiancanti esegue mediamente in un mese?

Uno	120	52%
Da uno a cinque	85	37%
Più di cinque	25	11%



Quali tipologie di trattamento sbiancante propone maggiormente?

Domiciliari	40	17%
Professionali	117	51%
Combinazione di entrambi	73	32%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ SBIANCANTI DOMICILIARI

						
Denominazione del prodotto	BRILLANCE 22%	ENA WHITE 2.0	ENA WHITE LIGHT	NATURAL+ HOME	OPALESCE GO	OPALESCE PF
Produttore	Dental World srl	Micerium spa	Micerium spa	Meodental	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc
Agente chimico sbiancante	Perossido di carbammide al 22%	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di idrogeno al 6% stabilizzato	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di carbammide al 10- 16%
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIA	Cosmetico	Cosmetico	Dispositivo medico di classe IIA - CE 1014	Cosmetico professionale per uso domiciliare	Cosmetico professionale
pH	6,5-6,8	6,5	6,5	7	5-7,2	6,5
Acceleratore chimico	Idrossido di sodio	XS151™	•	Idrossido di sodio	No	No
Desensibilizzante con agente remineralizzante	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio e fluoro	Si nitrato di potassio e fluoro	Si nitrato di potassio e sali del Mar Morto	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio	No	Si Ena White gel desensibilizzante	Si fluoruro di sodio	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio
Altri componenti	Glicerina, fosfato trisodico, acido fosforico	Nitrato di potassio e fluoro	Nitrato di potassio e fluoro	Acqua, silice, PE6-8, glycerin, carboxymethylcellulose, dye (CI 14720)	Acqua	Acqua 20% del volume totale
Mascherine personalizzate	Si	No	Si	Si	No	Si
Confezionamento	5 siringhe da 3 ml	1 spazzolino con gel sbiancante 6 ml	4 siringhe da 3 ml/2 siringhe da 3 ml+box portamascherina	Siringa di gel da 7 ml singola o in kit	Mascherine universali precaricate monouso in blister sup/inf: Mini kit (4 blister) o Patient Kit (10 blister)	8 siringhe più accessori o 40 siringhe; 1,2 ml
Durata delle applicazioni (min)	20	Spazzolare 1 min	6-8 ore	60-90	60-90 al giorno	6-8 ore (10%) 4-6 ore (16%)
N° di applicazioni	3	2-3 volte al giorno (trattamento 2/3 sett)	10 giorni	Decise dal dentista	5-10	5-10
Materiale informativo per il paziente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 59,00	Euro 79,9 (Kit: 1 spazzolino + 1 dentifricio omaggio) Euro 999,00 (kit 24 pz. personalizzato nome)	Euro 48,60 (Kit: 4 siringhe da 3 ml)	A partire da euro 49,00	Euro 67,50 (Opalescence Go Patient Kit) 31,50 (Opalescence Go Mini Kit)	Euro 70,50 (Doctor Kit) 232,90 (Refill 40 siringhe)
Info azienda	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	www.meodental.com Dati forniti da Ilic Tel. 02.55016500 www.ilic.it	Tel. 02.45864461 www.ultradent.it	Tel. 02.45864461 www.ultradent.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	PHILIPS DAYWHITE	PHILIPS NITEWHITE	POLA DAY	POLA NIGHT	STRISCE SBIANCANTI DISSOLVING	WHITE CLASS WITH CALCIUM	WHITEWASH PROFESSIONAL GEL HP
	Philips	Philips	SDI Limited	SDI Limited	White Wash Laboratories	FGM – Brasil	White Wash Laboratories
	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di carbammide al 10% o 16%	Perossido di idrogeno al 6% 7,5% 9,5%	Perossido di carbammide al 10% 16% 22%	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di idrogeno al 7,5%	Perossido di idrogeno al 6%
	Cosmetico	Cosmetico	Cosmetico/DM	Cosmetico/DM	•	Dispositivo medico di classe IIA	•
	7,5-8,5	4,75-6 (10%) 5-6 (16%)	7	7	•	7	6,5
	No	No	•	•	No	•	•
	Si relief ACP (fosfato di calcio amorfo)	Si relief ACP (fosfato di calcio amorfo)	Si nitrato di potassio e fluoro	Si nitrato di potassio e fluoro	No	Si nitrato di potassio, fluoruro di sodio, calcio	Si fluoruro di sodio
	No	No	•	•	No	Si Desensibilize KF	Si nitrato di potassio
	Potassium nitrate, sodium fluoride	Potassium nitrate, sodium fluoride	Agenti lenitivi ed emollienti, acqua, glicerina	Agenti lenitivi ed emollienti, acqua, glicerina	Pectina, PVP, glicerina, acqua, menta piperita (estratto), polisorbato 80, sucralosio	•	Acqua 35%, addensante, aloe vera
	Si	Si	Si	Si	No	No	Si
	6 siringhe da 2,4 ml cad (18 arcate) oppure 9 siringhe da 2,4 ml cad (27 arcate)	6 siringhe da 2,4 ml cad (18 arcate) oppure 9 siringhe da 2,4 ml cad (27 arcate)	Kit 4, 10, 50 siringhe da 1,3 g	Kit 4, 10, 50 siringhe da 1,3 g	56 strisce sbiancanti dissolventi	4 siringhe da 3 g	Siringa di gel da 3 ml singola o in kit
	15-30 due volte al giorno	Tutta la notte	30-90	40-360	20	60-90	60-90
	8-10 giorni	8-10 giorni	5-15 giorni	5-15 giorni	8-12	•	Decise dal dentista
	Si	Si	Si	Si	Si online	•	Si
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 39,00	Euro 72,00	A partire da euro 17,00
	Tel. 039.2036831 www.philips.it Dati forniti da Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 039.2036831 www.philips.it - Dati forniti da Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 800.780635 www.sdi.com.au www.polawhite.com.au	Tel. 800.780635 www.sdi.com.au www.polawhite.com.au	whitewashlaboratories.com - Dati forniti da Illic Tel. 02.55016500 ilic.it	FGM www.fgm.ind.br Distributore Isasan Tel. 02.96754179 www.isasan.com	whitewashlaboratories.com Dati forniti da Illic Tel. 02.55016500 ilic.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ A CONFRONTO

➤ SBIANCANTI PROFESSIONALI

							
Denominazione del prodotto	BRILLANCE 35%	ENA WHITE POWER	ENA WHITE REGULAR	EXTRA SHINE PROFESSIONAL	NATURAL + PROFESSIONAL	OPALESCEENCE BOOST	PHILIPS DASH
Produttore	Dental World srl	Micerium spa	Micerium spa	White Smile GmbH	Meodental	Ultradent Products INC	Philips
Agente chimico sbiancante	Perossido di carbammide	Perossido di idrogeno al 35%	Perossido di idrogeno al 12%	Perossido di idrogeno al 37,5%	Perossido di idrogeno al 35% stabilizzato	Perossido di idrogeno al 40%	Perossido di idrogeno al 30%
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe I	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico	Dispositivo medico di classe IIA
pH	7	7,3	7,3	•	7	6-8,5 miscelato	•
Acceleratore chimico	Idrossido di idrogeno	Idrossido di sodio	•	•	Idrossido di sodio	•	Si
Durata del prodotto dall'attivazione	30 min	•	Non necessita attivazione	•	•	10 giorni, conservato in frigorifero	Autoattivante
Tecnologia della lampada	A luce fredda (led)	•	•	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)	•	•
Attivazione con energia luminosa	Si lampada led BL12	No	No	•	Si led blu 470 nm e rosso 660 nm	No	No
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio	Si Ena White gel desensibilizzante	Si Ena White gel desensibilizzante	•	Si fluoruro di sodio e nitrato di potassio	Si nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Si Relief Acp Gel (fosfato di calcio amorfo)
Altri componenti	Glicerina, acqua, edta	Fluoro e nitrato di potassio	Fluoro e nitrato di potassio	•	Acqua, PEG, silice, ispessente, colorante	Acqua > 20%, idrossido di potassio	•
Protezione gengivale	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento	3 siringhe da 5 ml+1 diga	1 siringa bicomponente 5 g + diga o ricambio 2x5 g	1 siringa 2 ml + diga o ricambio 2x2 ml	2 siringhe per 2,5 ml	6 coppie di siringhe confezionate individualmente+6 confezioni con tutti gli accessori necessari	Siringa da 1,2 ml o da 0,5 ml	1 siringa da 2,9 gr + materiale per isolare i tessuti (diga liquida, apribocca, garze)
N° di sedute	1	3 max	10 giorni	1	1 (2 solo casi difficili, es. tetracicline)	2 minimo	1
Durata della seduta (min)	20	10	30	30 minimo	30-45	20	45
Trattamento domiciliare abbinato	No	Si	Si	No	Si	Si	No
Prezzo di listino*	Euro 78,00	Euro 81,00 (kit) 122,00 (ricambio composito da 2 pz. da 5 gr)	Euro 56,00 (Kit) 62,00 (ricambio)	Euro 99,00 (2 siringhe gel, diga liquida e mousse al fluoro post trattamento, apribocca)	Euro 460,00	Euro 176,90 Opalescence Boost Intro Kit (4 casi)	Non fornito
Info azienda	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 800.100793 www.degiorgi.it	www.meodental.com Dati forniti da Ilic Tel. 02.55016500 www.ilic.it	Tel. 02.45864461 www.ultradent.it	Tel. 039.2036831 www.philips.it Simit Dental Tel. 376.267811 www.simitdental.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	PHILIPS ZOOM CHAIRSIDE WHITENING KIT	PHILIPS ZOOM CHAIRSIDE WHITENING KIT (25%)	POLA OFFICE	POLA OFFICE +	W SMILE 35% MONOCOMPONENTE	W SMILE 38%	WHITENESS HP BLUE WITH CALCIUM	WHITENESS HP MAXX
	Philips	Philips	SDI Limited	SDI Limited	Dental World srl	Dental World srl	FGM – Brasil	FGM – Brasil
	Perossido di idrogeno al 6%	Perossido di idrogeno al 25%	Perossido di idrogeno al 35%	Perossido di idrogeno al 37,5%	Perossido di idrogeno al 35%	Perossido di idrogeno al 38%	Perossido di idrogeno al 35% 20%	Perossido di idrogeno al 35%
	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico	Dispositivo medico	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA	Dispositivo medico di classe IIA
	7-8,5	7-9	4,5	7	9-10	9-10	•	7
	Si	No	•	•	Idrossido di sodio	Idrossido di sodio	•	•
	•	•	1 ora circa	1 ora circa	30 min	30 min	•	•
	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)	•	•	A luce fredda (led)	A luce fredda (led)	•	•
	Si lampada a led whitespeed	Si lampada a led whitespeed	No	No	Si lampada led BL12	No	No	Si laser, lampada polimerizzatrice, plasma ecc.
	Si Relief Acp Gel (fosfato di calcio amorfo)	Si Relief Acp Gel (fosfato di calcio amorfo)	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio	Si Desensibilize KF	Si Desensibilize KF
	Nitrato di potassio e fluoruro di sodio	Nitrato di potassio	Fluoro	Fluoro	Glicerina, acqua	Glicerina, acqua, pigmenti	Calcio gluconato	•
	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	6 siringhe da 4 ml cad ed accessori vari	2 siringhe da 4,6 gr cad ed accessori vari	Kit 6 polv.+ 6 liq.	Kit 1 e 3 siringhe 2,8 ml	2 siringhe da 3 ml+1 diga	3 siringhe da 2,5 ml+1 diga	6 siringhe perossido 1,2 g+6 di addensante +soluz neutral 2 g + 1 Top Dam	Perossido 10 g+addensante 5 g+soluz neutral 2 g+1 Top Dam 2 g
	1+domiciliare	1	1	1	1	1	1	1
	15-60	15-60	30	30	15	15	40 (35%) 50 (20%)	60
	Si	No	Si	Si	No	No	Si	Si
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 65,00	Euro 86,00	Euro 175,00 (kit da 6 applicazioni)	Euro 165,00 (kit 3 pazienti)
	Tel. 039.2036831 www.philips.it Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 039.2036831 www.philips.it Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 800.780635 www.sdi.com.au www.polawhite.com.au	Tel. 800.780635 www.sdi.com.au www.polawhite.com.au	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	FGM www.fgm.ind.br Distributore Isasan Tel. 02.96754179 www.isasan.com	FGM www.fgm.ind.br Distributore Isasan Tel. 02.96754179 www.isasan.com

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Celebriamo insieme il 25° compleanno di Opalescence

Opalescence, la linea di trattamenti sbiancanti della Ultradent Product Inc., celebra quest'anno il suo 25° compleanno.

La nascita dei sistemi di sbiancamento Opalescence risale al 1990 quando Jaleena, la primogenita del Dr. Dan Fischer-CEO della Ultradent Product Inc., chiese a suo padre come avrebbe potuto ottenere denti più bianchi. Solo un anno più tardi fu introdotto sul mercato il primo innovativo gel sbiancante Opalescence, il gold standard dei trattamenti sbiancanti grazie alle caratteristiche uniche che il gel, anche dopo numerosi anni, continua ad avere rispetto ai suoi principali concorrenti. Il gel ha una viscosità ottimale che garantisce la massima efficacia dello sbiancamento dato che rimane dove viene posizionato, assicurando allo stesso tempo sicurezza e confort per il paziente. Sono passati 25 anni



da quel giorno e, da allora, la gamma dei sistemi di sbiancamento Opalescence si è ampliata; è disponibile in differenti gusti e concentrazioni per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei professionisti dentali. Tutti i prodotti Opalescence non contengono glutine, zucchero e dolcificanti cancerogeni, sono dotati di certificazione Kosher,

hanno PH neutro e un'alta concentrazione di acqua che aiuta a prevenire la disidratazione. Un ulteriore minimo comune denominatore dell'intera gamma di trattamenti sbiancanti Opalescence, oltre agli agenti sbiancanti presenti nel gel "i perossidi", è l'esclusiva Formula PF: una combinazione ottimale di Nitrato di Potassio

e Fluoro che rafforza lo smalto, riduce la sensibilità e aiuta a prevenire le carie. Oggi migliaia di dentisti in tutto il mondo si affidano ai prodotti Opalescence per offrire ai propri pazienti sorrisi più bianchi e luminosi. Opalescence è garanzia di successo e i numerosi riconoscimenti internazionali ricevuti, ne sono una testimonianza. In quest'anno di celebrazione del 25° compleanno, siamo più che mai orgogliosi dei traguardi raggiunti: Opalescence è leader mondiale indiscusso nei trattamenti sbiancanti e partner ideale di dentisti e pazienti grazie ai prodotti affidabili e di eccelsa qualità.

PER INFORMAZIONI
Ultradent Italia Srl
Via G.L. Bernini, 7
20094 Corsico (MI)
Numero Verde: 800 830 715
info@ultradent.it
www.ultradent.it

isolite[®] SYSTEMS

Better Isolation = Better Dentistry[®]



Controllo Totale del cavo orale

Isolite[®] Systems mantiene il campo di lavoro asciutto come una diga, ma in maniera molto più semplice, veloce, sicura e più confortevole per il paziente. I vantaggi in termini di sicurezza e facilità d'uso incrementano l'efficienza nella pratica quotidiana, i risultati e la soddisfazione dei pazienti.

- **Retrazione e protezione della lingua e delle guance:** il boccaglio Isolite[®] Systems è realizzato con un materiale elastomero più morbido del tessuto gengivale, che funge da scudo per la lingua e le guance, fornendo una maggior protezione dalle ferite causate dai manipoli e da tutti gli altri strumenti.
- **Protezione del campo di lavoro:** previene aspirazioni impreviste durante l'operatività (es. residui di lavorazioni).
- **Migliore visibilità:** garantisce ampia visibilità del campo e permette di monitorare meglio il paziente.
- **Comfort per i pazienti:** mantiene la bocca del paziente aperta senza alcuno sforzo.
- **Libertà per l'assistente:** grazie all'aspirazione integrata nel boccaglio, il dentista lavora a mani libere, lasciando libertà all'assistente per altre attività.

Distributore Esclusivo

HENRY SCHEIN[®]

Krugg

Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)



Attrezzature
800 011423

www.henryschein.it