


Compositi da studio

Sondaggio su **180** responder


Utilizza il composito per restauri diretti o anche indiretti?

Solo diretti	82	46%
Anche indiretti, ma solo intarsi	46	26%
Diretti e indiretti, compresi lavori protesici e/o su impianti	52	28%




Che materiale usa per riabilitazioni funzionali?

Solo composito	26	14%
Solo ceramica	16	9%
Composito o ceramica a seconda degli elementi da ricostruire	132	73%
Altri materiali	6	4%



Cosa reputa più importante nell'acquisto di un composito?

Caratteristiche estetiche	142	79%
Caratteristiche fisiche	34	19%
Prezzo	4	2%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> COMPOSITI DA STUDIO

Prodotto	ADONIS	AMELOGEN PLUS	CAMALEON-TECH	CERAM.X® UNIVERSAL	COMPLUX	DEI EXPERIENCE			
Produttore	Sweden & Martina	Ultradent Products Inc	Dentalica	DENTSPLY DeTrey	Bioloren srl	DEI Italia srl			
Categoria	Estetico nanorimpetto	Microibrido	Micro/nanoibrido	Nanoceramico microibrido universale	Fluidio	Ibrido			
Indicazioni	Ricostruzione estetica di anteriori e posteriori: restauri di ogni classe, veneering diretto, correzioni estetiche, restauri di denti decidui, riparazioni di restauri in ceramica o composito	Universale, per restauri diretti ed indiretti, anteriori e posteriori	Ricostruzioni dirette di settori anteriori e posteriori, intarsi, onlays e faccette, monconi pre-protetici, correzioni di forma e colore	Restauri estetici su denti anteriori e posteriori per tutte le classi di restauro	Restauri estetici, sigillatura, cemento faccette, liner	Restauri estetici universali, faccette, intarsi, ponti e corone			
Dimensione particelle µm - filler in peso e volume %	0,05-0,9	0,7/76	0,7-0,04 + nanoagglomerati	0,6-15	70%	0,02-1			
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	>2	•	•	2,10 Min	0,5	Max 60			
Caratteristiche del prodotto	Suddiviso in 6 masse dentina, 4 masse smalto e 3 masse estreme	Microibrido modellabile, compatto. Alta resa estetica con stratificazioni semplici e alti valori di resistenza	Fotoindurente, radiopaco, lucidabile a specchio, dentina opaca + masse base + smalti traslucenti	•	•	Elevata resistenza ed elasticità			
Radiopacità	>350% Al	3 mm Al	Elevata	2,3 mm eq. Al	Buona	≥ 200% Al			
Fluorescente naturale	•	Si	•	Si	Si	Si			
Opalescente	Si	No	•	Si	Si	•			
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	40-60	20	40	10 @ 800 mW/cm²	•	40 per 2 mm max			
Durezza Vickers	•	•	>784 <972 Mpa	60 (VH5/10s)	•	•			
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	<0,9	•	•	•	•	•			

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	2,7	•	2,3	•	•
Colore vira dopo la polimerizzazione	No	•	No	No	No	No
Resistenza alla compressione (MPa)	320	445	502	400	•	350
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (MPa)	10.000	11.100	> 11.000 < 19.000	8.500	•	•
Confezionamento	Kit: 11 sir. da 3,5 gr. e 2 sir. da 1 ml. Ricambi singoli	1 siringa da 2,5 gr oppure 10 singles 0,3 gr cad	1 siringa da 4 gr. oppure kit: 4 siringhe da 4 gr cad. colori a2, a3, a3.5, a4	Compule 0,25 gr, siringhe 3 gr	Siringa da 1,5 gr	Kit o ricambi singoli
Scala colori	Vita	VITA per dentine, scala colori propria per le altre masse	Vita	Tinte Cloud	•	4 cervicali, 16 dentine, 3 smalti, 1 impact, 4 rosa, 5 incisali, 2 opachi
N° di colori disponibili	13	8 dentine, 3 smalti, 3 traslucenti, 1 bianco opaco	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2	A1, A2, A3, A3.5, A4 che riproducono l'intera scala VITA	6 A1-A2-A3-A3.5-B2-Lux	33
Utilizzabile anche in laboratorio	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Adesivo consigliato	All-bond universal Bisco	Permaquick, Peak Universal Bond, PQ1	One-Q-Bond C.G.T. Precision	•	AD + Bioloren	DEI New Extrabond
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 20,90 (Siringa da 2,5 g) 27,80 (Singles 10 pz da 0,3 g)	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 49,90-41,58 (1 siringa)
Info azienda	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Numero Verde 800 830 715 www.ultradent.it	www.dentalica.com	DENTSPLY Italia srl Numero verde 800-310333 www.dentsply.it	Tel. 02.96703261 bioloren.com	www.deitalia.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> COMPOSITI						
	DEI REPLY BIO	ENAMEL PLUS HFO	ENAMEL PLUS HRI	ESTELITE ASTERIA	ESTELITE FLOW QUICK	
Prodotto	DEI Italia srl	Micerium spa / GDF	Micerium spa / GDF	Tokuyama Dental	Tokuyama Dental	
Produttore						
Categoria	Ibrido con fluorapatite	Microibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile	Nanoibrido con smalto ad alto indice di rifrazione	Supranano	Riempitivo sferico supranano	
Indicazioni	Restauri estetici universali con azione rigenerante del tessuto dentinale	Ricostruzioni estetiche dirette e indirette	Ricostruzioni estetiche dirette e indirette	Estetico universale	Fluido per piccole I e II classi, III, IV, V Classi	
Dimensione particelle µm- filler in peso e volume %	0,02-1	0,7-0,04-0,012	1-0,7-0,04	100 a 300 nm/82 in Peso 71 in volume	100 a 300 nm/71 in Peso 53 in volume	
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	> 120	•	•	90	90	
Caratteristiche del prodotto	Come il dente naturale questo composito si ricarica di fluoro permettendo la sostituzione e il rinforzo delle strutture naturali contigue	Estetico fluorescente con dentine universali, smalti generici e opalescenti	Stesso indice di rifrazione dello smalto naturale e consente restauri invisibili utilizzando spessori anatomici, dentine calibrate con fluorescenza e trasparenza di quelle naturali	Tecnica semplificata, facilità di utilizzo ed estremamente facile da lucidare, il materiale ideale per risultati altamente estetici in poco tempo	Elevata tolleranza cromatica rende molto confortevole il lavoro del professionista	
Radiopacità	200% Al	Si	600% Al	190 % Al	185 % Al	
Fluorescente naturale	•	Si	Si	Si	Si	
Opalescente	•	Si	Si	Si	Si	
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	40	40	20-40	10	10	
Durezza Vickers	•	660 MpA	700 MpA	Hv 44	Hv 38	
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	0,9%	•	•	1,3	2,4	

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	•	•	1,8	•
Colore vira dopo la polimerizzazione	No	•	•	No	No
Resistenza alla compressione (MPa)	420	450-490	450	410	391
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (MPa)	•	> 10.000	14.500	8.700	8.500
Confezionamento	Kit o ricambi singoli	Kit e ricambi in siringhe e tips monouso	Kit e ricambi in siringhe e tips monouso	Kit composto da 7 siringhe oppure in ricambi singoli	Kit oppure in ricambi singoli
Scala colori	4+5 masse speciali abbinabili	In composito a forma di cuneo	In composito a forma di cuneo	Vita Classic	Vita Classic
N° di colori disponibili	4	7 dentine, 3 smalti generici, 4 smalti opalescenti, 2 smalti bianchi intensivi	9 dentine, 3 smalti universali, 3 smalti bianchi intensivi, 3 smalti Function	12	17
Utilizzabile anche in laboratorio	No	Si	Si	Si	Si
Adesivo consigliato	New extra bond DEI Italia	ENA BOND, ENA BOND Se, Rock Bond Micerium	ENA BOND, ENA BOND Se, Rock Bond Micerium	Tokuyama EE-Bond	Tokuyama Bond Force
Prezzo di listino*	Euro 58,00-48,33 1 siringa	Euro 229,00 (kit)	Euro 99,90 (kit)	Euro 50,00 a siringa prezzo medio	Euro 25,00 a siringa prezzo medio
Info azienda	www.deitalia.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	Tel. 0445.334545 www.tokuyama.it	Tel. 0445.334545 www.tokuyama.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> COMPOSITI									
Prodotto	ESTELITE POSTERIOR	FLOWFILL L.C.	GERHØ COMPOSITE FLOW	GERHØ COMPOSITE MICROIBRIDO	GERHØ COMPOSITE NANO				
Produttore	Tokuyama Dental	Periodont	GDF Private Label Chemistry	GDF Private Label Chemistry	GDF Private Label Chemistry				
Categoria	Riempitivo sferico supranano con scaglie di zirconia	Fluido, tissotropico, fotopolimerizzabile	Fluido	Micro Ibrido	Nanoibrido				
Indicazioni	Particolarmente indicato per restauri nei settori posteriori	Ricostruzioni di III, IV e V classe, base nei settori posteriori, sigillante occlusale	Ricostruzioni dirette classi I, II, III, V	Ricostruzioni dirette classi I, II, III, IV e V, intarsi, onlays e faccette, ricostruzioni di monconi	Ricostruzioni dirette classi I, II, III, IV e V, intarsi, onlays e faccette, ricostruzioni di monconi				
Dimensione particelle µm- filler in peso e volume %	200-400 nm/84 in Peso 72 in volume	0,05-1	68	75	68				
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	90	65	20 min	20 min	20 min				
Caratteristiche del prodotto	Materiale ideale per i restauri complessi nei settori posteriori	Alta resistenza alla frattura, di uso semplice	Bassa viscosità, tressotropico, radiopaco	Lucidabile a specchio, con un riempitivo vetroso ultrafine e radiopaco, voluto effetto camaleontico	Lucidabile a specchio, con un riempitivo vetroso ultrafine e radiopaco, voluto effetto camaleontico				
Radiopacità	290 % Al	200% Al	175% Al	150% Al	220% Al				
Fluorescente naturale	Si	Si	Si	No	Si				
Opalescente	Si	No	Si	Si	Si				
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	10	20-30 in base a colore e lampada usata	20	20	20				
Durezza Vickers	Hv 44	•	> 350 Mpa	784 Mpa	1.088 Mpa				
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	1,5	•	•	•	•				

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	1,9	•	3,5	3,3	1,83
Colore vira dopo la polimerizzazione	No	No	No	No	No
Resistenza alla compressione (MPa)	443	320	> 350	502	462
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (MPa)	20.200	5.000	> 6.000	11.173	18.154
Confezionamento	Ricambi singoli	FlowFill LC Kit - 2 Siringhe da 2 ml (3,4 g x 2) / 6 Punte applicative	Kit da 6 siringhe da 2 gr cad, siringhe ricambio da 2 gr	Kit da 6 siringhe da 4 gr cad, siringhe ricambio da 4 gr	Kit da 6 siringhe da 4 gr cad, siringhe ricambio da 4 gr
Scala colori	Vita Classic	Vita Classical	Vita	Vita	Vita
N° di colori disponibili	4	11: A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/C2/C3/C4	8	12 + 4 smalti	6, 2 dentine opache, 2 smalti, 2 effect
Utilizzabile anche in laboratorio	Si	No	No	No	No
Adesivo consigliato	Tokuyama Bond Force	Tutti	Gerhò Bond LC	Gerhò Bond LC	Gerhò Bond LC
Prezzo di listino*	Euro 38,00 a siringa prezzo medio	Euro 39,50 (FlowFill LC Kit)	Euro 15,05 (iva al 4%)	Euro 26,35 (iva al 4%)	Euro 27,65 (iva al 4%)
Info azienda	Tel. 0445.334545 www.tokuyama.it	Dr. Riccardo ILLIC srl Tel. 02.55016500 www.illc.it	Tel. 0471.066037 www.gerho.it	Tel. 0471.066037 www.gerho.it	Tel. 0471.066037 www.gerho.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> COMPOSITI					
Prodotto	HERCULITE XRV ULTRA FLOW	HERCULITE XRV ULTRA NEW FORMULA	IPS EMPRESS DIRECT	OPALLIS	PERMAFLO
Produttore	Kerr Corporation	Kerr Corporation	Ivoclar Vivadent AG	FGM – Joinville	Ultradent Products Inc
Categoria	Fluido nanoibrido	Nanoibrido	Nanoibrido radiopaco, fotoindurente	Microibrido	Microibrido
Indicazioni	Liner per restauri di I e II Classe, restauri di III e V Classe, piccoli restauri di I Classe non sottoposti a eccessivo stress occlusale	Restauri dei settori anteriori e posteriori	Restauri di denti anteriori, latero-posteriori e cervicali, splintaggio e correzioni di forma, faccette dirette	Restauri estetici	Fondi cavitari I e II, III, IV e V class e, cementazioni
Dimensione particelle µm- filler in peso e volume %	0,4/74,15	40-0,4-0,05/78	77,5/79% Gew. % 52 – 59 Vol. %	3 (media 0,5)	0,7/68
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	•	•	>250	Standard ADA	•
Caratteristiche del prodotto	Esclusiva tecnologia Smart Placement che modifica la reologia del materiale. La sua viscosità cambia in funzione dello sforzo di taglio applicato dall'operatore durante la lavorazione	Per restauri estetici. Lucidabilità elevata	Nanoibrido, radiopaco, fotoindurente che combina l'estetica della ceramica con i vantaggi di impiego di un composito	Microibrido	Estetico, flowable, per restauri diretti, fondi cavitari, identificazione orifizi canalari, ricostruzioni sub-gengivali e agente mascherante per metalli e con recessioni gengivali
Radiopacità	325% Al	250% Al	Dentin: 360 % Al Enamel: 200 % Al	Si	Alta
Fluorescente naturale	Si	Si	Si	Si	No
Opalescente	Si	Si	Si	Si	Con fluoro
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	10	10	10	20-40	20 con lampada > 800 mw/cm²
Durezza Vickers	•	•	•	80 (Knoop)	•
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	•	•	•	1,4	•

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	2,7	2,4	2,06-2,47 Vol.	3	4,5
Colore vira dopo la polimerizzazione	No	Si	No	No	No
Resistenza alla compressione (MPa)	361	462	•	350	363, 16
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (MPa)	7.021	9.400	•	ADA 27	•
Confezionamento	Siringa da 2 gr	Siringhe da 4 gr. Unidose 20x0,2 gr	Refill 1x3 siringa, refill 10x0,2 g cavifill, kit siringa, kit cavifill	Siringa singola	2 siringhe da 1,2 ml cad (2,3 gr cad.) + 4 punte applicatrici
Scala colori	Vita	Vita	In ceramica interale distinta per masse smalto e masse dentina	Naturale	A1-A2-A3-A3,5-A4-B1 . Transl. Dentina Opaca, Pink, Purple
N° di colori disponibili	12 (9 VITA, 1 XL1, 1 XL2, 1 Opaco Universale)	17 Smalti, 9 dentine, 2 Incisali	16 masse smalto, 13 masse dentina, 3 trans (opal, 20, 30)	33	10
Utilizzabile anche in laboratorio	No	No	Si	Si	No
Adesivo consigliato	Compatibile con tutti gli adesivi smalto/dentinali	Compatibile con tutti gli adesivi smalto/dentinali	Excite F Ivoclar vivadent	New Tech Bond DC	Peak Universal Bond, PermaQuick, PQ1
Prezzo di listino	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 24,00 (2 g) 44,00 (4 g)	Euro 50,40 (2 siringhe x 1,2ml/ 2,30 g + 4 puntali)
Info azienda	Tel. 800 16 55 52 www.kerrdental.it	Tel. 800 16 55 52 www.kerrdental.it	www.ivoclarvivadent.it	www.fgm.ind.br www.isasan.com	Numero Verde 800 830 715 www.ultradent.it

> COMPOSITI					
Prodotto	SPECCHIO	SPECCHIO FLOW	VENUS DIAMOND	VENUS PEARL	
Produttore	Resista - Ing. C.A.Issoglio & C. srl	Resista - Ing. C.A.Issoglio & C. srl	Heraeus GmbH	Heraeus GmbH	
Distributore/Importatore	•	•	•	•	
Categoria	Microibrido	Microibrido fluido	Nanoibrido a bassa contrazione	Nanoibrido a bassa contrazione	
Indicazioni	Restauri estetici anteriori e posteriori	Restauri estetici anteriori e limitatamente posteriori	Per tutte le classi di restauro	Per tutte le classi di restauro	
Dimensione particelle µm- filler in peso e volume %	0,05-1,5	0,05-1	0,05-20	5/59	
Tempi di lavorazione alla luce (sec)	>90	>90	80	80	
Caratteristiche del prodotto	Microibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile. Alta stabilità cromatica e dimensionale	Microibrido fluido, radiopaco, fotopolimerizzabile	Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentritico con bassa contrazione e stress da polimerizzazione, privo di BIS-GMA – 64% riempitivo il volume	Nanoibrido, matrice TCD e Uretano Dentritico con bassa contrazione da stress da polimerizzazione. Privo di BIS-GMA	
Radiopacità	Forte	Forte	325% Al	175% Al	
Fluorescente naturale	•	•	Si	Si	
Opalescente	•	•	Si	Si	
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	22	22	20-40	20-40	
Durezza Vickers	Durezza Barcol 75	Durezza Barcol 70	578	462	
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	< 0,9	•	•	•	

Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	•	1,5	1,9
Colore vira dopo la polimerizzazione	•	•	•	•
Resistenza alla compressione (MPa)	400	320	•	•
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (MPa)	8.250	5.000	12.600	10.700
Confezionamento	Siringa da 4,5 gr	Siringa da 2 ml	Siringhe da 4 gr - PLT da 0,25 gr	Siringhe da 3 gr - PLT da 0,20 g
Scala colori	Vita	Vita	In materiale composito stratificato	In materiale composito stratificato
N° di colori disponibili	INC - A1-A2-A3,-A3.5- A4 - A30 - B2 -B3 - C2 - C3 - C4	A1-A2-A3 -A3.5- A4 - A5 - A30 - B2 -B3 - C2 - C3 - C4	27	27
Utilizzabile anche in laboratorio	•	•	Si	Si
Adesivo consigliato	Resista mono prime adhesive	Resista Mono Prime Adhesive	iBond Universal, ibond Total Etch, iBond Self Etch	iBond Universal, ibond Total Etch, iBond Self Etch
Prezzo di listino	Euro 24,00	Euro 22,00	Euro 64,40 (1 siringa da 4 gr)	Euro 48,30 (1 siringa da 3 gr)
Info azienda	Tel. 032.3828004 www.resista.it	Tel. 032.3828004 www.resista.it	Tel. 02.2100941 www.heraeus-kulzer.it	Tel. 02.2100941 www.heraeus-kulzer.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Nuovo Ceram.x® Universal - il composito senza compromessi!

Esplora il futuro della tecnologia dei compositi



DENTSPLY presenta il nuovo composito **Ceram.x® Universal** che assicura un'eccellente lavorabilità e maneggevolezza e un'estetica naturale. Ciò è possibile grazie alla nuova tecnologia brevettata SphereTEC™. I riempitivi granulati sferici pre-polymerizzati producono un effetto "cuscinetto" che garantisce un adattamento e una scolpibilità eccellenti, senza che il composito si attacchi allo strumento di lavoro! Il sistema cromatico semplificato consente di riprodurre l'intera scala VITA®1 con solo cinque tinte, grazie ad un incredibile effetto camaleontico. Da oggi siamo in grado di proporre al mercato un composito universale senza compromessi!

Il nuovo **Ceram.x®** si caratterizza per la sua tecnologia avanzata di riempitivi SphereTEC™. Con il nome SphereTEC™, DENTSPLY fa riferimento al processo di fabbricazione dei riempitivi sferici pre-polymerizzati che forniscono eccellenti proprietà di maneggevolezza al composito: i filler sferici assicurano, infatti, una facile estrusione del materiale ed un perfetto adattamento a tutte le superfici della cavità. Quando non viene applicata nessuna forza esterna, la miscela di particelle sferiche più piccole blocca in modo selettivo il flusso di materiale, fornendo una forte resistenza al collasso e allo stesso tempo una scolpibilità ideale. La tecnologia

SphereTEC™, inoltre, fornisce un ulteriore vantaggio: la microstruttura superficiale delle particelle trattiene più resina libera rispetto ai filler convenzionali, offrendo quindi un materiale che non si attacca allo strumento e, per questo, molto facile da manipolare. Il nuovo **Ceram.x® Universal** è disponibile nelle cinque tinte CLOUD universali da A1 ad A4, in grado di riprodurre i colori dell'intera scala VITA®1 Classic, offrendo risultati altamente estetici grazie al loro naturale effetto camaleontico. I filler primari sub-micronici consentono di ottenere una lucidatura semplice e veloce, con una brillantezza eccezionale che contribuisce al risultato

estetico. Il materiale soddisfa tutti i requisiti richiesti ad un composito moderno, in termini di resistenza meccanica, elevata resistenza alla flessione, alla frattura e all'usura. Può quindi essere utilizzato anche nei restauri indiretti. Il nuovo **Ceram.x® Universal** è disponibile da gennaio 2016, e, grazie alla tecnologia SphereTEC™, risponde efficacemente alle esigenze dei dentisti. È possibile richiedere ulteriori informazioni sul nuovo **Ceram.x® Universal** tramite il servizio clienti DENTSPLY al numero verde 800.310.333, oppure contattando il proprio distributore di fiducia o referente DENTSPLY di zona.

Inoltre, è possibile consultare il sito web dedicato in lingua inglese all'indirizzo www.dentsply-spheretec.com o il sito internet DENTSPLY Italia www.dentsply.it.

¹VITA® non è un marchio registrato di DENTSPLY International Inc.

Per maggiori informazioni:
DENTSPLY Italia
Piazza dell'Indipendenza 11 B
Tel. 06.72640339
Fax 06.72640394
infoweb.italia@dentsply.com
www.dentsply.it

ZEISS

Il momento in cui la luce ti indica la strada da seguire. Questo è il momento per cui lavoriamo. ▶

Scegli il meglio.
Italian ZEISS
Dental Team



www.zeiss.it

Incontra l'Italian ZEISS Dental Team:

AMICI DI BRUGG
Milano, Hotel Marriott
7/8/9 Aprile 2016

EXPODENTAL MEETING
Rimini Fiera
19/20/21 Maggio 2016