


Impianti dentali

Sondaggio su 180 responder


Tra quelli indicati quale fattore considera come fondamentale nella scelta della linea implantare?

Prezzo	8	4%
Qualità del prodotto e serietà aziendale	148	82%
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega	24	14%




Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea implantare?

Poco	22	12%
Abbastanza	156	87%
Fondamentale	2	1%



La prima caratteristica che mi colpisce in un impianto dentale è?

Morfologia e connessione	130	72%
Trattamento di superficie	16	9%
Rapporto qualità prezzo	34	19%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> IMPIANTI DENTALI									
Prodotto	A-Z IMPLANT SOMMERSO TIPO TPA	ABIDING FIXTURES SNUCONE	ABUTMENT COMPATIBILI.COM	ADIN TOUAREG S, UNP, NP RP, WP	AESTHY TOCKSY- STEM	ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM OSSEOSPEED EV			
Produttore	A-Z Implant srl	SNUCone	AbutmentCompatibili.com	Adin Dental Implants Systems	Tocksystem di Tock G.R.	Dentsply			
Morfologia	Conico	4 differenziate in base all'indicazione clinica	Conico	Troncoconico	Cilindrico, conico trilo- bato a monoposizione obbligata	Cilindrico e troncoconico			
Indicazioni	Tutte	Postestrativo, differito e immediato per osso di alta, media e bassa densità	Postestrativo, carico immediato per osso di bassa densità, osso compatto	Tutte, in particolare carico immediato e postestrativo	Settoriale estetico e masticatorio, postestrativi o tardivo	Postestrativo, differito e tardivo, spazi ristretti e corti, restauri multipli			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8.5-10-11.5-13-14-15-16	7-8-10-12-14-15	6- 8-11.5-13-16	6.25-8-10-11.5-13- 15-16-18	10-12-14-16-18	6-8-9-11-13-15-17			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	4-4.8-6	3.5-3.8-4-4.3-4.5-4.8-5- 5.3-5.8-6.3	3-3-3-3.75-4.2-5-6	2.75-3-3.3-3.5-3.55-3.75- 4.2-4.3-5-6	3.8-4.0-5.0	3-3.6-4.2-4.8-5.4			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio puro ad uso medicale	Titanio	Ti-5°(ISO5832-3)+Tin	Titanio grado 4 impianto, grado 4 e 5 abutment			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4	Titanio grado 4 e 5	Titanio, calcinabile, CoCr soprafusione	Titanio grado 5	Ti-5°(ISO5832-3)+Tin	Titanio grado 4 impianto, grado 4 e 5 abutment			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucidatura	Lucidatura	Lucidatura	Lucidatura	Tin & polibriliant	Titanio grado 4 e 5			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabili	Dritti e angolati, MUA (Octa), flat, fresabili, calcinabili	Titanio, calcinabile, CoCr	Ampia varietà, avvitata overdenture, ecc.	Titanio 5°+Tin e calcinabili	Preformati, in titanio, lega aurea e zirconia			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sovracrestale	Sottocrestale	Crestale e sottocrestale	lutta crestale	In osso espanso: paracrestale linguale o palatale	Livello osso marginale			
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	No	Si			

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	2	2	1	2	Monoposizione obbligata a zero errori	5
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	No	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno	Conica ed esagono interna	Conica esagonale	Conica esagonale Interna	Monoposizione interna trilobata	Conica interna con indice a 7 posizioni
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e mordenzatura acida	SLA	Sabbatura e mordenzatura	SLA, OSSEOFIX™	Polibrilliant, sabbatura, + TiN	Sabbatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagonale	Esagono	Esagono	Monoposizione interna a zero errori	7 indici di posizionamento
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	No	Si/No	Si	Si/No	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla con chiave di titanio e busta termosaldata, sterilizzazione ai raggi gamma	Doppia confezione sterile, no mount	Capsula trasparente	Doppia ampolla sterile, sterilizzazione raggi gamma	Dispositivo sterile gamma: impianto+mounter + vite tappo	Doppio sterile
Prezzo di listino*	Da euro 48,50 a 54,70	Euro 138,00	Euro 75,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 051.453760 www.azimplant.it	Tel. 081.5745885 www.snucone-italia.com	Tel. 0187.509772 www.abutmentcompatibili.com	Tel. 089.954103 www.adin-implants.com www.dentalpradin.com	Tel. 031.280301	Tel. 06.7264031 www.dentsply.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI						
Prodotto	AXIOM PX	BICON IMPIANTI DENTALI	BIO IMPLANT CORE V2 CLASSIC	BIOCOIN	BLISTER PACK S1/MINIMAL S1	BNX EVO
Produttore	Anthogyr	Bicon Dental Implants LLC	Kristal Srl	I.dent srl	Safe & Simple srl	Ghimas spa
Morfologia	Cilindrico con nocciolo molto conico	Conico con design a plateau	Conico	Conicità variabile, spire incrementali	Conico	Conico
Indicazioni	Osso D3 – D4, alveoli postestrattivi, aumento stabilità primaria	Tutte	Carico immediato	Carico immediato, postestrattivo, osso di alta, media e bassa densità	Carico immediato, postestrattivo a carico immediato/differito	Tutti i casi di edentulia
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-12-14-16-18	5.0-5.7-6.0-8.0-11.0	8.5-10-12-13-15	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	8.3-10-12-15	8-10-11.5-13-15.5
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.4-4-4.6-5.2	3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0	2.9-3.5-3.75-4.2-4.7-5.2	3.6-4-4.5-5-6	3.25-4-5	3.5-4-5
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio di tipo medicale (ti 6al 4v)	Titanio	Titanio grado 4 e 5, lega aurea, plexiglass	Fixture, titanio, PEEK, plexiglas calcinabile monconi	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone	Titanio grado fine ad uso medicale	Titanio grado 4 fixture, grado 2 3 e 5 monconi	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio levigato. Moncone definitivo stabilizzabile alla riapertura	Titanio liscio	Titanio	Parte Liscia + Ossidazione Bio-mimetic-covering	Lucidatura	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	No	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Zirconia, titanio, CrCo, PMMA, IPS, Ucla Oro	Tutte sempre con connessione conometrica	Titanio, calcinabili, base oro, PEEK	Dritti, angolati, con spalla, multi	Dritto, calcinabile, a sfera, a basso profilo, con/senza spalla, angolato, PEEK	Titanio, calcinabili
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sottocrestale	Sottocrestale	Crestale	Crestale e sottocrestale	Crestale, sottocrestale e transmucoso	Crestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autoflettante	Si	No	No	Si	Si	No
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	Morse +3 lati	Infinite	1	3-5	1	12
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	No	•	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica 6°+indice	Conometrica pura	Interna	Esagono interno e esterno	Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad angoli smussi	Interna conica
Tipo di trattamento di superficie	BCP, sabbiatura con granuli di Fosfato di Ca Bifasico e acidificazione	Microsabbiatura, passivazione acida, rivestimento CP	Acidificazione	Sanded Large Grit + Double-Etched	Sabbiatura con Al ₂ O ₃ a pressione e granulometria costanti	Sabbiatura e doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Triangolare senza spigoli	Nessuno	Esagono	Esagono e dodecagono	Quadrato ad angoli smussi	Doppio esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	No/Si	Si	Si/No	Si/No	Si	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio sterile, ampolla elastica a prelievo diretto	Triplo di cui 2 sterili, sterilizzazione ai raggi gamma	Blister sterilizzato ai raggi gamma	Doppio sterile, provetta in cristallo borosilicato	Blister e sterilizzazione ad EtO	Doppia ampolla e blister sterili, con vite tappo, sterilizzazione ai raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 130,00	Euro 120,00	Euro 129,00 blister minimal (fixture + vite tappo)	Non fornito
Info azienda	www.dentalica.com	Tel. 06.9682293 www.bicon.com	Tel. 02.4453401 www.kristalsrl.net	Tel. 049.8910613 www.identitalia.net	Tel. 0438.837231 www.safeandsimple.net	Tel. 051.575353 www.ghimas.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI							
							
Prodotto	BT-TITE ACTIVE	CLOSE-BL	CONO-IN	DIO IMPLANT SYSTEM SM SOMMERSO	DIO IMPLANT SYSTEM UF II	DURAVIT 3P	
Produttore	BTLock International srl	Isomed srl	3P Implafavourite srl	DIO Corporation	DIO Corporation	B. & B. Dental srl	
Morfologia	Conico cilindrico	Conico	Conico a spire progressive	Conico	Troncoconico	Conico con spira a triplo filetto	
Indicazioni	Carico immediato, postestrattivo, su mascellare superiore con osso debole	Postestrattivo, tutti i tipi di cresta	Tutte	Tutte	Tutte	Carico immediato e differito, chirurgia rigenerativa e guidata, tutte le qualità ossee	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-6.5-8-10-11.5-13-16	8.5-10-11.5-13-14.5	Da 6 a 18	6-8-10-12-14	6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18	6.5-8-10-12-14	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.75-4.5-5.5	3.5-4-4.5-5	3.8-4.5-5.2-6.2	3.8-4.1-4.5-5.3-5.9-6.4-6.9	3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7	3.5-4-4.5-5	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio grado 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	Titanio	Titanio	Titanio	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 2 e 5	Titanio grado 5	•	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio	Macchinato	Anodizzazione rosa	Macchinato 0,3 mm	Macchinato	Titanio liscio lucidato	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	No	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, zirconio, oro, calcinabili	Tutti	Titanio, PEEK	Titanio, UCLA, zirconio	Titanio, UCLA, zirconio	Titanio, calcinabili, PEEK, multiscan, base oro, base cerec, MUA, flat	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Bone level	Crestale o sottocrestale	Sottocrestale	Sottocrestale, bone level	Crestale e sottocrestale	
Connessione tipo platform switching	No	Si	Si	Si	Si	Si	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	2	2	2
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	No	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	No	No	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna trilobata su tre livelli	Interna	Interna conometrica	Conica	Conica	Cono morse + esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e doppia mordenzatura	Sabbatura e acidificazione	Biotech ad acidi progressivi	RBM, Biotite H	HSA	Doppia acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Geometria interna triangolare a 3 livelli con angoli arrotondati	Esagono	Esagono	Esalobato	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si	Si/No	Si/No	Si	Si	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio esterno in petg termosigillato in alluminio e tivek, interno in cristallo e cappuccio in riblene, sterilizzazione ai raggi gamma	Doppio blister con sterilizzazione in autoclave e raggi gamma	Doppio blister	Sterile 5 anni	Sterile 5 anni	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione a raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 142,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 130,00
Info azienda	www.btlock.com	Tel. 049.8629612 www.isomed.it	Tel. 0121.377004 www.3p-impla.it	Importatore e distributore Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Importatore e distributore Dental P Tel. 02.9189783 www.dentalp.eu	Tel. 051.811375 / 051.818766 www.bebdental.it

> IMPIANTI DENTALI									
Prodotto	DURAVIT EV	EASY GRIP MONOBLOCK/SCREW	EASYDIP®	EASYNECK	EL-ESTHETIC LINE	EVOLUTION2000 MC			
Produttore	B. & B. Dental srl	T.F.I. System srl	Overmed srl	Overmed srl	C-Tech Implant srl	Allmed			
Morfologia	Cilindro conico con spirale a doppio filetto	Cilindrico, conico, anatomico	Troncoconico sommerso	Troncoconico transmucoso	Conico	Conico a spirale larga			
Indicazioni	Carico immediato, postestrativo, ideale in osso spugnoso, sottopreparazione sito implantare	Carico immediato, postestrativo, rialzo del seno	Tutti i tipi di riabilitazione, indicato in caso di scarso spessore gengivale	Tutti i tipi di riabilitazione, chirurgia ad una sola fase	Postestrativo, superiore	Tutte, in particolare postestrativo, carico immediato e con osso di scarsa qualità (morbido)			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-12-14	8-10-11.5-13-15	6.5-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-15	7-9-11-13-15	8-10-12-14-16			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	4-4.5-5	3.3-3.75-4.5-5	3.5-4.0-4.75-5.25	3.5-4.0-4.75-5.25	3.1-3.8-4.3-5.1	3.25-3.75-4.25- 5.00			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio gr 4 impianto e grado 5 monconi, lega aurea, PEEK, calcinabili			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone	Titanio grado 5 ELI	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone	Titanio grado 5 abutment, lega aurea, PEEK, calcinabili e titanio grado 4 impianto			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio liscio lucidato	Colorazione anodica	Lucidatura	Lucidatura	Acidificazione	Ti e TiN "gold"			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Titanio, calcinabile, PEEK, multiscan, base oro, base cerec, MUA, flat	Preformati, calcinabili, overdenture mobile e avvitata, CAD-CAM, customizzato, all-on-screw	Diritti, angolati, calcinabili, MUA, a sfera	Diritti, angolati, calcinabili, MUA, a sfera	Titanio, calcinabile, PEEK, tibase, oball, MUA, equator	Tutti per protesi fissa ed overdenture			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sottocrestale	Crestale, sottocrestale e transmucoso	Crestale	Parte endossea a livello cresta	Parte endossea sotto cresta	Crestale o transmucoso			
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si			

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	1	2	6
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No/Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	No	No	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono morse + esagono interno	Esagono interno senza vite (connessione monoblock in friction-fit con vite passante)	Interna conico-ottagonale	Interna conico-ottagonale	Conica con indice ad esagono	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione	Sabbatura, mordenzatura acida, plasma glow discharge	Sabbatura e mordenzatura	Sabbatura e mordenzatura	Acidificazione	Ossidazione controllata, superficie bioattiva
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Ottagono	Ottagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio tubetto sigillato nel blister, sterilizzazione ai raggi gamma	All-in-one (impianto, vite di chiusura, pilastro in titanio, spinetta di connessione). Ossido di etilene	Ampolla, blister e scatola, sterilizzazione ai raggi beta	Ampolla, blister e scatola, sterilizzazione ai raggi beta	Doppia ampolla, mountless, sterilizzazione ai raggi gamma	Triplo sterile con ampolla di vetro
Prezzo di listino*	Euro 130,00	Euro 109,00	Non fornito	Non fornito	Euro 130,00	Euro 120,00 – 139,00
Info azienda	Tel. 051.811375 051.818766 www.bebdental.it	Tel. 06.87201371 www.tfssystem.it	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 02.45712909 www.overmed.eu	Tel. 051.6661817 www.c-tech-implant.com	Tel. 039.481123 www.allimed.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI							
Prodotto	EXACONE®	EXACTA IMPLANTS	GOLD LINE BLOSSOM	HEXCEL IHC	I-FIX	ICX TEMPLANT	
Produttore	Leone spa	Biaggini Medical Devices	Intra-Lock International	Plan 1 Health srl	F.M.D. srl	Medentis Gmbh	
Morfologia	Cilindrico	Conico	Cilindrico, troncoconico	Cilindroconico	Cilindrico conico	Cilindrico con apice conico, transmucoso	
Indicazioni	Tutte	Postestrativo, carico immediato, rigenerative	Tutte, postestrativo, osso D3 e D4 e tecnica split crest	Postestrativo, carico immediato, tutte le qualità ossee	Postestrativo, carico immediato, osso spongioso, radici convergenti, split-crest	Inserimento sottocrestale	
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-12-14	7-9-11-13-15	6-8-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	6-8-10-12-14-16	6-8-10-12.5-14-16	
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-4.1-4.8-5	3.3-3.65-4-4.35-4.7-5.1-5.4	3.3-3.75-4-4.3-4.75	3.5-4-4.5-5.5	3-3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5-5.8	2.9-3.45-3.75-4.1-4.8	
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 5	Titanio	Titanio	Titanio grado 5 ELI	Titanio	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5	Titanio grado 4 e 5	Titanio grado 5	Titanio grado 5 ELI	Titanio	Titanio	
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio macchinato	Elettro lucidatura	Titanio grado 5	Titanio microstriato (macchinato)	Ossidazione anodica	Connessione abutment cono esagono	
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologie di abutment disponibili	Titanio grado 5 e PEEK	Monconi per protesi cementata, avvitata, barre, protesi totali	Dritto, angolato, overdenture, flat	Anatomici, CAD-CAM, MUA, fresabile, equator, OneTime Abutment	Dritti, angolati, calcinabili, PEEK, MUA	Titanio, PEEK, calcinabili, oro, ceramica, base CoCr	
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sottocrestale	Crestale, transmucoso	Crestale e sottocrestale	Juxta-crestale	Sommerso	Sommerso e transmucoso	
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

Filettatura autoflettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	1	1	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Cono Morse+esagono interno, senza vite	Conica esagonale	Ferula, cono morse	Interna con sigillo conico	Interna con sigillo conico	Conica esagonale interna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura e passivazione	SLA con microfilm di calciofosfato	Ossean, nanotecnologica, frattale, bioattiva	Osseogrip sabbatura mediante particelle di HA biomedicale	S.A.S. sandblasted and acid-etched surface	Sabbatura e acidificazione
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Doppio quadrato con ferula/cono morse	Interno esagonale	Ottagono	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si	Si/No	Si	Si	No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Con porta impianto sterile in bottiglietta	Doppio blister	Doppio blister, sterilizzazione ai raggi gamma	Decontaminazione finale con plasma freddo d'argon, sterilizzazione mediante raggi beta, doppia barriera di sterilità	Doppio sterile	Ampolla con impianto chiusa in blister sterilizzato
Prezzo di listino*	Euro 132,00	Euro 160,00	Euro 300,00	Euro 130,00	Euro 89,00	Non fornito
Info azienda	Tel. 055.30441 www.leone.it	Tel. 0187.509772 www.biagginimedical.com	Tel. 089.233045 www.intra-lock.it	Tel. 043.3468376 www.p1h.it	www.fmd-dental.com	Tel. 039.9712376 www.silimplant.com

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
	b								
Prodotto	IMAX NHSI / IMAX NHSE		IMPIANTI BIFASICI MULTYSYSTEM	IMPIANTI DENTALI SLA	IMPLOGIC AT (ACTIVE THREAD)	IMPLUS MC	INFINITY		
Produttore	Ires		Multysystem srl	Tiradix srl	Dental Tech srl	Leader Italia srl	Gimadental		
Morfologia	Apice conico, tronco cilindrico, doppia spira		Conico	Conico, cilindrico	Conico	Cilindrico	Conico		
Indicazioni	Polivalente		Tradizionale, carico immediato, postestrativo e rialzo del seno	Qualsiasi tipo di osso e postestrativo	Postestrativo, radici convergenti, cambio di direzione	Tutte tranne transmucosi o parzialmente transmucosi	Tutte		
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.5-8-10-11.5-13-16		6-7-8-9-10-11-11.5-13-15-17	8-10-11-12-13-14-16-17	3.75-4.25-4.75	Da 8 a 15	6.5-8.5-10-11.5-13-15-18		
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-3.7-4.1-5.2		3.2-3.7-4.2-4.4-5-4.7-5-5.2-5.5-6-6.5	3.3-3.75-4-4.5-5-5.5	8-10-11.5-13-16	Da 4.1 a 5.5	3.3-3.8-4.2-4.6-5.2		
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi		Titanio grado 4 e 5	Titanio	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 moncone		
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi		Titanio grado 4 e 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 abutment	Titanio grado 5	Titanio	•		
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato con decontaminazione con plasma a freddo		Lucido, acidificato in tipologie platform-switching	Titanio	Platform switching	TTS (totally treated surface)	•		
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si		Si	Si	Si	No	Si		
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, a sfera, MUA dritti e angolati		Titanio, calcinabili, base oro, multi-unit	Tutte	Titanio, calcinabili, oro	Titanio, calcinabili, tecapeek, zirconia	Titanio, calcinabili, CoCr		
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sottocrestale		Sottocrestale	Sommerso	Sottocrestale	Sommerso	Crestale		
Connessione tipo platform switching	Si		Si	Si	Si	Si	Si		

Legenda: b approfondimento focus prodotto * I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	•	1	1	1	•
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	No	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna o esterna flat to flat	Esagono interno piatto su piatto	Interna	Esagono interno con svasatura 45°	Esagono antirrotazionale	Interna
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, doppia acidatura	Acidificazione	SLA	Sabbato e mordenzato (BWS)	Acidificazione organica	Doppia mordenzatura acida
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono interno
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Ampolla vetro	Supporto a culla inserito in fiascone con chiusura ermetica in materiale plastico	Fiala di vetro termosaldata, sterilizzazione ai raggi beta	Doppia confezione, sterilizzato ai raggi gamma	Doppia confezione sterile, mount-transfer cover screw	Doppia ampolla, sterilizzazione ai raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 145,00 (Macchinato)	Euro 95,00	Non fornito	Euro 105,00	Non fornito	Euro 129,00
Info azienda	Tel. 035.270743 www.ires.dental	Tel. 039.2302681 www.multysystem.com	Tel. 039.6612705 www.tradix.it	Tel. 02.96720174 www.dentaltechitalia.com	Tel. 02.618651 www.leaderitalia.it	Tel. 011.4546197 www.gimadental.com

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI						
Prodotto	JDEVOLUTION PLUS+	LOGIC PLUS	MODUS-ETHOS	NEOSS IMPLANT SYSTEM	NOBELACTIVE®	OSSEOTITE IMPLANT
Produttore	JDentalCare srl	Hi-Tec Implants	Errechieffe srl	Neoss Ltd	Nobel Biocare	Biomet 3i
Morfologia	Conico	Cilindrico	Conico	Conico e cilindrico	Conico	Conico, cilindrico
Indicazioni	Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6, postestrattivo e ideale in tutti i settori della bocca	Postestrattivo, scarsa qualità ossea	Carico immediato e differito, postestrattivo, chirurgia rigenerativa e guidata, per tutte le tipologie di osso	Tutte, approvato FDA per carico immediato	Postestrattivo, osso compromesso	Tutte
Lunhezze dell'impianto disponibili (mm)	6-8-10-11.5-13-15	8-10-11.5-13-16	6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20	7-9-11-13-15-17	7-8.5-10-11.5-13-15-18	7-8.5-10-11.5-13-15-18
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.7-4.3-5.0-6	3.5-4.3-5	3.3-3.75-4-5	3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6	3-3.5-4.3-5-5.5	3.25-3.75-4.0-5.0-6.0
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 componentistica protesica	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio c.p	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4 impianto, grado 5 componentistica protesica	Titanio grado 4	ASTM F67 - Gr 4	Titanio grado 4	Titanio c,p grado 4	Titanio
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Titanio, anodizzazione	•	Titanio liscio lucidato	Bassa ruvidità del collare per limitare la perdita d'osso marginale e l'insorgenza della perimplantite	TiUnite®	Titanio
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Dritti con e senza spalla, inclinati, provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi, locator	Titanio, PEEK, zirconio	Titanio, calcinabili, base oro, MUA, CAD-CAM	Titanio, oro, zirconio, PEEK, CoCr	Titanio, zirconio, lega aurea	Titanio, oro, zirconia
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Bone level	Sottocrestale	Crestale	Sommerso e non sommerso	Crestale	Crestale, sopracrestale, sottocrestale
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	Si	No

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	1	1	1	1	3
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Conica con esagono interno 100% compatibile Zimmer® Screw-Vent®	Interna	Esagono esterno	Interna a fit d'interferenza	Conica con esagono interno	Interna Certain, esagono esterno
Tipo di trattamento di superficie	SLA	Sabbatura e acidificazione	Doppio attacco acido organico	Sabbatura, mordenzatura, electrowetting, doppia ruvidità	TiUnite®	Doppia mordenzatura (superficie OSSEOTITE)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono e dodecagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si	Si	Si/No	Si	Si	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Blister, sterilizzazione ai raggi gamma	Ampolla blister, sterilizzazione ai raggi gamma	Cilindro in titanio, boccetta, blister, scatola, sterilizzazione ai raggi gamma	Ampolla di vetro	Doppio sterile	Doppio sterile
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 85,00	Euro 179,00	Non fornito	Euro 189.00
Info azienda	Tel. 059.454255 www.identalcare.com	Importatore e distributore Odontes srl Tel. 02.38103089 www.odontes.it	Tel. 340.5181203 www.errechiefte.com	Tel. 02.929521 www.neositalia.it	Tel. 039.68361 www.nobelbiocare.com	Tel. 0444.913410 www.biomax.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
Prodotto	OXY IMPLANT ESAGONO INTERNO PS	OXY IMPLANT K1 CONICAL CONNECTION	PRAMA – PRAMA RF	PRE	PRI	PRIME SM			
Produttore	Biomec	Biomec	Sweden & Martina spa	Futura Implant System	Futura Implant System	Prodent Italia srl			
Morfologia	Conico doppio filetto micro e normo	Conico	Cilindrico (prama), conico (prama rf), entrambi con collo transmucoso a geometria iperbolica	Cilindrico con apice conico	Cilindrico con apice conico	Root-Form cilindrico-conico			
Indicazioni	Carico differito e immediato, postestrativo	Carico differito e immediato, postestrativo	Carico immediato, postestrativo, mini rialzo e rialzo del seno mascellare (prama rf), necessità di aumentare volumi e spessori	Adatto a diverse situazioni cliniche	Adatto a diverse situazioni cliniche	Implantologia di base, avanzata, postestrativo, grande rialzo del seno mascellare, carico immediato			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	5.5-7-8.5-10-11.5-13-15	7-8.5-10-11.5-13-15	8.5-10-11.5-13-15	8-10-11-13-15	8-10-11-13-15	8.5-10-11.5-13-15			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.5-4-4.5-5	3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5	3.8-4-25-5	3.5-4-4.5-5	3.5-4-4.5-5	3.3-3.8-4.2-4.6-5.1-5.9			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4, alta resistenza	Titanio grado 4, alta resistenza	Titanio	Titanio grado 4	Titanio grado 4	Titanio			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 5 monconi	Titanio grado 5 monconi	Titanio grado 4 impianto, grado 5 abutment	Titanio grado 5	Titanio grado 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 protesica			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Lucidatura	Anodizzato	Macchinato	Titanio collo lucido	Titanio collo lucido	Titanio grado 5 lucido			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	No	No	No	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Diritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, barra, provvisori, monconi carico immediato, Ucla, equator, T-Base CoCr, prelaborati CAD-CAM	Diritto, angolato, calcinabile, sferico, estetico, barra, provvisori, monconi carico immediato, Ucla, equator, T-Base CoCr, prelaborati CAD-CAM	Preformati (dritti e angolati), fresabili, interamente calcinabili, intermedi, intermedi con connessioni flat	Titanio e calcinabili	Titanio e calcinabili	Preformati dritti e angolati, sovratondibili, estetici, locator, Equator, linea per carico immediato avvitato, multiabutment			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale e sottocrestale	Crestale e sottocrestale	Transmucoso	Sommerso	Sommerso	Crestale o sottocrestale			
Connessione tipo platform switching	Si	Si	No	Si	Si	Si			

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	No	No	No	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3	3	1	1	1	5
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	No	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna doppio cilindro più esagono	Conica esagonale avvitata	Esagono esterno	Esterna	Interna	Cilindro, esagono, cilindro connessione interna
Tipo di trattamento di superficie	Superficie AMS, sabbatura, doppia mordenzatura acida, plasma d'argon a freddo, collarino lucido 0.8 mm	Superficie AMS, sabbatura, doppia mordenzatura acida, plasma d'argon a freddo, collarino lucido 0.8 mm	Disponibile con superficie zirti (sabbata e acidata) o totalmente macchinato	Sabbatura e acidificazione	Sabbatura e acidificazione	2 versioni: MPS Micro Profile Surface® (Double Acid-Etched), Macchinati
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppio sterile provetta esterna in plastica con tappo a vite, interna cilindro in titanio, sistema no touch	Doppio confezionamento, fiala e blister sterilizzati ai raggi beta	Triplo raggi gamma	Triplo raggi gamma	Ampolla e blister, sterilizzazione ai raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 100,00	Euro 120,00	Non fornito	Euro 105,00	Euro 105,00	Non fornito
Info azienda	www.oxyimplant.com	www.oxyimplant.com	Tel. 049.9124300 www.sweder-martina.com	www.futurimplantsystem.it	www.futurimplantsystem.it	Tel. 02.3535227 www.prodentitalia.eu

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
									
Prodotto	PRIMER S.R./SHORT/ EASY TAPPING	PROGRESSIVE	RESISTA IMPLANTOLOGY	RESTORE	RTSPID EASY	SEMADOS RS			
Produttore	Edierre Implant System spa	Isomed srl	Ing. C. A. Issoglio & C. srl	Keystone Dental	Jet Implant	Bego Implant System			
Morfologia	Cilindrico, porzione apicale leggermente conica	Spira progressiva	Conico, cilindrico	Cilindrico	Cilindrico con apice conico	Conico			
Indicazioni	Riabilitazioni semplici e complesse (carico immediato/split- crest/post-estrattivi ecc.)	Postestrativo, tutti i tipi di creste	Tutte	Tutte	Riabilitazione intera arcata	Tutte			
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	6.6-8.5-9.95-11-13-15-18	8.5-10-11.5-13-14.5	6-7-8.5-10-11.5-13- 15-18	6.5-8-10-11.5-13-15	10-11.5-13-15-18	7-8.5-10-11.5-13-15			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.3-4.2-4.5-4.8-5	3.5-4-4.5-5-6	2.7-3-3.4-3.8-4-4.2-4.6- 5-6-8	3.3-3.75-4-5-6	3.65-4	3-3.75-4-1-4.5-5.5			
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	Titanio grado 5	Titanio ASTM	Titanio, lega di titanio	Titanio grado 4	Titanio puro			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio impianto, Titanio, plexiglass abutment	Titanio grado 5	Titanio grado 4 e 5	CP4, CP3, lega titanio	Titanio grado 4 e 5	Titanio grado 4 impianto, grado 5 abutment			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato	Macchinato	Titanio macchinato	Titanio macchinato	Lucido macchinato	Titanio			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Diritti, angolati, per barra, per protesi avvitata, calcinabili, fresabili, provisori	Tutti	Titanio, zirconia, calcinabili, PEEK	Titanio	Solo MIJA dritto h 1, 2, 3 e 4 intramucosa	PEEK, titanio (protesi cementata e avvitata)			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale	Bone level	Crestale, sottocrestale	Crestale	Crestale e sovracrestale	Crestale			
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si	Si			

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	3/4 camme	1	3	2	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna a camme, cilindro centrale, giunto bisellato	Interna	Interna, esterna, conica, piatto-su-piatto	Esagono esterno, flat to flat	Interna esagono conica/filetto profondo	Conica interna 45° con esagono
Tipo di trattamento di superficie	Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma	Sabbatura e acidificazione	Doppia acidificazione	RBM ibrida	Sabbatura collo+5 mm di filetto macchinato	Ti Pure Plus (doppia sabbatura + mordenzatura)
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Camme adeguate al punto di reperi, variante (connessione ruotata di 45°)	Esagono interno	Esagono	Esagono esterno, flat to flat	Nessuno, MUA dritto esclusivamente	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio vetro+blister	Doppio blister copn sterilizzazione in autoclave e raggi gamma	Doppio sterile	Ampolla sigillata con coperchio Tyvek®, sterilizzazione ai raggi gamma	Kit per arcata completa 4 impianti 4 MUA 4 coping 8 viti guarigione 8 viti protesiche 4 analoghi 4 viti lunghe lab	Doppio blister sterilizzato mediante irradiazione
Prezzo di listino*	Euro 160,00	Non fornito	Euro 98,00	Non fornito	Euro 444,00 (iva al 4%)	Euro 185,00
Info azienda	Tel. 010.8994230/231 www.edierre.net	Tel. 049.8629612 www.isomed.it	Tel. 0323.828004 www.resista.it	Tel. 045.8230294	RTEasy www.rteasy.it	www.bego.com Distributore Dentag Italia Tel. 0471.256233 www.dentag-italia.com

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI

[illegible]

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	No	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	Flat to flat o monoposizione obbligata interna	2	2	1	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	No	Si	Si	Si	Si	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	Si	Si	Si	Si	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Flat to flat o monoposizione obbligata interna	Interna con platform switching/Interna conica/ Esterna flat to flat	Interna abutment, piatto su piatto (pont arcate)	Safe-connect® ad esagono interno	Interna cilindro esagonale	Esagono interno conico
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, polibrilliant,titanio nitrurato/PVD	Sabbatura, 2 acidature, plasma a freddo	Doppia acidificazione e trattamento ionico, macchinato	OssPrime® Plus (doppia acidificazione)	Biacidificazione	Colletto Laser-Lok con superficie RBT
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Monoposizione obbligata a zero errori	Esagono	Esalobato	Esagono	Interno esagonale	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si	Si
Confezionamento e sterilizzazione	Connesso al perno di martellamento e chiave di posizionamento e vite tappo sigillati in 2 buste LDPE, in contenitore PVC rigido trasparente, sterilizzazione raggi gamma	Packaging verticale, cilindro titanio in ampolla in vetro	2 ampolle sterili, kit 9 pezzi: chirurgia 6 pezzi, protesici 3 pezzi, sterilizzazione raggi gamma	Doppio blister, sterilizzazione ai raggi gamma	Provetta vetro, termoretraibile, sterilizzazione ai raggi beta	Doppio sterile
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 130,00-155,00 in base al trattamento	Euro 195,00	Euro 129,00	Euro 120,00	Non fornito
Info azienda	Tel. 031.280301	Tel. 035.270743 www.ires.dental	Tel. 0343.41214 www.amtmedical.it	Tel. 02.55300456 www.biologitech.it	Tel. 039.6908176 www.idlevolution.it	BioHorizons Italia Tel. 800. 063. 040 it.biohorizons.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI									
									
Prodotto	TAPERED PLUS	TECOM IMPLANTOLOGY ACT	TECOM IMPLANTOLOGY REP CC	TIOLOGIC	TMI-LINEA PBRI	TWO STAGE			
Produttore	BioHorizons Implant System	Titanmed Srl	Titanmed Srl	Dentaurum Implants Gmbh	Pressing Dental	Physioplant srl			
Morfologia	Conico	Conico, apice autofilettante	Conico	Cilindro conico apice arrotondato	Radiciforme troncoconico	Cilindrico			
Indicazioni	Settori estetici	Postestrativo, siti guariti, carico immediato e differito, osso di scarsa consistenza	Carico immediato, alveoli estrattivi e siti guariti	Tutte	Postestrativo, nei casi di osso D3 e D4	Implantologia sommersa e chirurgia rigenerativa			
Lunhezze dell'impianto disponibili (mm)	7.5-9-10.5-12-15	8.5-10-11.5-13	8-10-11.5-13	9-11-13-15-17	9-11-13-15	Da 7 a 15			
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.8-4.6-5.8	3.5-4.3-5	3.5-4.3-5	3.3-3.7-4.2-4.8-5.5	3.7-4.2-4.7-5.2-6.2	3.3-3.75-4-5			
Materiale dell'impianto e del moncone	Lega di Titanio (Ti-6Al-4V ELI)	Titanio	Titanio	Titanio grado 4 e 5 impianto, ossido di zirconio e calcinabile moncone	Titanio grado 2	Titanio			
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Lega di Titanio (Ti-6Al-4V ELI)	Titanio grado 4 impianto, grado 5 abutment	Titanio grado 4 impianto, grado 5 abutment	Titanio grado 4	Titanio grado 2	Titanio grado 4 e 5			
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	LaserLok	Titanio macchinato	Titanio	•	Per 1 mm liscio poi con filetto automaschiante	Titanio lucidato			
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	No	No	Si	•	Si			
Tipologie di abutment disponibili	Lega di Titanio (Ti-6Al-4V ELI)	Dritti, inclinati, MUA	Dritti, inclinati, MUA	Titanio, ossido di zirconio su base preziosa calcinabile	Calcinabili cementabili e con vite passante in titanio in tutte le tipologie	Monconi in itanio dritti e preangolati			
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Crestale o sopracrestale	Sottocrestale	Sottocrestale	Bone level	Sottocrestale	Crestale e sommerso			
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	Si	No	Si			

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	No	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	2	2	1	3
Kit e software per chirurgia guidata	Si	No	No	Si	No	Si
Cappetta di guarigione inclusa	No	No	No	Si	Si	Si
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Esagono interno conico	Conico esagonale interna	Conico esagonale interna	Interna	Interna ottagonale da 4,5 mm	Interna conica
Tipo di trattamento di superficie	Colletto Laser-Lok con superficie RBT	Elettrogalvanico con ossido di titanio e fosforo	Elettrogalvanico con ossido di titanio e fosforo	C.B.S.	Sabbatura	Sabbatura e irruvidimento superficiale tramite acidi, dececontaminazione con plasma freddo
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Pentalobare	Ottagono	Esagono e dodecagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Doppio sterile	In ampolla con distanziale rondella, boccetta, scatola, sterilizzazione ai raggi beta	In ampolla con distanziale rondella, boccetta, scatola, sterilizzazione ai raggi beta	Doppio (cellophane e blister), sterilizzazione ai raggi gamma	Montatore impianto, bottiglia in vetro e blister con confezione in cartone plastificato	Ampolla con blister, sterilizzazione ai raggi gamma
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 120,00	Euro 99,00	Non fornito	Euro 125,00 (incluso tappo di guarigione)	Euro 190,00
Info azienda	BioHorizons Italia Tel. 800. 063. 040 it.biohorizons.com	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com www.titanmed.it	Tel. 0341.363504 www.tecomimplantology.com www.titanmed.it	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it www.dentaurum.de	Tel. 0549.909948 www.pressing-dental.com	Tel. 030.2586547 www.physioplant.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> IMPIANTI DENTALI					
					
Prodotto	VOLUTION	WAY MILANO	XIVE S PLUS	YALOS LINE	ZYGOMATIC
Produttore	Ires	Geass srl	Dentsply	Ziveco Group srl	Noris Medical LTD
Morfologia	Conico (ad ogiva), doppia spira	Conico con microfiletto	Cilindrico	Conico e cilindrico, autoflettante con collo transmucoso	Conico, bifasico
Indicazioni	Polivalente	Zone estetiche, carico immediato, chirurgia avanzata	Postestrativo, differito e tardivo, spazi ristretti, restauri multipli	Carico immediato, postestrativo, tutti i protocolli chirurgici e ove la stabilità primaria è basilare	Riabilitazione di mascellare atrofico senza la necessità di ricostruzione ossea
Lunghezze dell'impianto disponibili (mm)	8-10-11.5-13-16	8-9-10-11-12-13-15	8-9.5-11-13-15-18	6-8-10-11.5-13-15	35-37.5-40-42.5-45-47.5-50-52.5-55-57.5
Diametri disponibili dell'impianto (mm)	3.7-4.1-4.7	3.4-3.8-4.5-5.5	3-3.4-3.8-4.5-5.5	1.8-2-2.4-3-4-5-6	4.2
Materiale dell'impianto e del moncone	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	Titanio	Titanio grado 2 impianto, grado 4 e 5 abutment	Titanio grado 4 (monoblocco)	Titanio
Tipologia di titanio dell'abutment e dell'impianto	Titanio grado 4 impianto, grado 5 monconi	Titanio	Titanio grado 2 impianto, grado 4 e 5 abutment	Titanio	Ti6Al4V ELI
Trattamento del collare dell'impianto per integrazione connettivo	Macchinato con decontaminazione con plasma a freddo	Titanio	Titanio grado 4 e 5	Titanio lucidato	Titanio macchinato
Presenza di abutment per soluzioni cad/cam	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologie di abutment disponibili	Dritti, angolati, a sfera, MUA dritti e angolati	Oltre 15 tipi di più altezze	Preformati, in titanio, oro e zirconia	Dritti e angolati	Titanio, calcinabile, PEEK Zirconio, MUA, UCLA
Posizione di inserimento rispetto cresta ossea	Sottocrestale	Crestale	luxta crestale	Transmucoso, bone level	•
Connessione tipo platform switching	Si	Si	Si	No	Si

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Filettatura autofilettante	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connessioni/geometrie dell'ingaggio	1	2	3	1	1
Kit e software per chirurgia guidata	Si	Si	Si	No	No
Cappetta di guarigione inclusa	Si	Si	Si	No	No
Tipo di connessione tra moncone e impianto	Interna doppio platform switching	Conica interna a base esagonale	Cilindro-esagono-cilindro, interna	Esagono esterno	Esagono interno
Tipo di trattamento di superficie	Sabbatura, doppia acidatura, decontaminazione al plasma a freddo	Synthebra	Trimodale: macchinata, sabbata e mordenzata	Sabbatura, mordenzata, plasma argon a freddo	RBM e SLA con la parte macchinata
Tipo di indice per il riposizionamento del moncone	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono	Esagono
Certificazione ISO 13485 e FDA	Si/No	Si/No	Si	Si	Si/No
Confezionamento e sterilizzazione	Packaging verticale, cilindro titanio in ampolla in vetro	Blister sterile + dispositivo no touch in titanio	Doppio sterile	Doppia fiala termosigillata, sterilizzazione ai raggi gamma	Doppio blister sterile, sterilizzazione ai raggi gamma
Prezzo di listino*	Euro 135,00	Euro 172,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 035.270743 www.ires.dental	Tel. 0432.669191 www.geass.it	Tel. 06.7264031 www.dentsply.com	Tel. 02.25714337 www.ziveco.com	Tel. 06.64764651 328.4642057 www.norismedical.com

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

ADIN DENTAL IMPLANTS SYS, premio come migliore Exporter

Storica Azienda Israeliana, unica a vantare il premio del suo Governo come migliore Exporter.

ADIN è presente, in oltre 60 paesi del mondo, con severe certificazioni, fra cui FDA. In Italia l'importatore e distributore esclusivo, autorizzato dal Ministero della Salute, è la Dental Pr Adin.

La Fixture top del sistema è il "TOUAREG", che soddisfa le attuali esigenze di carico immediato e post estrattivo, grazie alla spira e design, che dopo il posizionamento gli conferiscono una elevata stabilità.

L'impianto è prodotto con ingaggio Standard, o Close Fit con maggiore lunghezza ed angolazione a 6° del cono, piattaforma UNP NP RP WP, dm 2.75 3 3.5 3.75 4.2 5 6 h 6.25 8

10 11.5 13 16 18. Relativamente all'osteointegrazione esiste uno studio della NY University, dove ADIN è risultata eccel-

lente, al pari di noti marchi, e un test di carico con risultati addirittura superiori. Oltre l'impianto, la compo-



nente protesica, rende il sistema molto valido, offrendo soluzioni protesiche varie, utili per ogni esigenza riabilitativa, dalla protesi cementata ai monconi in zirconia, estetici, per arrivare fino all'avvitata, grazie al sistema TMA/ FLAT, overdenture CAD CAM bases, scan body abt, avendo essa lo scanner intraorale e possibilità di fare chirurgia guidata. In conclusione, si rivela una scelta proficua, per il rapporto costo/beneficio e l'elevato standard qualitativo, determinante per la tranquillità del clinico e del paziente.

Per ulteriori informazioni

Dental Pr Adin
Via Carpineta 9
Baronissi (SA)
Tel./Fax 089.954103-338.9742274
info@dentalpradin.com
www.dentalpradin.com

ISOMED "Una Guida sicura nella cultura del servizio"

La sistematica di Chirurgia Guidata **Isomed SpeedyGuide**, rappresenta l'evoluzione dell'implantologia dentale basata su concetti di predicibilità della pianificazione anatomico/protesica, assistita al computer.

Questa procedura consente la programmazione dell'intervento chirurgico, attraverso l'ausilio di un software di elaborazione implantare sulla base di un'indagine TC volumetrica o Dentalscan, eseguita adottando una dima radiologica che sarà trasformata in Guida Chirurgica.

La compatibilità con tutti i sistemi implantari, fa di **Isomed SpeedyGuide** un sistema aperto che permette all'odontoiatra di poter scegliere di posizionare Impianti Isomed Conici e Progressive



con grande facilità.

Ciascun caso implantare richiede un approccio su misura, ecco perché **Isomed SpeedyGuide** offre un'ampia varietà di soluzioni di Guide Chirurgiche: ad appoggio dentale, ad appoggio mucoso e per Impianti post-estrattivi.

ISOMED, dal 98 una risposta sicura alle esigenze del Clinico.

Per ulteriori informazioni

Isomed
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it



FATTI
PER DURARE
NEL TEMPO

ALLA RADICE DEL TUO SUCCESSO

B&B Dental è azienda leader italiana nel campo dell'implantologia dentale.

Specializzata nella produzione di impianti dentali e materiale di rigenerazione ossea, è stata fondata nel 1992 dal Dr. Claudio Banzi.

B&B Dental è nota per una continua ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e certificati, sempre assolutamente originali.

Oltre 20 anni di esperienza che rendono B&B Dental molto apprezzata da dottori ed operatori del settore dentale su scala mondiale.

DURAVIT
SLIM



DURAVIT
3P



DURAVIT
EVOLUTION



DURAVIT
WIDE



DURAVIT
MINI IMPLANT



B&B DENTAL
implant company

Via San Benedetto, 1837 - 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00 - info@bebdental.it - www.bebdental.it



Le linee implantari iRes

iRES propone tre differenti linee implantari per soddisfare le esigenze di tutti i Professionisti: **Shapeone®**, **iMAX®** e **Volution®**. La prima caratterizzata dall'impianto conico a tripla spira con passo 0,6mm a connessione esagonale (intera o esterna) e ottagonale (transmucosa "wide neck" con connessione econometrica), la seconda dalla doppia spira con passo 0,6mm conico-cilindrico con connessione esagonale (intera o esterna). Novità è la **linea Volution®**, definito «l'impianto facile dal design aggressivo», con un



protocollo chirurgico ridotto e dalla facilità d'inserimento del corpo implantare, design ogivale con doppia spira larga

e passo 0,9mm. Doppio platform switching, collo da 2,8mm con 6 cerchi concentrici, ad "effetto tappo ermetico", per bloccare l'attacco batterico.

Shapeone® e **iMAX®** sono disponibili in tre versioni: trattamento di superficie, "naked" macchinato e hyBRID (con trattamento di superficie esclusivamente sulla parte apicale dell'impianto). **Shapeone®** si arricchisce dell'impianto **Uniko**, versatile transmucoso "narrow neck" con connessione esagonale interna. Esso potrà

essere utilizzato sia come bone level che come tissue level in base alla necessità del clinico. Una gamma completa per l'implantologia, a un prezzo concorrenziale, con tutti i plus di settore come doppia acidatura e decontaminazione con plasma a freddo, connessione con friction fit, platform switching per razionalizzare le soluzioni protesiche ed unico kit per tutte le linee implantari.

Per ulteriori informazioni
info@ires.dental
www.ires.dental

Benvenuta ACT, la nuova linea Tecom Implantology



Titanmed ha ampliato la gamma delle sue linee registrate a marchio **TECOM IMPLANTOLOGY**, aggiungendo

la neonata **ACT**. Specializzata nella produzione di impianti dentali, l'azienda lecchese da più di 15 anni offre professionalità e prodotti di qualità ad altissimo livello, che si concretizzano nelle 12 linee già presenti.

La nuova linea implantare ha caratteristiche idonee per i casi di post estrattivo e carico immediato. È la morfologia stessa dell'impianto a consentire la sua ottima stabilità primaria: corpo a conicità crescente per una migliore condensazione dell'osso, spire accentuate per

un'elevata capacità auto-maschiante ed apice autofilettante per un'osteotomia ridotta.

Ulteriore caratteristica chiave dell'impianto la connessione interna conico-esagonale, che offre un ottimo sigillo fra moncone e impianto con riduzione dei micromovimenti, per una migliore distribuzione del carico e una maggiore tenuta alle infiltrazioni batteriche. Il trattamento superficiale TiP TECOM IMPLANTOLOGY, elettrochimico per arricchimento con ossido di titanio e fosforo, favorisce il processo inizia-

le di osteointegrazione ed il mantenimento dell'osso e dei tessuti molli. Una combinazione di eccellenti caratteristiche tecniche-cliniche conformi agli elevati e severi standard di produzione Titanmed, offerta ad un prezzo altamente vantaggioso.

Per ulteriori informazioni
Titanmed Srl
Via E. Monti 23, Fraz. Visconti
23851 Galbiate (Lecco)
www.tecomimplantology.com
www.titanmed.it



Implantotecnica S.R.L.

MEMBRO DELLA RETE IMPLADENT FRANCHISING

Pronti per affrontare il futuro

- Ponti e Corone in Metallo
- Abutment Implantari Individuali per Fusione
- Ceramiche Cementate e Avvitate di Toronto Tradizionali ed a Carico Immediato
- Overdenture su Impianti
- Mascherine Radiologiche (DIME) per Analisi Siti Implantari
- Protesi su impianti a carico immediato
- Protesi combinata

Ritiro e consegna in tutta la Lombardia
Numero Verde 035.4829230

Implantotecnica s.r.l. Via Donizetti, 13/17 - 24049 Verdello (BG) | info@implantotecnica.it | www.implantotecnica.it