

Telecamere endorali

Sondaggio su **210** responder

Qual è per Lei il principale uso di una telecamera?

Comunicativo con il paziente	172	82%
Diagnostico (con grande qualità di immagini)	38	18%




Ritiene importante salvare le immagini di un data base (nella stessa cartella paziente con immagini radiografiche etc)?

Si	176	84%
No	34	16%




È fondamentale per Lei una connessione wi-fi o preferisce una connessione USB?

USB	91	43%
Wi-fi	119	57%



Qual è il prezzo massimo che è disposto a pagare per una telecamera?

1.200	138	66%
1.500	54	26%
1.800	18	8%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> TELECAMERE ENDORALI

TELECAMERE ENDORALI											
Denominazione del prodotto		DOUBLE TOUCH AP193UT	DY-2360	GXC-300	OWANDY CAM	SOPRO 617					
Link alle aziende											
Produttore		Tecnomed Italia	Tianjin Jing Gong Dong Yang International Trade Co	Gendex Dental Systems	Owandy Radiology	Sopro - Acteon Group					
Sensore		1/4" Sony CCD	1/4" Sony HAD CCD	1/4" Sony CCD	1/4" CMOS	1/4" CCD					
Risoluzione e definizione		2 Mpixel, 460 linee	2,3 Mpixel, 480 linee	640x480 pixel	1.280x1.024 a 10 immagini al secondo	752x582 PAL					
Illuminazione oggetto		6 led	6 led	4 led	6 led	8 led					
Sensibilità/luminosità (nm)		•	500 lux	494 lux	500 lux	2 lux					
Angolazioni di prospettiva (°)		105	105	60	60	80					
Optica		Fissa	Variabile	Fissa	Fissa	Fissa					
Escursione profondità focale (mm)		3-50	3-50	Da 1 a infinito	8-40	Da 1 a infinito					
Caratteristiche della lente		Autofocus	Lente quadrangolo focus free	Relay Glass Optic Lenses Systems	Lente grandangolo focus-free	3 doppie lenti					
Avvio/ Fine ripresa		Pulsante su manipolo	Automatico	Automatico	Automatico tramite PC	Manuale					
Fermo immagine		Da 1 a infinito	1-30	Da 0 a infinito	•	Da 1 a 4 immagini con Soprotouch					
Diagnostica		•	Placca, infiammazioni gengivali, carie	•	Placca, infiammazioni gengivali, carie	•					
Funzionalità Macro		No	Si	•	No	No					
UTILIZZO											

Dimensioni (mm) e peso (gr) telecamera	212x27x26 - 50	210 - 42	28,5x25,5x230	197x28x26 - 80	205x28x24 - 55
Dimensioni (mm) e peso (gr) unità esterna	•	85x120x30 - 150	•	•	100x46x20 - 105/145x130x35 - 265
Lunghezza cavo (m)	2,5	2	3	5	2,5
Spegnimento automatico a riposo	No	Si	Si	No	Si
Possibilità di collegamento wireless	No	Si	No	No	No
Posizionamento funzioni (Manipolo=M / Unità controllo=U/automatico=A)	Memorizzazione immagini M	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini M, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco M, Regolazione immagine M	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini M, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco A, Regolazione immagine A	Messa a fuoco A, Memorizzazione immagini M, Preselezione profondità fuoco A, Calibrazione del bianco PC, Regolazione immagine PC	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini U, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco M, Regolazione immagine M/U
Segnale di uscita	USB 2.0	USB	Digitale	USB	Video, S-video, USB
Alimentazione (V)	USB 2.0	5 DC	5	5	100-240
Elementi in dotazione	Telecamera + protezioni monouso + software + supporto manipolo	Manipolo, docking station, cavi di alimentazione e trasmissione, custodie monouso	Manipolo, cavo, CD-ROM per installazione	Software immagini Quick Vision, guaine monouso, manuale e CD driver	Manipolo telecamera, docking station, software imaging
Garanzia (mesi)	24	12	12	24	24
Software per pc incluso	Si	No	Si	Si	Si
Collegamento	A pc USB 2.0	A pc USB/VGA, a monitor riunito, a monitor esterno	A pc USB 2	A pc USB High Speed (480 Mbit/s)	A pc USB, a monitor riunito, a monitor esterno
Compatibilità	Windows	Windows	Windows	Windows, Mac con software opzionale	Windows, Mac
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 690,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:
 
approfondimento

focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

+ INFO OPERATORI

Durr Dental
 039.5970300 – www.durr.it

Gendex Dental Systems
 www.gendex.it (Distr. Kavo Italia)
 02.249381.1 – www.kavo.it)
Owandy Radiology

0362.621106 - www.owandy.com
Sopro - Acteon Group
 0331.376760 - www.acteongroup.com
Tecnomed Italia

www.dentalastec.it
Tianjin Jing Gong Dong Yang International Trade Co (Imp. e distr. Linea Diretta)
 035.731895 - www.lineadirettamed.com)

> TELECAMERE ENDORALI					
Denominazione del prodotto	SOPRO 717	SOPRO CARE	SOPRO LIFE	TECNO CAM AP192	VISTACAM IX
Link alle aziende					
Produttore	Sopro - Acteon Group	Sopro - Acteon Group	Sopro - Acteon Group	Tecnomed Italia	Durr Dental AG
Sensore	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" Sony CCD	Sony CCD
Risoluzione e definizione	752x582 PAL	752x582 PAL	752x582 PAL	1.280x1.024 (VGA)	470.000 pixel
Illuminazione oggetto	8 led	7 led	8 led	6 led	6 led
Sensibilità/luminosità (nm)	2 lux	2 lux	2 lux fluorescenza 450 nm	6 lum	360° K
Angolazioni di prospettiva (°)	70	70	70	90	•
Ottica	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa
Escursione profondità focale (mm)	Da 1 a infinito	Da 1 a infinito	Da 1 a infinito	5-50	3-28
Caratteristiche della lente	3 doppie lenti	3 doppie lenti	3 doppie lenti	Autofocus	Vetro zaffiro
Avvio/ Fine ripresa	Manuale	Manuale	Manuale	Pulsante su manipolo	•
Fermo immagine	Da 1 a 4 immagini con Soprotouch	Da 1 a 4 immagini con Soprotouch	Da 1 a 4 immagini con Soprotouch	32 immagini	Si
Diagnostica	•	Placca, infiammazioni gengivali, carie	Carie	•	Placca, infiammazioni gengivali, carie
Funzionalità Macro	Si	Si	Si	No	Si
UTILIZZO					
OTICA					
SENSORE					

Dimensioni (mm) e peso (gr) telecamera	200x28x24 - 75	200x30x24 - 78	200x30x24 - 78	210X29X25 - 45	Peso 50
Dimensioni (mm) e peso (gr) unità esterna	100x46x20 - 165/155x130x35 - 245	100x46x20 - 165/145x130x35 - 245	100x46x20 - 165/145x130x35 - 245	116x88x35 - 145	•
Lunghezza cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Spegnimento automatico a riposo	Si	Si	Si	Si	Si
Possibilità di collegamento wireless	No	No	No	Si	No
Posizionamento funzioni (Manipolo=M / Unità controllo=U/automatico=A)	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini U, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco M, Regolazione immagine M/U	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini U, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco M, Regolazione immagine M/U	Messa a fuoco M, Memorizzazione immagini U, Preselezione profondità fuoco M, Pulsante multifunzione M, Calibrazione del bianco M, Regolazione immagine M/U	Memorizzazione immagini M, pulsante multifunzione M	•
Segnale di uscita	Video, S-video, USB	Video, S-video, USB	Video, S-video, USB	VGA - USB 2.0	Digitale
Alimentazione (V)	100-240	100-240	100-240	5 V DC	USB2 – USB3
Elementi in dotazione	Manipolo telecamera, docking station, software imaging	Manipolo telecamera, docking station, software imaging	Manipolo telecamera, docking station, software imaging	Telecamera completa di cavi + protezioni monouso + software + supporto manipolo	Protezioni + supporto manipolo
Garanzia (mesi)	24	24	24	24	24
Software per pc incluso	Si	Si	Si	Si	Si
Collegamento	A pc USB 2.0, a monitor riunito, a monitor esterno	A pc USB 2.0, a monitor riunito, a monitor esterno	A pc USB, a monitor riunito, a monitor esterno	A pc USB, a monitor riunito, a monitor esterno	A PC USB 2 – USB 3
Compatibilità	Windows, Mac	Windows, Mac	Windows, Mac	Windows	Windows
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	A partire da euro 3.100,00

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Telecamera Gendex GXC-300



Con l'introduzione della nuova leggerissima camera per uso intraorale GXC-300, Gendex continua la lunga tradizione che la vede fornire ai professionisti dentali apparecchiature per imaging allo stato dell'arte.

La telecamera GXC-300, che

combina le più moderne tecnologie video, è uno strumento eccezionale per l'educazione ed il miglioramento della comunicazione con il paziente.

Un potente strumento a tutto vantaggio di una maggiore comprensione ed accettazione

del piano di trattamento nonché maggiore collaborazione del paziente durante la sua esecuzione.

Massima portabilità

- Collegamento diretto ad alta velocità alla porta USB del PC senza necessità di docking station
- Manipolo leggero ed ergonomico. Cablaggio ridotto al minimo per un agevole uso
- Facile da scollegare per il trasferimento rapido ad altra postazione

Tecnologia avanzata

- Elimina praticamente ogni distorsione dell'immagine grazie ad un'ottica diretta (true optics)
- Pulsante scorrevole per la regolazione della messa a fuoco per massime prestazioni

- Pulsante di cattura laterale per acquisizione di serie di quattro immagini
- Sistema d'illuminazione allo stato dell'arte costituito da 4 LED

Prestazioni elevate

- Attivazione della camera controllata automaticamente dal porta-manipolo e da un'interfaccia software sempre attiva
- Il porta-manipolo può essere montato praticamente ovunque ed è quindi sempre a portata di mano.

PER INFORMAZIONI
KaVo ITALIA
Via del Commercio 35
16167 Genova
www.kavo.it



Variosurg3

*Dai più potenza
alla tua piezochirurgia*



DENTALICA

DENTALICA s.p.a. | Via Rimini 22 | 20142 Milano
 info@dentalica.com | www.dentalica.com

Fissa subito il tuo appuntamento

Numero Verde
800 70 71 72



Potenza senza paragoni +50%
 Minima invasività
 Massima precisione
 Rapidità di esecuzione
 Predicibilità dei risultati