

Taper KIT (IOTSKV5)

Per **TSIII / IV** **ETIII** **SSIII** **USIII**

Kit per inserimento di impianti conici

Il Kit consente l'inserimento degli impianti in tutte le condizioni di osso, permettendo la gestione della preparazione in maniera ottimale

Posizionamento Standard Impianto TS / ET


- Torque di inserimento raccomandato non superiore a 40 Ncm

Componenti pannello superiore

Chiave dinamometrica
ITW30B



Misuratore di profondità
IOSDG



NB. Avvitatore esagonale 1.2 max. torque 30 Ncm
Avvitatore esagonale 0.9 max. torque 20 Ncm

OPZIONALE SU RICHIESTA