

› CEMENTI CAD CAM A CONFRONTO

CEMENTI CAD CAM			
NOME PRODOTTO PRODUTTORE	ACTIVA BIOACTIVE-CEMENT PULPDENT	BEAUTICEM SA SHOFU INC.	BIFIX QM SIRINGA QUICKMIX 10 G VOCO
FORZA ADESIVA ALLO SMALTO (MPa)	12,5 (dentina)	14/dentina 11,9	26,5 (Solobond Plus)
STABILITÀ CROMATICA	Alta	Si	$\Delta E = 4,47$ (14 giorni, conservazione in café)
GRADO DI FLUORESCENZA UV	•	Come dente naturale	•
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DI CEMENTI COMPOSITI A CORONE IN ZIRCONIA DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE (MPa)	12,8	> 19	•
RADIANZA (MW/CM ²)	•	Polimerizza in 10 sec. esposizione a luce LED	4 mm/10 s
RADIOPACITÀ (% AL)	1,5	1,35	Corrispondente ISO4049
ALTRE CARATTERISTICHE PECULIARI	Stimola la formazione di apatite e la remineralizzazione all'interfaccia cemento-dentina	Automordenzante, autoadesivo, spessore 11,8 µm, rilascia fluoro, res. Flessione 134 (fotopol.) 118 (pol. chim.) MPa, res. Compressione 320 MPa, non richiede primer per metalli, compositi, allumina, zirconia	Disponibile in tre colori
PREZZO DI LISTINO*	Euro 99,50	Euro 93,70	Euro 97,90
INFO AZIENDA	Tel. 02.3357261 www.activabioactive.it	www.shofu.de Distributore Illic Tel. 02.55016500 www.illic.it	Tel. +49 (0) 4721 7190 www.voco.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

			
BIFIX SE SIRINGA QUICKMIX 5G VOCO	MAXCEM ELITE KERR ITALIA SRL	MERON CAPSULA D'APPLICAZIONE VOCO	NX3 NEXUS THIRD GENERATION KERR CORPORATION – ORANGE/USA
7,4 (fotopolimerizzato) 8,5 (polimerizzazione chimica)	25,5	7 ca.	34,2 (con Optibond XTR)
Ottimo	Elevata, grazie all'assenza di BPO	Ottimo	Elevata, grazie all'assenza di BPO
•	•	•	•
20,1 MPa (fotopolimerizzato), 25,1 MPa (polimerizzazione chimica)	21 Mpa (dopo 5000 termociclaggi)	•	•
2 mm/20 s	•	Autopolimerizzazione	•
227	280	200	> 330
Autoadesivo, tre colori diversi	Automordenzante e autoadesivo dual-cure per perni in fibra di vetro, corone, ponti, faccette, intarsi, onlay realizzati in qualsiasi materiale (metallo, ceramica, composito, zirconio, materiali CAD/CAM)	Quantità esprimibili 400 mg	Cemento composito con variante dual-cure e solo fotopolimerizzabile indicato per restauri altamente estetici realizzati in qualsiasi materiale (metallo, ceramica, composito, zirconio, materiali CAD/CAM)
Euro 59,60	Non fornito	Euro 92,10 (50 pz) Euro 276,30 (150 pz)	Non fornito
Tel. +49 (0) 4721 7190 www.voco.it	Tel. 800 16 55 52 www.kerrdental.it	Tel. +49 (0) 4721 7190 www.voco.it	Tel. 800 16 55 52 www.kerrdental.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA